




So vermessen Sie den Arm:

Führen Sie die Messung am locker aufliegenden Arm bei leicht gebeugtem Ellenbogen durch. Die Messpunkte entsprechen den folgenden anatomischen Orientierungspunkten:

Umfangs-Messpunkte:

- cA** größter Umfang der Handfläche, direkt unter den Fingergrundgelenken
- cC** geringster Umfang des Handgelenks
- cE** rund um das Ellenbogengelenk und die Ellenbeuge
- cG** am Oberarm direkt unter der Achselhöhle

Längenmaße:

- IA-C** die Länge zwischen Punkt **cA** und Punkt **cC**
- IC-G** die Länge zwischen Punkt **cC** und Punkt **cG**

Anmerkung:

c = Umfang, **I** = Länge

Alle Längenmessungen sollten der Körperkontur folgen.

Alle Maßangaben in Zentimetern.

	S	M	L	XL
ReadyWrap® Arm (Arm)				
(IC-G) (3 Längen)	Achselumfang (cG) 22-29 cm Ellenbogenumfang (cE) 19-26 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm	Achselumfang (cG) 26-36 cm Ellenbogenumfang (cE) 24-33 cm Handgelenksumfang (cC) 15,5-20 cm	Achselumfang (cG) 31-43 cm Ellenbogenumfang (cE) 29-40 cm Handgelenksumfang (cC) 17,5-23 cm	Achselumfang (cG) 36-50 cm Ellenbogenumfang (cE) 30-43 cm Handgelenksumfang (cC) 19,5-26 cm
Kurz				
■ Beige bis 43 cm	104514	104508	104502	104520
■ Schwarz bis 43 cm	104515	104509	104503	104521
Standard				
■ Beige bis 46 cm	104516	104510	104504	104522
■ Schwarz bis 46 cm	104517	104511	104505	104523
Lang				
■ Beige bis 49,5 cm	104518	104512	104506	104524
■ Schwarz bis 49,5 cm	104519	104513	104507	104525
ReadyWrap® Gauntlet (Handschuh)				
	Länge (IA-C) bis 12,5 cm Handgelenksumfang (cC) 13,5-17 cm Handflächenumfang (cA) 18-20 cm	Länge (IA-C) bis 13,5 cm Handgelenksumfang (cC) 15,5-20 cm Handflächenumfang (cA) 20-22 cm	Länge (IA-C) bis 14,5 cm Handgelenksumfang (cC) 17,5-23 cm Handflächenumfang (cA) 22-24 cm	Länge (IA-C) bis 15,5 cm Handgelenksumfang (cC) 19,5-26 cm Handflächenumfang (cA) 24-26 cm
■ Beige Rechts	104498	104496	104494	104500
■ Beige Links	104490	104488	104486	104492
■ Schwarz Rechts	104499	104497	104495	104501
■ Schwarz Links	104491	104489	104487	104493

ReadyWrap®


Bestellformular Arm

Bestellung unter:
Bestellung.L+R@at.LRmed.com

Bitte tragen Sie ein, welche Teile Sie bestellen möchten.

Verband (Arm)	Länge	Farbe	Größe	REF	Anzahl
Arm	☐ 43cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
	☐ 46cm				
	☐ 49,5cm				
Handschuh		☐ Beige ☐ Schwarz			

Bitte ankreuzen: ☐ Rechts ☐ Links ☐ beidseitig



Absender

Firmenname, Ansprechpartner

Bestellnummer

Straße

Datum

PLZ/Ort

Lieferadresse

Ihre Kundennummer

Herausgeber:

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Irlicher Straße 55 · D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH · Kirchengasse 17 · A-2525 Schönnau an der Triesting

Kontaktadressen:

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien