




Bitten Sie den Patienten, wenn möglich zu stehen.
Markieren und messen Sie das Bein wie folgt:

Umfangs-Messpunkte:

- cA zwischen dem Fußballen und Zehenansatz (Zehengrundgelenk)
- cA' am größten Umfang des Fußrückens
- cB oberhalb des Knöchels (ca. 2 cm über dem Malleolus lateralis)
- cC am größten Umfang der Wade
- cD an der engsten Stelle unter dem Knie, ca. 2-3 cm unter der Kniekehle
- cE' 5 cm über dem Knie
- cG ca. 5 cm unterhalb des Schrittes

Längenmaße:

- IA-Y vom Fersenrücken bis zum Ansatz des kleinen Zehs
- ID-B Länge von Messpunkt cB bis Messpunkt cD
- IG-E' Länge von Messpunkt cE' bis Messpunkt cG

Anmerkung:

c = Umfang, l = Länge

Alle Längenmessungen sollten senkrecht ausgeführt werden und der Körperkontur folgen. Alle Maßangaben in Zentimetern.

	S	M	L	XL	XXL
ReadyWrap® Thigh (Oberschenkel)					
(IG-E') (2 Längen)	Leistenumfang (cG) 48-63 cm Umfang über Knie (cE') 38-48 cm	Leistenumfang (cG) 58-73 cm Umfang über Knie (cE') 45-58 cm	Leistenumfang (cG) 68-83 cm Umfang über Knie (cE') 52-68 cm	Leistenumfang (cG) 78-93 cm Umfang über Knie (cE') 59-78 cm	Leistenumfang (cG) 88-103 cm Umfang über Knie (cE') 66-88 cm
Beige, bis 25 cm	104 478	104 474	104 470	104 482	104 790
Schwarz, bis 25 cm	104 479	104 475	104 471	104 483	104 791
Beige, bis 30 cm	104 480	104 476	104 472	104 484	104 792
Schwarz, bis 30 cm	104 481	104 477	104 473	104 485	104 793
ReadyWrap® Knee (Knie)					
(eine Länge – 20 cm)	Umfang über Knie (cE') 38-48 cm Umfang unter Knie (cD) 28-38 cm	Umfang über Knie (cE') 45-58 cm Umfang unter Knie (cD) 33-43 cm	Umfang über Knie (cE') 52-68 cm Umfang unter Knie (cD) 38-48 cm	Umfang über Knie (cE') 59-78 cm Umfang unter Knie (cD) 43-58 cm	Umfang über Knie (cE') 66-88 cm Umfang unter Knie (cD) 53-68 cm
Beige	104 464	104 462	104 460	104 466	104 788
Schwarz	104 465	104 463	104 461	104 467	104 789
ReadyWrap® Calf (Unterschenkel)					
(ID-B) (2 Längen)	Unterschenkelumfang (cC) 28-38 cm Knöchelumfang (cB) 18-23 cm	Unterschenkelumfang (cC) 33-43 cm Knöchelumfang (cB) 20-28 cm	Unterschenkelumfang (cC) 38-48 cm Knöchelumfang (cB) 25-33 cm	Unterschenkelumfang (cC) 43-58 cm Knöchelumfang (cB) 30-38 cm	Unterschenkelumfang (cC) 53-68 cm Knöchelumfang (cB) 35-43 cm
Beige, bis 30 cm	104 450	104 446	104 442	104 454	104 784
Schwarz, bis 30 cm	104 451	104 447	104 443	104 455	104 785
Beige, bis 35 cm	104 452	104 448	104 444	104 456	104 786
Schwarz, bis 35 cm	104 453	104 449	104 445	104 457	104 787
ReadyWrap® Foot CT (Fuß)					
(IA-Y) (2 Längen) (Seite)	Knöchelumfang (cB) 18-23 cm Umfang (cA) 18-20,4 cm Umfang (cA') 20-25 cm	Knöchelumfang (cB) 20-28 cm Umfang (cA) 20,5-23,5 cm Umfang (cA') 24-29 cm	Knöchelumfang (cB) 25-33 cm Umfang (cA) 23,6-26 cm Umfang (cA') 28-33 cm	Knöchelumfang (cB) 30-38 cm Umfang (cA) 26,1-28,5 cm Umfang (cA') 32-37 cm	Knöchelumfang (cB) 35-43 cm Umfang (cA) 28,6-31 cm Umfang (cA') 36-41 cm
Rechts Beige Reg 16-19 cm	141 727	141 731	141 735	141 739	141 743
Rechts Schwarz Reg 16-19 cm	141 729	141 733	141 737	141 741	141 745
Links Beige Reg 16-19 cm	141 726	141 730	141 734	141 738	141 742
Links Schwarz Reg 16-19 cm	141 728	141 732	141 736	141 740	141 744
Rechts Beige Lang 19-22 cm	141 747	141 751	141 755	141 759	141 763
Rechts Schwarz Lang 19-22 cm	141 749	141 753	141 757	141 761	141 765
Links Beige Lang 19-22 cm	141 746	141 750	141 754	141 758	141 762
Links Schwarz Lang 19-22 cm	141 748	141 752	141 756	141 760	141 764
ReadyWrap® Toe (Zehen)					
(cA)	Umfang (cA) 18,0-20,4 cm	Umfang (cA) 20,5-23,5 cm	Umfang (cA) 23,6-26,0 cm	Umfang (cA) 26,1-28,5 cm	Umfang (cA) 28,6-31,0 cm
Rechts Beige	104 416	104 414	104 412	104 418	104 420
Rechts Schwarz	104 417	104 415	104 413	104 419	104 421
Links Beige	104 406	104 404	104 402	104 408	104 410
Links Schwarz	104 407	104 405	104 403	104 409	104 411

ReadyWrap® Extender Strap (Verlängerungsband) Einheitsgröße

Beige	104 740
Schwarz	104 741

ReadyWrap® Liner (Unterstrumpf) Paarweise, nur in Schwarz erhältlich

	S - L	XL - XXL
	Knöchelumfang (cB) 18-33 cm Unterschenkelumfang (cC) 28-48 cm Leistenumfang (cG) 48-83 cm	Knöchelumfang (cB) 30-43 cm Unterschenkelumfang (cC) 43-68 cm Leistenumfang (cG) 78-103 cm
Kniestrumpf ■ Schwarz	149 032	149 033
Schenkelstrumpf ■ Schwarz	149 034	149 035

Jedem Produkt ist ein ReadyWrap® Unterstrumpf beigelegt.
(Nicht bei ReadyWrap® Zehen)

ReadyWrap®


Bestellformular Bein

Bestellung unter:
Bestellung.L+R@at.LRmed.com

Bitte tragen Sie ein, welche Teile Sie bestellen möchten.

Verband (Linkes Bein)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	REF	Anzahl
Oberschenkel	☐ 25 cm ☐ 30 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Knie		☐ Beige ☐ Schwarz			
Unterschenkel	☐ 30 cm ☐ 35 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Fuß CT	Links ☐ 16-19 cm ☐ 19-22 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Zeh	Links	☐ Beige ☐ Schwarz			
Verlängerungs- band		☐ Beige ☐ Schwarz			
Unterstrumpf	☐ Kniestrumpf ☐ Schenkelstrumpf	☐ Schwarz			

Verband (Rechtes Bein)	Länge/ Seite	Farbe	Größe	REF	Anzahl
Oberschenkel	☐ 25 cm ☐ 30 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Knie		☐ Beige ☐ Schwarz			
Unterschenkel	☐ 30 cm ☐ 35 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Fuß CT	Rechts ☐ 16-19 cm ☐ 19-22 cm	☐ Beige ☐ Schwarz			
Zeh	Rechts	☐ Beige ☐ Schwarz			
Verlängerungs- band		☐ Beige ☐ Schwarz			
Unterstrumpf	☐ Kniestrumpf ☐ Schenkelstrumpf	☐ Schwarz			



Absender

Firmenname, Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Ihre Kundennummer

Bestellnummer

Datum

Lieferadresse

Herausgeber:
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Irlicher Straße 55 · D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH · Kirchengasse 17 · A-2525 Schönnau an der Triesting

Kontaktadressen:
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien