



People.Health.Care.

L&R **OPTILINE®**
Servicelösung

Ambulantes Operieren

Effizient und optimiert – wir liefern die Lösung.

Der **smarte**
Komponenten-
katalog.



Ambulantes Operieren?

Wir liefern die **smarte** Lösung.

Für das ambulante Operieren (AOP) gelten besondere Rahmenbedingungen – insbesondere beim wirtschaftlichen Einsatz von Ressourcen. Als lösungsorientierter Vollsortimenter bietet L&R Produkte, welche die Anforderungen des ambulanten Operierens in hohem Maße erfüllen – besonders in ökonomischer Hinsicht. Unsere individuellen Lösungen erleichtern Ihren Arbeitsalltag und enthalten exakt das, was bei jedem Eingriff benötigt wird – speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



Ihr Mehrwert

durch optimierte Einkaufsstrukturen

Durch unsere zentralisierte Beschaffung und die enge Zusammenarbeit mit über 150 renommierten Lieferanten bündeln wir große Einkaufsmengen und erzielen hervorragende Konditionen.

Ihre Vorteile:

- attraktive Preise
- kurze Lieferzeiten
- hohe Versorgungssicherheit
- konstant zuverlässige Qualität




Ihr individuelles Kitpack®

dank Beratung auf Augenhöhe

Bei der Erstellung unseres individuellen, anwendungs-spezifischen Mehrkomponentensets Kitpack setzen wir auf Austausch und enge Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen. Die intensive Betreuung durch unsere kompetenten OP-Expert:innen bildet die Grundlagen für Ihre Prozessoptimierung.

Ihre Vorteile:

- Dialog auf Augenhöhe
- kompetente Beratung
- Produktauswahl, die Trends und neue Behandlungsmethoden berücksichtigt



Ihr optimierter ambulanter OP

Effizienz, die sich auszahlt

Kliniken stehen heute unter wachsendem wirtschaftlichem Druck – gleichzeitig steigen die Anforderungen an Qualität, Hygiene und Prozesssicherheit. Kitpack verbindet medizinische Qualität mit betriebswirtschaftlichem Mehrwert.

Ihre Vorteile:

- standardisierte Prozesse dank vorkonfektionierter Sets
- gesenkte Prozesskosten
- reduzierter Aufwand für Verwaltung, Einkauf und Logistik



Ihr L&R Außendienst berät Sie gerne zu allen relevanten AOP-Themen.

Das Kitpack® im Detail.

Ambulantes Operieren mit L&R bedeutet optimale smarte Versorgung unter wirtschaftlichen Voraussetzungen. Gemeinsam identifizieren wir Optimierungspotenziale und bedarfsgerechte, individuelle Lösungen.

Raucodrape® SMART OP-Abdeckungen



- funktionelles Design mit guter Drapierfähigkeit
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration


Sentinex® SMART OP-Mäntel



- funktionelles Design mit hohem Anwender- und Tragekomfort
- hervorragend geeignet für ambulante Operationen

erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und des AAMI Standards

OP-Verbandstoffe



- mit Röntgenkontrastfaden bzw. -chip ausgestattet
- sehr saugfähig
- mit doppelter, selbstklebender Zählkarte


Einweginstrumente



- qualitativ hochwertige Einweginstrumente
- einfach und zeitsparend in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld
- garantieren maximale Hygiene- und Sicherheitsstandards

weitere OP-Einmalkomponenten

- z. B. Schläuche, Nahtmaterialien, Skalpelle, Handschuhe und Spritzen
- qualitativ hochwertige Produkte
- renommierte Hersteller



Die oben genannten Produkte sind eine Auswahl aus über 8.000 Komponenten.




Raucodrape® SMART

REF	Größe (cm)	VE (Stk.)
OP-Abdecktücher, steril, 2-lagig		
153 704	75 x 75	50
153 705	75 x 90	46
153 706	100 x 100	48
153 707	150 x 150	40
Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.		
OP-Klebetücher, steril, 2-lagig		
33 716	75 x 90	120
33 718	175 x 170	30
33 717	140 x 240	28
Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.		

REF	Größe/Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	VE (Stk.)
OP-Lochtücher, steril, 2-lagig, selbstklebend			
153 742	variabel	75 x 90	40
153 740	6 cm, rund, zentral	50 x 60	70
33 741	7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	50
Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.			

Sentinex® SMART OP-Mäntel steril

REF	Größe	Länge (cm)	VE (Stk.)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
33 651	M-L	120	52
33 652	XL	130	48
33 653	XXL	150	44
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
33 661	M-L	120	48
33 662	XL	130	44
33 663	XXL	150	40
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag			
109 151	M-L	120	52
109 152	XL	130	48
109 153	XXL	150	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag			
109 161	M-L	120	48
109 162	XL	130	44
109 163	XXL	150	40



Die oben genannten Produkte sind eine Auswahl aus unserem umfangreichen SMART-Sortiment.

Vereinte Erfahrung & Kompetenz:
Zusammen erfolgreich im
ambulanten OP.



Finden Sie hier
weitere Informationen
zur L&R OP-Welt.

Herausgeber
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Irlicher Straße 55, D-56567 Neuwied
Lohmann & Rauscher GmbH, Kirchengasse 17, A-2525 Schönau an der Triesting
Kontaktadresse
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf

