




People.Health.Care.

Suprasorb® P non-adhesive **NEU**

Weich, anschmiegsam und saugstark.

Mit verbesserter
Atmungsaktivität,
wodurch überschüssige
Feuchtigkeit aus
dem Verband
verdunsten kann



Die perforierte Wundkontaktschicht verhindert ein Verkleben mit der Wunde



Erhält ein feuchtes Wundmilieu*



Passt sich dem Wundbett an

Suprasorb® P non-adhesive NEU

Weich, anschmiegsam und saugstark.

Dreischichtiges Material:

Ihr Nutzen:



**Wasserdichte
Folienschicht**

atmungsaktiv und
wasserdampfdurchlässig

Saugfähiger PU-Schaum


effizientes
Exsudatmanagement

**Perforierte nicht klebende
Wundkontaktschicht**

verhindert ein Verkleben
mit der Wunde

Indikationen:

- akute und chronische Wunden wie z. B.: venöse Unterschenkelgeschwüre, Dekubitus, diabetische Fußulcera, Hautentnahme- und -empfängerstellen, Abschürfungen und postoperative Wunden
- für mittel bis stark exsudierende Wunden; oberflächliche Wunden
- kann auf ärztliche Empfehlung als Sekundärverband für infizierte und infektgefährdete Wunden verwendet werden



Suprasorb® P non-adhesive

REF	Grösse (cm)	Pharmacode	VE (Stück)
401 180	5x5	1155346	10/400
401 181	7,5 x 7,5	1155347	10/300
401 182	10 x 10	1155348	10/300
401 183	15 x 15	1155349	5/200
401 179	15 x 20	1155350	5/200

