



People.Health.Care.

Rosidal® – die Kompetenz in der Kompressionstherapie.

Seit über 60 Jahren und weltweit.



Vertrauen Sie Ihrer Zugkraft!

Dank unserem patentierten Safe-Loc System lassen sich unsere Kurzzugbinden einfach, schnell und jederzeit sicher unter vollem Zug anlegen: 100 % ziehen – anlegen – fertig.

Das Safe-Loc System bietet hohe Anwenderfreundlichkeit und Therapiesicherheit.



Erfahren Sie mehr



People.Health.Care.

Der richtige Druck ist der Schlüssel zum Therapieerfolg.

Die Kompressionstherapie bildet die Grundlage des Heilungserfolges bei venösen & lymphatischen Beinleiden (mit oder ohne Ödem). Das Grundprinzip der Kompression besteht darin, Druck auf die Blutgefäße, Lymphe und das umgebende Gewebe auszuüben. Dadurch werden der venöse Blut-

durchfluss und die Ableitung von Lymphflüssigkeit gefördert. Erhalten Sie hier einen kompakten Überblick über unsere Lösungen für eine erfolgreiche Kompressionstherapie, von qualitativ hochwertigen Polsterungs- und Kurzzugbinden für einen klassischen, bis hin zum 3-in-1 Kompressionsverband.

Produkt	Eigenschaft*	Dehnbarkeit	Material	Information
① Rosidal 1C NEU 3-in-1 Kurzzugbinde 	3-in-1: Hautkontakt-, Polster- und Kompressionslage – für einfache und zeitsparende Anwendung - schlankes Design ermöglicht das Tragen in den meisten Schuhtypen im Vergleich zu Mehrkomponentensystemen	70 % längselastisch	48 % Polyamide 42 % Baumwolle 6 % Polyester 4 % Elasthan	Einmalgebrauch
② Rosidal K Kurzzugbinde 	- schnell und einfach anzulegen - griffige Gewebestruktur gibt den Bindentouren guten Halt	90 % längselastisch	100 % Baumwolle	50-mal waschbar bei 95° C
③ Rosidal Haft Kohäsive Kurzzugbinde 	- kohäsiv, damit die Anwendung einfacher und die Kompressionsbehandlung effektiver wird - zuverlässiger Halt des Verbandes	60 % längselastisch	99 % Baumwolle, 1 % synthetische Garne, mit einer mikropunktuellen Naturkautschuk-latex-Beschichtung	Einmalgebrauch
④ Rosidal CC Kohäsive Kurzzugbinde 	- sicherer Halt durch beidseitig kohäsive, synthetische Beschichtung - das Material gewährleistet gute Beweglichkeit im Sprunggelenk, trägt kaum auf und passt bequem in jeden Schuh	75 % längselastisch	51 % Baumwolle, 39 % Polyamid, 10 % Polyurethan, mit einer synthetischen Mikrobeschichtung	Einmalgebrauch
⑤ Rosidal SC Weiche Kompressionsbinde	- weiche, textile Unterseite für zeitsparende Anwendung und hohen Tragekomfort - zum Schutz der Haut und zur Reduzierung der Rutschneigung des Verbandes als erste Kompressionslage anwendbar	dehnfähig	100 % Polyurethan Textilgewebe: 60 % Polyamid, 40 % Baumwolle	50-mal waschbar bei 95° C
⑥ Rosidal Soft Schaumstoffbinde	- gleichmäßige Druckverteilung zum Ausgleich kleinerer Wickelfehler - erhöht den Patientenkomfort (z. B. Abpolsterung der Tibiakante)	längs- und querelastisch	100 % Polyurethan	50-mal waschbar bei 95° C

Indikation

Zur **starken Kompression**, zum Fixieren, zum Stützen und Entlasten sowie zur Ruhigstellung.

Produkte

① Rosidal 1C **② Rosidal K**
③ Rosidal haft **④ Rosidal CC**

Zur **leichten Kompression** und als erste Lage eines lymphologischen sowie phlebologischen Kompressionsverbandes.

⑤ Rosidal SC

Zur **Polsterung** unter lymphologischen und phlebologischen Kompressionsverbänden.

⑥ Rosidal soft

L&R bietet Ihnen darüber hinaus von der Akut- bis zur Erhaltungsphase weitere abgestimmte Lösungen für die moderne Wundversorgung und die Kompressionstherapie zum größtmöglichen Nutzen auf Anwender- und beste Heilungschancen auf Patientenseite. Mehr unter www.Lohmann-Rauscher.com

* Alle Produkte, ausser Rosidal haft, enthalten kein Latex. Naturkautschuklatex ist kein beabsichtigter Bestandteil während des Produktionsprozesses der Produkte oder ihrer Verpackungen. Eine etwaige Verunreinigung mit Spuren von Latex durch den Produktionsprozess oder die Umwelt können wir nicht vollständig ausschließen.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
 Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
 Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen