


Vliwasorb® Pro

Effektives Exsudatmanagement,
Flexibilität und Schutz.



Vliwasorb® Pro

Alle Vorteile auf einen Blick.




Anschmiegsame Wundkontaktschicht

Blauer Wäscheschutz

Wundferne Seite

Wundseite



Abgerundete Ecken und ergonomische Form **für gute Anmodellierbarkeit**


Breite Ränder **für hohen Tragekomfort**

Blauer Wäscheschutz **schützt Kleidung und Bettwäsche**

Saugkern mit Verteilvlies (Superabsorber) **für effektives Exsudatmanagement**


Weißer, anschmiegsame Wundkontaktschicht aus Polyethylen **für atraumatische Verbandwechsel**

Neue saugstarke Superabsorber-Struktur



PRO Effektives Exsudatmanagement

- sehr hohe Saugkapazität und hohes Rückhaltevermögen
 - Mazerationsschutz¹
 - feuchtes Wundmilieu²
 - Kosten- und Zeitersparnis durch längere Verbandwechselintervalle³
- reduziert Proteasen (z. B. MMP's, Elastase)*
- verringert Geruchsbildung während der Behandlung^{1,2}



PRO Schutz und Sicherheit für Patient und Anwender

- blauer Wäscheschutz und anschmiegsame Wundkontaktschicht
 - atraumatischer Verbandwechsel^{1,2}
 - Schutz von Kleidung und Bettwäsche²
 - Unterstützung von längeren Tragezeiten¹

PRO Komfort und Flexibilität für den Patienten

- sehr gute Anmodellierbarkeit durch ein ergonomisches und flexibles Design⁴
 - einfache und sichere Anwendung⁴



* Basierend auf in-vitro-Untersuchungen⁵

Für welche Indikationen ist Vliwasorb® Pro geeignet?



Mittel bis sehr stark exsudierende Wunden



Oberflächliche Wunden



Chronische Wunden,

z. B. Ulcus cruris, Dekubitus, diabetische Ulcera und onkologische Wunden



Akute Wunden,

z. B. oberflächliche Verbrennungen zweiten Grades, postoperativ sekundär heilende Wunden, posttraumatische Wunden, Spalthautentnahmestellen

Vliwasorb Pro kann für die Behandlung von tiefen Wunden mit einem geeigneten Wundfüller kombiniert werden (z. B. Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb Liquacel). Der Wundverband ist mit einem geeigneten Sekundärverband zu fixieren (Fixierpflaster, z. B. Curafix H, elastische Fixierbinde, z. B. Mollelast/Mollelast haft).

Bestellinformationen

Vliwasorb® Pro

steril, einzeln eingeschlagt

Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
10 x 10	6 x 6	32 640	107 925 16	10/300
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	32 641	107 924 91	10/300
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	32 642	107 925 22	10/350
22 x 22	18 x 18	32 643	107 925 39	10/260
22 x 32	18 x 28	32 644	107 925 45	10/90

Bitte Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweis: Bitte prüfen Sie vor Ihrer Bestellung die Wundkissengröße.



PRO Effektives Exsudatmanagement



PRO Komfort und Flexibilität für den Patienten



PRO Schutz und Sicherheit für Patient und Anwender



Quellen:

- 1) de Lange S. User test report: a comfortable super-absorbent dressing for management of patients with moderate-to-highly exuding wounds. 2018b. (data on file) Results published: Georgiadis Efsthios, MD, Münter KC, MD, Eberlein Thomas, MD, Andriessen Anneke, de Lange Stefanie, Abel Martin, A Comfortable Superabsorbent Dressing for Management of Patients with Moderate-to-highly Exuding Wounds, E-Poster ID – Nr.: 227 WOUNDS UK Congress 13 – 15 November 2017, Harrogate, UK. Georgiadis E., Münter K.-C., de Lange S., Abel M, Komfortable, saugstarke, superabsorbierende Wundauflage* in der Praxis, DEWU – Deutscher Wundkongress der ICW e.V. und 12. Bremer Pflegekongress 10.-12. Mai 2017, Bremen
- 2) de Lange S. Clinical study report: case series using a polyacrylate superabsorbent dressing in the management of moderate-to-copious exuding wounds – study report 2018a (data on file). Results published: Wolber Silke, Scheuenstuhl Yvonne, de Lange Stefanie, Abel Martin, Case series demonstrating the performance and safety of a novel superabsorbing dressing* in high exuding chronic wounds –first results, Journées Cicatrisation, Paris, 15-17 January 2017. Glockemann Karsten, Wolber Silke, Georgiadis Efsthios, Scheuenstuhl Yvonne, de Lange Stefanie, Abel Martin, Andriessen Anneke, FALLSERIE ZUR ANWENDUNG EINES POLY-ACRYLAT SUPERABSORBIERENDEN VERBANDES IN EXSUDIERENDEN WUNDEN, Poster ID – Nr.: 58 Wund-DACH Kongress 28. – 30. September 2017, St. Gallen, Schweiz
- 3) Seidler-Jankowsky R. Report FE-S - 0268/2015. 2015. (data on file)
- 4) de Lange S. Vliwasorb Pro acceptance test. 2015. (data on file)
- 5) Hipler UC. Study report: 17-070 - in vitro evaluation of the binding capacity of Vliwasorb® and Vliwasorb® Pro for the inflammatory proteases PMN elastase and MMP-2. 2017 (data on file)