



Lohmann & Rauscher

Kleinsets für Ihren Praxisalltag


Standard- und individuelle Sets



Raucoset® Standard, steril

Raucoset® Standard ist die ideale Lösung für Standardeingriffe in der Praxis.

PEG-Verbandwechselset Ref. 13454



Inhalt

- 2 Vliesstoffkompressen, 4-fach, 7.5 x 7.5 cm
- 2 Schlitzkompressen, Vlies, 4-fach, 7.5 x 7.5 cm
- 1 Curafix-H-Breitfixierpflaster, 12 x 12.5 cm

Verpackung: Peelbeutel

Verbandwechselset Nr. 1 Ref. 166833



Inhalt

- 5 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
 - 1 anatomische Pinzette, blau
 - 1 Abdecktuch, 37.5 x 46 cm
- Blisterverpackung, 3-teilig

Verbandwechselset Nr. 2 Ref. 166836



Inhalt

- 5 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
 - 5 Gazekompressen, 7.5 x 7.5 cm
 - 1 anatomische Pinzette, blau
 - 1 Abdecktuch, 37.5 x 46 cm
- Blisterverpackung, 3-teilig

Verbandwechselset Nr. 3 Ref. 37841



Inhalt

- 5 Gazekompressen, 8-fach, 5 x 5 cm
 - 1 anatomische Pinzette, blau
 - 1 Abdecktuch, 37.5 x 46 cm
- Blisterverpackung, 3-teilig

Verbandwechselset Nr. 4 Ref. 166802



Inhalt

- 4 Gazekompressen, 5 x 5 cm
 - 4 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
 - 1 anatomische Pinzette, blau
- Blisterverpackung, 3-teilig

Verbandwechselset Nr. 8 Ref. 166618



Inhalt

- 3 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
 - 3 Gazekompressen, 5 x 5 cm
 - 1 anatomische Pinzette, blau
 - 1 anatomische Pinzette, rot
 - 1 Abdecktuch, 37.5 x 46 cm
- Blisterverpackung, 3-teilig

Universal Verbandset Ref. 145876



Inhalt

- 4 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
 - 3 Gazekompressen, 7.5 x 7.5 cm
 - 1 anatomische Pinzette, blau
 - 1 anatomische Pinzette, rot
 - 1 Abdecktuch, 45 x 50 cm
- Blisterverpackung, 3-teilig

Verbandset gross Ref. 130115



Inhalt

- 1 Einschlagtuch, 68 x 70 cm
 - 2 Gazekompressen, 12-fach, 10 x 20 cm
 - 4 Vliesstoffkompressen, 4-lagig, 10 x 10 cm
 - 8 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
 - 1 Plastikschale, 125 ml
 - 1 Lochtuch, 2-lagig, 50 x 60 cm, 6 cm sk
- Verpackung: Peelbeutel

Raucoset Standard I Ref. 25747



Inhalt

- 1 Raucodrape Abdecktuch, 2-lagig, 75 x 90 cm
 - 1 Raucodrape Lochtuch, 2-lagig, 45 x 75 cm, 6 cm
 - 8 Gazekompressen, 12-fach, 7.5 x 7.5 cm
 - 6 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross
- Verpackung: Peelbeutel

Versorgungsset

Ref. 166305



Inhalt

2 Vliesstoffkompressen, geschlitzt,
5 x 5 cm

2 Gazekompressen, 8-fach,
5 x 5 cm

4 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

1 anatomische Pinzette, blau

Blisterverpackung, 3-teilig

Fadenentfernungs-Set mit Fadenziehmesser

Ref. 236603



Inhalt

4 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

2 Curapor transparent Wundverband,
5 x 7 cm

1 Pinzette, anatomisch, Metall, 13 cm

1 Fadenziehmesser, 65 mm

Verpackung: Peelbeutel

Desinfektionsset mit Pean

Ref. 166455



Inhalt

1 Pean Klemme

5 Vliesstofftupfer, Gr. 6, extragross

Blisterverpackung, 2-teilig

Set anatomische Pinzette

Ref. 145893



Inhalt

1 anatomische Pinzette, blau

2 Vlieskompressen, 5 x 5 cm

Verpackung: Peelbeutel

Näh-Set

Ref. 231053



Inhalt

1 Raucodrape Abdecktuch, 2-lagig,
45 x 75 cm

6 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

1 Iris-Schere, Metall, 11 cm, gerade

1 Nadelhalter, Metall, 16 cm

1 Pinzette anatomisch, Metall, 14 cm

1 Raucodrape Lochtuch variabel,
2-lagig, 50 x 75 cm

Verpackung: Peelbeutel

Fadenentfernungs-Set mit Schere

Ref. 238785



Inhalt

1 Iris-Schere, Metall, 11 cm gerade

1 Pinzette, anatomisch, Metall, 13 cm

4 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

Verpackung: Peelbeutel

Tupferset

Ref. 145727



Inhalt

1 anatomische Pinzette, blau

4 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

Blisterverpackung, 2-teilig

Nierenschale

Ref. 145346



Inhalt

1 Nierenschale, transparent

3 Vlieskompressen, 10 x 10 cm

Verpackung: Peelbeutel

Katheterset

Ref. 157445



Inhalt

1 Nierenschale

1 Schale, 120 ml

2 Handschuhe Nitril, Gr. L

1 Schlitzlochtuch, 50 x 80 cm

1 anatomische Pinzette, blau

2 Gazekompressen, 8-fach,
7,5 x 7,5 cm

6 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

1 Abdecktuch, 50 x 70 cm

Verpackung: Peelbeutel

Sonden- und Katheterset

Ref. 145892



Inhalt

1 Abdecktuch, 72,5 x 50 cm

1 Abdecktuch, 70 x 50 cm

1 perforiertes Abdecktuch,
7,5 x 50 cm, Loch 8 cm

2 Vinylhandschuhe, Gr. M

1 anatomische Pinzette, blau

1 transparentes Tablett, PVC,
19,7 x 4,5 x 4,5 cm

1 transparentes Tablett, PVC,
14,3 x 8,7 x 2 cm

8 Gazetupfer, Gr. 3 pflaumengross

2 Gazekompressen, 7,5 x 10 cm

Verpackung: Peelbeutel

Raucoset® Individual, steril

Raucoset® Individual ist die beste Lösung für Eingriffe in der Praxis, welche Sie täglich ausführen, wie z. B. Punktionen, Verbandwechsel, Gastroskopien, Coloskopien, Excisionen, Infiltrationen usw.

Anwendungsbereich

- Speziell auf Kleingriffe in Ihrer Praxis ausgerichtet

Eigenschaften

- Steril verpackt in einem Peelbeutel und somit sofort einsetzbar
- Zeitersparnis bei der Vorbereitung und Nachbearbeitung von Behandlungen
- Kein unnötiges Verpackungsmaterial
- Keine Einzelteile mehr nötig, alle benötigten Komponenten immer griffbereit
- Reduziert die Lagerhaltungskosten
- Integrierter EAN 13



Es steht Ihnen eine grosse Vielfalt an medizinischem Verbrauchsmaterial zur Verfügung.

- Raucodrape OP-Abdeckungen
- Sentinex OP-Mäntel
- OP-Verbandstoffe wie z. B. Tupfer, Kompressen, Pflaster
- Weitere OP-Einmalkomponenten wie z. B. Einmalspritzen, Einmalkanülen, Skalpelle, Einweginstrumente, OP-Handschuhe usw.

Bei der Zusammenstellung Ihres individuellen Raucosets unterstützen Sie unsere kompetenten Aussendienstmitarbeiter gerne. Rufen Sie uns an – wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr für Sie da: **Telefon 071 274 25 70**

Ihre Bestellungen senden Sie bitte direkt an Lohmann & Rauscher AG:

E-Mail **info@ch.LRmed.com**

Post **Lohmann & Rauscher AG, Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen, Schweiz**



Registrieren Sie sich für unseren **Webshop** und profitieren Sie von **10% Einführungsrabatt** auf Ihre Erstbestellung:

<https://store-ch.lrmed.com>