

Sempercare® Untersuchungshandschuhe

Die Produkte in der Übersicht.



Produktdaten		
Material	PVC	Naturlatex
Puderfrei / gepudert / steril / unsteril	puderfrei / unsteril	puderfrei / steril
Länge	Median 240 mm	Median 240 mm
Passform	flach mit Rollrand	flach mit Rollrand
Innenseite	beschichtet	beschichtet
Oberfläche	glatt	griffig, komplett texturiert
Wanddicke – im Handflächenbereich doppelt gemessen (typischer Produktionswert)	Median 0,13 mm	Median 0,26 mm
Reißkraft (typischer Produktionswert)	Median 3,6 N	Median 8 N
Lagerfähigkeit (bei sachgem. Lagerung)	5 Jahre	3 Jahre
Farbe	transparent	naturweiß
Frei von Latexproteinen	ja	nein
Beschleuniger-Chemikalien	nein	ja
Sterilisation	nein	ja

Kennzeichnung		
MDR (EU) 2017/745	CE-Klasse I	CE-Klasse Is (MDD 93/42 EWG)
EN 455, Teil 1–4	ja	ja
PSA (persönliche Schutzausrüstung) PSA-VO (EU) 2016/425	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)
ASTM	D5250	D3578
EN 420	ja	ja
EN ISO 374-1 (Permeation / Typ A, B, C)	nein	ja – Typ B
EN 16523-1 (Widerstand Chemikalien)	nein	ja
EN 374-2 (Penetration)	nein	ja
EN 374-4 (Degradation)	nein	ja
EN ISO 374-5 (Mikroorganismen)	nein	ja
EN 421 (exkl. 4.3) (ionisierende Strahlung)	nein	nein
AQL (ISO 2859-1)	1,5	1,5

Anwendungsempfehlung		
Virenschutz (ASTM F1671)*	ja	ja
Chemikalienschutz / Beständigkeit**	nein	ja
Zytostatika-geeignet***	nein	nein
Lebensmittelunbedenklichkeit (EG 1935/2004)	nein	ja
Wichtigste Produktmerkmale	■ frei von Naturlatex – geeignet für Typ-I-Allergiker ■ frei von Beschleuniger-Chemikalien – geeignet für Typ-IV-Allergiker ■ steriler Untersuchungshandschuh aus Naturlatex, der alle Kriterien für ein hygienisches Arbeiten erfüllt ■ komplett texturiert – ganzflächige Griffigkeit ■ spezielle synthetische Innenbeschichtung für einfaches Anziehen	

Bestellinformationen	Größe	REF	PZN	VE (Stück)	Größe	REF	PZN	VE (Paar)
	6–7 S	45 010	037 778 93	100/1000	6–7 S	153 202	162 611 97	40/240
	7–8 M	45 011	037 779 30	100/1000	7–8 M	153 203	162 612 05	40/240
	8–9 L	45 012	037 782 14	100/1000	8–9 L	153 204	162 612 34	40/240

* Testbericht nach ASTM F1671. | ** Vgl. Chemikalienbeständigkeitsliste. | *** Vgl. Zytostatikabeständigkeitsliste.



Sempercare®

Untersuchungshandschuhe

Sortimentsübersicht



Sempercare® Untersuchungshandschuhe

Die Produkte in der Übersicht.

Sempercare® Premium

hoher Tragekomfort

Sempercare® Velvet

samtweich und federleicht

Produktdaten

Material	Naturlatex	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Puderfrei/gedudert/steril/unsteril	puderfrei/unsteril	puderfrei/unsteril
Länge	Median 240 mm	Median 240 mm
Passform	flach mit Rollrand	flach mit Rollrand
Innenseite	beschichtet/chloriert	chloriert
Oberfläche	extraglatt, Finger texturiert	Finger texturiert
Wanddicke – im Handflächenbereich doppelt gemessen (typischer Produktionswert)	Median 0,27 mm	Median 0,11 mm
Reißkraft (typischer Produktionswert)	Median 9 N	Median 6 N
Lagerfähigkeit (bei sachgem. Lagerung)	3 Jahre	3 Jahre
Farbe	naturweiß	lavendelblau
Frei von Latexproteinen	nein	ja
Beschleuniger-Chemikalien	ja	ja
Sterilisation	nein	nein

Kennzeichnung

MDR (EU) 2017/745	CE-Klasse I	CE-Klasse I
EN 455, Teil 1–4	ja	ja
PSA (persönliche Schutzausrüstung) PSA-VO (EU) 2016/425	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)
ASTM	D3578	D6319
EN 420	ja	ja
EN ISO 374-1 (Permeation/Typ A, B, C)	ja – Typ B	ja – Typ B
EN 16523-1 (Widerstand Chemikalien)	ja	ja
EN 374-2 (Penetration)	ja	ja
EN 374-4 (Degradation)	ja	ja
EN ISO 374-5 (Mikroorganismen)	ja	ja
EN 421 (exkl. 4.3) (ionisierende Strahlung)	nein	nein
AQL (ISO 2859-1)	1,5	1,5

Anwendungsempfehlung

Virenschutz (ASTM F1671)*	ja	ja
Chemikalienschutz/Beständigkeit**	ja	ja
Zytostatika-geeignet***	nein	ja
Lebensmittelunbedenklichkeit (EG 1935/2004)	ja	ja

Wichtigste Produktmerkmale	- hervorragend anziehen – durch spezielle Innenbeschichtung - extraglatte Oberfläche und Texturierung der Handschuhfinger – für einen guten Griff - Passform mit längeren Fingern – deutliche Verbesserung des Tragekomforts	- effektiver, sicherer Griff dank zusätzlicher Textur im Fingerbereich - verbessertes Tastgefühl – weich wie Samt und federleicht - frei von Naturlatex – geeignet für Typ-I-Allergiker
----------------------------	--	---

Bestellinformationen	Größe	REF	PZN	VE (Stück)	Größe	REF	PZN	VE (Stück)
	5–6 XS	12 943	–	100/1000	5–6 XS	106 401	126 438 49	200/2000
	6–7 S	45 040	037 794 03	100/1000	6–7 S	106 402	126 438 55	200/2000
	7–8 M	45 041	037 808 72	100/1000	7–8 M	106 403	126 438 61	200/2000
	8–9 L	45 042	037 808 89	100/1000	8–9 L	106 404	126 438 78	200/2000
	9–10 XL	45 791	–	90/900	9–10 XL	106 405	126 438 84	180/1800

* Testbericht nach ASTM F1671. | ** Vgl. Chemikalienbeständigkeitsliste. | *** Vgl. Zytostatikabeständigkeitsliste.

Sempercare® Green

schützt Ihre Hände und unseren Planeten

Sempercare® Nitrile

hoher Schutz für kritische Einsätze

Produktdaten

Material	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Puderfrei/gedudert/steril/unsteril	puderfrei/unsteril	puderfrei/unsteril
Länge	Median 240 mm	Median 240 mm
Passform	flach mit Rollrand	flach mit Rollrand
Innenseite	beschichtet/nicht chloriert	chloriert
Oberfläche	Finger texturiert	Finger texturiert
Wanddicke – im Handflächenbereich doppelt gemessen (typischer Produktionswert)	Median 0,14 mm	Median 0,20 mm
Reißkraft (typischer Produktionswert)	Median 6 N	Median 9 N
Lagerfähigkeit (bei sachgem. Lagerung)	3 Jahre	3 Jahre
Farbe	mintgrün	blau
Frei von Latexproteinen	ja	ja
Beschleuniger-Chemikalien	nein	ja
Sterilisation	nein	nein

Kennzeichnung

MDR (EU) 2017/745	CE-Klasse I	CE-Klasse I
EN 455, Teil 1–4	ja	ja
PSA (persönliche Schutzausrüstung) PSA-VO (EU) 2016/425	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)
ASTM	D6319	D6319
EN 420	ja	ja
EN ISO 374-1 (Permeation/Typ A, B, C)	ja – Typ B	ja – Typ B
EN 16523-1 (Widerstand Chemikalien)	ja	ja
EN 374-2 (Penetration)	ja	ja
EN 374-4 (Degradation)	ja	ja
EN ISO 374-5 (Mikroorganismen)	ja	ja
EN 421 (exkl. 4.3) (ionisierende Strahlung)	nein	ja
AQL (ISO 2859-1)	1,5	1,5

Anwendungsempfehlung

Virenschutz (ASTM F1671)*	ja	ja
Chemikalienschutz/Beständigkeit**	ja	ja
Zytostatika-geeignet***	ja	ja
Lebensmittelunbedenklichkeit (EG 1935/2004)	ja	ja

Wichtigste Produktmerkmale	- hautfreundliche, reine Rezeptur: ohne Chlor, ohne Naturkautschuklatex-Proteine, ohne Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt - spart Wasser, Energie und CO₂-Emissionen während der Fertigung - einfaches Anziehen dank spezieller Innenbeschichtung	- gute Chemikalien-** und Zytostatikabeständigkeit*** – hohe Wandstärke - hoher Tragekomfort - frei von Naturlatex – geeignet für Typ-I-Allergiker
----------------------------	---	--

Bestellinformationen	Größe	REF	PZN	VE (Paar)	Größe	REF	PZN	VE (Stück)
	5–6 XS	153 230	163 633 48	200/2000	5–6 XS	39 883	–	100/1000
	6–7 S	153 231	163 633 54	200/2000	6–7 S	45 020	037 782 37	100/1000
	7–8 M	153 232	163 633 60	200/2000	7–8 M	45 021	037 783 03	100/1000
	8–9 L	153 233	163 633 77	200/2000	8–9 L	45 022	037 785 33	100/1000
	9–10 XL	153 234	163 633 83	180/1800	9–10 XL	47 183	046 194 23	90/900

* Testbericht nach ASTM F1671. | ** Vgl. Chemikalienbeständigkeitsliste. | *** Vgl. Zytostatikabeständigkeitsliste.

Sempercare® Nitrile Shine+

zusätzliche Sicherheit durch längere Stulpe

Sempercare® Safe+

mit längerer Stulpe bei kritischen Anwendungen

Produktdaten

Material	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Puderfrei/gedudert/steril/unsteril	puderfrei/unsteril	puderfrei/unsteril
Länge	Median 265 mm	Median 300 mm
Passform	flach mit Rollrand	flach mit Rollrand
Innenseite	chloriert	chloriert
Oberfläche	Finger texturiert	Finger texturiert
Wanddicke – im Handflächenbereich doppelt gemessen (typischer Produktionswert)	Median 0,14 mm	Median 0,20 mm
Reißkraft (typischer Produktionswert)	Median 6 N	Median 8 N
Lagerfähigkeit (bei sachgem. Lagerung)	3 Jahre	3 Jahre
Farbe	weiß	blau
Frei von Latexproteinen	ja	ja
Beschleuniger-Chemikalien	ja	ja
Sterilisation	nein	nein

Kennzeichnung

MDR (EU) 2017/745	CE-Klasse I	CE-Klasse I
EN 455, Teil 1–4	ja	ja
PSA (persönliche Schutzausrüstung) PSA-VO (EU) 2016/425	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)	Kategorie III (komplexe Schutzausrüstung)
ASTM	D6319	D6319
EN 420	ja	ja
EN ISO 374-1 (Permeation/Typ A, B, C)	ja – Typ B	ja – Typ B
EN 16523-1 (Widerstand Chemikalien)	ja	ja
EN 374-2 (Penetration)	ja	ja
EN 374-4 (Degradation)	ja	ja
EN ISO 374-5 (Mikroorganismen)	ja	ja
EN 421 (exkl. 4.3) (ionisierende Strahlung)	nein	ja
AQL (ISO 2859-1)	1,5	1,5

Anwendungsempfehlung

Virenschutz (ASTM F1671)*	ja	ja
Chemikalienschutz/Beständigkeit**	ja	ja
Zytostatika-geeignet***	ja	ja
Lebensmittelunbedenklichkeit (EG 1935/2004)	ja	ja

Wichtigste Produktmerkmale	- längere Stulpe für mehr Anwenderschutz - frei von Naturlatex – geeignet für Typ-I-Allergiker - bessere Entnehmbarkeit – dank spezieller Folienöffnung - weiße Farbe – vermittelt Reinheit und Hygiene	- robustester Handschuh des Sortiments - hervorragende Chemikalien-** und Zytostatikabeständigkeit*** 300 mm Länge und hohe Wandstärke – guter Barrierschutz - sicherer Griff durch Fingertexturierung - frei von Naturlatex – geeignet für Typ-I-Allergiker
----------------------------	---	--

Bestellinformationen	Größe	REF	PZN	VE (Stück)	Größe	REF	PZN	VE (Stück)
	5–6 XS	39 884	–	150/1500	5–6 XS	34 435	115 404 55	100/1000
	6–7 S	32 920	107 587 26	150/1500	6–7 S	34 436	115 404 61	100/1000
	7–8 M	32 921	107 587 32	150/1500	7–8 M	34 437	115 404 78	100/1000
	8–9 L	32 922	107 587 49	150/1500	8–9 L	34 438	115 404 84	100/1000
	9–10 XL	32 923	107 587 61	135/1350	9–10 XL	34 439	115 404 90	90/900

* Testbericht nach ASTM F1671. | ** Vgl. Chemikalienbeständigkeitsliste. | *** Vgl. Zytostatikabeständigkeitsliste.