

Catalogue Produits 2025-2026



Traitement des plaies

Suprasorb® CNP

Compression, Soutien & Fixation

Bandages & Orthèses

Plâtres

Produits pour bloc opératoire

Dermatologie

Ophtalmologie

Oreille, nez et gorge

Hygiène & Soins



People.

L'accent est mis sur les personnes.
Le bien-être de notre personnel,
clients, utilisateurs et patients
est au cœur de tout ce que nous faisons.

Le catalogue des produits 2025/26 vous fournit
des informations sur les produits, les concepts
et les solutions en accord avec la philosophie
d'entreprise de L&R.



Health.

Notre domaine d'expertise.
La santé définit notre vision
et nos valeurs.



Care.

Nous sommes le fournisseur
de solutions.

Nous soutenons nos clients,
personnel, utilisateurs et pa-
tients grâce à notre expertise
et notre souci du détail.


	Traitements des plaies	Suprasorb® CNP	Compression, Soutien & Fixation	Bandages & Orthèses	Plâtres	Produits pour bloc opératoire	Dermatologie	Ophtalmologie	Oreille, nez et gorge	Hygiène & soins
Mot clé, Produit										
A										
Actico® UlcerSys Liner Sous-bas jarret			86-87							
Actico® UlcerSys Système			84-85							
Autres produits d'hygiène										294-295
B										
Bande de papier crêpe					183					
C										
Cambric®			112							
Cellacare® Abdominal Classic				154						
Cellacare® Achillo				163						
Cellacare® Cervical Classic				130						
Cellacare® Cervical Plus Classic				131						
Cellacare® Clavicula Classic				135						
Cellacare® Dorsafit Comfort				146						
Cellacare® Dorsal Classic				147						
Cellacare® Dorsal F/M Comfort				148						
Cellacare® Epi Classic				136						
Cellacare® Epi Comfort				137						
Cellacare® Epi Control Expert				138						
Cellacare® Genu Classic				155						
Cellacare® Genu Comfort				156						
Cellacare® Genucast 0° Classic				157						
Cellacare® Genucast 20° Classic				158						
Cellacare® Genucast Modular Classic				159						
Cellacare® Gilchrist Classic				132						
Cellacare® Gilchrist Easy				133						
Cellacare® Gilchrist Sling Classic				134						
Cellacare® Lumbal Classic				151						
Cellacare® Malleo Akut Classic				164						
Cellacare® Malleo Classic				161						
Cellacare® Malleo Comfort				162						
Cellacare® Malleo Control Comfort				165						
Cellacare® Malleo Control Expert				166						
Cellacare® Manu Control Classic				141						
Cellacare® Manu Control Comfort				142						
Cellacare® Manus Classic				139						
Cellacare® Manus Comfort				140						
Cellacare® Materna Classic				149						
Cellacare® Materna Comfort				150						
Cellacare® Patella Control Expert				160						
Cellacare® Rhizo Classic				143						
Cellacare® Rhizocast Classic				144						
Cellacare® Tarsotec Expert				167						
Cellacare® Thorax F/M Classic				153						
Cellacast® Active					172					
Cellacast® Attelle					174					
Cellacast® Soft					173-180					
Cellacast® Xtra					170&176					
Cellacast® Xtra Attelle					171					
Cellona® Attelle, Cellona® Attelle large					177					
Cellona® Bande plâtrée					175					
Cellona® Bordures rembourrées					186					
Cellona® Crème					187					
Cellona® Ouate synthétique			105		184					
Cellona® Rembourrage					185					
Cellona® Shoe					188					
Cellona® ShoeCast					190					

Mot clé, Produit	Traitements des plaies	Suprasorb® CNP	Compression, Soutien & Fixation	Bandages & Orthèses	Plâtres	Produits pour bloc opératoire	Dermatologie	Ophtalmologie	Oreille, nez et gorge	Hygiène & soins
Cellona® Talonnettes de marche					189					
Cotopads® par Velpeau®	47									
Curafix® H	68									
Curafix® i.v. classic	54									
Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)	58									
Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)	57									
Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)	59									
Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)	55									
Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)	56									
Curaplast® Kids	65									
Curaplast® Pansement résistant à l'eau	64									
Curaplast® Sensitive	60-61									
Curaplast® Sensitive Pansement pour le doigt	63									
Curaplast® Sensitive strips	62									
Curapor®	52									
Curapor® Transparent	53									
Curatest®							272			
D										
Dauerbinde® F			103							
Dauerbinde® K			102							
Debrisoft® Lolly	13									
Debrisoft® Duo Pad	12									
G										
Gants gynécologiques						263				
Gazin® Compresse de gaze	35-36									
Gazin® Mèche de gaze	39									
Gazin® Tampon de préparation RX	42									
Gazin® Tampons en gaze	41									
Geka® Bande de gaze			111							
H										
Haftan®			127		182					
Haftelast® Sans latex			117-118							
I										
Idealbinde			126							
K										
Kitpack® OR Trousse chirurgicale composite						262				
Kitpack® Start						264-266				
Kitpack® Trousse chirurgicale composite						263				
Komprex® I/II			106-107							
L										
Lenkelast®			123							
Lenkelast® Couleur			124							
Lenkideal®			125							
Lomatuell® H	29									
Lomatuell® Pro	28									
M										
Metalline®	33-34									
Mollelast®			109							
Mollelast® Haft			115							
Mollelast® Haft sans latex			116							
O										
Opraclean®	44									
P										
Panelast®			99							
Porelast®			100							
Porofix®	70									
Pro-ophta® Bâtonnets ophtalmiques								277		

	Traitements des plaies	Suprasorb® CNP	Compression, Soutien & Fixation	Bandages & Orthèses	Plâtres	Produits pour bloc opératoire	Dermatologie	Ophtalmologie	Oreille, nez et gorge	Hygiène & soins
Mot clé, Produit										
Pro-ophta® Compresse oculaire								284		
Pro-ophta® Compresse oculaire perforée								285		
Pro-ophta® Coussin oculaire								283		
Pro-ophta® Eponge triangulaire								279		
Pro-ophta® Junior								276		
Pro-ophta® Lancette / Bâtonnets oculaires								278		
Pro-ophta® Pansement oculaire D								281		
Pro-ophta® Pansement oculaire K								282		
Pro-ophta® Pansement oculaire S								280		
R										
Raucocel® Mèches nasales									288	
Raucocel® Mèches pour épistaxis									289	
Raucodrape® Accessoires						241-242				
Raucodrape® Champ d'oreille fenêtré						227				
Raucodrape® Champ de laparotomie/rachis						224				
Raucodrape® Champ fenêtré avec film à inciser						204				
Raucodrape® Champ pour chirurgie maxillo-faciale						230				
Raucodrape® Champs d'angiographie						232				
Raucodrape® Champs d'arthroscopie						219-221				
Raucodrape® Champs d'extrémité						218				
Raucodrape® Champs d'ophtalmologie						228-229				
Raucodrape® Champs de césarienne						207-208				
Raucodrape® Champs de gynécologie- cystoscopie						209				
Raucodrape® Champs de protection opératoire						234				
Raucodrape® Champs de table opératoire						235				
Raucodrape® Champs fenêtrés						237-238				
Raucodrape® Champs opératoires						233				
Raucodrape® Champs opératoires adhésifs						236				
Raucodrape® Champs opératoires en U						239				
Raucodrape® Drapage pour hanche						219				
Raucodrape® Films à inciser						243				
Raucodrape® Housses de protection pour appareils						240				
Raucodrape® Set Lithotomie - Trousse pour opérer par voie basse						210				
Raucodrape® Set Pfannenstiel - Trousse d'opération par voie haute						205				
Raucodrape® Systèmes de champs opératoires						193				
Raucodrape® Trousse cardiovasculaire						231				
Raucodrape® Trousse d'arthroscopie de la hanche						215				
Raucodrape® Trousse de base pédiatrique						203				
Raucodrape® Trousse de champ en U/ Champ en U						226				
Raucodrape® Trousse de craniotomie						223				
Raucodrape® Trousse universelle avec champ en U						213				
Raucodrape® Trousses d'extrémité						216-217				
Raucodrape® Trousses d'orthopédie/de chirurgie de la hanche						214				
Raucodrape® Trousses de base						194-195				
Raucodrape® Trousses de champ d'isolation verticale/Champ d'isolation verticale						222				
Raucodrape® Trousses de champ en U						199-200				
Raucodrape® Trousses de coelio-gynécologie						202&206				
Raucodrape® Trousses de gynécologie-urologie						211				

Mot clé, Produit	Traitements des plaies	Suprasorb® CNP	Compression, Soutien & Fixation	Bandages & Orthèses	Plâtres	Produits pour bloc opératoire	Dermatologie	Ophtalmologie	Oreille, nez et gorge	Hygiène & soins
Raucodrape® Trousses de laparotomie						201				
Raucodrape® Trousses de RTU (résection transurétrale)						212				
Raucodrape® Trousses de tête						225				
Raucodrape® Trousses pour petites interventions						196				
Raucodrape® Trousses universelles						197-198				
Raucolast®			110							
Raucoset®						267-270				
Rosidal® 1 C			94							
Rosidal® CC			92							
Rosidal® haft			90							
Rosidal® K			89							
Rosidal® Lymph			97-98							
Rosidal® SC			91							
Rosidal® Soft			104							
Rosidal® Sys			95-96							
Rosidal® TCS			93							
S										
Sentina® Ambidextrous Latex										292
Sentina® Ambidextrous Nitrile										293
Sentina® Blouses visiteurs										296
Sentina® Tablier en film, drap de transport										297
Sentinex® Tenues de bloc opératoire						244-255				
Setpack® Compresse de gaze X-ray						258				
Setpack® Système de pansement pour le bloc opératoire						256				
Setpack® Système de pansements pour le bloc						261				
Setpack® Tampons de préparation X-ray						260				
Setpack® Tampons X-ray						259				
Setpack® Toptex® Lite Compresse laparotomiques X-ray						257				
Silkafix®	69									
Stella® Compresse stérile	37-38									
Stella® Crepe			113							
Stella® Plast	66									
Stella® Strip	67									
Stellaline®	32									
Stellastic®			114							
Suprasorb® A	14									
Suprasorb® A + Ag	16									
Suprasorb® A + Ag Pro	17									
Suprasorb® A Pro	15									
Suprasorb® CNP Drainage en profondeur		73								
Suprasorb® CNP EasyDress		75								
Suprasorb® CNP Film de drainage		74								
Suprasorb® CNP Kits		76-78								
Suprasorb® CNP P3 Unité de traitement		72								
Suprasorb® CNP Pansements		80								
Suprasorb® F® et Suprasorb® F® protect	18									
SSuprasorb® H	19									
Suprasorb® Liquacel	20									
Suprasorb® Liquacel Ag	21									
Suprasorb® Mousse vulnérables		79								
Suprasorb® P	22									
Suprasorb® P + PHMB	25									
Suprasorb® P Sensitive	23-24									
Suprasorb® X	26									

	Traitements des plaies	Suprasorb® CNP	Compression, Soutien & Fixation	Bandages & Orthèses	Plâtres	Produits pour bloc opératoire	Dermatologie	Ophtalmologie	Oreille, nez et gorge	Hygiène & soins
Mot clé, Produit										
Suprasorb® X + PHMB	27									
T										
Tampon	40									
tg® Bandage prêt à l'emploi			122							
tg® Bandage tubulaire			120		178					
tg® Fix			121							
tg® Gant					181		273			
tg® Grip			119							
tg® Soft			108		179					
Toptex® Lite	43									
Tubulaire en tricot, bande tubulaire en tricot					180					
V										
Varicex® S			101							
Venosan® AES			88							
VivereX®		81								
Vliwaktiv®	50									
Vliwaktiv® Ag	51									
Vliwasoft®	45-46									
Vliwasorb® Pro	30									
Vliwasorb® Sensitive	31									
Vliwazell®	48									
Vliwazell® Pro	49									



Traitement des plaies

Debrisoft® Duo Pad



Debrisoft® Duo Pad

Indications

- plaies aiguës et chroniques, ainsi que la peau entourant la plaie :
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ ulcères artériels et veineux
 - ◆ ulcères de pression
 - ◆ plaies postopératoires cicatrisant par intention secondaire
 - ◆ plaies traumatiques et chirurgicales (abrasions, incisions, lacerations)
 - ◆ brûlures et échaudures (3e degré : après débridement chirurgical)
 - ◆ épidermolyse bulleuse
- convient aux peaux sèches, parcheminées, grasses, séborrhéiques ou saines et aux peaux hyperkératosiques telles qu'elles peuvent se présenter, par exemple, en association avec un lymphoedème.

Propriétés

- compresse de débridement 2 en 1 efficace.
- développé pour permettre un débridement des tissus fibreux très adhérents plus efficace que le débridement mécanique standard.
- le nouveau côté beige texturé permet de détacher facilement les mucosités fibreuses très adhérentes (d'après des données in vitro).
- le côté blanc doux original enlève les débris cellulaires, l'exsudat et le biofilm de la plaie.

Composition du produit

Polyester, polyacrylate, copolymère styrène-butadiène, éthylène-acétate de vinyle, carboxyméthylcellulose, polyamide

Remarques

- produit pour le débridement, ne reste pas sur la plaie
- peut être utilisé à chaque changement de pansement si nécessaire
- Debrisoft Duo ne doit pas être coupé sur mesure

Conseil

- avant d'utiliser Debrisoft Duo, retirez toute lotion, gel, crème ou pommade, car ils peuvent compromettre les performances du produit.
- veillez à ne pas irriter excessivement la plaie ou la peau et, si nécessaire, réduisez la pression ou utilisez l'autre face du produit.
- Debrisoft Duo donne également de très bons résultats sur les surfaces gravement kératosiques ou nécrotiques lorsqu'elles ont été préalablement traitées par débridement autolytique.
- le côté doux blanc peut être humidifié avec n'importe quelle solution standard d'irrigation des plaies, conformément aux directives nationales.

Debrisoft® Duo Pad

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 10	159990	4820601	5/50
13 x 20	159991	4820593	5/50



Debrisoft® Lolly



- A** Nettoyer la plaie et/ou les régions difficiles d'accès avec la tête en fibres douces et humidifiées, en exerçant une légère pression.
- B** Le composite en fibres absorbe les débris et kératoses dissous et les retient.

Indications

- débridement des plaies superficielles à profondes (résultant également de chirurgies invasives), par ex. :
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ ulcères artériels et veineux
 - ◆ escarres de décubitus
 - ◆ plaies postopératoires en cours de cicatrisation secondaire
 - ◆ traumatismes, brûlures

Propriétés

- les fibres en polyester high-tech brevetées éliminent efficacement les débris et l'exsudat provenant de la plaie, ainsi que les plaques de desquamation et les kératoses de la peau périlésionnelle
- la poignée résistante en polypropylène offre un accès simplifié aux plaies profondes, y compris celles résultant de chirurgies invasives et difficiles d'accès
- le faisceau de fibres doux garantit une utilisation quasiment indolore tout en assurant un confort d'utilisation élevé
- une sécurité d'utilisation optimale est garantie grâce à des coutures de fixation précises, une poignée ergonomique et un fil de contraste traçable
- le bâtonnet doté de fibres monofilament convainc par sa manipulation simple et constitue ainsi une aide innovante pour votre débridement

Composition du produit

La tête douce : en fibres de polyester mono-filament et bordée d'un fil radiodétectable bleu en polypropylène (comportant du sulfate de baryum et du polyester).
Intérieur de la tête : couvert de polyacrylate.
Poignée : polypropylène.

Remarques

- produit de débridement, n'adhère pas à la plaie
- peut être utilisé en fonction des besoins lors de chaque changement de pansement
- devrait être utilisé jusqu'à ce que la plaie soit totalement nettoyée et ait terminé la phase d'assainissement pour entamer la phase de granulation

Conseils

- engendre un très bon résultat même en cas de fortes kératoses et nécroses lorsque ces dernières sont traitées dans un premier temps de manière autolytique
- l'humidification du côté doux des fibres peut se faire avec n'importe quelle solution de rinçage des plaies courante

Debrisoft® Lolly

stérile, scellé en emballage individuel

REF	CNK	Conditionnement (pièces)
33224	3314879	5/50

Suprasorb® A

Pansement à l'alginate de calcium.



Suprasorb® A



- A** L'exsudat excédentaire sécrété par la plaie est absorbé dans le pansement.
- B** Formation de gel par échange d'ions.

Indications

- pour le traitement des plaies fortement exsudatives superficielles ou profondes.
- indications:
 - ◆ ulcères artériels
 - ◆ ulcères veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ sites donneurs de greffes
 - ◆ escarres

Propriétés

- grand confort grâce à une structure particulièrement souple et facilement tamponnable
- favorise la cicatrisation grâce à la grande capacité d'absorption de l'exsudat
- souplesse, quel que soit le lit de la plaie
- fixe les bactéries et les débris cellulaires dans le gel
- création d'un milieu humide pour la plaie

Composition du produit

Fibre d'alginate de calcium.

Remarques

- intervalle entre chaque changement de pansement:
 - ◆ défini par le médecin traitant selon l'état de la plaie, le degré d'exsudation et le pansement secondaire, au plus tard après 5-7 jours
- remarque en cas d'infections:
 - ◆ utiliser un pansement secondaire occlusif uniquement sur décision du médecin, en fonction de la situation générale

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® A

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	Poids (g)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse				
5 x 5		20440 / 148147	1544444	10/100
10 x 10		20441 / 148148	1544451	10/100
10 x 20		20442 / 148149	1544469	10/100
mèche				
30	2	20445 / 148150	1544477	5/50

Suprasorb® A Pro

Pansement renforcé à l'alginate de calcium.



Suprasorb® A Pro



L'exsudat de la plaie est absorbé.

Un gel qui maintient un environnement de la plaie humide et favorise le débridement autolytique se forme au contact de l'exsudat de la plaie.

Indications

- pour le traitement des plaies aiguës et chroniques, fortement exsudatives, superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ ulcères artériels
 - ◆ ulcères veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ décubitus
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ sites donneurs et greffes partielles de la peau
- phases de cicatrisation :
 - ◆ phase exsudative
 - ◆ phase de granulation

Propriétés

- capacité d'absorption et de rétention élevée
- protection des berges de la plaie
- favorise la cicatrisation grâce au débridement autolytique
- fixe les bactéries et les débris cellulaires dans le gel
- le retrait est possible en un seul morceau
- effet hémostatique

Composition du produit

Fibre d'alginate de calcium, fibre de cellulose.

Remarques

- intervalle entre chaque changement de pansement est de 7 jours max.
- avant l'utilisation, découper à la taille de plaie
- peut être fixé avec un pansement secondaire adapté (p. ex. Suprasorb P sensitive), en fonction du degré d'exsudation
- utilisable sous compression

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® A Pro

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse			
5 x 5	33932	4229720	10/120
10 x 10	33933	4229738	10/200
10 x 20	33934	4229746	5/45
mèche			
2 x 45	33935	4229753	5/20

Suprasorb® A + Ag

Pansement antimicrobien à l'alginate de calcium.



Suprasorb® A + Ag



- A** L'exsudat excédentaire sécrété par la plaie est absorbé dans le pansement.
- B** Formation de gel par échange d'ions.
- C** Elimination des bactéries dans le lit de la plaie en libérant des ions d'argent.

Indications

- pour le traitement des plaies à risque d'infection ou infectées, fortement exsudatives, superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ escarres
 - ◆ ulcères artériels
 - ◆ ulcères veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ sites donneurs de greffes

Utilisation prévue

Les compresses et les mèches peuvent être utilisées pour le traitement de plaies infectées et présentant un risque d'infection.

Propriétés

- efficacité antimicrobienne élevée, également contre les SARM et les ERV*
- favorise la cicatrisation grâce à la grande capacité d'absorption de l'exsudat
- souplesse, quel que soit le lit de la plaie
- forme un gel qui crée un milieu humide autour de la plaie et contribue à la réduction de la charge en germes

Composition du produit

Fibre d'alginate de calcium, fibre d'alginate d'argent (1,5% d'argent ionique).

Remarques

- intervalle entre chaque changement de pansement :
 - ◆ c'est au médecin traitant de déterminer la fréquence à laquelle Suprasorb A + Ag doit être changé. Selon le degré d'exsudation, le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours sur/dans la plaie
- en cas d'infections :
 - ◆ utiliser un pansement secondaire occlusif uniquement sur décision du médecin, en fonction de la situation générale

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® A + Ag

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Poids (g)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse				
5 x 5		20570 / 149265	2355279	10/100
10 x 10		20571 / 149266	2355261	10/50
10 x 20		20572 / 149267	2355253	5/20
mèche				
30	2	20573 / 149268	2355246	5/20


* Spectre d'agents pathogènes démontré in vitro, voir mode d'emploi

Suprasorb® A + Ag Pro

Pansement antimicrobien à l'alginate d'argent.



Suprasorb® A + Ag Pro



L'exsudat de la plaie est absorbé.
Pendant l'absorption, les ions de sodium sont remplacés par des ions de calcium et un gel est formé.
La libération d'ions d'argent contribue à l'effet antimicrobien.

Indications

- pour le traitement des plaies aiguës et chroniques infectées ou à risque d'infection, fortement exsudatives, superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ ulcères artériels
 - ◆ ulcères veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ escarres
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ sites donneurs et greffes partielles de la peau
- phases de cicatrisation :
 - ◆ phase exsudative
 - ◆ phase de granulation

Propriétés

- large activité antimicrobienne, notamment contre le SARM et l'ERV
- réduction du nombre d'agents pathogènes
- capacité d'absorption et de rétention élevée
- protection des berges de la plaie
- favorise la cicatrisation grâce au débridement autolytique
- fixe les bactéries et les débris cellulaires dans le gel
- le retrait est possible en un seul morceau
- effet hémostatique

Composition du produit

Fibre d'alginate de calcium, fibre de cellulose, fibres d'alginate d'argent (1.5 % argent ionique).

Remarques

- c'est au médecin traitant de déterminer la fréquence à laquelle Suprasorb A + Ag Pro doit être changé. Selon le degré d'exsudation, le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours sur/dans la plaie
- avant l'utilisation, découper à la taille de plaie
- peut être fixé avec un pansement secondaire adapté (p. ex. Suprasorb P sensitive), en fonction du degré d'exsudation
- utilisable sous compression

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® A + Ag Pro

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse			
5 x 5	33926	4230009	10/120
10 x 10	33927	4229761	10/200
10 x 20	33928	4229779	5/45
mèche			
2 x 45	33929	4229787	5/20

Suprasorb® F® et Suprasorb® F® protect

Pansement film.



Suprasorb® F®
et Suprasorb® F® protect



- A** film de polyuréthane transparent.
- B** étanche à l'eau et aux bactéries.
- C** l'humidité excédentaire s'évapore.

Indications

- pour le traitement des plaies non infectées faiblement exsudatives et superficielles.
- indications :
 - ◆ sites de prélèvement de greffes
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ écorchures
 - ◆ ulcères artériels, veineux et diabétiques
 - ◆ brûlures au 1^{er} et 2^e degré

Propriétés

- application simple
- confort de port élevé grâce à sa tenue sûre et souple
- extensible et modelable
- protection contre les influences externes (par ex. bactéries)
- étanche
- en tant que pansement primaire, il permet le contrôle de la plaie

Composition du produit

Film en polyuréthane
Adhésif en polyacrylate.

Remarques

- Suprasorb® F en rouleau est conçu pour la prévention (des escarres par ex.) et la fixation des pansements
 - le film transparent doit être posé à nouveau avant l'utilisation sur la compresse de gel s'il adhère sur l'intérieur de l'emballage individuel. Des gants doivent être alors portés ou une pincette utilisée
- Intervalle entre chaque changement de pansement :
- il revient au médecin traitant de déterminer la fréquence du changement sur base de l'état de la plaie, du stade exsudatif de la plaie et du pansement primaire utilisé mais pas plus de 5 à 7 jours

Modèles

- pansement film stérile découpé
- pansement film non stérile en rouleau

Suprasorb® F®

Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
en rouleau, non stérile			
10 cm x 1 m	20467	2270965	1/16
10 cm x 10 m	20468	1799451	1/16
15 cm x 10 m	20469	1799444	1/10

Suprasorb® F® protect


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellé en emballage individuel			
5 x 7	162460	4794046	10/380
5 x 7	162461	4794053	100/1000
10 x 12	162462	4794061	10/100
10 x 12	162463	4794079	50/200
10 x 25	162464	4794087	10/140
15 x 20	162465	4794095	10/400
20 x 30	162466	4795456	10/180

Suprasorb® H

Pansement hydrocolloïde.



Suprasorb® H



- A** En cas de production d'exsudat, l'hydrocolloïde gonfle et forme un gel dans lequel sont fixés les exsudats et les débris organiques.
- B** Imperméable aux bactéries et aux fluides.
- C** La vapeur d'eau excédentaire s'évapore.

Suprasorb® H

stérile, scellé en emballage individuel

Indications

- pour le traitement des plaies non infectées faiblement à modérément exsudatives et superficielles.
- indications :
 - ◆ ulcères de la jambe et ulcères de pression
 - ◆ brûlures au 1^{er} et 2^e degré
 - ◆ sites de prélèvement de greffes
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ écorchures

Propriétés

- excellente capacité d'absorption
- respirant
- environnement humide optimal de la plaie
- risque minimisé de lésions de la peau périlésionnelle saine

Composition du produit

Film en polyuréthane avec couche hydrocolloïde.

Remarques

- Fréquence de changement du pansement :
- l'intervalle de changement du pansement dépend de l'état de la plaie et de la quantité d'exsudat sortant. Le pansement doit rester aussi longtemps que possible sur site. Si le pansement est imprégné d'exsudat, il doit être immédiatement changé. Le pansement doit être changé au plus tard après 7 jours ou dès que le pansement est gorgé d'exsudat

Modèles

- standard
- fin
- sacrum
- border

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
standard			
10 x 10	108830	3945557	10/660
15 x 15	108831	3945565	5/50
20 x 20	108832	3945573	5/50
fin			
5 x 5	108860	3945581	10/1650
10 x 5	108861	3945599	10/480
20 x 5	108862	3945607	10/250
10 x 10	108863	3945615	10/720
15 x 15	108864	3945623	5/50
20 x 20	108865	3945631	5/50
border			
14 x 14	108866	3945649	5/200
sacrum			
16 x 14	108867	3945656	5/200

Suprasorb® Liquacel*

Pansement en fibres hydroactif.



Suprasorb® Liquacel*



- A** Risque réduit de macération grâce à l'absorption verticale des exsudats, migration vers le pansement secondaire.
- B** Forme un gel cohésif au contact de l'exsudat de la plaie.
- C** Absorbe l'exsudat, les débris et les bactéries dans le gel.

Indications

- pour le traitement des plaies aiguës et chroniques, faiblement à fortement exsudatives, superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ ulcères variqueux
 - ◆ escarres
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ brûlures au 2^e degré
 - ◆ lacérations, coupures et dermabrasions
 - ◆ plaies traumatiques et plaies ayant tendance à saigner, par ex. après débridement chirurgical ou mécanique
 - ◆ sites donneurs de greffes

Propriétés

- favorise la protection des berges de la plaies et de la peau périlésionnelle
- la gestion active de l'exsudat favorise le processus de guérison
- utilisation simple grâce à un retrait en un morceau lorsqu'il est sec
- absorption verticale de l'exsudat et évacuation de ce dernier vers un pansement secondaire

Composition du produit

Fibres de cellulose,
Fibres de sulfonate d'éthyle de cellulose.

Remarques

- lorsqu'il est sec, Suprasorb Liquacel* peut être facilement découpé à la taille de la plaie. Le pansement doit dépasser des bords de la plaie d'environ 1 cm
 - mécher les plaies profondes à 85 % sans appuyer à l'aide de la mèche et laisser dépasser d'environ 2,5 cm au-delà des bords de la plaie
- Intervalle entre chaque changement de pansement :
- défini par le médecin traitant selon l'état de la plaie, le degré d'exsudation et le pansement secondaire, au plus tard après 7 jours

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® Liquacel

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse			
5 x 5	33435 / 180020	3042009	10/100
10 x 10	33436 / 180021	3041993	10/100
15 x 15	33437 / 180022	3041985	5/50
mèche			
45 x 2	33438 / 180023	3041977	5/50


* Les propriétés mentionnées ci-dessus se réfèrent aux données in vitro actuelles.

Suprasorb® Liquacel Ag

Pansement avec argent anti-microbien et fibre de cellulose de renforcement.



Suprasorb® Liquacel Ag



Indications

- pour le traitement des plaies moyennement à fortement exsudatives, quand elles sont superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ brûlures au second degré
 - ◆ ulcère variqueux, escarres et ulcères diabétiques
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ plaies avec tendance aux saignements
- phases de cicatrisation :
 - ◆ phase exsudative
 - ◆ phase de granulation

Propriétés

- contient la technologie nano-argent qui détruit le biofilm
- efficace contre un large spectre d'agents pathogènes, aussi contre les SARIM
- faible cytotoxicité grâce à la libération continue des ions d'argent
- la structure du pansement est aussi préservée à l'état humide. Le retrait en un seul morceau est possible
- gestion efficace de l'exsudat grâce à l'absorption verticale élevée et ainsi protection des bords de la plaie de la macération
- soutien du débridement autolytique et fixation des bactéries et des débris cellulaires dans le pansement

Composition du produit

60 % fibres de carboxyméthylcellulose (CMC), 40 % mélange de fibres Ag de Lyocell et Lunar (avec 1,1 % particule de nano-argent).

Remarques

- avant l'utilisation, à découper à la taille de plaie
- peut être fixé avec un pansement secondaire adapté (p. ex. Suprasorb P sensitive), en fonction du degré d'exsudation
- utilisable sous compression.
- l'intervalle de temps entre les changements de pansement ne doit pas être supérieur à 7 jours

Modèles

- compresse
- mèche

Suprasorb® Liquacel Ag

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse			
5 x 5	142503	4400743	10/200
10 x 10	142504	4400750	10/100
15 x 15	142505	4400768	5/50
mèche			
2 x 45	142506	4401261	5/100

Suprasorb® P

Pansement de mousse PU.



Suprasorb® P



- A** Répartition homogène de l'exsudat et absorption rapide.
- B** Couche de contact avec la plaie perforée.
- C** Imperméable aux bactéries et à l'eau.
- D** Perméable à la vapeur d'eau et évaporation de la vapeur d'eau excédentaire.

Indications

- plaies modérément exsudatives
- plaies superficielles
- plaies non infectées
- dans toutes les phases de cicatrisation, par ex. :
 - ◆ escarres et autres ulcères
 - ◆ sites donneurs de greffes
 - ◆ plaies chirurgicales

Propriétés

- très bonne cicatrisation grâce à la gestion fiable de l'exsudat
- grand confort de port grâce à une structure souple et douce
- évaluation aisée de l'exsudat de la plaie
- membrane en PU imperméable aux bactéries et aux liquides*
- maintient un milieu de cicatrisation humide et favorise donc une cicatrisation naturelle
- la forme anatomique facilite le traitement de zones difficilement accessibles comme le talon, le coude ou les moignons (Suprasorb P Heel non-adhesive)

Remarques

Intervalle entre chaque changement de pansement :

- défini par le médecin traitant selon l'état de la plaie, le degré d'exsudation et le pansement secondaire, au plus tard après 5-7 jours. Dès que le bord de la plaie change de couleur, il convient de changer de pansement
- Suprasorb P peut être utilisé comme pansement secondaire en cas de plaie présentant un risque d'infection dans le cadre du traitement antimicrobien classique
- lorsqu'il est sec, Suprasorb P peut être facilement découpé à la taille spécifique de la plaie. Le pansement doit déborder des bords de la plaie de 2 cm env.

Modèles

- auto-adhésif
- non adhésif
- sacrum
- heel (talon)

Suprasorb® P

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
auto-adhésif				
7,5 x 7,5	4 x 4	20416	2975936	10/100
10 x 10	6 x 6	20417	2975944	10/100
15 x 15	10 x 10	20418	2975951	5/50
20 x 15	15 x 10	20419	2975910	5/50
non-adhésif				
5 x 5	5 x 5	20405	2975860	10/100
7,5 x 7,5	7,5 x 7,5	20406	2975878	10/100
10 x 10	10 x 10	20407	2975886	10/100
15 x 15	15 x 15	20408	2975894	5/50
20 x 15	20 x 15	20409	2975902	5/50
sacrum, auto-adhésif				
20,5 x 18	14,3 x 12	20415	2975928	5/50
talon (heel), non adhésif				
13 x 10	13 x 10	180040	4393690	5/120

* Suprasorb® P non-adhésif.

Suprasorb® P Sensitive

Pansement de mousse en silicone.



Suprasorb® P Sensitive

Indications

- pour le traitement des plaies suivantes:
 - ◆ aiguës et chroniques
 - ◆ faiblement à fortement exsudatives
 - ◆ superficielles et profondes (en association avec un pansement primaire)
- indications:
 - ◆ escarres
 - ◆ ulcères du pied et de la jambe
 - ◆ plaies traumatiques
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ sites de prélèvement de greffes
 - ◆ déchirures cutanées
 - ◆ brûlures (1^{er} et 2^e degrés)
- peut être utilisé en association avec des gels sur des plaies sèches ou nécrotiques

Propriétés

- la couche de contact avec la plaie en silicone convient aux peaux sensibles
- minimise la douleur pour le patient et le traumatisme à la plaie et à la peau périlésionnelle lors du retrait ou du repositionnement du pansement
- la gestion efficace de l'exsudat réduit le risque de macération et maintient un milieu humide
- résiste à la douche
- application facile grâce à ses 2 ou 3 feuillets permettant d'éviter de toucher l'adhésif avec les gants
- excellente conformabilité aux formes, même au niveau des zones difficiles
- doux sur la peau

Modèles

- border (avec noyau superabsorbant)
- border lite (sans noyau superabsorbant)
- non-border (sans noyau superabsorbant)
- talon (heel) (avec noyau superabsorbant)
- sacrum (avec noyau superabsorbant)
- multisite border (avec noyau superabsorbant)
- multisite border lite (sans noyau superabsorbant)

Suprasorb® P Sensitive

Pansement de mousse en silicone.

Suprasorb® P Sensitive

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
border (avec noyau superabsorbant)				
8,5 x 7,5	5 x 4,5	139068	3954971	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139061	3954955	10/200
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	139062 / 168062	3954963	10/200
15 x 15	10,5 x 10,5	139069 / 168069	3954989	10/150
20 x 20	15 x 15	139070	3954997	10/100
border lite (sans noyau superabsorbant)				
5 x 5	2,5 x 2,5	139080	3955002	10/240
10 x 5	6 x 2,5	139081	3955010	10/200
8,5 x 7,5	5 x 4,5	139086	3955036	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139083	3955028	10/200
15 x 9	10,5 x 5	139087 / 168087	3955044	10/200
20 x 10	15 x 5	139088	3955051	10/150
non-border (sans noyau superabsorbant)				
5 x 5		139350	3955069	10/240
7,5 x 7,5		139455	3955119	10/150
10 x 10		139351	3955077	10/100
20 x 10		139352	3955085	10/150
15 x 15		139353	3955093	10/100
20 x 15		139456	3955127	10/100
20 x 20		139354	3955101	10/100
sacrum (avec noyau superabsorbant)				
17,5 x 17	12,5 x 12	139355	3955135	10/100
23 x 23	17 x 16,5	139556	3955168	10/100
talon (heel) (avec noyau superabsorbant)				
25 x 23,5	19 x 17,5	139356	3955143	10/100
multisite border (avec noyau superabsorbant)				
15 x 12	10 x 7	139357 / 168357	3955150	10/100
7,5 x 9,5	5,5 x 3,5	142075 / 168075	4344487	10/300
16 x 20	15,5 x 11,5	142076 / 168076	4344503	10/200
multisite border lite (sans noyau superabsorbant)				
7,5 x 9,5	5,5 x 3,5	142077 / 168077	4344511	10/300
tracheo				
10 x 9		146244	4843652	1/100

* en cas de plaies profondes, combiner avec un produit de remplissage adéquat.

Suprasorb® P + PHMB

Pansement en mousse PU antimicrobien.



Suprasorb® P + PHMB

Indications

- plaies modérément à fortement exsudatives
- pour des plaies infectées ou à risque infectieux
- pour des plaies superficielles
- indications:
 - ◆ ulcères de la jambe et du pied
 - ◆ décubitus
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ plaies chirurgicales postopératoires

Propriétés

- gestion fiable de l'exsudat
- efficacité antimicrobienne élevée
- effet rapide et longue durée
- avec couche perforée au contact de la plaie
- étanche à l'eau et aux bactéries

Remarques

- peut être utilisé comme pansement secondaire en cas de plaie présentant un risque d'infection et infectée dans le cadre du traitement antimicrobien classique
- lorsqu'il est sec, Suprasorb P+PHMB peut être facilement découpé à la taille spécifique de la plaie

Suprasorb® P + PHMB

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 5	34540	3381738	10/100
7,5 x 7,5	34541	3381720	10/100
10 x 10	34542	3381712	10/100
10 x 20	34543	3381704	5/50
15 x 15	34544	3381696	5/50
20 x 20	34545	3381688	5/50

Suprasorb® X

Pansement HydroBalance.



Suprasorb® X



- A** L'exsudat excédentaire sécrété par la plaie est absorbé dans le pansement.
- B** L'humidité du pansement est restituée dans la région de la plaie faiblement exsudative.

Indications

- pour le traitement des plaies non infectées faiblement à modérément exsudatives superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ ulcères artériels et veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ escarres
 - ◆ brûlures superficielles au 2^e degré
 - ◆ plaies chirurgicales postopératoires
 - ◆ greffes cutanées
 - ◆ sites donneurs de greffes
 - ◆ écorchures, lacérations

Propriétés

- soulagement de la douleur sans ajouts pharmacologiques
- très bonne cicatrisation grâce à un effet HydroBalance unique en son genre (régulation de l'humidité)
- grand confort de port grâce à une structure particulièrement douce et souple
- grande rentabilité grâce à des intervalles de changement de pansement prolongés
- favorise la cicatrisation
- meilleurs résultats cosmétiques (formation de cicatrices)

Composition du produit

Cellulose, eau.

Remarques

Intervalle entre chaque changement de pansement :

- défini par le médecin traitant selon l'état de la plaie

Modèles

- compresse
- mèche

Conseil

Si le pansement vient à sécher, il convient de procéder à une réhydratation suffisante en respectant un délai d'action de 10 minutes minimum avant l'enlèvement

Suprasorb® X

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse			
5 x 5	20534	2355329	5/90
9 x 9	20531	2355352	5/80
14 x 20	20532	2355345	5/65
mèche			
2 x 21	20533	2355337	5/130

Suprasorb® X + PHMB

Pansement HydroBalance antimicrobien.



Suprasorb® X + PHMB



- A** L'exsudat excédentaire sécrété par la plaie est absorbé dans le pansement.
- B** L'humidité du pansement est restituée dans la région de la plaie faiblement exsudative.
- C** Elimination des microorganismes grâce au polyhexaméthylène biguanide (PHMB) libéré.

Indications

- pour le traitement des plaies à risque d'infection ou infectées, faiblement à modérément exsudatives, superficielles ou profondes.
- indications :
 - ◆ ulcères artériels et veineux
 - ◆ ulcères diabétiques
 - ◆ escarres
 - ◆ brûlures superficielles au 2^e degré
 - ◆ plaies chirurgicales postopératoires
 - ◆ greffes cutanées
 - ◆ sites donneurs de greffes
 - ◆ écorchures, lacerations

Propriétés

- la plaie peut être hydratée ou l'exsudat excédentaire absorbé
- création d'un milieu humide pour la plaie
- changement de pansement atraumatique
- ajustement simple quelle que soit la forme et la profondeur de la plaie
- convient particulièrement aux zones du corps difficiles à soigner
- grâce à son effet rafraîchissant, le milieu humide est ressenti par le patient comme agréable et apaisant
- efficacité antimicrobienne contre un large spectre d'agents pathogènes, comme les SARM et les ERV par exemple*

Composition du produit

Eau, cellulose, 0,3 % polyhexaméthylène biguanide (PHMB/polyhexasanide).

Remarques

- en cas de traitement de plaies infectées, le pansement ne doit pas être utilisé comme seul moyen thérapeutique, mais il doit être complété selon l'appréciation du médecin traitant par un traitement médicamenteux conforme aux protocoles cliniques locaux
- En cas d'apparition des symptômes suivants, veuillez-vous adresser à un médecin ou au personnel soignant :
- modification de couleur et/ou d'odeur de la plaie
 - stagnation de la cicatrisation
 - signes cliniques d'une infection
- Intervalle entre chaque changement de pansement :
- c'est au médecin traitant de déterminer la fréquence à la quelle Suprasorb X + PHMB doit être changé, en fonction de l'état de la plaie

Modèles

- compresse
- mèche

Conseil

Si le pansement vient à sécher, il convient de procéder à une réhydratation suffisante en respectant un délai d'action de 10 minutes minimum avant l'enlèvement

Suprasorb® X + PHMB

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
compresse			
5 x 5	20540	2355311	5/90
9 x 9	20541	2355303	5/80
14 x 20	20542	2355295	5/65
mèche			
2 x 21	20543	2355287	5/130

* Spectre d'agents pathogènes démontré in vitro

Lomatuell® Pro

Interface gélifiante.



Lomatuell® Pro

Indications

- utilisable au cours de toutes les phases d'exsudation
- plaies chroniques
 - ◆ ulcères variqueux
 - ◆ ulcères du pied diabétique
 - ◆ escarres
- plaies aiguës
 - ◆ lacérations, coupures et dermabrasions
 - ◆ brûlures au 2^e degré
- plaies post-chirurgicales
 - ◆ plaies chirurgicales en phase de guérison secondaire
 - ◆ sites donneurs de greffes
- peut être utilisé en association avec le traitement par pression négative comme interface avec la plaie*

Propriétés

- formation d'une couche de gel en vaseline et en particules hydrocolloïdales
- changement de pansement atraumatique
- manipulation simple
- utilisable des deux côtés
- découpable selon les différentes tailles de plaies et zones corporelles
- favorise la cicatrisation
- le risque d'adhérence à la plaie est minimisé
- matériau flexible et souple
- bonne évacuation de l'exsudat dans le pansement secondaire
- changement presque indolore du pansement

Composition du produit

Trame en tulle en fibres de polyester imprégnée d'une masse de recouvrement, composée d'une matrice en polymère (masse de fixation élastique modelable), de vaseline et d'hydrocolloïde.

Remarques

- l'intervalle de changement de pansement recommandé est en règle générale de 2 à 4 jours. Selon le type de plaie et l'avancement de la guérison, le pansement peut être laissé plus ou moins longtemps sur la plaie (jusqu'à 7 jours max.)

Lomatuell® PRO

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 5	30870	3048758	10/360
10 x 10	30871	3048766	10/120
10 x 20	30872	3048774	10/120
10 x 30	30873	3048782	10/80
10 x 10	30874	3210309	50/450
10 x 40	220000	4135273	10/120
15 x 20	220001	4135281	10/50
15 x 30	220002	4135299	5/55

* sur base d'études in vitro

Lomatuell® H

Tulle gras vaseliné, hydrophobe.



Lomatuell® H

Indications

- sites donneurs
- ulcères variqueux
- escarres
- brûlures
- coupures
- écorchures

Propriétés

- favorise l'évacuation de l'exsudat et protège les plaies superficielles des adhérences
- minimise le risque d'adhérence à la plaie*
- imprégné de vaseline blanche
- favorise le processus de guérison naturel
- garantit le repos de la plaie
- découppable

Composition du produit

Coton (tulle actif à larges mailles) et vaseline blanche, recouvert de papier cristal.

Lomatuell® H

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 5	23314	1685197	10/360
10 x 10	23315	0433870	10/120
20 x 10	23316	0433888	10/120
30 x 10	23317	0433896	10/80
10 x 10	23318	0433904	50/450

* Sur base d'études in vitro

Vliwasorb® Pro

Compresse superabsorbante.



Vliwasorb® Pro

Indications

Plaies modérément à très fortement exsudatives, plaies superficielles, aiguës ou chroniques, comme par ex. :

- ulcères de pression, ulcère artériel, ulcère veineux à la jambe, ulcère diabétique
- plaies postopératoires en cours de cicatrisation secondaire
- plaies post-traumatiques
- sites donneurs de greffes
- plaies oncologiques
- tumeurs ulcéreuses
- plaies à risque infectieux
- brûlures superficielles au 2° degré
- comme pansement secondaire sur une laparotomie et sur des fistules par exemple

Propriétés

- capacité d'absorption et de rétention de l'exsudat très élevée
- gestion active et sûre de l'exsudat, même en compression
- forme ergonomique pour une bonne conformabilité
- la couche au contact de la plaie souple permet un changement de pansement atraumatique
- protège les vêtements et les draps grâce à une protection des vêtements bleue

Composition du produit

Polyéthylène, polypropylène, cellulose, polytéraphthalate d'éthylène, copolymère éthylène-acétate de vinyle, polyacrylate.

Remarques

- ne pas couper le pansement

Vliwasorb® Pro

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 10	6 x 6	32640	3355997	10/300
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	32641	3359163	10/300
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	32642	3355989	10/350
22 x 22	18 x 18	32643	3355971	10/260
22 x 32	18 x 28	32644	3355963	10/90

Vliwasorb® Sensitive

Pansement super-absorbant en silicone.



Vliwasorb Sensitive

Indications

- plaies modérément à fortement exsudatives, y compris :
 - ◆ ulcères variqueux
 - ◆ décubitus
 - ◆ ulcères du pied diabétique
 - ◆ plaies chirurgicales déhiscentes

Propriétés

- retrait atraumatique et indolore
- protège la plaie et la peau péri-lésionnelle
- capacité d'absorption et de rétention élevée, même sous compression médicale
- nombre de bactéries réduit grâce à la fixation de l'exsudat dans le noyau super-absorbant
- bonne stabilité de forme - même en cas d'application verticale - grâce à la couche de super-absorbant comprimée

Composition du produit

Silicone, non-tissé, polyacrylate, cellulose.

Remarques

- ne pas couper le pansement

Vliwasorb® Sensitive

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7,5 x 7,5	5 x 5	141820	4258174	10/240
12,5 x 12,5	10 x 10	141821	4258182	10/160
10 x 20	7,5 x 17	141822	4258190	10/160
15 x 25	12 x 22	141823	4258208	10/80
20 x 20	17 x 17	141824	4258216	10/80
20 x 30	17 x 27	141825	4258224	10/80

Stellaline®

Compresse absorbante non adhérente.



Stellaline®

Indications

- pour la protection des plaies superficielles
- pour l'absorption de l'exsudat de la plaie
- soins postopératoires

Propriétés

- stérile
- non adhérente
- douce et souple
- très haut pouvoir absorbant
- absorption rapide, dans le sens vertical : risque d'infection fortement réduit

Composition du produit

Épaisse couche ouatée : 75 % viscose, 25 % polyester

Couche qui entre en contact avec la peau : fin film de copolymère microperforé

Couche extérieure : hydrophobe, bleue.

Stellaline®


stérile, scellé en emballage individuel

	Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Stellaline 1	5 x 5	36037	0452789	26/624
Stellaline 3	7,5 x 7,5	36038	0452797	12/288
Stellaline 5	10 x 10	36039	0452805	10/240
Stellaline 6	10 x 20	36045	0292573	5/120
Stellaline 1	5 x 5	36047	2091296	400/2400
Stellaline 5	10 x 10	36040	2091270	120/720
Stellaline 6	10 x 20	36041	2091288	50/300
Stellaline 1	5 x 5	17786	2225803	100/2900
Stellaline 3	7,5 x 7,5	17787	2225795	100/2500
Stellaline 5	10 x 10	17788	2225811	100/1600

Metalline® Compresse.



Metalline® Compresse



A Metalline® Compresse pour drainage

B Metalline® Compresse pour trachéotomie

Indications

- pour recouvrir des plaies de tout type, particulièrement recommandé en cas de :
 - ◆ écorchures
 - ◆ brûlures
 - ◆ brûlures chimiques
 - ◆ plaies chirurgicales
 - ◆ premiers soins

Propriétés

- minimise le risque d'adhérence à la plaie
- changement presque indolore du pansement
- doux pour la plaie
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- souple et doux
- bon drainage

Composition du produit

Viscose (fixée avec une bande en acrylate), la couche supérieure de la compresse est aluminisée en phase vapeur.

Metalline® compresse

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellée en emballage individuel, sur prescription et sans ordonnance			
8 cm x 10 cm	23083	0179671	10/560
10 cm x 12 cm	23084	0179689	10/300
stérile, scellée en emballage individuel, au bloc opératoire, en soins ambulatoires et en cabinet médical, en boîte distributrice			
8 cm x 10 cm	23081		50/600
10 cm x 12 cm	23082		50/300
10 cm x 20 cm	23087		50/300

Metalline® Compresse pour trachéotomie

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellée en emballage individuel, en boîte distributrice			
8 x 9	23094	0845735	50/600

Metalline® Compresse pour drainage

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellée en emballage individuel, en boîte distributrice			
6 x 7	23093	0845727	50/600



Metalline® Toile

Indications

Metalline Paquet de pansements

- pour les plaies étendues en premiers secours, soins d'urgence

Metalline Toile

- pour être placé dessous et recouvrir des plaies étendues (stériliser avant l'emploi)

Metalline Drap de lit

- pour être placé en dessous dans le traitement ouvert de brûlures, blessures chimiques et écorchures étendues

Metalline Pansement enveloppant

- pour soigner des blessures, brûlures, brûlures chimiques et écorchures de grande superficie en premiers secours et en intervention d'urgence

Propriétés

- non-tissé aluminisé
- minimise le risque d'adhérence à la plaie
- changement presque indolore du pansement
- doux et absorbant
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- souple et doux

Composition du produit

Viscose (fixée avec une bande en acrylate).

La couche supérieure de la compresse est aluminisée en phase vapeur, polyester.

Remarques

Metalline Pansement enveloppant

- fourni avec 4 cordelettes qui facilitent la manipulation et le positionnement

Modèles

Metalline Paquet de pansements

Association de :

- une compresse Metalline (35 x 45 cm)
- une bande de gaze (6 cm x 3 m, viscose, fil de couture en coton)

Metalline® Pansement enveloppant

stérile, en sachet plastique

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
40 x 60	23012	2204543	1/100
60 x 80	23010	0845693	1/100
80 x 120	23011	0845685	1/100

Metalline® Drap de lit

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
2.5 x 73.0	23050	0845701	1/20

Metalline® Toile

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 73	23070		1/10

Gazin® Compresses de gaze

Compresse de gaze.



Gazin® Compresses de gaze

Indications

- pour le nettoyage des plaies
- pour le recouvrement de plaies
- pour l'absorption de fluides corporels

Propriétés

- conçu de gaze de coton absorbant selon la norme DIN EN 14079
- 17 et 20 fils
- toutes les marques de découpe sont à l'intérieur: il n'y aucun fil sur les bords
- bon pouvoir absorbant

Composition du produit

100% coton
Fil radiodéTECTABLE (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum).

Gazin® Compresses de gaze

non stérile, stérilisable à la vapeur d'eau (134°C), en sachet papier

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
sans fil de contraste, 17 fils, 8 plis			
5 x 5	18500	1754555	100/1000
7,5 x 7,5	18503	1754589	100/1000
7,5 x 9	18522		100/1000
10 x 10	18506	1754605	100/1000
18 x 8	18524		100/600
sans fil de contraste, 17 fils, 12 plis			
5 x 5	18501	1754563	100/1000
7,5 x 7,5	18504	1754597	100/1000
10 x 10	18507	1754613	100/1000
10 x 12,5	18509		100/1000
sans fil de contraste, 17 fils, 16 plis			
5 x 5	18502		100/1000
7,5 x 7,5	18505		100/1000
7,5 x 9	18525		100/1000
10 x 10	18508	1754621	100/1000
10 x 12,5	10956		100/800
18 x 8	18526		100/600
avec fil de contraste, 17 fils, 12 plis			
7,5 x 7,5	18511	1754662	100/1000
10 x 10	18514	1754647	100/1000
10 x 12,5	18516		100/1000
avec fil de contraste, 17 fils, 16 plis			
5 x 5	10972	1754571	100/1000
7,5 x 7,5	18512		100/1000
10 x 10	18515	1754639	100/1000
10 x 12,5	10957		100/800
18 x 8	10961		100/600

Gazin® Compresses de gaze

Compresse de gaze.

Gazin® Compresse de gaze

stérile, sans bande de contraste

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballages de 2 compresses, 8 plis, 17 fils			
5 x 5	13620	4499570	100/1800
7,5 x 7,5	13621	4499588	100/1800
10 x 10	13622	4499596	100/2000
10 x 20	13623	4499604	100/800
emballages de 5 compresses, 16 plis, 17 fils			
5 x 5	13670		250/3000
7,5 x 7,5	13671		100/1200
10 x 10	13673		100/1000
18 x 8	13675		125/1000
emballages de 10 compresses, 16 plis, 17 fils			
5 x 5	13680		300/3600
7,5 x 7,5	13681		100/1200
10 x 10	13683		100/1000
18 x 8	13685		120/960
compresses fendues avec incision en Y, emballages de 2 compresses, 8 plis, 17 fils			
7,5 x 7,5	13521	4499612	100/1800
10 x 10	13522	4499620	100/2000

Stella® Compresse stérile

Compresse pharmacie : emballée individuellement.



Stella® Compresse stérile

Indications

- compresse de gaze utilisée pour recouvrir et nettoyer les plaies

Propriétés

- compresses de 8 et 12 épaisseurs
- grâce au pliage à bords rentrés, la compresse peut être utilisée dépliée une fois (8 ép.) ou deux fois (12 ép.) sans qu'aucun bord coupé ne soit apparent

Composition du produit

100 % coton - pliage chirurgical, indéchirable à bords rentrés, sachet pelable.

Stella® Compresses stérile

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Stella 1 : 5 x 5	35001	0825240	40/960
Stella 3 : 7,5 x 7,5	35003	0825265	20/480
Stella 5 : 10 x 10	35005	0825281	12/288
Stella 1D : 5 x 5	36301	0198440	30/720
Stella 5D : 10 x 10	36305	0198465	10/240
Stella 6D : 10 x 20	36306	0016196	5/120

Stella® Compresse stérile

Compresse stériles groupées.

Indications

- compresse de gaze utilisée pour recouvrir et nettoyer les plaies

Composition du produit

100 % coton.

Propriétés

- emballées sous blister souple ou rigide, dont le très haut degré de pelabilité évite la dispersion de fibres libres et facilite la manipulation
- disponibles en différentes versions selon le nombre de plis et les dimensions, avec ou sans fil radio-opaque

Stella® Compresse stérile

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Stella 1/1: 5 x 5	35867	1446673	100/2900
Stella 1/2: 5 x 5	35801	0398479	180/1080
Stella 1/3: 5 x 5	35804	0398487	120/720
Stella 1D/3: 5 x 5	35805	1446665	120/720
Stella 1/5: 5 x 5	35807	0398495	80/480
Stella 1DXR5: 5 x 5	35809	2191304	80/480
Stella 3/1: 7,5 x 7,5	35835	1446681	100/2500
Stella 3/2: 7,5 x 7,5	35965	0398529	140/840
Stella 3/3: 7,5 x 7,5	35932	0398545	80/480
Stella 3/5: 7,5 x 7,5	35968	0398503	55/330
Stella 3/10: 7,5 x 7,5	35969	1446699	26/156
Stella 3DXR/5: 7,5 x 7,5	35812	2091312	40/240
Stella 3DXR/10: 7,5 x 7,5	35863	2091353	20/120
Stella 4/5: 7,5 x 10	35864	1446707	40/240
Stella 5/1: 10 x 10	35845	1446731	100/1600
Stella 5/2: 10 x 10	35935	0398586	80/480
Stella 5/3: 10 x 10	35937	0398602	60/360
Stella 5/5: 10 x 10	35813	0398560	30/180
Stella 5D/5: 10 x 10	35814	0398578	30/180
Stella 5D/10: 10 x 10	35816	1446715	15/90
Stella 5DXR/5 DE: 10 x 10	35850	2091346	24/48
Stella 5DXR/5: 10 x 10	35815	2091320	30/180
Stella 5DXR/10: 10 x 10	35865	2091361	15/90
Stella 5DXR/10 DE: 10 x 10	35918	2091379	12/24
Stella 6DXR/10 DE: 10 x 20	35921	2205318	12/24
Stella 6D/5: 10 x 20	35947	0248609	15/90
Stella 6DXR/5: 10 x 20	35991	2091403	15/90
Stella 6DXR/10: 10 x 20	35995	2091411	8/48

Légende

Stella 5 S XR/ 10 DE

a b c d e

a

format de la compresse

- 1 = 5 x 5 cm
- 2 = 5 x 7,5 cm
- 3 = 7,5 x 7,5 cm
- 4 = 7,5 x 10 cm
- 5 = 10 x 10 cm
- 6 = 10 x 20 cm

b

épaisseurs de gaze

- D = 12 épaisseurs
- S = 16 épaisseurs

c

XR = avec fil radio-opaque

d

/10 = nombre de compresses dans une pochette ou un blister

e

DE = double emballage

Gazin® Mèche de gaze



Indications

- pour le traitement à court terme dans le cadre d'une chirurgie invasive suite à une opération
- pour le méchage de plaies cavitaires et d'orifices fistulaires

Propriétés

- en gaze selon la norme DIN EN 14079
- bon pouvoir absorbant

Composition du produit

100% coton.

Gazin® Mèche de gaze

stérile, en rouleau, avec distributeur en plastique, 1 pli

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 1	13470	3768207	1/216
5 x 2	13471	4117321	1/120
5 x 5	13473	4117339	1/60

Tampon

Tampon de gaze hydrophile.

Indications

- absorption des liquides physiologiques et application de solutions antiseptiques
- en cours d'intervention chirurgicale,
- en soins post opératoires, en clinique et à domicile,
- pour les soins de plaies chroniques (ulcères de jambe, escarres,...)

Composition du produit

2 couches superposées de gaze hydrophile.

Propriétés

- tampon rond
- fermé par un élastique pour assurer le maintien de la forme et éviter le contact de fils libres avec la plaie
- structure du tampon favorisant une absorption maximale des liquides physiologiques, de même qu'une répartition optimale des solutions antiseptiques, désinfectantes ou médicamenteuses
- la forme ronde pour faciliter la prise par l'instrument de soin et diminuer le risque de contact de celui-ci avec la plaie
- disponible en vrac (non stérile) ou groupé en blister souple ou rigide (stérile)

Tampon de gaze hydrophile

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile, non tissé			
tampon N/W 62: 30 - 35	35614	2091452	1000/3000
tampon N/W 64: 50 - 55	35616	2091460	500/1500
stérile, groupé			
tampon 63/2: 40 - 45	35911	1461284	6/240
tampon 62/3: 30 - 35	35925	1461300	6/240
tampon 62/5: 30 - 35	35941	1378751	6/240
tampon 63/5: 40 - 45	35943	1461326	6/210

Gazin® Tampons en gaze



Gazin® Tampons en gaze

Indications

- pour le nettoyage des plaies
- pour la désinfection cutanée
- bâtonnets stériles pour l'absorption de sang et de sécrétions en cas de petites interventions chirurgicales

Propriétés

- en gaze selon la norme DIN EN 14079
- avec élastique de sécurité en silicone
- 20 fils
- absorbante

Composition du produit

100% coton
Fil radiodétectable (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum).
Anneau de sécurité en silicone.

Modèles

- avec fil de contraste
- sans fil de contraste

Gazin® Tampons en gaze

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile, sans fil radiodétectable, 20 fils, en sachet plastique			
taille d'une noix	15175	3185733	1000/5000
taille d'une prune	15176	3185725	1000/5000
taille d'un œuf	15177	3185782	500/2500
extra-large	15179	3185774	500/2000
taille d'un poing	15180		250/1000
stérile, sans fil de contraste, 20 fils, en papier/film			
taille d'une prune, de 2+3 chacun	14962		125/1250
non stérile, avec fil de contraste, 20 fils, en sachet plastique			
taille d'une noix	15183	3244100	1000/5000
taille d'une prune	15184	3185766	1000/5000
taille d'un œuf	15185	3185758	500/2500
extra-large	15186	3185741	500/2000
taille d'un poing	15223		250/1000

Gazin® Tampon de préparation RX



Gazin® Tampon de préparation RX

Indications

- après une stérilisation préalable conçu pour une utilisation au bloc opératoire
- pour préparer les couches tissulaires et les structures anatomiques

Propriétés

- non stérile
- en gaze selon la norme DIN EN 14079
- 24 fils
- rigide et très absorbant

Composition du produit

100 % coton, fil radiodéTECTABLE (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum).

Gazin® Tampon de préparation RX

non stérile, avec fil de contraste, 24 fils, peut être stérilisé à la vapeur d'eau (134 °C), en sachet plastique

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Taille 2, petit	15155		1000/3000/45000
Taille 3, moyen	15156		1000/2000/30000
Taille 4, grand	15157		500/1000/15000



Indications

- conçu pour une utilisation au bloc opératoire après stérilisation préalable
- pour recueillir et retenir les organes et tissus corporels
- pour l'hémostase et l'absorption des fluides corporels lors d'interventions chirurgicales

Propriétés

- non stérile
- en gaze selon la norme DIN EN 14079
- prélavé
- doux et absorbant
- 20 fils

Composition du produit

Les compresses abdominales sont 100 % coton. Le fil de contraste se compose de chlorure de polyvinyle et de sulfate de baryum.

Remarques

- contre-indication : ne pas utiliser le dispositif médical lors d'une intervention cardio-thoracique en même temps qu'une machine de circulation extra-corporelle (CEC)

Modèles

- blanc
- 4 et 6 couches

Toptex® Lite Compresses abdominales RX

non stérile

Contenu	Dimensions (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
blanc			
4 couches	40 x 40	10923	90/180
6 couches	40 x 40	10924	75/150
4 couches	20 x 30	10922	80/480
4 couches	50 x 60	10925	60/120
4 couches	8 x 90	10921	100/600

* enroulé en bande de 5 pièces



Opraclean®

Indications

- pour le méchage et le drainage antiseptiques après assainissement chirurgical d'abcès, d'abcès associés à des fistules, d'ulcères, de cavités lésionnelles et de cavités corporelles

Propriétés

- action antimicrobienne et antifongique confirmée pour *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* et *Candida albicans*
- favorise le nettoyage de la plaie en absorbant l'exsudat, les débris cellulaires et les bactéries
- les poches et cavités vulnérables profondes peuvent être méchées facilement
- aucune résistance développée connue à ce jour
- utilisation rapide et simple

Composition du produit

100 % coton (gaze) imprégné d'iodoforme.

Remarques

- en distributeur
- l'iodoforme s'évapore au contact de l'air, c'est pourquoi il convient de l'utiliser le plus rapidement possible après ouverture

Modèles

- Opraclean Compresse pour mèche à l'iodoforme (23 mg/100 cm²)
- Opraclean Gaze absorbante iodoformée (57 mg/100 cm²)

Opraclean® Compresse pour le méchage à l'iodoforme

enroulé en distributeur transparent, en sachet spécial

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 1	13580	1508019	1/216
5 x 2	13581	1508027	1/120
5 x 5	13582	1508035	1/60

Opraclean® Gaze absorbante iodoformée

4 plis, en rouleau, en sachet spécial

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 6	13584		1/30
5 x 8	13585		1/30

Compresse souple en non-tissé.



Vliwasoft®

Indications

- pour le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives
- comme pansement
- pour le nettoyage des plaies
- en tant que support de pommade
- pour rembourrage entre les orteils et les doigts

Propriétés

- en non-tissé, non fibreux, à pores fins
- nettoyage en douceur des plaies
- bonne capacité d'absorption

Composition du produit

Viscose, polyester.

Vliwasoft®

Compresse en non-tissé

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non-stérile, 4 épaisseurs, 100 pièces en sachet papier			
5 x 5	12075	2085413	100/5000
7,5 x 7,5	12081	2085421	100/2500
10 x 10	12064	2085405	100/2000
20 x 10	12070		100/1000
non-stérile, 6 épaisseurs, 100 pièces en sachet papier			
5 x 5	12078		100/5000
7,5 x 7,5	12084		100/2000
10 x 10	12067		100/2000
20 x 10	12072		100/1000
stérile, 4 couches, contenu de l'emballage: 75 x 2 compresse, scellés par paire			
5 x 5	12076	2761583	150/3000
7,5 x 7,5	12082	2761617	150/3000
10 x 10	12065	2761682	150/3000
20 x 10	12071	2761740	150/1500
stérile, 6 couches, contenu de l'emballage: 50 x 2 compresse, scellés par paire			
5 x 5	12079		100/2000
7,5 x 7,5	12085		100/2000
10 x 10	12068	4499562	100/2000
20 x 10	12073	3785136	100/1000

Vliwasoft®

Compresse souple en non-tissé.

Vliwasoft®

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, contenu de l'emballage: 50 x 5 compresses, 4 plis			
5 x 5	12077	2837862	250/6750
7,5 x 7,5	12083	2837847	250/4500
10 x 10	12066	2837854	250/2500

Vliwasoft® Compresses fendues avec incision en y

stérile, scellé par paire, 50 x 2 compresses

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7,5 x 7,5	12099	2337897	100/2000
10 x 10	12098	2337889	100/2000

Cotopads® par Velpeau®

Carrés et rectangle de coton.



Cotopads® par Velpeau®

Indications

- pour des soins infirmiers et l'hygiène corporel : nettoyage de la peau, application de pommade, en dermatologie et pour l'absorption des fluides corporels en cas de plaies superficielles ou sur sites d'injection

Composition du produit

100 % coton.

Propriétés

- doux
- sans odeur
- capacité d'absorption minimale : 10g/g.
- produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel



Cotopads® par Velpeau®

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 5	90000	4297933	500/12000
8 x 10	90001	4297941	200/3200

Pansement très absorbant.



Vliwazell®

Indications

- pour l'absorption de l'exsudat de la plaie en cas de plaies superficielles, modérément à fortement exsudatives
- convient au traitement de plaies aiguës et chroniques

Propriétés

- pansement très absorbant
- couche de répartition intégrée pour une répartition uniforme de l'exsudat de la plaie
- un tissu non-tissé de protection des vêtements réduit la pénétration de l'exsudat de la plaie
- réduit le risque d'adhérence à la plaie
- doux et souple
- protège la zone autour de la plaie

Composition du produit

Polypropylène, cellulose.

Vliwazell®

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellé en emballage individuel, contenu de la boîte: 25 compresses			
10 x 10	20320	1741156	25/400
stérile, scellé en emballage individuel, contenu de la boîte: 30 compresses			
10 x 20	30451	2430585	30/300
15 x 20	30452	2430593	30/180
15 x 25	30453	2430619	30/240
20 x 20	30454	2430627	30/120
20 x 25	30455	2430635	30/150
non stérile, 25 unités dans un sachet			
10 x 10	30430	2204329	25/900
10 x 20	30431	2271443	25/450
15 x 20	30432		25/200
15 x 25	30433		25/200
20 x 20	30434	2430544	25/200
20 x 25	30435		25/150
20 x 40	30436	2430569	25/200
stérile, scellé en emballage individuel, contenu de la boîte: 60 compresses			
10 x 10	30450	2430577	60/360
stérile, scellé en emballage individuel, contenu de la boîte: 30 compresses			
20 x 40	30456	2550135	30/180

Vliwazell® Pro

Compresse avec superabsorbant.



Vliwazell® Pro

Indications

- traitement de plaies aiguës et chroniques modérément à très fortement exsudatives, superficielles et profondes**, en cas :
 - ◆ de ulcères artériels et veineux, de ulcères diabétiques
 - ◆ de escarres
 - ◆ de plaies post-traumatiques
 - ◆ de plaies postopératoires en cours de cicatrisation secondaire
 - ◆ sites donneurs de greffe
 - ◆ de plaies oncologiques
 - ◆ de tumeurs ulcéreuses
 - ◆ de plaies à risque infectieux
 - ◆ brûlures superficielles au 2^e degré
 - ◆ de plaies lymphatiques
 - ◆ comme pansement secondaire sur une laparotomie et sur des fistules.

Propriétés

- pouvoir absorbant très élevé
- capacité d'absorption très élevée (également sous compression)
- changement de pansement atraumatique*
- le pouvoir de rétention élevé assure la capacité d'absorption et de rétention de l'exsudat (y compris les bactéries) très élevée
- stabilité de forme entraînant un plus grand confort du patient
- modelabilité et fixation faciles
- protection des vêtements et des draps de la pénétration de liquide

Composition du produit

Viscose, polyamide, cellulose, polyéthylène, polytéréphtalate d'éthylène, copolymère éthylène-acétate de vinyle, polyacrylate, polypropylène, adhésif Hotmelt.

Remarques

- ne pas couper le pansement

Vliwazell® Pro

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 10	109460	3697893	10/240
10 x 20	109461	3697901	10/120
15 x 20	109462	3697919	10/80
20 x 25	109463	3697927	10/100
20 x 40	109464	3706587	10/100

* Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement.

** Vliwazell Pro peut être utilisé comme pansement secondaire en association avec un produit de remplissage adapté (par ex. Suprasorb Liquacel, Suprasorb A Pro, Suprasorb A+Ag Pro) pour soigner des plaies profondes.

Compresse absorbante au charbon actif.



Vliwativ®

Indications

- plaies superficielles
- plaies modérément à fortement exsudatives
- plaies malodorantes et/ou infectées
- comme pansement secondaire en association avec le pansement en fibres hydroactif Suprasorb Liquacel, le pansement à l'alginate de calcium Suprasorb A Pro, la mèche à l'alginate de calcium antimicrobienne Suprasorb A+Ag Pro et la mèche au charbon actif et à l'argent Vliwaktiv Ag.

Propriétés

- fixe les odeurs
- efficacité antibactérienne contre les bactéries à Gram positif*
- bonne capacité d'absorption
- doux et souple
- bien toléré par la peau et respirant

Composition du produit

Fibre de charbon actif, viscose, polyamide, cellulose, polypropylène, colle Hot Melt (polymère de synthèse avec résine et cire).

Remarques

- ne pas couper, car les particules de charbon actif peuvent entrer en contact avec la plaie

Vliwativ®

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 10	20254	1544774	20/400
10 x 20	20255	1544782	20/200

* Sur base de données in vitro

Vliwaktiv® Ag

Compresse absorbante au charbon actif, mèche à l'argent.



Vliwaktiv® Ag

Indications

- pour les plaies fortement colonisées ou infectées et/ou malodorantes
- pour les plaies avec un risque d'infection élevé
- compresse absorbante :
 - ◆ pour les plaies fortement exsudatives superficielles
- mèche :
 - ◆ pour tamponner des plaies plus profondes
 - ◆ comme pansement pour les plaies superficielles

Propriétés

- fixe les odeurs et l'exsudat des plaies
- a un effet antibactériel dans le pansement grâce à la teneur en argent (Ag)
- fixe les endotoxines

Composition du produit

Fibre de charbon actif imprégnée d'argent, polyester/polyéthylène
La compresse absorbante comprend aussi : polypropylène, cellulose, colle Hot Melt (polymère de synthèse avec résine et cire).

Remarques

- ne pas couper, car les particules de charbon actif peuvent entrer en contact avec la plaie

Modèles

- compresse absorbante
- mèche

Vliwaktiv® Ag

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
mèche au charbon actif et à l'argent			
6,5 x 10	20700	2356947	10/300
10 x 10	20701	2356939	10/300
10 x 15	20702	2356921	10/340
compresse absorbante au charbon actif et à l'argent			
10 x 10	20705	2356905	10/150
10 x 20	20706	2356913	10/110
20 x 20	20707	2356897	10/130

Pansement chirurgical, stérile.



Curapor®

Indications

- pour le traitement des plaies post-opératoires, aiguës et superficielles, ainsi que des coupures et des déchirures
- plaies légèrement à modérément exsudatives

Propriétés

- respirant*
- doux pour la peau
- facile à poser
- risque d'infection réduit (collé complètement)
- angles arrondis pour une tenue prolongée
- protège des souillures et des effets mécaniques

Composition du produit

Matériel non-tissé : blanc, 100 % polyester, adhésif en polyacrylate (sans colophane et dérivé de colophane).
Comresse : couche absorbante en viscosse et polyéthylène/polypropylène, couche au contact de la plaie en polyéthylène.

Curapor®

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7 x 5	4 x 2,5	32902	3183407	5/100
7 x 5	4 x 2,5	32912	3178316	100/600
10 x 8	6 x 4	32903	3183399	5/100
10 x 8	6 x 4	32913	3178308	50/300
10 x 15	5 x 11	32914	3178290	50/300
10 x 20	5 x 16	32915	3178282	50/450
10 x 25	5 x 20	32916	3178274	50/250
10 x 30	5 x 25	32917	3178266	50/250
10 x 34	5 x 29	32918	3178258	50/300


*Certifié perméable à la vapeur d'eau

Curapor® Transparent

Pansement chirurgical, stérile.



Curapor® Transparent



Facile à appliquer.

- A** Positionner simplement le papier de recouvrement et le détacher ...
- B** Retourner le produit ...
- C** Positionner doucement sur la peau nettoyée ...
- D** Retirer le film de protection.
Terminé !

Indications

- pour le traitement stérile des plaies post-opératoires, des blessures ainsi que des petites coupures et écorchures
- pour la chirurgie mini-invasive
- pour protéger contre les infections secondaires
- pour couvrir les plaies sous la douche ou dans la piscine

Propriétés

- prêt à l'emploi
- transparent et étanche à l'eau
- respirant
- perméable aux bactéries
- résiste aux agents désinfectants courants
- adhère bien et précisément
- se retire sans laisser de résidus et de manière indolore
- risque faible de coller à la plaie
- convient également bien aux peaux sensibles

Composition du produit

Film protecteur : 100 % polyuréthane, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane)
Compresse : couche absorbante en viscose/polyester, couche au contact de la plaie en polyester et polyéthylène.

Remarques

- les pansements de dimensions 7x5 cm et 10x8 cm ont des angles arrondis


Curapor® Transparent

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7 x 5	4 x 2,5	13099	2173003	5/120
10 x 8	6 x 4	13100	2172989	5/170
7 x 5	4 x 2,5	13101	2172997	50/500
10 x 8	6 x 4	13102	2172971	25/200
15 x 10	11 x 5	13103	2172963	25/225
20 x 10	16 x 5	13104	2172955	25/225
25 x 10	20 x 5	13105	2172948	25/225

Curafix® i.v. classic

Pansement de fixation de canule en tissu.



Curafix® i.v. classic

Indications

- pour fixer des canules de perfusion de différents types ainsi que leur tubulure d'alimentation

Propriétés

- non stérile
- non extensible
- grande perméabilité à l'air
- avec fente et perforation centrales pour une fixation simple et rapide

Composition du produit

Tissu de support : couleur brun clair, viscosité : adhésif en caoutchouc synthétique doux pour la peau.

Curafix® i.v. classic

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
12,5 x 2,5	30102	2462463	20/2000

Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)

Pansement de fixation de canule avec fenêtre de contrôle.



Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)

Indications

- fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction
- convient aux accès veineux périphériques (CVP) en pédiatrie

Propriétés

- couches de non-tissé et de film avec fenêtre pour le contrôle du site d'injection
- avec coussinet de rembourrage stérile supplémentaire
- avec contre-fixation
- bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- formule sans latex
- retrait faible en résidus du pansement*
- doux pour la peau**
- lavable avec des désinfectants*
- étanche aux germes et aux bactéries
- imperméable à l'eau
- adhérence parfaite et fiable sur la peau*

Composition du produit

Tissu non-tissé : blanc, polyester
Film : polyuréthane, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane).

Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)

stérile, scellé en emballage individuel


Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
4,3 x 5	31883	3738382	100/600

* Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement.

** Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement et aux données de la littérature.

Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)

Pansement de fixation de canule en non-tissé.



Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)

Indications

- pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction
- convient aux accès veineux périphériques (CVP)

Propriétés

- avec coussinet de rembourrage stérile supplémentaire
- adhérence parfaite et fiable sur la peau*
- doux pour la peau**
- bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- formule sans latex
- retrait faible en résidus du pansement*
- non-tissé extensible
- souple
- fixation sûre

Composition du produit

Tissu non-tissé : blanc, polyester, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane)
Compresse : viscose/polypropylène/polyéthylène, film de polyéthylène.

Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6 x 7,5	33696	3738390	50/400

* Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement.

** Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement et aux données de la littérature.

Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)

Pansement de fixation de canule avec fenêtre de contrôle.



Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)

Indications

- pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction
- convient aux accès veineux périphériques (CVP)

Propriétés

- avec coussinet de rembourrage stérile supplémentaire
- couches de non-tissé et de film avec fenêtre pour le contrôle du site d'injection
- bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- film respirant
- formule sans latex
- lavable avec des désinfectants
- étanche aux germes et aux bactéries
- imperméable à l'eau
- fixation sûre
- adhérence parfaite et fiable sur la peau*

Composition du produit

Tissu non-tissé : blanc, polyester
Film : polyuréthane, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane).

Curafix® i.v. control (6 x 7,5 cm)

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6 x 7,5	33697	3738408	50/400

* Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement.

Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)

Pansement de fixation de canule avec fenêtre de contrôle.



Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)

Indications

- pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction
- convient aux accès veineux périphériques (CVP)

Propriétés

- couches de non-tissé et de film avec fenêtre de contrôle du site de ponction ; avec coussinet de rembourrage stérile supplémentaire ; avec contre-fixation
- perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- fixation sûre
- formule sans latex
- risque de macération faible*
- doux pour la peau**
- retrait faible en résidus du pansement*
- lavable avec des désinfectants
- étanche aux germes et aux bactéries
- imperméable à l'eau
- adhérence parfaite et fiable sur la peau*

Composition du produit

Tissu non-tissé : blanc, polyester
Film : polyuréthane, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane).

Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5,5 x 6,5	31886	3738416	100/400

* Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement.

** Les propriétés désignées se réfèrent aux données in-vitro actuellement disponibles et aux données de la littérature.

Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)

Pansement de fixation de cathéter avec fenêtre de contrôle.



Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)

Indications

- pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction
- pour accès veineux centraux (CVC)

Propriétés

- couches de non-tissé et de film avec fenêtre de contrôle du site de ponction ; avec contre-fixation
- perméabilité à la vapeur d'eau élevée
- radiotransparent
- formule sans latex
- risque de macération faible*
- doux pour la peau**
- retrait faible en résidus du pansement*
- lavable avec des désinfectants*
- étanche aux germes et aux bactéries
- imperméable à l'eau
- adhérence parfaite et fiable sur la peau*

Composition du produit

Tissu non-tissé : blanc, polyester
Film : polyuréthane, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane).

Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
9 x 11	34870	3738424	50/600

* Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement.

** Les propriétés mentionnées se réfèrent aux données in vitro disponibles actuellement et aux données de la littérature.

Curaplast® Sensitive

Pansement rapide sensible.



Curaplast® Sensitive

Indications

- pour soigner des petites blessures à l'hôpital, en cabinet, à domicile ou en déplacement

Propriétés

- pour la peau sensible
- doux et souple
- légèrement élastique dans le sens de la largeur
- s'adapte bien aux contours du corps
- fixe le coussin vulnérable à la peau en toute sécurité
- risque d'adhérence réduit à la plaie grâce au film
- changement presque indolore du pansement
- coussin vulnérable continu
- découpable individuellement

Composition du produit

Couche extérieure, 100 % polyester ; adhésif polyacrylate doux pour la peau (sans colophane ni dérivé de colophane).

Compresse : viscose, polypropylène / polyéthylène, film en polyéthylène.

Curaplast® Sensitive Pansement rapide sensible

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau de 5 m en carton distributeur			
5 x 4	30616	2116853	1/36
5 x 6	30617	2116861	1/40
5 x 8	30618	2116879	1/24
10 sections de 10 cm			
1 x 4	17077	2116820	1/47
1 x 6	17078	2116838	1/47
1 x 8	17079	2116846	1/36

Curaplast® Sensitive

Pansement pour injection.



Curaplast® Sensitive

- Indications**
 - après une ponction, injection, etc.
- Propriétés**
 - pour la peau sensible
 - doux et souple
 - s'adapte aux contours du corps
 - la matière de support adhésive fixe la compresse sur la plaie
 - risque d'adhérence faible à la plaie grâce au film
 - pré-coupé ou pré-perforé
 - en vrac en carton ou sur rouleau dans carton distributeur



Curaplast® Sensitive, sparadrap rond

Rouleau de 100 pièces

Diamètres (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
2,3	1,2	30626	2392256	1/24

Curaplast® sensitive, pansement pour injection

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau de 250 pièces				
2 x 4	1,5 x 2	30625	2337954	1/16
carton de 500 pièces				
4 x 2		142284	4340006	500/8000

Curaplast® Sensitive strips



Curaplast® Sensitive strips

Indications

- pour soigner des petites blessures du quotidien

Propriétés

- pour la peau sensible
- doux et souple
- légèrement élastique dans le sens de la largeur
- s'adapte aux contours du corps
- fixe le coussin vulnéraire à la peau en toute sécurité
- risque d'adhérence faible à la plaie grâce au film
- changement presque indolore du pansement
- différentes tailles
- coussin vulnéraire central

Composition du produit

Couche extérieure: brun clair, 100 % polyester; adhésif polyacrylate doux pour la peau (sans colophane ni dérivé de colophane).

Compresse: viscose, polypropylène/polyéthylène, film en polyéthylène.

Curaplast® Sensitive strips

Quantité	Composition	Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement
20 strips en boîte pliante, scellés en emballage individuel						
10	strips	1,9 x 7,2	1,1 x 2,5	17083	3541554	1/45
4	strips	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5			
4	strips	Ø 2,2	1,1 x 1,1			
2	strips	3,8 x 3,8	2 x 2			
500 strips en boîte pliante						
500	strips	2,5 x 7,2	1,5 x 25	30631	4262457	1/38

Curaplast® Sensitive Pansement pour le doigt



Curaplast® Sensitive Pansement pour le doigt

Indications

- pour soigner des petites blessures du quotidien

Propriétés

- pour la peau sensible
- doux et souple
- légèrement élastique transversalement
- s'adapte aux contours du corps
- fixe le coussin vulnérable à la peau en toute sécurité
- risque d'adhérence faible à la plaie grâce au film
- changement presque indolore du pansement

Composition du produit

Couche extérieure: brun clair, 100 % polyester, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane).

Compresse: viscose, polypropylène/polyéthylène, film en polyéthylène.

Curaplast® Sensitive Pansement pour le doigt

10 pièces en boîte pliante

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
2 x 18	2 x 3	147540	2680015	1/40

Curaplast® Pansement résistant à l'eau



Indications

- produit de premiers secours pour l'absorption d'exsudat et pour la protection de plaies et de surfaces de plaie

Propriétés

- étanche
- respirant
- bonne flexibilité
- bonne adhérence
- adaptés pour la douche et le bain

Composition du produit

Transparent, film, recouvert d'adhésif : film en polyuréthane, recouvert d'une matière adhésive en polyacrylate
Compresse : blanche, avec points brun clair, viscose, polypropylène, film en polyéthylène.

Curaplast® Pansement résistant à l'eau



Curaplast® Pansement résistant à l'eau

20 pièces en boîte pliante, scellés hygiéniquement en emballage individuel

Quantité	Composition	Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
12	pansements	2,5 x 7,2	1,9 x 2,5	145150	4499901	1/196
8	pansements	1,9 x 7,2	1,3 x 2,5			

Curaplast® Kids



Curaplast® Kids

Indications

- pour soigner des petites blessures du quotidien

Propriétés

- coussin vulnérable central
- fixe le coussin vulnérable à la peau en toute sécurité
- risque d'adhérence faible à la plaie grâce au film
- avec des motifs amusants pour enfant
- déperlant et anti-tâches
- souple et résistant

Composition du produit

Couche extérieure: polyéthylène, adhésif en caoutchouc synthétique (sans colophane et dérivé de colophane)

Compresse: viscose, polypropylène/polyéthylène, film en polyéthylène.

Curaplast® Kids

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 strips en boîte pliante, à découper				
10 x 6	10 x 2,2	144932	4492344	1/12

Stella® Plast

Pansement d'urgence.



Stella® Plast

Indications

- pour le recouvrement et la protection des petites lésions et des plaies cutanées
- application rapide sur toutes les parties du corps

Propriétés

- pansement adhésif d'urgence
- élastique, souple, aéré
- ne colle pas à la plaie

Composition du produit

Base en non tissé couleur crème :
70% viscose – 30 % polyamide
Coussinet : viscose non tissé
2 couches
Adhésif : oxyde de zinc, latex.

Stella® Plast

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel			
6 x 1	36477	0864637	1/40
8 x 5	36333	0233619	1/40
6 x 5	36334	0641092	1/40
rouleau			
6 x 40	36345	0398701	1
8 x 40	36346	0398719	1

Stella® Strip

Pansements d'urgence.



Stella® Strip



Indications

- recouvrement d'urgence de petites plaies et lésions cutanées
- application rapide sur toutes les parties du corps

Propriétés

- ne colle pas à la plaie
- prêt à l'emploi
- emballage individuel

Composition du produit

Compresse en viscose, recouverte d'un fin film de polyéthylène.

Stella® Strip

emballage individuel

Dimensions (mm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
standard 19 x 72	37240	0640672	200/8000
large 25 x 72	37241	0640664	200/8000
spot Ø 22,5	37242	0640680	500/2000

Curafix® H

Pansement de fixation large.



Curafix® H

Indications

- pour la fixation sur toute la surface de pansement sur des zones corporelles techniquement difficiles à panser, par ex. les articulations ou le cou
- pour la fixation et l'immobilisation de drainages, cathéters, sondes, instruments de mesure

Propriétés

- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- doux pour la peau
- élastique en longueur et en largeur
- confort agréable
- fixation simple et rapide

Composition du produit

Non-tissé, blanc, polyester, membrane en polyuréthane avec adhésif en polyacrylate doux pour la peau (sans colophane et dérivé de colophane).

Curafix® H

emballage individuel, en boîte pliante

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau de 2 m			
2 x 10	138946	3912334	1/96
2 x 15	138940	3912342	1/96
rouleau de 10 m			
10 x 5	138941	3912359	1/48
10 x 10	138942	3912367	1/24
10 x 15	138943	3912375	1/24
10 x 20	138944	3912383	1/16
10 x 30	138945	3912391	1/16

Silkafix®

Sparadrap.



Silkafix®

Indications

- pour la fixation et le maintien de compresses, bandages, tubulures, cathéters, canules, drainages et sondes
- pour la fixation des compresses vulnérables et des pansements de tous types et de toutes tailles

Propriétés

- déchirable dans le sens de la largeur et de la longueur
- doux pour la peau
- dispose d'un grand pouvoir adhésif immédiat et durable
- excellente fixation sûre
- convient particulièrement aux peaux sensibles

Composition du produit

Taffetas de soie synthétique, blanc, 100 % acétate, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau.

Silkafix®

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau sur fourreau en plastique			
5 x 1,25	143853	4440772	1/18/450
5 x 2,5	143854	4440780	1/12/336
5 x 5	143855	4440798	1/6/150
rouleau sur support carton			
5 x 2,5	143856	4440806	12/300
9,2 x 1,25	143857	4440814	24/480
9,2 x 2,5	143858	4440822	12/240
9,2 x 5	143859	4440830	6/120

Pansement de fixation.



Porofix®

Indications

- pour la fixation de compresses, bandages, cathéters veineux, canules, drainages et sondes
- pour la fixation de pansements de tous types et de toutes tailles et pour les pansements étirables

Propriétés


- déchirable dans le sens de la largeur
- grand pouvoir adhésif immédiat et durable
- doux pour la peau
- excellente fixation sûre
- pansement de fixation pour peau normale sensible

Composition du produit

Tissu, brun clair, 100 % coton, adhésif Hotmelt.

Porofix®

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau sur fourreau en plastique			
5 x 1,25	143870	4440848	1/18/450
5 x 2,5	143871	4440855	1/12/336
5 x 5	143872	4440863	1/6/150
rouleau sur support carton			
9,2 x 1,25	143873	4440871	24/720
9,2 x 2,5	143874	4440889	12/360
9,2 x 5	143875	4440897	6/180



Suprasorb® CNP

Suprasorb® CNP P3 Unité de traitement

Intuitif. Rapide. Fiable.



Indications

- applications universelles, tant en clinique qu'en service ambulatoire

Propriétés

- très intuitif
- utilisation facile
- écran explicite, lisible
- codes couleur parlants
- garantit une utilisation intuitive, permet de gagner du temps et apporte de la sécurité
- silencieux
- léger



Suprasorb® CNP P3 Unité de traitement

Suprasorb® CNP P3 Unité de traitement

Contenu	REF	Conditionnement
Suprasorb® CNP P3 appareil destiné à la location système pour la thérapie CNP, avec support pour lit, sacoche, réservoir de 250 ml, réservoir de 1.000 ml, dans une valise de transport	34780	1/1

Suprasorb® CNP P3 Unité de traitement - accessoires

Contenu	REF	Conditionnement
Suprasorb CNP réservoir 250 ml	32910	1/6
Suprasorb CNP réservoir 1,000 ml	32911	1/10
Suprasorb CNP support pour lit	32885	1/1
Suprasorb CNP support universel	32886	1/1
Suprasorb CNP sacoche pour une utilisation mobile	32888	1/30
Suprasorb CNP alimentation	32988	1/36

Suprasorb® CNP P3 Composants

emballage individuel stérile

Contenu	REF	Conditionnement
Suprasorb CNP poche à exsudats 250 ml	32900	4/24
Suprasorb CNP poche à exsudats 1,000 ml	32901	4/24
Suprasorb CNP compresse de drainage	33600	10/60
Suprasorb CNP connecteur en Y	33200	10/80

Suprasorb CNP Kit Connecteur

Contenu	REF	Conditionnement
stand alone	142240	7/56

Suprasorb® CNP Drainage en profondeur

La nouvelle solution spéciale au fond de la plaie.



Suprasorb® CNP Drainage en profondeur

Indications

- le drainage en profondeur CNP évacue directement l'exsudat et les liquides éventuels hors de la plaie

Propriétés

- les avantages d'un seul coup d'oeil :
 - ◆ commence en évacuant l'exsudat beaucoup plus rapidement qu'avec les autres solutions
 - ◆ parallèlement, une quantité d'exsudat beaucoup plus importante qu'avec les autres solutions est évacuée de la plaie.
 - ◆ permet de détecter une obstruction tout le long de son cheminement complet, y compris au fond de la plaie
- peut être facilement raccourci du côté de la plaie
- maintient une pression constante en profondeur

Suprasorb® CNP Drainage en profondeur

emballage individuel stérile

Contenu	REF	Conditionnement
longueur 90 cm, dont 30 cm perforés, 24CH	33700	10/60

Suprasorb® CNP Film de drainage

Solution high-tech : pour l'abdomen ouvert et les extrémités.




Indications

- pour l'abdomen ouvert.
- pour les extrémités et les structures sensibles
- pour protection
- pour drainage

Propriétés

- protège les organes et les structures sensibles
- capacité élevée de drainage grâce au transport de l'exsudat sur toute la surface
- sectionnable et modulable de manière personnalisée
- géométrie identique des côtés pour une sécurité absolue lors de la pose

Suprasorb® CNP Film de drainage



Suprasorb® CNP Film de drainage
emballage individuel stérile

Contenu	Dimensions	REF	Conditionnement (pièce)
film de drainage double couche destiné à protéger les structures sensibles et à évacuer efficacement l'exsudat	Abdominal 77 x 60 cm	39400	5/40
	20 x 25 cm	39395	12/144

Suprasorb® CNP EasyDress

Pression négative aux extrémités.



Suprasorb® CNP EasyDress



Indications


- en cas de plaies sur les extrémités
- en pansement secondaire dans le cadre du traitement par pression négative

Propriétés

- simple : pour recouvrir et fixer
- rapide : sans collage chronophage
- universel : utilisable en cas de plaies sur les extrémités
- doux pour la peau : grâce à sa matière perméable à la vapeur d'eau et non adhésive

Suprasorb® CNP EasyDress


emballage individuel stérile



Tailles	Dimensions (cm)			Bandes de fixation 10 x 12 cm	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
	Circonférence 1	Circonférence 2	Longueur 3				
S	50	30	70	5 pièces	34901	4758561	5/40
M	65	40	85	7 pièces	34902	4758579	5/40
L	80	50	95	8 pièces	34903	4758587	5/40

Suprasorb® CNP Kits

La confection sur mesure pour l'hôpital.



Suprasorb® CNP Kits - Mousse vulnérable

Propriétés

- processus de travail favorisant le gain de temps
- permet de planifier les besoins précisément
- permet une manipulation efficace
- plus sûr
- garantit une transparence des coûts

Suprasorb® CNP Kits

Taille	Quantité	Contenu	Dimensions	REF	Conditionnement (pièces)
mousse vulnérable					
S	1	Raucodrape® Papier d'emballage	68 cm x 70 cm	170000	6/30
	3	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1	Suprasorb® CNP Mousse vulnéaire, taille M, fin	100 mm x 100 mm x 10 mm		
M	1	Raucodrape® Papier d'emballage	68 cm x 70 cm	170001	5/25
	3	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1	Suprasorb® CNP Mousse vulnéaire, taille M	100 mm x 150 mm x 30 mm		
L	1	Raucodrape® Papier d'emballage	68 cm x 70 cm	170002	5/15
	5	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1	Suprasorb® CNP Mousse vulnéaire, taille L	250 mm x 150 mm x 30 mm		
gaze antimicrobienne					
S	1	Raucodrape® Papier d'emballage	68 cm x 70 cm	170004	6/30
	3	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	2	Gaze antimicrobienne	15 cm x 17 cm		
M	1	Raucodrape® Papier d'emballage	68 cm x 70 cm	170005	5/25
	4	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	5	Gaze antimicrobienne	15 cm x 17 cm		
L	1	Raucodrape® Papier d'emballage	68 cm x 70 cm	170006	5/15
	1	Suprasorb® F Pansement film en rouleau	15 cm x 200 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1	Gaze antimicrobienne en rouleau	11,4 cm x 370 cm		

Suprasorb® CNP Kits

La confection sur mesure pour l'hôpital.



Suprasorb® CNP Kits Plus -
Mousse vulnéraire

Suprasorb® CNP Kits Plus

Taille	Quantité	Contenu	Dimensions	REF	Conditionnement (pièces)
mousse vulnéraire					
S	1	Raucodrape® Champ de table opératoire	120 cm x 140 cm	170007	5/15
	1	Pincette de forme anatomique	13 cm		
	1	Ciseaux chirurgicaux pointus/émoussés droit	14,5 cm		
	5	Gazin® Compresse de gaze RX, 8 épaisseurs	10 cm x 10 cm		
	1	Marqueur dermatographique avec règle			
	1	Tablette	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	3	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
M	1	Suprasorb® CNP Mousse vulnéraire, taille M, fin	100 mm x 150 mm x 10 mm	170008	5/15
	1	Raucodrape® Champ de table opératoire	120 cm x 140 cm		
	1	Pincette de forme anatomique	13 cm		
	1	Ciseaux chirurgicaux pointus/émoussés droit	14,5 cm		
	5	Gazin® Compresse de gaze RX, 8 épaisseurs	10 cm x 10 cm		
	1	Marqueur dermatographique avec règle			
	1	Tablette	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	3	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
L	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage		170009	5/15
	1	Suprasorb® CNP Mousse vulnéraire, taille M	100 mm x 150 mm x 30 mm		
	1	Raucodrape® Champ de table opératoire	120 cm x 140 cm		
	1	Pincette de forme anatomique	13 cm		
	1	Ciseaux chirurgicaux pointus/émoussés droit	14,5 cm		
	5	Gazin® Compresse de gaze RX, 8 épaisseurs	10 cm x 10 cm		
	1	Marqueur dermatographique avec règle			
	1	Tablette	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	5	Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1	Suprasorb® CNP Mousse vulnéraire, taille L	250 mm x 150 mm x 30 mm		

Suprasorb® CNP Kits

La confection sur mesure pour l'hôpital.



Suprasorb® CNP Kits Plus Abdominal

Suprasorb® CNP Kits Plus

Taille		Quantité	Contenu	Dimensions	REF	Conditionnement (pièces)
abdominal						
	1		Raucodrape® Papier d'emballage	80 cm x 100 cm	170003	5/15
	1		Raucodrape® Film à inciser	40 cm x 35 cm		
	1		Suprasorb® CNP Film de drainage	77 cm x 60 cm		
	1		Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1		Gaze antimicrobienne en rouleau	11,4 cm x 370 cm		
	1		Suprasorb® CNP Mousse vulnérable Abdomen	380 mm x 250 mm x 15 mm		
gaze antimicrobienne						
S	1		Raucodrape® Champ de table opératoire	120 cm x 140 cm	170010	5/15
	1		Pincette de forme anatomique	13 cm		
	1		Ciseaux chirurgicaux pointus/émoussés droit	14,5 cm		
	5		Gazin® Compresses de gaze RX, 8 épaisseurs	10 cm x 10 cm		
	1		Marqueur dermatographique avec règle			
	1		Tablette	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	3		Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
	1		Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
M	2		Gaze antimicrobienne	15 cm x 17 cm	170011	5/15
	1		Raucodrape® Champ de table opératoire	120 cm x 140 cm		
	1		Pincette de forme anatomique	13 cm		
	1		Ciseaux chirurgicaux pointus/émoussés droit	14,5 cm		
	5		Gazin® Compresses de gaze RX, 8 épaisseurs	10 cm x 10 cm		
	1		Marqueur dermatographique avec règle			
	1		Tablette	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	4		Suprasorb® F Pansement film	10 cm x 25 cm		
L	1		Suprasorb® CNP Dispositif de drainage		170012	5/15
	5		Gaze antimicrobienne	15 cm x 17 cm		
	1		Raucodrape® Champ de table opératoire	120 cm x 140 cm		
	1		Pincette de forme anatomique	13 cm		
	1		Ciseaux chirurgicaux pointus/émoussés droit	14,5 cm		
	5		Gazin® Compresses de gaze RX, 8 épaisseurs	10 cm x 10 cm		
	1		Marqueur dermatographique avec règle			
	1		Tablette	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	1		Suprasorb® F Pansement film en rouleau	15 cm x 200 cm		
	1		Suprasorb® CNP Dispositif de drainage			
	1		Gaze antimicrobienne en rouleau	11,4 cm x 370 cm		

Suprasorb® Mousses vulnérables



Suprasorb® Mousses vulnérables

Propriétés

- permet de traiter de grands volumes de plaies en un court laps de temps
- manipulation simplifiée grâce aux différentes formes et dimensions disponibles
- facilement découpable sur mesure

Suprasorb® CNP Mousses vulnérables

emballage individuel stérile double

Taille	Dimensions (mm)	REF	Conditionnement (pièces)
M, fin, anthracite	150 x 100 x 10	31800	1/10/40
M, anthracite	150 x 100 x 30	31801	1/10/20
L, anthracite	150 x 250 x 30	31802	1/10/20
XL, anthracite	300 x 250 x 30	31803	1/10/20
2 pièces, Abdomen, anthracite	250 x 380 x 15	31804	10/20

Suprasorb® CNP Pansements



Suprasorb® CNP Pansements

Suprasorb® CNP Gaze hydrophile antimicrobienne

antimicrobien, en rouleau, stérile

Dimensions (m x cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
3.7 x 11,4	25283		5/40

Suprasorb® CNP Bandes de gel

stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7 x 10	39394		1/10/100

Notre système à usage unique maniable pour le traitement par pression négative.



VivereX®



Indications

Il est recommandé pour la prévention de complications liées aux plaies postopératoires et aussi pour les :

- plaies aiguës
- plaies chroniques avec exsudation faible à modérée
- greffes de la peau
- escarres
- ulcères diabétiques
- ulcus cruris venosum
- incisions chirurgicales fermées propres
- plaies déhiscentes subaiguës
- plaies traumatiques
- brûlures au 1^{er} et 2^e degré

Remarques

Contenu du kit : un appareil, 2 pansements pour un traitement de 10 jours.

Modèles

Veillez commander le système VivereX sous forme de kit de traitement. Chaque kit est composé d'un appareil à usage unique fournissant un traitement pendant 10 jours maximum, de 2 piles AA, de 6 bandes de fixation supplémentaires pour fixer le pansement et de 2 pansements prêts à l'emploi dans l'une des 8 tailles possibles.

Propriétés

- **fiable** : le pansement prêt à l'emploi absorbe l'exsudat et contribue à éviter que les bactéries entrent dans la plaie.

Les témoins de l'appareil indiquent si le traitement fonctionne correctement


- **facile** : appliquez le pansement, appuyez sur le bouton, démarrez le traitement, puis laissez VivereX faire son travail. C'est aussi simple que cela

- **rentable** : la facilité d'utilisation permet de faire sortir les patients de l'hôpital plus tôt ou de les traiter en soins ambulatoires

Les pansements prêts à l'emploi permettent de longs intervalles entre les changements de pansement ainsi que des changements de pansement rapides

VivereX® Kits de traitement

Taille (cm)	Compresse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 20	5 x 15	143020	4759676	1/23
10 x 30	5 x 25	143021	4759684	1/23
10 x 40	5 x 35	143022	4759692	1/23
16 x 16	10 x 10	143023	4759700	1/20
16 x 21	10 x 15	143024	4759718	1/20
16 x 31	10 x 25	143025	4759726	1/20
21 x 21	15 x 15	143026	4759734	1/13
26 x 26	20 x 20	143027	4759742	1/13



Compression,

Soutien & Fixation

Actico® UlcerSys Système

Système médical de bas jarret compressifs.



Actico® UlcerSys Système

Indications

- pour le traitement de l'ulcère variqueux après réduction de l'œdème
- prévention des récurrences des ulcères veineux chroniques
- en cas de dermatoses de stase (par ex. eczéma, pigmentation, lipodermatosclérose, atrophie blanche)
- en cas d'œdèmes veineux
- pour le traitement du syndrome post-thrombotique
- pour le traitement de suivi après la sclérothérapie et la chirurgie des varices
- après l'extraction de veines pour un pontage coronarien (opération du cœur)

Propriétés

- système de bas jarret compressifs à 2 couches
- sous-bas jarret:
 - ◆ bords plats pour un maintien sûr
 - ◆ construction en tricot spécial qui assure un bon maintien durable
 - ◆ couture plate pour un confort élevé
 - ◆ construction renforcée
 - ◆ fixe les pansements
 - ◆ 2 à 3 couches peuvent être superposées pour atteindre la compression thérapeutique nécessaire
 - ◆ 10-14 mmHg
- sur-bas jarret:
 - ◆ apparence discrète
 - ◆ structure de surface fine
 - ◆ bords plats pour un bon ajustement
 - ◆ forme bien ajustée
 - ◆ 26-34 mmHg

Composition du produit

Sous-bas jarret: 70 % polyamide, 30 % Lycra®
Sur-bas jarret: 65 % polyamide, 35 % Lycra®.

Remarques

- classe de compression III (env. 40 mmHg)
- certifié RAL et Öko-Tex Standard 100

Modèles

- longueur: mi-bas
- trousse disponible en deux combinaisons de couleurs:
 - ◆ 1 sur-bas jarret sable + 2 sous-bas jarret blanc
 - ◆ 1 sur-bas jarret noir + 2 sous-bas jarret sable

Conseils

- sous-bas lavable à 60°C
- sur-bas jarret lavable à 40°C

Actico® UlcerSys Système

Système médical de bas jarret compressifs.

Actico® UlcerSys (sable/blanc)

1 sur-bas jarret sable + 2 sous-bas jarret blanc

Taille	Tour de cheville cB (cm)	Tour de mollet (cm)	Longueur de jambe (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
longueur: standard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	32510	3553781	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32512	3553807	1/16
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	32514	3553823	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	32516	3553849	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	32518	3553864	1/16
longueur: long						
S	19 - 21	31 - 39	>42	32511	3553799	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	32513	3553815	1/16
L	23 - 27	35 - 44	>42	32515	3553831	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	>42	32517	3553856	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	32519	3553872	1/16

Actico® UlcerSys (noir/sable)

1 sur-bas jarret noir + 2 sous-bas jarret sable

Taille	Tour de cheville cB (cm)	Tour de mollet (cm)	Longueur de jambe (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
longueur: standard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	39710	3553880	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39712	3553906	1/16
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	39714	3553922	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	39716	3553948	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	39718	3553963	1/16
longueur: long						
S	19 - 21	31 - 39	>42	39711	3553898	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	39713	3553914	1/16
L	23 - 27	35 - 44	>42	39715	3553930	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	>42	39717	3553955	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	39719	3553971	1/16

Actico® UlcerSys Liner Sous-bas jarret

Sous-bas jarret.



Actico® UlcerSys Liner Sous-bas jarret

Indications

- pour le traitement de l'ulcère variqueux après réduction de l'œdème
- prévention des récurrences des ulcères veineux chroniques
- en cas de dermatoses de stase (par ex. eczéma, pigmentation, lipodermatosclérose, atrophie blanche)
- en cas d'œdèmes veineux
- pour le traitement du syndrome post-thrombotique
- pour le traitement de suivi après la sclérothérapie et la chirurgie des varices
- après l'extraction de veines pour un pontage coronarien (opération du cœur)

Propriétés

- bords plats pour un maintien sûr
- construction en tricot spécial qui assure un bon maintien durable
- couture plate pour un confort élevé
- construction renforcée
- fixe les pansements
- 2 à 3 couches peuvent être superposées pour atteindre la compression thérapeutique nécessaire
- 10-14 mmHg

Composition du produit

70 % polyamide, 30 % Lycra®.

Remarques

- recharge pour Actico UlcerSys Système médical de bas jarret compressifs
- certifié RAL et Öko-Tex Standard 100

Modèles

- longueur : mi-bas
- sous-bas jarret (pack de 3) disponible en deux couleurs :
 - ◆ blanc
 - ◆ sable

Conseils

- sous-bas lavable à 60° C

Actico® UlcerSys Liner Sous-bas jarret

Sous-bas jarret.

Actico® UlcerSys Liner (blanc)

3 sous-bas jarret, blanc

Taille	Tour de cheville cB (cm)	Tour de mollet (cm)	Longueur de jambe (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
longueur: standard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	32530	3552817	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32532	3552833	3/150
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	32534	3552858	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	32536	3552874	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	32538	3552890	3/150
longueur: long						
S	19 - 21	31 - 39	>42	32531	3552825	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	32533	3552841	3/150
L	23 - 27	35 - 44	>42	32535	3552866	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	>42	32537	3552882	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	32539	3552908	3/150

Actico® UlcerSys Liner (sable)

3 sous-bas jarret, sable

Taille	Tour de cheville cB (cm)	Tour de mollet (cm)	Longueur de jambe (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
longueur: standard						
S	1 - 21	31 - 39	38 - 42	39740	3552916	3/1506
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39742	3552932	3/150
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	39744	3552957	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	39746	3552973	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	39748	3552999	3/150
longueur: long						
S	19 - 21	31 - 39	>42	39741	3552924	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	39743	3552940	3/150
L	23 - 27	35 - 44	>42	39745	3552965	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	>42	39747	3552981	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	39749	3553005	3/150

Venosan® AES

Bas anti-embolie.



Venosan® AES

Indications

- thrombose pré- et postopératoire et prévention de l'embolie
- immobilité générale, alitement

Propriétés

- léger et perméable à l'air pour un confort maximal
- facile à enfiler
- forme anatomique et choix complet de tailles
- une baisse de pression constante partant de la région de la cheville vers le genou ou la cuisse favorise ainsi le retour veineux chez les patients alités et contribue ainsi à la prévention de la thrombose
- fenêtre de contrôle à la pointe du pied pour plus de sécurité
- peuvent être nettoyés et réutilisés
- un code couleur sur l'ouverture de contrôle au dessus des orteils et sous la fermeture supérieure permet de reconnaître immédiatement la taille

Composition du produit

- AD/AGH 91 % Polyamide Nylon, 9 % Élasthanne LYCRA
 - AGG 89 % Polyamide Nylon, 11 % Élasthanne LYCRA
- Les bas disposent d'une fixation au niveau de la hanche en nylon, en élasthanne et en silicone.

Remarques

- lavable 25 fois à 60°C
- couleur: blanc

Modèles

- AD mi-bas
- AGH bas avec bande auto-portante
- AGG bas avec fixation au niveau de la hanche

Venosan® AES

Taille	Tour de cheville (cm)	Tour de mollet (cm)	Longueur de jambe (cm)	Tour de cuisse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
AD mi-bas							
S (normal)	18 - 20	32	41		150025	3879277	10/80
S (long)	18 - 20	32	41		150026	3879285	10/80
M (normal)	20 - 22	32 - 37	43		150027	3879293	10/80
M (long)	20 - 22	32 - 37	43		150028	3879301	10/80
L (normal)	23 - 25	37 - 42	45		150029	3879319	10/80
L (long)	23 - 25	37 - 42	45		150030	3879327	10/80
XL (normal)	25 - 27	42 - 47	45		150031	3879335	10/80
XL (long)	25 - 27	42 - 47	45		150032	3879343	10/80
XXL (normal)	28 - 30	47 - 52	45		150033	3879350	10/80
XXL (long)	28 - 30	47 - 52	45		150034	3879368	10/80
AGH bas cuisse avec bande auto-portante							
S (court)	18 - 20	32	74	45 - 64	150035	3879376	10/80
S (normal)	18 - 20	32	74 - 79	45 - 64	150036	3879384	10/80
S (long)	18 - 20	32	79	45 - 64	150037	3879392	10/80
M (court)	20 - 22	32 - 37	74	53 - 71	150038	3879400	10/80
M (normal)	20 - 22	32 - 37	74 - 79	53 - 71	150039	3879418	10/80
M (long)	20 - 22	32 - 37	79	53 - 71	150040	3879426	10/80
L (court)	23 - 25	37 - 42	74	61 - 80	150041	3879434	10/80
L (normal)	23 - 25	37 - 42	74 - 79	61 - 80	150042	3879442	10/80
L (long)	23 - 25	37 - 42	79	61 - 80	150043	3879459	10/80
XL (normal)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150044	3879467	10/80
XL (long)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150045	3879475	10/80

Rosidal® K

Bande à allongement court.



Rosidal® K



Indications

- pour une compression forte (par ex. en phlébologie)
- pour l'immobilisation de membres du corps
- pour soutenir et soulager en traumatologie et en médecine du sport
- pour la fixation de pansements

Propriétés

- élastique en longueur (env. 90 %)
- textile élastique grâce à des fils torsadés
- perméable à l'air
- structure texturée du tissu
- avec bords renforcés
- couleur crème

Composition du produit

100 % coton.

Remarques

- lavable 50 fois à 95°C (lessive pour linge délicat vendue dans le commerce/programme délicat)

Modèles

- Rosidal K
- Rosidal Elko : 2 bandes Rosidal K en 10 cm de large (pour les bandages compressifs appliqués selon la technique de double bande)

Rosidal® K

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 m (longueur étirée), avec banderole, emballage individuel en boîte pliante			
4 x 5	22199	2956076	1/125
6 x 5	22200	2185338	1/108
8 x 5	22201	0188615	1/108
10 x 5	22202	0188623	1/90
12 x 5	22203	0855262	1/54
5 m (longueur étirée), avec banderole, en carton			
8 x 5	22250	1138700	10/140
10 x 5	22251	1138718	10/140
12 x 5	22252		10/120
10 m (longueur étirée), avec banderole, emballage individuel en boîte pliante			
10 x 10	22206		1/60
12 x 10	22205		1/40

Elko® Rosidal K

5 m (longueur étirée), avec banderole, emballage par paire en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 5	22225	2680023	1/30

Rosidal® haft

Bande cohésive à allongement court.



Rosidal® haft



Indications

- pour la compression des extrémités en particulier en cas de pathologies phlébologiques et lymphologiques
- pour le traitement des œdèmes
- pour soutenir et soulager l'appareil capsulo-ligamentaire
- après des scléroses et des interventions de chirurgie veineuse

Propriétés

- élastique en longueur (env. 60 %)
- textile élastique grâce à des fils torsadés
- tenue fiable du bandage
- la pression de compression est bien tolérée grâce à la rigidité élevée
- une pression compressive élevée est maintenue sur une période plus longue
- avec bords renforcés

Composition du produit

99 % coton, 1 % fil synthétique avec un revêtement microponctuel en latex de caoutchouc naturel.

Rosidal® haft

5 m (longueur étirée)

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
stérile, scellé en emballage individuel			
8 x 5	31970		6/36
10 x 5	31971		6/36
12 x 5	31972		6/36

Rosidal® SC

Bande de compression, souple.



Rosidal® SC

Indications

- utilisable comme première couche compressive pour protéger la peau et réduire la propension à glisser du bandage
- pour une compression légère sous des bandages compressifs en lymphologie et phlébologie

Propriétés

- intérieur en textile doux
- extensible
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- permet une répartition homogène de la pression
- réduit la tendance au glissement du bandage compressif
- effet légèrement compressif accroît le confort
- avec marques de découpe
- blanc

Composition du produit

100 % polyuréthane
Textile : 60 % polyamide, 40 % coton.

Remarques

- lavable 50 fois à 95°C max.

Rosidal® SC

emballage individuel en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 2,5	33500	2975571	1/18
15 x 2,5	33501	2975589	1/24
10 x 3,5	33503	2974905	1/24

Rosidal® CC

Bande de compression cohésive sans latex.



Rosidal® CC

Indications

- pour la prévention et le traitement à l'aide de bandage de maintien et de décharge
- pour la fixation de pansements multicouches
- pour l'immobilisation de membres du corps

Propriétés

- élastique en longueur (env. 75 %)
- cohésive des deux côtés grâce à un revêtement synthétique
- rigidité élevée
- avec bords renforcés
- sans latex
- couleur crème

Composition du produit

51 % coton, 39 % polyamide, 10 % polyuréthane, avec un microrevêtement synthétique.

Rosidal® CC

longueur étirée, emballage individuel en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 6	33499	2974897	1/24

Rosidal® TCS

Système de compression à deux composants.



Rosidal® TCS

Indications

- pour le traitement de l'ulcère variqueux et des pathologies associées
- pour le traitement des œdèmes

Propriétés

- deux composants prêts à l'emploi associés dans une trousse pratique
- protection cutanée intégrée dans la première couche
- deuxième couche cohésive
- pansement peu visible
- entre facilement dans la chaussure

Composition du produit

Le système est composé de :

- bande compressive souple (Rosidal SC) = première couche
- bande de compression cohésive (Rosidal CC) = seconde couche

Remarques

- système destiné à un usage unique
- la pression thérapeutique subsiste pendant plusieurs jours
- pose sous tension maximale (Safe-Loc)
- sans latex de caoutchouc naturel

Rosidal® TCS

composants du système

Quantité	Composant	Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	Composant 1 : Rosidal SC	10 x 3,5	26484	2922409	1/14
1	Composant 2 : Rosidal CC	10 x 6			

Rosidal® 1 C

La bande à allongement court 3 en 1.



Rosidal® 1 C

Indications

Pour compression, fixation de pansements, soutien et soulagement, et immobilisation de membres.

- varices
- insuffisance veineuse
- thrombophlébite
- phlébothrombose
- syndrome post-thrombotique
- insuffisance veineuse chronique de stades I à III b (selon la classification de Widmer)
- ulcères veineux et mixtes
- œdèmes (phléboœdèmes, post-traumatiques, post-opératoires, pendant la grossesse)
- après une scléropathie et après des interventions chirurgicales des veines
- contusions, distorsions, lésions tendineuses et luxations des articulations

Propriétés

- 3 en 1 : couche de contact avec la peau, couche de rembourrage et couche de compression en un seul bandage court et extensible
- compression fiable et forte : pression de travail élevée, et pression au repos faible (jusqu'à 40–60 mmHg)
- bonne adaptabilité et pose facile grâce à l'élasticité croisée
- application économe en temps et rapide grâce au 3 en 1
- confort élevé grâce au rembourrage doux avec effet éponge

Composition du produit

Polyamide 48 %, coton 42 %, polyester 6 %, élasthanne 4 %
Ne contient pas de latex

Remarques

- le design fin permet le port dans la plupart des types de chaussure par rapport aux systèmes multi-composants
- peut être portée jusqu'à sept jours, jour et nuit
- pose sûre et simple grâce au système Safe-Loc innovant

Rosidal® 1 C

Dimensions (cm x m longueur étirée)	REF	CNK	Nombre	Conditionnement (pièces)
8 x 6	162154	4792347	1 rouleau	1/32
8 x 6**	162155	4792354	6 rouleaux	6/24
10 x 6	162156	4792362	1 rouleau	1/60
10 x 6**	162157	4792370	6 rouleaux	6/24

Rosidal® Sys

Système de compression à allongement court.



Rosidal® Sys

Indications

- pour le traitement de l'ulcère variqueux

Propriétés

- efficace et économique: les bandes de compression et les bandes pour rembourrage (Rosidal soft et Rosidal K) peuvent être réutilisées
- prêt à l'emploi et combiné dans une trousse pratique

Composition du produit

- tg® Bandage tubulaire - Protection pour la peau sous un bandage compressif décongestionnant
- Rosidal® soft Bande - Rembourrage sous un bandage compressif pour une répartition homogène de la pression et pour la prévention des constriction, des points de pression et du glissement du bandage.
- Rosidal® K Bande - Bande à extensibilité courte à compression forte - 100 % coton pour une compression forte en phlébologie
- Porofix® - Fixation des extrémités de la bande
- Mollelast® haft - Fixation du rembourrage.

Remarques

- Rosidal soft et Rosidal K sont lavables maximum 50 fois à 95°C
- le système peut être porté sans interruption pendant 7 jours maximum (une compression élevée est maintenue, étayé scientifiquement par le Prof. Dr. M. Jünger)

Rosidal® Sys

Système de compression à allongement court.

Rosidal® sys

Quantité	Composant	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
tous les composants peuvent être commandés individuellement (sauf les éléments marqué d'une *)					
1	tg® bandage tubulaire	Taille 7	16984	2173011	1/4
4	Rosidal® soft	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal® K	8 cm x 5 m			
2	Rosidal® K	10 cm x 5 m			
1	Porofix®	2,5 cm x 5 m			
1	Mollelast® haft	4 cm x 20 m			
1	Information destinée au patient*				

tg® Tubular Bandage

en rouleau dans un carton distributeur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau de 20 m			
Taille 7 (7,0 cm) pour bras (grand), jambe, tête d'enfant	24005	1685304	1/18

Rosidal® soft

2,0 m longueur non étirée, emballage par paire en boîte pliante

Force (cm)	Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
par paire en carton				
0,2	10 x 2	13016	2259661	1/23

Rosidal® K

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 m (longueur étirée), emballage individuel en boîte pliante			
8 x 5	22201	0188615	1/108
10 x 5	22202	0188623	1/90

Porofix®

rouleau sur fourreau en plastique

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
2,5 x 5,0	143871	0181263	1/12/336

Mollelast® haft

longueur étirée, emballage individuel en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
blanc			
8 x 20	30070	1288117	1/18

Rosidal® Lymph

Système compressif.



Rosidal® Lymph



Indications

- pour le traitement d'indications en lymphologie ou d'œdèmes des extrémités supérieures et/ou inférieures

Propriétés

- sécurité thérapeutique élevée
- prêt à l'emploi et combiné dans un système pratique
- efficacité et économie grâce aux produits réutilisables
- l'emballage compact préserve le budget et l'environnement
- qualité élevée et durable

Composition du produit

- Mollelast
- Rosidal SC
- Rosidal K
- bande de caoutchouc mousse Komprex
- Idealbinde (uniquement en Rosidal Lymph, jambe, grande).

Remarques

- Rosidal SC et Rosidal K lavable 50 fois à 95°C

Rosidal® Lymph

Quantité	Composant	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Rosidal® Lymph pour jambe, petit					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33520	2263085	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 8 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
4	Rosidal K	5 m x 12 cm			
Rosidal® Lymph pour jambe, grande					
20	Mollelast	4 m x 6 cm	33521	2263093	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 8 cm			
4	Rosidal K	5 m x 10 cm			
6	Rosidal K	5 m x 12 cm			
2	Idealbinde	5 m x 20 cm			

Rosidal® Lymph

Système compressif.

Rosidal® Lymph

Quantité	Composant	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Rosidal® Lymph pour bras, petit					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33522	2263101	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5m x 10 cm			
2	Rosidal K	5 m x 12 cm			
Rosidal® Lymph pour bras, grand					
20	Mollelast	4 m x 6 cm	33523	2263119	1
2	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
3	Rosidal K	5 m x 12 cm			

Panelast®

Bande de pansement élastique dans le sens de la longueur et de la largeur.



Panelast®

Indications

- pour la compression des extrémités (bandage permanent) en phlébologie
- comme base ou ancrage pour les applications de bandes adhésives en traumatologie ou en médecine sportive
- pour soutenir et soulager en cas d'entorses, de contusions et de luxations
- pour les soins ultérieurs en cas de fracture

Propriétés

- élastique en longueur (env. 75%)
- élastique dans le sens de la largeur (env. 35%)
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- radiotransparent
- couleur crème
- adhésif puissant en caoutchouc synthétique, contient de l'oxyde de zinc
- avec bords renforcés

Composition du produit

Tissu de support : 100% coton, adhésif synthétique contenant de l'oxyde de zinc.

Panelast® SC

2,5 m (longueur non étirée)

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en boîte pliante			
6 x 2,5	30270	2185254	1/50
8 x 2,5	30271	0180786	1/50
10 x 2,5	30272	0180794	1/50

Porelast®

Bande de pansement élastique dans le sens de la longueur.



Porelast®

Indications

- pour les bandages compressifs en phlébologie
- pour les bandages fonctionnels dans la médecine sportive
- pour soutenir et soulager en cas de contusions, d'entorses et de luxations

Propriétés

- élastique en longueur (env. 75%)
- avec bords renforcés
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- radiotransparent
- couleur crème

Composition du produit

Tissu de support: 100% coton, adhésif synthétique contenant de l'oxyde de zinc.

Porelast®

2,5 m (longueur non étirée)

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en boîte pliante			
6 x 2,5	30210	0181206	1/50
8 x 2,5	30211	0181214	1/50
10 x 2,5	30212	0181222	1/50



Varicex® S

Indications

- pour l'application d'un bandage permanent semi-rigide dans le traitement de l'œdème, de l'insuffisance veineuse chronique, des escarres, de la phlébite thrombotique
- pour les soins ultérieurs en cas de fracture

Propriétés

- bandes recouvertes de colle de zinc
- prêt à l'emploi, permet de gagner du temps
- peu épais
- avec bords renforcés
- blanc

Modèles

Varicex S

- viscose/polyamide
- biélastique (en longueur et en largeur)
- bande activée
- pour des pansements en technique circulaire
- effet stretch, convient aussi aux anatomies coniques
- particulièrement facile à mettre en place

Varicex® S

longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en sachet aluminium		
10 x 5	20630	1/10/80
10 x 7	20631	1/10/60
10 x 10	20632	1/10/30
emballage individuel en sachet en aluminium, en carton		
10 x 5	20635	20
10 x 7	20636	20
10 x 10	20637	20

Dauerbinde® K

Bande à allongement long.



Dauerbinde® K



Indications

- pour soutenir et soulager le système musculo-squelettique
- pour la fixation de pansements
- pour l'immobilisation de membres du corps
- pour la réduction des hématomes
- pour la compression

Propriétés

- pression au repos élevée, pression thérapeutique faible
- structure texturée du tissu
- couleur crème
- doux pour la peau
- perméable à l'air

Composition du produit

58 % coton, 24 % polyamide,
8 % élasthanne, 10 % viscose

Remarques

- lavable 15 fois à 95°C max
- compte tenu de la pression élevée au repos, il convient de retirer le bandage à allongement long la nuit et lorsque le patient est au repos

Modèles

- surface texturée
- élastique en longueur (env. 170 %)

Dauerbinde® K

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en boîte pliante, 7 m (longueur étirée)			
6 x 7	105904	3536083	1/80
8 x 7	105905	3536091	1/100
10 x 7	105900	3536042	1/80
12 x 7	105906	3536109	1/80
20 x 7	105901	3536059	1/30
10 x 14	105907	3536117	1/30
12 x 14	105902	3536067	1/30
en carton			
6 x 7	105908	3536125	10/180
8 x 7	105909	3536133	10/120
10 x 7	105910	3536141	10/60
12 x 7	105911	3536158	10/60
20 x 7	105903	3536075	10/30
14 m (longueur étirée)			
10 x 14	105907	3536117	1/30
12 x 14	105902	3536067	1/30

Dauerbinde® F

Bande à allongement long.



Dauerbinde® F



Indications

- pour soutenir et soulager le système musculo-squelettique
- pour la fixation de pansements
- pour l'immobilisation de membres du corps
- pour la réduction des hématomes
- pour le traitement compressif

Propriétés

- pression au repos élevée, pression thérapeutique faible
- structure texturée du tissu
- couleur crème
- doux pour la peau
- perméable à l'air

Composition du produit

63 % coton, 28 % polyamide, 9 % élasthanne.

Remarques

- lavable 15 fois à 95°C max
- compte tenu de la pression élevée au repos, il convient de retirer le bandage à allongement long la nuit et lorsque le patient est au repos

Modèles

- surface fine
- élastique en longueur (env. 160%)

Dauerbinde® F

7 m (longueur étirée)

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en boîte pliante			
6 x 7	105914	3536182	1/60
8 x 7	105916	3536208	1/88
10 x 7	105915	3536190	1/95
10 x 7	105991		1/95
12 x 7	105990		1/60
12 x 7	105917	3536216	1/60
en carton			
8 x 7	105912	3536166	10/70
10 x 7	105918	3536224	10/140
12 x 7	105913	3536174	10/120

Rosidal® Soft

Bande de mousse.



Rosidal® soft

Indications

- pour le rembourrage sous des bandages compressifs en lymphologie et en phlébologie

Propriétés

- élastique en longueur et en largeur
- répartition homogène de la pression pour compenser de légères erreurs d'enroulement (par ex. constrictions)
- augmente le confort du patient (par ex. matelassage de l'arrête tibiale)
- réduit le glissement du bandage compressif
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- résistant au déchirement et élastique
- avec marques de découpe
- blanc

Composition du produit

100 % polyuréthane.

Remarque

- lavable 50 fois à 95°C max
- l'élasticité et le rembourrage sont intacts même après le lavage

Rosidal® soft

2,0 m (longueur non étirée), emballage par paire en boîte pliante

Epaisseur (cm)	Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
par paire en carton				
0,2	10 x 2	13016	2259661	1/23

Rosidal® soft

2,5 m (longueur non étirée)

Epaisseur (cm)	Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en boîte pliante				
0,3	10 x 2,5	23110	2259653	1/30
0,4	15 x 2,5	23113		1/14
en carton				
0,3	10 x 2,5	23100		36
0,4	10 x 2,5	23101	2375764	24
0,4	12 x 2,5	23102	2259679	18

Cellona® Ouate synthétique

Bande de mousse



Cellona® Ouate synthétique



Indications

- pour le rembourrage sous plâtres, attelles et bandages compressifs
- comme rembourrage en traumatologie et en médecine du sport
- pour le rembourrage sous bandages compressifs

Propriétés

- toile élastique
- cohésion suffisante pour une application circulaire
- il est possible de l'affiner en tirant légèrement dans le sens de la longueur
- perméable à l'air
- aucune absorption d'humidité

Composition du produit

100 % fibre polyester, formule sans azurant optique.

Cellona® Ouate synthétique

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile			
4 x 3	10690		108
6 x 3	10692	0398891	72
10 x 3	10694	0398909	48
15 x 3	10695	0398917	36
20 x 3	10696	0398925	24
5 x 2,7	92840	0398933	96
7,5 x 2,7	92841	0398941	72
10 x 2,7	92842	0398958	48
15 x 2,7	92843	0398966	36
20 x 2,7	92844	0398974	24

Komprex® I/II

Compresse, bande et plaque en caoutchouc mousse, plaque de mousse.



Komprex® I/II



Indications

Komprex I

- bandes de caoutchouc mousse Komprex : pour la compression dans le traitement des œdèmes en phlébologie et lymphologie.
- compresses et plaques de caoutchouc mousse Komprex : pour les bandages fonctionnels dans la médecine sportive
- en association avec d'autres produits compressifs pour une modification localisée de la pression

Komprex II

- pour le rembourrage des bandages compressifs

Propriétés

Komprex I

- peut être découpé individuellement
- perméable à l'air et à la vapeur d'eau

Komprex II

- peut être découpé individuellement
- respirant et antidérapant
- structure superficielle ondulée spécifique
- il en résulte un effet micro-massant, en particulier pour les patients souffrant de lymphœdèmes

Composition du produit

Komprex I

- 100 % latex synthétique (styrène-butadiène)

Komprex II

- petites bandes de mousse intégrées dans le non-tissé.

Remarques

- n'est pas conçu pour être stérilisé

Komprex® I/II

Compresse, bande et plaque en caoutchouc mousse, plaque de mousse.

Komprex® Compresse de caoutchouc mousse

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Epaisseur (mm)	Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
00 oval	10	9 x 6,5	22300	0844449	1/60
0 réniforme	10	9 x 5	22301	0179101	1/75
1 réniforme	12	12 x 6,5	22302	0179119	1/30

Komprex® Bande de caoutchouc mousse

en rouleau, emballage individuel en boîte pliante

Epaisseur (mm)	Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5	8 x 1	22310		1/30
5	8 x 2	22313	0844423	1/30
10	8 x 2	22314	0844431	1/15
10	10 x 1	22312		1/20

Komprex® Plaque en caoutchouc mousse

en rouleau, emballage individuel en sachet plastique

Epaisseur (mm)	Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10	100 x 50	22320	0844456	1/10

Komprex® II Plaque en mousse

ondulé, emballage individuel en sachet plastique

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
65 x 65	16985	2993426	1/6

Bandage tubulaire rembourré.



tg® soft

Indications

- pour le rembourrage sous les plâtres et attelles synthétiques

Propriétés

- découpe simple et personnalisée
- doux et souple
- épouse le contour du corps
- adhère au bandage rigide synthétique
- perméable à la vapeur d'eau et à l'air
- doux pour la peau
- rembourrage et protection cutanée réunis

Composition du produit

85 % coton (non blanchi),
15 % élasthane.

Conseil

- convient particulièrement comme sous-couche de rembourrage pour l'immobilisation ciblée

tg® soft

rouleau de 10 m en carton distributeur

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
S pour avant-bras, bras d'enfant, jambe d'enfant	13200	2667574	1/8
M pour mollet, bras	13201	2665511	1/6
L pour jambe	13202	2665537	1/4



Mollelast®

Indications

- pour l'immobilisation de membres du corps
- pour la fixation de pansements
- pour la compression médicale dans le cas de bandages pour les doigts ou pour les orteils

Propriétés

- élastique en longueur (env. 100 %)
- perméable à l'air
- pose presque sans pli
- fixation fiable également sur les zones corporelles coniques et les articulations
- avec bords renforcés
- blanc

Composition du produit

56 % viscose, 44 % polyamide.

Mollelast® longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
scellé en emballage individuel			
4 x 4	14410	0846063	20/520
6 x 4	14411	0846071	20/360
8 x 4	14412	0846089	20/500
10 x 4	14413	0846097	20/360
12 x 4	14414	3879616	20/320
en carton			
4 x 4	19410	1162437	20/520
6 x 4	19411	1162445	20/360
8 x 4	19412	1162452	20/500
10 x 4	19413	1162460	20/360
12 x 4	19414	1162478	20/320
stérile, scellé en emballage individuel			
6 x 4	20290	4177424	20/180
8 x 4	20291	4177432	20/180
10 x 4	20292	4177440	20/200
12 x 4	20293	4177457	20/200

Raucolast®

Bande de fixation élastique.



Raucolast®



Indications

- pour la fixation (par exemple de pansements, matériaux de rembourrage, canules et rails)

Composition du produit

100 % polyester.

Propriétés

- élastique dans le sens de la longueur (env. 100 %)
- perméable à l'air
- pose presque sans pli
- fixation fiable également sur les zones corporelles coniques et les articulations
- avec bords renforcés
- blanc



Raucolast®

longueur étirée, en carton

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
4 x 4	11493	4717757	20/320
6 x 4	11496	4717765	20/200
8 x 4	11499	4717773	20/200
10 x 4	11485	4717781	20/160
12 x 4	11488		20/120

Geka® Bande de gaze

Bande de fixation rigide.



Geka® Bande de gaze

Indications

- pour la fixation de pansements
- pour le maintien de partie du corps

Propriétés

- non élastique
- 20 fils
- avec bords renforcés
- blanc

Composition du produit

100 % viscose.

Geka® Bande de gaze

longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	Conditionnement (pièces)
scellé en emballage individuel		
4 x 4	14390	20/880
6 x 4	14391	20/600
8 x 4	14392	20/480
10 x 4	14393	20/400
en carton		
4 x 4	19160	20/880
6 x 4	19161	20/600
8 x 4	19162	20/480
10 x 4	19163	20/400
12 x 4	19164	20/320

Bande de fixation en gaze hydrophile.

Indications

- fixation de pansements
- également indiquée comme pansement provisoire lors des premiers soins

Propriétés

- souple, légère
- perméable à l'air

Composition du produit

100 % coton.

Cambric® L

léger 21 gr/m², emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 5	37302	0234237	20/400
7 x 5	37303	0234245	20/400
10 x 5	37304	0234252	20/400
15 x 5	37305	0234260	20/400

Stella® Crepe

Bande de soutien et de fixation.

Indications

- fixation, soutien, compression légère et traitement des articulations blessées
- peut être utilisée comme bande de fixation au même titre que la bande de gaze élastique

Propriétés

- confortable
- à élasticité durable
- longueur étirée: 4 m

Composition du produit

Stella Crepe non stérile: 100% coton

Stella Crêpe S stérile: coton, élasthanne, polyester

Stella Crepe S Cello "spandex": 98% coton, 2% élasthanne (spandex)

Stella® Crepe

105 gr/m², emballage individuel, non stérile

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 4	35154	0832576	20/800
7 x 4	35155	0832634	20/400
10 x 4	35156	0832683	20/400
15 x 4	35157	0832725	10/200
20 x 4	35158	0832758	10/200
30 x 4	35159	0832766	4/80

Stella® Crepe S

stérile

DE: double emballage stérile - SE: simple emballage stérile

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
DE 5 x 4	20364	2679652	50
DE 7 x 4	20365	2679660	50
DE 10 x 4	20366	2679678	50
DE 15 x 4	20367	2679694	50
SE 5 x 4	20357	2679587	50
SE 7 x 4	20358	2679595	50
SE 10 x 4	20359	2679603	50
SE 15 x 4	20361	2679611	50
SE 20 x 4	20362	2679637	50
SE 30 x 4	20363	2679645	50

Stella® Crepe S Cello "spandex"

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 4	20337	3095536	20/800
7 x 4	20338	3095577	20/400
10 x 4	20339	2679983	20/400
15 x 4	20347	2680007	10/200
20 x 4	20348	3095569	10/200
30 x 4	20349	3095551	4/80

Bande de gaze ourlée.

Indications

- bande légère
- pour la pratique du sport
- recommandée pour la fixation de pansements stériles posés directement sur la plaie

Propriétés

- excellente élasticité en longueur grâce à l'utilisation de fils de polyamide et de viscose

Composition du produit

Stellastic viscose:

60 % polyamide, 40 % viscose

Stellastic coton:

60 % polyamide, 40 % coton.

Stellastic®

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel - viscose			
5 x 4	35230	0681460	20/120
7 x 4	35231	0681478	20/120
10 x 4	35232	0681486	20/120
15 x 4	35233	0681494	20/120
emballage individuel - coton			
5 x 4	35235	0234286	20/120
7 x 4	35236	0234294	20/120
10 x 4	35237	0234302	20/120
bande nue – viscose			
5 x 4	35301	1178458	50/1000
6 x 4	35302	1536366	50/800
7 x 4	35303	1178466	50/600
8 x 4	35304	1536374	50/600
10 x 4	35305	1536382	50/400
15 x 4	35307	1178474	50/200

Mollelast® Haft

Bande de fixation biélastique cohésive.



Mollelast® Haft

Indications

- pour l'immobilisation de parties du corps
- pour la fixation de pansements et de canules

Propriétés

- élastique dans le sens de la longueur et de la largeur
- cohésif grâce aux particules de latex
- perméable à l'air
- peu visible
- tenue fiable des tours de bande
- économie de matériel
- avec bords renforcés solides et de qualité

Composition du produit

Mollelast haft:

66 % viscose, 34 % polyamide, recouvert d'adhésif de caoutchouc naturel (latex) microfin

Mollelast haft color:

56 % viscose, 44 % polyamide, recouvert d'adhésif de caoutchouc naturel (latex) microfin.

Modèles

■ Mollelast haft:

élastique en longueur d'env. 65 % / élastique en largeur d'env. 50 %

■ Mollelast haft color:

élastique en longueur d'env. 55 % / élastique en largeur d'env. 50 %

Mollelast® Haft couleur

longueur étirée, emballage individuel en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouge			
6 x 20	30073	1685254	1/18
8 x 20	30074	1685239	1/18
10 x 20	30075	1685247	1/18
bleu			
6 x 20	30076	1685221	1/18
8 x 20	30077	1685205	1/18
10 x 20	30078	1685213	1/18

Mollelast® haft

longueur étirée, emballage individuel en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
blanc			
4 x 4	30063	1288059	1/120
6 x 4	30064	1288067	1/100
8 x 4	30065	1288075	1/120
10 x 4	30066	1288083	1/120
12 x 4	30067	4177465	1/100
4 x 20	30068	2661650	1/18
6 x 20	30069	1288109	1/18
8 x 20	30070	1288117	1/18
10 x 20	30071	1288125	1/18
12 x 20	30072	1288133	1/18

Mollelast® Haft sans latex

Bande de fixation biélastique cohésive.



Mollelast® Haft sans latex

Indications

- pour l'immobilisation de parties du corps
- pour la fixation de pansements et de canules

Propriétés

- élastique en longueur env. 65 %
- élastique en largeur min. 50 %
- perméable à l'air
- peu visible
- tenue fiable des tours de bande
- économie de matériel
- avec bords renforcés solides et de qualité
- blanc

Composition du produit

66 % viscose, 34 % polyamide, avec un microrevêtement synthétique.

Mollelast® Haft sans latex

longueur étirée, emballage individuel en boîte pliante

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
4 x 4	89590	2831733	1/120
6 x 4	89591	2831766	1/100
8 x 4	89592	2831782	1/120
10 x 4	89593	2831816	1/120
12 x 4	89594	2937233	1/100
4 x 20	89595	2831824	1/18
6 x 20	89596	2831832	1/18
8 x 20	89597	2831840	1/18
10 x 20	89598	2831857	1/18
12 x 20	89599	2831873	1/18

Haftelast® Sans latex

Bande de fixation cohésive.



Haftelast® Sans latex



Indications

- pour la fixation (par exemple de pansements, matériaux de rembourrage, canules et rails)
- pour soutenir et soulager les articulations

Propriétés

- élastique en longueur (crème: env. 105%; bleu, rouge, jaune: env. 80%)
- cohésive (auto-adhésive)
- sans latex naturel
- perméable à l'air
- matériau souple, bonne modelabilité
- se déroule facilement
- tenue fiable
- avec bords renforcés

Composition du produit

60 % polyamide, 40 % coton, avec un microrevêtement synthétique.

Modèles

- crème
- rouge
- bleu
- jaune

Haftelast® Sans latex

Bande de fixation cohésive.

Haftelast® Sans latex

longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
crème, emballage individuel en boîte pliante			
4 x 4	30820	2831949	1/120
6 x 4	30821	2831956	1/100
8 x 4	30822	2831923	1/120
10 x 4	30823	2831964	1/120
12 x 4	30824	3036266	1/100
6 x 20	30825	3036258	1/18
8 x 20	30826	3036274	1/18
10 x 20	30827	3036282	1/18
12 x 20	30828	3036290	1/18
bleu, emballage individuel en boîte pliante			
6 x 20	30829	2831972	1/18
8 x 20	30830	2832012	1/18
rouge, emballage individuel en boîte pliante			
6 x 20	30831	2832004	1/18
8 x 20	30832	2831998	1/18
jaune, emballage individuel en boîte pliante			
6 x 20	30833	2831980	1/18
8 x 20	30834	2831931	1/18
bleu, 6 unités, en carton			
6 x 20	30835	3165297	6/24
8 x 20	30836	3165305	6/24
rouge, 6 unités, en carton			
6 x 20	30837	3165289	6/24
8 x 20	30838	3165263	6/24
jaune, 6 unités, en carton			
6 x 20	30839	3165271	6/24
8 x 20	30840	3165255	6/24



tg® Grip

Indications

- pour des bandes de fixation et de maintien avec une compression légère

Propriétés

- souple avec un effet compressif homogène
- perméable à l'air
- pratique et maniable
- pose presque sans pli
- tricot sans couture
- élastique dans le sens de la largeur
- doux pour la peau grâce à une teneur élevée en coton

Composition du produit

85 % coton, élastodiène (latex), guipé avec fil de polyamide.

tg® Grip

rouleau de 10 m en carton distributeur

Tailles	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
A (4,6 cm) pour main d'enfant, avant-bras d'enfant	24120	2259844	1/24
B (6 cm) pour bras d'enfant, mollet d'enfant	24121	2259836	1/16
C (6,5 cm) pour le bras (fin), la jambe d'enfant	24122	2259828	1/16
D (7,5 cm) pour le bras (moyen), le mollet	24123	2259810	1/16
E (8,75 cm) pour bras (grand), jambe, cuisse (petite)	24124	2259802	1/12
F (10 cm) pour jambe, cuisse (moyenne)	24125	2259794	1/12
G (12 cm) pour jambe, cuisse (grande)	24126	2259786	1/8
J (17,5 cm) pour le tronc (petit)	24127	2259778	1/6
K (21,5 cm) pour le tronc (moyen)	24128	2259760	1/4
L (32,5 cm) pour le tronc (grand)	24129	2259752	1/4
M (37,5 cm) pour le tronc (extra grand)	24130	2259745	1/2

tg® Bandage tubulaire



Indications

- protection cutanée sous les plâtres et attelles synthétiques
- pour la fixation peu chronophage des pansements sur les parties du corps difficiles à panser (tête, tronc, doigts, extrémités)
- pour la fixation de matériaux de rembourrage et de pansements

Propriétés

- tricot sans couture
- doux pour la peau
- en fil de qualité
- extensible en largeur
- pose presque sans pli
- perméable à l'air
- blanc

Composition du produit

67 % coton (blanchi),
33 % couche vectrice (tissu) : viscose.

tg® Bandage tubulaire

en rouleau dans un carton distributeur

Tailles		REF	CNK	Conditionnement (pièces)
en rouleau de 5 m				
Taille 1	(1,4 cm) pour doigt, orteils	24020	1685353	1/80
Taille 2	(2,3 cm) pour doigt, orteils	24021	2574754	1/50
Taille 3	(3,0 cm) pour plusieurs doigts, bras d'enfant	24022		1/40
Taille 5	(5,5 cm) pour bras, mollet, jambe d'enfant	24023	2574762	1/40
Taille 6	(6,5 cm) pour bras, jambe (moyen)	24024		1/40
Taille 7	(7,0 cm) pour bras (grand), jambe, tête d'enfant	24025	2574770	1/40
rouleau de 20 m				
Taille 1	(1,4 cm) pour doigt, orteils	24000	1685320	1/20
Taille 2	(2,3 cm) pour doigt, orteils	24001	1685338	1/20
Taille 3	(3,0 cm) pour plusieurs doigts, bras d'enfant	24002	1685346	1/10
Taille 5	(5,5 cm) pour bras, mollet, jambe d'enfant	24003	1685288	1/10
Taille 6	(6,5 cm) pour bras, jambe (moyen)	24004	1685296	1/10
Taille 7	(7,0 cm) pour bras (grand), jambe, tête d'enfant	24005	1685304	1/18
Taille 9	(8,5 cm) pour cuisse (grand), tête, aisselle	24006	1685312	1/12
Taille 12	(12 cm) pour cuisse (extra grand), tête (grand), tronc d'enfant	24007	4177473	1/12
rouleau de 10 m				
Taille K1	(16 cm) pour le tronc (petit) < M	24030	4177481	1/10
Taille K2	(21 cm) pour le tronc (grand) > L	24031	2661627	1/10



tg® Fix



Indications

- pour fixer pansements et compresses

Propriétés

- maillage large
- biélastique
- pose presque sans pli
- matériau indémaillable, prévient la déchirure du filet
- peut être découpé si souhaité

Composition du produit

71 % polyamide (frisé),
29 % élastodiène (latex), sans azurant optique.

Conseils

- la plupart du temps, pour l'inspection de la plaie et le changement de la compression, il suffit de soulever partiellement ou de retrousser le filet
- se prête bien à un soin en ambulatoire

tg® Fix

longueur étirée

Tailles	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
4 m en rouleau en boîte pliante			
A pour doigt	24240	1534924	1/100
B pour petite extrémité (plusieurs doigts/main/pied)	24241	1534940	1/100
C pour grande extrémité (petite tête/bras/jambe)	24242	1534965	1/98
D pour grande tête, petit tronc	24243	1534981	1/58
E pour grand tronc, hanche, aisselle	24244	1535004	1/28
25 m plié en carton distributeur			
A pour doigt	24250	1534932	1/66
B pour petite extrémité (plusieurs doigts/main/pied)	24251	1534957	1/20
C pour grande extrémité (petite tête/bras/jambe)	24252	1534973	1/16
D pour grande tête, petit tronc	24253	1534999	1/16
E pour grand tronc, hanche, aisselle	24254	1535012	1/12

tg® Bandage prêt à l'emploi

Pansement prêt à l'emploi.



tg® Bandage prêt à l'emploi

Indications

- comme recouvrement en cas de maladies dermatologiques
- fixation de pansement
- protection cutanée sous les plâtres et attelles synthétiques

Propriétés

- manipulation simple et rapide
- doux pour la peau
- doux et souple
- forme bien ajustée

Composition du produit

67 % coton (blanchi), 33 % viscose.

tg® Doigtier

	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
emballage individuel en sachet	24080	2204311	1/25/250
50 unités en carton	24081	0845107	50/750

tg® pour la main/le pied

	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 unités en carton	24085		10/200

tg® pour la tête

	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 unités en carton	24083		10/200



Lenkelast®

Indications

- pour soulager et soutenir
- bandages de fixation dans le traitement des plaies

Propriétés

- élastique en longueur (env. 130 %)
- texturé, fin
- à élasticité durable
- perméable à l'air
- pose presque sans pli
- bonne tenue du bandage une fois posé
- avec lisières renforcées

Composition du produit

64 % coton, 35 % polyamide, 1 % élasthanne.

Remarques

- lavable à 60°C

Modèles

- blanc

Lenkelast®

longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
scellé en emballage individuel			
6 x 5	39430	0844761	1/10/250
8 x 5	39431	0844779	1/10/200
10 x 5	39432	0844787	1/10/240
12 x 5	39433	4177416	1/10/200
15 x 5	39434	0844803	1/10/160
20 x 5	39435		1/10/100
en carton			
6 x 5	39436		10/250
8 x 5	39437		10/200
10 x 5	39438		10/240
12 x 5	39440		10/200
15 x 5	39441		10/160
20 x 5	39442		10/100
stérile, scellé en emballage individuel			
6 x 5	39453		10/90
8 x 5	39454		10/90
10 x 5	39455		10/100
12 x 5	39456		10/100

Lenkelast® Couleur

Bande universelle à allongement modéré.



Lenkelast® Couleur

Indications

- pour soulager et soutenir
- bandages de fixation dans le traitement des plaies

Propriétés

- élastique en longueur (env. 115 %)
- texturé, fin
- à élasticité durable
- perméable à l'air
- pose presque sans pli
- bonne tenue du bandage une fois posé
- avec lisières renforcées

Composition du produit

63 % coton, 36 % polyamide, 1 % élasthanne.

Modèles

- bleu
- vert
- rouge

Lenkelast® Couleur
longueur étirée, en carton

Dimensions (cm x m)	REF	Conditionnement (pièces)
bleu		
6 x 5	19446	10/80
8 x 5	19447	10/60
10 x 5	19448	10/60
vert		
6 x 5	19456	10/80
8 x 5	19457	10/60
10 x 5	19458	10/60
rouge		
6 x 5	19466	10/80
8 x 5	19467	10/60
10 x 5	19468	10/60



Lenkideal®

Indications

- pour la fixation compressive de pansements
- pour la compression des extrémités en phlébologie
- pour la prévention pré, intra et postopératoire des thromboses
- pour soutenir et soulager en cas d'entorses et de contusions et ainsi que pour les bandages chez le sportif
- pour le traitement des inflammations des gaines tendineuses

Propriétés

- élastique en longueur (env. 85%)
- à élasticité durable
- perméable à l'air
- pansement peu visible
- avec lisières renforcées
- blanc

Composition du produit

64 % coton, 34 % polyamide, 2 % élasthanne.

Lenkideal®

longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
scellé en emballage individuel			
6 x 5	14581	2991404	1/10/100
8 x 5	14582	2991412	1/10/140
10 x 5	14583	2991438	1/10/120
12 x 5	14584	2991446	1/10/120
15 x 5	14585	2991396	1/10/120
en carton			
4 x 5	19580		10/140
6 x 5	19581	2893386	10/100
8 x 5	19582	2893394	10/140
10 x 5	19583	2893402	10/120
12 x 5	19584	2893410	10/120
15 x 5	19585	2893360	10/120
20 x 5	19586		10/60

Idealbinde

Bande à extensibilité courte idéale Idealbinde selon la norme DIN.



Idealbinde

Indications

- pour la compression forte des extrémités en particulier en phlébologie et en lymphologie
- pour soutenir et soulager en cas d'entorses et de contusions

Composition du produit

100 % coton.

Remarques

- lavable à 95°C

Propriétés

- élastique en longueur (env. 90 %)
- textile élastique grâce à des fils de coton torsadés
- selon les prescriptions de la norme DIN 61632
- structure texturée du tissu
- maintien antidérapant
- perméable à l'air
- avec lisières bouclées
- blanc

Idealbinde

longueur étirée

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
scellé en emballage individuel			
6 x 5	14101	0274613	1/10/100
10 x 5	14103	0178848	1/10/60
15 x 5	14105	0274639	1/10/60
20 x 5	14106	0274647	1/35
en carton			
6 x 5	14111	1300490	10/100
8 x 5	14112	1300508	10/100
10 x 5	14113	1300516	10/60
12 x 5	14114	2442614	10/80
15 x 5	14115	1300524	10/60
20 x 5	14116	1300532	10/60
30 x 5	14118		10/40



Haftan®

Indications

- pour une utilisation comme sous couche sous les bandages de compression et les bandes adhésives
- pour la fixation de compresse de renforcement de la pression et de matériaux de rembourrage sous les plâtres et bandages rigides synthétiques

Propriétés

- fin
- pores ouverts, souple
- peu visible
- adhère l'un à l'autre
- blanc

Composition du produit

Mousse polyuréthane.

Haftan®

0,8 mm d'épaisseur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7 x 27,5	22315	2087930	6/60
10 x 27,5	22316	2087948	6/60



Bandages & Orthèses

Cellacare® Cervical Classic

Collier cervical de forme anatomique.



Cellacare® Cervical Classic

Indications

- syndrome cervical (névralgie cervicale, névralgie cervico-brachiale)
- torticolis
- arthrose de la colonne cervicale sans déficiences neurologiques (prolapsus, protrusion, syndrome des facettes)
- spondylarthrite de la colonne cervicale (m. de Bechterew)
- discectomie (temporairement après une opération)
- distorsion de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme)
- troubles de la fonction du disque intervertébral (problème d'hypomobilité)

Composition du produit

Polyuréthane, coton, élasthanne, polyamide, polyester.

Remarques

- revêtement : lavable à 60°C
- collier cervical : lavage à la main
- ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer la fermeture auto-agrippante avant le lavage

Modèles

- noir, vert

Propriétés

Bon confort de port

- noyau en mousse léger, qui garde la forme
- housse douce pour la peau à haute teneur en coton

Cellacare® Cervical Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de cou (cm)	Hauteur du menton (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	28 - 34	7,5	33570	3277068	1/18
1	28 - 34	9	33571	3276847	1/18
1	28 - 34	11	33572	3276730	1/18
2	34 - 42	7,5	33573	3276839	1/14
2	34 - 42	9	33574	3276896	1/14
2	34 - 42	11	33575	3276888	1/12
3	42 - 50	7,5	33576	3276870	1/14
3	42 - 50	9	33577	3276862	1/12
3	42 - 50	11	33578	3276854	1/12

Cellacare® Cervical Plus Classic

Collier cervical de forme anatomique avec renfort.



Cellacare® Cervical Plus Classic



Indications

- syndrome cervical (névralgie cervicale, névralgie cervico-brachiale)
- torticollis
- arthrose de la colonne cervicale sans déficiences neurologiques (prolapsus, protrusion, syndrome des facettes)
- spondylarthrite de la colonne cervicale (m. de Bechterew)
- discectomie (temporairement après une opération)
- distorsion de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme)
- spondylarthrite de la colonne cervicale

Composition du produit

Polyuréthane, coton, élasthanne, polyamide, polyester, polyéthylène, polypropylène.

Remarques

- revêtement : lavable à 60°C
- collier cervical : lavage à la main
- ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer la fermeture auto-agrippante avant le lavage

Modèles

- noir, vert

Propriétés

Bon confort de port

- noyau en mousse léger, qui garde la forme
- housse douce pour la peau à haute teneur en coton

Stabilisation plus importante

- élément de stabilisation supplémentaire dans la partie avant du menton
- élément de stabilisation supplémentaire dans la partie avant du menton

Cellacare® Cervical Plus Classic

emballage individuel en boîte pliante


Taille	Tour de cou (cm)	Hauteur du menton (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	28 - 34	7,5	33580	3276805	1/18
1	28 - 34	9	33581	3276821	1/18
1	28 - 34	11	33582	3276763	1/18
2	34 - 42	7,5	33583	3276797	1/14
2	34 - 42	9	33584	3276748	1/14
2	34 - 42	11	33585	3276755	1/12
3	42 - 50	7,5	33586	3276813	1/14
3	42 - 50	9	33587	3276789	1/12
3	42 - 50	11	33588	3276771	1/12

Cellacare® Gilchrist Classic

Orthèse pour l'articulation de l'épaule.



Cellacare® Gilchrist Classic



Indications

- affection douloureuse des muscles et des tendons de l'épaule
- instabilité légère aiguë de l'épaule
- traitement aigu de la luxation de l'épaule
- distorsion ou contusion de l'épaule
- lésion aiguë de la coiffe des rotateurs
- pour le traitement post-opératoire de suivi après les chirurgies de la coiffe des rotateurs ou de l'épaule suite à une luxation
- lésion aiguë de l'articulation acromio-claviculaire

Propriétés

Mécanisme d'action éprouvé

- selon le modèle du bandage classique Gilchrist ou Desault
- pour immobilisation de l'épaule et soulagement de l'articulation de l'épaule
- réduit les faux mouvements de l'articulation

Bonne fonctionnalité

- le système de fixation offre un soutien et une fixation excellents

Qualités de port agréables

- grâce à une conception de produit ouverte, l'épaule blessée reste libre
- matériau respirant pour une gestion appropriée de la température et de l'humidité

Composition du produit

Polyester, polyamide, polyuréthane.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Gilchrist Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de buste sous la poitrine (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	<60	137485	3784949	1/30
2	60 - 80	137486	3784956	1/30
3	80 - 100	137487	3784964	1/30
4	100 - 120	137488	3784972	1/30

Cellacare® Gilchrist Easy

Orthèse épaule-bras.



Cellacare® Gilchrist Easy



Indications

Traitement conservateur, immobilisation posttraumatique et/ou pré/post-opératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de :

- luxation de l'épaule
- distorsion de l'épaule, contusion de l'épaule/du haut du bras
- lésions aiguës des muscles et/ou des tendons de l'épaule et du haut du bras
- fracture de l'omoplate
- fracture de la tête proximale de l'humérus
- déboîtements de l'articulation acromio-claviculaire
- paralysies des extrémités supérieures

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- limitation fiable des mouvements susceptibles d'entraver le processus de guérison
- immobilisation de l'articulation de l'épaule en rotation interne selon un principe de traitement post-opératoire/post-traumatique éprouvé (principe de Gilchrist)
- éléments de stabilisation supplémentaires pour le bras et la main pour le traitement des fractures

Utilisation simple

- rapide à mettre en place
- facile à mettre en place par le patient avec la main saine grâce à sa conception
- entraînement de rééducation possible sans retrait de l'orthèse
- possibilité de réglage et de réajustement individuel

Confort de port élevé

- légère et discrète
- matériau intérieur doux et confortable
- guidage d'insertion de la main ouvert
- matériau respirant

Composition du produit

Polyester, coton, polyuréthane, polyamide, polyacétal, élasthanne.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- noir, vert

Cellacare® Gilchrist Easy Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de buste sous la poitrine (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	65 - 82	146101	4635157	1/16
2	80 - 102	146102	4635165	1/16
3	99 - 121	146103	4635173	1/16
4	115 - 134	146104	4635181	1/16
5	130 - 150	146105	4635199	1/16
version gauche				
1	65 - 82	146106	4635207	1/16
2	80 - 102	146107	4635215	1/16
3	99 - 121	146108	4635223	1/16
4	115 - 134	146109	4635231	1/16
5	130 - 150	146110	4635249	1/16

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule.



Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Indications

- affection douloureuse des muscles et des tendons de l'épaule
- instabilité légère aiguë de l'épaule
- traitement aigu de la luxation de l'épaule
- distorsion ou contusion de l'épaule
- lésion aiguë de la coiffe des rotateurs
- pour le traitement post-opératoire après la chirurgie de la coiffe des rotateurs
- lésion aiguë de l'articulation acromio-claviculaire

Composition du produit

Polyamide, polyester.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Propriétés

- fermetures auto-agrippantes pour une mise en place simple et rapide
- couleur noire pour réduire les souillures visibles
- matériau respirant pour une gestion appropriée de la température et de l'humidité

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de buste sous la poitrine (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	65 - 80	140111	3687860	1/22
2	75 - 95	140112	3687886	1/22
3	90 - 110	140113	3687878	1/22
4	105 - 125	140114	3687894	1/22
5	120 - 140	140115	3687902	1/22

Cellacare® Clavicula Classic

Bandage de la clavicule.



Cellacare® Clavicula Classic



Indications

- pour le traitement conservatoire des fractures de la clavicule
- pour les soins post-opératoires et post-traumatiques

Propriétés

Mécanisme d'action éprouvé

- bandage prêt à l'emploi selon le modèle du bandage en huit classique
- ramène en arrière les épaules pour orienter la fracture de la clavicule ou pour aider à une bonne posture

Manipulation pratique

- mise en place simple et rapide grâce à deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement sur la partie arrière
- la longueur des sangles d'épaule peut être adaptée en les découpant

Confort de port agréable

- les sangles et la plaque arrière disposent d'un rembourrage souple
- matériau doux pour la peau
- matériau respirant pour une gestion appropriée de la température et de l'humidité

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, polyamide.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- noir, vert

Cellacare® Clavicula Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de buste sous la poitrine (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	50 - 75	137490	3784923	1/30
2	>75	137491	3784931	1/30

Cellacare® Epi Classic

Bandage pour l'articulation du coude.



Cellacare® Epi Classic

Indications

- traitement des syndromes douloureux aigus ou chroniques avec déficit fonctionnel consécutifs à une surcharge ou à une sollicitation inappropriée des muscles extenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras avec inflammation des tendons (tendinose)
- épicondylite humérale radiale (tennis elbow)
- épicondylite humérale ulnaire (tendinite du golfeur)

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- le tricot compressif (classe de compression 2) améliore la proprioception
- deux pelotes produisent un effet de massage intermittent

S'ajuste parfaitement au corps

- la structure symétrique du bandage permet de le porter au coude droit ou gauche
- forme anatomique

Rentabilité

- produit de base pour les exigences fondamentales
- rentabilité et efficacité médicale totale

Composition du produit

Coton, élasthanne, polyamide, polyester, polyuréthane, latex synthétique.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Epi Classic 
emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de bras (9 cm distalement en partant du coude) (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	19 - 21	108001	3562535	1/48
2	21 - 23	108002	3562543	1/48
3	23 - 26	108003	3562550	1/48
4	26 - 29	108004	3562568	1/48
5	29 - 32	108005	3562576	1/48

Cellacare® Epi Comfort

Bandage actif pour l'articulation du coude.



Cellacare® Epi Comfort



Indications

- traitement des syndromes douloureux aigus ou chroniques avec déficit fonctionnel consécutifs à une surcharge ou à une sollicitation inappropriée des muscles extenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras avec inflammation des tendons (tendinose)
- épicondylite humérale radiale (tennis elbow)
- épicondylite humérale ulnaire (tendinite du golfeur)

Propriétés

Exerce un effet massant et favorise la circulation du sang dans les muscles tenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras.

Utilisation simple et sûre

- fixation simple de la sangle supplémentaire par bouton pression
- la forme du triangle indique la pression correcte

Confort de port élevé

- agréable pour la peau grâce au matériau en microfibre
- décharge de la pression au niveau du pli du coude grâce à la zone de confort douce intégrée
- effet de massage grâce aux pelotes en silicone intégrées

S'ajuste parfaitement au corps

- tricot tridimensionnel anatomique
- tricot rallongé dans la partie arrière du bandage pour couvrir le triceps

Composition du produit

Polyamide, élasthanne, coton, polyester, polypropylène, polyuréthane, PUT (polyuréthane thermoplastique), acier inoxydable.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- enlever la sangle de stabilisation avant le lavage
- essuyer la manchette si nécessaire avec un chiffon humide

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- taupe, blanc

Conseils

- la sangle de stabilisation permet d'augmenter la compression en fonction de l'évolution de la maladie

Cellacare® Epi Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de bras (9 cm distalement en partant du coude) (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	18 - 20	34190	3405941	1/32
2	20 - 22	34191	3406063	1/32
3	22 - 24	34192	3406071	1/32
4	24 - 27	34193	3406089	1/32
5	27 - 30	34194	3406097	1/32
6	30 - 33	34195	3406113	1/32

Cellacare® Epi Control Expert

Brassard anti-épicondylite.



Cellacare® Epi Control Expert



Indications

- épicondylite / epicondylopathia humeri radialis (tennis elbow)
- épicondylite / epicondylopathia humeri ulnaris (tendinite du golfeur)

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- construction avec serrage circulaire faisant pression avec un coussin en silicone sur le muscle
- insert en silicone de forme anatomique
- fermeture réglable pour ajustement de la pression sur le muscle

Utilisation simple

- application facile de l'orthèse grâce à la forme anatomique
- facile à fermer avec la fermeture auto-agrippante
- fermeture réglable

Confort de port élevé

- doux et confortable sur la face interne pour un bon confort de port
- insert avec picots et munis d'une couverture textile et d'un revêtement anti-dérapant
- face externe foncée, facile à laver, peu salissant

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, viscose, polyamide, polypropylène, coton, élasthanne, silicone, polyacétal.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- noir, anthracite, orange

Cellacare® Epi Control Expert

emballage individuel en boîte pliante

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
U	142196	4400727	1/39

Cellacare® Manus Classic

Bandage pour le poignet.



Cellacare® Manus Classic



Indications

- arthrose activée ou arthrite du poignet
- traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses)
- tendinite de la main (tendovaginite)
- instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet
- traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre
- syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I

Propriétés

Effets combinés

- compression du poignet grâce à la combinaison de tricot, d'une pelote de silicone et d'une sangle de stabilisation
- stabilisation grâce à des baleines de forme anatomique

Possibilités d'adaptation individuelle

- la baleine intégrée peut être thermoformée si nécessaire

Rentabilité

- produit de base pour les exigences fondamentales
- rentabilité et efficacité médicale totale

Composition du produit

Coton, élasthanne, élastodiène, polyamide, polyester, polyuréthane, silicone.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- différents modèles pour être portés à gauche ou à droite
- noir, vert

Conseils

- peut être ajusté à l'évolution de la guérison du poignet grâce à la sangle de poignet amovible et aux éclisses amovibles

Cellacare® Manus Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de poignet (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	14 - 15	109001	3562584	1/48
2	15 - 17	109002	3562592	1/48
3	17 - 19,5	109003	3562600	1/48
4	19,5 - 22,5	109004	3562618	1/48
version gauche				
1	14 - 15	109005	3562626	1/48
2	15 - 17	109006	3562634	1/48
3	17 - 19,5	109007	3562642	1/48
4	19,5 - 22,5	109008	3562659	1/48

Cellacare® Manus Comfort

Bandage actif pour le poignet.



Cellacare® Manus Comfort



Indications

- arthrose activée ou arthrite du poignet
- traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses)
- tendinite de la main (tendovaginite)
- instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet
- traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre
- syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I

Propriétés

Comprime et stabilise le poignet en position neutre fonctionnelle et réduit la tendance au gonflement.

Possibilités d'adaptation individuelle

- la baleine intégrée peut être thermoformée si nécessaire

Maintien physiologique

- bandage tridimensionnel en tricot anatomique
- les découpes de la sangle et de la pelote au niveau des saillies osseuses protègent contre une pression trop élevée

Confort de port élevé

- confortable grâce à sa teneur en microfibres
- la structure textile spéciale dans la région du pouce permet d'éviter les points de pression

Composition du produit

Polyamide, élasthanne, coton, polyester, polyuréthane, silicone.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- enlever la sangle et l'attelle avant le lavage

Modèles

- différents modèles pour être portés à gauche ou à droite
- taupe, blanc

Conseils

- peut être ajusté à l'évolution de la guérison du poignet grâce à la sangle de poignet amovible et aux éclisses amovibles

Cellacare® Manus Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de poignet (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	13 - 14,5	34611	3405966	1/28
2	14,5 - 16,5	34612	3406162	1/28
3	16,5 - 19	34613	3406170	1/28
4	19 - 23	34614	3406188	1/28
version gauche				
1	13 - 14,5	34711	3405958	1/28
2	14,5 - 16,5	34712	3406121	1/28
3	16,5 - 19	34713	3406147	1/28
4	19 - 23	34714	3406154	1/28

Cellacare® Manu Control Classic

Orthèse pour l'immobilisation du poignet.



Cellacare® Manu Control Classic



Indications

- traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses)
- arthrose activée ou arthrite du poignet
- tendinite (tendovaginite) de la main
- tendinite (tendovaginite)
- traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre
- syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I
- syndrome initial du canal carpien
- instabilité et surcharge fonctionnelle

Propriétés

Utilisation simple

- grâce aux trois sangles réglages séparément et facilement adaptables
- une marque verte sur le produit facilite le bon placement de la sangle séparée

Il est facile de changer de côté

- grâce à l'utilisation du même matériel à l'intérieur comme à l'extérieur, l'orthèse peut être portée à gauche ou à droite
- la flèche sur l'attelle de stabilisation palmaire facilite le bon positionnement de l'attelle

Confort de port

- matière de base douce, confortable
- l'ouverture pour le pouce de l'orthèse est douce et confortable

Composition du produit

Polyamide, polyuréthane, polyester, coton, polyacétal, aluminium.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- retirer l'attelle palmaire en aluminium et fermer toutes les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Manu Control Classic

emballage individuel en boîte pliante



Taille	Tour de poignet (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	13,5 - 17,5	108745	3586278	1/30
2	16,5 - 20,5	108746	3586260	1/30
3	19,5 - 25	108747	3586286	1/30

Cellacare® Manu Control Comfort

Orthèse pour l'immobilisation du poignet.



Cellacare® Manu Control Comfort

Indications

- traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses)
- arthrose activée et/ou arthrite du poignet
- tendinite (tendovaginite) de la main
- tendinite (tendovaginite)
- traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre
- syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I
- syndrome initial du canal carpien
- instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- le poignet est stabilisé dans une position fonctionnellement neutre grâce à une baleine de forme anatomique
- baleine de stabilisation palmaire amovible
- réglable individuellement grâce à 3 sangles

Utilisation simple

- sangle centrale élastique pour réguler la pression
- liberté de mouvement du pouce et des doigts

Composition du produit

Polyamide, élasthanne, polyester, coton, polyuréthane, aluminium, polypropylène, polyacétal.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- retirer l'attelle palmaire en aluminium et fermer toutes les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- modèle différent pour la droite et la gauche
- taupe, blanc

Cellacare® Manu Control Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de poignet (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	13 - 16,5	140141	4221123	1/32
2	15,5 - 19,5	140142	4221131	1/32
3	18,5 - 22,5	140143	4221149	1/32
4	21,5 - 26	140547	4221156	1/32
version gauche				
1	13 - 16,5	140144	4221164	1/32
2	15,5 - 19,5	140145	4221172	1/32
3	18,5 - 22,5	140146	4221180	1/32
4	21,5 - 26	140548	4221198	1/32



Cellacare® Rhizo Classic

Indications

- immobilisation post-traumatiques et post-opératoires de l'articulation basale et/ou en selle du pouce
- immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur)
- immobilisation en cas d'instabilité chronique de l'articulation du pouce
- immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation basale et/ou en selle du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose)

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- immobilisation de l'articulation de la selle du pouce et de l'articulation basale du pouce
- la mobilité des doigts est conservée
- l'élément de stabilisation peut être adapté individuellement par un spécialiste en cas de besoin

Utilisation simple

- pose simple à l'aide de deux fermetures sur le pouce et le poignet
- la fermeture auto-agrippante prolongée prévient le glissement de la sangle ce qui facilite la mise en place du produit
- ajustable à la taille du pouce grâce à une fermeture réglable individuellement au niveau du pouce

Confort de port élevé

- fin, peu visible
- matériau de base doux et confortable
- matériau respirant

Composition du produit

Polyamide, polyester, polyuréthane, coton, polyacétal, aluminium.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Rhizo Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de poignet (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	12,5 - 17,5	137931	3946951	1/39
2	16,5 - 21,5	137932	3946969	1/39

Cellacare® Rhizocast Classic

Orthèse pour l'immobilisation du poignet et du pouce.



Cellacare® Rhizocast Classic



Indications

- immobilisation en cas d'états post-traumatiques et post-opératoires au niveau du poignet et dans l'articulation basale et/ou en selle du pouce, ainsi qu'en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur)
- immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation basale et/ou en selle du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoidienne, rhizarthrose)
- immobilisation en cas d'inflammations de l'appareil tendineux de la main (tendovaginite)
- immobilisation en cas de syndrome du canal carpien initial (SCC)

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- réduction des charges du carpe, de la capsule articulaire et des ligaments
- baleines de stabilisation radiales
- baleines de stabilisation latérales
- baleine de stabilisation palmaire

Utilisation simple

- grâce à ses trois sangles réglables séparément sur le poignet et à la sangle du pouce, le produit est simple à ajuster
- ajustable à la taille du pouce grâce à une fermeture réglable individuellement au niveau du pouce
- les rails sont préformés de forme anatomique

Confort de port élevé

- matériau de base doux et confortable
- la zone du pouce de l'orthèse est douce et confortable
- matériau respirant

Composition du produit

Polyamide, polyester, polyuréthane, coton, polyacétal, aluminium.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec

Modèles

- différents modèles pour être portés à gauche ou à droite
- couleur : noir/vert

Cellacare® Rhizocast Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de poignet (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	13,5 - 17,5	137940	3946928	1/30
2	16,5 - 20,5	137941	3946936	1/30
3	19,5 - 25	137942	3946944	1/30
version gauche				
1	13,5 - 17,5	137945	2400943	1/30
2	16,5 - 20,5	137946	2400901	1/30
3	19,5 - 25	137947	2400927	1/30



Cellacare®
Manus Classic



Cellacare®
Manus Comfort



Cellacare®
Manu Control Classic



Cellacare®
Manu Control Comfort



degré de stabilisation croissant



Cellacare®
Rhizo Classic



Cellacare®
Rhizocast Classic



degré de stabilisation croissant

Cellacare® Dorsafit Comfort

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire.



Cellacare® Dorsafit Comfort



Indications

- syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :
 - ◆ ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - ◆ spondylarthritis affectant la région du rachis lombaire (syndrome de la facette articulaire lombaire)
 - ◆ spondylose déformante

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- effet stabilisateur grâce aux quatre baleines intégrées
- effet compressif grâce au matériau élastique (>350 CN/cm)

Utilisation simple

- système de fermeture simple à utiliser
- dragonne ergonomique pour faciliter la pose de l'orthèse

Agréable pour la peau

- matériau intérieur doux et confortable pour une sensation agréable sur la peau
- matériau mince et respirant pour une gestion appropriée de la température et de l'humidité

Composition du produit

Polyamide, élasthanne, polyester, polyuréthane, polyéthylène, coton.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer la fermeture auto-agrippante avant le lavage

Modèles

- taupe, blanc

Cellacare® Dorsafit Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	65 - 80	108740	3555562	1/26
2	80 - 95	108741	3555570	1/26
3	95 - 110	108742	3558467	1/26
4	110 - 125	108743	3558475	1/26

Cellacare® Dorsal Classic

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire avec pelote.



Cellacare® Dorsal Classic



Indications

- syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :
 - ◆ ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - ◆ spondylarthrite affectant la région du rachis lombaire (syndrome de la facette articulaire lombaire)

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- des tiges intégrées stabilisent le rachis lombaire en renforçant la musculature abdominale et dorsale
- la pelote amovible augmente la compression dans la région du rachis lombaire

S'ajuste parfaitement au corps

- ajustement universel pour hommes et femmes
- adaptable individuellement grâce à une fermeture auto-agrippante

Rentabilité

- produit de base pour les exigences fondamentales
- rentabilité et efficacité médicale totale

Composition du produit

Coton, élasthanne, élastodiène, polyamide, polyester, polyéthylène, polyuréthane.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer la fermeture auto-agrippante avant le lavage

Modèles

- noir, vert

Cellacare® Dorsal Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	65 - 85	109011	3562667	1/11
2	85 - 110	109012	3562675	1/11
3	110 - 140	109013	3562683	1/11

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire avec pelote.



Cellacare® Dorsal F/M Comfort



Indications

- syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée et une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas de :
 - ◆ ostéocondrose dans la région du rachis lombaire
 - ◆ spondylarthrite affectant la région du rachis lombaire (syndrome de la facette articulaire lombaire)

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- pelote amovible renforçant la pression
- WaveTec Pelotte s'adapte à la forme du corps grâce au matériau élastique
- la structure à picots de la pelote assure la répartition de la pression

Utilisation simple

- les passants pour les mains facilitent la mise en place de l'orthèse
- système de fermeture simple à utiliser
- adaptable individuellement grâce à une fermeture auto-agrippante

Confort de port agréable

- tricot doux et confortable
- la plaque intégrée en forme de x prévient l'enroulement lorsque le produit est porté

Composition du produit

Polyamide, coton, élasthanne, polyester, polyuréthane, colle polyuréthane, polypropylène, polyéthylène.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- Dorsal F Comfort et Dorsal M Comfort, adapté respectivement à l'anatomie féminine et masculine
- taupe, blanc

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Cellacare Dorsal F Comfort (version ajustée pour les femmes)				
1	70 - 90	136930	3759990	1/11
2	90 - 110	136931	3760006	1/11
3	110 - 130	136932	3760014	1/11
4	130 - 150	136933	3760022	1/11
5	150 - 170	136934	3760030	1/11
Cellacare Dorsal M Comfort (version droite pour les hommes)				
1	70 - 90	136935	3760048	1/11
2	90 - 110	136936	3760055	1/11
3	110 - 130	136937	3760063	1/11
4	130 - 150	136938	3760071	1/11
5	150 - 170	136939	3760089	1/11

Cellacare® Materna Classic

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire pendant la grossesse.



Cellacare® Materna Classic

Indications

- douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et la région sacro-iliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- deux baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire
- des sangles supplémentaires permettent un ajustement personnalisé

Utilisation simple

- les sangles supplémentaires peuvent être réglées facilement
- système de fermeture simple à utiliser

Design attrayant

- forme anatomique
- motif fleuri intégré pour un aspect féminin

Composition du produit

Polyamide, polyuréthane, coton, polyester, élastodiène, élasthanne, polyéthylène.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- noir, vert

Cellacare® Materna Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de hanches (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	80 - 125	137008	3687910	1/12

Cellacare® Materna Comfort

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire pendant la grossesse.



Cellacare® Materna Comfort



Indications

- douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et la région sacro-iliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire
- les sangles intégrées permettent de personnaliser l'effet stabilisant de l'orthèse

Utilisation simple

- la forme spéciale de la fermeture frontale facilite la manipulation
- les passants pour les mains permettent de régler simplement les sangles
- surfaces auto-agrippantes aplaties pour une ouverture aisée des fermetures

Agréable pour la peau

- matériau intérieur doux pour un confort élevé
- les bords sont souples
- non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
- forme anatomique
- motif fleuri intégré pour un aspect féminin

Composition du produit

Polyamide, polyester, coton, polyisoprène, élasthanne, polyuréthane, polyéthylène.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- taupe, blanc

Cellacare® Materna Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de hanches (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	80 - 95	129901	3703675	1/16
2	95 - 110	129902	3703683	1/16
3	110 - 125	129903	3703691	1/16
4	125 - 140	129904	3703709	1/16

Cellacare® Lumbal Classic

Orthèse pour la stabilisation du rachis lombaire avec pelote.



Cellacare® Lumbal Classic



Indications

- syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum
- syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas :
 - ◆ d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire
 - ◆ de spondylarthrite dans la région du rachis lombaire

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- orthèse pour la décharge et la stabilisation des lombaires
- effet stabilisateur grâce aux quatre baleines intégrées
- pelote amovible renforçant la pression

Utilisation simple

- l'orthèse peut être posée facilement
- l'ouverture et la fermeture des fermetures auto-agrippantes est facilitée par des passe-mains

- les fermetures auto-agrippantes peuvent être ouvertes aisément
- les passants sont facilement ajustables

Bon confort de port

- matériau respirant et régulant l'humidité
- adaptable individuellement grâce aux fermetures auto-agrippantes
- des sangles permettent un ajustement personnalisé

Composition du produit

Polyester, élasthanne, élastodiène (latex), polyamide, copolymère polyéthylène-acétate de vinyle, polyuréthane, acier recouvert de polyéthylène ou de polyester-époxy.

Remarques

- laver à 30° C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- noir, vert

Cellacare® Lumbal Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de hanche/de taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	65 - 75	146931	4769568	1/16
2	75 - 90	146932	4769576	1/16
3	90 - 105	146933	4770236	1/16
4	105 - 120	146934	4770244	1/16
5	120 - 135	146935	4770251	1/16



Cellacare®
Dorsal
Classic



Cellacare®
Dorsal F/M
Comfort



Cellacare®
Lumbal
Classic



Cellacare®
Dorsafit
Comfort



Cellacare®
Dotop
Comfort

degré de stabilisation croissant →



Cellacare®
Materna
Classic/Comfort

Cellacare® Thorax F/M Classic

Bandage pour fracture des côtes.



Cellacare® Thorax F



Cellacare® Thorax M

Indications

- traitement conservatif des fractures des côtes et contusions thoraciques
- pour la décharge post-opératoire après une chirurgie du thorax et de l'abdomen

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- préserve les côtes à chaque respiration
 - ◆ F avec une coupe spéciale dans la zone de la poitrine pour s'adapter à l'anatomie féminine
 - ◆ M avec une forme droite

Utilisation simple

- facile à poser
- une fermeture auto-agrippante large facilite l'ajustement et le réglage précis de la compression

Confort de port élevé

- matériau doux pour la peau contenant du coton et sans latex de caoutchouc naturel
- version M disponible dans des tailles adaptées à des tours de la cage thoracique jusqu'à 145 cm
- à peine perceptible sous les vêtements

Composition du produit

Coton, élasthanne.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- fermer la fermeture auto-agrippante avant le lavage

Modèles

- Thorax F et Thorax M, adapté respectivement à l'anatomie féminine et masculine
- blanc

Cellacare® Thorax F Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Dimensions (cm)	Tour de buste sous la poitrine (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	15	65 - 100	190970	4177168	1/48
2	15	95 - 125	190971	4177192	1/48

Cellacare® Thorax M Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Dimensions (cm)	Tour de buste sous la poitrine (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	24	75 - 110	190972	4177176	1/30
2	24	105 - 145	190973	4177184	1/30

Cellacare® Abdominal Classic

Bandage abdominal.



Cellacare® Abdominal Classic

Indications

- faiblesse des muscles abdominaux après des interventions de chirurgie abdominale
- lésions péritonéales
- en cas de faiblesse des tissus conjonctifs de l'abdomen et du bas ventre
- après liposuccion et abdominoplastie

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- répartit la pression de manière homogène sur toute la zone
- rembourrage ventral agréable dans la zone de la blessure/de la plaie
- favorise la reconstruction après l'accouchement

Utilisation simple

- fermeture réglable
- une fermeture auto-agrippante large facilite l'ajustement et le réglage précis de la compression
- permet un changement simple et rapide

Confort de port élevé

- matériau doux pour la peau contenant du coton et sans latex de caoutchouc naturel
- à peine perceptible sous les vêtements
- disponible dans des tailles pour une circonférence de l'abdomen allant jusqu'à 150 cm

Composition du produit

Coton, élasthanne.

Remarques

- lavable à 30° C
- fermer la fermeture auto-agrippante avant le lavage

Cellacare® Abdominal Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Circonférence de l'abdomen (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	65 - 85	190961	4176384	1/30
2	70 - 95	190962	4176392	1/30
3	90 - 110	190963	4176400	1/30
4	105 - 125	190964	4176418	1/30
5	120 - 150	190965	4176426	1/30

Cellacare® Genu Classic

Bandage pour l'articulation du genou.



Cellacare® Genu Classic

Indications

Traitement des syndromes douloureux aigus ou chroniques et des inflammations articulaires ainsi que des déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale ou à une sollicitation inappropriée ou une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et des ligaments en cas :

- de début de gonarthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement
- d'instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère
- de syndrome douloureux patello-fémoral associé à une thérapie fonctionnelle
- de pathologie médiale ou latérale légère du ménisque (aiguë-traumatique, dégénérative) et pour le traitement post-opératoire après des chirurgies du ménisque

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- le tricot compressif (classe de compression 2) améliore la proprioception
- pelote en matière élastique apportant une pression supplémentaire

Effet de massage

- la pelote intégrée en forme d'anneau assure un effet massant intermittent lors des mouvements et assure la répartition de la pression

Rentabilité

- produit de base pour les exigences fondamentales
- rentabilité et efficacité médicale totale

Composition du produit

Elastodiène, coton, polyamide, élasthanne, polyuréthane, silicone, acier, polyester.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Genu Classic

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Circonférence 1 (12 cm du milieu du genou vers le bas) (cm)	Circonférence 2 (14 cm du milieu du genou vers le haut) (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	28 - 32	38 - 42	106001	3562485	1/40
2	32 - 36	42 - 46	106002	3562493	1/40
3	36 - 40	46 - 50	106003	3562501	1/40
4	40 - 44	50 - 54	106004	3562519	1/40
5	44 - 48	54 - 58	106005	3562527	1/40

Cellacare® Genu Comfort

Bandage actif pour l'articulation du genou.



Cellacare® Genu Comfort

Indications

Traitement des syndromes douloureux aigus ou chroniques et des inflammations articulaires ainsi que des déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale ou à une sollicitation inappropriée ou une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et des ligaments en cas :

- de début de gonarthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement
- d'instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère
- de syndrome douloureux patello-fémoral associé à une thérapie fonctionnelle
- de pathologie médiale ou latérale légère du ménisque (aiguë-traumatique, dégénérative) et pour le traitement post-opératoire après des chirurgies du ménisque

Propriétés

Comprime, exerce un massage intermittent grâce à sa pelote ronde intégrée lors des mouvements et peut ainsi améliorer la proprioception.

S'ajuste parfaitement au corps

- tricot tridimensionnel anatomique
- matériau de support bi-élastique

Agréable pour la peau

- agréable pour la peau grâce au matériau en microfibre
- dirige l'humidité de la surface du corps vers l'extérieur

Confort de port

- zone de confort douce brevetée dans le creux du genou
- l'élasticité élevée contribue à réduire la tendance au glissement

Composition du produit

Polyamide, élasthanne, coton, polyester, chlorure de polyvinyle, polyuréthane, acier, silicone.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- taupe, blanc

Cellacare® Genu Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Circonférence 1 (12 cm du milieu du genou vers le bas) (cm)	Circonférence 2 (14 cm du milieu du genou vers le haut) (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	23 - 27	33 - 37	34180	3405982	1/48
2	27 - 31	37 - 41	34181	3406196	1/48
3	31 - 35	41 - 45	34182	3406204	1/48
4	35 - 39	45 - 49	34183	3406212	1/48
4+	35 - 39	49 - 53	138180	3834199	1/48
5	39 - 43	49 - 53	34184	3406220	1/48
5+	39 - 43	53 - 57	38181	3834207	1/48
6	43 - 47	53 - 57	34185	3406238	1/48
6+	43 - 47	57 - 61	138182	3834223	1/48
7	47 - 51	57 - 61	34186	3406246	1/48
7+	47 - 51	61 - 65	138183	3834231	1/48
8	51 - 55	61 - 65	34187	3406253	1/48
8+	51 - 55	65 - 69	138184	3834249	1/48

Cellacare® Genucast 0° Classic

Orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du genou en position à 0°.



Cellacare® Genucast 0° Classic

Indications

- immobilisation transitoire de l'articulation du genou après des blessures/des opérations

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- des bandes adhésives recouvertes de silicone minimisent un glissement de l'orthèse
- fixation sûre de l'orthèse à l'aide des bandes auto-agrippantes en vis à vis
- les baleines en aluminium placées sur les côtés et au dos sont amovibles et ajustables sur mesure

Manipulation pratique

- livré ouvert pour une manipulation simple et rapide
- une petite sangle facilite l'installation
- couleur noire pour réduire les souillures visibles

Bon confort de port

- matériau doux pour la peau
- un rembourrage doux contribue à réduire les points de pression
- matériau respirant pour une gestion appropriée de la température

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, polyoxyméthylène, aluminium, polyamide, silice.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Genucast 0° Classic

emballage individuel en sachet plastique

Taille	Tour de mollet (cm)	Tour de cuisse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	24 - 28	30 - 38	137500	3784816	1/22
2	28 - 32	38 - 46	137501	3784824	1/18
3	32 - 40	46 - 54	137502	3784832	1/18
4	40 - 48	54 - 68	137503	3784840	1/12

Cellacare® Genucast 20° Classic

Orthèse pour l'immobilisation de l'articulation du genou en position à 20°.



Cellacare® Genucast 20° Classic

Indications

- immobilisation transitoire de l'articulation du genou après des blessures/des opérations

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- des bandes adhésives recouvertes de silicone minimisent un glissement de l'orthèse
- fixation sûre de l'orthèse à l'aide des bandes auto-agrippantes en vis à vis
- les baleines en aluminium placées sur les côtés et au dos sont amovibles et ajustables sur mesure

Manipulation pratique

- livré ouvert pour une manipulation simple et rapide
- une petite sangle facilite l'installation
- couleur noire pour réduire les souillures visibles

Bon confort de port

- matériau doux pour la peau
- un rembourrage doux contribue à réduire les points de pression
- matériau respirant pour une gestion appropriée de la température

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, polyoxyméthylène, aluminium, polyamide, silice.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Genucast 20° Classic

emballage individuel en sachet plastique

Taille	Tour de mollet (cm)	Tour de cuisse (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	24 - 28	30 - 38	137505	3784857	1/22
2	28 - 32	38 - 46	137506	3784865	1/18
3	32 - 40	46 - 54	137507	3784873	1/18
4	40 - 48	54 - 68	137508	3784881	1/12

Cellacare® Genucast Modular Classic

Orthèse modulaire pour la stabilisation de l'articulation du genou en position à 20°.



Cellacare® Genucast Modular Classic

Indications

- immobilisation transitoire de l'articulation du genou après des blessures/des opérations

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- des bandes adhésives recouvertes de silicone minimisent un glissement de l'orthèse
- fixation sûre de l'orthèse à l'aide des bandes auto-agrippantes en vis à vis
- les baleines en aluminium placées sur les côtés et au dos sont amovibles et ajustables sur mesure

Manipulation pratique

- livré ouvert pour une manipulation simple et rapide
- une petite sangle facilite l'installation
- couleur noire pour réduire les souillures visibles

Bon confort de port

- matériau doux pour la peau
- un rembourrage doux contribue à réduire les points de pression
- matériau respirant pour une gestion appropriée de la température

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, polyoxyméthylène, aluminium, polyamide, silice.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Genucast Modular Classic

emballage individuel en sachet plastique

Taille	pour taille corporelle (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	<160	137510	3784899	1/15
2	160 - 180	137511	3784907	1/15
3	>180	137512	3784915	1/12

Cellacare® Patella Control Expert

Genouillère rotulienne.



Cellacare® Patella Control Expert

Indications

- tendinite ou tendinopathie du ligament rotulien (synonyme : genou du sauteur ou syndrome de la pointe patellaire)
- chondromalacie rotulienne
- arthrose fémoro-patellaire
- douleur de la partie antérieure du genou

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- construction circulaire sous la rotule
- insert en silicone de forme anatomique
- fermeture réglable pour ajustement de la pression sur le tendon de la rotule
- effet proprioceptif et réduction de la douleur

Utilisation simple

- application facile de l'orthèse grâce à la forme anatomique
- facile à fermer avec la fermeture auto-agrippante
- fermeture réglable

Confort de port élevé

- zone de confort douce dans le creux poplité pour un bon confort de port
- coussin avec couverture textile et revêtement anti-dérapant
- face externe foncée, facile à laver, peu salissant

Composition du produit

Polyester, polyuréthane, viscose, polyamide, polypropylène, coton, élasthanne, silicone, polyacétal.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- noir, anthracite, orange

Cellacare® Patella Control Expert

emballage individuel en boîte pliante

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
U	142197	4400735	1/39

Cellacare® Malleo Classic

Bandage pour la cheville.



Cellacare® Malleo Classic

Indications

- lésions ligamentaires affectant la partie supérieure de la cheville (de degré 1)
- instabilité ligamentaire chronique légère
- hypermobilité générale légère locale
- arthrose (également activée), arthrite
- gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- le tricot compressif (classe de compression 2) améliore la proprioception
- deux pelotes produisent un effet de massage intermittent

S'ajuste parfaitement au corps

- la structure symétrique du bandage permet de le porter sur la cheville droite et gauche
- forme anatomique

Rentabilité

- produit de base pour les exigences fondamentales
- rentabilité et efficacité médicale totale

Composition du produit

Coton, élasthanne, élastodiène, polyamide, polyester, polyuréthane, silicone.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Cellacare® Malleo Classic 
emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de cheville (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	18 - 21	107001	3562444	1/48
2	21 - 24	107002	3562451	1/48
3	24 - 27	107003	3562469	1/48
4	27 - 30	107004	3562477	1/48

Cellacare® Malleo Comfort

Bandage actif pour la cheville.



Cellacare® Malleo Comfort

Indications

- lésions ligamentaires affectant la partie supérieure de la cheville (de degré 1)
- instabilité ligamentaire chronique légère
- hypermobilité générale légère locale
- arthrose (également activée), arthrite
- gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire

Propriétés

Comprime et stabilise la cheville et peut ainsi améliorer la proprioception.

S'ajuste parfaitement au corps

- tricot tridimensionnel anatomique
- matériau de support bi-élastique

Agréable pour la peau

- matériau doux en microfibres
- dirige l'humidité de la surface du corps vers l'extérieur
- les pelotes en silicone situées des deux côtés produisent un effet massant

Confort de port

- réduit la pression compressive sur les bords
- zone de confort douce breveté

Composition du produit

Polyamide, élasthanne, coton, polyester, silicone.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30° C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- taupe, blanc

Cellacare® Malleo Comfort 
emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de cheville (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	17 - 19	33761	3405990	1/32
2	19 - 21	33762	3406261	1/32
3	21 - 23	33763	3406279	1/32
4	23 - 26	33764	3406287	1/32
5	26 - 29	33765	3406295	1/32
6	29 - 32	33766	3406303	1/32

Cellacare® Achillo

Bandage actif pour le tendon d'Achille.



Cellacare® Achillo



Indications

- irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires dans la région du talon d'Achille
- achillodynie, bursite achilléenne et sous achilléenne, péricardite, péricardite, tendinite
- en post-opératoire après une rupture totale ou partielle du tendon d'Achille
- en cas de bursectomie et d'intervention chirurgicale au niveau des tissus lisses du tendon d'Achille

Propriétés

- comprime au niveau de la cheville et du tendon d'Achille
- favorise la circulation grâce à la friction
- la pelote Lymptec enveloppe le canal tendineux du talon jusqu'à la jambe et favorise ainsi la circulation lymphatique de manière ciblée
- diminution des gonflements et hématomes
- confort de port élevé
- très doux pour la peau grâce à sa teneur élevée en coton
- forme anatomique
- tissu réduisant la compression au niveau du cou-de-pied pour prévenir la constriction

Composition du produit

Coton, polyamide, élastodiène (latex naturel), élasthanne, silicone, polyuréthane.

Remarques

- ne pas porter pendant les longues phases de repos
- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- bleu, noir

Conseils

- pour soulager le talon d'Achille, il est possible d'utiliser si nécessaire une talonnette fournie à placer dans la chaussure pour apaiser davantage la douleur. Une talonnette supplémentaire peut être portée au pied sain pour compenser une différence de longueur de jambe et prévenir ainsi un déséquilibre du bassin

Cellacare® Achillo

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour de cheville (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	17 - 19	24660	4337465	1/20
2	19 - 21	24661	4337473	1/20
3	21 - 23	24662	4337499	1/20
4	23 - 26	24663	4337507	1/20
5	26 - 29	24664	4337515	1/20
6	29 - 32	24665	4337523	1/20

Cellacare® Malleo Akut Classic

Orthèse pour la stabilisation de l'articulation de la cheville.



Cellacare® Malleo Akut Classic



Indications

- blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2)
- arthrose activée, arthrite
- instabilité ligamentaire chronique
- gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire

Propriétés

Stabilise l'articulation de la cheville sur un niveau selon le principe de l'attelle en U classique.

Grande sécurité d'emploi

- système de fermeture simple avec des fermetures auto-agrippantes
- instructions d'utilisation visuelles sur le produit

Taille universelle

- adaptation individuelle à l'anatomie du patient
- stockage et approvisionnement faciles

Bon confort de port

- zone douce et souple pour les malléoles
- rembourrage interne recouvert d'un revêtement en filet pour une bonne ventilation

Composition du produit

Polyéthylène, élastomère thermoplastique, polyuréthane, polyester, polyamide, résine acétal, coton.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec
- fermer les fermetures auto-agrippantes avant le lavage

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, vert

Conseils

- pour atteindre l'efficacité optimale du produit, l'orthèse devrait être portée en association avec une chaussure à lacets

Cellacare® Malleo Akut Classic 

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Pointure	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	35 - 45	33709	3405909	1/30

Cellacare® Malleo Control Comfort

Orthèse pour le traitement aigu de l'articulation de la cheville.



Cellacare® Malleo Control Comfort



Indications

- blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2)
- arthrose activée, arthrite
- instabilité ligamentaire chronique
- gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- permet la flexion dorsale et plantaire et offre un soutien contre une inversion excessive de la cheville
- limite une amplitude de mouvement excessive pour l'inversion/l'éversion grâce à une stabilisation externe avec des éclisses sur les faces internes et externes
- le mouvement de déroulement n'est pas limité de manière significative

Utilisation simple

- des instructions d'application permettent une utilisation correcte
- trois sangles pour une application rapide et sûre
- la sangle du talon peut être adaptée pendant le port de l'orthèse

Confort de port agréable

- modèles pour la droite et pour la gauche assurant un meilleur ajustement selon l'anatomie de la cheville
- matériau de rembourrage doux, confortable

Composition du produit

Polypropylène, polyuréthane, polyester, polyamide, coton, styrène thermoplastique.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec

Modèles

- différents modèles pour être portés à gauche ou à droite
- taupe, blanc

Cellacare® Malleo Control Comfort

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Taille corporelle (m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	< 1,6	129911	3896305	1/26
2	> 1,6	129912	3896313	1/26
version gauche				
1	< 1,6	129913	3896321	1/26
2	> 1,6	129914	3896339	1/26

Cellacare® Malleo Control Expert

Orthèse pour la stabilisation de l'articulation de la cheville.



Cellacare® Malleo Control Expert

Indications

- traitement conservateur en cas de distorsions de l'articulation de la cheville (degré 1 et 2)
- instabilité ligamentaire chronique de l'articulation de la cheville
- traitement post-opératoire des articulations de la cheville après opérations du ligament
- arthrose activée, arthrite rhumatismale de l'articulation de la cheville - hypermobilité locale ou générale

Propriétés

Principe fonctionnel éprouvé

- l'articulation de la cheville est entourée par le côté médial et latéral, ce qui engendre une stabilisation (effet coques en U)
- la sangle en 8 contribue à la stabilisation de la limitation de la supination et de la pronation
- mouvement de roulement naturel du talon aux orteils possible

Utilisation simple

- l'ouverture large permet une mise en place simple et facile
- la sangle circulaire et le système innovant de fermeture par cordelette permettent un serrage simple et rapide

Confort de port élevé

- coques de forme anatomique
- matériau de rembourrage doux pour la zone de la cheville
- Soft Comfort Zone au niveau du cou-de-pied

Composition du produit

Polyamide, polyester, élasthanne, coton, viscose, polyéthylène, polyuréthane, polypropylène, polyoxyméthylène, éthylène-acétate de vinyle, résine acrylique, laiton.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas repasser, ne pas sécher en machine, ne pas blanchir ni nettoyer à sec

Modèles

- peut se porter à droite comme à gauche
- noir, anthracite, orange

Cellacare® Malleo Control Expert

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour du talon et du cou-de-pied (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1	28 - 34	142130	4378998	1/30
2	33 - 38	142131	4379004	1/30

Cellacare® Tarsotec Expert

Orthèse pour la stabilisation et la protection de la cheville.



Cellacare® Tarsotec Expert

Indications

- soutien adapté à chaque phase, depuis la distorsion de l'articulation de la cheville jusqu'à la rupture du ligament fibulaire
- en cas de lésion des ligaments calcanéo-cuboïdiens
- en cas d'instabilité chronique de l'articulation de la cheville
- en cas de dysfonctions inflammatoires et dégénératives de l'articulation de la cheville supérieure et inférieure
- pour la prophylaxie et la prévention des récides dans le sport de loisir et de compétition
- pour le traitement post-opératoire (pour la protection et la rééducation après une reconstruction ligamentaire)

Propriétés

Facilite le traitement de l'articulation de la cheville dans toutes les phases de guérison, depuis l'immobilisation, en passant par une remobilisation rapide, jusqu'à la mobilisation.

Utilisation variable

- la sangle brevetée unique pour l'avant-pied contrecarre le glissement du talus
- les coques de renforcement amovibles limitent la pronation et la supination

Utilisation simple

- les sangles circulaires et la sangle de talon permettent de fixer l'orthèse à la jambe

- à mettre en place par le patient d'après les instructions fournies

Effet s'adaptant à chacune des phases

- immobilisation grâce à une grande stabilité
- remobilisation en cas de stabilité moyenne
- mobilisation et soutien léger

Composition du produit

Coton, polyamide, élasthanne, polyuréthane, polyester, polyéthylène, polypropylène, silicone, chlorure de polyvinyle.

Remarques

- laver à 30°C, ne pas blanchir, ne pas repasser, ne pas sécher en machine ni nettoyer à sec
- fermer la fermeture auto-agrippante et enlever les coques de renfort avant le lavage

Modèles

- différents modèles pour être portés à gauche ou à droite
- noir, anthracite, orange

Cellacare® Tarsotec Expert

emballage individuel en boîte pliante

Taille	Tour du talon et du cou-de-pied (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
version droite				
1	28 - 34	33510	2921914	1/24
2	34 - 40	33511	2921922	1/24
version gauche				
1	28 - 34	33512	2921930	1/24
2	34 - 40	33513	2921948	1/24



Cellacare®
Malleo
Classic



Cellacare®
Malleo
Comfort



Cellacare®
Malleo Akut
Classic



Cellacare®
Malleo Control
Comfort




Cellacare®
Malleo Control
Expert



Cellacare®
Tarsotec
Expert

degré de stabilisation croissant →



Plâtres

Cellacast® Xtra

Pour une stabilisation fiable.



Indications

- pour l'immobilisation après des fractures, des opérations et des corrections orthopédiques ainsi que pour traiter des ostéopathies et des maladies articulaires

Propriétés

- attelle rigide
- bonne association de couches
- particulièrement stable grâce au support en fibre de verre
- ajustable à chaque morphologie
- perméable à l'air
- radiotransparent

Composition du produit

Tricot en fibre de verre imprégné de résine polyuréthane.

Remarques

- découpable à l'état non durci
- peut être posé avec des gants d'examen classiques
- temps de prise de 2,5 à 5 min. après activation à l'eau
- peut être mis en charge après 30 min
- température de l'eau de trempage recommandée: 20 - 24° C

Cellacast® Xtra

Cellacast® Xtra

scellé en emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
crème			
2,5 x 1,8	139850	3747409	10/40
5 x 3,6	139851	3747417	10/40
7,5 x 3,6	139852	3747425	10/40
10 x 3,6	139853	3747433	10/40
12,5 x 3,6	139854	3747441	10/40
bleu			
5 x 3,6	139855	3747458	10/40
7,5 x 3,6	139856	3747466	10/40
10 x 3,6	139857	3747474	10/40
12,5 x 3,6	139858	3747482	10/40
rouge			
5 x 3,6	139863	3946977	10/40
7,5 x 3,6	139864	3946985	10/40
10 x 3,6	139865	3946993	10/40
lilas			
5 x 3,6	139867	3947033	10/40
7,5 x 3,6	139868	3947041	10/40
10 x 3,6	139869	3947058	10/40
noir			
5 x 3,6	139859	3947009	10/40
7,5 x 3,6	139860	3947017	10/40
10 x 3,6	139861	3947025	10/40

Cellacast® Xtra Attelle

scellé en emballage individuel. attelle en plâtre non rembourrée à 4 couches

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces/v)
crème			
5 x 20	139730	3747359	1/15/60
7,5 x 38	139731	3747367	1/10/40
10 x 38	139732	3747375	1/10/40
10 x 96	139733	3747383	1/5/20
12,5 x 76	139734	3747391	1/5/20

Cellacast® Active

Bandage de soutien mobilisateur.



Cellacast® Active

Indications

- pour une immobilisation ciblée après des fractures et des opérations ainsi qu'en cas de lésions ligamentaires ou de surcharge
- pour la fabrication de bandages rigides mobilisants

Propriétés

- traitement rapide avec un bandage léger sans fibre de verre
- flexibilité et mobilité élevée
- capacité d'adaptation particulièrement élevée grâce au tissu en polyester
- résistant aux cassures
- bords doux
- perméable à l'air
- radiotransparent

Composition du produit

Support en polyester imprégné de résine polyuréthane.

Remarques

- découpable à l'état non durci
- peut être posé avec des gants d'examen classiques
- le temps de prise est de 2,5 à 5 min. après activation à l'eau
- peut être mis en charge après 30 min
- température de l'eau de trempage recommandée: 20 - 24° C

Cellacast® Active

scellé en emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
crème			
2,5 x 1,8	139876	3747581	10/40
5 x 3,6	139877	3747599	10/40
7,5 x 3,6	139878	3747607	10/40
10 x 3,6	139879	3747615	10/40
12,5 x 3,6	139880	3747623	10/40
bleu			
5 x 3,6	139881	3747631	10/40
7,5 x 3,6	139882	3747649	10/40
10 x 3,6	139883	3747656	10/40
12,5 x 3,6	139884	3747664	10/40
rouge			
5 x 3,6	139885	2091627	10/40
7,5 x 3,6	139886	2091635	10/40
10x 3,6	139887	2091643	10/40
noir			
5 x 3,6	139888	3947157	10/40
7,5 x 3,6	139889	3947165	10/40
10 x 3,6	139890	3947173	10/40
lilas			
5 x 3,6	139891	3947181	10/40
7,5 x 3,6	139892	3947199	10/40
10 x 3,6	139893	3947207	10/40



Cellacast® Soft



Indications

- pour le façonnage d'attelles semi-rigides après des fractures, opérations et corrections orthopédiques
- pour traiter des ostéopathies et des maladies articulaires ainsi que des lésions ligamentaires et tendineuses

Propriétés

- immobilisation ciblée
- découpable autant à l'état durci qu'à l'état non durci
- ajustable à chaque morphologie
- souple même en cas d'utilisation multicouches
- contours doux et bords nets
- résistant aux cassures
- perméable à l'air
- radiotransparent

Composition du produit

Tricot en fibre de verre imprégné de résine polyuréthane.

Remarques

- peut être posé avec des gants d'examen classiques
- température de l'eau de trempage recommandée: 20 - 24°C
- le temps de prise est de 2,5 à 5 min. après activation à l'eau
- peut être mis en charge après 30 min.
- peut être retiré à l'aide de ciseaux à plâtre

Conseils

- la stabilité peut être partiellement augmentée grâce à l'association avec l'attelle Cellacast Xtra

Cellacast® Soft

scellé en emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
crème			
2,5 x 1,8	139680	3747706	10/40
5 x 3,6	139681	3747714	10/40
7,5 x 3,6	139682	3747722	10/40
10 x 3,6	139683	3747730	10/40
12,5 x 3,6	139684	3747748	10/40
bleu			
5 x 3,6	139685	3747755	10/40
7,5 x 3,6	139686	3747763	10/40
10 x 3,6	139687	3747771	10/40
12,5 x 3,6	139688	3747789	10/40
rouge			
5 x 3,6	139689	3747797	10/40
7,5 x 3,6	139690	3747805	10/40
10 x 3,6	139662	3954948	10/40
lilas			
5 x 3,6	139873	3947090	10/40
7,5 x 3,6	139874	3947108	10/40
10 x 3,6	139875	3947116	10/40
noir			
5 x 3,6	139870	3947066	10/40
7,5 x 3,6	139871	3947074	10/40
10 x 3,6	139872	3947082	10/40

Cellacast® Attelle

Attelle prête à l'emploi rembourrée, 7 couches.



Cellacast® Attelle

Indications

- pour le façonnage de bandages et d'attelles fonctionnels et de mobilisation partielle
- utilisation après des fractures et des opérations ainsi que pour traiter des ostéopathies et des maladies articulaires

Propriétés

- confort de port élevé
- noyau en fibre de verre constitué de 7 couches
- une attelle prédécoupée scellée en emballage individuel pour une prise en charge standard
- bandage de soutien synthétique, rembourré des deux côtés
- utilisation propre et rapide

Composition du produit

- tricot en fibre de verre imprégnée de polyuréthane 7 couches
- rembourré des deux côtés

Cellacast® Attelle

en carton distributeur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 3,6	139960	3947215	1/4
7,5 x 3,6	139961	3947223	1/2
10 x 3,6	139962	3947231	1/2
12,5 x 3,6	139963	3947249	1/2
15 x 3,6	139964	3947256	1/2

Cellacast® Attelle prédécoupée

scellé en emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 x 30	139965	3947264	1/10/40
7,5 x 30	139966	3947272	1/10/40
10 x 38	139967	3947280	1/10/40
10 x 76	139968	3947298	1/5/20
12,5 x 76	139969	3947306	1/5/20

Cellona® Bande plâtrée



Cellona® Bande plâtrée

Indications

- conçue pour la réalisation de bandages d'immobilisation de parties du corps après des blessures et des fractures

Propriétés

- utilisation multiple
- prête à être immergée
- imprègne rapidement et de manière homogène
- crème fine
- aisément modelable

Remarques

- les bandes résistent au transport après 30 min.
- totalement durci après 12 à 24 heures
- durcissement initial env. 3 à 4 minutes
- température de l'eau recommandée: 20 à 25°C

Composition du produit

Gaze coton 17 fils, masse de plâtre en sulfate de calcium hémihydraté α et β .

Cellona® Bande plâtrée

scellé par 5 unités

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6 x 2	25000	1022714	10/100
8 x 2	25001		10/100
10 x 2	25002	4167532	10/100
12 x 2	25003		10/100
15 x 2	25004	4167540	10/100
20 x 2	25005	4167557	10/50
8 x 3	25011	2088896	10/100
10 x 3	25012	1741479	10/100
12 x 3	25013	2091502	10/100
15 x 3	25014	2091510	10/50
20 x 3	25015	2091528	10/50
8 x 4	25021		10/50
10 x 4	25022		10/50
12 x 4	25023		10/50
15 x 4	25024		10/50
20 x 4	25025		10/50

Cellona® Xtra Bande plâtrée

scellé en emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7,5 x 2,7	91181	0398792	60
10 x 2,7	91182	0398800	60
15 x 2,7	91184	0398818	36
20 x 2,7	91185	0398826	36

Cellacast® Xtra

Bande plâtrée, attelle plâtrée.

Indications

- conçue pour la réalisation de bandages d'immobilisation de parties du corps après des blessures et des fractures

Propriétés

- grande stabilité
- bandes prêtes à être immergées
- économique dans la consommation de matériel
- texture crémeuse fine
- aisément modelable

Composition du produit

Gaze coton 17 fils, masse de plâtre en sulfate de calcium hémihydraté α et β .

Remarques

- les bandes résistent au transport après 30 min
- peut être mis en charge après 48 heures
- durcissement env. 2,5 minutes
- température de l'eau recommandée : 20 à 25°C

Cellona® Xtra Bande plâtrée

scellé en emballage individuel

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6 x 3	25050		60
8 x 3	25051		60
10 x 3	25052		60
12 x 3	25053	0398776	48
15 x 3	25054		36
20 x 3	25055		30

Cellona® Xtra Attelle en 4 épaisseurs

en sachet plastique et carton distributeur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 20	25056	0398834	1
12 x 20	25057		1
15 x 20	25058	0398842	1
20 x 20	25059	0398859	1

Cellona® Attelle, Cellona® Attelle large



Cellona® Attelle, Cellona® Attelle large



Indications

- conçue pour la réalisation de bandages d'immobilisation de parties du corps après des blessures et des fractures
- pour la mise en place de bandages à attelle et pour le renforcement de bandages circulaires

Propriétés

- grande stabilité
- bandes prêtes à être immergées, superposées 4 fois
- temps de pose réduit grâce à la technique de l'attelle
- économique dans la consommation de matériel
- texture crémeuse fine

Composition du produit

Gaze coton 17 fils, masse de plâtre en sulfate de calcium hémihydraté α et β .

Remarques

- température de l'eau recommandée : 20 à 25° C
- bandes pouvant être partiellement mises en charge après 30 min
- peut être entièrement mis en charge après 36-48 heures

Cellona® Attelle

en sachet plastique et carton distributeur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 20	25500	0398735	1
12 x 20	25501	0398743	1
15 x 20	25502	0398750	1
20 x 20	25503	0398768	1

Cellona® Attelle large

emballage individuel en sachet plastique, en rouleau

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
40 x 5	20301		1/10
60 x 5	20302		1/10
80 x 5	20303		1/10

tg® Bandage tubulaire



tg® Bandage tubulaire

Indications

- protection cutanée sous les plâtres et attelles synthétiques
- pour la fixation peu chronophage des pansements sur les parties du corps difficiles à panser (tête, tronc, doigts, extrémités)
- pour la fixation de matériaux de rembourrage et de pansements

Propriétés

- tricot sans couture
- doux pour la peau
- en fil de qualité
- extensible en largeur
- pose presque sans pli
- perméable à l'air
- blanc

Composition du produit

67 % coton (blanchi), 33 % tissu de support : viscose.

tg® Bandage tubulaire

en rouleau dans un carton distributeur

Taille		REF	CNK	Conditionnement (pièces)
rouleau de 5 m				
taille 1	(1,4 cm) doigt et orteil	24020	1685353	1/80
taille 2	(2,3 cm) doigt et orteil	24021	2574754	1/50
taille 3	(3 cm) pour plusieurs doigts, bras d'enfant	24022		1/40
taille 5	(5,5 cm) bras, jambe d'enfant, mollet	24023	2574762	1/40
taille 6	(6,5 cm) pour bras, jambe (moyen)	24024		1/40
taille 7	(7 cm) jambe entière, bras large, tête d'enfant	24025	2574770	1/40
rouleau de 20 m				
taille 1	(1,4 cm) doigt et orteil	24000	1685320	1/20
taille 2	(2,3 cm) doigt et orteil	24001	1685338	1/20
taille 3	(3 cm) pour plusieurs doigts, bras d'enfant	24002	1685346	1/10
taille 5	(5,5 cm) bras, jambe d'enfant, mollet	24003	1685288	1/10
taille 6	(6,5 cm) pour bras, jambe (moyen)	24004	1685296	1/10
taille 7	(7 cm) jambe entière, bras large, tête d'enfant	24005	1685304	1/18
taille 9	(8,5 cm) large cuisse, tête, aisselle	24006	1685312	1/12
taille 12	(12 cm) cuisse (extra grand), tête (grand), tronc d'enfant	24007	4177473	1/12
rouleau de 10 m				
taille K1	(16 cm) pour le tronc (petit) < M	24030	4177481	1/10
taille K2	(21 cm) pour le tronc (grand) > L	24031	2661627	1/10



tg® Soft

Indications

- pour le rembourrage sous les plâtres et attelles synthétiques

Propriétés

- doux et très extensible
- découpe simple et personnalisée
- pose presque sans pli
- épouse le contour du corps
- adhère au bandage rigide synthétique
- perméable à la vapeur d'eau et à l'air
- doux pour la peau
- rembourrage et protection cutanée réunis

Composition du produit

85 % coton (non blanchi),
15 % élasthanne.

Conseils

- convient particulièrement comme sous-couche de rembourrage pour l'immobilisation ciblée

tg® Soft

rouleau de 10 m en carton distributeur

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
S pour avant-bras, bras d'enfant, jambe d'enfant	13200	2667574	1/8
M pour mollet, bras	13201	2665511	1/6
L pour jambe	13202	2665537	1/4

Tubulaire en tricot, bande tubulaire en tricot



Tubulaire en tricot, bande tubulaire en tricot

Indications

- sous-couche pour plâtres et bandages rigides synthétiques

Propriétés

- souple
- doux pour la peau
- tricot sans couture
- tricot élastique essentiellement dans le sens de la largeur
- blanc brut

Composition du produit

100 % en coton blanc pur.

Conseils

- la bande tubulaire en tricot est utilisée pour le traitement ou le recouvrement sans pli de la peau au niveau des moignons d'amputations

Tubulaire en tricot

rouleau de 25 m, emballage individuel en sachet plastique

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6	14820	2939122	1/10
8	14821	2939130	1/10
10	14822	2939148	1/5
12	14823	2939155	1/5
15	14824	2939163	1/6
20	14825	2939171	1/3
25	14826	2939189	1/3
30	14827	2939114	1/3

Bande tubulaire en tricot

4 m, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
4	14799		1/110
6	14800		1/80
8	14801		1/48
10	14802		1/40
12	14803		1/32
15	14804		1/24
20	14805		1/20
25	14806		1/18

tg® Gant

Pansement prêt à l'emploi.



tg® Gant

Indications

- pour les mains sensibles comme par exemple pour un port sous des gants en caoutchouc et en latex

Propriétés

- manipulation simple et rapide
- doux et souple
- forme anatomique
- forme bien ajustée
- polyvalent

Composition du produit

100 % coton non blanchi, polyester (qualité couture).

Remarques

- lavable, peut être stérilisé à la vapeur (134°C, 7 min.)

tg® Gant

par paire en sachet plastique

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
pour enfants	24749	2091213	1/100
pour adultes taille 6-7 (petit)	24750	0845073	1/50
pour adultes taille 7 1/2 à 8 1/2 (medium)	24751	0845081	1/50
pour adultes taille 9 à 10 (grand)	24752	0845099	1/50



Haftan®

Indications

- pour une utilisation comme sous-couche sous les bandages de compression et les bandes adhésives
- pour la fixation de compresses de renforcement de la pression et de matériaux de rembourrage sous les plâtres et bandages rigides synthétiques

Propriétés

- fin
- pores ouverts, souple
- peu visible
- adhère l'un à l'autre
- blanc

Composition du produit

Mousse polyuréthane.

Haftan®

0.8 mm d'épaisseur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7 x 27,5	22315	2087930	6/60
10 x 27,5	22316	2087948	6/60

Bande de papier crêpe



Bande de papier crêpe

Indications

- pour la protection cutanée sous des plâtres et attelles non rembourrés
- pour la fixation de matériaux de rembourrage

Propriétés

- finement crêpé
- légèrement extensible dans le sens de la longueur
- pose sans pli
- robustesse de la face intérieure préservée, même en cas de pénétration d'humidité

Composition du produit

100 % cellulose.

Bande de papier crêpe

Dimensions (cm x m)	REF	Conditionnement (pièces)
4 x 4	14250	20/200
6 x 4	14251	20/200
8 x 4	14252	20/200
10 x 4	14253	20/200
12 x 4	14254	20/200

Cellona® Ouate synthétique



Cellona® Ouate synthétique



Indications

- pour le rembourrage des sous plâtres, attelles et bandages compressifs
- comme rembourrage en cas de fracture osseuse sous les plâtres et attelles
- comme rembourrage perméable à l'air en combinaison avec un pansement textile ou avec un tulle gras dans le traitement des plaies

Propriétés

- toile élastique
- cohésion suffisante pour une application circulaire
- il est possible de l'affiner en tirant légèrement dans le sens de la longueur
- perméable à l'air
- aucune absorption d'humidité

Composition du produit

100% fibre polyester, formule sans azurant optique.

Cellona® Ouate synthétique

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile			
4 x 3	10690		108
6 x 3	10692	0398891	72
10 x 3	10694	0398909	48
15 x 3	10695	0398917	36
20 x 3	10696	0398925	24
5 x 2,7	92840	0398933	96
7,5 x 2,7	92841	0398941	72
10 x 2,7	92842	0398958	48
15 x 2,7	92843	0398966	36
20 x 2,7	92844	0398974	24

Cellona® Rembourrage



Cellona® Rembourrage

Indications

- rembourrage pour une application antidérapante en cas de plâtres et de bandages rigides synthétiques partiellement rembourrés pour prévenir les points de pression

Propriétés

- accroît le confort de port des bandages de soutien
- perméable à l'air
- auto-adhésif
- adhésif doux pour la peau
- appliqué sous forme de bandes

Composition du produit

50 % polyester, 30 % polypropylène, 20 % tissu de support : viscose.

Remarques

- fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Cellona® Rembourrage

Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5 mm d'épaisseur, en sachet plastique			
19 cm x 38 cm	50810	0312595	10/60
2 mm d'épaisseur, en rouleau			
58 cm x 1 m	50811	1461417	1/10
28 cm x 10 m	50813	4177408	1/11

Cellona® Bordures rembourrées



Cellona® Bordures rembourrées

Indications

- rembourrage pour une application antidérapante sur les bords de plâtres et de bandages rigides synthétiques sur tous les points de pression

Propriétés

- accroît le confort de port des bandages de soutien
- auto-adhésif
- adhésif doux pour la peau
- appliqué sur toute la surface

Composition du produit

50 % polyester, 30 % polypropylène, 20 % tissu de support : viscose.

Remarques

- fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Cellona® Bordures rembourrées

2 mm d'épaisseur, en rouleau, dans un carton distributeur

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
8 x 5	50812	1170224	1/24



Cellona® Crème

Indications

- crème de protection et soin de la peau très sollicitée
- en cas de contact avec des solutions aqueuses, des tensioactifs, des solutions alcalines
- en cas de manipulation de plâtres ou de substances insolubles dans l'eau, par ex. les huiles et les laques

Propriétés

- émulsion huile-dans-eau
- pH neutre
- hydratant
- pénétration rapide
- a un effet régulateur sur l'équilibre hydrique et l'élasticité de la peau
- favorise la régénération
- protège de l'eau, des fluides, des souillures, des produits chimiques ou des détergents

Composition du produit

Crème: Aqua (eau), stéarate de glycérol SE, alcool cétéarylique, isopropyl palmitate, propylène glycol, caprylic/capric triglycérade, phénoxyéthanol, sodium cetearyl sulfate, parfum (fragrance), ricinoléate de glycéryle, acide benzoïque, acide déhydroacétique, acide citrique, éthylhexylglycérine,

Tube: aluminium,

Fermeture du tube: polypropylène.

Cellona® Crème en tube d'aluminium

Contenu (ml)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
100	50814	0175182	1/12

Cellona® Shoe



Cellona® Shoe



Indications

- chaussure orthopédique destinée à être portée par-dessus des plâtres et des bandages rigides synthétiques, des bandages compressifs et des bandages

Propriétés

- peut être utilisé comme soulier ou comme sandale
- protection contre le froid et l'humidité
- grâce à ses bandes auto-agrippantes réglables, il peut être ajusté sur mesure au pied
- peut être utilisé à droite comme à gauche

Composition du produit

Semelle extérieure (semelle de marche): caoutchouc thermoplastique, semelle intérieure: couche de mousse: polyéthylène, cartonnage: polypropylène/chloroprène-adhésif caoutchouc, fil de couture: polyester, partie supérieure: filet (extérieur): polyester, mousse (couche intermédiaire): polyuréthane, fil de couture: polyester, bandes auto-agrippantes: polyamide.

Cellona® Shoe

emballage individuel en sachet plastique

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
pour enfants			
P (pointure 25 - 30)	16471	2242790	1/12
XS (pointure 31 - 34)	16472	2242808	1/12
pour adultes			
S (pointure 35 - 38)	16473	2242816	1/12
M (pointure 39 - 41)	16474	2242824	1/12
L (pointure 42 - 43)	16475	2242832	1/12
XL (pointure 44 - 47)	16476	2242840	1/12
XXL (pointure 48 - 51)	90347	2954394	1/12

Cellona® Talonnettes de marche



Cellona® Talonnettes de marche

Indications

- amortit la marche avec plâtre et bandage rigide synthétique
- protection du bandage contre les salissures et l'humidité
- peut être intégrée lors de la mise en place du plâtre/attelles ou ultérieurement

Propriétés

- léger
- moulé en caoutchouc synthétique
- avec rainurages et boucles

Composition du produit

Moulé en caoutchouc synthétique.

Cellona® Talonnettes de marche

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
petit	50820	2203990	1/1/20
moyen	50821	2203982	1/1/20
grand	50822	2204006	1/1/10

Cellona® Shoecast



Cellona® Shoecast

Indications

- semelle de marche pour le port sur plâtres et bandages rigides synthétiques
- protection du bandage des salissures et de l'humidité venant du bas

Propriétés

- renfort de pied de forme anatomique
- contrefort haut enveloppant le talon
- fermeture auto-agrippante réglable en continu par simple croisement
- tenue fiable

Composition du produit

100% polyuréthane expansé, les bandes de maintien sont en 100% polyamide.

Conseils

- bandes de maintien de rechange pouvant être commandées séparément

Cellona® Shoecast

emballage individuel en sachet plastique

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
pour enfants			
taille 0, côté gauche (pointure 32 - 35)	50858	0248211	1/8
taille 0, côté droit	50859	0248229	1/8
pour adultes			
taille 1, côté gauche (pointure 36 - 38)	50860	0248252	1/10
taille 1, côté droit	50861	0491878	1/10
taille 2, côté gauche (pointure 39 - 42)	50862	0248260	1/10
taille 2, côté droit	50863	0248278	1/10
taille 3, côté gauche (pointure 43 - 46)	50864	0248286	1/8
taille 3, côté droit	50865	0248294	1/8
taille 4, côté gauche (pointure >46)	50869	1577279	1/6
taille 4, côté droit	50870	1577287	1/6

Bande de maintien de rechange avec fermeture auto-agrippante

emballage individuel en sachet plastique

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
40 cm (pour taille 0)	50868	1461649	10/80
90 cm (pour tailles 1 et 2)	50873	1461656	10/100
100 cm (pour tailles 3 et 4)	50874	1461664	10/100




Produits pour bloc opératoire

Sécurité et efficacité pour votre bloc opératoire

Grâce à nos nombreuses solutions OP, nous vous proposons une gamme complète pour des exigences élevées. Qu'il s'agisse des champs opératoires

Raucodrape, des vêtements pour le bloc opératoire Sentinelx, des trouses de bande de gaze OP ou des troussees Kitpack sur mesure : la qualité et la

fonctionnalité sont au coeur de nos produits – nous assurons ainsi une sécurité et une efficacité accrues dans votre bloc opératoire.



Raucodrape® Systèmes de champs opératoires




Indications

- champ pour patient et housse de protection pour appareil lors des interventions chirurgicales


Propriétés

- absorbant sur toute la surface et imperméables aux liquides
- remplissent les critères de haute performance selon la norme DIN EN 13795
- augmentent le confort d'utilisation
- permettent une prévention efficace des infections au bloc opératoire
- sont bien drapables
- sont des modèles pliés de façon pratique
- pictogrammes clairs
- tous les produits ont un double labelling

Composition du produit Raucodrape® PRO




pour les interventions avec écoulement moyen de fluides




pour les interventions avec écoulement élevé de fluides

Raucodrape® SMART



pour les interventions avec écoulement faible de fluides



pour les interventions avec écoulement moyen de fluides

* PE : polyéthylène, PP : polypropylène

Raucodrape® Trousses de base

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse de base mini

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33300	10/20
4	champs adhésifs à 2 couches	75 x <u>90</u>		

Raucodrape® SMART Trousse de base

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33902	22
1	bande adhésive	9 x 25		
4	champs adhésifs à 2 couches	75 x <u>75</u>		

Raucodrape® PRO Trousse de base

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33301	13
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
2	champs adhésifs à 2 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses de base

Chirurgie générale.

Raucodrape® SMART Trousse universelle stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33801	13
4	essuie-mains	30 x 20		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs, 2 couches, bandes adhésives (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>170</u>		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Raucodrape® PRO Trousse de base Super stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33302	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs, 2 couches,	90 x <u>110</u>		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive en trois parties (20 + 80 + 20 cm)	175 x <u>300</u>		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses pour petites interventions

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse pour petites interventions

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33315	22
2	essuie-mains	30 x 40		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ fenêtré, 2 couches, autoadhésif, fenêtre centrale ronde	225 x 240 12		

Raucodrape® SMART Trousse pour petites interventions I

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	34915	18
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ fenêtré, 2 couches, autoadhésif, fenêtre centrale ronde	170 x 240 12		

Raucodrape® SMART Trousse pour petites interventions II

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	34916	18
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ fenêtré, 2 couches, autoadhésif, fenêtre décentrée ronde	170 x 240 12		

Raucodrape® Trousses universelles

Chirurgie générale.

Raucodrape® SMART Trousse universelle

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33801	13
4	essuie-mains	30 x 20		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs à 2 couches, bandes adhésives (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif à 2 couches, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>170</u>		
1	champ adhésif à 2 couches, bande adhésive (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Raucodrape® PRO Trousse universelle I

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33307	13
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs à 2 couches Plus	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif à 2 couches Plus, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	champ adhésif à 2 couches Plus bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>250</u>		

Raucodrape® PRO Trousse universelle I Super

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33309	10
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs à 2 couches Plus	90 x <u>110</u>		
1	champ adhésif à 2 couches Plus bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	champ d'anesthésie à 2 couches Plus, fente, avec protection pour repose-bras	225 x <u>270</u> 45 x 65		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses universelles

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse universelle II

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33305	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housse de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs à 3 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif à 3 couches, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	champ adhésif à 3 couches, bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses de champ en U

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse de base avec champ en U

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33303	15
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	champ en U à 2 couches, fente	175 x <u>250</u> 10 x 65		

Raucodrape® PRO Trousse universelle I avec champ en U

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33310	12
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ adhésif, 2 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente	<u>225</u> x 260 10 x 100		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive en trois parties (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

Raucodrape® SMART Trousse universelle avec champ en U

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33810	12
2	essuie-mains	30 x 20		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ en U à 2 couches, fente	<u>200</u> x 260 10 x 80		
1	champ adhésif, 2 couches, bande adhésive (80 cm)	140 x <u>240</u>		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses de champ en U

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse universelle II avec champ en U

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33318	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ en U à 2 couches, fente, bande adhésive (70 cm)	<u>225</u> x 300 10 x 100		
1	champ d'anesthésie à 2 couches Plus, fente, avec protection pour repose-bras	225 x <u>270</u> 45 x 65		

Raucodrape® PRO Trousse de champ en U variable

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33313	15
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente	<u>225</u> x 240 20 x 20		
1	champ en U à 2 couches, fente	150 x <u>260</u> 20 x 65		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses de laparotomie

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse de laparotomie I stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33320	14
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ de laparotomie I servant au positionnement à plat, avec fenêtre abdominale, avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	260/200 x 335 28 x 32		

Raucodrape® PRO Trousse de laparotomie II stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33321	12
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ de laparotomie II, avec jambières intégrées, avec fenêtre abdominale, avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	260 x 310 125 28 x 32		

Raucodrape® PRO Trousse de laparotomie III stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33322	11
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ de laparotomie III, avec jambières intégrées, avec fenêtre abdominale, avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, avec poches à instruments à 2 compartiments, avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32		

Raucodrape® Trousses de cœlio-gynécologie

Chirurgie générale.

Raucodrape® PRO Trousse de cœlio-gynécologie I

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33325	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ de cœlio-gynécologie I, avec jambières intégrées,	260 x 310		
	avec fenêtre abdominale,	125		
	avec fenêtre périnéale,	28 x 32		
	avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	10 x 15		

Raucodrape® SMART Trousse abdomino-périnéale

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33825	11
2	essuie-mains	30 x 20		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ abdomino-périnéal, avec jambières intégrées,	230/260 x 302		
	avec fenêtre abdominale,	125		
	avec fenêtre périnéale,	28 x 32		
	avec protection pour repose-bras	10 x 15		

Raucodrape® PRO Trousse de cœlio-gynécologie II

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33326	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	alèse	75 x 120		
1	champ de cœlio-gynécologie II, avec jambières intégrées,	260 x 310		
	avec fenêtre abdominale,	125		
	avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire,	35 x 37		
	avec fenêtre périnéale,	28 x 32		
	avec poches à instruments à 2 compartiments,	10 x 15		
	avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré			

Raucodrape® Trousse de base pédiatrique

Pédiatrie.

Raucodrape® PRO Trousse de base pédiatrique

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33330	14
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
2	champs adhésifs à 2 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif à 2 couches, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	champ adhésif à 2 couches, bande adhésive (80 cm)	150 x <u>240</u>		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champ fenêtré avec film à inciser

Pédiatrie.

Raucodrape® PRO Champ fenêtré avec film à inciser

stérile, à 2 couches, avec film à inciser

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ fenêtré à 2 couches, fenêtré ovale, verticale et centrale avec film à inciser	120 x 150 7 x 10	33055	22/44

Raucodrape® Set Pfannenstiel - Trousse d'opération par voie haute

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Set Pfannenstiel - trousse d'opération par voie haute stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33360	12
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housse de mayo	80 x 145		
1	champ Pfannenstiel - pour opérer par voie haute, avec jambières intégrées,	260 x 310		
	avec fenêtré abdominale,	125		
	avec film adhésif élastique incluant la fenêtré opératoire,	35 x 37		
	avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	24 x 29		

Raucodrape® Trousses de cœlio-gynécologie

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Trousse de cœlio-gynécologie I

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33325	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ de cœlio-gynécologie I, avec jambières intégrées, avec fenêtre abdominale, avec fenêtre périnéale, avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	260 x 310		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Raucodrape® SMART Trousse abdomino-périnéale

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33825	11
2	essuie-mains	30 x 20		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ abdomino-périnéal, avec jambières intégrées, avec fenêtre abdominale, avec fenêtre périnéale, avec protection pour repose-bras	230/260 x 302		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Raucodrape® SMART Trousse de cœlio-gynécologie II

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33326	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	alèse	75 x 120		
1	champ de cœlio-gynécologie II, avec jambières intégrées, avec fenêtre abdominale, avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, avec fenêtre périnéale, avec poches à instruments à 2 compartiments, avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	260 x 310		
		125		
		35 x 37		
		28 x 32		
		10 x 15		

Raucodrape® Champs de césarienne

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Champ de césarienne

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ de césarienne pour un positionnement à plat, avec fenêtre abdominale,	260/200 x 335	33359	8/16
	27 x 33		
avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, avec poche de recueil des liquides intégrée, y compris supports d'écoulement, avec protection pour repose-bras	14 x 20		

Raucodrape® Champ d'accueil bébé

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ d'accueil d'un bébé, non-tissé absorbant les liquides	90 x 100	33160	18/72

Raucodrape® Trousse de champ de césarienne I

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1 champ de table	150 x 190	33361	11
4 essuie-mains	30 x 40		
1 housse de mayo	80 x 145		
1 champ d'accueil d'un bébé, non-tissé absorbant les liquides	90 x 100		
1 champ de césarienne I, servant au positionnement à plat, avec fenêtre abdominale, avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, avec poche de recueil des liquides intégrée, y compris supports d'écoulement, avec protection pour repose-bras	260/200 x 335 27 x 33 14 x 20		

Raucodrape® SMART Trousse de champ de césarienne

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1 champ de table	150 x 190	33861	12
4 essuie-mains	30 x 20		
1 housse de mayo	80 x 145		
1 bande adhésive	9 x 50		
1 champ d'accueil d'un bébé, non-tissé absorbant les liquides	90 x 90		
1 champ de césarienne pour un positionnement à plat, avec fenêtre abdominale, avec film à inciser intégré, avec poche de recueil des liquides intégrée, y compris supports d'écoulement, avec protection pour repose-bras	230/200 x 312 27 x 33		

Raucodrape® Champs de césarienne

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® Trousse de champ de césarienne II

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33362	11
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housse de mayo	80 x 145		
1	champ d'accueil d'un bébé, non-tissé absorbant les liquides	90 x 100		
1	champ de césarienne II, avec jambières intégrées, avec fenêtre abdominale,	260 x 310 125		
	avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, avec poche de recueil des liquides intégrée, y compris supports d'écoulement, avec protection pour repose-bras	27 x 33		

Raucodrape® Champs de gynécologie-cystoscopie

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Trousse de gynécologie-cystoscopie

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	120 x 140	33363	8/16
2	jambières de protection	75 x 120		
1	champ de gynécologie-cystoscopie, avec fenêtre périnéale centrale	90 x 175 9 x 15		

Raucodrape® SMART Trousse de cystoscopie

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	120 x 140	33863	40
2	jambières de protection	75 x 120		
1	champ de cystoscopie, avec fenêtre périnéale centrale	90 x 175 9 x 15		

Raucodrape® PRO Champ de gynécologie-cystoscopie

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
	champ de gynécologie-cystoscopie, avec fenêtre périnéale centrale	90 x 175 9 x 15	33039	35/70

Raucodrape® Set Lithotomie - Trousse pour opérer par voie basse

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Set Lithotomie - trousse pour opérer par voie basse

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33366	21
2	essuie-mains	30 x 40		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	alèse à 2 couches	75 x 120		
1	champ pour opérer par voie basse avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale	175/260 x 210 125 10 x 15		

Raucodrape® Trousses de gynécologie-urologie

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Trousses de gynécologie stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33364	14
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	fermeture auto-agrippante	2,5 x 20/24		
1	champ adhésif, film en PE	50 x 50		
1	champ de gynécologie I, avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale	240/260 x 230 125 10 x 15		

Raucodrape® Trousse de gynécologie-urologie stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33866	24
2	essuie-mains	30 x 20		
1	champ adhésif, film en PE	50 x 50		
1	champ de gynécologie, avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale	175/260 x 210 125 10 x 15		

Raucodrape® Trousse de gynécologie stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33365	14
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ adhésif, film en PE	50 x 50		
1	champ de gynécologie II, avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale, avec zone renforcée autour du site opératoire, avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation	240/260 x 230 125 10 x 15		

Raucodrape® Trousses de RTU (résection transurétrale)

Gynécologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Trousse de RTU I

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33376	21
2	essuie-mains	30 x 40		
1	fermeture auto-agrippante	2,5 x 20/24		
1	champ de résection transurétrale (RTU) I, avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale, avec fenêtre sus-pubienne, avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation, avec doigtier sans latex	225/260 x 210 125 5 8		

Raucodrape® PRO Trousse RTU

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33867	29
4	essuie-mains	30 x 20		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ de résection transurétrale (RTU), avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale, avec fenêtre sus-pubienne, avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation, avec doigtier sans latex	175/260 x 210 125 5 8		

Raucodrape® Pro Trousse de RTU II

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33368	18
2	essuie-mains	30 x 40		
1	fermeture auto-agrippante	2,5 x 20/24		
1	champ de résection transurétrale (RTU) II, avec jambières intégrées, avec fenêtre périnéale, avec fenêtre sus-pubienne, avec filtre intégré, avec doigtier sans latex	175/260 x 245 125 7 x 10 8		

Raucodrape® Trousse universelle avec champ en U

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousse universelle avec champ en U

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33310	12
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ adhésif à 2 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente	<u>225</u> x 260 10 x 100		
1	champ adhésif à 2 couches, bande adhésive en trois parties (15 + 70 +15 cm)	150 x <u>240</u>		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses d'orthopédie/de chirurgie de la hanche

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® SMART Trousse d'orthopédie stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33841	10
4	essuie-mains	30 x 20		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	stockinette orthopédique	33 x 110		
2	bandes adhésives en polyéthylène	10 x 50		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 150		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente	<u>200</u> x 240 10 x 80		
1	champ adhésif à 2 couches, bande adhésive (80 cm)	175 x <u>260</u>		

Raucodrape® PRO Trousse de chirurgie de la hanche I stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33387	9
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ adhésif à 2 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 180		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente	<u>225</u> x 260 10 x 100		
1	champ d'anesthésie à 2 couches Plus, fente, avec protection pour repose-bras	225 x <u>270</u> 45 x 65		

Raucodrape® PRO Trousse de chirurgie de la hanche II stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33388	8
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de table porte-instruments de Mayo spéciale	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ adhésif à 2 couches	75 x <u>90</u>		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 180		
1	stockinette orthopédique	33 x 110		
2	bandes adhésives en polyéthylène	10 x 50		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente, avec passe-tubulures intégré	<u>225</u> x 280 10 x 100		
1	champ d'anesthésie à 2 couches Plus, fente, avec protection pour repose-bras avec passe-tubulures intégrés	225 x <u>270</u> 45 x 65		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousse d'arthroscopie de la hanche

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie de la hanche stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table spécial	150 x 190	33357	13
4	essuie-mains	30 x 40		
1	champ d'arthroscopie de la hanche à 2 couches, fenêtre opératoire,	288 x 360		
	avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire, avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation, avec deux poches d'aspiration	30 x 30 20 x 20		

Raucodrape® Trousses d'extrémité

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousses d'extrémité I stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33343	11
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ adhésif à 2 couches	75 x 75		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 180		
1	champ d'extrémité à 2 couches Plus, avec une fenêtre élastique, avec passe-tubulures intégré	225 x 320 7		

Raucodrape® PRO Trousses d'extrémité II stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33344	11
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 180		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	champ d'extrémité à 2 couches Plus, avec une fenêtre élastique, avec passe-tubulures intégré	225 x 320 7		

Raucodrape® SMART Trousses d'extrémité stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33844	12
4	essuie-mains	30 x 20		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 150		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ d'extrémité à 2 couches Plus, avec une fenêtre élastique	200 x 305 7		

* signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousses d'extrémité

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousse d'extrémité III

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33345	10
2	essuie-mains	30 x 40		
1	houssede table porte-instruments de Mayo spéciale	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 180		
1	champ d'extrémité à 2 couches Plus, avec fenêtre élastique, avec protection pour repose-bras, avec passe-tubulures intégré	270/200 x 335 7		

Raucodrape® PRO Trousse d'extrémité main/pied

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33347	17
2	essuie-mains	30 x 40		
1	houssede mayo	80 x 145		
1	champ d'extrémité main/pied à 2 couches Plus, avec fenêtre élastique, avec passe-tubulures intégré	225 x 300 3		

Raucodrape® PRO Trousse de chirurgie de la main

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33349	14
1	houssede mayo	80 x 145		
1	champ de chirurgie de la main, avec fenêtre élastique,	370/175 x 285		
	avec champ d'anesthésie extra large, avec passe-tubulures intégré	3		

* signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champs d'extrémité

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Champs d'extrémité

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
2 couches			
champ d'extrémité à 2 couches, fenêtre élastique, ronde, centrale	200 x 300 7	33085	13/26
champ d'extrémité à 2 couches, fenêtre élastique, ronde, centrale	225 x 320 7		
à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés			
champ d'extrémité à 2 couches Plus, fenêtre élastique, ronde, centrale	225 x 320 7	33084	11/22
avec passe-tubulures intégré			

Raucodrape® PRO Champ d'extrémité bilatéral

non stérile, disponible uniquement pour les trousse individuelle

Contenu	Taille (cm)	Numéro de composant Trousse individuelle
champ d'extrémité bilatéral à 2 couches Plus, avec fenêtre élastique, avec passe-tubulures intégré	225 x 320 6	2002740

Raucodrape® PRO Champs d'extrémité main/pied

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
2 couches			
champ d'extrémité à 2 couches, fenêtre élastique, ronde, centrale	100 x 175 3	33080	20/40
champ d'extrémité à 2 couches, fenêtre élastique, ronde, centrale	150 x 180 3		
à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés			
champ d'extrémité main/pied à 2 couches Plus, fenêtre élastique, excentrée, avec passe-tubulures intégré	225 x 300 3	33082	10/20

Raucodrape® SMART Champ pour extrémités main/pied

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1 champ de table	120 x 140	33780	19
1 champ d'extrémité main/pied à 2 couches, fenêtre élastique excentrée	200 x 300 3		

Raucodrape® Champs d'arthroscopie

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie I

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	80 x 100	33350	23
1	houssede mayo Lite	80 x 145		
1	stockinette courte	24 x 80		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ d'extrémité à 2 couches, avec fenêtre élastique	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie II

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	80 x 100	33351	21
1	houssede mayo Lite	80 x 145		
1	houssede pour caméra, pliage avec revers	13 x 250		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ d'extrémité à 2 couches, avec fenêtre élastique	200 x 300 7		

Raucodrape® SMART Trousse d'arthroscopie

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	120 x 140	33851	17
1	houssede pour caméra, pliage avec revers	13 x 250		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	houssede mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ d'extrémité à 2 couches, avec fenêtre élastique	200 x 280 7		

Raucodrape® Champs d'arthroscopie

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® Trousse d'arthroscopie III

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	100 x 120	33352	11
2	casques chirurgicaux standards SMMS	150		
1	housses de mayo Lite	80 x 145		
1	housses pour caméra, pliage avec revers	13 x 250		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ d'extrémité à 2 couches, avec fenêtre élastique	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie IV

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	80 x 100	33353	15
1	casques chirurgicaux standards SMMS	150		
1	housses de mayo Lite	80 x 145		
1	housses pour caméra, pliage avec revers	13 x 250		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ d'extrémité à 2 couches avec fenêtre élastique	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie de l'épaule I

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	80 x 100	33354	20
1	housses de mayo Lite	80 x 145		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	champ en U à 2 couches, fente	225 x 260 10 x 100		

Raucodrape® Champs d'arthroscopie

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie du genou

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33348	10
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ adhésif à 2 couches	150 x 180		
1	stockinette orthopédique	33 x 55		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	champ d'arthroscopie du genou, avec fenêtres élastiques, avec poche de recueil des liquides intégrée y compris supports d'écoulement, avec passe-tubulures intégré et bande auto-agrippante	225 x 320 6 + 7 cm		

Raucodrape® PRO Champ d'arthroscopie du genou

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
	champ d'arthroscopie du genou, avec fenêtres élastiques, avec poche de recueil des liquides intégrée, y compris supports d'écoulement, avec passe-tubulures intégré et bande auto-agrippante	225 x 320 6 + 7	33086	11/22

Raucodrape® PRO Trousse d'arthroscopie de l'épaule en position semi-assise (beach chair)

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33355	14
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive en polyéthylène	10 x 50		
1	stockinette courte	24 x 80		
1	champ d'arthroscopie de l'épaule, avec fenêtre élastique en forme de poire, avec poche de recueil des liquides intégrée, y compris supports d'écoulement, avec 3 bandes auto-agrippantes	225 x 380 11,5 x 12,5		

Raucodrape® Trousses de champ d'isolation verticale/

Champ d'isolation verticale

Orthopédie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Trousse de champ d'isolation verticale stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33389	10
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ d'isolation verticale, un film en polyéthylène transparent, avec film à inciser intégré,	250 x <u>330</u> 80 x 30		
	avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation, 2 poches instrument diathermie avec deux bandes auto-agrippantes pour fixer les tubulures et les câbles			

Raucodrape® PRO Champ d'isolation verticale stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
	champ d'isolation verticale, un film en polyéthylène transparent, avec film à inciser intégré,	250 x <u>330</u> 80 x 30	137038	15
	avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation,			
	2 poches instrument diathermie,			
	avec deux bandes auto-agrippantes pour fixer les tubulures et les câbles			

Raucodrape® SMART Champ vertical stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	90 x 100	33738	20
1	champ d'isolation verticale, un film en polyéthylène transparent, avec film à inciser intégré,	230 x 320 30 x 40		
	avec poche collectrice de liquides intégrée, incluant un filtre et un embout d'évacuation, avec deux supports pour la fixation des tubulures et des câbles			
1	poche à instruments	20 x 30		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousse de craniotomie

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Trousse de craniotomie

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33370	14
2	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
3	champs adhésifs, film en polyéthylène	50 x 50		
1	champ de craniotomie, fenêtre opératoire, avec film à inciser intégré, avec poche collectrice de liquides intégrée, pourvue de rigoles d'évacuation latérales, incluant un filtre et un embout d'évacuation, avec passe-tubulures intégré	225 x 280 19 x 25		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champ de laparatomie/rachis

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Champ de laparatomie/rachis

stérile, à 3 couches

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ de laparatomie/rachis à 3 couches,	225 x 320	33051	8/16
fenêtre ovale, verticale, excentrée, auto-adhésive	11 x 22		

Raucodrape® Trousses de tête

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Trousses de tête I

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33371	16
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	champ adhésif à 2 couches	75 x 90		
1	champ en U à 2 couches, fente	150 x 250 10 x 80		
1	champ adhésif à 2 couches	75 x 90		

Raucodrape® PRO Trousses de tête II

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33372	13
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housses de mayo	80 x 145		
1	bande adhésive	9 x 50		
1	champ turban en 2 parties à 2 couches,	130 x 100		
1	champ en U à 2 couches Plus,	225 x 300		
	fente rectangulaire, avec passe-tubulures intégré	14 x 80		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Trousse de champ en U/Champ en U

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Trousse de champ en U variable

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33313	15
4	essuie-mains	30 x 40		
1	housse de mayo	80 x 145		
1	champ en U à 2 couches Plus, fente	<u>225</u> x 240 20 x 20		
1	champ en U à 2 couches, fente	150 x <u>260</u> 20 x 65		

Raucodrape® PRO Champ opératoire en U

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
2 couches				
champ en U à 2 couches, fente		<u>150</u> x 250 10 x 80	33073	14/28

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champ d'oreille fenêtré

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Champ d'oreille fenêtré

stérile, 2 couches, auto-adhésif

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ d'oreille fenêtré à 2 couches, fenêtre ovale, verticale, excentrée	175 x 240 5 x 7,5	33050	11/22

Raucodrape® Champs d'ophtalmologie

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Champ d'ophtalmologie

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ d'ophtalmologie à 2 couches,	80 x 80	33077	30/120
fenêtre centrale, centrée,	7 x 10		
avec film adhésif élastique perforé			

Raucodrape® PRO Champ d'ophtalmologie

non stérile, disponible uniquement pour les trousses individuelles

Contenu	Taille (cm)	Numéro de composant Trousses individuelles
champ d'ophtalmologie à 2 couches, fenêtre ovale, excentrée, avec poche de recueil des liquides intégrée des deux côtés	120 x 150 7 x 10	2075963
champ d'ophtalmologie à 2 couches, fenêtre ovale, centrée, avec film adhésif élastique perforé	50 x 50 7 x 10	

Raucodrape® SMART Champ d'ophtalmologie

non stérile, disponible uniquement pour les trousses individuelles

Contenu	Taille (cm)	Taille/position de la fenêtre opératoire	Numéro de composant Trousses individuelles
champ d'ophtalmologie à 2 couches,	115 x 134	7.5 cm, ronde, central	2078696
fenêtre centrale, ronde,	7,5		
avec film adhésif élastique,			
avec poche de recueil des liquides intégrée			
champ d'ophtalmologie à 2 couches,	60 x 57.5	6 x 8 cm ovale, excentrée	2073671
fenêtre ovale, excentrée,	6 x 8		
avec film adhésif élastique perforé,			
avec poche de recueil des liquides intégrée			

Raucodrape® PRO Champ d'ophtalmologie

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ d'ophtalmologie, 3 couches, fenêtre centrale, centrée,	150 x 150	160056	17/34
avec film totalement élastique,	7 x 10		
avec poche de recueil des liquides intégré			

Raucodrape® Champs d'ophtalmologie

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® Champ d'ophtalmologie

non stérile, disponible uniquement pour les trousses individuelles

Contenu	Taille (cm)	Taille/position de la fenêtre opératoire	Numéro de composant Trousses individuelles
champ d'ophtalmologie, 3 couches, fenêtré ovale, centrée,	150 x 160	7 x 10 cm, ovale, excentrée	2110183
avec film adhésif élastique perforé, avec poche de recueil des liquides intégrée	7 x 10		
champ d'ophtalmologie, hydrofuge et non-tissé, fenêtré ovale, excentrée,	120 x 160	7 x 10 cm, ovale, excentrée	2110182
avec film adhésif élastique perforé, avec poche de recueil des liquides intégrée des deux côtés, avec arceau nasal	7 x 10		

Raucodrape® Champ pour chirurgie maxillo-faciale

Neurochirurgie, ORL, OMF, Ophtalmologie.

Raucodrape® PRO Champ pour chirurgie maxillo-faciale

stérile, 2 couches

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	75 x 90	33045	18/36
1	champ pour chirurgie maxillo-faciale à 2 couches, fenêtre en forme de losange, excentrée	112 x 150 10 x 14		

Raucodrape® Trousse cardiovasculaire

Cardiochirurgie/Angiographie.

Raucodrape® Trousse cardiovasculaire

stérile

	Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	champ de table	150 x 190	33383	8
4	essuie-mains	30 x 40		
2	housses de table portes-instruments de Mayo	80 x 145		
2	bandes adhésives	9 x 50		
2	surchaussures, transparentes	37,5 x 24		
1	champ opératoire	150 x 180		
1	champ en U bilatéral à 2 couches Plus, fente, avec passe-tubulures intégré	175 x 260 20 x 100		
1	champ cardiovasculaire à 2 couches Plus, fenêtre opératoire, avec film à inciser intégré, avec poche à instruments bilatérale à 2 compartiments, avec deux poches à instruments supplémentaires avec 1 compartiment, avec cinq bandes auto-agrippantes pour fixer les tubulures et les câbles	300/225 x 370 38 x 40		

Raucodrape® Champs d'angiographie

Cardiochirurgie/Angiographie.

Raucodrape® PRO Champ d'angiographie I

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	80 x 100	33381	11/22
1	essuie-mains	30 x 40		
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ d'angiographie à 3 couches, avec deux fenêtres rondes, excentrées	150 x 240 12		

Raucodrape® PRO Champ d'angiographie II

stérile

Contenu		Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
1	papier d'emballage	80 x 100	33382	8/16
1	essuie-mains	30 x 40		
1	bande adhésive	9 x 25		
1	champ d'angiographie à 3 couches, avec zone renforcée autour du site opératoire, avec film en polyéthylène bilatéral, avec deux fenêtres excentrées, avec film adhésif élastique incluant la fenêtre opératoire	227 x 330 12 x 12 8		

Raucodrape® PRO Champ d'angiographie III

non-stérile, disponible uniquement pour les trousses individuelles

Contenu	Taille (cm)	Numéro de composant Trousses individuelles
champ d'angiographie à 2 couches Plus, avec film en polyéthylène bilatéral,	240 x 335	3014694
deux fenêtres fémorales excentrées,	7 x 9	
deux fenêtres radiales excentrées	5 x 7	

Raucodrape® Champs opératoires
stérile, 2 couches

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
38 x 45	33001	2936433	220/880
45 x 75	33002	2936425	120/480
75 x 90	33003		65/260

Raucodrape® Champs de protection opératoire

Raucodrape® PRO Champs de protection opératoire

stérile, 2 couches

Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
75 x 90	33005	40/160
90 x 110	33190	25/100
100 x 150	33008	27/54
150 x 180	33009	13/26
150 x 240	33004	13/26

Raucodrape® SMART Champs de protection opératoire

stérile, 2 couches

Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
75 x 90	153705	46
100 x 100	153706	48
150 x 150	33707	40

Raucodrape® Champs de table opératoire
stérile

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
champ de table opératoire Standard			
120 x 140	33090		26/52
150 x 190	33091		15/30
champ de table opératoire, Spécial			
150 x 190	33092		11/22
champ de table opératoire, Spécial XL			
200 x 250	34096		7/14
housse de mayo, Standard			
80 x 145	33093	2980035	35/70
housse de mayo, Lite			
80 x 145	33094		40/80
housse de table porte-instruments de mayo, Spécial			
80 x 145	33095		25/5

Raucodrape® Champs opératoires adhésifs

Raucodrape® PRO Champs opératoires adhésifs

stérile

Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
2 couches		
50 x <u>50</u>	33010	80/320
50 x <u>75</u>	33011	60/240
75 x <u>75</u>	33012	40/160
75 x <u>90</u>	33013	38/152
90 x <u>110</u>	33020	25/100
150 x <u>180</u>	33025	20/40
175 x <u>180</u>	33016	17/34
150 x <u>240</u>	33018	15/30
175 x <u>300</u>	33024	10/20
2 couches Plus		
150 x <u>180</u>	33015	18/36
175 x <u>180</u>	33017	15/30
150 x <u>250</u>	33019	14/28
190 x <u>225</u>	33021	11/22
champ de glissement, 2 couches		
<u>90</u> x 150	33022	19/76

Raucodrape® SMART OR Champs opératoires adhésifs

stérile, 2 couches

Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
75 x <u>90</u>	33716	120
175 x <u>170</u>	33718	30
140 x <u>240</u>	33717	28

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champs fenêtrés

Raucodrape® Champs fenêtrés

stérile, 2 couches

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6 cm, ronde, central	45 x 75	33040	2617215	130/520
8 cm, ronde, central	75 x 90	33042		70/280

Raucodrape® Champs opératoires fenêtrés

stérile

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
champ de protection épidural, transparent, autoadhésif				
10 cm, ronde, central	75 x 100	33148		55/220
champ de protection épidural, 2 couches, autoadhésif				
ronde, excentrée	60 x 75	33047		68/272

Raucodrape® PRO Champs opératoires fenêtrés

stérile, 2 couches, autoadhésif

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
variable	50 x 75	33058	3421203	50/200
variable	75 x 90	33059	3421211	30/120
6 cm, ronde, central	50 x 60	33041		70/280
8 cm, ronde, central	75 x 90	33043		40/160
7 x 10 cm, ovale, en diagonale, excentrée	120 x 150	33044		25/50
12 cm, ronde, excentrée	150 x 200	33046		18/36

Raucodrape® SMART Champs opératoires fenêtrés

stérile, 2 couches, autoadhésif

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
variable	75 x 90	153742		40
6 cm, ronde, central	50 x 60	153740		70
7 x 10 cm, ovale, en diagonale, excentrée	120 x 150	33741		50

Raucodrape® PRO Champ de protection épidural

stérile, 2 couches, autoadhésif

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 15 cm, rectangulaire, verticale, excentrée	55 x 90	33049		45/180

Raucodrape® PRO Champ pour chirurgie maxillo-faciale

stérile, 2 couches

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
10 x 14 cm, en forme de losange, excentrée	112 x 150	33045		18/36

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champs fenêtrés

Raucodrape® PRO Champ d'oreille fenêtré

stérile, 2 couches, autoadhésif

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
5 x 7,5 cm, ovale, verticale, excentrée	175 x 240	33050	11/22

Raucodrape® PRO Champ fenêtré avec film à inciser

stérile, à 2 couches, avec film à inciser

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
7 x 10 cm, ovale, verticale, centrale	120 x 150	33055	22/44

Raucodrape® PRO Champ de laparatomie/rachis

stérile, à 3 couches

Taille/position de la fenêtre opératoire	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
11 x 22 cm, ovale, verticale, excentrée, autoadhésive	225 x 320	33051	8/16

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Champs opératoires en U

Raucodrape® PRO Champs opératoires en U stérile

Taille (cm)	Dimensions de la fente (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
2 couches			
75 x 90	7 x 30	33062	35/140
125 x 150	10 x 45	33064	28/56
150 x 200	10 x 65	33067	14/28
150 x 250	10 x 80	33073	14/28
225 x 260	10 x 100	33069	13/26
3 couches			
150 x 200	10 x 65	33068	10/20
2 couches Plus			
225 x 260	10 x 100	33071	11/22
2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés			
225 x 280	10 x 100	33060	10/20
bilatéral à 2 couches Plus, avec des passe-tubulures intégrés			
175 x 260	20 x 100	33072	13/26

Raucodrape® SMART Champs opératoires en U stérile, 2 couches

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ en U, 2 couches, fente	200 x 260 10 x 80	33760	18

Raucodrape® Champs en U stériles, film en polyéthylène

Taille (cm)	Dimensions de la fente (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
150 x 210	14 x 75	33066	40/80

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Housses de protection pour appareils

Raucodrape® Housse de protection pour appareil

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
protège tabouret	Ø = 75 cm	33124	30/120
housses ampli de brillance, ronde	80 cm x 90 cm	33113	40/160
housses ampli de brillance, ronde	Ø = 90 cm	33120	20/80
housses ampli de brillance, ronde	Ø = 120 cm	33121	15/60
housses ampli de brillance, rectangulaire	80 cm x 145 cm	33112	25/100
housses ampli de brillance, rectangulaire	80 cm x 45 cm	33122	30/120
set pour ampli de brillance, en trois pièces			
2 housses ampli de brillance	65 cm x 75 cm	33155	20/40
housses pour le bras 1C - en demi cercle	30 cm x 195 cm		
set pour ampli de brillance, 1 pièce	90 cm x 225 cm	33115	19/38
		33119	20/80
gaine pour câble de caméra	15 cm x 250 cm	138128	62/124
paire de protection pour accoudoir de chaise	35 cm x 73 cm	33123	46/184

Raucodrape® Accessoires

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
éléments complémentaires autoadhésifs servant à une application rapide et sûre			
renfort absorbant, 2 pièces	35 cm x 50 cm	33125	80/320
renfort absorbant	50 cm x 75 cm	33126	33/132
fermeture auto-agrippante	2,5 x 20/24 cm	33127	100/400
bande de fixation adhésive	9 cm x 50 cm	160116	200/800
bande adhésive avec fixation tubulure	9 cm x 11 cm	160147	220/880
poche instrument diathermie, 1 compartiment	38 cm x 40 cm	33109	110/440
poche instrument diathermie, 2 compartiments	38 cm x 40 cm	33110	110/440
champ périnéal	20 cm x 40 cm	33100	140/560
poche universelle de recueil des liquides	60 cm x 90 cm	33775	35/70
poche instrument, 2 compartiments	45 cm x 25 cm	33156	120/480
en complément des gammes d'habillement pour le bloc opératoire et pour recouvrir le patient			
manchette de protection	50 cm	33103	45/180
jambière de protection, 2 pièces	50 cm x 110 cm	33104	26/104
jambière de protection, 2 pièces	75 cm x 120 cm	33105	30/60
stockinette, courte,	24 cm x 80 cm	33128	17/68
avec 1 film adhésif inclus	10 cm x 50 cm		
stockinette, medium,	24 cm x 110 cm	33129	12/48
avec 1 film adhésif inclus	10 cm x 50 cm		
stockinette, large,	32 cm x 120 cm	33130	16/32
avec 2 films adhésifs inclus	10 cm x 50 cm		
essuie mains, 2 pièces	30 cm x 40 cm	33108	120/480
champ sous fessier I	75 cm x 120 cm	33101	28/112
champ sous fessier II avec poche de recueil	75 cm x 100 cm	33102	35/70

Raucodrape® Champ Bébé

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
champ bébé, absorption des liquides, matériau non-tissé	90 x 100	33160	18/72

Raucodrape® PRO Accessoires

stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
stockinette orthopédique,	33 x 55	33106	65/130
avec 1 film adhésif inclus	10 x 50		
stockinette orthopédique,	33 x 110	33107	38/76
avec 2 films adhésifs inclus	10 x 50		

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Accessoires

Raucodrape® SMART Accessoires stérile

Contenu	Taille (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
stockinette orthopédique, avec 1 film adhésif inclus	33 x 55 10 x 50	33770	440
stockinette orthopédique, avec 2 films adhésifs inclus	33 x 110 10 x 50		
		33771	240

_ signale le côté avec surface adhésive

Raucodrape® Films à inciser



Indications

- pour recouvrir la zone de l'incision en cas d'interventions chirurgicales afin de minimiser la pénétration d'agents pathogènes dans la plaie

Propriétés

- adhésif doux pour la peau
- élastique et modelable
- imperméable aux bactéries
- perméable à la vapeur d'eau
- transparent et antireflets
- avec un bord pour une application pratique
- utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel

Composition du produit

film de polyuréthane recouvert de adhésif en polyacrylate


Raucodrape® Films à inciser

stérile, scellé en emballage individuel

Taille (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
12 x 17	146440	4573986	10/80
15 x 20	146441	4573994	10/80
30 x 20	146442	4574000	10/80
45 x 20	146443	4574018	10/80
40 x 35	146444	4574026	10/80
45 x 50	146445	4574034	10/80
45 x 65	146446	4574042	10/40
55 x 80	146447	4574059	10/40
72 x 88	146448	4574067	10/40

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Tenues de bloc.



Sentinex® Tenues de bloc

- protection fiable contre la pénétration de germes et de liquides



Sentinex® Tenues de bloc

- structure SoftTex novatrice avec une texture semblable à un textile, une poche de poitrine pratique, divisée en 2 et des manches raglan offrant davantage de confort



Sentinex® Blouson de bloc à isolation thermique/ Sentinex® Blouson de bloc à isolation thermique Soft

- l'élastique de fermeture dans la bas du dos et les poignets tricotés des manches assurent une bonne tenue, ce qui augmente la sécurité en salle d'opération et réduit le risque de contamination



Sentinex® Thermo Mini-Poncho, blue

- garde la poitrine, les épaules et le cou au chaud

Indications


- tenue à usage unique non stérile devant être portée dans la plupart des zones critiques d'un point de vue hygiénique au sein d'un établissement pour minimiser la dissémination d'agents infectieux d'une zone à l'autre

Propriétés




- respirant
- résistant au déchirement
- hydrophobe
- opaque
- utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel
- matière ne peluchant pas
- les deux matériaux remplissent les exigences de performance standard selon la norme EN 13795 relative aux casques chirurgicales en zone moins critique

Composition du produit

SMMS (polypropylène), Spunbond (polypropylène), polyester.



Sentinex Tenue de bloc (SMMS)



Sentinex Tenue de bloc Soft (Spunbond)

Taille de standard

	Taille										
tailles femme	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
tailles L&R/internationales	XS	S		M		L		XL		XXL	
tailles homme	—	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Tenues de bloc.

Sentinex® Tenue de bloc

Taille	REF	Conditionnement (pièces)
trousse de tenues de bloc, verte		
XS	39501	50
S	39514	45
M	39515	40
L	39516	35
XL	39517	35
XXL	39518	30
trousse de tenues de bloc, bleue		
XS	39502	50
S	39519	45
M	39520	40
L	39521	35
XL	39522	35
XXL	39523	30
blouse de bloc, verte		
XS	39503	105
S	39524	100
M	39525	90
L	39526	80
XL	39527	75
XXL	39528	70
blouse de bloc, bleue		
XS	39505	105
S	39534	100
M	39535	90
L	39536	80
XL	39537	75
XXL	39538	70
pantalon de bloc, vert		
XS	39504	80
S	39529	75
M	39530	70
L	39531	65
XL	39532	60
XXL	39533	55
pantalon de bloc, bleu		
XS	39506	80
S	39540	75
M	39541	70
L	39542	65
XL	39543	60
XXL	39544	55
blouson de bloc à isolation thermique, bleu		
M	39512	40
L	39513	40
thermo mini-poncho, bleu		
Taille unique	39580	120

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Tenues de bloc.

Sentinex® Tenues de bloc op Soft

Taille	REF	Conditionnement (pièces)
trousse de tenues de bloc Soft, verte		
XS	39507	25
S	39545	25
M	39546	22
L	39547	20
XL	39548	20
XXL	39549	20
trousse de tenues de bloc Soft bleue		
XS	39508	25
S	39550	25
M	39551	22
L	39552	20
XL	39553	20
XXL	39554	20
blouse de bloc Soft, verte		
XS	39509	60
S	39555	55
M	39556	50
L	39557	50
XL	39558	45
XXL	39559	40
blouse de bloc Soft, bleue		
XS	39576	60
S	39565	55
M	39566	50
L	39567	50
XL	39568	45
XXL	39569	40
pantalon de bloc Soft, vert		
XS	39575	50
S	39560	45
M	39561	40
L	39562	40
XL	39563	35
XXL	39564	30
pantalon de bloc Soft, bleu		
XS	39577	50
S	39570	45
M	39571	40
L	39572	40
XL	39573	35
XXL	39574	30
blouson de bloc à isolation thermique Soft, bleu		
M	39510	30
L	39511	30
XL	39611	25

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Casaques chirurgicales PRO.

PRO – une protection maximale pour des interventions plus longues et plus complexes

- large gamme
- conception large, avec un très grand confort de port
- répondent aux exigences de la norme EN 13795
- adapté pour
 - ♦ interventions avec p. ex. écoulement de fluides moyen à élevé
 - ♦ interventions chirurgicales prolongées



Sentinex® PRO Casaque chirurgicale Basic

- casaque pour petites interventions et soins
- avec 3 lanières dans le dos pour une fermeture sûre

Indications

- casaques chirurgicales à usage unique à porter lors d'interventions chirurgicales
- minimisation de la propagation d'agents infectieux lors du contact direct entre l'équipe chirurgicale et la plaie chirurgicale



Sentinex® PRO Casaque chirurgicale Standard

- casaque chirurgicale enveloppante avec région dorsale stérile grâce au rabat particulièrement large.
- convient le mieux aux interventions avec accumulation faible de fluides

Propriétés

- matériau Spunlace hydrofuge
- utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel
- présente une faible teneur en particules
- partie dorsale stérile, pliée de manière pratique moyennant une forme de coupe particulière
- la casaque chirurgicale « Special » est pourvue de renforts intérieurs, imperméables aux liquides au niveau des manches et à l'avant



Sentinex® PRO Casaque chirurgicale Spécial

- casaque chirurgicale enveloppante basée sur le modèle Standard
- imperméabilité renforcée aux liquides à l'avant et au niveau des bras.
- convient très bien aux interventions avec accumulation élevée de fluides

Composition du produit

Non-tissé composé de cellulose/ polyester (Spunlace), polypropylène, film en polyéthylène respirant.



Sentinex® PRO Casaque chirurgicale Spécial Plus

- casaque chirurgicale enveloppante basée sur le modèle Spécial
- avec une zone renforcée plus large pour une protection sûre en cas de charge latérale de liquide



Polypropylène



Spunlace

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Casaques chirurgicales PRO.

Sentinex® PRO Casaques chirurgicales Spunlace

stérile

Taille	Dimensions (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
standard avec un emballage stérile, incluant deux essuie-mains			
S / M	120	19300	44
L	130	19301	40
XL	150	19302	36
XL long	170	19303	32
XXL	150	19304	32
spécial avec un emballage stérile, incluant deux essuie-mains			
S / M	120	19310	40
L	130	19311	36
XL	150	19312	32
XL long	170	19313	28
XXL	150	19314	28
trousse Standard (stérile), 3x XL			
3 x XL	150	19308	12
trousse Standard (stérile), 2x XL, 1x L			
2 x XL / 1 x L		19309	12

Sentinex® PRO Casaques chirurgicales SMMS

stérile

Taille	Dimensions (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
standard avec emballage stérile, y compris deux essuie-mains			
S / M	120	19340	52
L	130	19341	48
XL	150	19342	44
XL long	170	19343	40
XXL	150	19344	40
spécial avec emballage stérile, y compris deux essuie-mains			
S / M	120	19350	48
L	130	19351	44
XL	150	19352	40
XL long	170	19353	36
XXL	150	19354	36
standard "direct" sans emballage stérile			
S / M	120	19360	52
L	130	19361	48
XL	150	19362	44
spécial "direct" sans emballage stérile			
S / M	120	19370	48
L	130	19371	44
XL	150	19372	40
spécial Plus "direct" sans emballage stérile			
XL	150	31276	36
basic "direct" sans emballage stérile			
S / M	120	19380	48
L	130	19381	44
XL	150	19382	40

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Casaques chirurgicales SMART.


SMART – protection pour les interventions courtes et simples

- gamme spécifique
- conception de qualité
- répondent aux exigences de la norme EN 13795
- convient aux
 - ♦ interventions avec écoulement de fluides faible à moyen
 - ♦ interventions chirurgicales courtes, par ex. dents de sagesse, végétations, canaux carpiens



Sentinex® SMART Casaque chirurgicale Standard

- casaque chirurgicale enveloppante avec région dorsale stérile grâce au rabat large.
- pour les interventions avec écoulement faible et moyen de fluides



Sentinex® SMART Casaque chirurgicale Special renforcée

- casaque chirurgicale enveloppante basée sur le modèle Standard, dont l'imperméabilité aux liquides est renforcée au niveau du plastron et des manches.
- les zones de renforts offrent une résistante haute contre l'humidité et la pénétration des bactéries.
- convient très bien aux interventions avec écoulement de fluides moyen

Indications

- casaques chirurgicales à usage unique à porter lors d'interventions chirurgicales
- minimisation de la propagation d'agents infectieux lors du contact direct entre l'équipe chirurgicale et la plaie chirurgicale

Propriétés

- matériau polypropylène hydrophobe
- utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel
- présente une faible teneur en particules
- partie dorsale stérile (sauf sur les casaques chirurgicales Basic), pliée de manière pratique moyennant une forme de coupe particulière
- la casaque chirurgicale "Special" est pourvue de renforts intérieurs, imperméables aux liquides au niveau des manches et à l'avant

Composition du produit

Polypropylène, film en polyéthylène respirant.

Sentinex® SMART Casaques chirurgicales

stérile

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
standard avec un emballage stérile, incluant deux essuie-mains			
M / L	33651	3421260	52
XL	33652	3421278	48
XXL	33653	3421286	44
special avec un emballage stérile, incluant deux essuie-mains			
M / L	33661	3421294	48
XL	33662	3421302	44
XXL	33663	3421310	40
standard "direct" sans emballage stérile			
M / L	109151		52
XL	109152		48
XXL	109153		44
special "direct" sans emballage stérile			
M / L	109161		48
XL	109162		44
XXL	109163		40

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Masques chirurgicaux.



Indications

- minimisation de la transmission de bactéries et de particules provenant de la zone buccale et faciale du personnel chirurgical au patient
- la couche externe renforcée empêche la pénétration de particules ou d'éclaboussures de liquides conformément à la norme EN14683, type II ou type IIR

Propriétés

- inodores, sans fibre de verre, utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel
- plié 3 ou 4 fois horizontalement se chevauchant
- haute capacité de filtration bactérienne permettant de prévenir efficacement les infections
- arceau nasal extra-long
- tous les masques chirurgicaux Sentinex répondent aux exigences de la norme de l'Union européenne (UE) DIN EN 14683

Composition du produit

Polypropylène, polyester, cellulose.

Sentinex® Masques chirurgicaux

stérile

Contenu	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Sentinex Classic masque chirurgical bleu	162003	4801973	1/300
Sentinex Classic masque chirurgical vert	162002	4795787	1/300
Sentinex Classic EL masque chirurgical vert	162000	4803664	1/500
Sentinex Classic Sensitive masque chirurgical blanc	162005	2661791	1/300
Sentinex Classic Extra Plus masque chirurgical orange	162010	4802021	1/300
Sentinex Classic anti buée masque chirurgical vert	162004	4801981	1/300
Sentinex Classic Sensitive anti buée masque chirurgical blanc	162006		1/300
Sentinex Safety masque chirurgical anti-buée avec visière orange	162009		1/100
Sentinex Safety masque chirurgical orange	162008	4802005	1/300

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Masques chirurgicaux.



Sentinex® Classic

- le modèle haut de gamme
- offre un excellent confort de port de par l'emploi de matériaux d'une haute qualité
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683



Sentinex® Classic

- le modèle haut de gamme
- offre un excellent confort de port de par l'emploi de matériaux d'une haute qualité
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683



Sentinex® Sensitive

- avec une couche interne souple et douce,
- exempte de colorants et d'agents liants, spécialement conçue pour les peaux sensibles
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683



Sentinex® Extra

- zone de respiration plus grande du fait de la coupe large et des liens horizontaux.
- haleine sensiblement plus fraîche par conséquent
- convenant aussi aux barbus
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Masques chirurgicaux.



Sentinex® Classic AntiFog (antibuée)

- arceau nasal positionné largement vers l'extérieur
- bandelettes antibuée intégrées empêchant donc la formation de buée sur les verres de lunettes et même sur les oculaires de microscope
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683



Sentinex® Sensitive

- masque écu à base d'un matériau blanchi
- particulièrement doux pour la peau
- avec des bandelettes antibuée
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683



Sentinex® SafetyShield

- pour encore mieux protéger le personnel du bloc opératoire des infections
- la couche externe renforcée empêche la pénétration de fluides corporels potentiellement dangereux
 - visière antireflet et antibuée protégeant l'ensemble du visage
 - niveau de performance de type IIR conformément à la norme DIN EN 14683



Sentinex® Safety

- pour encore mieux protéger le personnel du bloc opératoire des infections
- la couche externe renforcée empêche la pénétration de fluides corporels potentiellement dangereux
 - niveau de performance de type IIR conformément à la norme DIN EN 14683

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Charlottes chirurgicales.



Indications

- pour empêcher la transmission de cheveux et de particules de peau du personnel chirurgical au patient

Propriétés

- résistantes au déchirement et respirantes à base d'un tissu non-tissé résistant à l'usure, peu pelucheux
- toutes les charlottes Sentinex remplissent les exigences en matière d'hygiène
- utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel

Composition du produit

Viscose, polypropylène.

Sentinex® Charlottes chirurgicales

Contenu	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
Sentinex Soft, charlotte, verte, respirante	17420		100/600
Sentinex Astro, cagoule verte	17421		100/600
Sentinex Astro Extra, cagoule avec un bandeau anti-transpiration, verte	17422		100/600
Sentinex Fancy, coiffe pour infirmière avec une couture centrale, verte	17423		100/600
Sentinex Nova, coiffe pour infirmière avec des liens, verte	17424	2661809	100/600
Sentinex Trend, coiffe pour infirmière, longue, verte	17425		100/600
Sentinex Flex, calot de chirurgien, vert	17426	2661817	100/600
Sentinex Easy, charlotte, verte	17427	3421245	100/600
Sentinex Easy, charlotte bleue	17428	3421252	100/600
Sentinex Easy, charlotte blanche	17429	0342509	100/600

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Charlottes chirurgicales.



Sentinex® Soft

- charlotte respirante en forme de bérêt
- repose confortablement sur la tête et peut être portée avec des cheveux courts ou longs



charlotte à usage quotidien

pour tous les types de coupe

pour le personnel

pour les patients



Sentinex® Astro

- coiffe de protection intégrale sûre
- en forme de cagoule
- avec des ourlets
- la tête et le cou sont complètement couverts grâce à des fermetures à lanières



coiffe Astro

pour le personnel



Sentinex® Astro Extra

- coiffe de protection intégrale en forme de cagoule
- sûre et confortable
- le bandeau anti-transpiration doux, intégré absorbe les liquides et retient les particules



coiffe Astro



avec bandeau anti-transpiration

pour le personnel



Sentinex® Fancy

- spécialement conçue pour les cheveux longs
- offre un volume amplifié par la couture centrale
- la zone frontale douce sans bande élastique permet d'éviter les points de pression



coiffe pour infirmière

pour cheveux longs

pour le personnel

Sentinex® Tenues de bloc opératoire

Charlottes chirurgicales.



Sentinex® Nova

- coiffe s'adaptant à la morphologie du porteur
- le bord dans la zone frontale peut facilement se rabattre et servir de bandeau anti-transpiration



coiffe pour infirmière



bandeau anti-transpiration

pour le personnel



Sentinex® Trend

- forme ajustée, très bonne tenue
- convenant même aux cheveux longs
- l'élastique au niveau de la nuque assure un bon maintien durable



coiffe pour infirmière

pour cheveux longs

pour le personnel



Sentinex® Flex

- charlotte de chirurgien
- pour des cheveux courts
- confortable et très respirant
- se prête bien à un port prolongé



charlotte de chirurgien

pour cheveux courts

pour le personnel



Sentinex® Easy

- charlotte à usage quotidien en milieu hospitalier
- couvre complètement la chevelure de manière fiable
- convient également aux patients et aux visiteurs



charlotte à usage quotidien

pour cheveux longs

pour le personnel

pour les patients

Setpack® Système de pansement pour le bloc opératoire

Standard.



Système breveté de cartes de comptage



Emballage intérieur pour produits stériles



Tampons-boîte coulissante avec grille de comptage



Setpack® Toptex lite Compresses laparotomique X-ray



Setpack® Compresses de gaze X-ray



Setpack® Tampons X-ray



Setpack® Tampons de préparation X-ray

Indications

- systèmes de pansements chirurgicaux Setpack conçus pour une utilisation directe au bloc opératoire

Propriétés

- en emballage stérile, utilisable rapidement et aisément
- équipés d'un fil ou d'une puce radiodéTECTABLE
- cartes de comptage séparées, doubles, autoadhésives
- unités de conditionnement pratiques

Modèles

- Setpack Toptex lite Compresses abdominales X-ray
- Setpack Compresses de gaze X-ray
- Setpack Tampons X-ray
- Setpack Tampons de préparation X-ray

Avantages

- rentabilité
 - ◆ la préparation interne est inutile
 - ◆ aucun processus de stérilisation en interne nécessaire
- sécurité
 - ◆ comptage multiple du nombre d'unités dans la production du Setpacks

Setpack® Toptex® Lite Compresses laparotomiques X-ray

Economique | sûr | flexible | prêt à l'emploi.



Indications

- conçu pour une utilisation directe au bloc opératoire
- pour saisir et maintenir des organes et des tissus corporels
- pour arrêter l'hémorragie et pour absorber les fluides corporels pendant les interventions chirurgicales

Propriétés

- en gaze de coton absorbant selon la norme DIN EN 14079
- prélavé
- doux et absorbant
- 20 fils
- emballé dans un emballage intérieur pour produits stériles pour une extraction et un comptage rapides et sûrs du produit
- cartes de comptage séparées, doubles, autoadhésives

Composition du produit

100 % coton, puce de contraste radiographique (chlorure de polyvinyle et sulfate de baryum)

Modèles

- blanc, vert et bleu
- 4 et 6 couches

Setpack® Toptex® Lite Compresses laparotomiques X-ray

stérile

	Taille	Taille (cm)	REF	Conditionnement
blanc				
2	unité, 4 couches	40 x 40	165004	20/60
5	unité, 4 couches	40 x 40	165001	10/30
2	unité, 6 couches	40 x 40	165012	12/36
5	unité, 6 couches	40 x 40	165003	6/18
2	unité, 4 couches	20 x 30	165011	30/90
5	unité, 4 couches	20 x 30	165007	18/54
2	unité, 4 couches	50 x 60	165014	12/36
2	unité, 6 couches	50 x 60	165019	8/24
2	unité, 4 couches	8 x 90	165010	26/104
vert				
2	unité, 4 couches	40 x 40	165006	20/60
5	unité, 4 couches	40 x 40	165002	10/30
2	unité, 6 couches	40 x 40	165008	12/36
5	unité, 6 couches	40 x 40	165000	6/18
2	unité, 4 couches	20 x 30	165017	30/90
5	unité, 4 couches	20 x 30	165005	18/54
2	unité, 4 couches	50 x 60	165013	12/36
2	unité, 6 couches	50 x 60	165018	8/24
2	unité, 4 couches	8 x 90	165009	26/104
bleu				
2	unité, 4 couches	40 x 40	15016	14/42
5	unité, 4 couches	40 x 40	15015	6/18

Setpack® Compresses de gaze X-ray

Economique | sûr | flexible | prêt à l'emploi.



Indications

- conçu pour une utilisation directe au bloc opératoire
- pour arrêter l'hémorragie et pour absorber les fluides corporels pendant les interventions chirurgicales

Propriétés

- en gaze de coton absorbant selon la norme DIN EN 14079
- doux et absorbant
- tous les bords coupés sont à l'intérieur pour qu'aucun fil ne soit sur les bords
- emballé dans un emballage intérieur pour produits stériles pour une extraction et un comptage rapides et sûrs du produit
- cartes de comptage séparées, doubles, autoadhésives

Composition du produit

100 % coton, fil radiodéTECTABLE (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum).

Modèles

- 12, 16 ou 32 couches
- 17 et 20 fils

Setpack® Compresses de gaze X-ray

stérile

Taille (cm)	REF	Conditionnement (emballages)
emballages de 10 pièces, 12 couches, 17 fils		
7,5 x 7,5	165114	22/132
10 x 10	165100	20/120
10 x 12,5	165116	20/60
10 x 20	165102	16/48
emballages de 10 pièces, 16 couches, 20 fils		
5 x 5	165110	40/240
7,5 x 7,5	165106	24/72
10 x 10	165101	20/60
10 x 12,5	165111	18/54
emballages de 10 pièces, 32 couches, 20 fils		
10 x 10	165104	12/42
emballages de 20 pièces, 12 couches, 17 fils		
7,5 x 7,5	165119	20/60
10 x 10	165103	18/54
10 x 12,5	165109	10/30
10 x 20	165108	8/24
emballages de 20 pièces, 16 couches, 17 fils		
5 x 5	165117	26/78
7,5 x 7,5	165118	16/48
10 x 10	165105	14/42
10 x 12,5	165112	8/24

Setpack® Tampons X-ray

Economique | sûr | flexible | prêt à l'emploi.



Indications

- conçu pour une utilisation directe au bloc opératoire
- pour l'absorption de sang et de sécrétions en cas d'interventions chirurgicales

Propriétés

- en gaze de coton absorbant selon la norme DIN EN 14079
- doux et très absorbant
- avec anneau de sécurité en silicone
- 20 fils
- conditionnement double pour produits stériles
- cartes de comptage séparées, doubles, autoadhésives

Composition du produit

100 % coton, fil radiodéTECTABLE (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum), l'anneau de sécurité est en silicone.

Setpack® Tampons X-ray

stérile

Taille (cm)	REF	Conditionnement (emballages)
emballages de 5 pièces		
de la taille d'un poing 7	22800	16/48
emballages de 10 pièces		
de la taille d'une noix 2	22801	72/144
de la taille d'une prune 3	22802	38/114
de la taille d'un œuf 4	22803	26/78
extra grand 6	22804	18/54
emballages de 15 pièces		
de la taille d'une prune 3	22805	30/90
de la taille d'un œuf 4	22806	20/60
extra grand 6	22807	12/36
emballages de 20 pièces		
de la taille d'une prune 3	22808	26/78
de la taille d'un œuf 4	22809	16/48
extra grand 6	22810	6/18

Setpack® Tampons de préparation X-ray

Economique | sûr | flexible | prêt à l'emploi.



Indications

- conçu pour une utilisation directe au bloc opératoire
- pour la dissection d'organes, vaisseaux sanguins et couches de tissus lors d'interventions chirurgicales

Composition du produit

100 % coton, fil radiodélectable (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum).

Propriétés

- en gaze de coton absorbant selon la norme DIN EN 14079
- rigide et très absorbant
- 24 fils
- en boîte coulissante en carton de bâtonnet avec grille de comptage pour un comptage aisé du nombre d'unités et un prélèvement aisé
- cartes de comptage séparées, doubles, autoadhésives

Setpack® Tampons de préparation X-ray stérile

Taille	REF	CNK	Conditionnement (emballages)
emballages de 10 pièces			
petit 2	12780	2205227	40/120
moyen 3	12781		40/120
grand 4	12782		40/120
emballages de 20 pièces			
petit 2	12783	2205227	40/120
moyen 3	12784		40/120
grand 4	12785		40/120

Setpack® Système de pansements pour le bloc

Individuel.



Indications

- systèmes de pansements pour le bloc opératoire Setpack conçus pour une utilisation directe au bloc opératoire

Propriétés

- en emballage stérile, utilisable rapidement et aisément
- équipés d'un fil ou d'une puce radiodétectable
- cartes de comptage séparées, doubles, autoadhésives

Avantages

- composition individuelle selon les spécifications du client
- analyse des besoins individuels en étroite concertation avec les services spécialisés de l'établissement
- gain de temps grâce à la standardisation des déroulements de processus
- utilisation économique du matériel



Kitpack® OR Trousse chirurgicale composite



Indications

- spécialement destiné à des interventions au bloc opératoire

Propriétés

- composition individuelle selon les spécifications du client
- contient tous les éléments pour les dispositifs médicaux à usage unique nécessaires dans le bloc opératoire
- stérile et utilisable directement
- compact et conditionné conformément au bloc opératoire




Avantages

- apporte un gain de temps considérable car il n'est plus nécessaire de rassembler tous les composants avant l'intervention
- réduit la charge logistique et administrative car le processus de commande plus simple donne une charge de travail moindre au service Achats
- assure davantage de sécurité dans le bloc opératoire car la réduction du risque de contamination à l'ouverture et à la transmission des produits stériles favorise la prophylaxie des infections
- facilite la documentation du matériel utilisé dans le bloc opératoire car une seule étiquette contient toutes les informations pertinentes
- augmente la transparence des coûts car les coûts par cas de traitement peuvent être affectés plus rapidement et plus facilement qu'avec des composants individuels

Kitpack® Trousse chirurgicale composite

Vous posez les exigences, nous offrons la solution.

Les champs opératoires Raucodrape®



- particulièrement résistant aux déchirures et absorbant
- effet barrière efficace contre la pénétration des liquides et des bactéries
- bonne drapabilité

Blouses chirurgicales Sentinex®



- une protection fiable contre les bactéries et les liquides
- très confortable à porter
- respirantes

Bande de gaz pour le bloc



- doté de fils ou de puces de contrastes
- très absorbant
- avec carte de comptage double, autocollante



Autres composants chirurgicaux à usage unique comme par exemple tuyaux, matériel de suture, scalpels et aiguilles



- produits de qualité
- de fabricants renommés

Kitpack® Start



Trousse pour chirurgie générale

Contenu		Taille	REF	Conditionnement (pièces)
1	Raucodrape champ de table opératoire	150 cm x 190 cm	28145	6
4	Raucodrape essuie-mains	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape housse de mayo standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS special	150 cm		
1	scalpel à usage unique figure 21 ¹			
1	bac bleu ¹	250 ml		
5	Gazin Tampons X-ray ¹	Taille 6 extra grand		
10	Gazin Tampons X-ray ¹	Taille 4 (oeuf)		
10	Gazin Tampons de préparation X-ray ¹	petit taille 2		
10	Gazin Compresses de gaze X-ray ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape bande adhésive élastique, 16 plis	9 cm x 50 cm		
2	Raucodrape champ adhésif à 2 couches Plus	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape champ adhésif à 2 couches Plus	175 cm x 180 cm		
1	Raucodrape champ adhésif à 2 couches Plus	150 cm x 250 cm		

¹ composants en boîte pliante
_ signale le côté avec surface adhésive

Trousse de hanche

	Contenu	Taille	REF	Conditionnement (pièces)
1	Raucodrape OR champ de table opératoire	150 cm x 190 cm	28146	4
4	Raucodrape essuie-mains	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape housse de mayo standard	80 cm x 145 cm		
1	trousse d'aspiration pour la chirurgie de type Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	Raucodrape poche d'aspiration 1 compartiment	38 cm x 40 cm		
2	scalpels à usage unique figure 21 ¹			
1	bac bleu ¹	250 ml		
10	Gazin tampons X-ray ¹	taille 6 extra grand		
30	Gazin compresses de gaze X-ray 16 plis ¹	10 cm x 10 cm		
2	Toptex lite compresses laparotomiques X-ray vert, 6 couches ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
2	Sentinex blouse chirurgicale SMMS special	150 cm		
1	Raucodrape champ adhésif, à 2 couches	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape stockinette orthopédique, y compris 2 bandes adhésives filmées	33 cm x 110 cm 10 cm x 50 cm		
1	Raucodrape champ opératoire, à 2 couches	150 cm x 180 cm		
2	Raucodrape bandes adhésives élastique	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape champ fendu, à 2 couches Plus, fente	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape champ d'anesthésie, à 2 couches Plus	225 cm x 270 cm		

Trousse d'extrémité

	Contenu	Taille	REF	Conditionnement (pièces)
1	Raucodrape champ de table opératoire	150 cm x 190 cm	28147	5
2	Raucodrape essuie-mains	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape housse de mayo standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS special	150 cm		
1	Raucodrape housse pour caméra pliage à revers ¹	13 cm x 250 cm		
1	bac bleu ¹	250 ml		
3	Curapor Pansements ¹	5 cm x 7 cm		
5	Gazin tampons X-ray ¹	taille 6 extra grand		
1	scalpel à usage unique figure 11 ¹			
10	Gazin compresses de gaze X-ray 16 plis ¹	10 cm x 10 cm		
1	Lenkelast bande universelle ¹	12 cm x 5 m		
1	Raucodrape champ opératoire, à 2 couches	150 cm x 180 cm		
1	Raucodrape bande adhésive élastique	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape stockinette courte	24 cm x 80 cm		
1	Raucodrape champ pour extrémités, à 2 couches Plus	225 cm x 320 cm		

¹ composants en boîte pliante

_ signale le côté avec surface adhésive

Trousse vasculaire avec champ en U

	Contenu	Taille	REF	Conditionnement (pièces)
1	Raucodrape champ de table opératoire	150 cm x 190 cm	28148	5
4	Raucodrape essuie-mains	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape housse de mayo standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	bac bleu ¹	250 ml		
1	Curapor pansement ¹	10 cm x 8 cm		
5	Gazin tampons X-ray ¹	taille 6 extra grand		
10	Gazin tampons de préparation X-ray ¹	taille 3 moyen		
1	scalpel à usage unique figure 10 ¹			
2	scalpels à usage unique figure 15 ¹			
30	Gazin compresses de gaze X-ray 16 plis ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape bande adhésive élastique	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape champ fendu, à 2 couches Plus, fente	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape champ adhésif, à 2 couches Plus	150 cm x 250 cm		

Trousse de césarienne

	Contenu	Taille	REF	Conditionnement (pièces)
1	Raucodrape champ de table opératoire	150 cm x 190 cm	28149	4
4	Raucodrape essuie-mains	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape housse de mayo standard	80 cm x 145 cm		
1	trousse d'aspiration pour la chirurgie de type Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	scalpel à usage unique figure 22 ¹			
1	bac bleu ¹	250 ml		
20	Gazin tampons X-ray ¹	taille 6 extra grand		
10	Gazin compresses de gaze X-ray 16 plis ¹	10 cm x 10 cm		
5	Toptex lite compresses laparotomiques X-ray, vert, 4 couches ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS standard	150 cm		
1	Sentinex blouse chirurgicale SMMS special	150 cm		
1	Raucodrape bande adhésive élastique	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape champ bébé	90 cm x 100 cm		
1	Raucodrape champ pour césarienne 2 avec jambières intégrées	260 cm x 310 cm		

¹ composants en boîte pliante

_ signale le côté avec surface adhésive

Indications

- plusieurs éléments combinés : compresses, tampons, instruments disposables, champs plastifiés, etc. sous un seul emballage stérile : le blister

Propriétés

- constitués d'un film souple ou rigide, les blisters peuvent, suivant les besoins, comporter plusieurs compartiments séparés (blisters rigides)
- l'excellente pelabilité de la soudure papier/film garantit la manipulation dans le respect des règles de stérilité, et évite la dissémination de fibres.
- l'emballage peut aussi, selon les nécessités, être constitué d'un sachet pelable soudé. Les normes de fabrication GMP et le choix des constituants offrent une garantie optimale de qualité

Modèles

- une gamme standard est proposée. La composition des sets peut cependant être adaptée à des besoins spécifiques, pour autant que la quantité soit suffisante pour justifier une production industrielle hors standard.

Raucoset® Set pansement N°1

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide à 3 compartiments : 3 + 2 tampons de gaze 62	30 - 35 mm	166833	4850962	45/45
1 pince anatomique				
1 champ	37,5 x 46 cm			

Raucoset® Set pansement N°2

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide à 3 compartiments : 5 tampons de gaze 62	30 - 35 mm	166836	4850970	27/27
5 compresses 12 plis	7,5 x 7,5 cm			
1 pince anatomique				
1 champ	37,5 x 46 cm			

Raucoset® Set pansement N°3

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide à 3 compartiments : 5 compresses de gaze 8 plis	5 x 5 cm	166841	4850988	45/45
1 pince anatomique				
1 champ	37,5 x 46 cm			

Raucoset® Set pansement N°4

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide à 3 compartiments:		166 802	4851069	30/30
4 tampons de gaze 62	30 - 35 mm			
4 compresses de gaze 8 plis	5 x 5 cm			
1 pince anatomique				

Raucoset® Set sondage N°1

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple:		145892	4574752	40/40
1 champ	50 x 72,5 cm			
1 champ fendu	50 x 72,5 cm			
1 champ d'emballage	50 x 70 cm			
1 récipient bateau transparent PVC	19,7 x 14,5 x 4,5 cm			
2 compresses de gaze 8 plis	7,5 x 10 cm			
4 gants vnyile	M			
1 blister transparent 3 compartiments	14,3 x 8,7 x 2 cm			
8 tampons de gaze 62	30 - 35 mm			
1 pince anatomique				

Raucoset® Set sondage N°2

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide:		145834	4574745	60/60
1 godet alu	110 ml			
5 compresses 8 plis	5 x 5 cm			
1 champ	50 x 72,5 cm			
1 champ fendu	50 x 72,5 cm			
2 gants vnyile	M			

Raucoset® Pince anato

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple:		145893	4575007	90/90
1 pince anatomique				
2 compresses non tissées 4 plis	5 x 5 cm			

Raucoset® Champ 2C 38 x 45

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple:		33001	2936433	220/880
1 champ plié	38 x 45 cm			

Raucoset® Champ 45 x 75

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple :		33002	2936425	120/480
1 champ plié	45 x 75 cm			

Raucoset® Spatule bois

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple :		145912	4574760	480/480
1 abaisse-langue en bambou				
3 compresses non tissées 8 plis	10 x 10 cm			

Raucoset® Set injection

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide :		166314	4851077	180/180
3 compresses non tissées 4 plis	5 x 5 cm			
2 compresses de gaze 8 plis	5 x 5 cm			

Raucoset® Set 10 pans gynéco S2801-9

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple :		145034	4575023	20/20
10 pansements gynéco	10 x 35 cm			
1 essui-mains gaufré	40 x 38 cm			

Raucoset® Set 5 pans gynéco S2801-8

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple :		145035	4575015	30/30
5 pansements gynéco	10 x 35 cm			
1 essui-mains gaufré	40 x 38 cm			

Raucoset® Set pansement N°5

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide :		166318	4851044	70/70
5 compresses de gaze 8 plis	5 x 5 cm			
1 pince anatomique				

Raucoset® Set Désinfection R3208-2

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide :		166844	4850996	60/60
5 tampons de gaze 62	30 - 35 mm			
2 compresses non tissées 4 plis	5 x 5 cm			

Raucoset® Set pansement N°6

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide:		166850	4851002	45/45
1 pince anatomique				
5 tampons de gaze 62 (2+3)	30 - 35 mm			

Raucoset® Set 5 tampons 62

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide:		166087	4851010	80/80
5 tampons de gaze 62	30 - 35 mm			
2 compresses non tissées	5 x 5 cm			

Raucoset® Stylet boutoné

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister souple:		145306	4574687	480/480
1 stylet boutoné en acier inoxydable	14 cm			
2 tampons non tissés	35 mm			

Raucoset® Set pansement N°7


Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide:		166573	4850954	110/110
5 compresses de gaze 8 plis	5 x 5 cm			
1 pince anatomique				

Raucoset® Set pansement N°9

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide:		145727	4574638	180/180
4 tampons de gaze 62	30 - 35 mm			
1 pince anatomique				

Raucoset® Set pansement N°8

Contenu	Dimensions	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
1 blister rigide:		166618	4850913	105/105
3 tampons de gaze 62	30 - 35 mm			
3 compresses de gaze 8 plis	5 x 5 cm			
2 pinces anatomiques (1 rouge, 1 bleue)				
1 champ	37,5 x 46 cm			



Dermatologie

Emplâtre de test épicutané en non-tissé.



Curatest® Emplâtre de test épicutané en non-tissé

Indications

- pour réaliser des tests épicutanés

Propriétés

- utilisation simple lors du recouvrement et de l'application
- maintien correct et durable
- bords marquables, détachables pour faciliter le diagnostic
- plaquettes en non-tissé absorbantes
- doux pour la peau

Composition du produit

Couche vectrice en non-tissé: blanc, 100 % polypropylène

Bord de la chambre de test: film de polyester.

Curatest®

10 chambres de test par emplâtre

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
7,5 x 12,5	163055	1461672	50/1200

tg® Gant

Pansement prêt à l'emploi.



tg® Gant

Indications

- pour les mains sensibles, par exemple pour port sous des gants en caoutchouc et en latex

Propriétés

- manipulation simple et rapide
- doux et souple
- forme anatomique
- forme bien ajustée
- polyvalent

Composition du produit

100 % coton non blanchi, polyester (fil de couture).

Remarques

- lavable, peut être stérilisé à la vapeur (134 °C, 7 min.)

tg® Gant

par paire en sachet plastique

Taille	REF	CNK	Conditionnement (paire)
pour enfant	24749	2091213	1/100
pour adulte Taille 6 à 7 (petit)	24750	0845073	1/50
pour adulte Taille 7 1/2 à 8 1/2 (moyen)	24751	0845081	1/50
pour adulte Taille 9 à 10 (grand)	24752	0845099	1/50



Ophtalmologie

Pro-ophta® Junior

Pansement occlusif.



Pro-ophta® Junior

Indications

- pour recouvrir l'œil dans le cadre d'un traitement occlusif (par ex. en cas d'amblyopie ou de strabisme)

Propriétés

- emplâtre opaque
- matériau mince et souple
- adhésif doux pour la peau
- s'enlève facilement et sans résidu
- utilisable à gauche comme à droite

Composition du produit

- 100 % polyester
- 100 % tissu de coton.

Remarques

- agréable à porter sous des lunettes

Pro-ophta® Junior Mini

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
en pochette transparente			
5,4 x 6,5	16841		5/2000
en boîte pliante			
5,4 x 6,5	16846	2118487	50/1300
5,4 x 6,5	16843		100/2400

Pro-ophta® Junior Maxi

Dimensions (cm x m)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
en pochette transparente			
5,9 x 7	16840		5/2000
en boîte pliante			
5,9 x 7	16845	2118438	50/1300
5,9 x 7	16842		100/2400

Pro-ophta® Bâtonnets ophtalmiques

Bâtonnet.



Pro-ophta® Bâtonnets ophtalmiques



Indications

- pour absorber, tamponner, retirer les corps étrangers, fixer et maintenir (préparer tout en préservant les tissus)
- à utiliser pour des interventions en ophtalmologie ou en microchirurgie ophtalmologique

Propriétés

- pouvoir absorbant élevé
- bonne capillarité
- vitesse d'absorption élevée
- maintenant la rigidité nécessaire pour le méchage et la préparation
- biseauté des deux côtés

Composition du produit

non-tissé blanc très absorbant enroulé sur bâtonnet rigide, 100 % cellulose.

Pro-ophta® Bâtonnets ophtalmiques

Dimensions (mm)	Ø (mm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile, emballé par 500 unités				
64 x 5	5	16515	0849273	500/25000
stérile, scellé par 20 unités				
64 x 5	5	16516	0811364	400/1600

Pro-ophta® Lancette / Bâtonnets oculaires

Bâtonnet.



Pro-ophta® Lancette / Bâtonnets oculaires

Indications

- utilisés pour l'absorption de fluides et pour la préparation des interventions en ophtalmologie et en microchirurgie
- application ciblée de médicaments

Propriétés

- absorbe jusqu'à 15 fois son propre poids en liquides
- très faible teneur en particules même après découpe du produit
- ne cause qu'une légère sensation de corps étranger

Composition du produit

100 % alcool polyvinylique, polypropylène.

Pro-ophta® Lancette / Bâtonnets oculaires

stérile

REF	CNK	Conditionnement (pièces)
147330	4745113	1/2000

Pro-ophta® Éponge triangulaire



Pro-ophta® Éponge triangulaire

Indications

- utilisée pour l'absorption de fluides et pour la préparation des interventions en ophtalmologie et en microchirurgie
- application ciblée de médicaments

Propriétés

- absorbe jusqu'à 15 fois son propre poids en liquides
- très faible teneur en particules même après découpe du produit
- ne cause qu'une légère sensation de corps étranger
- est saisie à l'aide de pincettes et de pinces à bâtonnets

Composition du produit

100 % alcool polyvinylique.

Pro-ophta® Éponge triangulaire stérile

REF	CNK	Conditionnement (pièces)
147331	4745121	1/2000

Pro-ophta® Pansement oculaire S

Pansement oculaire.



Pro-ophta® Pansement oculaire S

Indications

- pour la protection de l'œil
 - ♦ après opération d'une ptose
 - ♦ en cas de lagophthalmie
 - ♦ en cas de parésie faciale
 - ♦ en cas de kératite sèche

Propriétés

- disque perméable à la lumière, rigide et résistant à la rupture
- un contrôle régulier de l'œil est pratiqué
- application de médicaments possible
- adhésif doux pour la peau — convient aux traitements à long terme
- rapidement applicable
- disponible en 2 tailles de disques

Composition du produit

Tissu élastique dans le sens de la largeur, couleur crème, 70 % viscose, 30 % polyamide, polycarbonate transparent, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau.

Pro-ophta® Pansement oculaire S

non stérile, scellé en emballage individuel

Taille	Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
petit	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	3237666	1/5/200
petit	10 x 7,2	4,6	0,6	34228	1754498	50/600
grand	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	3916780	1/5/120
grand	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34230	1754480	50/600

Pro-ophta® Pansement oculaire D

Pansement oculaire.



Pro-ophta® Pansement oculaire D

Indications

- pour la protection de l'œil
 - ♦ après opération d'une ptose
 - ♦ en cas de lagophthalmie
 - ♦ en cas de parésie faciale
 - ♦ en cas de kératite sèche
- pour recouvrir l'œil la nuit
- particulièrement adaptée aux patients photosensibles

Propriétés

- disque imperméable à la lumière, rigide et résistant à la rupture
- convient aux traitements à long terme
- fixation fiable
- rapidement applicable

Composition du produit

Tissu élastique dans le sens de la largeur, 70 % viscose, Revêtement oculaire bombé imperméable à la lumière, polycarbonate, noir, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau.

Pro-ophta® Pansement oculaire D

non stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	REF	Conditionnement (pièces)
10 x 7,2	4,6	0,6	34225	1/200
10 x 7,2	4,6	0,6	34226	50/600

Pro-ophta® Pansement oculaire K

Pansement oculaire.



Pro-ophta® Pansement oculaire K

Indications

- pour les soins en cas de blessures externes de l'œil
- pour l'immobilisation de la paupière
- pour protéger l'œil en cas d'opération en position ventrale (par ex. en cas d'opération de la colonne vertébrale ou d'intervention en neurochirurgie au niveau du crâne)

Propriétés

- s'adapte bien au contour du visage
- l'adhésif doux pour la peau assure une fixation fiable, même en cas de traitement à long terme
- est facile à retirer et ne laisse pas de résidus
- applicable rapidement et confortablement
- pouvoir absorbant élevé

Composition du produit

70 % viscose, 30 % polyamide
100 % coton
100 % viscose, substance adhésive en polyacrylate douce pour la peau.

Pro-ophta® Pansement oculaire K

non stérile, scellé en emballage individuel

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
11,4 x 7,8	34104	1754514	50/600

Pro-ophta® Coussin oculaire

Comresse oculaire.



Pro-ophta® Coussin oculaire

Indications

- pour protéger les yeux des influences mécaniques
- pour l'application de médicaments

Propriétés

- forme anatomique
- fermé
- présente une faible teneur en particules
- doux et souple
- grande capacité d'absorption

Composition du produit

Intérieur: ouate absorbante, gonflée, 60 % polypropylène, 40 % coton
Extérieur: revêtement en non-tissé doux des deux côtés, 100 % polypropylène.

Remarques

- convient également en cas de port de lunettes

Pro-ophta® Coussin oculaire

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile, en boîte pliante			
7,2 x 6,2	13041	1300367	50/500
stérile, scellé en emballage individuel			
7,2 x 6,2	13043	1492305	25/250

Pro-ophta® Compresse oculaire

Compresse oculaire.



Pro-ophta® Compresse oculaire

Indications

- pour protéger les yeux des influences mécaniques
- pour l'application de médicaments

Propriétés

- compresse oculaire ovale
- ouvert
- particulièrement rembourrée avec un revêtement des deux côtés
- grande capacité d'absorption

Composition du produit

Intérieur: ouate oculaire
Extérieur: compresse à 28 fils utilisable des deux côtés, 100% coton, ovale perforé.

Pro-ophta® Compresse oculaire

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile, en boîte pliante, avec couches intermédiaires en papier			
5,3 x 6,6	142021	4335220	5/250
5,3 x 6,6	142022	4335238	50/500
stérile, scellé en emballage individuel			
5,3 x 6,6	142020	4335212	5/200
5,3 x 6,6	142025	4335261	12/480

Pro-ophta® Compresse oculaire perforée

Compresse oculaire pour le rembourrage des disques oculaires.



Pro-ophta® Compresse oculaire perforée



Indications

- protection des yeux contre les influences mécaniques en maintenant la fonction naturelle de la paupière
- comme rembourrage sous un disque oculaire perforé

Propriétés

- peut être utilisé sous un disque oculaire
- compresse veloutée
- perméable à l'air
- absorbante

Composition du produit

67 % viscose, 33 % polyester, 16 couches reliées par une surpiqûre au format de la compresse avec un centre ouvert.

Remarques

- le disque en plastique perforé ne fait pas partie du produit


Pro-ophta® Compresse oculaire perforée

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non stérile, en boîte pliante			
10 x 7	13015	2761112	50/300
stérile, scellé en emballage individuel			
10 x 7	13014	4499638	50/500



Oreille, nez et gorge

Raucocel® Mèchages nasales



Raucocel® Mèchages nasales

Indications

- pour l'hémostase postopératoire dans la cavité nasale et les sinus paranasaux

Propriétés

- coagulation physiologique sur base du principe d'anticoagulation
- découpables individuellement si besoin
- absorbent jusqu'à 7 à 12 fois son propre poids en liquide
- utilisation rapide et simple

Composition du produit

Polyvinylacétal, fil en nylon, tubulure de ventilation: caoutchouc de silicone.

Remarques


- contrôler au bout de 24 à 48 heures s'il y a un saignement actif. En l'absence de saignement actif, injecter de l'eau stérilisée ou du sérum physiologique dans la cavité nasale afin d'humidifier l'éponge, puis attendre dix minutes. Saisir avec une pincette et retirer délicatement.

Raucoce® Mèchages nasales

scellé stérilement en emballage individuel, avec fil

Dimensions (mm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
ventilé			
45	147343	4745089	10/400
80	147345	4745105	10/400
non ventilée			
45	147342	4745071	10/400
80	147344	4745097	10/400

Raucocel® Mèches pour épistaxis



Raucocel® Mèches pour épistaxis

Indications

- pour contrôle des saignements nasaux et pour les soins postopératoires

Propriétés

- coagulation physiologique sur base du principe d'anticoagulation
- application rapide et atraumatique
- découpables individuellement si besoin
- absorbent jusqu'à 7 à 12 fois son propre poids en liquide
- utilisation rapide et simple

Composition du produit

Polyvinylacétal, fil en nylon.

Remarques

- contrôler au bout de 24 à 48 heures s'il y a un saignement actif. En l'absence de saignement actif, injecter de l'eau stérilisée ou du sérum physiologique dans la cavité nasale afin d'humidifier l'éponge, puis attendre dix minutes. Saisir avec une pincette et retirer délicatement.

Raucocel® Mèches pour épistaxis

scellé stérilement en emballage individuel, avec fil

Dimensions (mm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
55	147340	4745055	1/400
100	147341	4745063	1/400

Raucocel® Accessoires

bandeau, scellé en emballage individuel

Longueur (mm)	Dimensions (mm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
160	38	147957	4745139	10/400



Hygiène & Soins

Sentina® Ambidextrous Latex

Gants d'examen Latex.



Indications

- utilisation à l'hôpital et en cabinet
- pour le nettoyage professionnel
- convient à une utilisation en laboratoire, dans l'industrie pharmaceutique et au contact avec les denrées alimentaire

Composition du produit

Latex naturel.

Propriétés

- avec bord roulé
- excellent toucher et prise sûre
- avec revêtement intérieur synthétique
- pour un enfilage simple et rapide
- haute résistance à la déchirure
- surface extraplate



Sentina® Ambidextrous Latex

non stérile, en carton distributeur, latex naturel, non poudré, avec revêtement intérieur synthétique, blanc

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
5-6 XS	141390	4353892	100/1000
6-7 S	141391	4353900	100/1000
7-8 M	141392	4353918	100/1000
8-9 L	141393	4353926	100/1000
9-10 XL	141394	4353934	90/1000

Sentina® Ambidextrous Nitrile

Gants d'examen Nitrile.



Indications

- utilisation à l'hôpital et en cabinet
- pour le nettoyage professionnel
- convient à une utilisation en laboratoire, dans l'industrie pharmaceutique et au contact avec les denrées alimentaire

Propriétés

- avec bord roulé
- confort de port élevé grâce au matériau doux innovant
- haute résistance à la déchirure
- sans latex naturel
- convient aux allergiques de type I

Composition du produit

Caoutchouc nitrile-butadiène.

Sentina® Ambidextrous Nitrile

non stérile, en carton distributeur, caoutchouc nitrile-butadiène, sans caoutchouc naturel, non poudré, bleu lavande

Taille	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
6-7 S	220008	4154159	200/2000
7-8 M	220007	4154142	200/2000
8-9 L	220006	4154134	200/2000
9-10 XL	220009	4154167	180/1800

Autres produits d'hygiène

Aide utile pour le soin corporel quotidien.



Zelletten® Tampon d'ouate

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
faible en germes, 500 bâtonnets en sachet plastique			
5 x 4	13353		1/20
rouleau de 300 tampons dans un distributeur transparent			
5 x 4	13349	1685262	1/20
2 rouleaux de 500 tampons en sachet plastique			
5 x 4	13356	1408749	1/20

Distributeur combiné

REF	CNK	Conditionnement (pièces)
polystyrène, transparent, vide, largeur max. de remplissage 10 cm		
23900	0398990	1

Autres produits d'hygiène

Aide utile pour le soin corporel quotidien.

Raucotupf bâtonnet ouaté

REF	CNK	Conditionnement (pièces)
bâton en bois, petit embout de coton, stérile (100 x 2 pièces)		
137431		200/20000
bâton en bois, grand embout de coton, stérile (50 x 2 pièces)		
137434		100/1000
bâton en bois, petit embout de coton, stérile (100 x 5 pièces)		
137432		500/5000
bâton en bois, grand embout de coton, stérile (3 x 50 pièces)		
137436		150/1500

Alco-prep

large tampon alcool isopropylique

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
34 x 36 (déplié)	139343	3466224	100/2000

Sentina® Blouses visiteurs

Blouse pour le personnel médical spécialisé, les patients et les visiteurs.



Indications

- pour la protection du patient des particules et de la poussière issues des vêtements des visiteurs et du personnel

Propriétés

- utilisation de matières premières exemptes de latex de caoutchouc naturel
- respirant
- faible teneur en particules
- hydrophobe

Composition du produit

Non-tissé.

Sentina® Blouses visiteurs 30g/m²

non-tissé respirant, vert, manchettes blanches et ceinture ajustable ainsi qu'une fermeture auto-agrippante dans le cou

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
non-stérile			
118	18418		60
stérile			
118	18419		30

Sentina® Tablier en film, drap de transport



Indications

- pour une utilisation comme support de tables et de brancards en ambulatoire et au bloc opératoire

Propriétés

- couches de cellulose absorbantes
- film PE imperméable aux fluides
- antistatique
- haute résistance à la déchirure
- avec fil de renfort en option
- pouvoir absorbant élevé
- protection contre les souillures et les germes

Composition du produit

Association de couches de cellulose absorbante et d'une couche imperméable aux liquides constituée d'un film PE; des fils de nylon traités sur la longueur assurent une résistance adaptée à la déchirure; antistatique.

Sentina® Tablier en film

1 couche de tissu absorbant, 1 couche en film PE

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
38 x 39	142260	4392387	1000
75 x 90	142261	4392395	200
75 x 140	142262	4392403	100
avec renfort de fil			
75 x 175	142263	4392411	100
75 x 210	142264	4392429	100

Sentina® Drap de transport "Basic "

avec renfort de fils, barrière latérale contre les liquides, 1 couche de cellulose absorbante, 1 couche de film PE

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
78 x 140	142270		100
78 x 175	142271		100
78 x 210	142272		100

Sentina® Drap de transport

avec renfort de fil, barrière latérale contre les liquides, 2 couches de cellulose absorbante, 1 couche de film PE

Dimensions (cm)	REF	CNK	Conditionnement (pièces)
78 x 140	142273		100
78 x 175	142274		100
78 x 210	142275		100

