



People.Health.Care.

Katalóg produktov 2025 - 2027



Ošetrovanie rany

Kompresia,
opora a fixácia

Bandáže a ortézy

Sadrovacia miestnosť

Produkty do
operačnej sály

Dermatológia

Oftalmológia

Krčné, nosové
a ušné lekárstvo

Hygiena a starostlivosť



People.

V centre našej pozornosti sú ľudia.
V centre nášho konania je spokojnosť
našich zamestnancov, zákazníkov,
užívateľov a pacientov.

Informácie o produktoch, konceptoch
a riešeníach v súlade s firemnou filozofiou L&R
nájdete v katalógu produktov 2025 - 2027.



Health.

Sféra našej kompetencie. Zdravie je
to, čo určuje našu víziu a hodnoty.



Care.

Vieme poskytnúť riešenia.
Odbornosť a starostlivosť
predstavujú nástroj pre podporu
našich zamestnancov, zákazníkov,
užívateľov a pacientov.

Kľúčové slovo, produkt	Ošetrovanie rany	Kompresia, opora a fixácia	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Produkty do operačnej sály	Dermatológia	Oftalmológia	Krčné, nosové a ušné lekárstvo	Hygiena a starostlivosť
A									
Actico® UlcerSys Spodná pančucha		66-67							
Actico® UlcerSys systém		64-65							
C									
Cellacare® Cervical Classic			106						
Cellacare® Cervical Plus Classic			107						
Cellacare® Clavícula Classic			110						
Cellacare® Dorsal F/M Comfort			113						
Cellacare® Genu Classic			115						
Cellacare® Genucast 0° Classic			116						
Cellacare® Genucast 20° Classic			117						
Cellacare® Genucast Modular Classic			118						
Cellacare® Gilchrist Classic			108						
Cellacare® Gilchrist Eassy			109						
Cellacare® Materna Comfort			114						
Cellacare® Rhizo Classic			111						
Cellacare® Rhizocast Classic			112						
Cellacast® Active				124					
Cellacast® Longeta				126					
Cellacast® Soft				125					
Cellacast® Xtra				122-123					
Cellona® Krém				139					
Cellona® Longeta				128					
Cellona® Okrajové vypodloženie				136					
Cellona® Podpätok pod chodiacu sadru				141					
Cellona® Vypodloženie				135					
Cellona® Shoe				140					
Cellona® ShoeCAST				142					
Cellona® Syntetická vata		86		134					
Cellona® Sadrové ovinadlo				127					
Curafix® i.v. Classic (12,5 x 2,5 cm)	54								
Curafix® i.v. Control	52								
Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)	51								
Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)	50								
Curafix® i.v. Film (6 x 7 cm)	53								
Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)	48								
Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)	49								
Curafix® H	59								
Curatest®						212			
Curaplast® sensitive Rýchloobväz na rany	55								
Curaplast® sensitive Strips, Okrúhla náplast'	57								
Curaplast® sensitive	56								
Curaplast® Strips vodoodolné	58								
Curapor® transparent	47								
Curapor®	46								
D									
Dauerbinde® F		81							
Dauerbinde® K		80							
Debrisoft® Lolly	11								
Debrisoft®	10								
Drevené lopatky									235

Kľúčové slovo, produkt	Ošetrenie rany	Kompresia, opora a fixácia	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Produkty do operáčnej sály	Dermatológia	Oftalmológia	Krčné, nosové a ušné lekárstvo	Hygiena a starostlivosť
F									
Fóliové zástery									237
Forma care® Ošetrujúca pena s pantenolom									242
Forma care® Vlhčené utierky									242
G									
Gazin® Gázové kompresy	39-40								
Gazin® Preparačné tampóny	43								
Gazin® Tampón z obväzovej gázy	42								
Gazin® Tamponáda	41								
Geka® Gázové ovínadlo		91							
Gekalast®		99							
H									
Haftan®		103		132					
Haftelast® bezlatexový		94							
I									
Inkontinečné pomôcky									238-241
Izotermická záchranná prikrývka									236
J									
Jednorazová umývacia rukavica									235
K									
Kitpack® start					204-209				
Kombinovaný dávkovač									234
Komprex® Kompresa z penovej gumy, Komprex I, II		87							
L									
Lemogil glycerinové tyčinky									235
Lenkelast® color		101							
Lenkelast®		100							
Lenkideal®		102							
Lomatuell® H	29								
Lomatuell® Pro	28								
M									
Metalline® Kompresy	37								
Metalline® Obväzové súpravy, prestieradlá	38								
Mollelast® haft bezlatexový		93							
Mollelast® haft, haft color		92							
Mollelast®		89							
N									
Návlek na matrac, na obuv									235
O									
Opraclean® Gázové ovínadlo na tamponádu s jodoformom	45								
Ovinadlo z krepového papiera				133					
P									
Panelast®		78							
Perfekta® Kräftig		82							
Perfekta® Super		83							
Plášte pre návštevy									237
Podbradník									235

Kľúčové slovo, produkt	Ošetrenie rany	Kompresia, opora a fixácia	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Produkty do operáčnej sály	Dermatológia	Oftalmológia	Krčné, nosové a ušné lekárstvo	Hygiena a starostlivosť
P									
Porelast®		78							
Porofix®	61			138					
Pro-ophta® Junior							222		
Pro-ophta® Klinový tampón							218		
Pro-ophta® Lancetový tampón na tyčinke							217		
Pro-ophta® Očná kompresia							224		
Pro-ophta® Očné krytie D							220		
Pro-ophta® Očné krytie K							221		
Pro-ophta® Očné krytie S							219		
Pro-ophta® Očné tyčinky							216		
Pro-ophta® Očný vankúšik							223		
Pro-ophta® Perforovaná očná kompresia							225		
R									
Raucocel® Tamponáda na epistaxu								228	
Raucodrape® Incízne fólie					186-187				
Raucodrape® Krytie operačného stola					178				
Raucodrape® Krytie prístrojov a príslušenstva					183-185				
Raucodrape® Rúška angiografické I., II., III.					176				
Raucodrape® Rúška očné					174				
Raucodrape® Rúška pre ORL, tvár, ústa, čeľusť, ucho					173				
Raucodrape® Rúška s lepením					179				
Raucodrape® Rúška s nástrihom a s lepením					182				
Raucodrape® Súpravy a rúško na artroskopiu					167-169				
Raucodrape® Súpravy a rúška na končatiny s elast. otvorom					164-166				
Raucodrape® Súpravy a rúško na sekciu, novorodenca					155-156				
Raucodrape® Súpravy bedrové					162-163				
Raucodrape® Súpravy gynekologicko-uro-cystoskop., rúško					155-158				
Raucodrape® Súprava kardiovaskulárna					175				
Raucodrape® Súpravy kranio, na hlavu, rúško na chrbticu					171-172				
Raucodrape® Súpravy LAP I., II., III.					152				
Raucodrape® Súpravy rektálne a abdomin-perineálna					154				
Raucodrape® Súpravy rúšok s nástrihom					150-151				
Raucodrape® Súpravy vertikálne, vertikálne rúška					170				
Raucodrape® Súpravy univerzálne					148-149				
Raucodrape® Súpravy TUR					160-161				
Raucodrape® Súpravy základné, pediatrická					146-147 153				
Raucolast®		90							
Raucosan® chladivá bandáž									243
Raucosan® kineziologický tejp vodoodolný									243
Raucoset® Standard Súprava na malé výkony					147				
Raucotup®								229	
Rolka na vyšetrovací stôl									234
Rosidal® haft		72							
Rosidal® K		70							
Rosidal® Lymph		76-77							
Rosidal® SC		71							
Rosidal® soft		84-85							
Rosidal® sys		74-75							
Rosidal® TCS		73							

Kľúčové slovo, produkt	Ošetrovanie rany	Kompresia, opora a fixácia	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Produkty do operačnej sály	Dermatológia	Oftalmológia	Krčné, nosové a ušné lekárstvo	Hygiena a starostlivosť
S									
Senta protect									243
Sentina® Ochranné a napínacie plachty									233
Sentina® W Podložky pod chorých									232
Sentinex® Operačné čiapky					192-193				
Sentinex® Operačné masky					190-191				
Sentinex® Operačné oblečenie					188-189				
Sentinex® Operačné plášte					194-199				
Setpack® Gázové kompresy RK					201				
Setpack® Preparačné tampóny RK					203				
Setpack® Tampóny RK					202				
Setpack® Toptex® lite Brušné rúška RK					200				
Silkafix®	60			137					
Solvaline® N	36								
Suprasorb® A+Ag	13								
Suprasorb® A	12								
Suprasorb® F protect	15								
Suprasorb® F	14								
Suprasorb® H	16-17								
Suprasorb® Liquacel Ag	19								
Suprasorb® Liquacel	18								
Suprasorb® P+PHMB	24								
Suprasorb® P sensitive	22-23								
Suprasorb® P	20-21								
Suprasorb® X+PHMB	26-27								
Suprasorb® X	25								
T									
tg® fix		97							
tg® grip		95							
tg® Návlek na prst		98							
tg® soft		88		130					
tg® Tubulárny obvaz		96		129					
Trikotový tubulárny obvaz				131					
V									
Varicex® S		79							
Vata									235-236
Venosan® AES		68-69							
Vliwaktiv® Ag	35								
Vliwaktiv®	34								
Vliwasoft®	44								
Vliwasorb® sensitive	30-31								
Vliwazell® Pro	32								
Vliwazell®	33								
Z									
Zelletten									234

Ošetrovanie rany

Debrisoft®
pre debridement



Oblasti použitia

- Debridement povrchových, chronických a akútnych rán i pokožky v okolí rany. Indikácie:
 - ◆ diabetické vrede
 - ◆ arteriálne a venózne vrede
 - ◆ dekubity
 - ◆ pooperačné sekundárne hojace sa rany
- k odstráneniu exsudátu, debrisu a kožných keratóz počas debridementu

Vlastnosti

- skosené špičky vlákien aktívne uvoľňujú debris a exsudát z rany
- zhluk vlákien zachytáva uvoľnené povlaky a keratózy a odstraňuje ich
- rýchlo viditeľné výsledky pri jednoduchom a bezpečnom použití
- novovytvorené granulačné tkanivo a už vytvorené epitelové bunky sú chránené

Zloženie výrobku


zloženie: 100 % polyester, nebielený vrstva zo zadnej strany: 100 % polyakrylát (bez kolofónia a jeho derivátov)

Pokyny

- výrobok je určený na debridement, nezostáva na rane
- v prípade potreby je možné ho použiť pri každej výmene krytia
- mal by sa používať dovtedy, kým rana nie je úplne vyčistená a kým rana neprejde z čistiace fázy do granulačnej fázy

Tip

- aj pri silne keratóznom a nekrotickom povrchu rany vedie k veľmi dobrým výsledkom, ak bol predtým vykonaný autolytický debridement
- Zvlhčenie mäkkej strany s vláknami možno vykonať akýmkoľvek bežným roztokom na vyplachovanie rán v súlade s národnými pokynmi.



A Skosené špičky vlákien aktívne uvoľňujú debris a exsudát z rany.
B Zhluk vlákien absorbuje uvoľnené povlaky a zadržiava ich.



Debrisoft® Pad
sterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 10	34321	A88252	5/50

Debrisoft® Lolly
Váš pomocník na debridement hlbokých rán
a ťažko prístupných miest



Oblasti použitia

- Akútne alebo chronické rany a pre pokožku v okolí rany:
- diabetické vrede
 - arteriálne a venózne vrede
 - dekubity
 - pooperačné sekundárne hojace sa rany
 - traumatické alebo chirurgické rany (odreniny, rezné rany, lacerácie)
 - popáleniny a obareniny (stupeň III: (po chirurgickom debridemente)
 - epidermolysis bullosa
- Vhodný pre hyperkeratózy, ktoré sa môžu vyskytovať napríklad v súvislosti s lymfodémami.

Účel použitia

Hlavová časť z monofilamentného vlákna sa používa na absorpciu exsudátu, zvyškov odumretých buniek a kožných keratóz počas debridementu povrchových, hlbokých až chirurgicky invazívnych rán alebo dutín rán.

Vlastnosti

- ohybná, ergonomicky tvarovaná rukoväť odolná proti zlomeniu
- bezpečná fixácia hlavovej časti, nízke riziko pre pacientov v dôsledku náhleho uvoľnenia hlavovej časti
- špičky vlákien aktívne uvoľňujú debris a exsudát z rany
- zhluk vlákien absorbuje uvoľnené povlaky a keratózy a odstraňuje ich

Zloženie výrobku


Hlavičku Debrisoft Lolly tvoria monofilamentné polyesterové vlákna, a je obšitá modrým röntgenkontrastným vláknom z polypropylénu (obsahuje síran bárnatý a polyester). Vnútna strana hlavičky je potiahnutá polyakrylátom. Hlavička je prišitá k polypropylénovej rukoväti.

Pokyny

- výrobok je určený na debridement, nezostáva na rane
- v prípade potreby je možné ho použiť pri každej výmene krytia

Tip

- Debrisoft® Lolly vedie aj pri silne keratóznom a nekrotickom povrchu rany k veľmi dobrým výsledkom, ak bol predtým vykonaný autolytický debridement.
- Zvlhčenie mäkkej strany s vláknami možno vykonať akýmkoľvek bežným roztokom na vyplachovanie rán v súlade s národnými pokynmi.




A Vyčistenie rany a/alebo ťažko dostupné miesta mäkkou hlavou navlhčeného Debrisoft Lolly za použitia jemného prítlaku.
B Zhluk vlákien absorbuje uvoľnené povlaky a zadržiava ich.

Debrisoft® Lolly
sterilné, jednotlivé balené

REF	SUKL	BJ
33224	A95729	5/50

Suprasorb® A

Kalciumalginátové krytie



- A nadbytočný exsudát z rany je absorbovaný do krytia
B tvorba gélu prostredníctvom iónovej výmeny

Oblasti použitia

Na ošetrovanie neinfikovaných rán, ak sú silne exsudujúce, povrchové alebo hlboké.

Indikácie:

- arteriálne vredy
- venózne vredy
- diabetické vredy
- miesta odberu kožného štetu
- dekubity

Fázy hojenia rany

- exsudačná fáza
- granulačná fáza

Vlastnosti

- vysoký komfort vďaka veľmi mäkkej štruktúre a možnosti jednoduchej tamponády
- schopnosťou absorbovať veľké množstvo exsudátu podporuje hojenie rán
- priľnavosť k akejkoľvek spodine rany
- naviazanie baktérií a bunkového detritu do gélu
- vytvorenie vlhkého prostredia rany

Zloženie výrobku

Kalciumalginátové vlákna

Pokyny

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 5-7 dňoch.

Upozornenie pri infekciách:


- oklúzívne sekundárne krytie sa používa iba na základe rozhodnutia lekára, v závislosti od celkovej situácie

Varianty

- Kompresa
- Tamponáda

Suprasorb® A + Ag

Antimikrobiálne kalciumalginátové krytie so striebrom



- A nadbytočný exsudát z rany je absorbovaný do krytia
B tvorba gélu prostredníctvom výmeny iónov
C usmrtenie baktérií v spodine rany uvoľnenými iónmi striebra

Oblasti použitia

Na ošetrovanie infekciou ohrozených alebo infikovaných rán, ak sú silne exsudujúce, povrchové alebo hlboké.

Indikácie:

- dekubity
- arteriálne vredy
- venózne vredy
- diabetické vredy
- pooperačné rany
- miesta odberu kožného štetu

Fázy hojenia rany

- exsudačná fáza
- granulačná fáza

Účel použitia

Kompresy/tamponády

Suprasorb® A + Ag je možné použiť na ošetrovanie infekciou ohrozených a infikovaných rán.

Vlastnosti

- rýchla a širokospektrálna antimikrobiálna účinnosť, aj proti MRSA a VRE*
- schopnosťou absorbovať veľké množstvo exsudátu podporuje hojenie rán
- priľnavosť k akejkoľvek spodine rany
- vytvorený gél vytvára vlhké prostredie a prispieva k zníženiu bakteriálnej záťaže

Zloženie výrobku

Kalciumalginátové vlákna, alginátové vlákna s obsahom striebra (1,5 % iónové striebro)

Pokyny

Interval výmeny krytia:

- Interval výmeny krytia Suprasorb A + Ag určí ošetrojúci lekár. V závislosti od stupňa exsudácie môže krytie ostať na/v rane až 7 dní.

Na infikované rany:

- oklúzívne sekundárne krytie sa používa iba na základe rozhodnutia lekára, v závislosti od celkovej situácie

Varianty

- Kompresa
- Tamponáda

Suprasorb® A

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Kompresa			
5 x 5	148147	A39591	10/240
10 x 10	148148	A39592	10/240
10 x 20	148149	A39593	10/70
Tamponáda			
30 x 2g	148150	A39594	5/50

Suprasorb® A + Ag


sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Kompresa			
5 x 5	149265	A75661	10/240
10 x 10	149266	A75662	10/200
10 x 20	149267	A75663	5/60
Tamponáda			
30 x 2g	149268	A75664	5/60

* Preukázané spektrum choroboplodných zárodkov in vitro, pozri návod na použitie

Suprasorb® F

Fóliové krytie na rany



Oblasti použitia

Na ošetrovanie neinfikovaných rán, ak sú slabo exsudujúce a povrchové.

- na ochranu čerstvého epitelálneho tkaniva
- ako sekundárne krytie, napr. na Suprasorb® X
- na profylaxiu (o. i. dekubitov)
- na fixáciu

Fázy hojenia rany

- epitelizačná fáza

Vlastnosti

- jednoduché aplikovanie
- vysoký komfort pri nosení vďaka bezpečnému a flexibilnému umiestneniu
- elastické a priliehavé krytie
- ochrana pred vonkajšími vplyvmi (napr. baktériami)
- vodotesné
- ako primárne krytie umožňuje kontrolu rany

Zloženie výrobku

polyuretánová fólia
polyakrylátové lepidlo

Pokyny

- Suprasorb® F rolka, je určený na profylaxiu (vrátane dekubitov) a na fixáciu krytia.

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a možného primárneho krytia, najneskôr však po 5-7 dňoch.

Tip

Možno použiť ako sekundárne krytie pri ranách ohrozených infekciou.

Suprasorb® F Protect

Fóliové krytie na rany



Oblasti použitia

Na ošetrovanie akútnych a chronických rán, ak sú slabo exsudujúce a povrchové.

Indikácie:

- arteriálne a venózne vredy
- diabetické vredy
- dekubity (vhodné aj na profylaxiu)
- miesta odberu kožného štetu
- pooperačné rany
- odreniny
- tržné a rezné rany
- nepatrné popáleniny/obareniny (stupeň 1 / 2a)

Môže sa používať ako sekundárne krytie v prípade rán ohrozených infekciou.

Fázy hojenia rany

- epitelizačná fáza

Vlastnosti

- bezproblémová aplikácia s rukavicami
- priehľadnosť umožňuje kontrolu rany
- prispôsobuje sa vystupujúcim telesným kontúram
- rozťahuje sa spolu s pokožkou, pre väčšie pohodlie pacienta
- bezpečné prilepenie zaisťuje vysoký komfort pri nosení
- zmiernenie poškodenia pokožky spôsobeného odieraním
- vodotesné a neprepúšťajúce baktérie
- priepustnosť vodnej pary udržiava vlhké prostredie rany

Zloženie výrobku

polyetylén, polyuretán, polyakrylát, papier s polydimetylsiloxánovou vrstvou, polyester s polyakrylátovou vrstvou

Pokyny

- možné použiť na sekundárne krytie na fixáciu
- výrobok vhodný na sprchovanie
- odolný voči bežným dezinfekčným prostriedkom
- bez obsahu kolofónie, derivátov kolofónie a DMF
- je možné ho ponechať na rane až 7 dní
- nie je vhodné na použitie v podtlakovej terapii

Suprasorb® F


Rozmery	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivé balené			
5 cm x 7 cm	20460	A39608	10/380
5 cm x 7 cm	20461	A39609	100/1000
10 cm x 12 cm	20462	A39610	10/100
10 cm x 12 cm	20463	A39611	50/200
10 cm x 25 cm	20464	A39612	10/140
15 cm x 20 cm	20465	A39613	10/400
20 cm x 30 cm	20466	A39614	10/180
zrolované, nesterilné			
10 cm x 1 m	20467		1/16
10 cm x 10 m	20468	A73753	1/16
15 cm x 10 m	20469	A73754	1/10

Suprasorb® F Protect

Rozmery (cm)	REF	BJ
sterilné, jednotlivé balené		
5 x 7	162460	10/380
5 x 7	162461	100/1000
10 x 12	162462	10/100
10 x 12	162463	50/200
10 x 25	162464	10/140
15 x 20	162465	10/400
20 x 30	162466	10/180

Suprasorb® H

Hydrokoloidné krytie



- A pri absorpcii exsudátu hydrokoloid napučí a vytvára gél, ktorý na seba viaže exsudát a zvyšky tkaniva
- B odolný proti baktériám a odpudzujúci tekutiny
- C prebytočný exsudát sa odparí

Oblasti použitia

Na ošetrenie neinfikovaných povrchových rán so slabou až strednou exsudáciou.

Indikácie:

- preležaniny a vredy na nohách
- popáleniny 1. a 2. stupňa
- miesta odberu a prijmu kožného štepu
- diabetické vredy
- pooperačné rany
- odreniny

Vlastnosti

- vynikajúca absorpčná schopnosť
- priedušné
- zaručuje optimálne vlhké prostredie rany
- minimalizuje riziko poškodenia zdravej pokožky v okolí rany

Zloženie výrobku

polyuretánová fólia s hydrokoloidnou vrstvou

Pokyny

Interval výmeny krytia:

- Interval výmeny krytia závisí od stavu rany a stupňa exsudácie. V prípade priesaku exsudátu z rany treba krytie okamžite vymeniť. Krytie je potrebné vymeniť najneskôr po 7 dňoch alebo hneď ako je úplne nasiaknuté exsudátom.

Varianty

- Standard (štandardný)
- Thin (tenký)
- Sacrum (sakrálny)
- Border (s lepiacim okrajom)


Suprasorb® H

Hydrokoloidné krytie

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Standard (štandardný)			
10 x 10	108830	A39595	10/660
15 x 15	108831	A39596	5/50
20 x 20	108832	A39597	5/50
Thin (tenký)			
5 x 5	108860	A38727	10/1650
10 x 5	108861	A39598	10/480
20 x 5	108862	A39599	10/250
10 x 10	108863	A39600	10/720
15 x 15	108864	A39601	5/50
20 x 20	108865	A39602	5/50
Border (s lepiacim okrajom)			
14 x 14	108866	A39604	5/200
Sacrum (sakrálny)			
16 x 14	108867	A39603	5/200

Suprasorb® Liquacel*

Krytie s hydroaktívnym vláknom



- A znížené riziko macerácie vertikálnou absorpciou a prenosom exsudátu do sekundárneho krytia
- B pri kontakte s exsudátom tvorí súdržný gél
- C uzatvára exsudát, debris a baktérie v géle

Oblasti použitia

Na ošetrovanie akútnych a chronických rán, ak sú slabo až silne exsudujúce, povrchové alebo hlboké.

Indikácie:

- ulcus cruris
 - dekubity
 - diabetické vrede
 - popáleniny 2. stupňa
 - tržné, rezné rany, odreniny
 - traumatické rany a rany so sklonom ku krvácaniu, napr. po chirurgickom alebo mechanickom debridemente
 - miesta odberu kožného štetu
- Fázy hojenia rany
- exsudatívna fáza
 - granulačná fáza

Vlastnosti

- prispieva k ochrane okraja rany pred maceráciou a pokožky v okolí rany
- efektívny manažment exsudátu podporuje proces hojenia
- nekomplikovaná funkčnosť vo vlhkom stave, dá sa vybrať z rany v jednom kuse
- vertikálna absorpcia a prenos exsudátu do sekundárneho krytia

Zloženie výrobku

celulózové vlákna
celulózové etylsulfonátové vlákna

Pokyny

- V suchom stave je možné Suprasorb Liquacel jednoducho pristrihnúť podľa veľkosti rany. Krytie by malo okraje rany presahovať približne o 1 cm.
- Na hlboké rany zľahka aplikujte do 85 % tamponádu a krytie nechajte presiahnuť okraje rany približne o 2,5 cm.

Interval výmeny krytia:


- Určí ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr po 7 dňoch.

Varianty

- Kompresa
- Tamponáda

Suprasorb® Liquacel Ag

Krytie na rany s antimikrobiálnym striebrom a zosilnenými celulózovými vláknami



- A pri kontakte s exsudátom z rany sa vytvorí gél, ktorý udržiava vlhké prostredie rany a podporuje autolytický debridement
- B nanočastice striebra uvoľňujú do krytia ióny striebra a tým rozvíjajú svoj antimikrobiálny účinok aj proti MRSA* (*na základe údajov in-vitro)
- C baktérie, exsudát a zvyšky buniek sú viazané v krytí a odstraňujú sa výmenou krytia

Oblasti použitia

Na ošetrovanie stredne až silno exsudujúcich rán, ak sú povrchové alebo hlboké.

Indikácie:

- popáleniny 2. stupňa
 - ulcus cruris, dekubity a diabetické vrede pooperačné rany
 - rany so sklonom ku krvácaniu
- Fázy hojenia rany
- exsudatívna fáza
 - granulačná fáza

Vlastnosti

- Obsahuje technológiu nanostriebra, ktorá ničí biofilm.*
- Účinné proti širokému spektru patogénov, vrátane MRSA.
- Nízka cytotoxicita vďaka kontinuálnemu uvoľňovaniu iónov striebra.
- Štruktúra krytia zostáva neporušená aj vo vlhkom stave je možné ho odstrániť v jednom kuse.
- Efektívny manažment exsudátu vďaka vysokej vertikálnej absorpcii a tým aj ochrane okrajov rany pred maceráciou.
- Podporuje autolytický debridement a viaže baktérie a zvyšky buniek v krytí.

Zloženie výrobku

60 % karboxymetylcelulózové (CMC) vlákna
40 % zmes vlákien Lyocell a Lunar Ag (s 1,1 % častíc nanostriebra)

Suprasorb® Liquacel*

sterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	REF	BJ
Kompresa		
5 x 5	180020	10/240
10 x 10	180021	10/240
15 x 15	180022	5/70
Tamponáda		
45 x 2	180023	5/50

Suprasorb® Liquacel Ag


sterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Kompresa			
5 x 5	142503	A3758A	10/200
10 x 10	142504	A3759A	10/100
15 x 15	142505	A3760A	5/50
30 x 20	148146	A8048A	5/100
Tamponáda			
45 x 2	142506	A3761A	5/100

* Vyššie uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.

Suprasorb® P

Polyuretánové penové krytie



- A rovnomerné rozloženie exsudátu z rany
- B perforovaná kontaktná vrstva s ranou
- C vodotesné a neprepúšťajúce baktérie
- D priepustné pre vodné pary

Oblasti použitia

- stredne exsudujúce rany
- povrchové rany
- Akútne rany:
 - ◆ miesta odberu kožného štepu
 - ◆ pooperačné rany
- Chronické rany:
 - ◆ dekubity
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ diabetické vrede
- Fázy hojenia rany
 - ◆ exsudačná fáza
 - ◆ granulačná fáza
 - ◆ epitelizačná fáza

Vlastnosti

- veľmi dobré hojenie rán vďaka spoľahlivému manažmentu exsudátu
- vysoký komfort pri používaní vďaka mäkkej a poddajnej štruktúre materiálu
- perforovaná kontaktná vrstva s ranou bráni prilepeniu na ranu
- PU membrána odpudzujúca baktérie a tekutiny*
- zachováva vlhké prostredie rany a tým napomáha prirodzenému procesu hojenia
- anatomický tvar uľahčuje liečbu ťažko prístupných miest, ako je päta, lakeť alebo kýpeľ po amputácii**

* Suprasorb P nelepíace krytie

** Suprasorb P Heel nelepíace krytie

Pokyny

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 5-7 dňoch. Hneď, ako sfarbenie dosiahne okraj, krytie je potrebné vymeniť.
- Suprasorb P je možné použiť ako sekundárne krytie pri ranách ohrozených infekciou v rámci bežnej antimikrobiálnej liečby.
- V suchom stave je možné Suprasorb P jednoducho prstrihnúť podľa individuálnej veľkosti rany. Krytie by malo okraje rany presahovať približne o cca 2 cm.

Varianty

- samolepiaci
- nelepíaci
- sacrum (sakrálny), samolepiaci
- heel (päta), nelepíaci

Suprasorb® P

Polyuretánové penové krytie




Suprasorb® P

sterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
samolepiaci				
7,5 x 7,5	4 x 4	20416	A60686	10/100
10 x 10	6 x 6	20417	A60687	10/100
15 x 15	10 x 10	20418	A60688	5/50
20 x 15	15 x 10	20419	A60689	5/50
nelepíaci				
5 x 5	5 x 5	20405	A68840	10/100
7,5 x 7,5	7,5 x 7,5	20406	A68841	10/100
10 x 10	10 x 10	20407	A68842	10/100
15 x 15	15 x 15	20408	A68843	5/50
20 x 15	20 x 15	20409	A68844	5/50
sacrum (sakrálny), samolepiaci				
20,5 x 18	14,3 x 12	20415	A88087	5/50
heel (päta), nelepíaci				
13 x 10		180040	A7183A	5/120

Suprasorb® P sensitive

Penové krytie so silikónom



Oblasti použitia

- Na ošetrovanie nasledujúcich indikácií:
 - ♦ dekubity
 - ♦ vředy na nohách a chodidlách
 - ♦ traumatické rany
 - ♦ pooperačné rany
 - ♦ lacerácie

Vlastnosti

- atraumatické odstránenie
- efektívny manažment exsudátu znižuje riziko macerácie
- podkladová vrstva: vodotesná, vhodná na sprchovanie a odpudzujúca baktérie
- prispôsobí sa spodine rany
- poskytuje pacientovi komfort
- časová úspora vďaka dlhším intervalom výmeny krytia

Varianty tvarovaných krytí

- sacrum (so superabsorpčným jadrom)
- heel (so superabsorpčným jadrom)
- multisite border (so superabsorpčným jadrom)
- multisite border lite (bezsuperabsorpčného jadra)
- tracheo (bez superabsorpčného jadra)

Suprasorb® P sensitive

Penové krytie so silikónom

Suprasorb® P sensitive

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
border (so superabsorpčným jadrom)				
8,5 x 7,5	5 x 4,5	139068	A3540A	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139061	A0609A	10/200
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	168062	A3541A	10/200
15 x 15	10,5 x 10,5	168069	A0610A	10/150
20 x 20	15 x 15	139070	A0611A	10/100
30 x 10	24 x 5	146240	A6752A	5/200
border lite (bez superabsorpčného jadra)				
5 x 5	2,5 x 2,5	139080	A0612A	10/240
10 x 5	6 x 2,5	139081	A3542A	10/200
8,5 x 7,5	5 x 4,5	139086	A3543A	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139083	A3544A	10/200
15 x 9	10,5 x 5	168087	A3545A	10/200
20 x 10	15 x 5	139088	A0613A	10/150
non-border (bez superabsorpčného jadra)				
5 x 5		139350	A3546A	10/240
7,5 x 7,5		139455	A3547A	10/150
10 x 10		139351	A0614A	10/100
20 x 10		139352	A0615A	10/150
15 x 15		139353	A3548A	10/100
20 x 15		139456	A3549A	10/100
20 x 20		139354	A0616A	10/100
sacrum (so superabsorpčným jadrom)				
17,5 x 17	12,5 x 12	139355	A0617A	10/100
23 x 23	17 x 16,5	139556	A0618A	10/100
heel (so superabsorpčným jadrom)				
25 x 23,5	19 x 17,5	139356	A0619A	10/100
multisite border (so superabsorpčným jadrom)				
15 x 12	10 x 7	168357	A0620A	10/100
20 x 16	15,5 x 11,5	168076	A4643A	10/200
multisite border lite (bez superabsorpčného jadra)				
9,5 x 7,5	5,5 x 3,5	168077	A4644A	10/300
tracheo (bez superabsorpčného jadra)				
10 x 9		146244	A6753A	10/100

Suprasorb® P + PHMB

Antimikrobiálne PU penové krytie na rany



Oblasti použitia

- stredne až silno exsudujúce rany
- na infikované a infekciou ohrozené rany
- na povrchové rany

Fázy hojenia rany

- exsudatívna fáza
- granulačná fáza
- epitelizačná fáza

- vredy na nohách a chodidlách
- dekubity
- diabetické vredy
- pooperačné chirurgické rany

Vlastnosti

- spoľahlivý manažment exsudátu
- široký antimikrobiálny účinok
- rýchly a dlhotrvajúci účinok
- perforovaná kontaktná vrstva s ranou
- nepriepustné pre baktérie a vodu

Pokyny

- Suprasorb P + PHMB je možné použiť ako sekundárne krytie na infikované alebo infekciou ohrozené rany v rámci pravidelnej antimikrobiálnej liečby.
- V suchom stave je možné Suprasorb P + PHMB jednoducho pristihnúť podľa individuálnej veľkosti rany.

Suprasorb® X

Krytie na rany HydroBalance




Oblasti použitia

Na ošetrovanie neinfikovaných rán, ak sú slabo až stredne exsudujúce, povrchové alebo hlboké.

- môže sa použiť na akúkoľvek spodinu rany (nekrotickú, s povlakom, granulujúcu, epitelizujúcu)
- arteriálne a venózne vredy
- diabetické vredy
- dekubity
- povrchové popáleniny 2.
- pooperačné chirurgické rany
- kožné transplantácie
- miesta odberu kožného štepu
- odreniny, lacerácie

Účel použitia

Biocelulózové krytia na rany/ tamponády HydroBalance podporujú hojenie rán tým, že uvoľňujú vlhkosť a absorbujú exsudát z mierne až stredne silno exsudujúcich povrchových alebo hlbokých rán.



- A nadbytočný exsudát z rany je absorbovaný do krytia
- B vlhkosť z krytia sa uvoľňuje do oblasti slabo exsudujúcej rany

Vlastnosti

- chladiaci účinok: rýchle a trvalé zníženie bolesti
- účinok HydroBalance: samostatná regulácia vlhkosti (odovzdávanie a absorpcia)
- čistiaci účinok: zvlhčovanie a odstraňovanie odumretých epitelových buniek
- vysoký komfort pri používaní vďaka obzvlášť mäkkej a príľnavej štruktúre
- podporuje hojenie rán
- Pórovitá štruktúra je podobná extracelulárnej matrike kože ("skelet" kože) a podporuje migráciu fibroblastov.

Zloženie výrobku

celulóza
voda

Varianty

- Kompresa
- Tamponáda

Tip

V prípade, že krytie vyschne, musí pred jeho odstránením dôjsť k primeranej rehydratácii s minimálnou dobou pôsobenia 10 minút.

Suprasorb® P + PHMB

sterilné, jednotlivito balené, nelepíace

Rozmery (cm)	REF
10 x 10	34542
10 x 20	34543
15 x 15	34544
20 x 20	34545


Suprasorb® X

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Kompresa			
5 x 5	20534	A75071	5/90
9 x 9	20531	A75072	5/80

Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobiálne krytie na rany HydroBalance



- A nadbytočný exsudát z rany je absorbovaný do krytia
- B vlhkosť z krytia sa uvoľňuje do oblasti slabo exsudujúcej rany
- C usmrtenie mikroorganizmov uvoľňovaným polyhexametylénbiguanidom (PHMB)

Oblasti použitia

Na ošetrenie infikovaných alebo infekciou ohrozených rán, ak sú slabo až stredne exsudujúce, povrchové alebo hlboké.

- môže sa použiť na akúkoľvek spodinu rany (nekrotickú, s povlakom, granulujúcu, epitelizujúcu)
- arteriálne a venózne vredy
- diabetické vredy
- dekubity
- povrchové popáleniny 2. stupňa
- pooperačné chirurgické rany
- kožné transplantácie
- miesta odberu kožného štepu
- odreniny, lacerácie

Účel použitia

Biocelulóзовé krytia na rany/ tamponády HydroBalance podporujú hojenie rán tým, že odovzdávajú vlhkosť a absorbujú exsudát z mierne až stredne silno exsudujúcich, povrchových alebo hlbokých rán, či už infikovaných alebo ohrozených infekciou a zabraňujú mikrobiálnej aktivite.

Vlastnosti

- chladiaci účinok: rýchle a trvalé zníženie bolesti
- účinok HydroBalance: samostatná regulácia vlhkosti (odovzdávanie a absorpcia)
- čistiaci účinok: zvlhčovanie a odstraňovanie odumretých epitelových buniek
- vysoký komfort pri používaní vďaka mäkkej a poddajnej štruktúre materiálu
- vhodné predovšetkým na ošetrenie rán na náročných miestach
- vlhké prostredie rany s chladiacim účinkom vnímajú pacienti ako príjemné a uľavujúce od bolesti
- antimikrobiálne pôsobenie proti širokému spektru patogénov, napr. MRSA a VRE*
- antimikrobiálna účinnosť proti grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, ako aj plesniam a biofilmu

Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobiálne krytie na rany HydroBalance

Zloženie výrobku

voda
celulóza
0.3 % polyhexametylénbiguanid (PHMB/polyhexanid)

Pokyny

- Pri ošetrení infikovaných rán nepoužívajte krytie na rany ako jediné opatrenie v rámci liečby, ale podľa zväženia ošetrujúceho lekára ho treba skombinovať s medikamentóznou liečbou v súlade s miestnymi klinickými protokolmi.
- Ak sa vyskytnú nasledujúce symptómy, obráťte sa na lekára alebo ošetrovateľa:
- zmena farby a/alebo zápachu rany
 - stagnujúce hojenie rany
 - klinické príznaky infekcie

Tip

V prípade, že krytie vyschne, musí pred jeho odstránením dôjsť k primeranej rehydratácii s minimálnou dobou pôsobenia 10 minút.

Varianty

- Kompresa
- Tamponáda

Suprasorb® X + PHMB

sterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Kompresa			
5 x 5	20540	A75075	5/90
9 x 9	20541	A75076	5/80
14 x 20	20542	A75077	5/65
Tamponáda			
2 x 21	20543	A75078	5/130

Lomatuell® Pro

Kontaktná sieťka tvoriaca gél



Oblasti použitia

- fázy hojenia rany
 - ◆ exsudačná fáza
 - ◆ granulačná fáza
 - ◆ epitelizačná fáza
- chronické rany
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ diabetické vrede na nohách
 - ◆ dekubity
- akútne rany
 - ◆ tržné, rezné rany, odreniny
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
- rany po chirurgických zákrokoch
 - ◆ sekundárne sa hojace operačné rany
 - ◆ miesta odberu kožného štetu
- možno kombinovať s podtlakovou terapiou ako dištančnú mriežku na ranu*

Vlastnosti

- atraumatická a takmer bezbolestná výmena krytia
- obojstranne použiteľná
- podporuje hojenie rán
- minimalizuje sa riziko zlepenia s ranou
- dobrý odtok exsudátu do sekundárneho krytia

Zloženie výrobku

Mriežkový tyl s polyesterovými vláknami, impregnovaný nanášacou hmotou, obsahujúci polymérnu maticu (elasticky deformovateľnú fixačnú hmotu), vazelinu a hydrokoloid

Lomatuell® H

Parafínový tyl, hydrofóbny



Oblasti použitia

- miesta odberu kožného štetu
- ulcus cruris
- dekubity
- popáleniny
- povrchové rezné rany a odreniny

Vlastnosti

- podporuje odvádzanie exsudátu a chráni povrchové rany pred prilepením
- znížené riziko zlepenia s ranou*
- podporuje prirodzený priebeh hojenia*
- je možné pristihnúť

Zloženie výrobku

bavlna (tyl s veľkými okami) a biela vazelína, zakryté pergamenom

Lomatuell® Pro

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
5 x 5	30870	A95725	10/360
10 x 10	30871	A95726	10/120
10 x 20	30872	A95727	10/120
10 x 30	30873	A95728	10/80
10 x 10	30874		50/450

*na základe in vitro výskumov

Lomatuell® H

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
5 x 5	23314	A39864	10/360
10 x 10	23315	A39865	10/120
20 x 10	23316	A39866	10/120
30 x 10	23317	A39867	10/80
10 x 10	23318	A39868	50/450

*Na základe skúmaní in-vitro

Vliwasorb® sensitive

Superabsorpčné krytie na rany so silikónom




- Oblasti použitia**
stredne až silno exsudujúce rany, vrátane:
- ulcus cruris
 - dekubity
 - diabetické vrede na nohách
 - a dehiscenčné pooperačné rany



- Vlastnosti**
- atraumatické a bezbolestné odstránenie
 - chráni ranu a okolie rany
 - vysoká absorpčná a retenčná kapacita aj pri kompresii
 - znížené množstvo baktérií prostredníctvom viazania exsudátu v superabsorbente
 - stála tvarová stabilita - aj pri vertikálnom použití - vďaka komprimovanej vrstve superabsorbentu

Vliwasorb® sensitive

Superabsorpčné krytie na rany so silikónom



- A ochrana bielizne
- B superabsorpčné jadro
- C distribučná vrstva
- D silikónová kontaktná vrstva s ranou

- Zloženie výrobku**
silikón, netkaná textília, polyakrylát, celulóza, polypropylén
- Pokyny**
- krytie nestrihajte



Vliwasorb sensitive
pred
použitím



Vliwasorb sensitive
s maximálnou
absorpciou

Vliwasorb® sensitive

sterilné, jednotlivě balené

Rozmery (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
12,5 x 12,5	10 x 10	141821	A3226A	10/160
10 x 20	7,5 x 17	141822	A3227A	10/160
20 x 20	17 x 17	141824	A3229A	10/80
20 x 30	17 x 27	141825	A3230A	10/80
border sacrum				
23 x 23	16,5 x 17	159569	A7786A	10/100

Vliwazell® Pro

Absorpčná kompres so superabsorbentom



Oblasti použitia

Na ošetrovanie akútnych a chronických rán, stredne až veľmi silne exsudujúcich, povrchových a hlbokých** rán, v prípadoch:

- arteriálne a venózne vredy, diabetické vredy
- dekubity
- posttraumatické rany
- pooperačné, sekundárne hojace sa rany
- miesta odberu kožného štepu
- onkologické rany
- exulcerujúce tumory
- infekciu ohrozené rany
- povrchové popáleniny 2. stupňa
- lymfatické rany

aj ako sekundárne krytie, napr. na laparotomické rany a na fistuly.

Účel použitia

Absorpčné viacvrstvové krytie na ranu pre manažment exsudátu pri akútnych a chronických ranách.

Vlastnosti

- veľmi vysoká absorpčná kapacita (tiež pod kompresiou)
- atraumatická výmena krytia* vysoká retenčná schopnosť, veľmi vysoká kapacita absorpcie a viazania exsudátu z rany a v ňom sa nachádzajúcich baktérií
- stabilný tvar vedie k z výšnému komfortu pacienta
- ľahká tvarovateľnosť a fixácia praktická ochrana bielizne chráni odev a posteľnú bielizeň pred premočením

Zloženie výrobku

viskóza, polyamid, buničina, polyetylén, polyetyléntereftalát, kopolymér etylén-vinylacetát, polyakrylát, polypropylén, tavné lepidlo

Pokyny

- krytie nestrihajte

Vliwazell®

Vysoko absorpčné krytie na rany



Oblasti použitia

- na absorpciu exsudátu z rany pre povrchové, stredne až silno exsudujúce rany
- na ošetrovanie povrchových akútnych a chronických rán

Vlastnosti

- vysoko absorpčné krytie na rany
- integrovaná vrstva na rovnomerné rozdelenie exsudátu z rany
- netkaná textília na ochranu bielizne chráni pred preniknutím exsudátu z rany
- znižuje riziko prilepenia k rane
- je mäkké a pružné

Zloženie výrobku

polypropylén, celulóza, tavné lepidlo

Vliwazell® Pro

sterilné, jednotlivo balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 10	109460	A1789A	10/240
10 x 20	109461	A1790A	10/120
15 x 20	109462	A1791A	10/80
20 x 25	109463	A1792A	10/100
20 x 40	109464	A1793A	10/100

* Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.

**Vliwazell Pro je možné použiť ako sekundárne krytie v kombinácii s vhodnými výplňami rany (napr. Suprasorb Liquacel Ag, Suprasorb A, Suprasorb A + Ag) na ošetrovanie hlbokých rán.

Vliwazell®

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené, obsah škatule: 25 kompires			
10 x 10	20320	A41180	25/400
sterilné, jednotlivo balené, obsah škatule: 30 kompires			
10 x 20	30451	A41181	30/300
15 x 20	30452		30/180
20 x 20	30454	A41182	30/120
nesterilné, 25 ks vo fóliovom vrecku			
10 x 10	30430	A41176	25/900
10 x 20	30431	A5914A	25/450
15 x 20	30432	A5915A	25/200
15 x 25	30433	A5916A	25/200
20 x 20	30434	A41178	25/200
20 x 25	30435	A5917A	25/150
20 x 40	30436	A5918A	25/200
sterilné, jednotlivo balené, obsah škatule: 60 kompires			
10 x 10	30450	A41180	60/360



Oblasti použitia

- pre zápachajúce rany
- pre stredne až silno exsudujúce rany
- pre hlboké rany ako sekundárne krytie v kombinácii s vhodnou výplňou rany
- pre inikované rany ako sekundárne krytie v kombinácii s výplňou rany/ primárnym krytím s antimikrobiálnymi vlastnosťami

Účel použitia

vhodné na absorpciu exsudátu z rany a viazanie zápachových látok obsiahnutých v absorbovanom exsudáte z rany

Vlastnosti

- viažúce zápach
- väzba endotoxínov*
- dobrá absorpčná kapacita
- mäkké a flexibilné
- šetrné k pokožke

Zloženie výrobku

vlákna s aktívnym uhlím, viskóza, polyamid, celulóza, polypropylén, tavné lepidlo (syntetický polymér so živcami a voskami)

Pokyny

- nestrihajte, pretože častice aktívneho uhlia sa môžu dostať do rany



Oblasti použitia

- pre kriticky kolonizované alebo infikované a/alebo silne zápachajúce rany
- na rany s vysokým rizikom infekcie
- Absorpčná kompresa:
 - ◆ na silno exsudujúce povrchové rany
- Tamponáda:
 - ◆ na tamponádu hlbších rán
 - ◆ ako krytie na povrchové rany

Vlastnosti

- viaže zápach a exsudát z rany
- pôsobí antimikrobiálne vďaka obsahu striebra (Ag)
- viaže endotoxíny

Zloženie výrobku

vlákna s obsahom aktívneho uhlia impregnované striebrom, polyester/ polyetylén navyše v absorpčnej komprese: polypropylén, buničina, lepidlo tavené za tepla (syntetický polymér so živcami a voskami)

Pokyny

- nestrihajte, pretože častice aktívneho uhlia sa môžu dostať do rany

Varianty

- Absorpčná kompresa
- Tamponáda

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 10	20254	A60691	20/400
10 x 20	20255	A60692	20/200

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Tamponáda s obsahom aktívneho uhlia a striebra			
6,5 x 10	20700	A73750	10/300
10 x 10	20701	A73751	10/300
10 x 15	20702	A73752	10/340
Absorpčná kompresa s obsahom aktívneho uhlia a striebra			
10 x 10	20705	A73747	10/150
10 x 20	20706	A73748	10/110
20 x 20	20707	A73749	10/130

Solvaline® N

Kompresa na ranu



Oblasti použitia

- pre slabo až stredne exsudujúce rany
- na rany v pooperačnej oblasti
- na prvé ošetrenie, napr. rezných rán a odrenín,
- na popáleniny 2. stupňa

Vlastnosti

- vysoko savé viskózne/polyesterové jadro
- obojstranne perforovaná polyetylénová fólia na rýchlu absorpciu exsudátu rany
- nízka adhézia: umožňuje bezbolestný a atraumatický preväz
- obojstranne použiteľná vďaka fólii zo spodnej aj vrchnej strany
- identická geometria strán poskytuje bezpečnosť pri vkladaní

Zloženie výrobku

savé jadro: 80 % viskóza,
20 % polyester
fólia: polyetylén

Solvaline® N

	Rozmery (cm)	REF	BJ
nesterilné			
	5 x 5	280000	200/9000
	10 x 10	280001	150/900
	10 x 20	280002	50/1500
	20 x 30	280003	25/300
sterilné, jednotlivé balené			
	5 x 5	280004	100/2700
	10 x 10	280005	100/1200
	10 x 20	280006	50/600
	20 x 30	280007	25/300
	5 x 5	280008	25/2700
	10 x 10	280009	10/720

Metalline® Kompresy



Metalline® Kompresy

- akútne rany, aj v rámci prvej pomoci a primárneho ošetrenia
- popáleniny 1. stupňa
 - popáleniny 2. stupňa
 - poleptania
 - rezné rany a odreniny
 - tiež na pooperačné rany

Účel použitia

Metalline® Drain / Tracheo

Krytia na drény a kanyly sú potiahnuté hliníkom a používajú sa na absorpciu exsudátu a obmedzenie zlepenia s ranou u zavedených drénov alebo kanyl.

Metalline® Kompresy

Krytia sú potiahnuté hliníkom a používajú sa na absorpciu exsudátu, obmedzenie zlepenia s ranou a krytie rán.

Vlastnosti

- znížené riziko zlepenia s ranou
- atraumatická výmena krytia
- šetrné k rane
- priepustné pre vzduch / vodné pary
- hladké a mäkké
- dobrá drenáž

Zloženie výrobku

viskóza (spevnená akrylátovým spojivom), horná vrstva kompresy je naparená hliníkom

Metalline® Kompresy

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivé balené, na predpis a OTC			
8 x 10	23083	A53610	1/1/10/560
sterilné, jednotlivé balené, pre operačné sály, ambulanciu a prax, v dávkovacej škatuli			
10 x 12	23082	A53610	50/300

Metalline® Tracheálna kompresa

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivé balené, v dávkovacej škatuli			
8 x 9	23094	A53616	50/600

Metalline® Drenážna kompresa

Rozmery (cm)	REF	BJ
sterilné, jednotlivé balené, v dávkovacej škatuli		
6 x 7	23093	50/600

Metalline® Obvázové súpravy, prestieradlá



Oblasti použitia

- akútne veľkoplošné rany, aj v rámci prvej pomoci a primárneho ošetrovania
- popáleniny 1. stupňa
- popáleniny 2. stupňa
- poleptania
- rezné rany a odreniny

Účel použitia

krytia sú potiahnuté hliníkom a používajú sa na absorpciu exsudátu, obmedzenie zlepenia s ranou a krytie rán

Vlastnosti

- aluminizovaná netkaná textília
- znížené riziko zlepenia s ranou
- atraumatická výmena krytia
- šetrné k rane a absorpčné
- priepustné pre vzduch / vodné pary
- hladké a mäkké

Zloženie výrobku

viskóza (spevnená akrylátovým spojivom)
horná vrstva kompresy je naparená hliníkom
polyester

Pokyny

Metalline Obvázová utierka

- na fixáciu je rúško opatrené 4 pásikmi

Gazin® Gázové kompresy



Oblasti použitia

- na čistenie rán
- na krytie rán
- na absorpciu telesných tekutín

Vlastnosti

- vyrobené z obvázovej gázy podľa DIN EN 14079
- 17- a 20-vláknové
- všetky orezané hrany sú vo vnútri, takže neprečnievajú žiadne okrajové vlákna
- vysoká absorpčná schopnosť



Metalline® Obvázové súpravy, prestieradlá

sterilná, vo fóliovom vrecku

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
40 x 60	23012	A53609	1/100
60 x 80	23010	A53609	1/100

Metalline® Plachta

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
2,5 x 73,0	23050	A53609	1/20

Metalline® Rolované prestieradlo

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 73	23070	A53609	1/10

Gazin® Gázové kompresy

Gazin® Gázové kompresy

nesterilné, v papierovom obale

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
bez röntgenkontrastného vlákna, 17-vláknové, 8-vrstvové			
5 x 5	13492	A57022	100/3000
7,5 x 7,5	13493	A57023	100/1000
10 x 10	13494	A57024	100/1000
18 x 8	18524	A74211	100/600
bez röntgenkontrastného vlákna, 17-vláknové, 12-vrstvové			
5 x 5	18501	A57025	100/1000
7,5 x 7,5	18504	A57026	100/1000
10 x 10	18507	A57027	100/1000
bez röntgenkontrastného vlákna, 17-vláknové, 16-vrstvové			
7,5 x 7,5	18505		100/1000

Gazin® Gázové kompresy

nesterilné, možno sterilizovať vodnou parou (134 °C), v papierovom obale

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
s röntgenkontrastným vláknom, 17-vláknové, 12-vrstvové			
7,5 x 7,5	18511	A87791	100/1000
10 x 10	18514	A87792	100/1000

Gazin® Gázové kompresy

sterilné, bez röntgenkontrastného vlákna

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
balené po 2 kompresách, 8-vrstvové, 17-vláknové			
5 x 5	13620	A57028	100/1800
7,5 x 7,5	13621	A57029	100/1800
10 x 10	13622	A57031	100/2000
10 x 20	13623		100/800

Gazin® kompresy s nástrihom v tvare "Y"

sterilné, bez röntgenkontrastného vlákna

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
balené po 2 kompresách, 8-vrstvové, 17-vláknové			
7,5 x 7,5	13521	A57032	100/1800
10 x 10	13522	A57033	100/2000

Gazin® Tamponáda



Oblasti použitia

- na chirurgicky invazívne, krátkodobé ošetrenie rán pri operačných zákrokoch
- na tamponádu dutín rán a fistúl

Vlastnosti

- vyrobené z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- vysoká absorpčná schopnosť

Zloženie výrobku

100 % bavlna

Gazin® Tamponáda

sterilné, rolované, v plastovom dávkovači, 1-vrstvové

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
5 x 1	13470	A54281	1/216
5 x 2	13471	A54281	1/120
5 x 5	13473	A54281	1/60

Gazin® Tampón z obväzovej gázy



Oblasti použitia

- na čistenie rán
- na dezinfekciu pokožky
- sterilné tampóny na odsatie krvi a sekrétu pri operačných zákrokoch

Vlastnosti

- vyrobené z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- s bezpečnostným krúžkom zo silikónu
- 20-vláknové
- vysoko absorpčné

Zloženie výrobku

- 100 % bavlna
- röntgenkontrastné vlákno (modré, polypropylén, polyester, síran bárnatý)
- bezpečnostný krúžok zo silikónu

Varianty

- s röntgenkontrastným vláknom
- bez röntgenkontrastného vlákna

Gazin® Preparačné tampóny



Oblasti použitia

- po vykonanej sterilizácii určené na použitie v operačnej sále
- na preparáciu vrstiev tkaniva a anatomických štruktúr

Vlastnosti

- nesterilné
- vyrobené z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- 24-vláknové
- pevné a vysoko absorpčné

Zloženie výrobku

100 % bavlna, röntgenkontrastné vlákno (modré, polypropylén, polyesterové vlákno, síran bárnatý)

Gazin® Tampón z obväzovej gázy

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
nesterilný, bez röntgenkontrastného vlákna, 20-vláknový, vo fóliovom vrecku			
veľkosť vlašského orecha	15175	A21483	1000/5000
veľkosť slivky	15176	A21484	1000/5000
veľkosť vajca	15177	A21485	500/2500
extra veľké	15179	A54267	500/2000
veľkosť päsťe	15180	A21486	250/1000
sterilný, bez röntgenkontrastného vlákna, 20-vláknový, v papierovom/fóliovom obale			
veľkosť slivky, balené po 2+3	14962	A74208	125/1250
nesterilný, s röntgenkontrastným vláknom, 20-vláknový, vo fóliovom vrecku			
veľkosť vlašského orecha	15183	A54269	1000/5000
veľkosť slivky	15184	A54270	1000/5000
veľkosť vajca	15185	A54271	500/2500
extra veľké	15186	A54272	500/2000
veľkosť päsťe	15223	A54273	250/1000

Gazin® Preparačné tampóny

nesterilný, s röntgenkontrastným vláknom, 24-vláknový, možno sterilizovať vodnou parou (134 °C), vo fóliovom vrecku

Rozmery (cm)	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
6 x 6	veľ. 2, malý	15155	A54276	3000/45000
8 x 8	veľ. 3, stredný	15156	A54277	2000/30000
12 x 12	veľ. 4, veľký	15157	A54278	1000/15000

Vliwasoft® Mäkké kompresy z netkanej textílie



Oblasti použitia

- na ošetrovanie mierne až stredne silno exsudujúcich rán
- ako krytie na rany
- na čistenie rán
- ako nosič mastí
- na vypodloženie medzi prstami na rukách a na nohách

Vlastnosti

- nízka tendencia prilepenia k rane
- mäkký
- vysoko absorpčný

Zloženie výrobku

67 % viskóza, 33 % polyester

Vliwasoft®

kompresy z netkanej textílie

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
nesterilné, 4-vrstvové, 100 kusov v papierovom obale			
5 x 5	12075	A21473	100/5000
7,5 x 7,5	12081	A21474	100/2500
10 x 10	12064	A21475	100/2000
nesterilné, 6-vrstvové, 100 kusov v papierovom obale			
5 x 5	12078	A57034	100/5000
7,5 x 7,5	12084	A57035	100/2000
10 x 10	12067	A57036	100/2000
20 x 10	12072	A57037	100/1000
sterilné, 4-vrstvové, obsah balenia: 75 x 2 kompresy, balené po dvoch kusoch			
5 x 5	12076	A57038	150/3000
7,5 x 7,5	12082	A57039	150/3000
10 x 10	12065	A57040	150/3000
20 x 10	12071	A57041	150/1500
sterilné, 6-vrstvové, obsah balenia: 50 x 2 kompresy, balené po dvoch kusoch			
5 x 5	12079	A21477	100/2000
7,5 x 7,5	12085	A21478	100/2000
10 x 10	12068	A21479	100/2000
20 x 10	12073	A21480	100/1000

Vliwasoft® kompresy s nástrihom v tvare "Y"

sterilné, obsah balenia: 50 x 2 kompresy, balené po 2 kusoch

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
7,5 x 7,5	12099	A21481	100/2000
10 x 10	12098	A21482	100/2000

Opracleen® Gázové ovínadlo na tamponádu s jodoformom na antiseptickú tamponádu s jodoformom



Obvázové materiály Opracleen® (mulové ovínadlo na tamponádu s jodoformom, obvázová gáza s jodoformom) sa používajú po chirurgickej liečbe infektov vo forme

- abscesov,
- abscesov spojených s fistulami,
- vredov,
- kapsúl rán a telesných dutín.

Účel použitia

■ obvázové materiály Opracleen® (mulové ovínadlo na tamponádu s jodoformom, obvázová gáza s jodoformom) sa používajú na antiseptickú tamponádu a drenáž po chirurgickej liečbe infektov

Vlastnosti

- antiseptický účinok potvrdený pre Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis*
- podporuje čistenie rán absorbovaním exsudátu z rany a bunkových zvyškov
- dutiny rán je možné tampónovať
- nie je známa žiadna tvorba rezistencie**
- rýchle a jednoduché použitie

Zloženie výrobku

100 % bavlna (gáza) impregnovaná jodoformom

Pokyny

- predaj iba v lekárňach a VZP (VZP = Výdajňa zdravotníckych potrieb)
- v dávkovači
- jodoform sa odparuje na vzduchu, preto ho po otvorení čo najrýchlejšie spotrebujte

Varianty

- Opracleen gázové ovínadlo na tamponádu s jodoformom (23 mg/100 cm²)
- Opracleen obvázová gáza s jodoformom (57 mg/100 cm²)

Opracleen® Gázové ovínadlo na tamponádu s jodoformom

rolované v priehľadnom dávkovacom zásobníku, v špeciálnom vrecku

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
5 x 1	13580	A93380	1/216
5 x 2	13581	A93380	1/120
5 x 5	13582	A93380	1/60

Opracleen® Obvázová gáza s jodoformom

4-násobne zložené, v držiaku rolky, v špeciálnom vrecku

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
5 x 6	13584	A93380	1/30
5 x 8	13585	A93380	1/30

Curapor®

Chirurgické krytie na rany, sterilné



Oblasti použitia

- mierne až stredne exsudujúce rany

Účel použitia

Na ošetrenie pooperačných, akútnych a povrchových rán, ďalej rezných a tržných rán.

Vlastnosti

- priedušné*
- šetrné k pokožke
- jednoduché aplikovanie
- znížené riziko infekcie (lepiace po obvode)
- zaoblené okraje pre lepšiu príľnavosť
- chráni pred znečistením rany a mechanickými vplyvmi

Zloženie výrobku

Nosná netkaná textília: biela farba, 100 % polyester, polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov)
Vankúšik na ranu: absorpčná vrstva z viskózy a polyetylénu/polypropylénu, kontaktná vrstva s ranou vyrobená z polyetylénu

Curapor® transparent

Chirurgické krytie na rany, sterilné



Účel použitia

Výrobky sú určené na sterilné ošetrenie pooperačných rán, úrazov pri nehodách, ako aj drobných rezných rán a odrenín.

Vlastnosti

- pripravené na použitie
- priehľadné a vodoodolné
- priedušné
- nepriepustné pre baktérie
- možno odstrániť s malým množstvom zvyškov
- nízke riziko prilepenia k rane vďaka kontaktnej fólii
- šetrné k pokožke


Zloženie výrobku

nosná fólia: 100 % polyuretán, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)

Vankúšik na ranu: absorpčná vrstva z materiálov viskóza/polyester, polyesterová/polyetylénová kontaktná vrstva s ranou

Pokyny

veľkosti 7 x 5 cm a 10 x 8 cm majú zaoblené okraje
výrobok vhodný na sprchovanie



- 1 Krycí papier jednoducho odlepte...
- 2 produkt otočte...
- 3 jemne pritlačte na vyčistenú pokožku ...
- 4 odstráňte vrchnú fóliu - hotovo!

Curapor®

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
7 x 5	4 x 2,5	32902	A38777	5/100
7 x 5	4 x 2,5	32912	A38777	100/600
10 x 8	6 x 4	32903	A38778	5/100
10 x 8	6 x 4	32913	A38778	50/300
10 x 15	11 x 5	32914	A38779	50/300
10 x 20	16 x 5	32915	A38780	50/450
10 x 25	20 x 5	32916	A38781	50/250
10 x 30	25 x 5	32917	A38782	50/250

Curapor® transparent

sterilné, jednotlivito balené

Rozmery (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
7 x 5	4 x 2,5	13099	A70948	5/120
7 x 5	4 x 2,5	13101	A70950	50/500
10 x 8	6 x 4	13100	A70949	5/170
10 x 8	6 x 4	13102	A70951	25/200
15 x 10	11 x 5	13103	A70952	25/225
20 x 10	16 x 5	13104	A70953	25/225
25 x 10	20 x 5	13105	A70954	25/225

*testované na priepustnosť vodných pár

Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm) Náplast s okienkom na fixáciu kanyly



- Oblasti použitia**
 - vhodné pre periférne prístupy
- Účel použitia**

Pre fixáciu kanylí a katétrov na kožu a ako mechanická bariéra pre ochranu miesta punkcie.
- Vlastnosti**
 - prieľadné okienko na sledovanie, kontrolu miesta vpichu a kanála vpichu
 - s dodatočným sterilným vankúšikom na vypodloženie
 - s protismernou fixáciou
 - dobrá priepustnosť vodných pár
 - zloženie bez latexu
 - odstránenie náplasti s malými zvyškami*
 - šetrné k pokožke**
 - umývateľné dezinfekčnými prostriedkami*
 - nepriepustné pre choroboplodné patogény a baktérie
 - nepriepustné pre vodu
- Zloženie výrobku**

netkaná textília: biela farba, polyester
fólia: polyuretán, polyakrylátové lepidlo
šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)

Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm) Náplast z netkanej textílie na fixáciu kanyly



- Oblasti použitia**
 - vhodné pre periférne prístupy
- Účel použitia**

Na fixáciu kanylí a katétrov na pokožku a ako mechanická bariéra na ochranu miesta vpichu.
- Vlastnosti**
 - s dodatočným sterilným vankúšikom na vypodloženie
 - odstránenie náplasti s malými zvyškami*
 - šetrné k pokožke**
 - dobrá priepustnosť vodných pár
 - zloženie bez latexu
 - elastická netkaná textília
 - príľnavé
- Zloženie výrobku**

netkaná textília: biela farba, polyester, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)
Vankúšik na ranu: viskóza/ polypropylén/polyetylén, polyetylénová fólia
- Pokyny**
 - na periférny prístup (špeciálne pre katéter s kužeľom pre dostreknutie)

Curafix® i.v. Junior

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené			
4,3 x 5	31883	A3071A	100/600

*Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.
**Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro a literárne údaje.

Curafix® i.v. Soft

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené			
6 x 7,5	33696	A3072A	50/400

*Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.
**Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro a literárne údaje.

Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm) Náplast s okienkom na fixáciu kanyly



- Oblasti použitia
- vhodné pre periférne prístupy
- Účel použitia
- Na fixáciu kanýl a katétrov na pokožku a ako mechanická bariéra na ochranu miesta vpichu.
- Vlastnosti
- s dodatočným sterilným vankúšikom na vypodloženie
 - prieľadné okienko na sledovanie, kontrolu miesta vpichu a tunela vpichu
 - dobrá priepustnosť vodných pár
 - priedušná fólia
 - zloženie bez latexu
 - umývateľné dezinfekčnými prostriedkami*
 - nepriepustné pre choroboplodné patogény a baktérie
 - nepriepustné pre vodu
 - bezpečná fixácia

- Zloženie výrobku
- netkaná textilná: biela farba, polyester
fólia: polyuretán, polyakrylátové lepidlo
šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)
- Pokyny
- na periférny prístup (špeciálne pre katéter s kužeľom pre dostreknutie)

Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm) Náplast s okienkom na fixáciu kanyly



- Oblasti použitia
- vhodné pre periférne prístupy
- Účel použitia
- Na fixáciu kanýl a katétrov na pokožku a ako mechanická bariéra na ochranu miesta vpichu.
- Vlastnosti
- prieľadné okienko na sledovanie, kontrolu miesta vpichu a tunela vpichu; s dodatočným sterilným vankúšikom na vypodloženie; protismernou fixáciou
 - vysoká priepustnosť vodných pár
 - bezpečná fixácia
 - zloženie bez latexu
 - nízke riziko macerácie*
 - šetrné k pokožke**
 - odstránenie náplasti s malými zvyškami*
 - umývateľné dezinfekčnými prostriedkami*
 - nepriepustné pre choroboplodné patogény a baktérie
 - nepriepustné pre vodu

- Zloženie výrobku
- netkaná textilná: biela farba, polyester
fólia: polyuretán, polyakrylátové lepidlo
šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)
- Pokyny
- bezproblémový prístup na prípojku Luer-Lock

Curafix® i.v. Control

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené			
6 x 7,5	33697	A3073A	50/400

* Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.

Curafix® i.v. Control

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené			
5,5 x 6,5	31886	A3074A	100/400

* Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.
** Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro a literárne údaje.

Curafix® i.v. Control

Náplast s okienkom na fixáciu katétra



Oblasti použitia

- vhodná pre centrálny žilový prístup (ZVK)

Účel použitia

Na fixáciu kanyl a katétrov na pokožku a ako mechanická bariéra na ochranu miesta vpichu.

Vlastnosti

- priehľadné okienko na sledovanie, kontrolu miesta vpichu a tunela vpichu; s protismernou fixáciou
- vysoká priepustnosť vodných pár
- röntgen priehľadné
- zloženie bez latexu
- nízke riziko macerácie*
- šetrné k pokožke**
- odstránenie náplasti s malými zvyškami*
- umývateľné dezinfekčnými prostriedkami*
- nepriepustné pre choroboplodné patogény a baktérie
- nepriepustné pre vodu

Zloženie výrobku

netkaná textília: biela farba, polyester
fólia: polyuretán, polyakrylátové lepidlo
šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)

Curafix® i.v. Film (6 x 7 cm)

Náplast z priesvitnej fólie na fixáciu kanyly



Oblasti použitia

- vhodná pre centrálny žilový prístup (ZVK)
- vhodné pre periférne žilové prístupy

Vlastnosti

- dobrá priepustnosť vodných pár
- röntgen priehľadné
- príľnavé
- elastické
- odstránenie náplasti s malými zvyškami*
- umývateľné dezinfekčnými prostriedkami*
- šetrné k pokožke**
- nepriepustné pre choroboplodné patogény a baktérie
- nepriepustné pre vodu
- dobrá a spoľahlivá príľnavosť k pokožke*

Zloženie výrobku

fólia: polyuretán, polyakrylátové lepidlo
šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)

Curafix® i.v. Control

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené			
9 x 11	34870	A3076A	50/600

*Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.
**Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro a literárne údaje.

Curafix® i.v. Film


bez nástrihu

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
sterilné, jednotlivo balené			
6 x 7	31884	A3077A	100/500

*Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro.
**Uvedené vlastnosti sa vzťahujú na doposiaľ existujúce údaje in vitro a literárne údaje.

Curafix® i.v. Classic (12,5 x 2,5 cm)

Náplast z textílie na fixáciu kanyly



Oblasti použitia

- na fixáciu infúzných kanýl rôznych typov a ich prírodných hadičiek

Vlastnosti

- nesterilné
- neelastické
- vysoká priepustnosť
- so stredovým otvorom/zárezom na jednoduchú a rýchlu fixáciu

Zloženie výrobku

Podkladová tkanina: viskóza, nefarbená, Lepidlo: lepidlo zo syntetického kaučuku šetrné k pokožke

Curaplast® sensitive Rýchloobväz na rany



Účel použitia

Curaplast sensitive lepiace krytia na rany sú určené na ošetrovanie ľahkých poranení.

Vlastnosti

- mäkký a prilnavý
- šetrný k pokožke
- dobré sa prispôsobuje kontúram tela
- lepiaci nosný materiál fixuje vankúšik na ranu bezpečne na pokožke
- znížené riziko zlepenia v oblasti rany vďaka kontaktnej fólii
- rýchle aplikovanie
- vankúšik na ranu sa nachádza po celej dĺžke obväzu
- možné strihať podľa potreby

Zloženie výrobku

Nosný materiál: telová farba, 100 % polyester, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)
Vankúšik na ranu: viskóza, polypropylén/polyetylén, kontaktná fólia z polyetylénu

Curafix® i.v. classic

Rozmery (cm)	REF	BJ
12,5 x 2,5	30102	20/2000

Curaplast® sensitive Rýchloobväz na rany

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
5 m rolka v dávkovacej škatuli			
5 x 4	30616	A38759	1/36
5 x 6	30617	A38760	1/40
5 x 8	30618	A38761	1/24
10 kusov po 10 cm			
1 x 4	17077	A38763	1/47
1 x 6	17078	A38764	1/47
1 x 8	17079	A38765	1/36

Curaplast® sensitive



Účel použitia

Tieto výrobky sú určené na ošetrenie drobných rán, hlavne po punkciách.

Vlastnosti

- šetrné k pokožke
- mäkký a priľnavý
- dobre sa prispôsobuje kontúram tela
- lepiaci nosný materiál fixuje vankúšik na ranu bezpečne na pokožke
- nízke riziko prilepenia k rane vďaka kontaktnej fólii
- už strihaný, resp. vopred nastrihaný na hotový rozmer

Zloženie výrobku

Nosný materiál: 100 % polyester, telová farba, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)
Vankúšik na ranu: viskóza, polypropylén/polyetylén, kontaktná fólia z polyetylénu

Curaplast® sensitive Poinjekčná náplast'

1 rolka s 250 kusmi

Rozmery (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
4 x 2	2 x 1,5	30625	A38767	1/16

Curaplast® sensitive Strips



Účel použitia

Tieto výrobky sú určené na ošetrenie drobných rán.

Vlastnosti

- šetrné k pokožke
- mäkký a priľnavý
- dobre sa prispôsobuje kontúram tela
- lepiaci nosný materiál fixuje vankúšik na ranu bezpečne na pokožke
- nízke riziko prilepenia k rane vďaka kontaktnej fólii
- už strihaný, resp. vopred nastrihaný na hotový rozmer

Zloženie výrobku

Nosný materiál: telová farba, 100 % polyester, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)
Vankúšik na ranu: viskóza, polypropylén/polyetylén, kontaktná fólia z polyetylénu

Curaplast® sensitive Strips

Počet	Komponent	Veľkosť (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
20 prúžkov v škatuli, jednotlivo balené						
10	prúžky	1,9 x 7,2	1,1 x 2,5	17083	A3877A	1/45
4	prúžky	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5			
4	prúžky	Ø 2,2				
2	prúžky	3,8 x 3,8	2 x 2			
500 prúžkov v škatuli						
500	prúžky	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5	30631		1/38

Curaplast® sensitive Okrúhla náplast'

Rolka so 100 kusmi

Priemer (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	BJ
2,3	1,2	30626	1/24

Curaplast® Strips vodoodolné



Oblasti použitia

- Produkt prvej pomoci na absorpciu exsudátu a ochranu rán a povrchov rán.

Vlastnosti

- vodotesné
- priedušné
- dobrá flexibilita
- dobre drží
- vhodné na sprchovanie a kúpanie

Zloženie výrobku

Nosný materiál: transparentné, Fólia, potiahnutá lepidlom: polyuretánová fólia, potiahnutá polyakrylátovým lepidlom
Vankúšik na ranu: biela, so svetlo hnedými bodkami, viskóza, polypropylén, kontaktná fólia z polyetylénu

Curafix® H Široká fixačná náplast'



Oblasti použitia

- napr. na fixáciu drenáží, katétrov, sond, meracích prístrojov atď.

Účel použitia

- na celoplošnú fixáciu krytia na rany na miestach tela, ktoré sa náročne fixujú, napr. na kĺboch alebo krku

Vlastnosti

- priepustné pre vzduch a vodné pary
- šetrné k pokožke
- priečne a pozdĺžne elastické
- príjemný komfort pri nosení
- jednoduchá a rýchla fixácia

Zloženie výrobku

netkaná textília: biela farba, 100 % polyester, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)

Curaplast® Strips vodoodolné

20 prúžkov v škatuli, jednotlivo balené

Počet	Komponente	Veľkosť (cm)	Vankúšik na ranu (cm)	REF	SUKL	BJ
12	prúžky	2,5 x 7,2	1,9 x 2,5	145150	A38775	1/196
8	prúžky	1,9 x 7,2	1,3 x 2,5			

Curafix® H

v škatuli, jednotlivo balené

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
2 m rolka			
2 x 10	138946	A3721A	1/96
2 x 15	138940	A38849	1/96
10 m rolka			
10 x 5	138941	A38850	1/48
10 x 10	138942	A38851	1/24
10 x 15	138943	A38852	1/24
10 x 20	138944	A38853	1/16
10 x 30	138945	A38854	1/16

Silkafix® Fixačná náplast'



Oblasti použitia

- na fixáciu kompres na rany a obväzov akéhokoľvek druhu a veľkosti

Účel použitia

- určené na upevnenie a zaistenie kompres, ovínadiel, hadičiek, katérov, kanýl, drenáží a sond

Vlastnosti

- dá sa ľahko priečne a pozdĺžne roztrhnúť
- šetrné k pokožke
- má dobrú okamžitú a trvalú lepidivosť
- veľmi dobrá a bezpečná fixácia
- obzvlášť vhodné pre pacientov s citlivou kožou

Zloženie výrobku

taft z umelého hodvábu, biela farba, 100 % acetát, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke

Porofix® Fixačná náplast'



Oblasti použitia

- na fixáciu obväzov na rany akéhokoľvek druhu a veľkosti, vhodné pre pletené obväzy

Účel použitia

- určené na fixáciu kompres, ovínadiel, venózných katérov, kanýl, drenáží a sond

Vlastnosti

- dá sa priečne roztrhnúť
- vykazuje vysokú okamžitú a trvalú lepidivosť
- šetrné k pokožke
- veľmi dobrá fixácia
- fixačná náplast' pre normálne citlivú kožu

Zloženie výrobku


tkanina, svetlohnedá farba, 100 % bavlna, tavné lepidlo

Silkafix®

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
rolka na plastovej cievke			
5 x 1,25	143853	A38831	18/450
5 x 2,5	143854	A38831	12/336
5 x 5	143855	A38831	6/150
rolka na lepenkovom jadre			
9,2 x 1,25	143857	A38831	24/480
9,2 x 2,5	143858	A38831	12/240
9,2 x 5	143859	A38831	6/120

Porofix®

Rozmery (m x cm)	REF	SUKL	BJ
rolka na plastovej cievke			
5 x 1,25	143870	A38830	18/450
5 x 2,5	143871	A38830	12/336
5 x 5	143872	A38830	6/150



Kompresia,

opora a fixácia

Actico® UlcerSys systém

Medicínsky systém kompresívnych pančúch



Oblasti použitia

- na liečbu ulcus cruris venosum po redukcii edému
- na prevenciu recidív chronických žilových vredov
- pri stagnujúcich dermatózach (napr. ekzém, pigmentácia, lipodermatoskleróza, biela atrofia)
- pri žilových edémoch
- na ošetrovanie posttrombotického syndrómu
- na následné ošetrovanie pri sklerotizačnej liečbe a operáciách varixov
- po odbere žily pri by-passe

Vlastnosti

- 2-vrstvový systém kompresívnych pančúch
- spodná pančucha
 - plochá manžeta na spoľahlivé držanie
 - špeciálna pletená štruktúra zabezpečí trvalo dobré držanie
 - plochý šev na prstoch pre pohodlné nosenie
 - spevnená štruktúra v oblasti päty
 - fixuje krytia na rany
 - na dosiahnutie potrebného tlaku je možné nosiť 2-3 vrstvy pančúch na sebe
- 10-14 mmHg
- vrchná pančucha
 - decentný vzhľad
 - hebká povrchová štruktúra
 - anatomicky tvarované
 - 26-34 mmHg

Zloženie výrobku

- spodná pančucha
 - 70 % polyamid
 - 30 % Lycra®
- vrchná pančucha
 - 65 % polyamid
 - 35 % Lycra®

Pokyny

- trieda kompresie III (cca 40 mmHg)
- testované podľa RAL a Öko-Tex Standard 100

Varianty

- dĺžka: Lýtčková pančucha
- Súprava je k dispozícii v dvoch farebných kombináciách:
 - 1 vrchná pančucha telová + 2 spodné pančuchy biele
 - 1 vrchná pančucha čierna + 2 spodné pančuchy telové

Tip

spodná pančucha sa dá prať pri 60 °C
vrchná pančucha sa dá prať pri 40 °C

Actico® UlcerSys systém

Medicínsky systém kompresívnych pančúch

Actico® UlcerSys (telová/biela)

1 vrchná pančucha telová + 2 spodné pančuchy biele

Veľkosť	Obvod členka cB (cm)	Obvod lýtky cC (cm)	Dĺžka nohy ID (cm)	REF	SUKL	BJ
dĺžka: štandard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	32510	G2445A	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32512	G2445A	1/16
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	32514	G2445A	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	32516	G2445A	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	32518	G2445A	1/16
dĺžka: dlhá						
S	19 - 21	31 - 39	42	32511		1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	42	32513		1/16
L	23 - 27	35 - 44	42	32515		1/16
XL	27 - 32	39 - 48	42	32517		1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	42	32519		1/16

Actico® UlcerSys (čierna/telová)

1 vrchná pančucha čierna + 2 spodné pančuchy telové

Veľkosť	Obvod členka cB (cm)	Obvod lýtky cC (cm)	Dĺžka nohy ID (cm)	REF	SUKL	BJ
dĺžka: štandard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	39710		1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39712		1/16
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	39714		1/16
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	39716		1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	39718		1/16
dĺžka: dlhá						
S	19 - 21	31 - 39	42	39711		1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	42	39713		1/16
L	23 - 27	35 - 44	42	39715		1/16
XL	27 - 32	39 - 48	42	39717		1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	42	39719		1/16

Actico® UlcerSys Spodná pančucha spodná lýtková pančucha



Oblasti použitia

- na liečbu ulcus cruris venosum po redukcii edému
- na prevenciu recidív chronických žilových vredov
- pri stagnujúcich dermatózach (napr. ekzém, pigmentácia, lipodermatoskleróza, biela atrofia)
- pri žilových edémoch
- na ošetrovanie posttrombotického syndrómu
- na následné ošetrovanie pri sklerotizačnej liečbe a operáciách varixov
- po odbere žily pri by-passe

Vlastnosti

- plochá manžeta na spoľahlivé držanie
- špeciálna pletená štruktúra zabezpečí trvalo dobré držanie
- plochý šev na prstoch pre pohodlné nosenie
- spevnená štruktúra v oblasti päty
- fixuje krytia na rany
- na dosiahnutie potrebného tlaku je možné nosiť 2-3 vrstvy pančúch na sebe
- 10-14 mmHg

Zloženie výrobku

- 70 % polyamid
- 30 % Lycra®

Pokyny

- doplnková súprava pre medicínsky systém kompresívnych pančúch Actico UlcerSys
- testované podľa RAL a Öko-Tex Standard 100

Varianty

- dĺžka: Lýtková pančucha
- Spodná pančucha (balenie 3 ks) k dispozícii v dvoch farbách
- biela farba
- telová

Tip

spodná pančucha sa dá prať pri 60 °C

Actico® UlcerSys Spodná pančucha spodná lýtková pančucha

Actico® UlcerSys Spodná pančucha (biela)

3 spodné pančuchy biela

Veľkosť	Obvod členka cB (cm)	Obvod lýtky cC (cm)	Dĺžka nohy ID (cm)	REF	BJ
dĺžka: štandard					
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	32530	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32532	3/150
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	32534	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	32536	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	32538	3/150
dĺžka: dlhá					
S	19 - 21	31 - 39	42	32531	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	42	32533	3/150
L	23 - 27	35 - 44	42	32535	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	42	32537	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	42	32539	3/150

Actico® UlcerSys Spodná pančucha (telová)

3 spodné pančuchy telové

Veľkosť	Obvod členka cB (cm)	Obvod lýtky cC (cm)	Dĺžka nohy ID (cm)	REF	BJ
dĺžka: štandard					
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39742	3/150
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	39744	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	39746	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	39748	3/150
dĺžka: dlhá					
S	19 - 21	31 - 39	42	39741	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	42	39743	3/150
L	23 - 27	35 - 44	42	39745	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	42	39747	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	42	39749	3/150

Venosan® AES

Antitrombotické pančuchy



Oblasti použitia

- predoperačná a pooperačná profylaxia trombózy
- celková imobilita, pripútanie na lôžko

Vlastnosti

- ľahké a priedušné pre maximálny komfort
- ľahké navliekanie
- anatomický tvar a kompletný výber veľkostí
- konštantný pokles tlaku z oblasti členka smerom ku kolenu alebo stehnu tak podporuje spätný tok venózne krvi u pacientov pripútaných na lôžko a tým prispieva k profylaxii trombózy
- kontrolný otvor na špičke chodidla pre väčšiu bezpečnosť
- je možné ich vyprať a znovu použiť
- farebné označenie na kontrolnom otvore nad prstami a pod horným koncom umožňuje okamžité rozpoznanie veľkosti

Zloženie výrobku

- AD/AGH 91 % nylon polyamid, 9 % LYCRA® elastan
- AGG 89 % nylon polyamid, 11 % LYCRA® elastan. Stehenné pančuchy majú navyše upevnenie z nylonu, elastanu a silikónu

Pokyny

- 25-krát sa dá prať pri max. 60 °C
- farba: biela

Varianty

- AD lýtková pančucha
- AGH stehenná pančucha s príľnavým pásikom

Venosan® AES

Antitrombotické pančuchy



Venosan® AES

Veľkosť	Obvod členka cB (cm)	Obvod lýtky cC (cm)	Dĺžka nohy ID (cm)	Obvod stehna cG (cm)	REF	BJ	
AD lýtková pančucha							
S (normálne)	18 - 20	32	< 41		150025	1/10/80	
S (dlhé)	18 - 20	32	> 41		150026	1/10/80	
M (normálne)	20 - 22	32 - 37	< 43		150027	1/10/80	
M (dlhé)	20 - 22	32 - 37	> 43		150028	1/10/80	
L (normálne)	23 - 25	37 - 42	< 45		150029	1/10/80	
L (dlhé)	23 - 25	37 - 42	> 45		150030	1/10/80	
XL (normálne)	25 - 27	42 - 47	< 45		150031	1/10/80	
XL (dlhé)	25 - 27	42 - 47	> 45		150032	1/10/80	
XXL (normálne)	28 - 30	47 - 52	< 45		150033	1/10/80	
XXL (dlhé)	28 - 30	47 - 52	> 45		150034	1/10/80	
AGH stehenná pančucha s príľnavým pásom							
S (krátke)	18 - 20	32		< 74	45 - 64	150035	1/10/80
S (normálne)	18 - 20	32		74 - 79	45 - 64	150036	1/10/80
S (dlhé)	18 - 20	32		> 79	45 - 64	150037	1/10/80
M (krátke)	20 - 22	32 - 37		< 74	53 - 71	150038	1/10/80
M (normálne)	20 - 22	32 - 37		74 - 79	53 - 71	150039	1/10/80
M (dlhé)	20 - 22	32 - 37		> 79	53 - 71	150040	1/10/80
L (krátke)	23 - 25	37 - 42		< 74	61 - 80	150041	1/10/80
L (normálne)	23 - 25	37 - 42		74 - 79	61 - 80	150042	1/10/80
L (dlhé)	23 - 25	37 - 42		> 79	61 - 80	150043	1/10/80
XL (normálne)	25 - 27	42 - 47		< 79	70 - 84	150044	1/10/80
XL (dlhé)	25 - 27	42 - 47		> 79	70 - 84	150045	1/10/80

Rosidal® K

Ovínadlo s krátkym ťahom



Oblasti použitia

- na tuhú kompresiu (napr. pri flebológii)
- na stabilizovanú polohu častí tela
- na podporu a na odľahčenie v traumatológii a športovej medicíne
- na fixáciu krytia

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 90 %)
- elastická textilná vďaka spôsobu tkania vlákien krútením
- priedušný
- protišmyková štruktúra tkaniny
- s tkanými okrajmi
- telová farba

Zloženie výrobku

100 % bavlna

Pokyny

- je možné prať až 50-krát pri teplote 95 °C (bežné jemné pracie prostriedky/šetrný program)

Varianty

- Rosidal K
- Rosdial Elko: 2 ovínadlá Rosidal K široké 10 cm (na kompresívnu terapiu s technikou dvojitého ovíjania)

Rosidal® SC

Kompresívne podkladové ovínadlo, hebké



Oblasti použitia

- možno použiť ako spodnú kompresívnu vrstvu na ochranu pokožky a obmedzenie možnosti zošmyknutia ovínadla
- na kompresiu pod lymfologické alebo flebologické kompresívne bandáže

Vlastnosti

- hebká textilná kontaktná strana
- elastické
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- umožňuje rovnomerné rozloženie tlaku
- obmedzuje možnosť zošmyknutia kompresívnej bandáže
- zmiernenie kompresívneho tlaku zvyšuje komfort nosenia
- so zrezanými okrajmi
- biela farba

Zloženie výrobku

100 % polyuretán
textilná tkanina: 60 % polyamid,
40 % bavlna

Pokyny

- je možné prať až 50-krát pri teplote maximálne 95 °C

Rosidal® K

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
5 m (dĺžka po rozťahnutí), v škatuli, jednotlivo balené			
6 x 5	22200	A94390	1/108
8 x 5	22201	A94391	1/108
10 x 5	22202	A94392	1/90
12 x 5	22203	A94393	1/54

Rosidal® SC

s obväzovými svorkami, v škatuli, jednotlivo balené

Rozmery (cm x m)	Priemer (cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 3,5	9	33503	G7684A	1/24

Rosidal® haft

Kohezívne ovínadlo s krátkym ťahom

Oblasti použitia

- na kompresiu končatín pri flebologických a lymfologických poruchách
- na liečbu edémov
- na podporu a odľahčenie aparátu väzivového puzdra
- po sklerotizácii a operačných zákrokoch na žilách

Vlastnosti

- pozdlžne elastické (cca 60 %)
- elastická textília vďaka spôsobu tkania vlákien krútením
- obväz spoľahlivo fixuje
- kompresívny tlak je dobre tolerovaný vďaka vysokej tuhosti
- vysoký kompresívny tlak je udržiavaný počas dlhšieho časového obdobia
- s tkanými okrajmi

Zloženie výrobku

99 % bavlna, 1 % syntetické vlákno s mikrobodovým poťahom z latexu z prírodného kaučuku



Rosidal® haft

5 m (dĺžka po rozťahnutí)

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
nesterilné, jednotlivé balené v škatuli			
8 x 5	31974	A5919A	1/32
10 x 5	31975	A5919A	1/42
12 x 5	31976	A5919A	1/24

Rosidal® TCS

Dvojkomponentný kompresívny systém



Oblasti použitia

- na liečbu ulcus cruris venosum a jeho pridružených ochorení
- na liečbu edémov

Vlastnosti

- dva komponenty v praktickej súprave pripravené na použitie
- integrovaná ochrana pokožky v prvej vrstve
- kohezívna druhá vrstva
- bandáž je málo objemná
- možnosť obuť do topánky

Zloženie výrobku

Systém obsahuje:

- hebké podkladové ovínadlo (Rosidal SC) = prvá vrstva
- kohezívne kompresívne ovínadlo (Rosidal CC) = druhá vrstva

Pokyny

- systém je určený na jednorazové použitie
- terapeutický tlak zostáva počas niekoľkých dní zachovaný
- aplikovanie pri plnom natiahnutí (Safe-Loc)
- nie je vyrobené z latexu z prírodného kaučuku



Rosidal® TCS

Komponenty v systéme

Počet	Komponente	Veľkosť (cm x m)	REF	SUKL	BJ
1	Komponent 1: Rosidal SC	10 x 3,5	26484	G4249A	1/14
1	Komponent 2: Rosidal CC	10 x 6			

Rosidal® sys

Kompresívny systém s krátkym ťahom



Oblasti použitia

- na liečbu ulcus cruris venosum

Vlastnosti

- účinné a hospodárne vďaka opakovanej použiteľnosti ovínadiel na polstrovanie a kompresívnych ovínadiel (Rosidal soft a Rosidal K)
- pripravené na použitie a zabalené v praktickej súprave

Zloženie výrobku

- tg® tubulárny obvaz: ochrana pokožky pod odľahčujúcim kompresívnym obvazom
- Rosidal® soft Ovínadlo: vypodloženie pod kompresívnym obvazom na rovnomerné rozloženie tlaku aj zabránenie stranguláciám, tlakovým miestam a skĺznutiu obvazu
- Rosidal® K: tuhé kompresívne ovínadlo s krátkym ťahom, vyrobené zo 100 % bavlny, na tuhú kompresiu vo flebologickej terapii.
- Porofix®: fixácia koncov ovínadla
- Mollelast® haft Ovínadlo: fixácia polstrovaní

Pokyny

- Rosidal soft a Rosidal K je možné prať až 50-krát pri teplote 95 °C
- systém je možné nosiť nepretržite až 7 dní (udržiava sa vysoký kompresívny tlak - vedecky dokázané prof. Dr. M. Jüngerom)



Rosidal® sys

Kompresívny systém s krátkym ťahom

Rosidal® sys

Počet	Komponente	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
Všetky komponenty je možné jednotlivo doobjednať (s výnimkou komponentov označených *).					
1	tg® Tubulárny obvaz		16984	G3443A	1/4
4	Rosidal® soft	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal® K	8 cm x 5 m			
2	Rosidal® K	10 cm x 5 m			
1	Porofix®	2,5 cm x 5 m			
1	Mollelast® haft	8 cm x 20 m			
1	Informácie pre pacienta*				

tg® Tubulárny obvaz

rolované v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
20 m rolka			
Veľ. 7 (7 cm) na ruku (veľkú), nohu, detskú hlavu	24005	A21578	1/18

Rosidal® soft

2,0 m (v neroztiahnutom stave), hrúbka 0,2 cm, so svorkami, 2 kusy v škatuli

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
2 kusy v škatuli			
10 x 2	13016	A8696A	1/23

Rosidal® K

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
5 m (dĺžka po roztiahnutí), v škatuli, jednotlivo balené			
8 x 5	22201	A94391	1/108
10 x 5	22202	A94392	1/90

Porofix®

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
rolka na plastovej cievke			
2,5 x 5,0	143871	A38830	12/336

Mollelast® haft

dĺžka po roztiahnutí, jednotlivo v škatuli

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
biela farba			
8 x 20	30070	A3873A	1/18

Rosidal® Lymph

Kompresívny systém



- Oblasti použitia**
- na ošetrovanie lymfologických indikácií alebo edémov horných a dolných končatín
- Vlastnosti**
- individuálna bezpečná liečba
 - zabalené v praktickej súprave s praktickou rúčkou na prenášanie
 - kompaktné balenie šetrí náklady a životné prostredie
 - opakovane použiteľné produkty
 - vysoká a trvalá kvalita
- Pokyny**
- Rosidal SC a Rosidal K je možné prať až 50-krát pri teplote 95 °C
- Varianty**
- 2 varianty na nohu (malý, veľký)
 - 2 varianty na ruku (malý, veľký)

Rosidal® Lymph

Kompresívny systém

Rosidal® Lymph

Počet	Komponent	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
Rosidal® Lymph na nohu, malý					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33520	G3762A	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 8 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
4	Rosidal K	5 m x 12 cm			
Rosidal® Lymph na nohu, veľký					
20	Mollelast	4 m x 6 cm	33521	G3763A	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 8 cm			
4	Rosidal K	5 m x 10 cm			
6	Rosidal K	5 m x 12 cm			
2	Idealbinde	5 m x 20 cm			
Rosidal® Lymph na ruku, malý					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33522	G3764A	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
2	Rosidal K	5 m x 12 cm			
Rosidal® Lymph na ruku, veľký					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33523	G3765A	1
2	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
3	Rosidal K	5 m x 12 cm			

Panelast®

Pozdĺžne a priečne elastické adhezívne ovínadlo

**Oblasti použitia**

- na kompresívnu terapiu končatín (trvalé obvazy) vo flebológii
- ako podklad pri tejpovaní v traumatológii a športovej medicíne
- na podporu a odľahčenie distorzií, kontúzií a luxácií
- na následnú starostlivosť po zlomeninách

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 75 %)
- priečne elastické (cca 35 %)
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- prepúšťa rtg žiarenie
- telová farba
- pevne fixujúce lepidlo zo syntetického kaučuku, obsahujúce oxid zinočnatý
- s tkanými okrajmi

Zloženie výrobku

Podkladová tkanina: 100 % bavlna, lepidlo zo syntetického kaučuku, ktoré obsahuje oxid zinočnatý

Panelast®

2,5 m (v neroztiahnutom stave)

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
v škatuli, jednotlivo balené			
8 x 2,5	30271	A38796	1/1/50

Porelast®

Pozdĺžne elastické adhezívne ovínadlo

**Oblasti použitia**

- ako kompresívny obväz vo flebológii
- ako funkčný obväz v športovej medicíne
- na podporu a odľahčenie kontúzií, distorzií a luxácií

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 75 %)
- s tkanými okrajmi
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- prepúšťa rtg žiarenie
- telová farba

Zloženie výrobku

Podkladová tkanina: 100 % bavlna, lepidlo zo syntetického kaučuku, ktoré obsahuje oxid zinočnatý

Porelast®

2,5 m (v neroztiahnutom stave)

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
v škatuli, jednotlivo balené			
10 x 2,5	30212	A38803	1/50
voľne v kartóne			
8 x 2,5	30214	A74286	10/50

Varicex® S

Zinkoglejové ovínadlo

**Oblasti použitia**

- na aplikovanie polotuhých trvalých obväzov pri ošetrovaní edému, pri chronickej venóznej insuficiencii, ulcus cruris, tromboflebitíde
- na následnú starostlivosť po zlomeninách

Vlastnosti

- biela elastická (priečne a pozdĺžne elastická)
- pripravené na použitie a časovo nenáročné
- nie veľmi objemné
- s tkanými okrajmi
- biela farba
- na bandáže aplikované kruhovou technikou
- elastický efekt, vhodné aj na kónicky tvarované časti tela

Zloženie výrobku

- viskóza/polyamid
- ovínadlá potiahnuté zinkoglejom

Varicex® S

dĺžka po roztiahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
vo vrecku z hliníkovej fólie, jednotlivo balené			
10 x 5	20630	A5920A	10/80
10 x 10	20632	A5920A	10/30

Dauerbinde® K

Ovínadlo s dlhým ťahom



Oblasti použitia

- na podporu a odľahčenie oporného a pohybového aparátu
- na fixáciu krytia
- na stabilizovanú polohu častí tela
- na zmiernenie hematómov
- na kompresívnu terapiu pri lymfologických bandážach prstov na rukách a nohách

Vlastnosti

- vysoký pokojový tlak, nízky pracovný tlak
- protišmyková štruktúra tkaniny
- telová farba
- šetrné k pokožke
- priedušný

Zloženie výrobku

58 % bavlna, 24 % polyamid, 8 % elastan, 10 % viskóza

Pokyny

- je možné prať 15-krát pri max. 95 °C
- vzhľadom na vysoký pokojový tlak je potrebné ovínadlo na noc alebo v pokojovej polohe sňať z tela

Varianty

- protišmyková povrchová štruktúra
- pozdĺžne elastické (cca 175 %)

Dauerbinde® F

Ovínadlo s dlhým ťahom



Oblasti použitia

- na podporu a odľahčenie oporného a pohybového aparátu
- na fixáciu krytia
- na stabilizovanú polohu častí tela
- na zmiernenie hematómov
- na kompresívnu terapiu

Vlastnosti

- vysoký pokojový tlak, nízky pracovný tlak
- protišmyková štruktúra tkaniny
- telová farba
- šetrné k pokožke
- priedušný

Zloženie výrobku

63 % bavlna, 28 % polyamid, 9 % elastan

Pokyny

- je možné prať 15-krát pri max. 95 °C
- vzhľadom na vysoký pokojový tlak je potrebné ovínadlo na noc alebo v pokojovej polohe sňať z tela

Varianty

- jemný povrch
- pozdĺžne elastické (cca 160 %)

Dauerbinde® K

7 m (dĺžka po rozťahnutí)

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
v škatuli, jednotlivo balené			
6 x 7	105904	A6742A	1/80
8 x 7	105905	A6742A	1/100
10 x 7	105900	A6742A	1/80
12 x 7	105906	A6742A	1/80
20 x 7	105901	A6742A	1/30
voľne v kartóne			
6 x 7	105908	A6742A	10/180
8 x 7	105909	A6742A	10/120
10 x 7	105910	A6742A	10/60
12 x 7	105911	A6742A	10/60
20 x 7	105903	A6742A	10/30

Dauerbinde® K

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL
v škatuli, jednotlivo balené		
10 x 14	105907	A6742A
12 x 14	105902	A6742A

Dauerbinde® F

7 m (dĺžka po rozťahnutí)

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
v škatuli, jednotlivo balené			
6 x 7	105914	A6743A	1/60
8 x 7	105916	A6743A	1/88
10 x 7	105915	A6743A	1/95
12 x 7	105917	A6743A	1/60
voľne v kartóne			
8 x 7	105912	A6743A	10/70
10 x 7	105918	A6743A	10/140
12 x 7	105913	A6743A	10/120

Perfekta® Kräftig

Ovínadlo s dlhým ťahom



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia
- na kompresívnu terapiu pri lymfologických bandážach prstov na rukách a nohách

Vlastnosti

- protišmyková štruktúra tkaniny
- jednoduché aplikovanie
- dobrá príľnavosť
- s tkanými okrajmi
- telová farba

Zloženie výrobku

58 % bavlna, 24 % polyamid,
8 % elastan, 10 % viskóza

Varianty

- vysoký spätný ťah
- protišmyková povrchová štruktúra
- pozdĺžne elastické (cca 170 %)

Perfekta® Super

Ovínadlo s dlhým ťahom



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia
- na kompresívnu terapiu pri lymfologických bandážach prstov na rukách a nohách

Vlastnosti

- protišmyková štruktúra tkaniny
- jednoduché aplikovanie
- dobrá príľnavosť
- s tkanými okrajmi
- telová farba

Zloženie výrobku

63 % bavlna, 28 % polyamid,
9 % elastan

Varianty

- nízky spätný ťah
- pozdĺžne elastické (cca 155 %)

Perfekta® Kräftig

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
voľne v kartóne			
10 x 7	105920	A57016	8/64
12 x 7	105921	A57016	8/80
v škatuli, jednotlivo balené			
8 x 7	105922	A57016	1/64
10 x 7	105919	A57016	1/50
10 x 10	105923	A57016	1/32
12 x 10	105924	A57016	1/48
12 x 7	105925	A57016	1/80

Perfekta® Super

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
v škatuli, jednotlivo balené			
6 x 5	105930	A57013	1/75
8 x 5	105931	A57013	1/54
10 x 5	105932	A57013	1/45
10 x 7	105926	A57013	1/60
12 x 5	105933	A57013	1/96
10 x 10	105934	A57013	1/80
12 x 10	105935	A57013	1/24
voľne v kartóne			
6 x 5	105936	A57013	10/150
8 x 5	105937	A57013	10/80
10 x 7	105927	A57013	8/80
10 x 5	105938	A57013	10/120
12 x 5	105939	A57013	10/120
12 x 7	105928	A57013	8/64
10 x 10	105940	A57013	10/100

Rosidal® soft

Penové ovínadlo



Oblasti použitia

- na vypodloženie lymfologickej, flebologickej a kompresívnej bandáže

Vlastnosti

- pozdĺžne a priečne elastické
- rovnomerné rozloženie tlaku na vyrovnanie menších chýb ovinutia (napr. strangulácií)
- zvyšuje pohodlie pacienta (napr. obloženie hrany tibie)
- znižuje sklĺznutie kompresívneho krytia
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- odolné voči pretrhnutiu a elastické
- so zrezanými okrajmi
- biela farba

Zloženie výrobku

100 % polyuretán

Pokyny

- je možné prať až 50-krát pri teplote maximálne 95 °C
- elasticita a účinok vypodloženia sa zachováva aj po opratí

Rosidal® soft

Penové ovínadlo



Rosidal® soft

2 m (v neroztiahnutom stave), so svorkami, 2 kusy v škatuli

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
2 kusy v škatuli				
0,2	10 x 2	13016	A8696A	1/23

Rosidal® soft

2,5 m (v neroztiahnutom stave), so svorkami

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm x m)	REF	REF	BJ
jednotlivov v škatuli				
0,3	10 x 2,5	23110	A8696A	1/30
0,4	10 x 2,5	23111	A8696A	1/24
0,4	12 x 2,5	23112	A8696A	1/16
voľne v kartóne				
0,3	10 x 2,5	23100	A8696A	36
0,4	12 x 2,5	23102	A8696A	18

Cellona® Syntetická vata



Oblasti použitia

- ako spodné vypodloženie pre sadrové, syntetické a kompresívne obvazy
- ako vypodloženie v traumatológii a v športovom lekárstve
- ako spodné vypodloženie pre kompresívne obvazy

Vlastnosti

- elastické rúno
- dostatočne pevná väzba pre cirkulárne aplikovanie
- je možné zúžiť v pozdĺžnom smere miernym ťahom
- priedušný
- polyesterové vlákno takmer nepohlcuje vlhkosť

Zloženie výrobku

100 % polyesterové vlákna, zloženie bez optických zjasňovačov

Kompres® Kompresa z penovej gumy

Kompresa, ovínadlo a kompresia z penovej gumy, penová výplň



Oblasti použitia

Kompres I

- Ovínadlo z penovej gumy Kompres: na kompresiu pri ošetrovaní edému vo flebológii a lymfológii
- Kompresy a platnička z penovej gumy Kompres: výstuž pri funkčnom krytí v športovej medicíne
- v kombinácii s inými produktmi kompresie na lokálnu zmenu tlaku

Kompres II:

- na vypodloženie pri kompresívnom krytí

Vlastnosti

Kompres I

- dá sa nastrihať podľa potreby
- priepustné pre vzduch a vodné pary

Kompres II:

- priedušné a bezpečné proti sklznutiu
- špeciálna zvlnená povrchová štruktúra
- tým dochádza k mikromasážnemu účinku najmä pre pacientov s lymfedémami

Zloženie výrobku

Kompres I

- 100 % syntetický latex (styrén-butadién)

Kompres II:

- úzke pásy penovej hmoty potiahnuté netkanou textíliou

Pokyny

- nie je určené na sterilizáciu

Cellona® Syntetická vata

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
nesterilné			
6 x 3	10686	A8698A	6/60
10 x 3	10687	A8327A	4/40
4 x 3	10690	A38734	1/108
6 x 3	10692	A38735	72
10 x 3	10694	A38736	48
20 x 3	10696	A38738	24

Kompres® Kompresa z penovej gumy

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Hrúbka (mm)	Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
00 ovál	10	9 x 6,5	22300	A74221	1/60
0 tvar obličky	10	9 x 5	22301		1/75
1 tvar obličky	12	12 x 6,5	22302	A74223	1/30

Kompres® I Ovínadlo z penovej gumy

zvinutý, jednotlivo v škatuli

Hrúbka (mm)	Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
5	8 x 1	22310	A74227	1/1/30
5	8 x 2	22313	A74230	1/1/30
10	8 x 2	22314	A74231	1/15

Kompres® II Penová výplň

zvlnené, jednotlivo vo fóliovom vrecku

Rozmery (cm)	REF	BJ
65 x 65	16985	1/6

tg® soft

Polstrovací tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- na vypodloženie pod sadrové a dlahové obvazy

Vlastnosti

- vysoko roztiahnuteľné
- ľahké, individuálne prstrihnutie
- mäkké a pohodlné
- prispôsobí sa tvarom tela
- príľnie na syntetický sadrový obvaz
- priepustné pre vodné pary a vzduch
- šetrné k pokožke
- kombinácia vypodloženia a ochrany pokožky

Zloženie výrobku

85 % bavlna (nebielená), 15 % elastan

Tip

vhodné najmä na vypodloženie pod obvazom pri cielej imobilizácii

Mollelast®

Elastické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia
- na kompresívnu terapiu pri lymfologických bandážach prstov na rukách a nohách

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 100 %)
- priedušné a drsné
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- fixuje spoľahlivo aj na kónických častiach tela a v oblasti kĺbov
- s tkanými okrajmi
- biela farba

Zloženie výrobku

56 % viskóza, 44 % polyamid

tg® soft

10 m rolka v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
S na predlaktie, detskú ruku, detskú nohu	13200	A8697A	1/8
M na predkolenie, ruku	13201	A8697A	1/6
L na nohu	13202	A8697A	1/4

Mollelast®

dĺžka po roztiahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
jednotlivo balené			
4 x 4	14410	A21490	20/520
6 x 4	14411	A21491	20/360
8 x 4	14412	A21492	20/500
10 x 4	14413	A21493	20/360
12 x 4	14414	A21494	20/320
voľne v kartóne			
6 x 4	19411		20/360
8 x 4	19412		20/500
10 x 4	19413		20/360
12 x 4	19414		20/320
sterilné, jednotlivo balené			
10 x 4	20292	A8457A	20/200

Raucolast®

Elastické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na fixáciu (napr. krytia na rany, polstrujúceho materiálu, kanyl a dláh)

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 100 %)
- priedušné a štrukturované
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- fixuje spoľahlivo aj na kónických častiach tela a v oblasti kĺbov
- s tkanými okrajmi
- biela farba

Zloženie výrobku

100 % polyester

Geka® Gázové ovínadlo

Tuhé fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na fixáciu krytia
- na stabilizovanú polohu častí tela

Vlastnosti

- neelastické
- 20-vláknové
- s tkanými okrajmi
- biela farba

Zloženie výrobku

100 % viskóza

Raucolast®

dĺžka po rozťahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
voľne v kartóne			
6 x 4	11496	A21501	20/200
8 x 4	11499	A21502	20/200
10 x 4	11485	A21503	20/160
12 x 4	11488	A21504	20/120

Geka® Gázové ovínadlo

dĺžka po rozťahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	BJ
jednotlivo balené		
6 x 4	14391	20/600
10 x 4	14393	20/400

Mollelast® haft

Kohézne bielaštické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia a kanýl

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické
- priečne elastické
- kohézny vďaka časticiam latexu
- priedušný
- takmer sa nevrství
- otáčky ovínadla spoľahlivo držia
- ekonomické použitie materiálu
- s vysoko kvalitnou stabilnou tkanou hranou

Zloženie výrobku

Mollelast haft
66 % viskóza, 34 % polyamid,
potiahnutý mikrojemným lepidlom
z prírodného kaučuku (latex)
Mollelast haft color
66 % viskóza, 34 % polyamid,
potiahnutý mikrojemným lepidlom
z prírodného kaučuku (latex)

Varianty

- Mollelast haft: cca 65 % pozdĺžne roztiahnuteľný/cca 50 % priečne roztiahnuteľný
- Mollelast haft color: cca 55 % pozdĺžne roztiahnuteľný/cca 50 % priečne roztiahnuteľný

Mollelast® haft bezlatexový

Kohézne bielaštické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia a kanýl

Vlastnosti

- cca 65 % pozdĺžne elastický
- min. 50 % priečne elastický
- priedušný
- skoro sa nevrství
- otáčky ovínadla spoľahlivo držia
- ekonomické použitie materiálu
- s vysoko kvalitnou stabilnou tkanou hranou
- biela farba

Zloženie výrobku

66 % viskóza, 34 % polyamid, so
syntetickým mikropotťahom

Mollelast® haft color

dĺžka po roztiahnutí, v škatuli, jednotlivo balené

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
červená farba			
6 x 20	30073	A3875A	1/18
8 x 20	30074	A3875A	1/18
10 x 20	30075	A3875A	1/18
modrá farba			
6 x 20	30076	A3875A	1/18
8 x 20	30077	A3875A	1/18
10 x 20	30078	A3875A	1/18

Mollelast® haft

dĺžka po roztiahnutí, v škatuli, jednotlivo balené

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
biela farba			
4 x 4	30063		1/120
6 x 4	30064	A88086	1/100
8 x 4	30065	A88086	1/120
10 x 4	30066	A88086	1/120
12 x 4	30067	A88086	1/100
6 x 20	30069	A3873A	1/18
8 x 20	30070	A3873A	1/18
10 x 20	30071	A3873A	1/18
12 x 20	30072	A3873A	1/18

Mollelast® haft bezlatexový

dĺžka po roztiahnutí, v škatuli, jednotlivo balené

Rozmery (cm x m)	REF	BJ
4 x 4	89590	1/120
12 x 4	89594	1/100
12 x 20	89599	1/18

Haftelast® bezlatexový

Kohézne fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na fixáciu (napr. krytia na rany, polstrujúceho materiálu, kanyl a dláh)
- na stabilizovanú polohu častí tela

Vlastnosti

- pozdĺžne elastický (krémová: cca 105 %; modrá, červená, žltá: cca 80 %)
- kohézne (samolepiace)
- bez prírodného latexu
- priedušný
- mäkký materiál, dobrá tvarovateľnosť
- ľahké odvíjanie
- spoľahlivá adherentnosť
- s tkanými okrajmi

Zloženie výrobku

60 % polyamid, 40 % bavlna, so syntetickým mikropotahom

Varianty

- telová
- červená farba
- modrá farba
- žltá

Haftelast® bezlatexový

dĺžka po rozťahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
modrá, jednotlivo v skladacej škatuli			
8 x 20	30830	A3876A	1/18
červená, jednotlivo v skladacej škatuli			
8 x 20	30832	A3876A	1/18

tg® grip

Podporný tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- pre podporné a fixačné obvazy s ľahkou kompresiou

Vlastnosti

- príľnavý s rovnomerným tlakovým účinkom
- priedušný
- praktický a pohodový
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- bezšvové pletenie
- priečne elastické
- nedráždi pokožku vďaka vysokému obsahu bavlny

Zloženie výrobku

85 % bavlna, elastodien (latex), ovinuté polyamidovou priadzou

tg® grip

10 m rolka v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
A (4,6 cm) na detskú ruku, detské predlaktia	24120	A21593	1/24
B (6 cm) na detskú ruku, detské predkolenie	24121	A21594	1/16
C (6,5 cm) na ruku (štíhlu), detskú nohu	24122	A21595	1/16
D (7,5 cm) na ruku (strednú), predkolenie	24123	A21596	1/16
E (8,75 cm) na ruku (veľkú), nohu, stehno (malé)	24124	A21597	1/12
F (10 cm) na nohu, stehno (stredné)	24125	A21598	1/12
G (12 cm) na nohu, stehno (veľké)	24126	A21599	1/8
J (17,5 cm) na trup (malý)	24127	A21600	1/6
K (21,5 cm) na trup (stredný)	24128	A21601	1/4
L (32,5 cm) na trup (veľký)	24129	A21602	1/4
M (37,5 cm) na trup (mimoriadne veľký)	24130	A21603	1/2

tg® Tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- ochrana kože pod sadrovými a syntetickými fixačnými obvazmi
- na fixáciu krytia na rany na obtiažnych miestach (hlava, trup, prsty, končatiny)
- na fixáciu vypodložujúceho materiálu a krytí na rany

Vlastnosti

- bezšvové pletenie
- šetrné k pokožke
- z jemných nití
- na šírku rozťahovateľné
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- priedušný
- biela farba

Zloženie výrobku

67 % bavlna (bielená), 33 % viskóza

tg® Tubulárny obvaz

rolované v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
20 m rolka			
Veľ. 1 (1,4 cm) na prsty na rukách a na nohách	24000	A21573	1/20
Veľ. 2 (2,3 cm) na prsty na rukách a na nohách	24001	A21574	1/20
Veľ. 3 (3,0 cm) na viac prstov, detskú ruku	24002	A21575	1/10
Veľ. 5 (5,5 cm) na ruku, predkolenie, detskú nohu	24003	A21576	1/10
Veľ. 6 (6,5 cm) na ruku, nohu (stredný)	24004	A21577	1/10
Veľ. 7 (7,0 cm) na ruku (veľkú), nohu, detskú hlavu	24005	A21578	1/18
Veľ. 9 (8,5 cm) na stehno (veľké), hlavu, podpažšie	24006	A21579	1/12
Veľ. 12 (12 cm) na stehno (mimoriadne veľké), hlavu (veľkú), detský trup	24007	A21580	1/12
10 m rolka			
Veľ. K1 (16 cm) na trup (malý) < M	24030	A21581	1/10
Veľ. K2 (21 cm) na trup (veľký) > L	24031	A21581	1/10

tg® fix Sieťový obvaz



Oblasti použitia

- na fixáciu krytí na rany a masťových kompresov

Vlastnosti

- pletené s veľkými okami
- bielastické
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- materiál s pevnými okami bráni roztrhnutiu sieťky
- je možné ľubovoľne pristihnúť

Zloženie výrobku

71 % polyamid (zvlhnený), 29 % elastodien (latex), bez optických zjasňovačov

Tip

pri kontrole rany a výmene kompresy však spravidla stačí sieťový tubulárny obvaz čiastočne nadvihnúť alebo stiahnuť späť

tg® fix

dĺžka po rozťahnutí

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
4 m rolovaný v dávkovacej škatuli			
A na prst	24240	A21587	1/100
B na malú končatinu (niekoľko prstov/ruka/noha)	24241	A21588	1/100
C na veľkú končatinu (malá hlava/paže/noha)	24242	A21589	1/98
D na veľkú hlavu, malý trup	24243	A21590	1/58
E na veľký trup, bedro, podpažšie	24244	A21591	1/28
25 m zložený v dávkovacej škatuli			
A na prst	24250	A21582	1/66
B na malú končatinu (niekoľko prstov/ruka/noha)	24251	A21583	1/20
C na veľkú končatinu (malá hlava/paže/noha)	24252	A21584	1/16
D na veľkú hlavu, malý trup	24253	A21585	1/16
E na veľký trup, bedro, podpažšie	24254	A21586	1/12

tg® Návlek na prst Krycí obvaz



Oblasti použitia

- na zakrytie pri dermatologických ochoreniach
- fixácia krytí na rany
- ochrana kože pod sadrovými a syntetickými fixačnými obvazmi

Vlastnosti

- jednoduchá a časovo úsporná manipulácia
- šetrné k pokožke
- mäkké a pohodlné
- priaznivý anatomický tvar

Zloženie výrobku

67 % bavlna (bielená), 33 % viskóza

tg® Návlek na prst

Veľkosť	REF	BJ
50 ks v kartóne	24081	50/750

Gekalast® Elastické fixačné ovínadlo

Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia

Vlastnosti

- rozťažné (cca 105 %)
- priedušné a drsné
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- s tkanými okrajmi

Zloženie výrobku

- 70 % viskóza
- 30 % polyamid

Gekalast®

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
voľne v kartóne			
10 x 4	10211	A21499	20/160
12 x 4	10217	A21500	20/120
6 x 4	10228	A21497	20/200



Oblasti použitia

- na vystuženie a na odľahčenie kĺbov
- na zafixovanie krytia v oblasti ošetrovania rán

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 130 %)
- prilnavý, jemný
- trvalo elastické
- priedušný
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- dobré priľnutie hotového obväzu
- s tkanými okrajmi

Zloženie výrobku

64 % bavlna, 35 % polyamid,
1 % elastan

Pokyny

- prateľné pri 60 °C

Varianty

- biela farba



Oblasti použitia

- na vystuženie a na odľahčenie kĺbov
- na zafixovanie krytia v oblasti ošetrovania rán

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 115 %)
- prilnavý, jemný
- trvalo elastické
- priedušný
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- dobré priľnutie hotového obväzu
- s tkanými okrajmi

Zloženie výrobku

63 % bavlna, 36 % polyamid,
1 % elastan

Varianty

- modrá farba
- zelená farba
- červená farba



Lenkelast®

dĺžka po roztiahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
jednotlivo balené			
6 x 5	39430	A74447	10/250
8 x 5	39431	A74448	10/200
10 x 5	39432	A74449	10/240
12 x 5	39433	A74450	10/200
15 x 5	39434	A74451	10/160
20 x 5	39435	A74452	10/100
voľne v kartóne			
6 x 5	39436	A74447	10/250
8 x 5	39437	A74448	10/200
10 x 5	39438	A74449	10/240
12 x 5	39440	A74450	10/200
15 x 5	39441	A74451	10/160
20 x 5	39442	A74452	10/100
sterilné, jednotlivo balené			
10 x 5	39455		10/100

Lenkelast® color

dĺžka po roztiahnutí, voľne v škatuli

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
modrá farba			
6 x 5	19446	A8695A	10/80
8 x 5	19447	A8695A	10/60
10 x 5	19448	A8695A	10/60
červená farba			
6 x 5	19466	A8695A	10/80
8 x 5	19467	A8695A	10/60
10 x 5	19468	A8695A	10/60



Oblasti použitia

- na komprimujúcu fixáciu krytia na rany
- na kompresiu končatín pri flebológii
- na prevenciu trombózy pred operáciou, počas operácie a po nej
- na výstuž a odľahčenie pri distorziách a kontúziách, ako aj na športové bandáže
- na ošetrovanie zápalov šľachového puzdra

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 85 %)
- trvalo elastické
- priedušný
- bandáž je málo objemná
- s tkanými okrajmi
- biela farba

Zloženie výrobku

64 % bavlna, 34 % polyamid,
2 % elastan



Oblasti použitia

- na použitie ako výstuha pod kompresívne a tejpovacie obvazy
- na fixáciu kompres zvyšujúcich tlak a vypodložujúceho materiálu pod sadrovými a dlahovými obväzmi

Vlastnosti

- tenký
- s otvorenými pórmi, priliehavé
- málo sa navrstvuje
- príľnavé k sebe
- biela farba

Zloženie výrobku

polyuretánová pena

Lenkideal®


dĺžka po roztiahnutí

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
s obväzovými svorkami, jednotlivo balené			
6 x 5	14581	A68261	10/100
8 x 5	14582	A68262	10/140
10 x 5	14583	A68263	10/120
12 x 5	14584	A68264	10/120
15 x 5	14585	A6864A	10/120
bez svoriek, voľne v kartóne			
4 x 5	19580	A21534	10/140
6 x 5	19581	A21534	10/100
8 x 5	19582	A21534	10/140
10 x 5	19583	A21534	10/120
12 x 5	19584	A21534	10/120
15 x 5	19585	A21534	10/120
20 x 5	19586	A21534	10/60

Haftan®

hrúbka 0,8 mm

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
7 x 27,5	22315	P88082	6/60
10 x 27,5	22316	P88082	6/60



Bandáže a ortézy

Cellacare® Cervical Classic

Anatomicky tvarovaný krčný golier



Oblasti použitia

- syndróm bolesti krčnej chrbtice (cervikálny syndróm, cervikobrachiálny syndróm)
- vytočenie hlavy k jednej strane krku/torticollis
- artróza krčnej chrbtice bez neurologických porúch (prolaps, protrúzia, fazetový syndróm)
- spondyloartritída krčnej chrbtice (M. Bechterev)
- disektómia (dočasne po operácii)
- distorzia krčnej chrbtice (dočasne po úraze)
- poruchy funkcie stavcových kĺbov (hypomobilné funkčné poruchy)

Vlastnosti

Veľmi pohodlný pri nosení

- príjemne ľahké, penové jadro zachovávajúce si tvar
- mäkký potah šetrný k pokožke s vysokým obsahom bavlny

Zloženie výrobku

polyuretán, bavlna, elastan, polyamid, polyester

Pokyny

- návlak: možné prať pri 60 °C
- cervikálny golier: ručné pranie
- nežehliť, nesusiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie
- pred práním spojte suchý zips

Varianty

- farba: čierna/zelená

Cellacare® Cervical Plus Classic

Anatomicky tvarovaný krčný golier s výstužou



Oblasti použitia

- syndróm bolesti krčnej chrbtice (cervikálny syndróm, cervikobrachiálny syndróm)
- vytočenie hlavy k jednej strane krku/torticollis
- artróza krčnej chrbtice bez neurologických porúch (prolaps, protrúzia, fazetový syndróm)
- spondyloartritída krčnej chrbtice (M. Bechterev)
- disektómia (dočasne po operácii)
- distorzia krčnej chrbtice (dočasne po úraze)
- spondylitída krčnej chrbtice

Vlastnosti

Veľmi pohodlný pri nosení

- príjemne ľahké, penové jadro zachovávajúce si tvar
- mäkký potah šetrný k pokožke s vysokým obsahom bavlny

Vyššia stabilizácia

- dodatočný stabilizačný prvok v prednej oblasti brady
- extra stenčený profil pod bradou

Zloženie výrobku

polyuretán, bavlna, elastan, polyamid, polyester, polyetylén, polypropylén

Pokyny

- návlak: možné prať pri 60 °C
- cervikálny golier: ručné pranie
- nežehliť, nesusiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie
- pred práním spojte suchý zips

Varianty

- farba: čierna/zelená

Cellacare® Cervical Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod krku (cm)	Výška brady (cm)	REF	BJ
1	28 - 34	7,5	33570	1/18
1	28 - 34	9	33571	1/18
1	28 - 34	11	33572	1/18
2	34 - 42	7,5	33573	1/14
2	34 - 42	9	33574	1/14
2	34 - 42	11	33575	1/12
3	42 - 50	7,5	33576	1/14
3	42 - 50	9	33577	1/12
3	42 - 50	11	33578	1/12

Cellacare® Cervical Plus Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod krku (cm)	Výška brady (cm)	REF	BJ
1	28 - 34	7,5	33580	1/18
1	28 - 34	9	33581	1/18
1	28 - 34	11	33582	1/18
2	34 - 42	7,5	33583	1/14
2	34 - 42	9	33584	1/14
2	34 - 42	11	33585	1/12
3	42 - 50	7,5	33586	1/14
3	42 - 50	9	33587	1/12
3	42 - 50	11	33588	1/12

Cellacare® Gilchrist Classic

Ortéza ramenného kĺbu



Oblasti použitia

- bolestivé ochorenie svalov/šliach ramena
- akútna ľahká nestabilita ramena
- akútne ošetrenie luxácie ramena
- distordia alebo kontúzia ramena
- akútne zranenie rotátorovej manžety
- na pooperačné ošetrenie pri operáciách rotátorovej manžety alebo luxácii ramena
- akútne zranenie akromioklavikulárneho kĺbu

Vlastnosti

Osvedčený mechanizmus účinku

- podľa princípu obväzovej techniky Gilchrist alebo Desault
- na znehybnenie ramena a odľahčenie ramenného kĺbu
- obmedzuje škodlivé pohyby kĺbu

Dobrá funkčnosť

- upevňovací systém ponúka dobrú podporu a dobrú fixáciu
- vďaka otvorenému dizajnu výrobku zostáva poranené rameno voľné
- priedušný materiál na správnu reguláciu teploty a vlhkosti

Zloženie výrobku

polyester, polyamid, polyuretán

Pokyny

- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesusiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- možné nosiť na pravej aj ľavej strane
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Gilchrist Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod hrudníka pod prsiami (cm)	REF	BJ
1	< 60	137485	1/30
2	60 - 80	137486	1/30
3	80 - 100	137487	1/30
4	100 - 120	137488	1/30

Cellacare® Gilchrist Easy

Ortéza ramenného kĺbu na znehybnenie v definovanej polohe



Oblasti použitia

- posttraumatické alebo pooperačné znehybnenie ramena a predlaktia

Vlastnosti

- rýchle, ľahké aplikovanie
- žiadna bolesť alebo pocit tlaku, pretože zranené rameno zostáva voľné
- terapeutické cvičenie, ošetrenie rán a denná telesná hygiena sú možné bez odstránenia ortézy
- ploché, vypodložené popruhy vyrobené z materiálu šetrného k pokožke
- Pohodlné pri nosení

Zloženie výrobku

bavlna, polyamid, elastan

Pokyny

- možné prať pri 95 °C, nebieliť, nesusiť v sušičke, nečistiť chemicky
- pred práním zapnite popruhy so suchými zipsami

Varianty

- rôzne varianty pre pravú a ľavú stranu
- farba: prírodne biela

Cellacare® Gilchrist Easy

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod cez prsia (cm)	REF	SUKL	BJ
ľavý variant				
1	80 - 100	22415	J64829	1/5
2	100 - 120	22416	J64829	1/5
pravý variant				
1	80 - 100	22417	J64830	1/5
2	100 - 120	22418	J64830	1/5

Cellacare® Clavicula Classic

Bandáž klúčnej kosti



Oblasti použitia

- na konzervatívnu liečbu fraktúr klavikuly (zlomenina klúčnej kosti)
- na pooperačné a posttraumatické ošetrenie

Vlastnosti

Osvedčený mechanizmus účinku

- bandáž pripravená na použitie podľa techniky klasických Delbetových kruhov
- sťahuje späť ramená na vyrovnanie fraktúry klúčnej kosti alebo na podporu držania tela

Praktická manipulácia

- ľahké a rýchle aplikovanie vďaka dvom individuálne nastaviteľným popruhom na suchý zips na zadnej strane
- dĺžku ramenných popruhov je možné upraviť pristrihnutím

Pohodlné pri nosení

- popruhy a chrbtová doštička sú mäkké vypodložené
- materiály šetrné k pokožke
- priedušný materiál na správnu reguláciu teploty a vlhkosti

Zloženie výrobku

polyester, polyuretán, polyamid

Pokyny

- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesusiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- farba: čierna/zelená

Cellacare® Rhizo Classic

Ortéza na znehybnenie palca



Oblasti použitia

- znehybnenie pri posttraumatických alebo pooperačných stavoch v oblasti metakarpofalangeálneho a/alebo sedlového kĺbu palca
- znehybnenie pri poranení ulnárneho väzu (lyžiarsky palec)
- znehybnenie pri chronickej nestabilite palcových kĺbov
- znehybnenie pri degeneratívnych zmenách v oblasti metakarpofalangeálneho a/alebo sedlového kĺbu palca (scapho-trapezio-trapezoidná artróza, rhizartróza).

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- znehybnenie sedlového a metakarpofalangeálneho kĺbu palca
- pohyblivosť prstov zostáva zachovaná
- stabilizačný prvok môže v prípade potreby individuálne upraviť odborník

Jednoduchá manipulácia

- ľahké aplikovanie vďaka dvom popruhom na palci a zápästí
- predĺžený tvar popruhu so suchým zipsom zabraňuje vyklznutiu popruhu - to uľahčuje aplikovanie výrobku
- vďaka individuálne nastaviteľnému palcovému popruhu je možné výrobok prispôsobiť veľkosti palca

Pohodlné pri nosení

- tenké, nie veľmi objemné
- skladá sa z mäkkého, pohodlného základného materiálu
- priedušný materiál

Zloženie výrobku

polyamid, polyester, polyuretán, bavlna, polyacetal, hliník

Pokyny

- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesusiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- možné nosiť na pravej aj ľavej strane
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Clavicula Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod hrudníka pod prsiami (cm)	REF	BJ
1	50 - 75	137490	1/30
2	> 75	137491	1/30

Cellacare® Rhizo Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod zápästia (cm)	REF	BJ
1	12,5 - 17,5	137931	1/39
2	16,5 - 21,5	137932	1/39

Cellacare® Rhizocast Classic

Ortéza na znehybnenie zápästného kĺbu a palca



Oblasti použitia

- znehybnenie pri posttraumatických, pooperačných stavoch v oblasti zápästného kĺbu a metakarpofalangeálneho a/alebo sedlového kĺbu a pri poranení ulnárneho väzu (lyžiarsky palec)
- znehybnenie pri degeneratívnych zmenách v oblasti metakarpofalangeálneho a/alebo sedlového kĺbu palca (scapho-trapezio-trapezoidná artróza, rhizartróza).
- znehybnenie pri stavoch zápalu šľachového aparátu ruky (tengovaginitída)
- znehybnenie pri začínajúcom syndróme karpálneho tunela

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- zmiernenie zaťaženia zápästnej kosti, kĺbového puzdra a väzov
- radiálne stabilizačné prvky
- laterálne stabilizačné prvky
- palmárne stabilizačné prvky

Jednoduchá manipulácia

- výrobok je možné ľahko prispôbiť vďaka trom samostatne nastaviteľným popruhom na zápästnom kĺbe a popruhu na palci
- vďaka individuálne nastaviteľnému palcovému popruhu je možné výrobok prispôbiť veľkosti palca
- dlahy sú anatomicky tvarované

Pohodlné pri nosení

- skladá sa z mäkkého, pohodlného základného materiálu
- oblasť palca v ortéze je mäkká a pohodlne tvarovaná
- priedušný materiál

Zloženie výrobku

polyamid, polyester, polyuretán, bavlna, polyacetal, hliník

Pokyny

- Možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nesusiť v sušičke, nebieliť, nie je vhodné na chemické čistenie.

Varianty

- rôzne varianty pre pravú a ľavú stranu
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Rhizocast Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod zápästia (cm)	REF	BJ
pravý variant			
1	13,5 - 17,5	137940	1/30
2	16,5 - 20,5	137941	1/30
3	19,5 - 25	137942	1/30
ľavý variant			
1	13,5 - 17,5	137945	1/30
2	16,5 - 20,5	137946	1/30
3	19,5 - 25	137947	1/30

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

Ortéza na stabilizáciu bedrovej chrbtice s anatomickou pelotou



Oblasti použitia

- akútny alebo chronický nešpecifický syndróm bolesti bedrovej chrbtice v dôsledku chybného zaťažovania a preťažovania svalov a väzov v oblasti bedrovej chrbtice a krížovej kosti
- akútny alebo chronický špecifický syndróm bolesti bedrovej chrbtice pri:
 - ♦ osteochondróze v oblasti bedrovej chrbtice
 - ♦ spondylartróze v oblasti bedrovej chrbtice (fazetový syndróm)

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- odnímateľná anatomická vložka zvyšujúca tlak
- anatomická vložka WaveTec sa vďaka elastickému materiálu prispôbiť kontúram tela
- nopolová štruktúra anatomickej vložky zabezpečuje prerozdelenie tlaku

Jednoduchá manipulácia

- pútko na ruku uľahčujú aplikovanie ortézy
- uzatvárací systém sa ľahko používa
- individuálne nastaviteľné vďaka popruhu na suchý zips

Pohodlné pri nosení

- mäkká a pohodlná pletenina
- integrovaná dlaha v tvare x bráni zvinovaniu pri nosení

Zloženie výrobku

polyamid, bavlna, elastan, polyester, polyuretán, polyuretánové lepidlo, polypropylén, polyetylén

Pokyny

- Cellacare Dorsal Comfort nahrádza Cellacare Lumbasilk
- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nesusiť v sušičke, nebieliť, nie je vhodné na chemické čistenie
- pred práním zapnite popruhy so suchými zipsami

Varianty

- Dorsal F Comfort a Dorsal M Comfort, prispôbené ženskej a mužskej anatómii
- farba: šedohnedá/biela

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod pasu (cm)	REF	BJ
Cellacare Dorsal F Comfort (zúžený variant pre ženy)			
1	70 - 90	136930	1/11
2	90 - 110	136931	1/11
Cellacare Dorsal M Comfort (rovný variant pre mužov)			
2	90 - 110	136936	1/11
3	110 - 130	136937	1/11

Cellacare® Materna Comfort

Ortéza na stabilizáciu bedrovej chrbtice počas tehotenstva



Oblasti použitia

- nešpecifické bolesti v bedrovej a krížovej chrbtici a bedrového kĺbu v tehotenstve spôsobené chybným držaním tela alebo zaťažovaním

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- štyri integrované výstuže prispievajú k stabilizácii bedrovej chrbtice
- vďaka integrovaným sťahovacím prvkom je možné individuálne regulovať stabilizačný účinok ortézy

Jednoduchá manipulácia

- špeciálny tvar predného popruhu uľahčuje manipuláciu
- sťahovacie prvky je možné vďaka pútkam na ruku ľahko nastaviť
- sploštené plochy uľahčujú otváranie suchého zipsu

Pohodlné pri nosení

- mäkké vnútorné materiály pre veľmi pohodlné nosenie
- mäkké okraje
- bezlatexový produkt

Zloženie výrobku

polyamid, polyester, bavlna, polyizoprén, elastan, polyuretán, polyetylén

Pokyny

- Možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nesusiť v sušičke, nebieliť, nie je vhodné na chemické čistenie.
- pred práním zapnite popruhy so suchými zipsami

Varianty

- farba: šedohnedá/biela

Cellacare® Materna Comfort

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod bedra (cm)	REF	SUKL	BJ
3	110 - 125	129903	J75303	1/16

Cellacare® Genu Classic

Bandáž kolenného kĺbu



Oblasti použitia

Liečba akútnych alebo chronických stavov bolesti a podráždení kĺbov, ako aj funkčných deficitov po poranení alebo operácii a v dôsledku chybného zaťažovania alebo preťažovania kolenného kĺbu, puzdier, šliach, svalov a väzov pri:

- začínajúcej gonartróze alebo artritíde s kĺbovým výpotkom alebo bez neho
- slabej mediálnej alebo laterálnej nestability väzu
- syndróme patelofemorálnej bolesti v kombinácii s funkčnou terapiou
- miernych mediálnych alebo laterálnych patológiách menisku (akútne-traumatické, degeneratívne) a pooperačnej liečbe po operáciách menisku

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- kompresívna tkanina (kompresívna trieda 2) zlepšuje propriocepciu
- pelota z elastického materiálu zvyšujúca tlak

Masážny účinok

- integrovaná kruhová pelota zabezpečuje intermitentný masážny účinok pri pohybe a pôsobí rozložením tlaku

Úspornosť

- základný produkt pre základné požiadavky
- nákladovo efektívne s úplnou medicínskou účinnosťou

Zloženie výrobku

elastodien, bavlna, polyamid, elastan, polyuretán, silikón, oceľ, polyester

Pokyny

- nenoste počas dlhých fáz odpočinku
- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesusiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- možné nosiť na pravej aj ľavej strane
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Genu Classic

v škatuli, jednotlivo balené

Veľkosť	Obvod 1 (obvod 12 cm od stredu kolena dole) (cm)	Obvod 2 (obvod 14 cm od stredu kolena hore) (cm)	REF	BJ
4	40 - 44	50 - 54	106004	1/40

Cellacare® Genucast 0° Classic

Ortéza na znehybnenie kolenného kĺbu



Oblasti použitia

- dočasné znehybnenie kolenného kĺbu po poranení/operáciách

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- prilnavé popruhy potiahnuté silikónom obmedzujú skĺznutie ortézy
- bezpečná fixácia ortézy protiľahlými popruhmi na suchý zips
- hliníkové výstuže umiestnené po stranách a na zadnej strane sú odnímateľné a individuálne prispôsobivé

Praktická manipulácia

- dodáva sa otvorené na jednoduchú a rýchlu manipuláciu
- malý popruh na suchý zips uľahčuje aplikovanie
- čierna farba na obmedzenie viditeľných nečistôt

Veľmi pohodlný pri nosení

- materiály šetrné k pokožke
- mäkké vypodloženie prispieva k zníženiu otlakov
- priedušný materiál na správnu reguláciu teploty a vlhkosti

Zloženie výrobku

polyester, polyuretán, polyoxymetylén, hliník, polyamid, silika

Pokyny

- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesušiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- možné nosiť na pravej aj ľavej strane
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Genucast 20° Classic

Ortéza na znehybnenie kolenného kĺbu



Oblasti použitia

- dočasné znehybnenie kolenného kĺbu po poranení/operáciách

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- prilnavé popruhy potiahnuté silikónom obmedzujú skĺznutie ortézy
- bezpečná fixácia ortézy protiľahlými popruhmi na suchý zips
- hliníkové výstuže umiestnené po stranách a na zadnej strane sú odnímateľné a individuálne prispôsobivé

Praktická manipulácia

- dodáva sa otvorené na jednoduchú a rýchlu manipuláciu
- malý popruh na suchý zips uľahčuje aplikovanie
- čierna farba na obmedzenie viditeľných nečistôt

Veľmi pohodlný pri nosení

- materiály šetrné k pokožke
- mäkké vypodloženie prispieva k zníženiu otláčenia
- priedušný materiál na správnu reguláciu teploty a vlhkosti

Zloženie výrobku

polyester, polyuretán, polyoxymetylén, hliník, polyamid, silika

Pokyny

- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesušiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- možné nosiť na pravej aj ľavej strane
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Genucast 0° Classic

jednotlivo balené vo fóliovom vrecku

Veľkosť	Obvod lýtky (cm)	Obvod stehna (cm)	REF	BJ
1	24 - 28	30 - 38	137500	1/22
2	28 - 32	38 - 46	137501	1/18
3	32 - 40	46 - 54	137502	1/18
4	40 - 48	54 - 68	137503	1/12

Cellacare® Genucast 20° Classic

jednotlivo balené vo fóliovom vrecku

Veľkosť	Obvod lýtky (cm)	Obvod stehna (cm)	REF	BJ
1	24 - 28	30 - 38	137505	1/22
2	28 - 32	38 - 46	137506	1/18
3	32 - 40	46 - 54	137507	1/18
4	40 - 48	54 - 68	137508	1/12

Cellacare® Genucast Modular Classic

Modulárna ortéza na znehybnenie kolenného kĺbu



Oblasti použitia

- dočasné znehybnenie kolenného kĺbu po poranení/operáciách

Vlastnosti

Osvedčený funkčný princíp

- prilnavé popruhy potiahnuté silikónom obmedzujú sklznutie ortézy
- bezpečná fixácia ortézy protiľahlými popruhmi na suchý zips
- hliníkové výstuže umiestnené po stranách a na zadnej strane sú odnímateľné a individuálne prispôsobivé

Praktická manipulácia

- dodáva sa otvorené na jednoduchú a rýchlu manipuláciu
- malý popruh na suchý zips uľahčuje aplikovanie
- čierna farba na obmedzenie viditeľných nečistôt

Veľmi pohodlný pri nosení

- materiály šetrné k pokožke
- mäkké vypodloženie prispieva k zníženiu otlačení
- priedušný materiál na správnu reguláciu teploty a vlhkosti

Zloženie výrobku

polyester, polyuretán, polyoxymetylén, hliník, polyamid, silika

Pokyny

- možné prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nebieliť, nesušiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie

Varianty

- možné nosiť na pravej aj ľavej strane
- farba: čierna/zelená

Cellacare® Genucast Modular Classic

jednotlivo balené vo fóliovom vrecku

Veľkosť	pre telesnú výšku (cm)	REF	BJ
1	< 160	137510	1/15
2	160 - 180	137511	1/15
3	> 180	137512	1/12



Sadrovacia miestnosť

Cellacast® Xtra

Stabilizačný vystužujúci obväz



Oblasti použitia

- na imobilizáciu po zlomeninách, operáciách a ortopedických korekciách, ako aj na ošetrovanie ochorení kĺbov a kostí

Vlastnosti

- rigidná bandáž z plastických hmôt
- dobrý vrstvený kompozit
- zvlášť stabilný vďaka nosnému materiálu s obsahom sklenených vlákien
- prispôsobí sa každej telesnej kontúre
- priedušný
- prepúšťa rtg žiarenie

Zloženie výrobku

pleténina zo sklenených vlákien
impregnovaná polyuretánovou živcou

Pokyny

- možno pristihnúť v nevytvrdenom stave
- je možné priložiť pomocou bežných vyšetrovacích rukavíc
- doba vytvrdnutia 2,5 - 5 min po aktivácii vodou
- po 30 minútach odolné voči záťaži
- odporúčaná teplota vody na ponorenie: 20 - 24°C

Cellacast® Xtra

Stabilizačný vystužujúci obväz

Cellacast® Xtra

jednotlivo balené

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
krémová farba			
2,5 x 1,8	139850	A38819	10/40
5 x 3,6	139851	A38819	10/40
7,5 x 3,6	139852	A38819	10/40
10 x 3,6	139853	A38819	10/40
12,5 x 3,6	139854	A38819	10/40
modrá farba			
5 x 3,6	139855	A38819	10/40
7,5 x 3,6	139856	A38819	10/40
10 x 3,6	139857	A38819	10/40
12,5 x 3,6	139858	A38819	10/40
červená farba			
5 x 3,6	139863	A38819	10/40
7,5 x 3,6	139864	A38819	10/40
10 x 3,6	139865	A38819	10/40
fialová farba			
5 x 3,6	139867	A38819	10/40
7,5 x 3,6	139868	A38819	10/40
10 x 3,6	139869	A38819	10/40
čierna farba			
5 x 3,6	139859	A38819	10/40
7,5 x 3,6	139860	A38819	10/40
10 x 3,6	139861	A38819	10/40

Cellacast® Xtra Longuette

jednotlivo zatavené. 4-vrstvová dlaha z plastických hmôt bez výplňového materiálu.

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
krémová farba			
5 x 20	139730	A21592	15/60
7,5 x 38	139731	A21592	10/40
10 x 38	139732	A21592	10/40
10 x 96	139733	A21592	5/20
12,5 x 76	139734	A21592	5/20

Cellacast® Active

Mobilizujúci vystužujúci obvaz



Oblasti použitia

- na ciele imobilizáciu po zlomeninách a operáciách, ako aj pri poraneniach väzov a pri ťažkostiach v dôsledku preťaženia

Vlastnosti

- rýchle ošetrenie ľahkým syntetickým materiálom bez sklenených vlákien
- vysoká flexibilita a mobilita
- vďaka polyesterovej tkanine obzvlášť dobrá schopnosť prispôsobenia
- nerozbitné
- mäkké okraje
- priedušný
- prepúšťa rtg žiarenie

Zloženie výrobku

polyesterová nosná vrstva impregnovaná polyuretánovou živcou

Pokyny

- možno pristihnúť v nevytvrdenom stave
- je možné priložiť pomocou bežných vyšetrovacích rukavíc
- doba vytvrdnutia 2,5 - 5 min po aktivácii vodou
- po 30 minútach odolné voči záťaži
- odporúčaná teplota vody na ponorenie: 20 - 24°C

Cellacast® Soft

Semirigidná stabilizačná bandáž



Oblasti použitia

- na výrobu semirigidných bandáží z plastických hmôt po zlomeninách, operáciách a ortopedických úpravách
- na liečbu ochorení kĺbov a kostí, ako aj zranenia väzov a šliach

Vlastnosti

- fokusovaná imobilizácia
- možno pristihnúť vo vytvrdenom aj nevytvrdenom stave
- prispôsobí sa každej telesnej kontúre
- flexibilná aj pri aplikovaní vo viacerých vrstvách
- mäkké okraje a strihané hrany
- nerozbitné
- priedušný
- prepúšťa rtg žiarenie

Zloženie výrobku

pletenina zo sklenených vlákien impregnovaná polyuretánovou živcou

Pokyny

- je možné priložiť pomocou bežných vyšetrovacích rukavíc
- odporúčaná teplota vody na ponorenie: 20 - 24°C
- doba vytvrdnutia 2,5 - 5 min po aktivácii vodou
- po 30 minútach odolné voči záťaži
- je možné odstrániť nožnicami na syntetický materiál

Tip

stabilita môže byť čiastočne zvýšená kombináciou s Cellacast Xtra longetou

Cellacast® Active

jednotlivo balené

Rozmery	REF	SUKL	BJ
krémová farba			
2,5 cm x 1,8 m	139876	A70957	10/40
5 cm x 3,6 m	139877	A70957	10/40
7,5 cm x 3,6 m	139878	A70957	10/40
10 cm x 3,6 m	139879	A70957	10/40
12,5 cm x 3,6 m	139880	A70957	10/40
modrá farba			
5 m x 3,6 m	139881	A70957	10/40
7,5 cm x 3,6 m	139882	A70957	10/40
10 cm x 3,6 m	139883	A70957	10/40
12,5 cm x 3,6 m	139884	A70957	10/40
červená farba			
5 cm x 3,6 m	139885	A70957	10/40
7,5 cm x 3,6 m	139886	A70957	10/40
10 cm x 3,6 m	139887	A70957	10/40
čierna farba			
5 cm x 3,6 m	139888	A70957	10/40
7,5 cm x 3,6 m	139889	A70957	10/40
10 cm x 3,6 m	139890	A70957	10/40
fialová farba			
5 cm x 3,6 m	139891	A70957	10/40
7,5 cm x 3,6 m	139892	A70957	10/40
10 cm x 3,6 m	139893	A70957	10/40

Cellacast® Soft

jednotlivo balené

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
krémová farba			
2,5 x 1,8	139680	A6156A	10/40
5 x 3,6	139681	A6156A	10/40
7,5 x 3,6	139682	A6156A	10/40
10 x 3,6	139683	A6156A	10/40
12,5 x 3,6	139684	A6156A	10/40
modrá farba			
5 x 3,6	139685	A6156A	10/40
7,5 x 3,6	139686	A6156A	10/40
10 x 3,6	139687	A6156A	10/40
12,5 x 3,6	139688	A6156A	10/40
červená farba			
5 x 3,6	139689	A6156A	10/40
7,5 x 3,6	139690	A6156A	10/40
10 x 3,6	139682	A6156A	10/40
čierna farba			
5 x 3,6	139870	A6156A	10/40
7,5 x 3,6	139871	A6156A	10/40
10 x 3,6	139872	A6156A	10/40
fialová farba			
5 x 3,6	139873	A6156A	10/40
7,5 x 3,6	139874	A6156A	10/40
10 x 3,6	139875	A6156A	10/40

Cellacast® Longeta

Dlaha s vypodložením hotová na použitie, 7-vrstvová



Oblasti použitia

- na výrobu dláh pre čiastočnú fixáciu častí tela
- použitie po fraktúrach, operáciách a na ošetrovanie kĺbových ochorení

Vlastnosti

- rigidná syntetická dlaha
- sklolaminátové jadro zo 7 jednotlivých vrstiev
- hotové prírezy jednotlivy zatavené vo vrecku pre štandardné ošetrovanie
- mäkký polstrujúci materiál
- dobrý vrstvený kompozit

Zloženie výrobku

- 7 vrstiev z polyuretánom impregnovanej pleteniny zo sklenených vlákien
- obojsstranné polstrovanie

Cellona® Sadrové ovínadlo



Oblasti použitia

- na vytvorenie stabilizačných obväzov častí tela po zraneniach a zlomeninách

Vlastnosti

- rôznorodé použitie
- prípravené na ponorenie
- rýchlo a rovnomerne prevlhčuje
- jemne krémové
- dobré modelovateľné

Zloženie výrobku

17-vláknová bavlnená gázová tkanina, sadrová hmota z α - a β -hemihydrátu síranu vápenatého

Pokyny

- krytie je po 30 minútach čiastočne bezpečné na zaťaženie
- úplne vytvrdené po 12 - 24 hodinách
- čas vytvrdnutia približne 3-4 minúty
- odporúčaná teplota vody: 20 až 25 °C

Cellacast® Longeta

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
v dávkovacej škatuli			
5 x 4,6	139960	A38823	1/4
7,5 x 4,6	139961	A38823	1/2
10 x 4,6	139962	A38823	1/2
12,5 x 4,6	139963	A38823	1/2
15 x 4,6	139964	A38823	1/2

Cellacast® Longeta - hotové úseky

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
jednotlivo balené			
5 x 30	139965	A38823	10/40
7,5 x 30	139966	A38823	10/40
10 x 38	139967	A38823	10/40
10 x 76	139968	A38823	5/20
12,5 x 76	139969	A38823	5/20

Cellona® Sadrové ovínadlo

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
zabalené po 5 kusoch, jednotlivo zatavené			
6 x 2	25000	A59844	10/100
8 x 3	25011	A38808	10/100
10 x 3	25012	A38809	10/100
12 x 3	25013	A38810	10/100
15 x 3	25014	A38811	10/50
20 x 3	25015	A38812	10/50

Cellona® Longeta



Oblasti použitia

- na vytvorenie stabilizačných obväzov častí tela po zraneniach a zlomeninách
- na aplikáciu dlahových obväzov a na zosilnenie cirkulárnych obväzov

Vlastnosti

- rýchlo prevlhčuje
- hotové na ponorenie, 4-násobne navzájom preložené pruhy
- skrátená doba aplikovania vďaka longetovej technike
- dobre sa prispôsobuje kontúram tela
- jemne krémové

Zloženie výrobku

17-vláknová bavlnená gázová tkanina, sadrová hmota z α - a β -hemihydrátu síranu vápenatého

Pokyny

- odporúčaná teplota vody: 20 až 25 °C
- krytie je po 30 minútach čiastočne bezpečné na zaťaženie
- plná zaťažiteľnosť po 36 - 48 hodinách

tg® Tubulárny obväz



Oblasti použitia

- ochrana kože pod sadrovými a syntetickými fixačnými obväzmi
- na fixáciu krytia na rany na obtiažnych miestach (hlava, trup, prsty, končatiny)
- na fixáciu podkladového materiálu a krytí na rany

Vlastnosti

- bezšvové pletenie
- šetrné k pokožke
- z jemných nití
- na šírku rozťahovateľné
- aplikovanie s malým množstvom záhybov
- priedušný
- biela farba

Zloženie výrobku

67 % bavlna (bielená), 33 % viskóza

Cellona® Longeta

vo fóliovom vrecku a dávkovacej škatuli

Rozmery (cm x m)	REF	BJ
10 x 20	25500	1/1
15 x 20	25502	1

Cellona® Široká longeta

jednotlivo vo fóliovom vrecku, zvinuté

Rozmery (cm x m)	REF	BJ
60 x 5	20302	1/10

tg® Tubulárny obväz

rolované v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
20 m rolka			
Veľ. 1 (1,4 cm) na prsty na rukách a na nohách	24000	A21573	1/20
Veľ. 2 (2,3 cm) na prsty na rukách a na nohách	24001	A21574	1/20
Veľ. 3 (3,0 cm) na viac prstov, detskú ruku	24002	A21575	1/10
Veľ. 5 (5,5 cm) na ruku, predkolenie, detskú nohu	24003	A21576	1/10
Veľ. 6 (6,5 cm) na ruku, nohu (strednú)	24004	A21577	1/10
Veľ. 7 (7,0 cm) na ruku (veľkú), nohu, detskú hlavu	24005	A21578	1/18
Veľ. 9 (8,5 cm) na stehno (veľké), hlavu, podpazušie	24006	A21579	1/12
Veľ. 12 (12 cm) na stehno (mimoriadne veľké), hlavu (veľkú), detský trup	24007	A21580	1/12
10 m rolka			
Veľ. K1 (16 cm) na trup (malý) < M	24030	A21581	1/10
Veľ. K2 (21 cm) na trup (veľký) > L	24031	A21581	1/10

tg® soft

Podkladový tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- na vypodloženie pod sadrové a dlahové obvazy

Vlastnosti

- vysoko rozťahnutelné
- ľahké, individuálne prstrihnutie
- mäkké a pohodlné
- prispôsobí sa tvarom tela
- príľnie na syntetický fixačný sadrový obvaz
- priepustné pre vodné pary a vzduch
- šetrné k pokožke
- kombinácia polstrovania a ochrany pokožky

Zloženie výrobku

85 % bavlna (nebielená), 15 % elastan

Tip

vhodné najmä na vypodloženie pod sádrovým obvazom pri cielej imobilizácii

Trikotový tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- podklad pre sadrové a syntetické obvazy

Vlastnosti

- príľnavé
- šetrné k pokožke
- pletené bezšvové
- trikotovo elastické, predovšetkým do šírky
- farba: surová biela

Zloženie výrobku

100 % z neupravenej bielej bavlny

Tip

trikotové tubulárne ovínadlá sa používajú na ošetrovanie, resp. pokrytie kože s minimom záhybov na kýpti po amputácii

tg® soft

10 m rolka v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
S na predlaktie, detskú ruku, detskú nohu	13200	A8697A	1/8
M na predkolenie, ruku	13201	A8697A	1/6
L na nohu	13202	A8697A	1/4

Trikotový tubulárny obvaz

Rolka 25 m, balené jednotlivo vo fóliovom vrecku

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
6	14820		1/10
8	14821	A74213	1/10
20	14825		1/3
25	14826		1/3
30	14827		1/3

Trikotové tubulárne ovínadlo

4 m, jednotlivo zabalené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
4	14799	A21566	1/110
6	14800	A21567	1/80
8	14801	A21568	1/1/48
10	14802	A21569	1/1/40
12	14803	A21570	1/1/32
15	14804	A21571	1/24
20	14805	A21572	1/20



Oblasti použitia

- na použitie ako výstuha pod kompresívne a tejpovacie obvazy
- na fixáciu kompres zvyšujúcich tlak a podkladového materiálu pod sadrovými a dlahovými obväzmi

Vlastnosti

- tenký
- s otvorenými pórmí, priliehavé
- tenké vrstvenie
- príľnavé k sebe
- biela farba

Zloženie výrobku

polyuretánová pena

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
7 x 27,5	22315	P88082	6/60
10 x 27,5	22316	P88082	6/60



Oblasti použitia

- ochrana pokožky pri nepodložených sadrových a syntetických fixačných obväzoch
- na fixáciu výplňového materiálu

Vlastnosti

- jemne krepované
- ľahko rozťažné v pozdĺžnom smere
- prikladá sa bez záhybov
- zachováva vnútornú pevnosť aj pri prevlhčení

Zloženie výrobku

100 % celulóza

Rozmery (cm x m)	REF	BJ
6 x 4	14251	20/200
8 x 4	14252	20/200
10 x 4	14253	20/200

Cellona® Syntetická vata



Oblasti použitia

- ako spodné vypodloženie pre sadrové, syntetické a kompresívne obväzy
- ako vypodloženie v traumatológii a v športovom lekárstve

Vlastnosti

- elastické rúno
- dostatočne pevná väzba pre cirkulárne aplikovanie
- je možné zúžiť v pozdĺžnom smere miernym ťahom
- priedušný
- polyesterové vlákno takmer nepohlcuje vlhkosť

Zloženie výrobku

100 % polyesterové vlákna, zloženie bez optických zjasňovačov

Cellona® Vypodloženie



Oblasti použitia

- vypodložujúci materiál na aplikovanie odolné voči skĺznutiu v okrajových častiach sadrových a dlahových obväzov, na všetky miesta ohrozené tlakom

Vlastnosti

- mäkké, pružné polstrovanie
- priedušný
- samolepiaci
- šetrné k pokožke
- lepidlo nanosené v pásoch

Zloženie výrobku

50 % polyester, 30 % polypropylén, 20 % viskóza

Pokyny

- vyrobené bez latexu z prírodného kaučuku

Cellona® Syntetická vata

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
nesterilné			
6 x 3	10686	A8698A	6/60
10 x 3	10687	A8327A	4/40
4 x 3	10690	A38734	1/108
6 x 3	10692	A38735	72
10 x 3	10694	A38736	48
20 x 3	10696	A38738	24

Cellona® Vypodloženie samolepiace

Rozmery	REF	SUKL	BJ
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku			
19 cm x 38 cm	50810	A38743	10/60
2 mm silný, zvinutý			
58 cm x 1 m	50811	A38745	1/10

Cellona® Okrajové vypodloženie



Oblasti použitia

- podkladový materiál na protišmykové aplikovanie v okrajovej oblasti sadrových a syntetických fixačných obväzov na všetkých miestach ohrozených tlakom

Vlastnosti

- mäkké, pružné polstrovanie
- samolepiaci
- celoplošne nanesené lepidlo
- šetrné k pokožke

Zloženie výrobku

50 % polyester, 30 % polypropylén, 20 % viskóza

Pokyny

- vyrobené bez latexu z prírodného kaučuku

Cellona® Okrajové vypodloženie samolepiace

2 mm silné, zvinuté, v dávkovacej škatuli

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
8 x 5	50812	A38758	1/24

Silkafix® Fixačná náplast'



Oblasti použitia

- na fixáciu kompres na rany a obväzov akéhokoľvek druhu a veľkosti

Účel použitia

- určené na upevnenie a zaistenie kompres, ovínadiel, hadičiek, katétrov, kanýl, drenáží a sond

Vlastnosti

- dá sa ľahko priečne a pozdĺžne roztrhnúť
- šetrné k pokožke
- má dobrú okamžitú a trvalú lepiivosť
- veľmi dobrá a bezpečná fixácia
- obzvlášť vhodné pre pacientov s citlivou kožou

Zloženie výrobku

taft z umelého hodvábu, biela farba, 100 % acetát, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke

Silkafix®

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
rolka na plastovej cievke			
1,25 x 5	143853	A38831	18/450
2,5 x 5	143854	A38831	12/336
5 x 5	143855	A38831	6/150
rolka na lepenkovom jadre			
1,25 x 9,2	143857	A38831	24/480
2,5 x 9,2	143858	A38831	12/240
5 x 9,2	143859	A38831	6/120

Porofix® Fixačná náplast'



Oblasti použitia

- na fixáciu obväzov na rany akéhokoľvek druhu a veľkosti, vhodné pre pletené obväzy

Účel použitia

- určené na fixáciu kompres, ovínadiel, venózných katétrov, kanyl, drenáží a sond

Vlastnosti

- dá sa priečne roztrhnúť
- vykazuje vysokú okamžitú a trvalú lepidlosť
- šetrné k pokožke
- veľmi dobrá fixácia
- fixačná náplast' pre normálne citlivú kožu

Zloženie výrobku

tkanina, svetlohnedá farba, 100 % bavlna, tavné lepidlo

Cellona® Krém



Oblasti použitia

- ochranný a ošetrojúci krém pre silne namáhanú kožu
- pri kontakte s vodnými roztokmi, tenzidmi a lúhmi
- pri manipulácii so sadrou alebo vo vode nerozpustnými pracovnými látkami, napr. oleje a laky

Vlastnosti

- emulzia olej vo vode
- neutrálna hodnota pH
- spätne premasťujúce
- rýchlo sa vstrebáva
- reguluje hydratáciu a elasticitu pokožky
- podporuje regeneráciu
- ochrana proti vode, kvapalinám, nečistotám, chemikáliám alebo čistiacim prostriedkom

Zloženie výrobku

Krém

Aqua (Water), Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Parfum (Fragrance), Glyceryl Ricinoleate, Benzoic Acid, Dihydroacetic Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin

Tuba: hliník

Uzáver tuby: polypropylén, polypropylén

Dóza

polypropylén, hliniková fólia

Kryt

polystyrén

Porofix®

Rozmery (cm x m)	REF	SUKL	BJ
rolka na plastovej cievke			
1,25 x 5	143870	A38830	18/450
2,5 x 5	143871	A38830	12/336
5 x 5	143872	A38830	6/150

Cellona® Krém

v hliníkovej tube

	Objem	REF	BJ
voľne v kartóne			
	100ml	50816	12

Cellona® Shoe



Oblasti použitia

- topánka na nosenie pre sadrové a syntetické obvazy, kompresívne obvazy a bandáže

Vlastnosti

- dá sa nosiť ako poltopánka alebo ako sandál
- ochrana pred chladom a vlhkosťou
- pomocou variabilných lepiacich prúžkov je individuálne prispôsobiteľná na nohu
- dá sa použiť na pravej aj na ľavej strane

Zloženie výrobku

Vonkajšia podošva (podošva): termoplastický kaučuk, Vnútna podošva: Penová vrstva: polyetylén, Lepenková vrstva: polypropylén/ lepidlo z chloroprenového kaučuku, Švy: polyester, Horný diel: Sieťovina (z vonkajšej strany): polyester, Pena (medzivrstva): polyuretán, Švy: polyester, Pásy so suchými zipsami: polyamid

Cellona® Podpäťok pod chodiacu sadru



Oblasti použitia

- príslušenstvo na zapracovanie do sadrových a syntetických obväzov
- ochrana obväzu pred nečistotami a mokrom zospodu
- na okamžité alebo dodatočné aplikovanie pri sadrových a syntetických fixačných obväzoch

Vlastnosti

- ľahký
- odliatok zo syntetického kaučuku
- s drážkami a výstupkami

Zloženie výrobku

Odliatok zo syntetického kaučuku

Cellona® Shoe

jednotlivo balené vo fóliovom vrecku

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
pre dospelých			
S (veľkosť topánky 35-38)	16473	G4876A	1/12
M (veľkosť topánky 39-41)	16474	G4876A	1/12
L (veľkosť topánky 42-43)	16475	G4876A	1/12
XL (veľkosť topánky 44-47)	16476	G4876A	1/12

Cellona® Podpäťok pod chodiacu sadru

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
malý	50820	A38755	1/20
stredný	50821	A38755	1/20
veľký	50822	A38755	1/10

Cellona® Shoecast



Oblasti použitia

- topánka na nosenie na sadrové a syntetické fixačné obvazy
- ochrana sadrového obväzu pred nečistotami a premočením

Vlastnosti

- anatomicky tvarovaná topánka
- vysoko obopínajúci opätok
- uzáver so suchým zipsom je plynule krížovo nastaviteľný
- spoľahlivé pripevnenie

Zloženie výrobku

100 % penový polyuretán, prídržné pásy sú vyrobené zo 100 % polyamidu


Tip

náhradné upevňovacie pásy je možné objednať zvlášť

Cellona® Shoecast

jednotlivo balené vo fóliovom vrecku

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
pre dospelých			
Veľ. 1, vľavo (veľkosť topánky 36 - 38)	50860	A38748	1/10
Veľ. 1, vpravo	50861	A38748	1/10
Veľ. 2, vľavo (veľkosť topánky 39 - 42)	50862	A38749	1/10
Veľ. 2, vpravo	50863	A38749	1/10
Veľ. 3, vľavo (veľkosť topánky 43 - 46)	50864	A38750	1/8
Veľ. 3, vpravo	50865	A38750	1/8
Veľ. 4, vľavo (veľ. topánky > 46)	50869	A38747	1/6
Veľ. 4, vpravo	50870	A38747	1/6



Produkty do

operačnej sály

Raucodrape® PRO Základná súprava Mini

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33300	A87175	20
4	lepiace rúška, 2-vrstvové	75 x 90			

Raucodrape® PRO Základná súprava I

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33301	A87175	13
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové	75 x 90			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	175 x 180			
	lepiaci pásik (80 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	150 x 240			
	trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)				

Raucodrape® PRO Základná súprava Super

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33302	A87175	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové	90 x 110			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	190 x 225			
	trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	175 x 300			
	trojdielny lepiaci pásik (20 + 80 + 20 cm)				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucoset® Standard Súprava na malé výkony

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	Raucodrape krycie rúško 2-vrstvové	75 x 90	25747	P8740A	10/50
1	Raucodrape krycie rúško s otvorom 6 cm, 2-vrstvové	45 x 75			
8	Gazin gázových kompriess 12-vrstvových	7,5 x 7,5			
6	Gazin tampónov z obväzovej gázy veľ. 3, veľkosť slivky				

Raucodrape® PRO Súprava na zákroky malého rozsahu

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33315	A87175	22
2	uteráky	30 x 40			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško s otvorom, 2-vrstvové, samolepiace,	225 x 240			
	operačný otvor kruhový, stredový	12			

Raucodrape® PRO Základná súprava II

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	163304	A87175	10
2	uteráky	30 x 40			
1	operačný plášť SMMS Standard	130			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	operačný plášť SMMS Special	150			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	záchytné vrečko, 1-komorové	38 x 40			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové	75 x 90			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	175 x 180			
	lepiaci pásik (80 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	150 x 240			
	trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® SMART Univerzálna súprava

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33801	A87175	13
4	uteráky	30 x 20			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové,	75 x 90			
	lepiaci pásik (76 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	175 x 170			
	lepiaci pásik (80 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	140 x 240			
	lepiaci pásik (80 cm)				

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava I

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33307	A87175	13
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové Plus	75 x 90			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové Plus,	175 x 180			
	lepiaci pásik (80 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové Plus,	150 x 250			
	trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)				

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava I Super

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33309	A87175	10
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové Plus	90 x 110			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové Plus,	190 x 225			
	trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)				
1	anestetické rúško, 2-vrstvové Plus,	225 x 270			
	nástrih,	45 x 65			
	s krytím laktových opierok				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava II

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33305	A87175	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
2	lepiace rúška, 3-vrstvové	75 x 90			
1	lepiace rúško, 3-vrstvové,	175 x 180			
	lepiaci pásik (80 cm)				
1	lepiace rúško, 3-vrstvové,	150 x 240			
	trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Základná súprava rúšok s nástrihom

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33303	A87175	15
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové, trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové, nástrih	175 x 250 10 x 65			

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava rúšok s nástrihom I

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33310	A87175	12
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 90			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus, nástrih	225 x 260 10 x 100			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové, trojdielny lepiaci pásik (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240			

Raucodrape® SMART Univerzálna súprava rúšok s nástrihom

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33810	A87175	12
4	uteráky	30 x 20			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové, nástrih	200 x 260 10 x 80			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové, lepiaci pásik (80 cm)	140 x 240			

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava rúšok s nástrihom II

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33318	A87175	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus, nástrih,	225 x 300 10 x 100			
	lepiace pásik (70 cm)				
1	anestetické rúško, 2-vrstvové Plus, nástrih,	225 x 270 45 x 65			
	s krytím laktových opierok				

Raucodrape® PRO Variabilná súprava rúšok s nástrihom

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33313	A87175	15
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus, nástrih	225 x 240 20 x 20			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové, nástrih	150 x 260 20 x 65			

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Súprava LAP I

sterilná

	Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33320	A87175	14
2	uteráky	30 cm x 40 cm			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm			
1	rúško LAP I, v rovnej polohe,	260/200 x 335 cm			
	s brušným operačným otvorom,	28 cm x 32 cm			
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Súprava LAP II

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33321	A87175	12
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	LAP rúško II,	260 x 310			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	28 x 32			
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Súprava LAP III

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33322	A87175	11
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	LAP rúško III	260 x 310			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	35 x 37			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	28 x 32			
	s 2-komorovými vreckami na odsávačku,				
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Základná pediatrická súprava

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33330	A87259	1/14
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
2	lepiace rúška, 2-vrstvové	75 x 90			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	175 x 180			
	lepiaci pásik (80 cm)				
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	150 x 240			
	lepiaci pásik (80 cm)				

Raucodrape® PRO Rektálna súprava I

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33325	A87259	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rektálne rúško I,	260 x 310			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	28 x 32			
	s perineálnym operačným otvorom,	10 x 15			
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® SMART Abdominálno-perineálna súprava

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33825	A87198	11
4	uteráky	30 x 20			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	abdominálno-perineálne rúško,	230/260 x 302			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	28 x 32			
	s perineálnym operačným otvorom,	10 x 15			
	s prikrytím laktových opierok				

Raucodrape® PRO Rektálna súprava II

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33326	A87259	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	podkladové rúško	75 x 100			
1	rektálne rúško II,	260 x 310			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	35 x 37			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	28 x 32			
	s perineálnym operačným otvorom,	10 x 15			
	s 2-komorovými vreckami na odsávačku,				
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Rúško na sekciu

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
	rúško na sekciu, v rovnjej polohe	260/200 x 335	33359	A87175	16
	s abdominálnym operačným otvorom,	27 x 33			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	14 x 20			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® Rúško pre novorodenca

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
	rúško pre novorodenca, netkaná textília absorbujúca tekutinu	90 x 100	33160	A87175	18/72

Raucodrape® PRO Súprava Pfannenstiel

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33360	A87259	12
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rúško Pfannenstiel,	260 x 310			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	35 x 37			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	24 x 29			
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Súprava na sekciu I

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33361	A87175	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rúško pre novorodenca, netkaná textília absorbujúca tekutinu	90 x 100			
1	rúško na sekciu I, v rovnjej polohe,	260/200 x 335			
	s abdominálnym operačným otvorom,	27 x 33			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	14 x 20			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® SMART Súprava na sekciu

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33861	A87175	12
4	uteráky	30 x 20			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško pre novorodenca, netkaná textília absorbujúca tekutinu	90 x 90			
1	rúško na sekciu, v rovnjej polohe	230/200 x 312			
	s abdominálnym operačným otvorom,	27 x 33			
	s integrovanou incíznou fóliou,				
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s krytím laktových opierok				

Raucodrape® PRO Súprava na sekciu II

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33362	A87175	11
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rúško pre novorodenca, netkaná textília absorbujúca tekutinu	90 x 100			
1	rúško na sekciu II, v litotomickej polohe	260 x 310			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s abdominálnym operačným otvorom,	27 x 33			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	14 x 20			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s krytím laktových opierok				

Raucodrape® PRO Gynekologicko-cystoskopická súprava

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	120 x 140	33363	A87175	8/16
2	návleky na nohy	75 x 120			
1	gynekologicko-cystoskopické rúško,	90 x 175			
	s perineálnym operačným otvorom, centrálnym	9 x 15			

Raucodrape® SMART Súprava na cystoskopiu

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	120 x 140	33863	A87175	40
2	návleky na nohy	75 x 120			
1	rúško na cystoskopiu,	90 x 175			
	s perineálnym operačným otvorom, centrálnym	9 x 15			

Raucodrape® PRO Gynekologicko-cystoskopické rúško

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
	gynekologicko-cystoskopické rúško,	90 x 175	33039	A87175	35/70
	s perineálnym operačným otvorom, centrálnym	9 x 15			

Raucodrape® PRO Gynekologická súprava I

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33364	A87175	14
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145 cm			
1	suchý zips	2,5 x 20/24			
1	lepiace rúško, polyetylénová fólia	50 x 50			
1	gynekologické rúško I,	240/260 x 230			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s perineálnym operačným otvorom	10 x 15			

Raucodrape® SMART Gynekologicko-urologická súprava

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33866	A87175	24
4	uteráky	30 x 20			
1	lepiace rúško, polyetylénová fólia	50 x 50			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	gynekologické rúško,	175/260 x 210			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125			
	s perineálnym operačným otvorom	10 x 15			

__označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Gynekologická súprava II

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33365	A87175	14
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	lepiace rúško, polyetylénová fólia	50 x 50			
1	gynekologické rúško II,	240/260 x 230			
s integrovanými návlekmi na nohy,		125			
s perineálnym operačným otvorom,		10 x 15			
so zosilnenou zónou v oblasti operačného poľa,					
s integrovaným zachytňným vakom na zber tekutín vrátane výpustného portu					

__označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Litotomická súprava

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33366	A87175	21
2	uteráky	30 x 40			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	podkladové rúško 2-vrstvové	75 x 100			
1	litotomické rúško,	175/260 x 210			
s integrovanými návlekmi na nohy,		125			
s perineálnym operačným otvorom		10 x 15			

Raucodrape® PRO Súprava TUR I

sterilná

	Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33376	A87175	21
2	uteráky	30 cm x 40 cm			
1	suchý zips	2,5 x 20/24 cm			
1	krytie TUR I,	225/260 x 210 cm			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125 cm			
	s perineálnym operačným otvorom,	5 cm			
	so suprapubickým otvorom,	8 cm			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s náprstkom bez obsahu latexu				

Raucodrape® SMART Súprava TUR

sterilná

	Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33867	A87175	29
4	uteráky	30 cm x 20 cm			
1	lepiaci pásik	9 cm x 50 cm			
1	rúško TUR,	175/260 x 210 cm			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125 cm			
	s perineálnym operačným otvorom,	5 cm			
	so suprapubickým otvorom,	8 cm			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s náprstkom bez obsahu latexu				

Raucodrape® PRO Súprava TUR II

sterilná

	Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33368	A87175	18
2	uteráky	30 cm x 40 cm			
1	suchý zips	2,5 x 20/24 cm			
1	krytie TUR II,	175/260 x 245 cm			
	s integrovanými návlekmi na nohy,	125 cm			
	s perineálnym operačným otvorom,	7 cm x 10 cm			
	so suprapubickým otvorom,	8 cm			
	s integrovaným sítkom,				
	s náprstkom bez obsahu latexu				

Raucodrape® PRO Súprava na bedrovú artroskopi

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl, špeciálne	150 x 190	33357	A87175	13
4	uteráky	30 x 40			
1	rúško na artroskopi bedrového kĺbu, 2-vrstvové,	288 x 360			
	operačný otvor,	30 x 30			
	s obvodovou incíznou fóliou v oblasti operačného otvoru,	20 x 20			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s dvomi vreckami na odsávačku				

Raucodrape® SMART Ortopedická súprava

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33841	A87175	10
4	uteráky	30 x 20			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 110			
2	fóliové lepiace pásiky	10 x 50			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 150			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus,	200 x 240			
	nástrih	10 x 80			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové,	175 x 260			
	lepiaci pásik (80 cm)				

Raucodrape® PRO Bedrová súprava I

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33387	A87175	9
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 90			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus,	225 x 260			
	nástrih	10 x 100			
1	anestetické rúško, 2-vrstvové Plus,	225 x 270			
	nástrih,	45 x 65			
	s krytím laktových opierok,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Bedrová súprava II

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33388	A87175	8
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík Special	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 90			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 110			
2	fóliové lepiace pásiky	10 x 50			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus,	225 x 280			
	nástrih	10 x 100			
1	anestetické rúško, 2-vrstvové Plus,	225 x 270			
	nástrih,	45 x 65			
	s krytím laktových opierok,	45 x 65			
	s integrovanými fixáciami hadíc				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny I

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33343	A87175	11
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 75			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180			
1	rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, s elastickým operačným otvorom, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 320 7			

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny II

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33344	A87175	11
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1	fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1	rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, s elastickým operačným otvorom, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 320 7			

Raucodrape® SMART Súprava na končatiny

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33844	A87175	12
4	uteráky	30 x 20			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 150			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1	fóliové lepiace pásiky	10 x 50			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, s elastickým operačným otvorom,	200 x 305 7			

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny III

sterilná

Obsah		Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33345	A87175	10
2	uteráky	30 cm x 40 cm			
1	návlek na inštrumentačný stolík Special	80 cm x 145 cm			
1	lepiaci pásik	9 cm x 50 cm			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 cm x 180 cm			
1	rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, s elastickým operačným otvorom, s krytím laktových opierok, s integrovanými fixáciami hadíc	270/200 x 335 cm 7 cm			

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny ruka/noha

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33347	A87175	17
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	rúško na končatiny ruka/noha, 2-vrstvové Plus,	225 x 300			
	s elastickým operačným otvorom,	3			
	s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Súprava na chirurgiu ruky

sterilná

Obsah		Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33349	A87175	14
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm			
1	rúško na chirurgiu ruky,	370/175 x 285 cm			
	s elastickým operačným otvorom,	3 cm			
	so zvlášť širokým krytím pre anestéziu,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Rúška na končatiny

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
2-vrstvové				
rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor, kruhový, stredový	200 x 300 7	33085	A87175	26
rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor, kruhový, stredový	225 x 320 7			
2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc				
rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor, kruhový, stredový	225 x 320 7	33084	A87175	22
s integrovanými fixáciami hadíc				

Raucodrape® PRO Rúško na končatiny bilaterálne

nesterilné, dostupné iba pre individuálne súpravy

Obsah	Veľkosť (cm)	Č. komponentu individuálnej súpravy
rúško na končatiny bilaterálne, 2-vrstvové Plus,	225 x 320	2002740
s elastickým operačným otvorom,	6	
s integrovanými fixáciami hadíc		

Raucodrape® PRO Rúška na končatiny ruka/noha

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
2-vrstvové				
rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor, kruhový, stredový	100 x 175 3	33080	A87175	40
rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor, kruhový, stredový	150 x 180 3			
2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc				
rúško na končatiny ruka/noha, 2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor, mimostredový, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 300 3	33082	A87175	10/20

Raucodrape® SMART Rúško na končatiny ruka/noha

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1 krytie na stôl	120 x 140	33780	A87175	19
1 rúško na končatiny ruka/noha, 2-vrstvové,	200 x 300			
elastický operačný otvor, mimostredový	3			

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1 obalové rúško	80 x 100	33350	A87175	23
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145			
1 návlek na končatinu, krátky	24 x 80			
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1 lepiaci pásik	9 x 50			
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové, s elastickým operačným otvorom,	200 x 300 7			

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1 obalové rúško	80 x 100	33351	A87175	21
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145			
1 návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250			
1 ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1 lepiaci pásik	9 x 50			
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové, s elastickým operačným otvorom,	200 x 300 7			

Raucodrape® SMART Súprava na artroskopiu

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1 krytie na stôl	120 x 140	33851	A87175	17
4 uteráky	30 x 20			
1 návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250			
1 ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1 lepiaci pásik	9 x 50			
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové, s elastickým operačným otvorom,	200 x 280 7			

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu III

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	100 x 120	33352	A87175	11
2	operačné plášte SMMS Standard	150			
1	návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145			
1	návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1	fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško na končatiny, 2-vrstvové, s elastickým operačným otvorom,	200 x 300 7			

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu IV

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	80 x 100	33353	A87175	1/15
1	operačný plášť SMMS Standard	150			
1	návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145			
1	návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1	fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško na končatiny, 2-vrstvové, s elastickým operačným otvorom,	200 x 300 7			

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu ramena I

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	80 x 100	33354	A87175	20
1	návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 x 55			
1	fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové,	225 x 260			
	nástrih	10 x 100			

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu kolena so záchytným vakom

sterilná

Obsah		Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 cm x 190 cm	33348	A87175	10
2	uteráky	30 cm x 40 cm			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 cm x 180 cm			
1	ortopedický návlek na končatinu	33 cm x 55 cm			
1	fóliový lepiaci pásik	10 cm x 50 cm			
1	rúško pre artroskopiu kolena, s elastickým operačným otvorom, s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu, s integrovanými fixáciami hadíc a zapínaním na suchý zips	225 cm x 320 cm 6 + 7 cm			

Raucodrape® PRO Rúško na artroskopiu kolena

sterilné

Obsah		Veľkosť	REF	SUKL	BJ
rúško pre artroskopiu kolena, s elastickým operačným otvorom, s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu, s integrovanými fixáciami hadíc a zapínaním na suchý zips		225 cm x 320 cm 6 + 7 cm	33086	A87175	11/22

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu ramena I Beach Chair

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33355	A87175	14
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	fóliový lepiaci pásik	10 x 50			
1	návlek na končatinu, krátky	24 x 80			
1	rúško pre artroskopiu ramena, s elastickým operačným otvorom v tvare hrušky, s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu, s tromi suchými zipsami	225 x 380 11,5 x 12,5			

Raucodrape® PRO Súprava s vertikálnym rúškom

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33389	A87175	1/10
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	vertikálne rúško, transparentná polyetylénová fólia,	250 x 330			
	s integrovanou incíznou fóliou,	80 x 30			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s dvomi vreckami pre odsávačku,				
	s dvoma suchými zipsami pre fixáciu hadíc				

Raucodrape® PRO Vertikálne rúško

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
	vertikálne rúško, transparentná polyetylénová fólia,	250 x 330	137038	A87175	15
	s integrovanou incíznou fóliou,	80 x 30			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s dvomi vreckami pre odsávačku,				
	s dvoma suchými zipsami pre fixáciu hadíc				

Raucodrape® SMART Vertikálne rúško

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	90 x 100	33738	A87175	20
4	uteráky	30 x 20			
1	vertikálne rúško, transparentná polyetylénová fólia,	230 x 320			
	s integrovanou incíznou fóliou,	30 x 40			
	s integrovaným záchytným vakom vrátane odpadového portu,				
	s dvomi držiakmi na upevnenie hadíc a a kábla				
1	vrecko na inštrumenty	20 x 30			

__označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Kraniálna súprava

sterilná

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33370	A87175	14
2	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
3	lepiace rúška, polyetylénová fólia	50 x 50			
1	kraniotomické rúško,	225 x 280			
	operačný otvor,	19 x 25			
	s integrovanou incíznou fóliou,				
	s integrovaným vreckom na zber tekutín s postrannými odtokovými drážkami vrátane filtra a odpadového portu,				
	s integrovanými fixáciami hadíc				

__označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Rúško LAP/na chrbticu

sterilné, 3-vrstvové

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
	rúško LAP/na chrbticu, 3-vrstvové,	225 x 320	33051	A87175	8/16
	oválny operačný otvor, pozdĺžny, mimostredový, samolepiace	11 x 22			

Raucodrape® PRO Súprava na hlavu I

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	33371	A87175	16
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	operačné krycie rúško, 2-vrstvové	75 x 90			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové,	150 x 250			
	nástrih	10 x 80			
1	lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 90			

Raucodrape® PRO Súprava na hlavu II

sterilná

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150 x 190	139937	A87175	13
4	uteráky	30 x 40			
1	návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145			
1	lepiaci pásik	9 x 50			
1	rúško turban, 2-dielne, 3-vrstvové/2-vrstvové	130 x 100			
1	rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus,	225 x 300			
	nástrih obdĺžnikový,	14 x 80			
	s integrovanými fixáciami hadíc				

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Rúško s otvorom na ucho

sterilné, 2-vrstvové, samolepiace

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
krycie rúško na ucho s otvorom, 2-vrstvové,		175,0 x 240,0	33050	A87175	11/22
oválny operačný otvor, pozdĺžny, mimostredový		5,0 x 7,5			

Raucodrape® PRO Ústne a čeľustno-tvárové rúško

sterilné, 2-vrstvové

Obsah		Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	75 x 90	33045	A87175	18/36
1	ústne a čeľustno-tvárové rúško, 2-vrstvové,	112 x 150			
	operačný otvor v tvare kosoštvorca, mimostredový	10 x 14			

Raucodrape® PRO Očné krycie rúško, 2-vrstvové

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
očné krycie rúško, 2-vrstvové	80 x 80	33077	A87175	30/120
operačný otvor, centrálny, stredový,	7 x 10			
s perforovanou elastickou lepiacou fóliou				

Raucodrape® PRO Očné krycie rúško, 3-vrstvové

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
očné rúško,	150 x 150	160056	A87175	32
3-vrstvové,				
operačný otvor, centrálny, stredový,	7 x 10			
s integrovanou incíznou fóliou,				
s integrovaným vakom na zachytávanie tekutín				

Raucodrape® PRO Kardiovaskulárna súprava

sterilná

	Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	krytie na stôl	150,0 cm x 190,0 cm	33383	A87175	8
4	uteráky	30,0 cm x 40,0 cm			
2	návlčky na inštrumentačné stolíky	80,0 cm x 145,0 cm			
2	lepiace pásiky	9,0 cm x 50,0 cm			
2	návlčky na nohy, transparentné	37,5 cm x 24,0 cm			
1	operačné krycie rúško	150,0 cm x 180,0 cm			
1	rúško s nástrihom bilaterálne, 2-vrstvové Plus,	175,0 cm x 260,0 cm			
	nástrih,	20,0 cm x 100,0 cm			
	s integrovanými fixáciami hadíc				
1	kardiovaskulárne rúško, 2-vrstvové Plus,	300/225 x 370 cm0			
	operačný otvor,	38,0 cm x 40,0 cm			
	s integrovanou incíznou fóliou,				
	s obojstrannými 2-komorovými vreckami na odsávačku,				
	s dvomi ďalšími 1-komorovými vreckami na odsávačku,				
	s 5 suchými zipsami pre fixáciu hadíc				

Raucodrape® PRO Angiografické rúško I

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	80 x 100	33381	A87175	22
1	uterák	30 x 40			
1	lepiaci pásik	9 x 25			
1	angiografické rúško, 3-vrstvové, s dvoma operačnými otvormi, kruhové, mimostredové	150 x 240			
		12			

Raucodrape® PRO Angiografické rúško II

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
1	obalové rúško	80 x 100	33382	A87175	8/16
1	uterák	30 x 40			
1	lepiaci pásik	9 x 25			
1	angiografické rúško, 3-vrstvové, so zosilnenou zónou v oblasti operačného poľa,	227 x 330			
	s obojstrannou PE fóliou,				
	s dvoma operačnými otvormi, mimostredové,	12 x 12			
	s obvodovou incíznou fóliou operačného otvoru	8			

Raucodrape® PRO Angiografické rúško III

nesterilné, dostupné iba pre individuálne súpravy

Obsah	Veľkosť (cm)	Č. komponentu individuálnej súpravy
angiografické rúško, 2-vrstvové Plus, s obojstrannou PE fóliou,	240 x 335	3014694
dva femorálne operačné otvory, mimostredové,	7 x 9	
dva radiálne operačné otvory, mimostredové	5 x 7	

Raucodrape® Krycie rúška

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
38 x 45	33001	A87175	220/880
45 x 75	33002	A87175	120/480
75 x 90	33003	A87175	65/260

Raucodrape® PRO Operačné krycie rúška

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
75 x 90	33005	A87175	40/160
90 x 110	33190	A87175	100
100 x 150	33008	A87175	27/54
150 x 180	33009	A87175	13/26
150 x 240	33004	A87175	26

Raucodrape® SMART Operačné krycie rúška

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
100 x 100	153706	A87175	48
150 x 150	33707	A87175	40

Raucodrape® Krytie operačného stola

sterilné			
Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
Operačné krytie na stôl Standard			
120 x 140	33090	A87175	26/52
150 x 190	33091	A87175	15/30
Operačné krytie na stôl			
150 x 190	33092	A87175	11/22
Operačné krytie na stôl Special XL			
200 x 250	34096	A87175	14
Návlek na inštrumentačný stolík Standard			
80 x 145	33093	A87175	35/70
návlek na inštrumentačný stolík Lite			
80 x 145	33094	A87175	40/80
návlek na inštrumentačný stolík Special			
80 x 145	33095	A87175	50

Raucodrape® PRO Operačné lepiace rúška

sterilné			
Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
2-vrstvové			
50 x 50	33010	A87175	80/320
50 x 75	33011	A87175	60/240
75 x 75	33012	A87175	40/160
75 x 90	33013	A87175	38/152
90 x 110	33020	A87175	25/100
150 x 180	33025	A87175	20/40
175 x 180	33016	A87175	34
150 x 240	33018	A87175	15/30
175 x 300	33024	A87175	20
2-vrstvové Plus			
150 x 180	33015	A87175	18/36
175 x 180	33017	A87175	15/30
150 x 250	33019	A87175	14/28
190 x 225	33021	A87175	22
protišmykové rúško, 2-vrstvové			
90 x 150	33022	A87175	19/76

Raucodrape® SMART Operačné lepiace rúška

sterilné, 2-vrstvové			
Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
75 x 90	33716	A87175	120
175 x 170	33718	A87175	30
140 x 240	33717	A87175	28

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® Pro operačné rúška s otvorom, nelepiace

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť/pozícia s operačným otvorom	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
6 cm, kruhový, centrálny	45 x 75	33040	A87175	130/520
8 cm, kruhový, centrálny	75 x 90	33042	A87175	70/280

Raucodrape® Pro operačné rúško s otvorom

sterilné, samolepiace

Veľkosť/pozícia s operačným otvorom	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
epidurálne krycie rúško, 2-vrstvové, samolepiace				
10 cm, kruhový, mimostredový	60 x 75	33047	A87175	68/272

Raucodrape® PRO Rúško s otvorom s incíznou fóliou

sterilné, 2-vrstvové, s incíznou fóliou

Veľkosť/pozícia s operačným otvorom	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
7 x 10 cm, oválny, pozdĺžny, stredový	120 x 150	33055	A87175	22/44

Raucodrape® PRO Operačné rúška s otvorom

sterilné, 2-vrstvové, samolepiace

Veľkosť/pozícia s operačným výrezom	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
variabilný	50 x 75	33058	A87175	50/200
variabilný	75 x 90	33059	A87175	30/120
6 cm, kruhový, centrálny	50 x 60	33041	A87175	70/280
8 cm, kruhový, centrálny	75 x 90	33043	A87175	40/160
7 x 10 cm, oválny, priečny, mimostredový	120 x 150	33044	A87175	50
12 cm, kruhový, mimostredový	150 x 200	33046	A87175	18/36

Raucodrape® SMART Operačné rúška s otvorom

sterilné, 2-vrstvové, samolepiace

Veľkosť/pozícia s operačným výrezom	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
6 cm, kruhový, centrálny	50 x 60	153740	A87175	70
7 x 10 cm, oválny, priečny, mimostredový	120 x 150	33741	A87175	50

Raucodrape® PRO Epidurálne krycie rúško

sterilné, 2-vrstvové, samolepiace

Veľkosť/pozícia s operačným výrezom	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 15 cm, pravouhlý, pozdĺžny, mimostredový	55 x 90	33049	A87175	45/180

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® PRO Operačné rúška s nástrihom

sterilné samolepiace

Veľkosť (cm)	Veľkosť nástrihu (cm)	REF	SUKL	BJ
2-vrstvové				
75 x 90	30 x 7	33062	A87175	35/140
125 x 150	45 x 10	33064	A87175	56
150 x 200	65 x 10	33067	A87175	28
150 x 250	80 x 10	33073	A87175	28
225 x 260	100 x 10	33069	A87175	26
3-vrstvové				
150 x 200	65 x 10	33068	A87175	20
2-vrstvové Plus				
225 x 260	100 x 10	33071	A87175	11/22
2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc				
225 x 280	100 x 10	33060	A87175	20
obojstranné, 2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc				
175 x 260	100 x 20	33072	A87175	13/26
2-vrstvové				
150 x 250	10 x 80	33073	A87175	28

Raucodrape® SMART Operačné rúško s nástrihom

sterilné samolepiace, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	Veľkosť nástrihu (cm)	REF	SUKL	BJ
200 x 260	80 x 10	33760	A87175	18

Raucodrape® Rúško s nástrihom

sterilné, polyetylénová fólia

Veľkosť (cm)	Veľkosť nástrihu (cm)	REF	SUKL	BJ
150 x 210	75 x 14	33066	A87175	40/80

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® Krytie prístrojov

sterilné

Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
návlek na okrúhlu stoličku	Ø = 75 cm	33124	A87175	30/120
ochranná krycia čiapka, okrúhla	80 cm x 90 cm	33113	A87175	40/160
ochranná krycia čiapka, okrúhla	Ø = 90 cm	33120	A87175	80
ochranná krycia čiapka, okrúhla	Ø = 120 cm	33121	A87175	15/60
ochranná krycia čiapka, pravouhlá	80 cm x 145 cm	33112	A87175	100
ochranná krycia čiapka, pravouhlá	80 cm x 45 cm	33122	A87175	30/120
návlek na C rameno, trojdielny				
2 krycie čiapky	65 cm x 75 cm	33155	A87175	20/40
1 tubusový návlek na krytie... ramena C	30 cm x 195 cm			
návlek na C rameno - tubus jednodielny	90 cm x 225 cm	33115	A87175	38
návlek na kameru, teleskopicky skladaný	13 cm x 250 cm	138965	A87175	55/220
návlek na kameru, reverzne skladaný	13 cm x 250 cm	138966	A87175	70/280
návlek na kameru s krúžkom	15 cm x 250 cm	33119	A87175	20/80
návlek na kameru	16 cm x 250 cm	138128	A87175	62/124
návlek na opierku rúk, 2 kusy	35 cm x 73 cm	33123	A87175	46/184

Raucodrape® Návlek na okrúhlu stoličku

nesterilné, dostupné iba pre individuálne súpravy

Obsah	Veľkosť (cm)	REF
návlek na okrúhlu stoličku	65 x 65	3010999

Raucodrape® Príslušenstvo

sterilné

Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
samolepiace dopĺňujúce príslušenstvo pre rýchle a bezpečné aplikovanie				
absorpčné rúško, 2 kusy	35 cm x 50 cm	33125	A87175	80/320
absorpčné rúško	50 cm x 75 cm	33126	A87175	33/132
lepiaci pásik	9 cm x 50 cm	160116	A87175	200/800
suchý zips	2,5 x 20/24 cm	33127	A87175	100/400
fixácia hadíc, samolepiaca, s fixačnými pásikmi	9 cm x 11 cm 30 cm	160147	A87175	220/880
záchytné vrečko, 1-komorové	38 cm x 40 cm	33109	A87175	110/440
záchytné vrečko, 2-komorové	38 cm x 40 cm	33110	A87175	110/440
perineálne rúško	20 cm x 40 cm	33100	A87175	140/560
vak pre zachytávanie tekutín Universal	60 cm x 90 cm	33775	A87175	70
na doplnenie operačného odevu a pre pokrytie pacienta				
rukáv s manžetou	50 cm	33103	A87175	45/180
návrlek na nohy, 2 kusy	50 cm x 110 cm	33104	A87175	26/104
návrlek na nohy, 2 kusy	75 cm x 120 cm	33105	A87175	60
návrlek na končatinu, krátky, včítane 1 fóliového lepiaceho pásika	24 cm x 80 cm 10 cm x 50 cm	33128	A87175	17/68
návrlek na končatinu, veľký, vrátane 2 fóliových lepiacich pásov	32 cm x 120 cm 10 cm x 50 cm	33130	A87175	16/32
uteráky, 2 kusy	30 cm x 40 cm	33108		120/480
podkladové rúško I	75 cm x 100 cm	138101	A87175	120
podkladové rúško II s vakom na zachytávanie tekutín	75 cm x 100 cm	33102	A87175	35/70

Raucodrape® Návrleky na nohy

nesterilné, dostupné iba pre individuálne súpravy

Obsah	Veľkosť (cm)	REF
návrleky na nohy, transparentné	40,0 x 27,5	3021047

Raucodrape® PRO Príslušenstvo

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
ortopedický návrlek na končatinu, včítane 1 fóliového lepiaceho pásika	33 x 55 10 x 50	33106	A87175	65/130
ortopedický návrlek na končatinu, vrátane 2 fóliových lepiacich pásov	33 x 110 10 x 50	33107	A87175	38/76

___označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® SMART Príslušenstvo

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ
ortopedický návrlek na končatinu, včítane 1 fóliového lepiaceho pásika	33 x 55 10 x 50	153770	1/104
ortopedický návrlek na končatinu, vrátane 2 fóliových lepiacich pásov	33 x 110 10 x 50	153771	68

___označuje stranu s lepiacou plochou



Oblasti použitia

- slúži na pokrytie oblasti incízie pri chirurgických zákrokoch

Vlastnosti

- vhodné pre citlivú pokožku
- elastické a príľnavé
- odolné proti baktériám
- priepustné pre vodné pary
- priehľadné a antireflexné
- s okrajom k uchopeniu na praktické aplikovanie pre používateľa
- použitie surovín bez latexu z prírodného kaučuku

Zloženie výrobku

- polyuretánová fólia potiahnutá polyakrylátovým lepidlom

Raucodrape® Incízna fólia
sterilné, jednotlivé balenie

Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
12 x 17	146440	A38855	10/80
15 x 20	146441	A38855	10/80
30 x 20	146442	A38855	10/80
45 x 20	146443	A38855	10/80
40 x 35	146444	A38855	10/80
45 x 50	146445	A38855	10/80
45 x 65	146446	A38855	10/40
55 x 80	146447	A38855	10/40
72 x 88	146448	A38855	10/40

Sentinex® Operačné oblečenie

jednorazové použitie, vaša výhoda

Sentinex® Operačné oblečenie

Veľkosť	REF	SUKL	BJ (kusy)
Súprava, zelená farba			
XS	39501	P3652A	50
S	39514	P3652A	45
M	39515	P3652A	40
L	39516	P3652A	35
XL	39517	P3652A	35
XXL	39518	P3652A	30
Súprava, modrá farba			
XS	39502	P3652A	50
S	39519	P3652A	45
M	39520	P3652A	40
L	39521	P3652A	35
XL	39522	P3652A	35
XXL	39523	P3652A	30
Halenka, zelená farba			
XS	39503	P3652A	105
S	39524	P3652A	100
M	39525	P3652A	90
L	39526	P3652A	80
XL	39527	P3652A	75
XXL	39528	P3652A	70
Halenka, modrá farba			
XS	39505	P3652A	105
S	39534	P3652A	100
M	39535	P3652A	90
L	39536	P3652A	80
XL	39537	P3652A	75
XXL	39538	P3652A	70
Nohavice, zelená farba			
XS	39504	P3652A	80
S	39529	P3652A	75
M	39530	P3652A	70
L	39531	P3652A	65
XL	39532	P3652A	60
XXL	39533	P3652A	55
Nohavice, modrá farba			
XS	39506	P3652A	80
S	39540	P3652A	75
M	39541	P3652A	70
L	39542	P3652A	65
XL	39543	P3652A	60
XXL	39544	P3652A	55
Termobunda, modrá farba			
M	39512	P3652A	40
L	39513	P3652A	40
Termo mini pončo, modrá farba			
univerzálna veľkosť	39580	P3652A	120

Sentinex® Operačné oblečenie

jednorazové použitie, vaša výhoda

Sentinex® Operačné oblečenie Soft

Veľkosť	REF	SUKL	BJ (kusy)
Súprava Soft, zelená farba			
XS	39507	P3654A	25
S	39545	P3654A	25
M	39546	P3654A	22
L	39547	P3654A	20
XL	39548	P3654A	20
XXL	39549	P3654A	20
Súprava Soft, modrá farba			
XS	39508	P3654A	25
S	39550	P3654A	25
M	39551	P3654A	22
L	39552	P3654A	20
XL	39553	P3654A	20
XXL	39554	P3654A	20
Halenka Soft, zelená farba			
XS	39509	P3654A	60
S	39555	P3654A	55
M	39556	P3654A	50
L	39557	P3654A	50
XL	39558	P3654A	45
XXL	39559	P3654A	40
Halenka Soft, modrá farba			
XS	39576	P3654A	60
S	39565	P3654A	55
M	39566	P3654A	50
L	39567	P3654A	50
XL	39568	P3654A	45
XXL	39569	P3654A	40
Nohavice Soft, zelená farba			
XS	39575	P3654A	50
S	39560	P3654A	45
M	39561	P3654A	40
L	39562	P3654A	40
XL	39563	P3654A	35
XXL	39564	P3654A	30
Nohavice Soft, modrá farba			
XS	39577	P3654A	50
S	39570	P3654A	45
M	39571	P3654A	40
L	39572	P3654A	40
XL	39573	P3654A	35
XXL	39574	P3654A	30
Termobunda Soft, modrá farba			
M	39510	P3654A	30
L	39511	P3654A	30
XL	39611	P3654A	25

Sentinex® Operačné masky

Presvedčivá rozmanitosť výrobkov



Oblasti použitia

- minimalizácia prenosu baktérií a častíc z úst a z oblasti tváre operačného personálu na pacientov
- zosilnená vonkajšia vrstva zabraňuje prenikaniu častíc alebo aerosólu podľa normy EN 14683, typ II, resp. typ IIR

Vlastnosti

- pachovo neutrálne, bez obsahu sklolaminátu, bezlatexový produkt
- vrstvené s 3-, resp. 4-násobným horizontálnym presahom
- vysoká účinnosť filtrácie baktérií
- mimoriadne dlhá nosová úchytká
- všetky operačné masky Sentinex spĺňajú požiadavky podľa Európskej normy EN 14683

Zloženie výrobku
polypropylén



"Sentinex® Classic EL, zelené, s gumičkami na ucho"

- kombinácia veľmi ľahkých materiálov pre lepšiu priepustnosť vzduchu



Sentinex® Classic, zelené

- model veľmi pohodlný pri nosení



Sentinex® Classic, modré

- model veľmi pohodlný pri nosení



"Sentinex® Classic Antifog

- s integrovaným prúžkom proti zahmlievaniu okuliarov

Sentinex® Operačné masky



Sentinex® Sensitive

- biela maska z nebieleného materiálu
- neobsahuje farbivá a spojivá
- šetrné k pokožke
- pre citlivú pokožku



Sentinex® Sensitive Antifog

- s integrovaným prúžkom proti zahmlievaniu okuliarov
- biela maska z nebieleného materiálu
- neobsahuje farbivá a spojivá
- šetrné k pokožke
- pre citlivú pokožku



Sentinex® Safety

- zosilnená vonkajšia vrstva zabraňuje prenikaniu potenciálne nebezpečných telových tekutín a zaisťuje tak vyššiu ochranu



Sentinex® SafetyShield

- zosilnená vonkajšia vrstva zabraňuje prenikaniu
- potenciálne nebezpečných telových tekutín a zaisťuje tak vyššiu ochranu
- priezor, kt. sa nezahmlieva, chráni celú oblasť tváre



Sentinex® ExtraPlus

- vďaka širšiemu strihu a horizontálne vedeným páskom je dýchacia komora väčšia
- vhodné aj pre osoby s bradou

Sentinex® Operačné masky

Model	REF	SUKL	BJ
Sentinex Classic EL, zelené, s gumičkami na ucho	162000	P70946	50/500
Sentinex Classic, zelené	162002	P70946	50/300
Sentinex Classic, modré	162003	P70946	50/300
Sentinex Classic Antifog	162004	P70946	50/300
Sentines Sensitive	162005	P70946	50/300
Sentines Sensitive Antifog	162006	P70946	50/300
Sentinex Safety	162008	P70946	50/300
Sentinex SafetyShield	162009	P70946	25/100
Sentinex ExtraPlus	162010	P70946	50/300

Sentinex® Operačné čiapky



Oblasti použitia

- zabránenie prenosu vlasov a častíc pokožky z operačného personálu na pacienta

Vlastnosti

- priedušné operačné čiapky odolné voči pretrhnutiu, z netkanej textílie bez chĺpkov a odolné voči oderu
- všetky operačné čiapky Sentinex spĺňajú hygienické požiadavky
- bez latexu z prírodného kaučuku

Zloženie produktu

- Viskóza, polyester, polypropylén



Sentinex® Soft

- priedušná čiapka v tvare baretky
- pohodlne sedí a dá sa nosiť na dlhých alebo krátkych vlasoch



Sentinex® Astro

- bezpečná plne ochranná čiapka v tvare prilby
- s lemovanými okrajmi
- hlava a krk sú vďaka zaväzovaciemu pásiemu úplne zakryté



Sentinex® Astro Extra

- plne ochranná čiapka v tvare prilby
- bezpečná a pohodlná
- zapracovaná mäkká protipotivá čelenka absorbuje tekutiny



Sentinex® Fancy

- špeciálne na dlhé vlasy
- čiapka poskytuje vďaka stredovému švu veľa miesta
- mäkká čelná plocha bez gumičky zabraňuje otlačeniu

Sentinex® Operačné čiapky



Sentinex® Nova

- čiapka s rôznymi možnosťami nosenia
- okraj v čelovej oblasti sa dá pohodlne prevrátiť a použiť ako čelenka proti poteniu



Sentinex® Trend

- veľmi pohodlný strih
- vhodná aj na dlhé vlasy
- sťahovacia gumička v tylnej oblasti



Sentinex® Flex

- čiapka pre chirurgov
- na kratšie vlasy
- pohodlná a obzvlášť priedušná



Sentinex® Easy

- čiapka v tvare baretky pre každodenné použitie v nemocnici
- spoľahlivo kryje vlasy
- vhodná tiež pre pacientov a návštevníkov
- dostupné farby - zelená, modrá a biela



Sentinex® Operačné čiapky

Model	REF	SUKL	BJ
Sentinex Soft, čiapka v tvare baretky, zelená, priedušná	17420	P70947	100/600
Sentinex Astro, čiapka v tvare kukly, zelená	17421	P70947	100/600
Sentinex Astro Extra, čiapka v tvare kukly s protipotovou čelenkou, zelená	17422	P70947	100/600
Sentinex Fancy, čiapka pre sestry so stredovým švom, zelená	17423	P70947	100/600
Sentinex Nova, čiapka pre sestry so šnúrkami, zelená	17424	P70947	100/600
Sentinex Trend, čiapka pre sestry s dlhými vlasmi, zelená	17425	P70947	100/600
Sentinex Flex, čiapka pre chirurgov, zelená	17426	P70947	100/600
Sentinex Easy, zelená, čiapka v tvare baretky	17427	P70947	100/600
Sentinex Easy, modrá, čiapka v tvare baretky	17428	P70947	100/600
Sentinex Easy, biela, čiapka v tvare baretky	17429	P70947	100/600



PRO – maximálna ochrana pre dlhšie a zložitejšie zákroky

- široký rad produktov
- veľkorysý dizajn s veľmi vysokým používateľským komfortom a komfortom pri nosení
- prekračujú požiadavky normy EN 13795
- určené pre
 - ◆ zákroky, ako sú operácie so strednou až vysokou stratou tekutín
 - ◆ a dlhšie chirurgické zákroky.

Dva materiály: Spunlace a polypropylén SMMS

Spunlace

- materiál s vizuálnymi a hmatovými vlastnosťami tkaniny
- vynikajúci komfort pri nosení
- nedráždi pokožku a je priedušný
- veľmi vhodný aj pre fyzicky náročnejšie zákroky



Polypropylén SMMS

- ľahší
- spoľahlivo chráni pred baktériami a tekutinami v súlade s normou EN 13795 a normou AAMI
- zaisťuje cirkuláciu vzduchu, tepla a vodných pár



Štyri verzie: Basic, Standard, Special a Special Plus

Basic



Sentinex® PRO Operačný plášť Basic

Zaväzovací plášť na zákroky malého rozsahu s 3 zaväzovacími šnúrkami na chrbte na bezpečné zapnutie.

Standard



Sentinex® PRO Operačný plášť Standard

Zavinovací operačný plášť so sterilnou chrbtovou oblasťou vďaka obzvlášť širokému prekrytiu. Vhodný najmä na zákroky s nízkou stratou tekutín.

Special



Sentinex® PRO Operačný plášť Special

Zavinovací operačný plášť vychádzajúci z verzie Standard, doplnkovo vodotesne zosilnený v prednej časti a na rukávoch. Výborne vhodný na operácie s vysokou stratou tekutín.

Special Plus



Sentinex® PRO Operačný plášť Special Plus

Zavinovací operačný plášť vychádzajúci z verzie Special je dodatočne vybavený širšou zosilnenou zónou pre bezpečnú ochranu pri laterálnom zaťažení kvapalinou.

Dva varianty balenia: so sterilným vnútorným obalom a „direct“

Sentinex® PRO Operačné plášte so sterilným vnútorným obalom

- veľmi vhodné na sterilnú prípravu
- so sterilným vnútorným obalom
- 2 uteráky



- A Sentinex Operačný plášť
- B Uteráky
- C Sterilný vnútorný obal
- D Sterilné balenie

Sentinex® PRO Operačné plášte „direct“

- na okamžité sterilné odovzdanie
- na rýchle odobratie
- bez sterilného vnútorného obalu a uterákov



- A Sentinex Operačný plášť
- B Sterilné balenie

Sentinex® PRO Operačné plášte

Sentinex® PRO Operačné plášte Spunlace

sterilné

Veľkosť	Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Standard so sterilným obalom, vrátane 2 uterákov				
S / M	120	19 300	P70956	44
L	130	19 301	P70956	40
XL	150	19 302	P70956	36
XL long	170	19 303	P70956	32
XXL	150	19 304	P70956	32
Special so sterilným obalom, vrátane 2 uterákov				
S / M	120	19 310	P70956	40
L	130	19 311	P70956	36
XL	150	19 312	P70956	32
XL long	170	19 313	P70956	28
XXL	150	19 314	P70956	28
Súprava Standard (sterilná), 3x XL				
3 x XL	3 x 150	19 308	P70956	12
Súprava Standard (sterilná), 2x XL, 1x L				
2 x XL / 1 x L	2 x 150 / 1 x 130	19 309	P70956	12
Urologický plášť, XL				
XL	150	142 708		40

Sentinex® PRO Operačné plášte SMMS

sterilné

Veľkosť	Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Standard so sterilným obalom, vrátane 2 uterákov				
S / M	120	19 340	P70956	52
L	130	19 341	P70956	48
XL	150	19 342	P70956	44
XL long	170	19 343	P70956	40
XXL	150	19 344	P70956	40
Special so sterilným obalom, vrátane 2 uterákov				
S / M	120	19 350	P70956	48
L	130	19 351	P70956	44
XL	150	19 352	P70956	40
XL long	170	19 353	P70956	36
XXL	150	19 354	P70956	36
Standard „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov				
S / M	120	19 360	P70956	52
L	130	19 361	P70956	48
XL	150	19 362	P70956	44
Special „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov				
S / M	120	19 370	P70956	48
L	130	19 371	P70956	44
XL	150	19 372	P70956	40
Special Plus „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov				
XL	150	31 276	P70956	36
Basic „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov				
S / M	120	19 380	P70956	48
L	130	19 381	P70956	44
XL	150	19 382	P70956	40


Sentinex® SMART Operačné plášte



SMART – ochrana pre kratšie, menej zložité zákroky

- zameraný rad produktov
- funkčný dizajn s vysokým používateľským komfortom a komfortom pri nosení
- spĺňajú požiadavky normy EN 13795 a normy AAMI
- určené pre
 - ◆ zákroky, napr. operácie, s malou až strednou stratou tekutín
 - ◆ krátke chirurgické zákroky, ako sú ambulantné operácie

V závislosti od dĺžky zákroku a/alebo množstva tekutín zvolte verziu **Standard** alebo **Special**.




Sentinex SMART Operačný plášť Standard

Zavinovací operačný plášť so sterilnou chrbtovou oblasťou vďaka obzvlášť širokému prekrytiu. Vhodný najmä na zákroky s nízkou stratou tekutín.

Materiál pre bezpečnosť a pohodlnú mikroklimu

- ochrana pred baktériami a tekutinami v súlade s normou EN 13795 a normou AAMI
- priepustný pre vzduch



Sentinex SMART Operačný plášť Special

Zavinovací operačný plášť vychádzajúci z verzie Standard, v prednej časti a na rukávoch ešte dodatočne vodotesne zosilnený. Zosilnená zóna ponúka vysoký odpor proti premočeniu a preniknutiu choroboplodných zárodkov. Výborne sa hodí na operácie so strednou až vysokou stratou tekutín.



Polypropylén SMMS

Dva varianty balenia: so sterilným vnútorným obalom a „direct“

Sentinex SMART Operačné plášte so sterilným vnútorným obalom

- veľmi vhodné na sterilnú prípravu
- so sterilným vnútorným obalom
- 2 uteráky



- A Sentinex SMART Operačné plášte
- B uteráky
- C sterilný vnútorný obal
- D sterilné balenie

Sentinex SMART Operačné plášte „direct“

- na okamžité sterilné odovzdanie
- na rýchle odobratie
- bez sterilného vnútorného obalu a uterákov



- A Sentinex SMART Operačné plášte
- B sterilné balenie

Sentinex® SMART Operačné plášte SMMS sterilné

Veľkosť	Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
Standard so sterilným obalom, vrátane 2 uterákov				
M / L	120	33 651	P70956	52
XL	130	33 652	P70956	48
XXL	150	33 653	P70956	44
Special so sterilným obalom, vrátane 2 uterákov				
M / L	120	33 661	P70956	48
XL	130	33 662	P70956	44
XXL	150	33 663	P70956	40
Standard „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov				
M / L	120	109 151	P70956	52
XL	130	109 152	P70956	48
XXL	150	109 153	P70956	44
Special „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov				
M / L	120	109 161	P70956	48
XL	130	109 162	P70956	44
XXL	150	109 163	P70956	40

Sentinex® Solo operačné plášte SMMS Prvý operačný plášť, ktorý si viete obliecť sami



Oblasti použitia

- v núdzových situáciách, keď ide o každú minútu
- v prípade nedostatku personálu, napr. v prípade pohotovostných služieb alebo nočných služieb
- v ambulantnej chirurgii, kde je na inštrumentovanie zvyčajne len jedna osoba
- ak sú prípravné miestnosti oddelené a inštrumentačné stoliky chystané vo vlastných priestoroch, oddelených od operačných sál

Sentinex® Solo samoobliekací operačný plášť sterilné

Veľkosť	Rozmery (cm)	REF	BJ
Standard „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov			
L	130	143061	48
XL	150	143062	40
Special „direct“ bez sterilného vnútorného obalu, bez uterákov			
L	130	163061	44
XL	150	163062	40

Setpack® Toptex® lite Brušné rúška RK

Ekonomické | bezpečné | flexibilné | pripravené na použitie



Oblasti použitia

- použitie priamo v operačnej sále
- na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operačných zákrokoch

Vlastnosti

- z obväzovej gázy z bavlny podľa normy DIN EN 14079.
- predprané
- vysoko absorbčné
- 20-vláknové
- balené v sterilnom vnútornom obale na rýchle a bezpečné vyberanie produktu a sčítaciu kontrolu
- dve samolepiace sčítacie karty

Zloženie výrobku

100 % bavlna, RTG kontrastná šnúrka (polyvinylchlorid a síran bárnatý)

Varianty

- biele, zelené a modré
- 4- a 6-vrstvové

Setpack® Toptex® lite Brušné rúška RK

sterilné

	Obsah	Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
biela farba					
2	kusy, 4-vrstvové	8 x 90	165010	P8902A	26/104
2	kusy, 4-vrstvové	20 x 30	165011	P8902A	30/90
5	kusy, 4-vrstvové	20 x 30	165007	P8902A	18/54
2	kusy, 4-vrstvové	40 x 40	165004	P8902A	20/60
5	kusy, 4-vrstvové	40 x 40	165001	P8902A	10/30
2	kusy, 4-vrstvové	50 x 60	165014	P8902A	12/36
10	kusy, 6-vrstvové	20 x 10	16324	P88022	42
2	kusy, 6-vrstvové	40 x 40	165012	P8902A	12/36
5	kusy, 6-vrstvové	40 x 40	165003	P8902A	6/18
zelená farba					
2	kusy, 4-vrstvové	8 x 90	165009	P8902A	26/104
2	kusy, 4-vrstvové	20 x 30	165017	P8902A	30/90
5	kusy, 4-vrstvové	20 x 30	165005	P8902A	18/54
2	kusy, 4-vrstvové	40 x 40	165006	P8902A	20/60
5	kusy, 4-vrstvové	40 x 40	165002	P8902A	10/30
2	kusy, 4-vrstvové	50 x 60	165013	P8902A	12/36
2	kusy, 6-vrstvové	40 x 40	165008	P8902A	12/36
5	kusy, 6-vrstvové	40 x 40	165000	P8902A	6/18
2	kusy, 6-vrstvové	50 x 60	165018	P8902A	8/24

Setpack® Gázové kompresy RK

Ekonomické | bezpečné | flexibilné | pripravené na použitie



Oblasti použitia

- použitie priamo v operačnej sále
- na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operačných zákrokoch

Vlastnosti

- z obväzovej gázy z bavlny podľa normy DIN EN 14079, s röntgenkontrastným vláknom (modré, polypropylén, polyesterové vlákno, síran bárnatý)
- vysoko absorbčná
- všetky orezané hrany sú vo vnútri, takže neprečnievajú žiadne voľné vlákna
- balené v sterilnom vnútornom obale na rýchle a bezpečné vyberanie produktu a sčítaciu kontrolu
- dve samolepiace sčítacie karty

Zloženie výrobku

100 % bavlna, röntgenkontrastné vlákno (modré, polypropylén, polyesterové vlákno, síran bárnatý)

Varianty

- 12-, 16- a 32-vrstvové
- 17- a 20-vláknové

Setpack® Gázové kompresy RK

sterilné

	Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
balenia po 10 kusoch, 12-vrstvové, 17-vláknové				
	7,5 x 7,5	165114	P8902A	22/132
	10 x 10	165100	P8902A	20/120
	10 x 12,5	165116	P8902A	20/120
	10 x 20	165102	P8902A	16/48
balenia po 10 kusoch, 16-vrstvové, 17-vláknové				
	5 x 5	165110	P8902A	40/240
	7,5 x 7,5	165106	P8902A	20/120
	10 x 10	165101	P8902A	18/108
	10 x 12,5	165111	P8902A	18/108
balenia po 10 kusoch, 32-vrstvové, 20-vláknové				
	10 x 10	165104	P8902A	14/42
balenia po 20 kusoch, 12-vrstvové, 17-vláknové				
	7,5 x 7,5	165119	P8902A	14/84
	10 x 10	165103	P8902A	10/60
	10 x 12,5	165109	P8902A	10/60
	10 x 20	165108	P8902A	8/24
balenia po 20 kusoch, 16-vrstvové, 17-vláknové				
	5 x 5	165117	P8902A	27/162
	7,5 x 12,5	165118	P8902A	16/48
	10 x 10	165105	P8902A	14/42
	10 x 12,5	165112	P8902A	8/48

Setpack® Tampóny RK

Ekonomické | bezpečné | flexibilné | pripravené na použitie



Oblasti použitia

- použitie priamo v operačnej sále
- na odsatie krvi a sekrétu pri operačných zákrokoch

Vlastnosti

- vyrobené z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- mäkké a vysoko absorpčné
- s bezpečnostným krúžkom zo silikónu
- 20-vláknové
- dvojité sterilné balenie
- dve samolepiace sčítacie karty

Zloženie výrobku

100 % bavlna, röntgenkontrastné vlákno (modré, polypropylén, polyesterové vlákno, síran bárnatý), s bezpečnostným krúžkom zo silikónu

Setpack® Preparačné tampóny RK

Ekonomické | bezpečné | flexibilné | pripravené na použitie



Oblasti použitia

- použitie priamo v operačnej sále
- na preparáciu orgánov, ciev a vrstiev tkanív pri operačných zákrokoch

Vlastnosti

- vyrobené z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- pevné a vysoko absorpčné
- 24-vláknové
- výsuvná škatuľka na tampóny s počítacou mriežkou na ľahkú kontrolu počtu kusov a pľhotové vyberanie
- dve samolepiace sčítacie karty

Zloženie výrobku

100 % bavlna, röntgenkontrastné vlákno (modré, polypropylén, polyesterové vlákno, síran bárnatý)

Setpack® Tampóny RK

sterilné

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
balené po 5 kusoch			
veľkosti pľste 7	22800	P88022	48
balené po 10 kusoch			
veľkosti vlašského orecha 2	22801	P88022	72/144
veľkosti slivky 3	22802	P88022	38/114
veľkosti vajcia 4	22803	P88022	26/78
extra veľké 6	22804	P88022	54
balené po 20 kusoch			
veľkosti slivky 3	22808	P88022	26/78

Setpack® Preparačné tampóny RK

sterilné

Veľkosť	REF	SUKL	BJ
balené po 10 kusoch			
malé 2	12780	P88022	40/120
stredné 3	12781	P88022	40/120
veľké 4	12782	P88022	40/120
balené po 20 kusoch			
malé 2	12783	P88022	40/120
stredné 3	12784	P88022	40/120



- Oblasti použitia**
- špeciálne určená na použitie v operačnej sále
- Vlastnosti**
- okamžite pripravená na doručenie
 - bez zmluvnej viazanosti
 - sterilná a priamo použiteľná
 - úspora času v predoperačnej a pooperačnej fáze
 - iba zadanie objednávky v rámci nákupu
 - redukuje potreby vo vedení skladu
 - flexibilný počas skúšobného používania
 - úsporné zloženie
- Zloženie výrobku**
- Kitpack start obsahuje základné vybavenie s najdôležitejšími jednorazovými komponentmi hotovými na použitie pre konkrétnu odbornú oblasť.
- Varianty**
- Súprava na všeobecnú chirurgiu
 - Súprava na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu
 - Súprava na končatiny
 - Súprava s nástrihom na operácie ciev
 - Súprava na sekciu

Súprava na všeobecnú chirurgiu

	Obsah	Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	Raucodrape operačné krytie na stôl	150 cm x 190 cm	28145	P74940	6
4	Raucodrape uteráky	30 cm x 40 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm			
1	Raucodrape Standard návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Special	150 cm			
1	jednorazový skalpel Figur 21 ¹				
1	miska modrá ¹	250 ml			
5	Gazin tampóny RK ¹	Veľ. 6 extravelký			
10	Gazin tampóny RK ¹	Veľ. 4 veľkosť vajca			
10	Gazin preparačné tampóny RK ¹	malá veľ. 2			
10	Gazin gázové kompresy RK, 16-vrstvové ¹	10 cm x 10 cm			
1	Raucodrape lepiaci pásik, elastický	9 cm x 50 cm			
2	Raucodrape rúška s lepením, 2-vrstvové Plus	75 cm x 90 cm			
1	Raucodrape rúško s lepením, 2-vrstvové Plus	175 cm x 180 cm			
1	Raucodrape rúško s lepením, 2-vrstvové Plus	150 cm x 250 cm			

¹ komponenty v škatuli
___označuje stranu s lepiacou plochou

Súprava na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu

Obsah		Veľkosť	REF	SUKL	BJ
1	Raucodrape operačné krytie na stôl	150 cm x 190 cm	28146	P74940	4/4
4	Raucodrape uteráky	30 cm x 40 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm			
1	Raucodrape Standard návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm			
1	operačná súprava na odsávanie, typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm			
1	Raucodrape záchytné vrečko, 1-komorové	38 cm x 40 cm			
2	jednorazové skalpely Figur 21 ¹				
1	miska modrá ¹	250 ml			
10	Gazin tampóny RK ¹	Veľ. 6 extravelký			
30	Gazin gázové kompresy RK, 16-vrstvové ¹	10 cm x 10 cm			
2	Toptex lite brušné rúška RK, zelené, 6-vrstvové ¹	40 cm x 40 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm			
2	Sentinex SMMS operačné plášte Special	150 cm			
1	Raucodrape operačné lepiace rúško, 2-vrstvové	75 cm x 90 cm			
1	Raucodrape ortopedický návlek na končatinu,	33 cm x 110 cm			
	vrátane 2 fóliových lepiacich páskov	10 cm x 50 cm			
1	Raucodrape operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 cm x 180 cm			
2	Raucodrape lepiace pásiky, elastické	9 cm x 50 cm			
1	Raucodrape rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus,	225 cm x 260 cm			
	nástrih	10 cm x 100 cm			
1	Raucodrape anestetické rúško, 2-vrstvové Plus	225 cm x 270 cm			

¹ komponenty v škatuli
___označuje stranu s lepiacou plochou

Súprava na končatiny

Obsah		Veľkosť	REF	SULK	BJ
1	Raucodrape operačné krytie na stôl	150 cm x 190 cm	28 147	P74940	5
2	Raucodrape uteráky	30 cm x 40 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm			
1	Raucodrape Standard návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm			
1	Sentinex SMMS operačný plášť Special	150 cm			
1	Raucodrape návlek na kameru, reverzne skladaný ¹	13 cm x 250 cm			
1	miska modrá ¹	250 ml			
3	Curapor náplaste na rany s vankúšikom ¹	5 cm x 7 cm			
5	Gazin tampónov RK ¹	Veľ. 6 extravelký			
1	jednorazový skalpel Figur 11 ¹				
10	Gazin gázových kompres RK, 16-vrstvových ¹	10 cm x 10 cm			
1	Lenkelast univerzálne ovínadlo ¹	2 cm x 5 m			
1	Raucodrape operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 cm x 180 cm			
1	Raucodrape lepiaci pásik, elastický	9 cm x 50 cm			
1	Raucodrape návlek na končatinu, krátky	24 cm x 80 cm			
1	Raucodrape rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus	225 cm x 320 cm			

¹ komponenty v skladacej škatuli

Súprava rúšok s nástrihom na operáciu ciev

	Obsah	Veľkosť	REF	BJ
1	Raucodrape operačné krytie na stôl	150 cm x 190 cm	28 148	5
4	Raucodrape uteráky	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm		
1	Raucodrape Standard návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm		
1	miska modrá ¹	250 ml		
1	Curapor náplaste na rany s vankúšikom ¹	10 cm x 8 cm		
5	Gazin tampónov RK ¹	Veľ. 6 extravelký		
10	Gazin RK 1 preparačných tampónov	Veľ. 3 stredný		
1	jednorazový skalpel Figur 10 ¹			
2	jednorazové skalpely Fgiur 15 ¹			
30	Gazin gázových kompies RK, 16-vrstvových ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape lepiaci pásik, elastický	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape operačné krycie rúško, 2-vrstvové Plus,	225 cm x 260 cm		
	nástrih	10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape rúško s lepením, 2-vrstvové Plus	150 cm x 250 cm		

¹ komponenty v skladacej škatuli

Súprava na sekciu

	Obsah	Veľkosť	REF	BJ
1	Raucodrape operačné krytie na stôl	150 cm x 190 cm	28 149	4
4	Raucodrape uteráky	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm		
1	Raucodrape Standard návlek na inštrumentačný stolík	80 cm x 145 cm		
1	operačná súprava na odsávanie, typ Yankauer CH 25 1	ø 6 mm		
1	jednorazový skalpel Figur 22 1			
1	miska modrá ¹	250 ml		
20	Gazin tampónov RK 1	Veľ. 6 extraveľký		
10	Gazin gázových kompriess RK, 16-vrstvových 1	10 cm x 10 cm		
5	Toptex lite RK brušných rúšok, zelené, 4-vrstvové 1	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex SMMS operačný plášť Standard	150 cm		
1	Sentinex SMMS operačný plášť Special	150 cm		
1	Raucodrape lepiaci pásik, elastický	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape uterák pre novorodenca	90 cm x 100 cm		
1	Raucodrape krytie na sekciu 2 s integrovanými návlekmi na nohy	260 cm x 310 cm		

¹ komponenty v skladacej škatuli



**Účel použitia**

Epikutánna testovacia náplast' Curatest je určená na vykonávanie epikutánných testov.


Vlastnosti

- jednoduchá manipulácia pri vkladaní a aplikovaní
- spoľahlivo drží
- absorpčné komôrky z netkanej textílie
- šetrné k pokožke

Zloženie výrobku


nosná netkaná textília: biela farba, 100 % polypropylén, lôžko testovacej komôrky: polyesterová fólia, komôrky z netkanej textílie: 100 % viskóza, povrstvené na jednej strane polyetylénom; polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke (bez kolofónia a jeho derivátov)

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
12,5 x 7,5	163055	A38793	50/1200



Oftalmológia

Pro-ophta® Očné tyčinky Tampóny



Oblasti použitia

- na absorpciu, tupovanie, odstránenie cudzích predmetov, fixáciu a pridržanie (preparácia šetrná k tkanivu)
- na použitie pri oftalmologických a mikrochirurgických zákrokoch v oftalmológii

Vlastnosti

- vysoká absorpčná kapacita
- dobrý kapilárny účinok
- vysoká rýchlosť absorpcie
- majú pevnosť potrebnú pre tupovanie a preparáciu
- šikmo zrezané na oboch koncoch

Zloženie výrobku

netkaná textilná, vysoko absorpčná, biela farba, zvinutá do hrúbky tyčiniek stabilizované absorpčným potahom: 100 % celulóza

Pro-ophta® Lancetový tampón na tyčinke Tampóny



Oblasti použitia

- na absorpciu tekutín a odstraňovanie debris/tkanív z operačného poľa počas oftalmologických/ mikrochirurgických zákrokov

Vlastnosti

- absorbuje tekutiny 7- až 12-násobku vlastnej hmotnosti
- biokompatibilný
- možno používať pred, počas a po chirurgických zákrokoch
- ciele aplikovanie liečiv

Zloženie výrobku

Hrot: polyvinylacetát
Tyčinka: polypropylén

Pro-ophta® Očné tyčinky

Rozmery (mm)	Ø (mm)	REF	SUKL	BJ
nesterilné, balené po 500 ks				
64 x 5	5	16515	A53640	500/25000
sterilné, balené jednotlivo po 20 ks				
64 x 5	5	16516	A87789	400/1600


Pro-ophta® Lancetový tampón na tyčinke

sterilná

REF	SUKL	BJ
147330	A74282	50/2000

Pro-ophta® Klinový tampón

Tampóny



Oblasti použitia

- na absorpciu tekutín a odstraňovanie debris/tkanív z operačného poľa počas oftalmologických/ mikrochirurgických zákrokov

Vlastnosti

- absorbuje tekutiny 7- až 12-násobku vlastnej hmotnosti
- biokompatibilný
- možno používať pred, počas a po chirurgických zákrokoch
- ciele aplikovanie liečiv
- upínajú sa do pinzety a svoriek na tampóny

Zloženie výrobku

polyvinylacetát



Pro-ophta® Klinový tampón

sterilná

REF	SUKL	BJ
147331	A74283	50/2000

Pro-ophta® Očné krytie S

Očné krytie



Oblasti použitia

- na ochranu oka
 - ◆ po operáciách ptózy
 - ◆ pri lagoftalme
 - ◆ pri paréze lícneho nervu
 - ◆ pri syndróme Sicca

Vlastnosti

- priehľadné, tvarovo stabilné, nerozbitné sklíčko
- umožňuje pravidelnú kontrolu oka
- umožňuje aplikovanie liekov
- lepidlo šetrné k pokožke - vhodné na dlhodobú liečbu
- rýchle aplikovanie
- sklíčko sa dodáva v 2 veľkostiach

Zloženie výrobku

priečne elastická tkanina, telovej farby, 70 % viskóza, 30 % polyamid
priesvitné sklíčko: transparentný polykarbonát, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke

Pro-ophta® Očné krytie S

nesterilné, jednotlivo balené

Veľkosť	Rozmery (cm)	Ø (cm)	Výška vydutia doštičky (cm)	REF	SUKL	BJ
malý	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	A53635	5/200
malý	10 x 7,2	4,6	0,6	34228	A53636	50/600
veľký	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	A53637	5/120
veľký	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34230	A53638	50/600

Pro-ophta® Očné krytie D

Očné krytie



Oblasti použitia

- na ochranu oka
 - ◆ po operáciách ptózy
 - ◆ pri lagoftalme
 - ◆ pri paréze lícneho nervu
 - ◆ pri syndróme Sicca
- na zakrytie oka počas noci
- obzvlášť vhodné pre svetloplachých pacientov

Vlastnosti

- sklíčko neprepúšťajúce svetlo, pevne drží tvar a je odolné proti rozbitiu
- vhodné pre dlhodobú terapiu
- spoľahlivá fixácia
- rýchle aplikovanie

Zloženie výrobku

priečne elastická tkanina telovej farby, 70 % viskóza
30 % polyamid: nepriehľadné sklíčko, polykarbonát, čierny polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke

Pro-ophta® Očné krytie K

Očné krytie



Oblasti použitia

- na ošetrenie zranení vonkajšieho oka
- na imobilizáciu očného viečka
- na ochranu očí pred úrazmi pri operáciách v polohe na bruchu (napr. operácie chrbtice alebo neurochirurgické zákroky na lebke)

Vlastnosti

- dobre sa prispôsobí tvaru tváre
- lepidlo šetrné k pokožke spoľahlivo fixuje aj pri dlhodobej terapii
- ľahko odstrániteľné a s minimálnymi zvyškami
- rýchle a pohodlné aplikovanie
- vysoká absorpčná kapacita

Zloženie výrobku

priečne elastická tkanina telovej farby: 70 % viskóza, 30 % polyamid
sieť/vatový tampón: vata/bavlnená gáza: 100 % bavlna
sieťovina: 100 % viskóza, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke

Pro-ophta® Očné krytie D

nesterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	Ø (cm)	Výška vydutia doštičky (cm)	REF	SUKL	BJ
10 x 7,2	4,6	0,6	34225	A53633	5/200
10 x 7,2	4,6	0,6	34226	A53634	50/600

Pro-ophta® Očné krytie K

nesterilné, jednotlivé balené

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
11,4 x 7,8	34104	A39863	50/600

Pro-ophta® Junior

Oklúzna náplast'



Oblasti použitia

- na zakrytie oka pri oklúznej terapii (napr. v prípade amblyopie alebo strabizmu)

Účel použitia

Pro-ophta Junior oklúzna náplast' slúži na stmavenie oka pri oklúznej terapii.

Vlastnosti

- nepriehľadná náplast'
- tenký a príľnavý materiál
- vhodné pre citlivú pokožku
- odstránenie s malými zvyškami
- je možné použiť vľavo aj vpravo

Zloženie výrobku

nosná netkaná textília telovej farby:
100 % polyester
nepriehľadný a priedušný stred:
100 % bavlnená tkanina

Pro-ophta® Očný vankúšik

Očný vankúšik



Účel použitia

Nesterilný: Očné vankúšiky Pro-ophta, nesterilné, sú určené na ochranu oka pred mechanickými vplyvmi na neporušenej pokožke a na aplikovanie topických liekov.

Sterilný: Očné vankúšiky Pro-ophta, sterilné, sú určené na použitie pri poranení vonkajšej časti oka na ošetrovanie oka po operačných zákrokoch a na aplikovanie topických liekov.

Vlastnosti

- anatomicky tvarovaný
- po celom obvode zatavený
- priedušný
- mäkké a pohodlné
- absorpčný vatový vankúšik

Zloženie výrobku

Vnútri: absorpčná vata, nadýchaná, 60 % viskóza, 40 % PP/PE
Vonkajšia časť: mäkký, obojstranný poťah z netkanej textílie, 100 % polypropylén

Pro-ophta® Junior

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
v priehľadnom obale			
5,4 x 6,5	16841	A53630	5/2000
v škatuli			
5,4 x 6,5	16846	A74279	50/1300
5,4 x 6,5	16843	A74278	100/2400

Pro-ophta® Junior Maxi

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
v priehľadnom obale			
5,9 x 7	16840	A68558	5/2000
v škatuli			
5,9 x 7	16845	A53631	50/1300
5,9 x 7	16842	A53632	100/2400

Pro-ophta® Očný vankúšik

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
nesterilné, v škatuli			
7,2 x 6,2	13041	A39862	50/500
sterilné, jednotlivo balené			
7,2 x 6,2	13043	A39860	25/250

Pro-ophta® Očná kompresia

Očná kompresia



Oblasti použitia

- na ochranu oka pred mechanickými vplyvmi
- na aplikovanie liečiv

Vlastnosti

- anatomicky tvarovaný
- šetrné k pokožke
- obojstranne použiteľná
- absorpčná očná kompresia

Zloženie výrobku

Vnútri: bavlnená vata
Vonkajšia časť:
obojustranne potiahnutá bavlnenou
gázou

Pro-ophta® Perforovaná očná kompresia



Účel použitia

Sterilná: Perforovaná očná kompresia Pro-ophta, sterilná, sa používa na ochranu oka pred mechanickými vplyvmi po zákrokoch vnútri oka pri zachovaní prirodzenej funkcie viečka, na vypodloženie pod perforovanou podložkou oka a obzvlášť po keratoplastikách, operáciách katarakty a viečok.

Nesterilná: Perforovaná očná kompresia Pro-ophta, nesterilná, sa používa na ochranu oka pred mechanickými vplyvmi pri zachovaní prirodzenej funkcie viečka a na vypodloženie pod perforovanou podložkou oka na neporušenej pokožke.

Vlastnosti

- použiteľné pod krytie s otvorom pre oko
- kompresia je zamatovo mäkká
- priedušná
- vysoko absorpčná

Zloženie výrobku

mäkká netkaná textília: 67 % viskóza, 33 % polyester, skladajúci sa zo 16 vrstiev prešívajúcich dohromady a perforovaných do prstencovitého tvaru, s otvorom v strede

Pokyny

- perforované plastové krytie nie je súčasťou výrobku

Pro-ophta® Očná kompresia

Rozmery (cm)	REF	BJ
nesterilné, v škatuli, s papierovou medzivrstvou		
6,6 x 5,3	142021	5/250
6,6 x 5,3	142022	50/500
sterilné, jednotlivo balené		
6,6 x 5,3	142020	5/200


Pro-ophta® Perforovaná očná kompresia

Rozmery (cm)	REF	BJ
sterilné, jednotlivo balené		
10 x 7	13014	50/500



Krčné, nosové a ušné lekárstvo

Raucocel® Tamponáda na epistaxu



Oblasti použitia

- na kontrolu krvácania z nosa a na pooperačné ošetrovanie

Vlastnosti

- fyziológické zrážanie krvi na základe princípu autokoagulácie
- časovo úsporné a atraumatické aplikovanie
- možné strihať individuálne podľa potreby
- absorbuje tekutiny 7- až 12-násobku vlastnej hmotnosti
- rýchla a jednoduchá manipulácia

Zloženie výrobku

polyvinylacetát, vlákno z nylonu

Pokyny

- Po 24 až 48 hodinách skontrolujte, či je krvácanie aktívne. Ak to tak nie je, vstreknite do nosovej dutiny sterilizovanú vodu alebo fyziologický roztok, aby ste zvlhčili tamponádu, a počkajte desať minút. Uchopte pinzetou a opatrne odstráňte.

Raucocel® Tamponáda na epistaxu

sterilné, jednotlivito balené, s vláknom

Rozmery (mm)	REF	SUKL	BJ
55	147340	A87799	10/400
100	147341	A8615A	10/400

Raucotupf® Tampón s vatovou hlavičkou



Raucotupf, malá vatová hlavička



Raucotupf, veľká vatová hlavička


Raucotupf® tampón s vatovou hlavičkou

REF	BJ
balené po 3 kusoch, sterilné, s rukoväťou z polypropylénu, malá vatová hlava	
137435	150/1500
s drevenou rukoväťou, malá vatová hlavička	
137430	1000/20000
s rukoväťou z polypropylénu, veľká vatová hlavička	
137433	50/1000
balené po 2 kusoch, sterilné, s drevenou rukoväťou z PP, malá vatová hlavička	
137431	200/2000
balené po 2 kusoch, sterilné, s rukoväťou z polypropylénu, veľká vatová hlavička	
137434	100/1000
balené po 5 kusoch, sterilné, s drevenou rukoväťou, malá vatová hlavička	
137432	500/5000
balené po 5 kusoch, sterilné, s rukoväťou z polypropylénu, veľká vatová hlavička	
137436	150/1500



Hygiena a starostlivosť

Sentina® W Podložky pod chorých



Oblasti použitia

používa sa ako podložka na lôžko/
dodatočná ochranná podložka, ktorá
absorbuje hlavne ľudské exkrementy,
ale aj iné telesné tekutiny (krv, sekréty
atď.)

Vlastnosti

- mäkká a dobre absorpčná
ochranná podložka
- povrch šetrný k pokožke z netkanej
textílie
- spodná strana nepriepustná pre
tekutiny
- bočné hrany zabraňujú úniku tekutín
- je možné sterilizovať

Zloženie výrobku

- výplň: nebielená skladaná buničitá
vata
- modrá polyetylénová fólia
- polypropylénová netkaná textília
- lepidlo: tavné lepidlo

Sentina® W Podložky pod chorých

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
60 x 40	16620	B24737	200
60 x 60	16621	B24738	100
60 x 90	16622	B24739	100

Sentina®

Ochranné plachty a napínacie plachty



Oblasti použitia

- určené na použitie ako podložky na stoly
a nosidlá v ambulanciách a v operačných
sálach

Vlastnosti

- absorbujúce vrstvy buničiny
- vodotesná polyetylénová fólia
- antistatická
- vysoká odolnosť voči pretrhnutiu
- bariéra proti tekutine po okrajoch
- ochrana pred znečistením a preniknutím
patogénov

Zloženie produktu

- Kombinácia absorpčných vrstiev buničiny
a vrstvy PE fólie nepriepustnej pre tekutiny;
pozdĺžne zapracované nylonové vlákna
zabezpečujú dostatočnú odolnosť proti
roztrhnutiu

Ochranné plachty Sentina®

1 absorpčná vrstva buničiny, 1 vrstva polyesterovej fólie

Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
75 x 90	142261		200
75 x 140	142262	B41326	100
zosilnené vláknami			
75 x 210	142264	B41327	100

Napínacie plachty Sentina®

zosilnené vláknami, s postrannými bariérami proti tekutine, 2 absorpčné vrstvy buničiny, 1 vrstva polyetylénovej fólie

Veľkosť (cm)	REF	BJ
78 x 140	142273	100
78 x 175	142274	100
78 x 210	142275	100



Zelletten tampón REF 13356



Kombinovaný dávkovač REF 23900

Rolka na vyšetrovací stôl
2-vrstvová buničina/polyetylén

Veľkosť (cm x m)	REF	BJ
39 x 50	43794	6
59 x 50	45410	6

Zelletten tampón z buničiny

Veľkosť (cm)	REF	SUKL	BJ
2 rolky s 500 tampónmi vo fóliovom vrecku			
5 x 4	13356	A57118	1 rolka / 12 roliek

Kombinovaný dávkovač
z polystyrolu, číry, prázdny, max. plniaca šírka 10 cm

REF	BJ
23900	1

Drevené lopatky
Obsah škatule 100 kusov

REF	SUKL	BJ
137442	P7050A	100/4000

Lemogil glycerínové tyčinky
Balenie po 25 vreciek, zatavené po 3 ks

Veľkosť (cm)	REF	BJ
15	152482	75/750

Podbradník

Veľkosť (cm)	REF	BJ
37 x 66	16429	50/500

Návlek na matrac
Polyetylén, farba modrá

Veľkosť (cm)	REF	BJ
20 x 90 x 210	155333	10/100

Návlek na obuv

REF	BJ
155329	100/1000

Jednorazová umývací rukavica
z mäkkej, netkanej textílie, odolná voči pretrhnutiu, nepúšťajúca chlčky

Veľkosť (cm)	REF	BJ
15,5 x 23	152477	50/1000

Gloria vata

Hmotnosť (g)	REF	BJ
z viskózy		
100	159880	1/20
200	159881	1/12
500	159882	1/5
zo 100 % bavlny		
100	153599	1/20


Hygiena a starostlivosť

Buničitá vata

prierezy

Hmotnosť (kg)	Rozmer (cm)	REF	BJ
vysoko bielená			
3 x 5	20 x 20	12168	5/15
15	38 x 58	16000	5/15
polobielená			
5	20 x 20	16005	5/15
5	20 x 30	16006	5/15
5	38 x 58	16002	5/15
nebielená			
5	20 x 20	16008	5/15
15	20 x 30	16009	5/15
15	38 x 58	16004	5/15

Izotermická záchranná prikrývka



Vlastnosti

- chráni pred chladom, horúčavou, vlhkom a nečistotami
- pri podchladení priložte k telu striebornú vrstvu
- pri prehriatí priložte k telu zlatú stranu

Izotermická záchranná prikrývka

Rozmer	REF	BJ
160 x 210 cm	180008	1/300

Plášte pre návštevy

Ochranné plášte



Oblasti použitia

- na ochranu pacienta pred časticami a prachom z oblečenia návštevníkov a personálu

Vlastnosti

- použitie surovín bez latexu z prírodného kaučuku
- priedušné
- nepúšťa vlákna
- vysoká odolnosť voči pretrhnutiu
- bariéra proti tekutine po okrajoch
- vodoodolné

Zloženie produktu

- netkaná textília

Plášte pre návštevy

z priedušnej netkanej textílie

Variant rukávu	REF	SUKL	BJ
sterilné varianty			
s manžetou	18419		1/30
nesterilné varianty			
s manžetou	18418	P54249	1/60
s manžetou	154954	P3686A	10/100
s gumičkou	154953	P3686A	10/100

Fóliové zástery

Ochrana pred znečistením

Oblasti použitia

- ako ochranná bariéra pri silne znečisťujúcich činnostiach, napr. v sadrovacích miestnostiach

Vlastnosti

- veľmi ľahká
- antistatická
- vodoodolná
- nesterilná, jednorazová

Zloženie produktu

- polyetylénová fólia

Fóliové zástery

Veľkosť (cm)	REF	BJ
farba modrá		
75 x 135	11889	100/400
95 x 135	11893	100/400
95 x 170	11894	300
farba biela		
80 x 125	157650	50/500
80 x 150	157328	50/500

Sentina® Inko Slip

uzavretý systém na inkontinenciu



Oblasti použitia

- stredne ťažká až ťažká inkontinencia moču, resp. stolice

Vlastnosti

- anatomicky tvarované nohavičkové plienky
- farebné označenie veľkostí
- bezpečná fixácia a individuálne prispôsobenie vďaka opätovne zatvárateľným lepiacim pásiikom
- indikátor vlhkosti

Zloženie produktu

- 2-násobné absorpčné jadro: z buničiny, bielené kyslíkom
- superabsorbent: z polyakrylátu sodného
- centrálna obalová netkaná textília: hydrofilný polypropylén
- vonkajší obal: z polyetylénu
- tavné lepidlo
- elastický pás: z elastanu
- indikátor vlhkosti
- bariéra proti pretečeniu

Sentina® Inko Form

otvorený systém na inkontinenciu



Oblasti použitia

- všetky formy močovej inkontinencie
- Variant Micro, Mini a Normal - pri ľahkej až strednej inkontinencii moču
- Variant Deň, Super, Extra, Noc a Noc Plus - pri strednej až ťažkej inkontinencii moču a stolice

Vlastnosti

- anatomicky tvarované s bočnými ochranami proti pretečeniu
- dodatočné absorpčné jadro
- široké lepiace pásiky na optimálne upevnenie pri variante Micro, Mini, Normal

Zloženie produktu

- 2- násobné absorpčné jadro: z buničiny, bielené kyslíkom
- superabsorbent: z polyakrylátu sodného
- distribučná netkaná textília z High Loft a polypropylénu/polyesteru
- centrálna obalová netkaná textília: hydrofilný polypropylén
- vonkajší obal z polypropylénu a polyetylénu
- tavné lepidlo
- elastický pás: z elastanu
- ochranný vak z polyetylénu (u Micro, Mini a Normal)

Tip

- Fixácia pomocou nohavičiek Sentina Slip

Sentina® Inko Slip

Veľkosť (cm)	Farba	REF	SUKL	BJ
S	biela	33601	B24743	20/60
M	svetlomodrá	33602	B24744	20/60
L	svetlozelená	33603	B24745	20/60
M Plus	modrá	33604	B73515	18/90
L Plus	zelená	33605	B73516	16/80
M Xtra Plus	biela s modrými pásičkami	33606	B73517	15/60
L Xtra Plus	biela so zelenými pásičkami	33607	B73518	15/60

Sentina® Inko Form - vkladacie plienky

Veľkosť (cm)	Farba	REF	SUKL	BJ
Micro	biela	33880	B60677	20/240
Mini	biela	33881	B60678	20/240
Normal	biela	33882	B60679	20/160
Deň	biela	33883	B24747	25/75
Super	biela so žltými pásičkami	33884		25/75
Extra	biela s modrými pásičkami	33204	B24748	25/75
Noc	biela so zelenými pásičkami	33885	B24749	25/75
Noc Plus	biela s fialovými pásičkami	33886		25/75

Sentina® Inko Pad

otvorený systém na inkontinenciu



Oblasti použitia

- ľahká inkontinencia moču

Vlastnosti

- optimálne prispôsobenie
- vysoká absorpčná schopnosť
- udržiava kvapalinu vo vnútri vložky
- mäkký obal z netkanej textílie je šetrný k pokožke
- priedušná jednorazová vložka

Sentina® Inko Pad - vložky pre inkontinenciu

Rozmery (cm)	REF	SUKL	BJ
nesterilné			
38 x 12	16513	B24746	50/300

Senta® Prima bavlna pôrodnice vložky



Vlastnosti

- povrch zo 100 % bio bavlny
- absorpčné jadro zo 100 % bavlny
- s elastickými prispôsobivými bočnými pásikmi

Senta® Prima

Obsah v balení	REF	BJ
12 ks	162916	1/6

Sentina® Slip elastické fixačné nohavičky

otvorený systém na inkontinenciu



Oblasti použitia

- na fixáciu rôznych podložiek (vložky, ovínadlá, trvalé obvazy)

Vlastnosti

- pohodlné pri používaní vďaka obzvlášť elastickému otvoru pre nohy
- možné sterilizovať, prať do 60° C
- farebné kódovanie vláknami v manžetách (pri XL aj v nohavičkách)

Sentina® Slip

Veľkosť (cm)	Farba	REF	SUKL	BJ
S	žltá	16631		20/400
M	hnedá	16632	B24750	20/400
L	zelená	16628	B24751	20/100
XL	zelená	16633		20/100

Forma-care Ošetrujúca pena s pantenolom



Vlastnosti

- šetrné čistenie a ošetrovanie obzvlášť namáhanej pokožky
- vhodná aj na použitie v intímnej oblasti
- nie je potrebná voda
- neobsahuje silikóny ani mikroplasty

Objem	REF	BJ
400 ml	164373	1/12

Forma-care Vlhčené utierky



Vlastnosti

- na jemné čistenie a starostlivosť o obzvlášť citlivú pokožku
- dermatologicky testované

Obsah v balení	REF	BJ
80 ks	108819	1/12

Senta Protect špeciálne tampóny



Vlastnosti

- ochranný tampón do vody na plávanie a kúpanie
- znižuje možnosť vniknutia vody do vagíny
- minimalizuje prípadné vniknutie baktérií a plesní

REF	BJ
16 765	4/24

Raucosan chladivá bandáž



Vlastnosti

- podpora, chladenie, komprimujúci a tlmíaci bolesť chladivým účinkom
- pri športových zraneniach
- modrá farba
- kohezívny a elastický
- rýchle aplikovanie, možné strihať


Veľkosť	REF	BJ
8 cm x 4,5 m	109 700	1/50

Raucosan kineziologický tejp, vodoodolný

Farba	Veľkosť	REF	BJ
ružová	5 cm x 5 m	153 301	1/10
tyrkysová	5 cm x 5 m	153 302	1/10

Poznámky

[illegible]



Viac informácií o spoločnosti
Lohmann & Rauscher nájdete na našej
webovej stránke prostredníctvom kódu QR