



People.Health.Care.

OP-Set-Systeme

Ihre Lösung von L&R im OP.



OP-Abdecksystem

OP-Bekleidung

OP-Verbandsstoffsystem

OP-Mehrkomponentensystem

Inhaltsverzeichnis

Einführung OP-Set-Systeme	4	Entbindungsset I	32
Raucodrape OP-Abdecksystem		Entbindungsset II	32
Allgemeine Informationen	6-13	Sectiotuch	33
		Babytuch	33
Allgemeinchirurgie		Sectio-Set I	33
Set für Kleineingriffe	15	Sectio-Set	34
Set für Kleineingriffe I	15	Sectio-Set II	34
Set für Kleineingriffe II	15	Gynäkologie-Zystoskopie-Set	35
Basis-Set Mini	16	Zystoskopie-Set	35
Basis-Set	16	Gynäkologie-Zystoskopietuch	35
Basis-Set I	16	Lithotomie-Set	36
Basis-Set II	17	Gynäkologie-Set I	37
Basis-Set Super	17	Gynäkologie-Urologie-Set	37
Universal-Set	18	Gynäkologie-Set II	37
Universal-Set Super	18	TUR-Set I	38
Universal-Set I	19	TUR-Set	38
Universal-Set I Super	20	TUR-Set II	38
Universal-Set II	20		
Basis-Schlitztuch-Set	21	Orthopädie/Traumatologie	
Universal-Schlitztuch-Set I	21	Universal-Schlitztuch-Set I	40
Universal-Schlitztuch-Set	22	Orthopädie-Set	41
Universal-Schlitztuch-Set II	22	Hüft-Set I	41
Variables Schlitztuch-Set	23	Hüft-Set II	42
LAP-Set I	24	Hüft-Set III	43
LAP-Set II	24	Hüftarthroskopie-Set	43
LAP-Set III	24	Extremitäten-Set I	44
Rektum-Set I	25	Extremitäten-Set II	44
Abdominal-Perineal-Set	25	Extremitäten-Set	44
Rektum-Set II	26	Extremitäten-Set III	45
		Extremitäten-Set Hand/Fuß	45
Pädiatrie		Handchirurgie-Set	46
Pädiatrie-Basis-Set	28	Extremitätentücher	47
Lochtuch mit Inzisionsfolie	28	Extremitäten-Set bilateral	47
		Extremitätentuch bilateral	47
Gynäkologie/Urologie		Extremitätentücher Hand/Fuß	48
Pfannenstiel-Set	30	Extremitätentuch Hand/Fuß	48
Rektum-Set I	31	Arthroskopie-Set I	49
Abdominal-Perineal-Set	31	Arthroskopie-Set II	49
Rektum-Set II	31	Arthroskopie-Set	49

Arthroskopie-Set III	50	Ohr-Lochtuch	71
Arthroskopie-Set IV	50	Lochtuch mit Inzisionsfolie	71
Schulterarthroskopie-Set I	50	LAP-/Wirbelsäulentuch	71
Kniearthroskopie-Set	51	OP-Schlitztücher	72
Kniearthroskopietuch	51	OP-Schlitztuch	72
Schulterarthroskopie-Set Beach Chair	52	Schlitztuch	72
Vertikaltuch-Set	53	Geräteabdeckung	73
Vertikaltuch	53	Zubehör	74
		Füßlinge, transparent	74
		Babytuch	74
		Zubehör	75
		Inzisionsfolie	76
Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie			
Kranio-Set	55		
LAP-/Wirbelsäulentuch	55		
Kopf-Set I	56		
Kopf-Set II	56		
Variables Schlitztuch-Set	57		
Schlitztücher	57		
Ohr-Lochtuch	58		
MKG-Tuch	58		
Augentuch	59		
Kardiochirurgie/Angiographie			
Kardiovaskular-Set	63		
Hybrid-Set	63		
Angiographietuch I	64		
Angiographietuch II	64		
Angiographietuch III	64		
Abdecktücher und Zubehör			
Abdecktücher	66		
OP-Abdecktücher	66		
OP-Tischabdeckungen	67		
OP-Klebetücher	68		
Lochtücher	69		
OP-Lochtücher	69		
Interventionelles Punktionstuch	69		
OP-Lochtücher	70		
Epidural-Abdecktuch	70		
MKG-Tuch	70		
		OP-Bekleidung	
		Bereichskleidung	79-81
		OP-Mäntel	82-88
		OP-Masken	89-90
		OP-Hauben	91-92
		OP-Handschuhe aus Naturlatex	93-95
		OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren	96-97
		Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex	98
		Untersuchungshandschuhe aus Nitril	99-102
		Zwirnhandschuhe	103
		Besuchermäntel	103
		Setpack OP-Verbandstoffsysteem	
		Allgemein	106
		Bauchtücher RK	107
		Mullkompressen RK	108
		Tupfer RK	109
		Präpariertupfer RK	110
		Individual-Sets	111
		Kitpack OP-Mehrkomponentensystem	
		Allgemein	113-114
		Kitpack start	115-117
		Raucocel Zubehör	118
		Übersicht der L&R Anwendungsvideos	119-120
		L&R OPTILINE	122-123

Sicherheit im OP

Mit unseren umfangreichen OP-Lösungen bieten wir Ihnen ein OP-Komplett-Sortiment für hohe Ansprüche. Ob Raucodrape OP-Abdeckungen, Sentinex OP-Bekleidung, Setpack OP-Verbandstoffsets oder die individuell für Sie zusammengestellten Kitpack OP-Mehrkomponentensets: Qualität und Funktionalität stehen bei unseren Produkten im Mittelpunkt – so sorgen wir für mehr Sicherheit und Effizienz in Ihrem OP.

Schutz & Sicherheit

Die Verhütung intra- und postoperativer Infektionen im OP hat höchste Priorität. Für die im OP eingesetzten Produkte und Materialien bedeutet dies: sie müssen hohen Anforderungen gerecht werden. Patienten und Personal können nur sicher geschützt werden, wenn alle Übertragungswege für Keime weitmöglichst unterbrochen werden. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten OP-Produkte von Lohmann & Rauscher.

Das sterile Raucodrape OP-Abdecksystem von L&R erfüllt und übertrifft oftmals die Anforderungen der europäischen Normenreihe DIN EN 13795. Diese definiert die grundlegenden Anforderungen für OP-Abdeckungen und OP-Mäntel. Darin werden u. a. Mindestwerte für den Widerstand gegen Flüssigkeitspenetration und Keimdurchtritt vorgegeben. Raucodrape bietet eine vollständige Barriere und ist wichtiger Bestandteil einer wirksamen Infektionsprophylaxe im OP. Zusammen mit der OP-Bekleidung Sentinex, dem individuellen OP-Mehrkomponentensystem Kitpack sowie dem OP-Verbandstoffsystem Setpack bietet L&R ein komplettes Sortiment für jeden Eingriff.

Wirtschaftlichkeit & Kompetenz

Unsere Medizinprodukteberater, die als Praktiker über jahrelange Erfahrung verfügen, analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Arbeitsabläufe und Prozesse und erarbeiten individuelle, wirtschaftliche Lösungen.

Kontrolle & Qualität

Alle Produkte werden hinsichtlich Material und Funktion genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt und unterliegen fortlaufenden strengen Qualitätskontrollen. Wir legen größten Wert auf Sicherheitsstandards, die zum Teil die gesetzlichen Anforderungen noch übertreffen.





- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ① Sentinex® OP-Masken | ⑧ Setpack® OP-Verbandstoffe |
| ② Sentinex® Bereichskleidung Kasack | ⑨ Kitpack® OP-Komponentensystem |
| ③ Sempercare® OP-Handschuhe | ⑩ Sentinex® Thermojacke |
| ④ Kitpack® OP-Komponentensystem | ⑪ Sentinex® OP-Mäntel |
| ⑤ Sentinex® Bereichskleidung Hose | ⑫ Raucodrape® Inzisionsfolie |
| ⑥ Sentinex® OP-Hauben | ⑬ Raucodrape® OP-Abdeckung |
| ⑦ Sempermed® Untersuchungshandschuhe | |

Raucodrape®

OP-Abdecksystem



Raucodrape®

Sicherheit und Komfort für das OP-Team und den Patienten

Raucodrape®

- bietet eine große Auswahl an Sets und Einzelprodukten
- optimiert die Abläufe im OP, senkt die Prozesskosten
- Bei der Herstellung der Raucodrape OP-Abdeckungen werden naturkautschuklatexhaltige Rohstoffe nicht eingesetzt.*
- Die spezielle Kombination der Schichten aus absorbierendem PP**-Vlies und dichter PE**-Folie ist vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig und dadurch eine sichere Barriere gegen Flüssigkeiten und Bakterien.

L&R bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Materialien und verwendet für das Sortiment an OP-Abdeckungen die folgenden Bezeichnungen:

Raucodrape® PRO

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 2-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 3-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 3-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 1-lagig (Folie: transparent oder blickdicht)

Raucodrape® SMART

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 2-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 1-lagig (Folie: transparent oder blickdicht)

Raucodrape® Abdecktücher

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 1-lagig (flüssigkeitsabweisender Vliesstoff)



* Etwaige Kontaminationen durch Latexspuren aus der Produktion oder der Umgebung können nach derzeitigem Wissensstand jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

** PE: Polyethylen, PP: Polypropylen


Raucodrape® PRO OP-Abdecksystem

PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- erstklassiges, großzügiges Design mit sehr hohem Anwenderkomfort
- Übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795
- der Großteil des Raucodrape PRO Sortiments erfüllt die Anforderungen des AAMI Standard Level 4


Raucodrape OP-Abdeckung 2-lagig

- für Eingriffe mit niedrigem bis mittlerem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape OP-Abdeckung 2-lagig Plus

- ein Plus für Eingriffe mit sehr hohem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm




Raucodrape® SMART OP-Abdecksystem

SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hoher Anwenderfreundlichkeit
- Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard


Raucodrape SMART OP-Abdeckung 2-lagig

- für Eingriffe mit niedrigem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape SMART OP-Abdeckung 2-lagig Plus

- für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape®

Starke Lösungen bis ins Detail

Raucodrape® vereinfacht und beschleunigt die Entfaltung

Raucodrape OP-Abdeckungen sind anwenderfreundlich gefaltet. Jede Tuchart hat, abgestimmt auf das Einsatzgebiet, eine eigene Faltsystematik, die eine sichere Anwendung ermöglicht und die Entfaltung weiter vereinfacht und beschleunigt. Bei allen selbstklebenden Lochtüchern ist der OP-Ausschnitt bereits vor der Entfaltung sichtbar. Dies erleichtert die korrekte Applikation am Patienten wesentlich.

Eindeutige Piktogramme


Für Sicherheit und Schnelligkeit bei der Entfaltung sorgen auch die schnell verständlichen Piktogramme. Auf einen Blick zeigen sie z. B. die Entfaltungsrichtung, den ersten Entfaltungsschritt, die Positionierung von Tüchern am Patienten, Schlitzöffnungen, integrierte Beinlinge und vieles mehr.

Dreiteilige Klebestreifen

Alle Schlitztücher sind mit einem ergonomisch sinnvollen dreiteiligen Klebestreifen ausgestattet, der die Applikation noch einfacher macht.

Zahlreiche Klebetücher haben einen verlängerten Klebestreifen für adipöse Patienten.

Alle Klebestreifen sind mit einem 2 cm langen Fingerlift versehen und dadurch schnell und sicher zu greifen.



Raucodrape®


Piktogramme



Kennzeichnet die Tuchpositionierung (kopfwärts/fußwärts)



Kennzeichnet die Richtung der Schlitzöffnung



Kennzeichnet den dezentralen OP-Ausschnitt



Kennzeichnet die Position des Flüssigkeitsauffangbeutels



Kennzeichnet die Positionierung der integrierten Beinlinge (bei Steinschnittlagerung)




Kennzeichnet die Mitte des Klebetuchs (nach der ersten Entfaltung sichtbar)




Kennzeichnet die Positionierung der Hände beim Anlegen des Unterlegtuchs und Turbantuchs



Kennzeichnet die Entfaltungsrichtung der Beinschützer



Kennzeichnet die Entfaltungsrichtung bei Ein-Tuch-Abdeckungen



Kennzeichnet die perineale Abdeckung des bilateralen Schlitztuches




Kennzeichnet das Körper- und Beintuch




Kennzeichnet das Standard-Anästhesietuch




Kennzeichnet das Anästhesietuch mit Armstützenabdeckung



Kennzeichnet das Anästhesietuch des Schlitztuch-Set



Kennzeichnet die Positionierung des Handchirurgietuchs



Kennzeichnet den ersten Entfaltungsschritt bei Sets. Kennzeichnet die Positionierung der Hände beim Anlegen des Instrumententischbezuges

Raucodrape®

Ein durchdachtes Verpackungskonzept für mehr Transparenz und Sicherheit

Solider Schutz und zuverlässiges Handling

Ein durchdachtes modulares Verpackungssystem gewährleistet die erforderliche Sicherheit – während des Transportes, im Lager, bis hin zur Anwendung im OP. Die zweckmäßige Verpackung mit durchgängig einheitlicher und eindeutiger Inhaltskennung und EAN-Code 128 auf allen Verpackungsstufen vereinfacht die Logistiksteuerung und das sichere Handling der Produkte.

Robuste Transport- und Lagerkartonage

Die Transport- und Lagerkartonagen aus recycelbarem Material schützen zuverlässig vor Beschädigungen.

Praktische Spenderverpackung

Alle Einzelprodukte des PRO Sortimentes sind in einer wiederverschließbaren Faltschachtel mit Spenderöffnung verpackt. Sie ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und den schnellen Zugriff auf die einzeln steril verpackten Produkte. Raucodrape-Sets sind in einen PE-Beutel gepackt.



Peelfähige Verpackungen in allen Formaten


Raucodrape OP-Abdeckungen sind in anwenderfreundlichen Peelverpackungen verpackt. Sie sind mit einem Handgriff zu öffnen und erleichtern die sichere und schnelle Entnahme der Sterilprodukte.

Alles Wichtige auf einen Blick

Die Kennzeichnung aller Produkte ist klar und eindeutig. Für die visuelle und textliche Inhaltsdarstellung bis zur Bereitstellung aller weiteren erforderlichen Hinweise gilt immer: Alle Informationen sind gut lesbar und schnell verständlich.

Doppelte Dokumentationsetiketten

Jede Peelverpackung ist mit doppelten selbstklebenden Dokumentationsetiketten für eine schnelle und zuverlässige Dokumentation im OP-Bericht ausgestattet.



- 1 Hinweis zur Peelrichtung
- 2 Produktbezeichnung in diversen Sprachen
- 3 Produktabbildung, Produktabmessungen
- 4 Mengenangabe
- 5 Kennzeichnung DIN EN 13795/AAMI Level 4
- 6 Artikelnummer
- 7 selbstklebende Dokumentationsetiketten mit EAN-Code 128 und Data Matrix-Code
- 8 „STERIL“-Symbol inkl. Sterilisationsverfahren
- 9 Kennzeichnung Entflammbarkeitsklasse
- 10 „Made in“-Angabe
- 11 Chargennummer, Herstellungsdatum, Haltbarkeitsdatum
- 12 Hersteller
- 13 Sicherheitssymbole
- 14 CE-Kennzeichnung

Raucodrape OP-Abdecksystem Farblegende Materialien und Produktdetails

Auf den folgenden Seiten sind alle OP-Abdecktücher grafisch dargestellt. Unterschiedliche Farbflächen und Symbole kennzeichnen die verwendeten Materialien und weisen auf besondere Details des jeweiligen OP-Tuches hin.

Die Grafik zeigt jeweils den Blick auf die patientenabgewandte Seite. Zur Vervollständigung der Informationen sind die patientenzugewandt eingearbeiteten Klebestreifen als rote Linien eingezeichnet. So haben Sie schnell einen guten Überblick über verwendete Materialien und Besonderheiten.

	Raucodrape PRO 2-lagig Raucodrape PRO 3-lagig
	Raucodrape PRO 2-lagig Plus Raucodrape PRO 3-lagig Plus
	Raucodrape SMART, 2-lagig
	Raucodrape SMART, 2-lagig Plus
	Einschlagtuch
	Abdecktuch
	Inzisionsfolie
	elastische Klebefolie
	elastische Manschette
	PE-Folie, transparent
	PE-Folie, türkis
	Handtücher
	Vliesauflage Instrumententischbezug, Vliesauflage OP-Tischabdeckung
	Klebestreifen
	flüssigkeitsabweisender Vliesstoff
	flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff
	Siebeinsatz
	Klettverschluss
	Bügeldraht

Allgemeinchirurgie



Raucodrape® Set für Kleineingriffe


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Set für Kleineingriffe

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 315	22
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	225 x 240		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART

Set für Kleineingriffe I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	34 915	18
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	170 x 240		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART

Set für Kleineingriffe II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	34 916	18
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, dezentral	170 x 240		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Basis-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Set Mini

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 300	10/20
4	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		

Vier-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 902	22
1	Klebestreifen	9 x 25		
4	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (71 cm)	75 x 75		

Vier-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Basis-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 301	13
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm


Raucodrape® Basis-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	163 304	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	SMMS-OP-Mantel Standard	130		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	SMMS-OP-Mantel Special	150		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Saugertasche, 1 Kammer	38 x 40		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		




Raucodrape® PRO Basis-Set Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 302	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (106 cm)	90 x 110		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (20 + 80 + 20 cm)	175 x 300		

Vier-Tuch-Abdeckung mit breiten Seitentüchern, langem Beintuch und großem Anästhesietuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® SMART Universal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 801	13
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>170</u>	33 801	13
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART Universal-Set Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch*	100 x 100	157 909	12
1	Tischabdeckung	150 x 190		
2	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 25		
2	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (106 cm)	90 x <u>110</u>		
1	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	200 x <u>225</u>	157 909	12
1	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	180 x <u>260</u>		

*zum Einschlagen der Setkomponenten



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Universal-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 307	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (86 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>	33 307	13
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm) mit integrierten Schlauchfixierungen	150 x <u>250</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Universal-Set I Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 309	10
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (106 cm)	90 x <u>110</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225	33 309	10
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x <u>270</u> 45 x 65		

Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld, breiten Seitentüchern und langem Beintuch, besonders geeignet für große interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Universal-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 305	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 3-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 3-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>	33 305	11
1	Klebetuch, 3-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® PRO

Basis-Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 303	15
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	175 x 250 10 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse.




Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 310	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100	33 310	12
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® SMART

Universal-Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 810	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	200 x 260 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 318	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, Klebestreifen (70 cm)	225 x 300 10 x 100		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 270 45 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Operationen im Halsbereich.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® PRO

Variables Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 313	15
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse, Halsschlagader (Arteria carotis), Halswirbelsäule und Schrittmacher-Implantation.



Raucodrape® LAP-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO LAP-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 320	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® PRO LAP-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 321	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® PRO LAP-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 322	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch III, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Rektum-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 325	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen,	260 x 310		
	mit abdominalem OP-Ausschnitt,	125		
	mit perinealem OP-Ausschnitt,	28 x 32		
	mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® SMART Abdominal-Perineal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 825	11
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Abdominal-Perineal-Tuch, mit integrierten Beinlingen,	230/260 x 302		
	mit abdominalem OP-Ausschnitt,	125		
	mit perinealem OP-Ausschnitt,	28 x 32		
	mit Armstützenabdeckung	10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Raucodrape® Rektum-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 326	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Unterlegtuch	75 x 120		
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:





Raucodrape® Pädiatrie-Basis-Set


Pädiatrie

Raucodrape® PRO Pädiatrie-Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 330	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	150 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe an Kindern. Alle Klebetücher sind mit einem schmaleren 3 cm breiten Klebestreifen ausgestattet.



Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

Pädiatrie


Raucodrape® PRO

Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Lochtuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, längs, zentral, mit Inzisionsfolie	120 x 150	33 055	22/44
		7 x 10		

Lochtuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Gynäkologie/Urologie



Raucodrape® Pfannenstiel-Set


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Pfannenstiel-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 360	12
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Pfannenstieltuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 24 x 29		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Rektum-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 325	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 28 x 32 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® SMART Abdominal-Perineal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 825	11
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Abdominal-Perineal-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung	230/260 x 302 125 28 x 32 10 x 15	33 825	11

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 326	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Unterlegtuch	75 x 120		
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15	33 326	11

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Alle Maßangaben in cm


Raucodrape® Sectio-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® SMART Entbindungs-Set I

steril


	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	100 x 150	33 958	18
10	Kompressen	10 x 10		
1	Handtuch	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Babytuch	90 x 90		
1	Unterlegtuch mit Auffangbeutel	90 x 92		



Raucodrape® SMART Entbindungs-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	100 x 150	33 959	16
10	Kompressen	10 x 10		
1	Handtuch	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Babytuch	90 x 90		
1	Unterlegtuch mit einem Flüssigkeitsauffangbeutel mit Volumen-Skala und einem Vlies-Auffangbeutel	90 x 92 85 x 92		



Raucodrape® Sectio-Abdeckungen


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Sectiotuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Sectiotuch, zur flachen Lagerung,	260/200 x 335	33 359	8/16
mit abdominalem OP-Ausschnitt,	27 x 33		
mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt,	14 x 20		
mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen,			
mit integrierten Schlauchfixierungen			
mit Armstützenabdeckung			

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33 160	18/72

Flüssigkeitsabsorbierendes, weiches Babytuch zur Übernahme des Säuglings.




Raucodrape® PRO Sectio-Set I

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 361	11
4 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100		
1 Sectiotuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 27 x 33 14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.



Raucodrape® Sectio-Abdeckungen


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® SMART Sectio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 861	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 90		
1	Sectiotuch, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	230/200 x 312 27 x 33		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® PRO Sectio-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 362	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100		
1	Sectiotuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	260 x 310 125 27 x 33 14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in Steinschnittlagerung.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Gynäkologie-Zystoskopie-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie


Raucodrape® PRO

Gynäkologie-Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 363	8/16
2	Beinschützer	75 x 120		
1	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15		

Mehrteilige Patientenabdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung (z. B. Konisation, Cerclage, Zystoskopie).




Raucodrape® SMART Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 863	40
2	Beinschützer	75 x 120		
1	Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15		

Mehrteilige Patientenabdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung (z. B. Konisation, Cerclage, Zystoskopie).




Raucodrape® PRO

Gynäkologie-Zystoskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15	33 039	35/70

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Lithotomie-Set


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Lithotomie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 366	21
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Unterlegtuch, 2-lagig	75 x 120		
1	Lithotomietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP- Ausschnitt	175/260 x 210 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Gynäkologie-Urologie-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 364	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	Klebetuch, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Gynäkologietuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	240/260 x 230 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® SMART

Gynäkologie-Urologie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 866	24
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Gynäkologietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	175/260 x 210 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 365	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Gynäkologietuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen	240/260 x 230 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® TUR-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO TUR-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 376	21
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	TUR-Tuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	225/260 x 210 125 5 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:




Raucodrape® SMART TUR-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 867	29
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	TUR-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 210 125 5 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.




Raucodrape® PRO TUR-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 368	18
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	TUR-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Sieb, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 245 125 7 x 10 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.



Alle Maßangaben in cm



Raucodrape® Universal-Schlitztuch-Set

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 310	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.



Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® SMART Orthopädie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 841	10
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 110		
2	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 150		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	200 x 240 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 260		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.




Raucodrape® PRO Hüft-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 387	9
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	225 x 260 10 x 100		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 270 45 x 65		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.



Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüft-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 388	8
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x <u>90</u>		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 110		
2	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	<u>225</u> x 280 10 x 100	33 388	8
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x <u>270</u> 45 x <u>65</u>		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Hüfttuch


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüft-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung Spezial	150 x 190	162 389	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Hüfttuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit beidseitigen 1-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	285/400 x 400 18 x 22		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für Hüfteingriffe in Seitenlage.



Raucodrape® Hüftarthroskopie-Set


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüftarthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung Spezial	150 x 190	33 357	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Hüftarthroskopietuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen	288 x 360 30 x 30 20 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe am Hüftgelenk.



Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 343	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (71 cm)	75 x 75		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320	7	

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Extremitäten-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 344	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320	7	

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART Extremitäten-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 844	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 150		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 305	7	

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



Alle Maßangaben in cm

__ markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 345	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	270/200 x 335 7		

Mehrteilige Komplettabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der unteren Extremität.




Raucodrape® PRO

Extremitäten-Set Hand/Fuß

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 347	17
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 3		

Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, elastischer und dezentraler Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.



Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Handchirurgie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 349	14
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Handchirurgietuch, 2-lagig plus mit elastischem OP-Ausschnitt, mit extrabreiter Anästhesieabdeckung, mit integrierter Schlauchfixierung	370/175 x 285 3		

Extremitätentuch mit integrierter Handtischabdeckung und Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der oberen Extremität.




Raucodrape® SMART Handchirurgie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	139 952	14
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	100 x 150		
1	Handchirurgietuch, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit extrabreiter Anästhesieabdeckung	340/175 x 285 3		

Extremitätentuch mit integrierter Handtischabdeckung und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der oberen Extremität.



Raucodrape® Extremitätentücher


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitätentücher

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
2-lagig			
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	200 x 300 7	33 085	13/26
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	225 x 320 7		
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen			
Extremitätentuch, 2-lagig Plus, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	225 x 320 7	33 084	11/22
mit integrierten Schlauchfixie- rungen			

Extremitätentücher mit und ohne Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Extremitäten-Set bilateral

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 449	14
1 OP-Abdecktuch	100 x 150		
1 Extremitätentuch, bilateral, 2-lagig Plus mit zwei elastischen OP-Ausschnitten, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320		
	ø 6		




Raucodrape® PRO

Extremitätentuch bilateral

unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Extremitätentuch bilateral, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320	2002740
	6	

Bilaterales Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischen Manschetten für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Raucodrape® Extremitätentücher

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Extremitätentücher Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
2-lagig			
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	100 x 175 3	33 080	20/40
Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, rund, zentral	150 x 180 3		
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen			
Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus, elastischer OP-Ausschnitt, dezentral, mit integrierten Schlauchfixie- rungen	225 x 300 3	33 082	10/20

Extremitätentücher mit und ohne Verstärkungszone und elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.




Raucodrape® SMART

Extremitätentuch Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	120 x 140	33 780	19
1 Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, dezentral	200 x 300		
	3		

Extremitätentuch mit elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.



Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 350	23
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Stockinette, kurz	24 x 80		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 351	21
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART Arthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 851	17
4	Handtücher	20 x 30		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt	200 x 280 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	100 x 120	33 352	11
2	SMMS-OP-Mäntel Standard	150		
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300		
		7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set IV

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 353	15
1	SMMS-OP-Mantel Standard	150		
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300		
		7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Schulterarthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 354	20
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	225 x 260 10 x 100		

Mehrteiliges Set für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Operationen an der Schulter.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Kniearthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 348	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50	33 348	10
1	Kniearthroskopietuch, mit elastischen OP-Ausschnitten, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss	225 x 320 6 + 7		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Kniearthroskopietuch mit elastischer Manschette für minimal-invasive und chirurgische Eingriffe am Kniegelenk.




Raucodrape® PRO Kniearthroskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Kniearthroskopietuch, mit elastischen OP-Ausschnitten, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss	225 x 320 6 + 7	33 086	11/22

Kniearthroskopietuch mit elastischer Manschette. Für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe am Kniegelenk in Rückenlage mit oder ohne Abklappen des unteren Segments der Beinplatte.



Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Schulterarthroskopie-Set Beach Chair

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 355	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Stockinette, kurz	24 x 80		
1	Schulterarthroskopietuch, mit elastischem, birnenförmigem OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit drei Klettverschlüssen	225 x 380 11,5 x 12,5		

Mehrteilige Patientenabdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der Schulter in Beach Chair-Lagerung.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Vertikaltuch/Vertikaltuch-Set


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Vertikaltuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 389	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x 330 80 x 30		

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.




Raucodrape® PRO Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x 330 80 x 30	137 038	15

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.




Raucodrape® SMART Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	90 x 100	33 738	20
4	Handtücher	20 x 30		
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Schlauchhaltern zur Schlauch- und Kabelfixierung	230 x 320 30 x 40		
1	Instrumententasche	20 x 30		

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie



Raucodrape® Kranio-Set


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kranio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 370	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
3	Klebetücher, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Kraniotomietuch, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel mit seitlichen Ablaufrinnen inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 280 19 x 25		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Kraniotomietuch mit Verstärkungszone über dem Operationsfeld mit seitlichen Ablaufrinnen für chirurgische Eingriffe am Schädel.



Raucodrape® LAP-/Wirbelsäulentuch


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
LAP-/Wirbelsäulentuch, 3-lagig,		225 x 320	33 051	8/16
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral, sk		11 x 22		

Ein-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Abdomen und Rücken.



Raucodrape® Kopf-Sets


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kopf-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 371	16
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Kopf und im Halsbereich.




Raucodrape® PRO Kopf-Set II


steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	139 937	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Turbantuch, 2-teilig, flüssigkeitsabweisender Vliesstoff/2-lagig	130 x 100		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz rechteckig, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 14 x 80		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Kopf und im Halsbereich.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Schlitztuch-Set/Schlitztuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie


Raucodrape® PRO

Variables Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 313	15
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse, Halsschlagader (Arteria carotis), Halswirbelsäule und Schrittmacher-Implantation.




Raucodrape® PRO Schlitztücher

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
2-lagig				
	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80	33 073	14/28

Schlitztuch für chirurgische Eingriffe, besonders geeignet im Gesicht und Halsbereich.



Raucodrape® Lochtücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Ohr-Lochtuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Ohr-Lochtuch, 2-lagig,	175 x 240	33 050	11/22
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral	5 x 7,5		

Ein-Tuch-Abdeckung, z.B. für Eingriffe am Ohr.




Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stk.)
1 Einschlagtuch	75 x 90	33 045	18 / 36
1 MKG-Tuch 2-lagig, OP-Ausschnitt rautenförmig, dezentral	112 x 150 10 x 14		

Ein-Tuch-Abdeckung mit anatomischem, nicht-klebendem OP-Ausschnitt für chirurgische Eingriffe in der Mund-Kiefer-Gesichts-, HNO- und Dentalchirurgie wie z. B. Zahnextraktionen, Zahnimplantologie, Zystenbehandlung, Wurzelspitzenresektion, wie auch für Kleingriffe im HNO-Bereich.



Raucodrape® Augentücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Augentuch, 2-lagig,	80 x 80	33 077	30/120
OP-Ausschnitt mittig, zentral,	7 x 10		
mit perforierter elastischer Klebefolie			

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe und bei intravitrealen Injektionen.




Raucodrape® PRO Augentuch


unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig,	120 x 150	2075963
OP-Ausschnitt oval, dezentral,	7 x 10	
mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln		
Augentuch, 2-lagig,	50 x 50	2063052
OP-Ausschnitt oval, zentral,	7 x 10	
mit perforierter elastischer Klebefolie		

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2075963




Komponentennr. 2063052

Raucodrape® SMART Augentuch


unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig,	115 x 134	2078696
OP-Ausschnitt rund, zentral,	7,5	
mit elastischer Klebefolie,		
mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel		2073671
Augentuch, 2-lagig,	60 x 57,5	
OP-Ausschnitt oval, dezentral,	6 x 8	
mit perforierter elastischer Klebefolie,		2073671
mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel		

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2078696



Komponentennr. 2073671

*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Raucodrape® Augentücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Augentuch, 3-lagig	150 x 150	160 056	16/32
OP-Ausschnitt mittig, zentral,	7 x 10		
mit durchgehender elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel			

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.




Raucodrape® Augentuch


unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 3-lagig	150 x 160	2110183
OP-Ausschnitt oval, dezentral,	7 x 10	
mit perforierter elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel		
Augentuch, 3-lagig	120 x 160	2110182
OP-Ausschnitt oval, dezentral,	7 x 10	
mit perforierter elastischer Klebefolie, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln,		
mit Nasenbügel		

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr.
2110183



Komponentennr.
2110182

*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Alle Maßangaben in cm

Notizen

Raucodrape® OP-Abdecksystem

Kardiochirurgie/Angiographie



Raucodrape® Kardiovaskular-Set


Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Kardiovaskular-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 383	8
4	Handtücher	30 x 40		
2	Instrumententischbezüge	80 x 145		
2	Klebestreifen	9 x 50		
2	Füßlinge, transparent	37,5 x 24		
1	OP-Abdecktuch	150 x 180		
1	Schlitttuch beidseitig, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauch-fixierung	175 x 260 20 x 100		
1	Kardiovaskulartuch, 2-lagig Plus, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit beidseitigen 2-Kammer-Saugertaschen, mit zwei zusätzlichen 1-Kammer-Saugertaschen, mit fünf Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabel-fixierung	300/225 x 370 38 x 40		

Mehrteilige Patientenabdeckung für Eingriffe in der Herzchirurgie (z. B. Bypass).




Raucodrape® PRO Hybrid-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	145 384	8
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
2	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Hybridtuch, 2-lagig Plus, mit beidseitig transparenter Folie, einem thorakalem OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, zwei femorale OP-Ausschnitte, mit integrierter Inzisionsfolie, mit beidseitigen 2-Kammer-Saugertaschen, mit zwei Klebestreifen, mit Armstützenabdeckung	235/330 x 450 60 x 40 15 x 27 7 x 5		

Ein-Tuch-Abdeckung für Hybrid-Eingriffe wie TAVI.



Raucodrape® Angiographietücher


Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Angiographietuch I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 381	11/22
1	Handtuch	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Angiographietuch, 3-lagig, mit zwei OP-Ausschnitten, rund, dezentral	150 x 240		
		12		

Ein-Tuch-Abdeckung für Eingriffe in der Angiographie.




Raucodrape® PRO Angiographietuch II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 382	8/16
1	Handtuch	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Angiographietuch, 3-lagig, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit beidseitiger PE-Folie, mit zwei OP-Ausschnitten, dezentral, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt	227 x 330		
		12 x 12		
		8		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um zwei dezentrale OP-Ausschnitte, mit großer beidseitiger Folienbahn zur Abdeckung von Patienten und Bedienungseinheiten für Eingriffe in der Angiographie.




Raucodrape® PRO Angiographietuch III

unsteril*

	Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individual-sets
	Angiographietuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie,	240 x 335	3014694
	zwei femorale OP-Ausschnitte, dezentral	7 x 9	
	zwei radiale OP-Ausschnitte, dezentral	5 x 7	

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone und zwei radikalen und femoralen OP-Ausschnitten



*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Alle Maßangaben in cm

Abdecktücher und Zubehör



Raucodrape® Abdecktücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
38 x 45	33 001	220/880
45 x 75	33 002	120/480
75 x 90	33 003	65/260

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung zum Einsatz in der Ambulanz und auf Station. 2-lagiges Material aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies.




Raucodrape® PRO OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x 90	33 005	40/160
90 x 110	33 190	25/100
100 x 150	33 008	27/54
150 x 180	33 009	13/26
150 x 240	33 004	13/26

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.




Raucodrape® SMART OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x 75	153 704	50
75 x 90	153 705	46
100 x 100	153 706	48
150 x 150	33 707	40

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.



Raucodrape® OP-Tischabdeckungen


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen


steril

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
OP-Tischabdeckung Standard		
120 x 140	33 090	26/52
150 x 190	33 091	15/30
OP-Tischabdeckung Spezial		
150 x 190	33 092	11/22
OP-Tischabdeckung Spezial XL		
200 x 250	34 096	7/14
Instrumententischbezug Standard		
80 x 145	33 093	35/70
Instrumententischbezug Lite		
80 x 145	33 094	40/80
Instrumententischbezug Spezial		
80 x 145	33 095	25/50


Flüssigkeitsundurchlässige und extrem reißfeste OP-Tischabdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage für alle Beistell- und Instrumententische.




REF 33 091



REF 33 095



REF 33 092



REF 34 096

Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® OP-Klebetücher





Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Klebetücher

steril

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
2-lagig		
50 x <u>50</u>	33 010	80/320
50 x <u>75</u>	33 011	60/240
75 x <u>75</u>	33 012	40/160
75 x <u>90</u>	33 013	38/152
90 x <u>110</u>	33 020	25/100
150 x 180	33 025	20/40
175 x <u>180</u>	33 016	17/34
150 x <u>240</u>	33 018	15/30
175 x <u>300</u>	33 024	10/20
2-lagig Plus		
150 x <u>180</u>	33 015	18/36
175 x 180	33 017	15/30
150 x <u>250</u>	33 019	14/28
<u>190</u> x 225	33 021	11/22
175 x <u>300</u>	141 524	9/18
Rutschentuch, 2-lagig		
<u>90</u> x 150	33 022	19/76

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.






Raucodrape® SMART OP-Klebetücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x 90	33 716	120
175 x <u>170</u>	33 718	30
140 x <u>240</u>	33 717	28

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.



Raucodrape® Lochtücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Lochtücher

steril

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
6 cm, rund, zentral	45 x 75	33 040	130/520
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33 042	70/280

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® OP-Lochtücher

steril

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Epidural-Abdecktuch, transparent, sk			
10 cm, rund, zentral	75 x 100	33 148	55/220
Epidural-Abdecktuch, 2-lagig, sk			
10 cm, rund, dezentral	60 x 75	33 047	68/272

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® Interventionelles Punktionstuch

unsteril*, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF
10 cm, rund, dezentral	100 x 150	2050288
mit PE-Folie, Schlitz (44 cm perforiert)	50 x 60	

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® Lochtücher Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
variabel	50 x 75	33 058	50/200
variabel	75 x 90	33 059	30/120
6 cm, rund, zentral	50 x 60	33 041	70/280
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33 043	40/160
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33 044	25/50
12 cm, rund, dezentral	150 x 200	33 046	18/36

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® SMART OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
variabel	75 x 90	153 742	40
6 cm, rund, zentral	50 x 60	153 740	70
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33 741	50

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® PRO Epidural-Abdecktuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
10 x 15 cm, rechteckig, längs, dezentral	55 x 90	33 049	45/180

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril, 2-lagig, mit Einschlagtuch

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
10 x 14 cm, rautenförmig, dezentral	112 x 150	33 045	18/36

Ein-Tuch-Abdeckung mit anatomischem, nicht-klebendem OP-Ausschnitt für chirurgische Eingriffe in der Mund-Kiefer-Gesichts-, HNO- und Dentalchirurgie wie z.B. Zahnextraktionen, Zahnimplantologie, Zystenbehandlung, Wurzelspitzenresektion, wie auch für Kleingriffe im HNO-Bereich.



Raucodrape® Lochtücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Ohr-Lochtuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
5 x 7,5 cm, oval, längs, dezentral	175 x 240	33 050	11/22

Ein-Tuch-Abdeckung, z.B. für Eingriffe am Ohr.




Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
7 x 10 cm, oval, längs, zentral	120 x 150	33 055	22/44

Lochtuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
11 x 22 cm, oval, längs, dezentral, sk	225 x 320	33 051	8/16

Ein-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Abdomen und Rücken.



Raucodrape® Schlitttücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Schlitttücher


steril

Größe (cm)	Schlitzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
75 x 90	7 x 30	33 062	06680361	35/140
125 x 150	10 x 45	33 064	06680378	28/56
150 x 200	10 x 65	33 067	06680409	14/28
150 x 250	10 x 80	33 073	00020592	14/28
225 x 260	10 x 100	33 069	06680421	13/26
3-lagig				
150 x 200	10 x 65	33 068	06680415	10/20
2-lagig Plus				
225 x 260	10 x 100	33 071	06680438	11/22
225 x 260	20 x 100	159 472		11/22
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
225 x 280	10 x 100	33 060	06680450	10/20
beidseitig, 2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
175 x 260	20 x 100	33 072	06680444	13/26


Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.




REF 33 060



REF 33 072



REF 33 073




REF 159 472

Raucodrape® SMART OP-Schlitttuch

steril, 2-lagig

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Schlitttuch, 2-lagig,	200 x 260	33 760	18
Schlitz	10 x 80		

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.




200

Raucodrape® Schlitttuch

steril, PE-Folie

Größe (cm)	Schlitzgröße (cm)	REF	VE (Stück)
150 x 210	14 x 75	33 066	40/80

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.



210

Raucodrape® Geräteabdeckungen


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Geräteabdeckung

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Hockerbezug	Ø = 75	33 124	30/120
Abdeckhaube, rund	80 x 90	33 113	40/160
Abdeckhaube, rund	Ø = 90	33 120	20/80
Abdeckhaube, rund	Ø = 120	33 121	15/60
Abdeckhaube, rechteckig	80 x 145	33 112	25/100
Abdeckhaube, rechteckig	80 x 45	33 122	30/120
Bildwandler-Set, dreiteilig			
2 Bildwandlerbezüge	65 x 75	33 155	20/40
1 C-Bogen Abdeckung	30 x 195		
Bildwandler-Set, einteilig	90 x 225	33 115	19/38
Kamerabezug, teleskop-gefaltet	13 x 250	138 965	55/220
Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250	138 966	70/280
Kamerabezug mit Ring	15 x 250	33 119	20/80
Kamerabezug	16 x 250	138 128	62/124
Armlehnenbezüge, 2 Stück	35 x 73	33 123	46/184
Hockerbezug, unsteril*	65 x 65	3 010 999	–

Für gängige Bildwandler-Geräte, Kameras und sonstiges Inventar im OP.



Für diese Produkte bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug teleskop



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug revers


Raucodrape® Zubehör

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
selbstklebende Ergänzungsteile zur schnellen und sicheren Applikation			
Absorptionspads, 2 Stück	35 x 50	33 125	80/320
Absorptionspad	50 x 75	33 126	33/132
Klebestreifen	9 x 50	160 116	200/800
Klettverschluss	2,5 x 20/24	33 127	100/400
Schlauchfixierung, selbstklebend, mit Fixierbändern	9 x 11	160 147	220/880
Saugertasche, 1 Kammer	38 x 40	33 109	110/440
Saugertasche, 2 Kammern	38 x 40	33 110	110/440
Perinealtuch	20 x 40	33 100	140/560
Flüssigkeitsauffangbeutel Universal	60 x 90	33 775	35/70
Instrumententasche, 2 Kammern	45 x 25	33 156	120/480
zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten			
Armschützer	50	33 103	45/180
Beinschützer, 2 Stück	50 x 110	33 104	26/104
Beinschützer, 2 Stück	75 x 120	33 105	30/60
Stockinette, kurz, inkl. 1 Folienklebestreifen	24 x 80	33 128	17/68
Stockinette, mittel, inkl. 1 Folienklebestreifen	24 x 110	33 129	12/48
Stockinette, groß, inkl. 2 Folienklebestreifen	32 x 120	33 130	16/32
Handtücher, 2 Stück	30 x 40	33 108	120/480
Unterlegtuch I	75 x 120	138 101	30/120
Unterlegtuch II mit Auffangbeutel	75 x 100	33 102	35/70



Raucodrape® Füßlinge, transparent

unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Füßlinge, transparent, 2 Stück	27,5 x 40	3021047




Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33 160	18/72

Flüssigkeitsabsorbierendes, weiches Babytuch zur Übernahme des Säuglings.



REF 33 160

Alle Maßangaben in cm

*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Raucodrape® Zubehör


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	33 106	65/130
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50		
		33 107	38/76

Zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten.




Raucodrape® SMART Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	153 770	104
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50		
		153 771	68

Zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten.



Raucodrape® Inzisionsfolie



Anwendungsbereich

dient zur Abdeckung des Inzisionsbereiches bei chirurgischen Eingriffen.

Eigenschaften

- hautfreundlicher Kleber
- elastisch und anschmiegsam
- bakteriendicht
- wasserdampfdurchlässig
- transparent sowie blendfrei
- mit rotem Anfassrand zur anwenderfreundlichen Applikation
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen

Produktzusammensetzung

Polyurethanfolie mit Polyacrylatkleber beschichtet

Raucodrape® Inzisionsfolie

steril, einzeln eingeschiegelt

Klebefläche (cm)	REF	VE (Stück)
12 x 17	146 440	10/80
15 x 20	146 441	10/80
30 x 20	146 442	10/80
45 x 20	146 443	10/80
40 x 35	146 444	10/80
45 x 50	146 445	10/80
45 x 65	146 446	10/40
55 x 80	146 447	10/40
72 x 88	146 448	10/40

Notizen

OP-Bekleidung

Bereichskleidung, OP-Mäntel, OP-Masken,
OP-Hauben und Handschuhe




Sentinex® Bereichskleidung – einmal tragen, vielfach profitieren.

Gute Gründe sprechen für die Sentinex® Bereichskleidung

- Stets gleichbleibende Materialqualität*
- Hygiene – täglich frische Kleidung
- Komfort – angenehmes Tragegefühl
- isolierende Thermojacke hält das Personal im OP warm
- atmungsaktives Material – verbesserter Wärmeaustausch



* Beide Materialien erfüllen die Standard-Performance-Anforderungen gemäß DIN EN 13795 an Operationsmäntel, weniger kritischer Bereich.



Sentinex Soft punktet mit einer 2-geteilten Brusttasche



Ein flexibler Tunnelzugbund sorgt für individuelle Passform




Gummizug im unteren Rückenbereich der Thermojacke




Wärmender Halskragen als Kälteschutz gegen Klimatechnik im OP


Auf einen Blick – individuell kombinierbar und passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Sentinel




Sentinel Soft




Bereichskleidung
Set



Kasack
mit praktischen
Taschen



Hose mit
Tunnelzugbund für
bequemen Sitz



Thermojacke mit
Gummizug im
unteren Rückenbereich



Thermo Mini-Poncho
hält Brust, Schulter und
Nacken warm

Konfektionsgrößen

Damen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Internationale/L&R Maße	XS	S		M		L		XL		XXL	
Herren	–	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® Bereichskleidung

Sentinex® Bereichskleidung

Größe	REF	VE (Stück)
Bereichskleidung Set, grün		
XS	39 501	50
S	39 514	45
M	39 515	40
L	39 516	35
XL	39 517	35
XXL	39 518	30
Bereichskleidung Set, blau		
XS	39 502	50
S	39 519	45
M	39 520	40
L	39 521	35
XL	39 522	35
XXL	39 523	30
Bereichskleidung Kasack, grün		
XS	39 503	105
S	39 524	100
M	39 525	90
L	39 526	80
XL	39 527	75
XXL	39 528	70
Bereichskleidung Kasack, blau		
XS	39 505	105
S	39 534	100
M	39 535	90
L	39 536	80
XL	39 537	75
XXL	39 538	70
Bereichskleidung Hose, grün		
XS	39 504	80
S	39 529	75
M	39 530	70
L	39 531	65
XL	39 532	60
XXL	39 533	55
Bereichskleidung Hose, blau		
XS	39 506	80
S	39 540	75
M	39 541	70
L	39 542	65
XL	39 543	60
XXL	39 544	55
Thermojacke, blau		
M	39 512	40
L	39 513	40
Thermo Mini-Poncho, blau		
Einheitsgröße	39 580	120

Sentinex® Bereichskleidung Soft

Größe	REF	VE (Stück)
Bereichskleidung Set Soft, grün		
XS	39 507	25
S	39 545	25
M	39 546	22
L	39 547	20
XL	39 548	20
XXL	39 549	20
Bereichskleidung Set Soft, blau		
XS	39 508	25
S	39 550	25
M	39 551	22
L	39 552	20
XL	39 553	20
XXL	39 554	20
Bereichskleidung Kasack Soft, grün		
XS	39 509	60
S	39 555	55
M	39 556	50
L	39 557	50
XL	39 558	45
XXL	39 559	40
Bereichskleidung Kasack Soft, blau		
XS	39 576	60
S	39 565	55
M	39 566	50
L	39 567	50
XL	39 568	45
XXL	39 569	40
Bereichskleidung Hose Soft, grün		
XS	39 575	50
S	39 560	45
M	39 561	40
L	39 562	40
XL	39 563	35
XXL	39 564	30
Bereichskleidung Hose Soft, blau		
XS	39 577	50
S	39 570	45
M	39 571	40
L	39 572	40
XL	39 573	35
XXL	39 574	30
Thermojacke Soft, blau		
M	39 510	30
L	39 511	30
XL	39 611	25

Sentinex® Solo **NEU**

Der erste selbstanziehbare OP-Mantel.



Bereit für den Umstieg
vom Duett zum Solo?
Dann besuchen Sie
gerne unsere Website.



OP-Bekleidung nimmt eine tragende Rolle in den Arbeitsabläufen jeder OP-Abteilung ein. Als zuverlässiger Partner für Sentinex OP-Bekleidung pflegt L&R seit Jahrzehnten einen engen Kontakt zu unseren Anwendern und versuchen stets, innovative Lösungen für individuelle Herausforderungen zu finden.

So hat L&R auch das Bedürfnis nach einem OP-Mantel erkannt, der alleine angezogen und korrekt geschlossen werden kann.

Der Sentinex Solo bietet neben den Eigenschaften eines Sentinex OP-Mantels in gewohnter L&R Qualität

einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich Sicherheit und Zeitersparnis:

Man kann ihn ohne die Unterstützung einer zweiten Person korrekt steril anziehen.

- zuverlässige Infektionsprävention durch alleine korrekt verschließbaren, sterilen OP-Wickelmantel
- OP-Effizienzsteigerung durch Zeitersparnis bei der sterilen Vorbereitung
- effektiver Personaleinsatz durch Entlastung des Personals


Sentinex® Solo OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Länge (cm)	REF	VE (Stück)
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag			
L	130	143 061	48
XL	150	143 062	40
Special „direct“ ohne Sterileinschlag			
L	130	163 061	44
XL	150	163 062	40


Sentinex® Solo

Wählen Sie zwischen zwei Ausführungen – **Standard und Special** – sowie zwei Größen – 130 und 150 cm. Unsere bewährte SMMS-Qualität bietet Ihnen den gewohnten Schutz und Komfort.



Sentinex Solo OP-Mantel
Standard SMMS

Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.



Sentinex Solo OP-Mantel
Special SMMS

Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.



Der **Sentinex® Solo** braucht einen Haken.



Wir bieten:

Vertikal justierbarer Haken, der an einer Normschiene fixiert werden kann.



Mobile Variante
mit Saugnapf

Haken

	REF
Fixierte Variante (Medizinprodukt)	
Normschiene	400 061
Normschienenklaue mit Haken	400 062
Normschiene inkl. Normschienenklaue mit Haken	400 063
Mobile Variante (kein Medizinprodukt)	
Saugnapf mit Haken	400 064

Sentinex® PRO OP-Mäntel



Für dieses Produkt
bieten wir ein
Anwendungsvideo
an, einfach den
QR-Code scannen:



PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- großzügiges Design mit sehr hohem Anwender- und Tragekomfort
- übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ längere chirurgische Eingriffe

Zwei Materialien: Spunlace und Polypropylen

Spunlace

- Material mit textiler Anmutung und optimalem Tragekomfort
- hervorragender Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- auch für physisch anspruchsvollere Eingriffe sehr gut geeignet



Polypropylen


- leichter
- schützt zuverlässig vor Bakterien und Flüssigkeiten gemäß EN 13795 und AAMI Standard
- gewährleistet Zirkulation von Luft, Wärme und Wasserdampf



Sentinex® PRO OP-Mäntel

Vier Ausführungen: Basic, Standard, Special und Special Plus

Basic



Sentinex® PRO OP-Mantel Basic

Bindemantel für kleine Eingriffe und Versorgungen, mit 3 Bindebändern im Rücken zum sicheren Verschließen.

Standard



Sentinex® PRO OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Special



Sentinex® PRO OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt. Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.

Special Plus



Sentinex® PRO OP-Mantel Special Plus

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Special, zusätzlich mit einer breiteren Verstärkungszone für einen sicheren Schutz bei lateraler Flüssigkeitsbelastung.

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex® PRO OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace

steril

Größe	Länge (cm)	REF	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
S / M	120	19 300	44
L	130	19 301	40
XL	150	19 302	36
XL long	170	19 303	32
XXL	150	19 304	32
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
S / M	120	19 310	40
L	130	19 311	36
XL	150	19 312	32
XL long	170	19 313	28
XXL	150	19 314	28
Set Standard (steril), 3x XL			
3 x XL	3 x 150	19 308	12
Set Standard (steril), 2x XL, 1x L			
2 x XL / 1 x L	2 x 150 / 1 x 130	19 309	12
Urologie-Mantel mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
XL	150	142 708	40

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Länge (cm)	REF	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
S / M	120	19 340	52
L	130	19 341	48
XL	150	19 342	44
XL long	170	19 343	40
XXL	150	19 344	40
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher			
S / M	120	19 350	48
L	130	19 351	44
XL	150	19 352	40
XL long	170	19 353	36
XXL	150	19 354	36
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag			
S / M	120	19 360	52
L	130	19 361	48
XL	150	19 362	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag			
S / M	120	19 370	48
L	130	19 371	44
XL	150	19 372	40
Special Plus „direct“ ohne Sterileinschlag			
XL	150	31 276	36
Set (steril), 3x Standard XL			
3 x XL	3 x 150	139490	14
Set (steril) 2x Special XL, 1x Standard XL			
3 x XL	3 x 150	139491	14
Basic „direct“ ohne Sterileinschlag			
S / M	120	19 380	48
L	130	19 381	44
XL	150	19 382	40


Sentinex[®] SMART OP-Mäntel



SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hohem Anwender- und Tragekomfort
- erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit niedrigerem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ kurze chirurgische Eingriffe wie z.B. ambulante OPs

Wählen Sie je nach OP-Dauer bzw. Flüssigkeitsanfall zwischen der **Standard-** und **Special-Ausführung**.




Sentinex SMART OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.


Das Material für Sicherheit und angenehmes Mikroklima

- Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten gemäß DIN EN 13795 und AAMI Standard
- luftdurchlässig



Sentinex SMART OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeits- und durchlässig verstärkt. Die Verstärkungszone bietet einen hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimpenetration. Sehr gut geeignet für Operationen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall.



Polypropylen

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex SMART OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinex SMART OP-Mäntel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex SMART OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinex SMART OP-Mäntel
- B Sterilverpackung

Sentinex® SMART OP-Mäntel

steril

Größe	REF	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 651	52
XL	33 652	48
XXL	33 653	44
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 661	48
XL	33 662	44
XXL	33 663	40
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 151	52
XL	109 152	48
XXL	109 153	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 161	48
XL	109 162	44
XXL	109 163	40

Sentinex® OP-Masken



Sentinex® Lite EL

- komfortables Basismodell
- extra leichte Materialkombination für bessere Luftdurchlässigkeit
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683
- mit Ohrenschlaufen



Sentinex® Classic

- das Premiummodell
- bietet durch Einsatz hochwertiger Materialien einen sehr guten Tragekomfort
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683
- in Blau und Grün verfügbar



Sentinex® Classic AntiFog

- das Premiummodell
- weit nach außen geführter Nasenbügel
- mit Antibeschlagstreifen
- bietet durch Einsatz hochwertiger Materialien einen sehr guten Tragekomfort
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683



Sentinex® Sensitive/Sentinex® Sensitive AntiFog

- Naturweiße Maske aus ungebleichtem Material
- Hautfreundlich
- Mit schmiegsamer, weicher Innenlage
- Farbstoff- und bindemittelfrei, eine Alternative für empfindliche Haut
- Mit und ohne Antibeschlagstreifen verfügbar
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683



Sentinex® Safety

- verstärkte Außenlage verhindert das Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten zum erweiterten Schutz
- Leistungsstufe Typ IIR gemäß DIN EN 14683



Sentinex® SafetyShield

- verstärkte Außenlage verhindert das Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten zum erweiterten Schutz
- Schutz des gesamten Gesichtsbereiches durch beschlagfreies Visier
- Leistungsstufe Typ IIR gemäß DIN EN 14683

Sentinex® OP-Masken



Sentinex® ExtraPlus

- durch breiteren Schnitt und horizontal geführte Bänder größere Atemkammer
- auch für Träger von kurzen Bärten geeignet
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® OP-Masken

Modell	REF	VE (Stück)
Sentinex Classic EL, grün	162 000	50/500
Sentinex Classic, grün	162 002	50/300
Sentinex Classic, blau	162 003	50/500
Sentinex Classic AntiFog, grün	162 004	50/300
Sentinex Sensitive	162 005	50/300
Sentinex Sensitive AntiFog	162 006	50/300
Sentinex Safety	162 008	50/300
Sentinex SafetyShield	162 009	25/100
Sentinex ExtraPlus	162 010	50/300

Sentinex® OP-Hauben



Sentinex® Soft

- atmungsaktive Haube in Barettform
- sitzt bequem und ist mit langem oder kurzem Haar zu tragen



Sentinex® Astro

- sichere Vollschutzhaube in Helmform
- mit gesäumten Rändern
- Kopf- und Halspartie sind durch Bindeverschluss komplett abgedeckt



Sentinex® Astro Extra

- die Vollschutzhaube in Helmform
- sicher und komfortabel
- das eingearbeitete, weiche Schweißband saugt Flüssigkeit auf



Sentinex® Fancy

- speziell für langes Haar
- bietet durch die Mittelnaht viel Volumen
- weicher Stirnbereich ohne Gummiband



Sentinex® Flex

- Chirurgenhaube
- für kürzeres Haar
- bequem und besonders atmungsaktiv



Sentinex® Easy

- Barettthaube für den Klinikalltag
- deckt die Haare komplett und zuverlässig ab
- auch für Patienten und Besucher geeignet



Sentinex® OP-Hauben



Sentinex® Nova

- variabel tragbare Haube
- der Rand im Stirnbereich lässt sich bequem umschlagen und als Schweißband verwenden



Sentinex® Trend

- sehr guter Sitz
- auch für langes Haar geeignet
- der Gummizug im Nackenbereich



Astrohaube



Baretthaube



Chirurghaube



Schwesternhaube



Mit Schweißband



Für Personal



Für Patienten



Für langes Haar/"Soft" für alle Frisurtypen



Für kurzes Haar

Sentinex® OP-Hauben

Modell	REF	VE (Stück)
Sentinex Soft, Baretthaube, grün, atmungsaktiv	17 420	100/600
Sentinex Astro, Astrohaube, grün	17 421	100/600
Sentinex Astro Extra, Astrohaube mit Schweißband, grün	17 422	100/600
Sentinex Fancy, Schwesternhaube mit Mittelnäht, grün	17 423	100/600
Sentinex Nova, Schwesternhaube mit Bändern, grün	17 424	100/600
Sentinex Trend, Schwesternhaube, lang, grün	17 425	100/600
Sentinex Flex, Chirurghaube, grün	17 426	100/600
Sentinex Easy, grün, Baretthaube, grün	17 427	100/600
Sentinex Easy, blau, Baretthaube, blau	17 428	100/600
Sentinex Easy, weiß, Baretthaube, weiß	17 429	100/600

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei
- Optimale Sicherheit – bei idealem Tastgefühl
- Höchster Tragekomfort durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern

- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh sempermed® supreme green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



sempermed® supreme

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	VE (Paar)
5,5	16 650	50/300
6	16 651	50/300
6,5	16 652	50/300
7	16 653	50/300
7,5	16 654	50/300
8	16 655	50/300
8,5	16 656	50/300
9	16 657	50/300



Eigenschaften

- Ausgezeichneter Griff für perfekte Instrumentenführung – höchste Griffigkeit innerhalb des Sempermed Sortiments
- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei
- Optimale Sicherheit – bei idealem Tastgefühl

- Höchster Tragekomfort durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh sempermed® supreme green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



sempermed® supreme plus

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	VE (Paar)
5,5	34 650	50/300
6	34 651	50/300
6,5	34 652	50/300
7	34 653	50/300
7,5	34 654	50/300
8	34 655	50/300
8,5	34 656	50/300
9	34 657	50/300

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- Optimierter Unterziehhandschuh für doppelte Behandschuhung
- Glattere Oberflächenstruktur – noch bessere Anziehbarkeit
- Dünnere Wandstärke – mehr Tastgefühl
- Hohe Sicherheit – leichtes Erkennen von Perforationen
- Optimal in Kombination mit den Operationshandschuhen sempermed® supreme und sempermed® supreme plus (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei

Produktzusammensetzung


- Naturlatex



sempermed® supreme green

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, grün

Größe	REF	VE (Paar)
6	33 721	50/300
6,5	33 722	50/300
7	33 723	50/300
7,5	33 724	50/300
8	33 725	50/300
8,5	33 726	50/300
9	33 727	50/300



Eigenschaften

- Lösung für doppelte Behandschuhung
- Klare und schnelle Erkennung von Perforationen durch den grünen Indikatorhandschuh – nässebedingte Verfärbung bei Perforation des Außenhand-

schuhs wird zwischen den Handschuhschichten sichtbar

- Optimierte Tastgefühl

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

sempermed® supreme duo

steril, jeweils zwei Handschuhpaare eingesiegelt (grüner Unterziehhandschuh Supreme Green, naturweißer Überziehhandschuh Supreme), Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung

Größe	REF	VE (Paar)
5,5	140 231	25/150
6	140 232	25/150
6,5	140 233	25/150
7	140 234	25/150
7,5	140 235	25/150
8	140 236	25/150
8,5	140 237	25/150
9	140 238	25/150

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- einfach anzuziehen durch synthetische Innenbeschichtung
- besitzen einen extralangen Schaft speziell für gynäkologische Eingriffe

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Gynäkologiehandschuhe

steril, paarweise eingesiegelt, weiß, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung

Größe	REF	VE (Paar)
6,5 S	19 560	25/100
7,5 M	19 561	25/100
8,5 L	19 562	25/100

OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren



Eigenschaften

- Glänzt mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex: höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung
- Schont Arzt und Patient – puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker
- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- Perfekter Grip durch mikrorauhe Oberflächentextur

- Höchster Komfort – durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh sempermed® syntegra green (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren



sempermed® syntegra IR

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, puderfrei, Naturlatex-frei, creme

Größe	REF	VE (Paar)
5,5	139 620	50/300
6	139 621	50/300
6,5	139 622	50/300
7	139 623	50/300
7,5	139 624	50/300
8	139 625	50/300
8,5	139 626	50/300
9	139 627	50/300

OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren



Eigenschaften

- Unterziehhandschuh für erhöhten Infektionsschutz durch doppelte Behandschuhung
- Leichtes Erkennen von Perforationen des Außenhandschuhs – nässebedingte Verfärbungen durch grüne Farbe des Indikatorhandschuhs sichtbar
- Schont Arzt und Patient – puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker
- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- Glattere Oberflächenstruktur – optimierte doppelte Anziehbarkeit
- Höchster Komfort – durch perfekte, vollanatomische Passform
- Optimaler Unterziehhandschuh für den sempermed® syntegra IR (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren



sempermed® syntegra green

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, puderfrei, Naturlatex-frei, grün

Größe	REF	VE (Paar)
5,5	139 630	50/300
6,5	139 631	50/300
7	139 632	50/300
7,5	139 633	50/300
8	139 634	50/300
8,5	139 635	50/300
9	139 636	50/300

Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- v.a. nicht invasive Untersuchungen und Erstversorgungen bei gefordertem sterilen Umfeld
- für Zahnärzte und Veterinär, Labor und Pharma

Eigenschaften

- spezielle synthetische Innenbeschichtung für einfaches Anziehen
- Texturierung des kompletten Handschuhs für einen sicheren Griff
- Reißkraft von 7 N

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

sempercare® edition IC

Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß, steril

Größe	REF	VE (Stück)
paarweise im Folienbeutel eingesiegelt		
6-7 S	153 202	40/240
7-8 M	153 203	40/240
8-9 L	153 204	40/240



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Hoher Tragekomfort und gutes Tastempfinden

- Sicherer Griff dank texturierter Fingerspitze
- Mit synthetischer Innenbeschichtung für einfaches und schnelles Anziehen

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sentina® Ambidextrous Latex

unsteril, im Spenderkarton, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	VE (Stück)
5-6 XS	141 390	100/1000
6-7 S	141 391	100/1000
7-8 M	141 392	100/1000
8-9 L	141 393	100/1000
9-10 XL	141 394	90/900

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Zusätzliche Sicherheit durch längere Stulpe: 265 mm
- Hautfreundliches Nitril-Material,

frei von allergieauslösenden Latexproteinen (für Typ-I Allergiker geeignet)

- Innovative Folienöffnung für deutlich leichtere Entnehmbarkeit und geringes Herausfallen der Handschuhe

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempercare® nitrile shine+

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, weiß

Größe	REF	VE (Stück)
5-6 XS	39 884	150/1500
6-7 S	32 920	150/1500
7-8 M	32 921	150/1500
8-9 L	32 922	150/1500
9-10 XL	32 923	135/1350



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Federleichte Rezeptur gepaart mit Reißkräften ≥ 6 N (wie EN 455-2:2015)

- Samtweiches Material – schmiegt sich an wie eine zweite Haut
- Exzellentes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® velvet

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, lavendelblau

Größe	REF	VE (Stück)
5-6 XS	402 270	200/2000
6-7 S	402 271	200/2000
7-8 M	402 272	200/2000
8-9 L	402 273	200/2000
9-10 XL	402 274	180/1800

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Hautfreundliche, reine Rezeptur: ohne Chlor, ohne Naturkautschuklatex-Proteine, ohne Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt

- Spart Wasser, Energie und CO₂-Emissionen während der Fertigung
- Einfaches Anziehen dank spezieller Innenbeschichtung

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® green X-free

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, grün

Größe	REF	VE (Stück)
5-6 XS	402 280	200/2000
6-7 S	402 281	200/2000
7-8 M	402 282	200/2000
8-9 L	402 283	200/2000
9-10 XL	402 284	180/1800



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Exzellentes Tastgefühl – durch optimierte Wanddicke
- Schutz vor Infektionen –

virendicht für Anwender gemäß EN 455-1 und ASTM 1671

- Hoher Tragekomfort dank weichem Material
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® velvet XP

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, lavendelblau

Größe	REF	VE (Stück)
5-6 XS	402 260	200/2000
6-7 S	402 261	200/2000
7-8 M	402 262	200/2000
8-9 L	402 263	200/2000
9-10 XL	402 264	180/1800

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Gute Chemikalienbeständigkeit* – durch hohe Wandstärke
- Reißkraft von 9 N – hoher Schutz für kritische Einsätze

- Geeignet für bestimmte Zytostatika*
- Schutz vor Infektionen – virendicht für Anwender und Patienten gemäß EN 455-1 und ASTM F 1671
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® safe

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, blau

Größe	REF	VE (Stück)
6-7 S	402 250	100/1000
7-8 M	402 251	100/1000
8-9 L	402 252	100/1000
9-10 XL	402 253	90/900



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Hoher Tragekomfort und ausgezeichnetes Tastgefühl
- Sicherer Griff dank texturierter Fingerspitze

- Naturkautschuklatexfrei (geeignet für Typ-I-Allergiker)

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk



Sentina® Azure Nitrile

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, blau

Größe	REF	VE (Stück)
XS	155 360	100/1000
S	155 361	100/1000
M	155 362	100/1000
L	155 363	100/1000
XL	155 364	100/1000

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

- Beschleunigerfrei (geeignet für Typ-IV-Allergiker)

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

Eigenschaften

- Für den Patienten angenehme, glatte Oberfläche
- Naturkautschuklatexfrei (geeignet für Typ-I-Allergiker)



Sentina® Vinyl

unsteril, im Spenderkarton, Polyvinylchlorid, Naturlatex-frei, puderfrei, beschleunigerfrei, transparent

Größe	REF	VE (Stück)
XS	142 560	100/1000
S	142 561	100/1000
M	142 562	100/1000
L	142 563	100/1000
XL	142 564	100/1000

Zwirnhandschuhe

Handschuhe aus Baumwolle



Eigenschaften

- Zwirnhandschuh aus 100% Baumwolle zur Abdeckung der Hände. Zum Beispiel zum Tragen unter Gummi- und Latex-Handschuhen oder zum Umgang mit empfindlichen Gegenständen.
- eignen sich ideal zur Verwendung in der Krankenpflege und Dermatologie

Produktzusammensetzung

- Baumwolle

Zwirnhandschuhe

unsteril, aus Baumwolle

Größe	REF	VE (Stück)
7,5	17 574	20/1200
8	17 575	20/1200
8,5	17 576	20/1200
9	17 577	20/1000
9,5	17 578	20/1000
10	17 579	20/1000

OP-Bekleidung



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Patienten vor Partikeln und Staub aus der Kleidung von Besuchern und Personal

Eigenschaften

- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- atmungsaktiv
- partikelarm
- flüssigkeitsabweisend

Produktzusammensetzung

- Der Sentina Besuchermantel besteht aus Vliesstoff

Sentina® Besuchermäntel

aus atmungsaktivem Vliesstoff, grün, mit weißen Armbündchen sowie einem Gürtelband und einem Klettverschluss im Nacken

Länge (cm)	REF	VE (Stück)
unsteril		
118	18 418	60
steril		
118	18 419	30

Notizen

Setpack® OP-Verbandstoffsysteem



Setpack® OP-Verbandstoffsystem

Flexible Kombination aus standardisierten Bausteinen

Die gebrauchsfertigen Standard-Sets enthalten Bauchtücher, Kompressen, Tupfer oder Präpariertupfer in praxisgerecht gestaffelten Mengen.



Zählkartensystem

- doppelte Sicherheit durch Zählkarte auf der Sterilgut-Innenumhüllung und im Peelbeutel
- erleichtert die Zählkontrolle vor und nach dem Eingriff
- keine Übergabe der Zählkarte während der Operation
- eindeutige Dokumentation durch selbstklebende Zählkarten

Sterilgut-Innenumhüllung

- für Kompressen und Bauchtücher
- anwenderfreundliche Lasche zum einfachen Öffnen der Verpackung
- schnelle und sichere Produktentnahme

Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster

- mehr Sicherheit durch vereinfachte Stückzahlkontrolle vor und nach der Operation
- speziell entwickelt zur handlichen Entnahme der Präpariertupfer



Setpack Toptex lite
Bauchtücher RK



Setpack
Mullkompressen RK



Setpack
Tupfer RK



Setpack
Präpariertupfer RK

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Fassen und Zurückhalten von Organen und Körpergeweben
- zur Blutstillung und zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- vorgewaschen
- weich und saugfähig
- 20-fädig
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten



Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastchip (Polyvinylchlorid und Bariumsulfat)

Ausführungen

- weiß, grün und blau
- 4- und 6-lagig

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Packung)
weiß				
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 004	20/60
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 001	10/30
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 012	12/36
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 003	6/18
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 011	30/90
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 007	18/54
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	165 014	12/36
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	165 019	8/24
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	165 010	26/104
grün				
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 006	20/60
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 002	10/30
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 008	12/36
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 000	6/18
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 017	30/90
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 005	18/54
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	165 013	12/36
2	Stück, 6-lagig	50 x 60	165 018	8/24
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	165 009	26/104
blau				
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 016	14/42
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 015	6/18

Setpack® Mullkompressen RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Tupfen und Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und saugfähig
- alle Schnittkanten innenliegend, daher keine Randfäden
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten



Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergerarn, Bariumsulfat)

Ausführungen

- 12-, 16- und 32-fach
- 17- und 20-fädig

Setpack® Mullkompressen RK

steril

Größe (cm)	REF	VE (Packung)
Packungen à 10 Stück, 12-fach, 17-fädig		
7,5 x 7,5	165 114	22/132
10,0 x 10,0	165 100	20/120
10,0 x 12,5	165 116	20/120
10,0 x 20,0	165 102	16/48
Packungen à 10 Stück, 16-fach, 17-fädig		
5,0 x 5,0	165 110	40/240
7,5 x 7,5	165 106	20/120
10,0 x 10,0	165 101	18/108
10,0 x 12,5	165 111	18/108
Packungen à 10 Stück, 32-fach, 20-fädig		
10,0 x 10,0	165 104	14/42
Packungen à 20 Stück, 12-fach, 17-fädig		
7,5 x 7,5	165 119	14/84
10,0 x 10,0	165 103	10/60
10,0 x 12,5	165 109	10/60
10,0 x 20,0	165 108	8/24
Packungen à 20 Stück, 16-fach, 17-fädig		
5,0 x 5,0	165 117	27/162
7,5 x 7,5	165 118	16/48
10,0 x 10,0	165 105	14/42
10,0 x 12,5	165 112	8/48

Setpack® Tupfer RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und hochsaugfähig
- mit Sicherheitsring aus Silikon
- 20-fädig
- doppelte Sterilgutverpackung
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergera, Bariumsulfat), der Sicherheitsring besteht aus Silikon.



Setpack® Tupfer RK

steril

Größe	REF	VE (Packung)
Packungen à 5 Stück		
faustgroß 7	22 800	16/48
Packungen à 10 Stück		
walnussgroß 2	22 801	72/144
pflaumengroß 3	22 802	38/114
eigroß 4	22 803	26/78
extragroß 6	22 804	18/54
Packungen à 15 Stück		
pflaumengroß 3	22 805	30/90
eigroß 4	22 806	20/60
extragroß 6	22 807	12/36
Packungen à 20 Stück		
pflaumengroß 3	22 808	26/78
eigroß 4	22 809	16/48
extragroß 6	22 810	6/18

Setpack® Präpariertupfer RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- fest und hochsaugfähig
- 24-fädig
- in Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster zur einfacheren Stückzahlkontrolle und handlichen Entnahme
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergergarn, Bariumsulfat)



Setpack® Präpariertupfer RK

steril

Größe	REF	VE (Packung)
Packungen à 10 Stück		
klein 2	12 780	40/120
mittel 3	12 781	40/120
groß 4	12 782	40/120
Packungen à 20 Stück		
klein 2	12 783	40/120
mittel 3	12 784	40/120
groß 4	12 785	40/120

Setpack® OP-Verbandstoffsystem

Individuelle Zusammenstellung nach Ihren Vorgaben

Setpack Individual bietet flexible Lösungen für alle regelmäßig durchgeführten Operationen. Im engen Dialog mit den Kunden analysiert L&R die Ausgangssituation, definiert das Anforderungsprofil und stellt das Setpack individuell und anwendungsgerecht zusammen.

Dieser Service steht den Kunden jederzeit zur Verfügung, selbst wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Mit einem standardisierten Verpackungssystem übernimmt L&R die professionelle und sachgerechte Produktion kundenspezifischer Setpacks.

Die Kombination zwischen Setpack Standard und Setpack Individual ermöglicht dem Anwender einen ökonomischen Materialeinsatz und vermeidet überschüssige Restmengen.



Vorteile

1. Individualität

- individuell nach Kundenvorgaben zusammengestellt
- individuelle Bedarfsanalyse in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen des Hauses

2. Wirtschaftlichkeit

- Zeitersparnis durch Standardisierung der Prozessabläufe
- ökonomischer Materialeinsatz
- Wegfall der Eigenaufbereitung
- kein eigener validierter Sterilisationsprozess erforderlich

3. Sicherheit

- mehrfache Stückzahlkontrolle in der Setpack Produktion

Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem



Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem

Kitpack ist ein effizientes OP-System aus verschiedenen gebrauchsfertigen OP-Komponenten. Neben Raucodrape OP-Abdeckungen, Sentinex OP-Mänteln und OP-Verbandstoffen, können weitere Komponenten von renommierten Herstellern auf Wunsch integriert werden.

Das Kitpack ist mit allen enthaltenen Komponenten kompakt verpackt, steril und sofort einsatzbereit.

Die Zusammenstellung erfolgt individuell nach Ihren Anforderungen, abgestimmt auf den jeweiligen operativen Eingriff.

Mit dem Einsatz der vorgefertigten Kitpacks reduzieren Sie Rüstzeiten und Prozesskosten – bei voller Sicherheit und der notwendigen Flexibilität.



Raucodrape® OP-Abdeckungen

- besonders reißfest und saugfähig
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- gute Drapierfähigkeit




Sentinex® OP-Mäntel

- zuverlässiger Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten
- sehr guter Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv



OP-Verbandstoffe

- mit Röntgenkontrastfaden bzw. -chip ausgestattet
- sehr saugfähig
- mit doppelter, selbstklebender Zählkarte



weitere OP-Einmalkomponenten

- z. B. Schläuche, Nahtmaterialien, Skalpelle, Handschuhe und Spritzen
- qualitativ hochwertige Produkte
- renommierte Hersteller

Für diese Produkte bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Kitpack-Effizienz und Sicherheit im OP



Kitpack – der Prozess erklärt in 2 Minuten



Kitpack Produktionsabläufe



Kitpack Produktionsstandort

Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem



Mehrwert: Kitpack®

- bringt umfangreiche Zeitersparnis, da vor der OP die Zusammenstellung der Einzelkomponenten entfällt.
- reduziert den Logistik- und Verwaltungsaufwand, da der einfachere Bestellprozess den Einkauf entlastet.
- sorgt für mehr Sicherheit im OP, da die Reduktion des Kontaminationsrisikos beim Öffnen und der Übergabe steriler Produkte die Infektionsprophylaxe verbessert.
- erleichtert die Dokumentation der im OP verwendeten Materialien, da nur 1 Etikett alle Set-relevanten Informationen trägt.
- steigert die Kostentransparenz, da sich die Kosten pro Behandlungsfall schneller und einfacher zuordnen lassen als bei einzelnen Komponenten.

Mehr Sicherheit und Zeitersparnis durch die Farbmarkierung für Ihr Kitpack

Analog zu Ihren Instrumentensieben lässt sich Ihr Kitpack mit einer entsprechenden Farbmarkierung ausstatten. Es stehen 15 unterschiedliche Farben und 3 Platzierungsmöglichkeiten auf dem Peelklappenbeutel für die 6 cm großen Farbpunkte zur Wahl.



Kitpack® start



Anwendungsbereich

- Speziell für den Einsatz im OP-Bereich bestimmt

Eigenschaften

- sofort lieferbar
- keine Vertragslaufzeiten
- steril und sofort einsetzbar
- Zeitersparnis bei OP-Vor- und Nachbereitung
- nur ein Bestellvorgang im Einkauf
- reduziert die Lagerhaltung
- flexibel in der Testphase
- wirtschaftlich zusammengestellt

Produktzusammensetzung

Kitpack start enthält die Grundausstattung mit den wichtigsten, gebrauchsfertigen Einwegkomponenten des jeweiligen Fachgebietes.

Ausführungen

- Allgemeinchirurgie-Set
- Hüft-TEP-Set
- Extremitäten-Set
- Gefäß-Schlitztuch-Set
- Sectio-Set

Allgemeinchirurgie-Set

Inhalt		Größe	REF	VE
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 145	6
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1	Einmalskalpell Figur 21 ¹			
1	Schale blau ¹	250 ml		
5	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 4 eigroß		
10	Gazin Präpariertupfer RK ¹	klein Gr. 2		
10	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
2	Raucodrape Klebetücher 2-lagig Plus	75 cm x <u>90</u> cm		
1	Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	175 cm x <u>180</u> cm		
1	Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	150 cm x <u>250</u> cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Hüft-TEP-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 146	4
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	OP-Saugset Typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	Raucodrape Saugertasche 1 Kammer	38 cm x 40 cm		
2	Einmalskalpelle Figur 21 ¹			
1	Schale blau ¹	250 ml		
10	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
30	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
2	Toptex lite Bauchtücher RK grün, 6-lagig ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
2	Sentinex OP-Mäntel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape OP-Klebetuch 2-lagig	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 cm x 110 cm 10 cm x 50 cm		
1	Raucodrape OP-Abdecktuch 2-lagig	150 cm x 180 cm		
2	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Schlitztuch 2-lagig Plus, Schlitz	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape Anästhesietuch 2-lagig Plus	225 cm x 270 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Extremitäten-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 147	5
2	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape Kamerabezug revers gefaltet ¹	13 cm x 250 cm		
1	Schale blau ¹	250 ml		
3	Curapor Wundverbände ¹	5 cm x 7 cm		
5	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
1	Einmalskalpell Figur 11 ¹			
10	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1	Lenkelast Universalbinde ¹	12 cm x 5 m		
1	Raucodrape OP-Abdecktuch 2-lagig	150 cm x 180 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Stockinette kurz	24 cm x 80 cm		
1	Raucodrape Extremitätentuch 2-lagig Plus	225 cm x 320 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Gefäß-Schlitztuch-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 148	5
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Schale blau ¹	250 ml		
1	Curapor Wundverband ¹	10 cm x 8 cm		
5	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10	Gazin Präpariertupfer RK ¹	Gr. 3 mittel		
1	Einmalskalpell Figur 10 ¹			
2	Einmalskalpelle Figur 15 ¹			
30	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Schlitztuch 2-lagig Plus, Schlitz	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	150 cm x 250 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Section-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 149	4
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	OP-Saugset Typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	Einmalskalpell Figur 22 ¹			
1	Schale blau ¹	250 ml		
20	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
5	Toptex lite Bauchtücher RK grün, 4-lagig ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Babytuch	90 cm x 100 cm		
1	Raucodrape Sectiontuch 2 mit integrierten Beinlingen	260 cm x 310 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Raucocel®

Zubehör

Raucocel® Stirnband

Anwendungsbereich

- wird verwendet, um das Abtropfen von Schweiß von der Stirn zu verhindern
- angefeuchtet angelegt, erzielt es durch konstante Verdunstung einen angenehmen Kühleffekt
- durch die hohe Saugfähigkeit erübrigt sich häufiges Schweißabwischen

Eigenschaften

- hoch saugfähig
- reißfest
- fusselarm

Produktzusammensetzung

- Band für die Stirn: Polyvinylalkohol
- Elastisches Band für die Fixierung: Polyester, Polyurethan

Raucocel® Stirnband

unsteril

REF	VE (Stk.)
147 957	10 / 240

Mehrzweckklemme mit Klettverschluss

zur Halterung und Fixierung von Schläuchen und Kabeln, mit Klettverschluss,
unsteril


REF	VE (Stk.)	VH
33 272	10 / 1700	PB

Übersicht der L&R-Anwendungsvideos

Anwendungsvideos Sentinex & Raucodrape



OP-Mantel steril
anziehen




Anlegen Raucodrape
Hüft-Set II (REF 33388)



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug revers



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug teleskop



Anlegen Raucodrape
Hüfttuch Seitenlage
(REF 162 389)




Anwendung Raucodrape
Instrumententischbezug




Anlegen Raucodrape
Schulterarthroskopie-Set
Beach Chair
(REF 33 355)




Anlegen Raucodrape
Universal-Set I
(REF 33307)



Anlegen Raucodrape
Sectio-Set II (REF 33362)



Anlegen Raucodrape
Rektum-Set II
(REF 33326)



Anlegen Raucodrape
Kopf-Set II (REF 139937)



Anlegen Raucodrape
TUR-Set I (REF 33376)

Übersicht der L&R-Anwendungsvideos

Anwendungsvideos Kitpack



Kitpack-Effizienz und
Sicherheit im OP



Kitpack – der Prozess
erklärt in 2 Minuten



Kitpack Produktions-
abläufe



Kitpack Produktions-
standort



Prevent & Protect
Platform for Infection Control

Unsere neue
Plattform für den
Infektionsschutz

www.prevent-and-protect.de

Notizen

L&R OPTILINE®

Unsere individuelle Lösung zur Optimierung Ihrer Prozesse & Produkte.

Wer im Wachstumsmarkt Gesundheit auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss sich bereits heute gut aufstellen. Steigender Qualitätswettbewerb, Kosten- und Zeitdruck, Fachkräftemangel sowie Ambulantisierung – die täglichen Herausforderungen im Klinikalltag sind zahlreich und vielfältig.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse zu vereinheitlichen, anspruchsvolle Patient:innenversorgung mit notwendiger Wirtschaftlichkeit zu vereinen, die Ziele der Verwaltung mit denen der Anwender:innen zu verknüpfen sowie Ihre ambulanten Einheiten zu optimieren, damit Sie mehr Zeit für die Versorgung Ihrer Patient:innen haben.

Bei unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf drei Hauptthemen:

⊕ Effizienz

Sie generieren Einsparpotentiale durch optimierte Prozesse und Produkte.

⊕ Partnerschaft

Sie genießen die Vorteile einer strategischen Partnerschaft auf Augenhöhe.

⊕ Expertise

Sie profitieren von persönlicher Betreuung durch erfahrene Spezialist:innen.

Rundum gut versorgt mit L&R OPTILINE® – unsere Bausteine und Leistungen für Sie auf einen Blick:




Das Angebot variiert je Markt und Land. Je nach Art und Umfang können einzelne Leistungen berechnet werden. Bitte vereinbaren Sie für ein individuelles Angebot einen Beratungstermin.

* Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.lohmann-rauscher.com/de-de/produkte/klinikbereich/lr-optiline/>



Ihre Mehrwerte:



Lernen Sie L&R OPTILINE® kennen

Vereinbaren Sie ein individuelles Beratungsgespräch und wir finden gemeinsam heraus, wie Sie von der erstklassigen Qualität unserer Services und Produkte profitieren können.

→ info@at.LRmed.com

→ www.Lohmann-Rauscher.com





People.Health.Care.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, ist unser Kundenservice von Montag bis Freitag gerne für Sie da:

Auftragsbearbeitung Kundeninnendienst:

Service-Nr.: 0 15 76/7 04 00

Der L&R Newsletter
Schnell und aktuell informiert.

- Produkte und Innovationen
- wissenschaftliche Publikationen
- L&R-Veranstaltungen

Hier klicken, anmelden
und immer informiert sein:
Lohmann-Rauscher.com/at-de/service/lr-newsletter

Für mehr Informationen besuchen Sie:

www.Lohmann-Rauscher.com

