



People.Health.Care.

Direktversorgung in Kärnten Wundmanagement + Kompression



Nähere Informationen zu
ReadyWrap®



<https://ow.ly/BENP50Z1u86>

Videos ReadyWrap®
Maßnahmen & Anlage



<https://ow.ly/FRvJ50Z1tXZ>

Bestellblatt -
ReadyWrap® Bein



<https://ow.ly/g7So50Z1u3i>

Bestellblatt -
ReadyWrap® Arm



<https://ow.ly/Hu3850Z1u4W>

Bei L&R stehen der Mensch und die Fürsorge für seine Gesundheit im Mittelpunkt.



Was müssen Sie tun? Schicken Sie den Verordnungsschein

- per E-Mail:
verordnungen@at.lrmed.com
- per Post an:
Lohmann & Rauscher GmbH
z.Hd.: Verkaufsinnenendienst
Exerzierplatzstraße 85
8051 Graz
- per Verordnungsupload von L&R:

- per DaMe-Übermittlung:
ME917842



Wir kümmern uns um den Rest!

Verordnungsschein bitte vollständig ausfüllen:

- Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum des Patienten
- Vor- und Nachname des Patienten
- Adresse
- Verordnung
- Diagnose
- Aktuelles Datum
- Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes

PHZNR	Produktname	VPE	Bewilligungs- pflichtig	Art. Nummer		
Wundgele - neutral						
Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Eingeschränkte Saugkapazität (Alginatanteil).						
Amorphes Gel meist aus Carboxymethyl- oder Hydroxyethylcellulose (Polysaccharide - Pektin), oder Guargummi sowie Xanthangummi, oft kombiniert mit Propylenglykol und einem hohen Wasseranteil. Manchmal kombiniert mit Alginat. Benötigt immer einen Sekundärverband						
1702945	Intrasite Wundgel 8 g	10		62240		
1519394	Intrasite Wundgel 15 g	10		62245		
1743795	Varihesive Hydrogel 15 g	5		62241		
1758012	Nu-Gel Hydrogel mit Alginat 15 g	10		62242		
Wundgele - antimikrobiell						
Kontaminierte, trockene und gering sezernierende Wunden auch mit Schorf und Belägen						
Geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Reinigung und Dekontamination.						
antimikrobiell wirksam, benötigt immer einen Sekundärverband						
3035743	Prontosan Wundreinigungsgel 30 g	1	CH	30568		
4551010	Flaminal Forte 40 g	1	CH	138230		
Hydrogele-Verbände						
Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.						
Feuchtigkeitsabgebende und -balancierende Wundauflage. Benötigt einen Sekundärverband zum Fixieren der Gelplatte (Pflaster, elastische Mullbinde etc.)						
4346132	Suprasorb G 6,5 x 5 cm	5		33630		
4346149	Suprasorb G 10 x 10 cm	5		33631		
4346155	Suprasorb G 20 x 20 cm	3		33632		
5310521	HydroTac transparent 5 x 7,5 cm	10		154963		
5310538	HydroTac transparent 10 x 10 cm	10		154964		
5310550	HydroTac transparent 20 x 20 cm	10		154965		
Hydrogele-Verbände - adhäsiv						
Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.						
Feuchtigkeitsabgebende und -balancierende Wundauflage, haftend. Benötigt keinen Sekundärverband!						
5310567	HydroTac transparent comfort 6,5 x 10 cm	10		154966		
5310573	HydroTac transparent comfort 12,5 x 12,5 cm	10		154967		
Hydrogel-beschichtete Polyester-/Viscose-/Baumwoll-Gaze - neutral						
Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben Feuchtigkeit ab und schaffen ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.						
Imprägnierte, nicht verklebende Gelkomresse aus Polyester, Viscose oder Baumwolle. Sekret- und luftdurchlässig. Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband, Saugkompressen etc.)						
3691482	Cutimed Sorbact Gel Komresse/Hydro 7,5 x 7,5 cm	10		182074		
3691499	Cutimed Sorbact Gel Komresse/Hydro 7,5 x 15 cm	10		182075		
5361085	Cutimed Sorbact Gel Komresse/Hydro 15 x 20 cm	5		183099		

Biosynthetische HydroBalance Fasern - neutral						
Trockene bis mittel exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben bei trockenen und schwach exsudierenden Wunden Feuchtigkeit ab und nehmen bei schwach bis mittel exsudierenden Wunden Feuchtigkeit auf. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.						
Viele Lagen natürlich gewebter Fasern reinen Zellstoffs. Die Zellulose-Wundauflage ist zusätzlich mit Wasser angereichert. Diese Kombination aus natürlicher Zellulose und Wasser sorgt für eine Hydrobalance in der Wunde. Dort, wo das Wundbett nasser ist als die Wundauflage, werden Wassermoleküle absorbiert. Im Gegensatz dazu, werden auf Wundarealen, die trockener als die Auflage sind, Wassermoleküle an die Wundoberfläche abgegeben. Hierdurch kann ein optimale Feuchtigkeitsbalance zwischen Wunde und Wundauflage erzielt werden. Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband)						
5833242	Suprasorb X Pro 5 x 5 cm	5		33290		
5833259	Suprasorb X Pro 9 x 9 cm	5		33291		
5833265	Suprasorb X Pro 20 x 14 cm	5		33292		
Biosynthetische HydroBalance Fasern - antimikrobiell					CH	
Kontaminierte, trockene bis mittel exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben bei trockenen und schwach exsudierenden Wunden Feuchtigkeit ab und nehmen bei schwach bis mittel exsudierenden Wunden Feuchtigkeit auf. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Reinigung und Dekontamination.						
Viele Lagen natürlich gewebter Fasern reinen Zellstoffs. Die Zellulose-Wundauflage ist zusätzlich mit Wasser angereichert und mit Polyhexamethylen-Biguanid (PHMB) angereichert. Zur Wundbehandlung mit dem biosynthetischen HydroBalance-Wundverband auch bei infizierten und kritisch kolonisierten Wunden. Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband)						
5833288	Suprasorb X+PHMB Pro 5 x 5 cm	5	CH	33590		
5833294	Suprasorb X+PHMB Pro 9 x 9 cm	5	CH	33591		
5833302	Suprasorb X+PHMB Pro 20 x 14 cm	5	CH	33592		
Biosynthetische HydroBalance Tamponade - neutral						
Trockene bis mittel exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben bei trockenen und schwach exsudierenden Wunden Feuchtigkeit ab und nehmen bei schwach bis mittel exsudierenden Wunden Feuchtigkeit auf. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.						
Viele Lagen natürlich gewebter Fasern reinen Zellstoffs. Die Zellulose-Wundtamponade ist zusätzlich mit Wasser angereichert. Diese Kombination aus natürlicher Zellulose und Wasser sorgt für eine Hydrobalance in der Wunde. Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband)						
5833271	Suprasorb X Pro 21 x 2 cm	5		33293		
Biosynthetische HydroBalance Tamponade - antimikrobiell					CH	
Kontaminierte, trockene bis mittel exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben bei trockenen und schwach exsudierenden Wunden Feuchtigkeit ab und nehmen bei schwach bis mittel exsudierenden Wunden Feuchtigkeit auf. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden.						
Viele Lagen natürlich gewebter Fasern reinen Zellstoffs. Die Zellulose-Wundtamponade ist zusätzlich mit Wasser angereichert und mit Polyhexamethylen-Biguanid (PHMB) angereichert. Zur Wundbehandlung mit dem biosynthetischen HydroBalance-Wundverband auch bei infizierten und kritisch kolonisierten Wunden. Benötigt immer einen Sekundärverband (nicht okklusiver Folienverband)						
5833319	Suprasorb X+PHMB Pro 21 x 2 cm	5	CH	33593		
vorgefeuchtetes Polyacrylatkissen						
Trockene und gering exsudierende Wunden auch mit Schorf oder Belägen.						
Geben Feuchtigkeit ab und können im Austausch Wundexudat aufnehmen. Schaffen so ein ideal feuchtes Mikroklima bei trockenen oder gering feuchten Wunden. Unterstützen auch das autolytische Debridement indem Schorfe und Beläge aufgeweicht werden. Reinigung und Dekontamination.						

Kissenförmige Wundauflage, äußeres Hüllgestrick aus Polypropylen; zentraler Saugkörper aus superabsorbierendem Polyacrylat bereits mit Wundspüllösung aktiviert.						
5310739	HydroClean mini 3 cm rund	10		159712		
5310745	HydroClean cavity 4 cm rund	10		155233		
5310751	HydroClean cavity 7,5 x 7,5 cm	10		155234		
5310656	HydroClean 4 cm rund	10		155232		
5310662	HydroClean 5,5 cm rund	10		155226		
5310679	HydroClean 4 x 8 cm oval	10		155229		
5310685	HydroClean 7,5 x 7,5 cm	10		155227		
5310691	HydroClean 10 x 10 cm	10		155228		
Alginat-Auflagen - neutral						
Mäßige bis stark nässende (blutende) chronische Wunden						
Calciumalginat-Fasern wandeln sich im Kontakt mit Natriumsalzen, die im Blut und Wundsekret vorhanden sind, unter Quellung in ein feuchtes Hydrogel um. Dabei werden Keime und Zelltrümmer in die Gelstruktur eingeschlossen. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Gelbildung sind abhängig von der absorbierten Sekretmenge und von der Webart der Fasern. Die Stabilität der gequollenen Fasern entscheidet über die möglichst rückstandslose Entfernung aus der Wunde. So wird ein ideal-feuchtes Wundmilieu geschaffen (überschüssiges Sekret wird gebunden).						
Vliesartige Komresse meist aus Calciumalginatfasern. Na-reiches Wundsekret wird aufgesaugt (bis zum 20-fachen des Kompressen-Eigengewichtes) und Calciumionen abgegeben. So entsteht lösliches Na-Alginat (hydrophiles feuchtes Gel). Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband oder Schaumstoff oder eine Saukomresse je nach Sekretion)						
1199707	Kaltostat Komresse 5 x 5 cm	10		62202		
4050911	Biatain Alginatekomresse 5 x 5 cm	30		65962		
2367779	Tegaderm Alginate 5 x 5 cm	10		22154		
1199713	Kaltostat Komresse 7,5 x 12 cm	10		62203		
4050928	Biatain Alginatekomresse 10 x 10 cm	10		18092		
2367785	Tegaderm Alginate 10 x 10 cm	10		22157		
1617725	Kaltostat Komresse 10 x 20 cm	10		62205		
4050934	Biatain Alginatekomresse 15 x 15 cm	10		18093		
4554623	Suprasorb A Pro 5 x 5 cm	10		33932		
4554646	Suprasorb A Pro 10 x 10 cm	10		33933		
4554652	Suprasorb A Pro 10 x 20 cm	5		33934		
1118034	Sorbalgon Classic 5 x 5 cm	10		62218		
1118040	Sorbalgon Classic 10 x 10 cm	10		62219		
2665353	Sorbalgon Classic 10 x 20 cm	5		62216		
5909324	Cutimed Alginate 5 x 5 cm	10		183132		
5909330	Cutimed Alginate 10 x 10 cm	10		183133		
5909347	Cutimed Alginate 10 x 20 cm	10		183134		
Alginat-Auflagen mit Silber - antimikrobiell					CH	
Mäßige bis stark nässende (blutende) infizierte chronische Wunden						
Calciumalginat-Fasern wandeln sich im Kontakt mit Natriumsalzen, die im Blut und Wundsekret vorhanden sind, unter Quellung in ein feuchtes Hydrogel um. Dabei werden Keime und Zelltrümmer in die Gelstruktur eingeschlossen. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Gelbildung sind abhängig von der absorbierten Sekretmenge und von der Webart der Fasern. Die Stabilität der gequollenen Fasern entscheidet über die möglichst rückstandslose Entfernung aus der Wunde. So wird ein ideal-feuchtes Wundmilieu geschaffen (überschüssiges Sekret wird gebunden). Silber wird in die Wunde abgegeben und wirkt antimikrobiell.						
Vliesartige Komresse meist aus Calciumalginatfasern mit Silber (antimikrobiell wirksam). Na-reiches Wundsekret wird aufgesaugt (bis zum 20-fachen des Kompressen-Eigengewichtes) und Calciumionen abgegeben. So entsteht lösliches Na-Alginat (hydrophiles feuchtes Gel). Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband oder Schaumstoff oder eine Saukomresse je nach Sekretion)						
3466070	Silvercel 5 x 5 cm	10	CH	30720		
4050940	Biatain Alginatekomresse mit Silber 5 x 5 cm	30	CH	31528		
4050957	Biatain Alginatekomresse mit Silber 10 x 10 cm	10	CH	31529		
3466101	Silvercel 11 x 11 cm	10	CH	30721		
3466130	Silvercel 10 x 20 cm	5	CH	30722		
4050963	Biatain Alginatekomresse mit Silber 15 x 15 cm	10	CH	31530		
4848164	Suprasorb A+Ag Pro 5 x 5 cm	10	CH	33926		
4848170	Suprasorb A+Ag Pro 10 x 10 cm	10	CH	33927		
4848187	Suprasorb A+Ag Pro 10 x 20 cm	5	CH	33928		

Alginate-Tamponade - neutral					
Mäßige bis stark nässende (blutende) tiefe chronische Wunden (Wundhöhlen bzw. -Taschen)					
Calciumalginate-Fasern wandeln sich im Kontakt mit Natriumsalzen, die im Blut und Wundsekret vorhanden sind, unter Quellung in ein feuchtes Hydrogel um. Dabei werden Keime und Zelltrümmer in die Gelstruktur eingeschlossen. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Gelbildung sind abhängig von der absorbierten Sekretmenge und von der Webart der Fasern. Die Stabilität der gequollenen Fasern entscheidet über die möglichst rückstandslose Entfernung aus der Wunde. So wird ein ideal-feuchtes Wundmilieu geschaffen (überschüssiges Sekret wird gebunden).					
Vliesartige Tamponade meist aus Calciumalginatefasern. Na-reiches Wundsekret wird aufgesaugt (bis zum 20-fachen des Tamponaden-Eigengewichtes) und Calciumionen abgegeben. So entsteht lösliches Na-Alginat (hydrophiles feuchtes Gel). Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband oder Schaumstoff oder eine Saukompressen je nach Sekretion)					
4050986	Biatain Alginattamponade 44 cm	5		13066	
4554669	Suprasorb A Pro 2 x 45 cm	5		33935	
5909353	Cutimed Alginate Tamponade 2,5 x 30 cm	5		183135	
Alginate-Tamponade mit Silber - antimikrobiell			CH		
Mäßige bis stark nässende (blutende) tiefe, infizierte chronische Wunden (Wundhöhlen bzw. -Taschen)					
Calciumalginate-Fasern wandeln sich im Kontakt mit Natriumsalzen, die im Blut und Wundsekret vorhanden sind, unter Quellung in ein feuchtes Hydrogel um. Dabei werden Keime und Zelltrümmer in die Gelstruktur eingeschlossen. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Gelbildung sind abhängig von der absorbierten Sekretmenge und von der Webart der Fasern. Die Stabilität der gequollenen Fasern entscheidet über die möglichst rückstandslose Entfernung aus der Wunde. So wird ein ideal-feuchtes Wundmilieu geschaffen (überschüssiges Sekret wird gebunden). Silber wird in die Wunde abgegeben und wirkt antimikrobiell.					
Vliesartige Tamponade meist aus Calciumalginatefasern mit Silber (antimikrobiell wirksam). Na-reiches Wundsekret wird aufgesaugt (bis zum 20-fachen des Tamponaden-Eigengewichtes) und Calciumionen abgegeben. So entsteht lösliches Na-Alginat (hydrophiles feuchtes Gel). Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband oder Schaumstoff oder eine Saukompressen je nach Sekretion)					
3466176	Silvercel 2,5 x 30,5 cm	5	CH	30723	
4050992	Biatain Alginattamponade mit Silber 3 x 44 cm	10	CH	31531	
4848193	Suprasorb A+Ag Pro 2 x 45 cm	5	CH	33929	
Hydrofaser-Auflagen und wirkverwandte Faserkompressen					
Mäßige bis stark nässende chronische Wunden					
Bei Kontakt mit dem Exsudat bildet sich eine weiche Gelschicht, ohne mit der Wunde zu verkleben. Ausserdem bleibt durch die strikt bzw. vorwiegend senkrechte Saugrichtung der Wundrand trocken. So wird ein ideal-feuchtes Wundmilieu geschaffen (überschüssiges Sekret je nach Exsudation wird gebunden).					
Vliesartige Kompressen z.B. aus Natriumcarboxymethylzellulose oder synthetischen Fasern. Benötigt immer einen Sekundärverband (Folienverband u.U. dünnen Hydrokolloidverband oder Schaumstoff oder eine Saukompressen je nach Sekretion)					
3815961	Durafiber 5 x 5 cm	10		32935	
3815978	Durafiber 10 x 10 cm	10		32936	
3816038	Durafiber 10 x 12 cm	10		32937	
3815984	Durafiber 15 x 15 cm	5		32938	
3815990	Durafiber 2 x 45 cm	5		32939	
3816009	Durafiber 4 x 10 cm	5		32940	
3816015	Durafiber 4 x 20 cm	5		32941	
3816021	Durafiber 4 x 30 cm	5		32942	
3972850	AQUACEL Extra Kompressen 5 x 5 cm	10		31860	
3972867	AQUACEL Extra Kompressen 10 x 10 cm	10		31861	
3972873	AQUACEL Extra Kompressen 15 x 15 cm	5		31862	
1811350	AQUACEL Tamponade mit verstärkter Faser 2 x 45 cm	5		137153	
4154065	AQUACEL Extra 5 x 10 cm	10		32721	
4154042	AQUACEL Extra 4 x 20 cm	10		137149	
4154059	AQUACEL Extra 4 x 30 cm	10		137152	
4080987	Suprasorb Liquacel 5 x 5 cm	10		180020	
4080993	Suprasorb Liquacel 10 x 10 cm	10		180021	
4081001	Suprasorb Liquacel 15 x 15 cm	5		180022	

4081018	Suprasorb Liquacel 2 x 45 cm	5		180023		
4870979	Exufiber 1 x 45 cm	5		163473		
4301661	Exufiber 5 x 5 cm	10		163495		
4301678	Exufiber 10 x 10 cm	10		163496		
4301684	Exufiber 15 x 15 cm	10		163497		
4301690	Exufiber 20 x 30 cm	5	CH	163498		
4301715	Exufiber 4,5 x 10 cm	10		163499		
4301721	Exufiber 4,5 x 20 cm	10		163500		
4301738	Exufiber 4,5 x 30 cm	10		163501		
5837961	Hyalo4 High Gelling Fibre 5 x 5 cm	10		163510		
5837978	Hyalo4 High Gelling Fibre 10 x 10 cm	10		163511		
5837984	Hyalo4 High Gelling Fibre 15 x 15 cm	5		163512		
Hydrofaser-Auflagen und wirkverwandte Faserkompressen mit Silber - antimikrobiell			CH			
Mäßige bis stark nässende infizierte chronische Wunden						
Bei Kontakt mit dem Exsudat bildet sich eine Gelschicht. Exsudat wird vorwiegend senkrecht absorbiert. Silber wird in die Wunde abgegeben.						
Vliesartige Kompresse z.B. aus Natriumcarboxymethylzellulose oder synthetischen Fasern und Silber (antimikrobiell wirksam). Benötigt immer einen Sekundärverband.						
5177832	Exufiber Ag+ 5 x 5 cm	10	CH	163475		
5177849	Exufiber Ag+ 10 x 10 cm	10	CH	163476		
5177855	Exufiber Ag+ 15 x 15 cm	10	CH	163477		
5177890	Exufiber Ag+ 20 x 30 cm	5	CH	163478		
5177766	Exufiber Ag+ 2 x 45 cm	5	CH	163479		
5177861	Exufiber Ag+ 4,5 x 10 cm	10	CH	163481		
5177878	Exufiber Ag+ 4,5 x 20 cm	10	CH	163482		
5177884	Exufiber Ag+ 4,5 x 30 cm	10	CH	163483		
5560896	Suprasorb Liquacel Ag 5 x 5 cm	10	CH	142503		
5560904	Suprasorb Liquacel Ag 10 x 10 cm	10	CH	142504		
5560910	Suprasorb Liquacel Ag 15 x 15 cm	5	CH	142505		
5560927	Suprasorb Liquacel Ag 2 x 45 cm	5	CH	142506		
5779666	Suprasorb Liquacel Ag 10 x 4 cm	10	CH	148145		
5779672	Suprasorb Liquacel Ag 30 x 20 cm	5	CH	148146		
5904479	Durafiber Ag Pro 5 x 5 cm	10	CH	183292		
5904485	Durafiber Ag Pro 10 x 10 cm	10	CH	183293		
5904491	Durafiber Ag Pro 15 x 15 cm	5	CH	183294		
5904516	Durafiber Ag Pro 20 x 30 cm	5	CH	183295		
5904522	Durafiber Ag Pro 2 x 45 cm	5	CH	183296		
Hydrofaser-Auflagen und wirkverwandte Faserkompressen mit Silber und weiteren Wirkstoffen - antimikrobiell			CH			
stagnierende, infizierte, chronische Wunden						
Bei Kontakt mit dem Exsudat bildet sich eine Gelschicht. Exsudat wird vorwiegend senkrecht absorbiert. Wirkstoffe werden in die Wunde abgegeben.						
Vliesartige Kompresse z.B. aus Natriumcarboxymethylzellulose oder synthetischen Fasern mit Silber und weiteren Wirkstoffen (antimikrobiell wirksam). Benötigt immer einen Sekundärverband.						
4262197	Aquacel Ag+ Extra 5 x 5 cm	10	CH	157261		
4262205	Aquacel Ag+ Extra 10 x 10 cm	10	CH	157262		
4262211	Aquacel Ag+ Extra 15 x 15 cm	5	CH	157263		
4262228	Aquacel Ag+ Extra 20 x 30 cm	5	CH	157264		
4262234	Aquacel Ag+ Extra 4 x 10 cm	10	CH	157267		
4262240	Aquacel Ag+ Extra 4 x 20 cm	10	CH	157268		
4262257	Aquacel Ag+ Extra 4 x 30 cm	10	CH	157269		
4262263	Aquacel Ag+ Extra Tamponade 1 x 45 cm	5	CH	157283		
4262286	Aquacel Ag+ Extra Tamponade 2 x 45 cm	5	CH	157284		
Wundeinlage/auflage - antimikrobiell			CH			
Infizierte chronische Wunden						
Abgabe von Silber oder Kupferionen						
Polyethylen-Vlies mit Silber, Polypropylen-Lagen mit Kupferoxid oder ähnliche Materialien (antimikrobiell wirksam)						
2869707	Acticoat 5 x 5 cm	5	CH	13293		
2728131	Acticoat 10 x 10 cm	5	CH	17021		

2694484	Acticoat 10 x 10 cm	12	CH	137155		
2694490	Acticoat 10 x 20 cm	12	CH	18094		
2694509	Acticoat 20 x 40 cm	6	CH	17019		
2694521	Acticoat 10 x 120 cm	6	CH	137156		
2694515	Acticoat 40 x 40 cm	6	CH	137157		
3385704	Acticoat Flex 3 5 x 5 cm	5	CH	30875		
3385710	Acticoat Flex 3 10 x 10 cm	5	CH	30876		
3385727	Acticoat Flex 3 10 x 10 cm	12	CH	137160		
3385733	Acticoat Flex 3 10 x 20 cm	12	CH	33695		
3385756	Acticoat Flex 3 20 x 40 cm	6	CH	30877		
3385762	Acticoat Flex 3 40 x 40 cm	6	CH	137162		
3385779	Acticoat Flex 3 10 x 120 cm	6	CH	137163		
5343383	MedCu 6 x 5 cm	10	CH	155213		
5343408	MedCu 10 x 12 cm	10	CH	155214		
5343420	MedCu 10 x 20 cm	10	CH	155215		
5343443	MedCu 20 x 20 cm	10	CH	155216		
Folien semipermeabel - steril						
Primäre Wundauflage bei nicht nässenden Wunden; sekundäre Wundauflage zur Fixierung anderer Produkte (Gel, Alginat etc)						
Wundschutz, verhindert das Eindringen von Bakterien und Feuchtigkeit, Wasserdampf und Sauerstoffaustausch jedoch möglich						
Selbsthaftende, transparente Polyurethan-Folien, durchlässig für Luft und Wasserdampf, undurchlässig für Bakterien und Flüssigkeit. Keine Saugkapazität!						
1155526	Tegaderm 6 x 7 cm	100	CH	22160		
2409940	Tegaderm HP 6 x 7 cm	100	CH	137175		
1600340	Opsite Flexgrid 6 x 7 cm	100	CH	62229		
2992230	Tegaderm 10 x 11,5 cm	50	CH	137176		
2367696	Tegaderm HP 10 x 11,5 oval	50	CH	137177		
1777392	Askina Derm steril 10 x 12	10		19228		
1077619	Tegaderm 10 x 12 cm	50	CH	22162		
2367644	Tegaderm HP 10 x 12 cm	50	CH	137178		
1239996	Opsite Flexgrid 10 x 12 cm	10		62233		
1661212	Hydrofilm 10 x 15 cm	50	CH	22917		
1657765	Hydrofilm 10 x 15 cm	10		162708		
1240025	Opsite Flexgrid 15 x 20 cm	10		62234		
1355610	Tegaderm 10 x 25 cm	20		22163		
1240019	Opsite Flexgrid 12 x 25 cm	20		62225		
2022916	Tegaderm 15 x 20 cm	10		22164		
3588442	Mepore Film 6 x 7 cm	10		30425		
3588459	Mepore Film 10 x 12 cm	10		30426		
3697065	Hydrofilm 6 x 7cm	10		162468		
3697071	Hydrofilm 6 x 7cm	100	CH	162469		
3697088	Hydrofilm 10 x 12,5 cm	10		162707		
3697094	Hydrofilm 10 x 12,5 cm	100	CH	137181		
3697125	Hydrofilm 15 x 20 cm	10		162709		
3697131	Hydrofilm 15 x 20 cm	50	CH	162710		
3697148	Hydrofilm 10 x 25 cm	25		162711		
3697154	Hydrofilm 12 x 25 cm	25		162712		
3697160	Hydrofilm 20 x 30 cm	10	CH	25028		
5869323	Suprasorb F Protect 5 x 7 cm	10		162460		
5869346	Suprasorb F Protect 5 x 7 cm	100		162461		
5869369	Suprasorb F Protect 10 x 12 cm	10		162462		
5869381	Suprasorb F Protect 10 x 12 cm	50		162463		
5869406	Suprasorb F Protect 10 x 25 cm	10		162464		
5869412	Suprasorb F Protect 15 x 20 cm	10		162465		
5869429	Suprasorb F Protect 20 x 30 cm	10		162466		
Folien in Rollen - unsteril						
Sekundäre Wundauflage zur Fixierung anderer Produkte (Saugkompressen etc)						
Wundschutz, verhindert das Eindringen von Bakterien und Feuchtigkeit, Wasserdampf und Sauerstoffaustausch jedoch möglich						
Selbsthaftende, transparente Polyurethan-Folien, durchlässig für Luft und Wasserdampf, undurchlässig für Bakterien und Flüssigkeit.						
3073442	Tegaderm Roll 10 m x 5 cm	1	CH	30586		
2052395	Opsite Flexifix Rolle 10 m x 5 cm	1	CH	16915		
3073459	Tegaderm Roll 10 m x 10 cm	1	CH	22186		
2630283	Suprasorb F unsteril 10 x 10 cm	1	CH	20468		
2052403	Opsite Flexifix Rolle 10 m x 10 cm	1	CH	62230		

3073465	Tegaderm Roll 10 m x 15 cm	1	CH	30588		
2630308	Suprasorb F unsteril 15 x 10 cm	1	CH	20469		
2052426	Opsite Flexifix Rolle 10 m x 15 cm	1	CH	62232		
3340877	Xtrata Perme-Roll 10 m x 10 cm	1	CH	30986		
3289455	Hydrofilm Rolle 2 m x 10 cm	1		137182		
3289432	Hydrofilm Rolle 10 m x 5 cm	1	CH	137184		
3289461	Hydrofilm Rolle 10 m x 10 cm	1	CH	137188		
3289449	Hydrofilm Rolle 10 m x 15 cm	1	CH	137189		
5817800	Hypafix transparent 2 m x 10 cm	1		182906		
5817846	Hypafix transparent 10 m x 5 cm	1		182907		
5817852	Hypafix transparent 10 m x 10 cm	1		182908		
5817875	Hypafix transparent 10 m x 15 cm	1		182909		
Hydrokolloide dünn und extradünn						
In allen Wundheilungsphasen						
gering bis mäßig saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethanfilm auf dem eine selbstklebende Masse, bestehend aus Elastomeren und Klebstoffen, stark quellenden Partikel (Gelatine oder Pektine) aufgebracht ist.						
1243928	Varihesive extra dünn 5 x 10 cm	10		62159		
2665413	Hydrocoll thin 7,5 x 7,5 cm	10		13211		
1243940	Varihesive extra dünn 7,5 x 7,5 cm	5		62152		
2219412	Hydrocoll thin 10 x 10 cm	10		13212		
1243934	Varihesive extra dünn 5 x 20 cm	10		62161		
1243957	Varihesive extra dünn 10 x 10 cm	5		62198		
2219429	Hydrocoll thin 15 x 15 cm	5		184757		
1243963	Varihesive extra dünn 15 x 15 cm	5		62146		
5095086	Suprasorb H dünn 5 x 5 cm	10		108860		
5095100	Suprasorb H dünn 5 x 10 cm	10		108861		
5095117	Suprasorb H dünn 5 x 20 cm	10		108862		
5095123	Suprasorb H dünn 10 x 10 cm	10		108863		
5095146	Suprasorb H dünn 15 x 15 cm	5		108864		
5095152	Suprasorb H dünn 20 x 20 cm	5		108865		
Hydrokolloide standard						
In allen Wundheilungsphasen						
gering bis mäßig saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethanfilm oder Schaumstoff auf dem eine selbstklebende Masse, bestehend aus Elastomeren und Klebstoffen, stark quellenden Partikel (Gelatine oder Pektine) aufgebracht ist.						
2665399	Hydrocoll 5 x 5 cm	10		184750		
2665407	Hydrocoll 7,5 x 7,5 cm	10		184751		
1526230	Hydrocoll 10 x 10 cm	10		184752		
1715149	Comfeel PL Flex 10 x 10 cm	10		62201		
2031039	Varihesive E 10 x 10 cm	10		62162		
1526247	Hydrocoll 15 x 15 cm	5		184753		
1213287	Varihesive E 15 x 15 cm	5		62194		
2032116	Hydrocoll 20 x 20 cm	5		184754		
1213293	Varihesive E 20 x 20 cm	3		62148		
1213301	Varihesive E 20 x 30 cm	3		62143		
5095040	Suprasorb H 10 x 10 cm	10		108830		
5095057	Suprasorb H 15 x 15 cm	5		108831		
5095063	Suprasorb H 20 x 20 cm	5		108832		
Hydrokolloide - adhäsiv						
In allen Wundheilungsphasen						
gering bis mäßig saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethanfilm oder Schaumstoff auf dem eine selbstklebende Masse, bestehend aus Elastomeren und Klebstoffen, stark quellenden Partikel (Gelatine oder Pektine) aufgebracht ist und zusätzlichem Kleberand.						
1519885	Varihesive E Border steril 10 x 10 cm	5		62149		
1519891	Varihesive E Border steril 14 x 14 cm	5		62150		
1519922	Varihesive E Border steril 20 x 20 cm	5		62155		
5095181	Suprasorb H Border 14 x 14 cm	5		108866		
Hydrokolloide - sakral						
In allen Wundheilungsphasen						
gering bis mäßig saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						

Polyurethanfilm oder Schaumstoff auf dem eine selbstklebende Masse, bestehend aus Elastomeren und Klebstoffen, stark quellenden Partikel (Gelatine oder Pektine) aufgebracht ist und zusätzlichem Kleberand.					
1721339	Comfeel Plus contouriert 9 x 11 cm	5		62153	
2640867	Hydrocoll sacral 12 x 18	5		184758	
5095169	Suprasorb H Sacrum 14 x 16 cm	5		108867	
Hydrokolloide - Ferse					
In allen Wundheilungsphasen					
gering bis mäßig saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Polyurethanfilm oder Schaumstoff auf dem eine selbstklebende Masse, bestehend aus Elastomeren und Klebstoffen, stark quellenden Partikel (Gelatine oder Pektine) aufgebracht ist und zusätzlichem Kleberand					
2625402	Hydrocoll Concave 8 x 12 cm	10		184759	
Hydrokolloide transparent					
In allen Wundheilungsphasen					
gering bis mäßig saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Polyurethanfilm auf dem eine selbstklebende Masse, bestehend aus Elastomeren und Klebstoffen, stark quellenden Partikel (Gelatine oder Pektine) aufgebracht ist. Dünn und transparent					
1442958	Comfeel Plus transparent 5 x 7 cm	10		62180	
2060199	Comfeel Plus transparent 5 x 15 cm	5		137243	
2835720	Comfeel Plus transparent 10 x 10 cm	10		137244	
1721380	Comfeel Plus transparent 5 x 25 cm	5		137245	
1442964	Comfeel Plus transparent 9 x 14 cm	10		62181	
2835737	Comfeel Plus transparent 15 x 15 cm	5		137246	
2835714	Comfeel Plus transparent 9 x 25 cm	5		62183	
1442970	Comfeel Plus transparent 15 x 20 cm	5		62182	
Schaumstoffe gering saugend, adhäsiv					
Mäßig bis stark exsudierende Wunden					
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend.					
Schaumstoffe mäßig saugend, adhäsiv					
Mäßig bis stark exsudierende Wunden					
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Selbsthaftend oder mit Kleberand					
1811278	Allevyn adhäsiv 7,5 x 7,5 cm	10		62324	
2575503	Suprasorb P adhäsiv 7,5 x 7,5 cm	10		20416	
2575526	Suprasorb P adhäsiv 10 x 10 cm	10		20417	
2315481	Biatain selbst-haftend 12,5 x 12,5 cm	10		31494	
1811284	Allevyn adhäsiv 12,5 x 12,5 cm	10		62297	
2575532	Suprasorb P adhäsiv 15 x 15 cm	5		20418	
2575549	Suprasorb P adhäsiv 15 x 20 cm	5		20419	
1811290	Allevyn adhäsiv 17,5 x 17,5 cm	10		62309	
2315498	Biatain selbst-haftend 18 x 18 cm	5		31495	
1811309	Allevyn adhäsiv 22,5 x 22,5	10		62325	
2855585	Tegaderm Foam adhäsiv 8,8 x 8,8 cm	10		33798	
2855591	Tegaderm Foam adhäsiv 10 x 11 cm	10		30668	
2855616	Tegaderm Foam adhäsiv 14,3 x 14,3 cm	10		22172	
2855622	Tegaderm Foam adhäsiv 14,3 x 15,6 cm	5		22173	
2855645	Tegaderm Foam adhäsiv 19 x 22,2 cm	5		22175	
2855651	Tegaderm Foam adhäsiv 13,97 x 13,97 cm	5		33799	
3379589	Tegaderm Foam adhäsiv 6,9 x 7,6 cm	10		30667	
3379572	Tegaderm Foam adhäsiv 6,9 x 6,9 cm	10		33797	
3462497	Biatain haftend 7,5 x 7,5 cm	10		31493	
Schaumstoffe stark saugend, adhäsiv					
Mäßig bis stark exsudierende Wunden					
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					

Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Selbsthaftend oder mit Kleberand						
5306867	PermaFoam Classic Border 10 x 10 cm	10		181710		
5306873	PermaFoam Classic Border 15 x 15 cm	10		181711		
Schaumstoffe mit Silber - antimikrobiell - adhäsiv			CH			
Mäßig bis stark exsudierende kritisch kolonisierte Wunden. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen.						
antimikrobielle Wirkung; gibt Silber in die Wunde ab						
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Selbsthaftend oder mit Kleberand; zusätzlich mit Silber						
3692731	Allevyn Ag adhäsiv 7,5 x 7,5 cm	10	CH	137206		
3692748	Allevyn Ag adhäsiv 12,5 x 12,5 cm	10	CH	137207		
3692754	Allevyn Ag adhäsiv 17,5 x 17,5 cm	10	CH	137208		
Schaumstoffe feuchtend mäßig saugend- adhäsiv - nicht kompatibel mit anderen Produkten!						
gering bis mäßig exudierende Wunden						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Hydropolymerer Verband mit Polyurethanfolie; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur – mit Kleberand						
4134016	HydroTac comfort 6,5 x 10 cm	10		109191		
4034504	HydroTac comfort 8 x 8 cm	10		109190		
4134039	HydroTac comfort 10 x 20 cm,	10		109193		
4034527	HydroTac comfort 12,5 x 12,5 cm	10		109192		
4134045	HydroTac comfort 15 x 15 cm	3		109194		
4134051	HydroTac comfort 15 x 20 cm	10		109195		
4034556	HydroTac comfort 20 x 20 cm	3		109196		
Schaumstoffe feuchtend mit Silber mäßig saugend - antimikrobiell - adhäsiv - nicht kompatibel mit anderen Produkten!			CH			
gering bis mäßig exudierende infizierte Wunden						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas; keimzahlreduzierende Wirkung – Silber wird nicht an die Wunde abgegeben						
Hydropolymerer Verband mit Polyurethanfolie; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur – mit Kleberand – zusätzlich mit Silber – wird nicht in die Wunde abgegeben						
Schaumstoffe mäßig saugend						
Mäßig bis stark exsudierende Wunden						
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend						
2575555	Suprasorb P non adhäsiv 5 x 5 cm	10		20405		
2705383	Allevyn non adhäsiv 5 x 5 cm	10		62295		
2575561	Suprasorb P non adhäsiv 7,5 x 7,5 cm	10		20406		
2575578	Suprasorb P non adhäsiv 10 x 10 cm	10		20407		
2315469	Biatain non adhäsiv 10 x 10 cm	10		62317		
2705408	Allevyn non adhäsiv 10 x 10 cm	10		62262		
2705414	Allevyn non adhäsiv 10 x 20 cm	10		62305		
2575584	Suprasorb P non adhäsiv 15 x 15 cm	5		20408		
2315475	Biatain non adhäsiv 15 x 15 cm	5		62318		

2575590	Suprasorb P non adhäsiv 15 x 20 cm	5		20409		
2344241	Biatain non adhäsiv 20 x 20 cm	5		31492		
2705420	Allevyn non adhäsiv 20 x 20 cm	10		62296		
2836027	Tegaderm Foam non adhäsiv 10 x 10 cm	10		22166		
2836056	Tegaderm Foam non adhäsiv 10 x 20 cm	5		22167		
2836062	Tegaderm Foam non adhäsiv 20 x 20 cm	5		22168		
3731678	Biatain non adhäsiv 5 x 7cm	10		31490		
3731661	Biatain non adhäsiv 10 x 20 cm	5		31491		
3394413	Askina Foam 10 x 10 cm	10		33782		
3394436	Askina Foam 10 x 20 cm	10		33783		
3394442	Askina Foam 20 x 20 cm	5		33784		
4180878	Suprasorb P+PHMB non adhäsiv 5 x 5 cm	10		34540		
4180909	Suprasorb P+PHMB non adhäsiv 10 x 10 cm	10		34542		
4180921	Suprasorb P+PHMB non adhäsiv 10 x 20 cm	5		34543		
4180915	Suprasorb P+PHMB non adhäsiv 15 x 15 cm	5		34544		
4397796	Suprasorb P+PHMB non adhäsiv 20 x 20 cm	5		34545		
5837719	Hyalo4 Non Adhesive Foam 5 x 5 cm	10		163513		
5837725	Hyalo4 Non Adhesive Foam 7,5 x 7,5 cm	10		163514		
5837731	Hyalo4 Non Adhesive Foam 10 x 10 cm	10		163515		
5837748	Hyalo4 Non Adhesive Foam 10 x 20 cm	10		163516		
5837754	Hyalo4 Non Adhesive Foam 20 x 20 cm	10		163517		
3394407	Askina Foam 7,5 x 7,5 cm	10		33781		
Schaumstoffe stark saugend						
Mäßig bis stark exsudierende Wunden						
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend						
4039163	AQUACEL Foam non adhäsiv 5 x 5 cm	10		31890		
4039186	AQUACEL Foam non adhäsiv 10 x 10 cm	10		31891		
4039192	AQUACEL Foam non adhäsiv 15 x 15 cm	5		31892		
4039217	AQUACEL Foam non adhäsiv 15 x 20 cm	5		31893		
4039200	AQUACEL Foam non adhäsiv 20 x 20 cm	5		31894		
4350168	AQUACEL Foam non adhäsiv 10 x 20 cm	5		34685		
5306821	PermaFoam Classic 10 x 10 cm	10		181706		
5306838	PermaFoam Classic 10 x 20 cm	10		13047		
5306844	PermaFoam Classic 15 x 15 cm	10		181708		
5306850	PermaFoam Classic 20 x 20 cm	10		13049		
Schaumstoffe mit Silber - antimikrobiell			CH			
Mäßig bis stark exsudierende kritisch kolonisierte Wunden. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen.						
antimikrobielle Wirkung; gibt Silber in die Wunde ab						
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend, zusätzlich mit Silber						
3731715	Biatain Ag non adhäsiv 10 x 10 cm	5	CH	17689		
3731744	Biatain Ag non adhäsiv 10 x 20 cm	5	CH	18754		
3731767	Biatain Ag non adhäsiv 20 x 20 cm	5	CH	18755		
3731773	Biatain Ag non adhäsiv 15 x 15 cm	5	CH	17690		
3731655	Biatain Ag non adhäsiv 5 x 7cm	5	CH	31497		
3692760	Allevyn Ag non adhäsiv 5 x 5 cm	10	CH	137203		
3692777	Allevyn Ag non adhäsiv 10 x 10 cm	10	CH	137204		
3692783	Allevyn Ag non adhäsiv 20 x 20 cm	10	CH	137205		
4154094	Aquacel Ag Foam non adhäsiv 5 x 5 cm	10	CH	137226		
4154102	Aquacel Ag Foam non adhäsiv 10 x 10 cm	10	CH	137227		
4154119	Aquacel Ag Foam non adhäsiv 15 x 15 cm	5	CH	137228		
4154125	Aquacel Ag Foam non adhäsiv 20 x 20 cm	5	CH	137230		
Schaumstoffe feuchtend mäßig bis stark saugend - nicht kompatibel mit anderen Produkten!						
mäßig bis stark exsudierende Wunden						

ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Schaumstoff mit Wirksubstanzen						
3042507	Polymem non adhäsiv 10 x 10 cm	15		30537		
3042513	Polymem non adhäsiv 13 x 13cm	15		30558		
3042536	Polymem non adhäsiv 17 x 19cm	15		30559		
4034444	HydroTac 6 cm rund	10		109170		
4034467	HydroTac 10 x 10 cm	10		109171		
4034473	HydroTac 10 x 20 cm	3		109174		
4133956	HydroTac 12,5 x 12,5 cm	10		109172		
4133979	HydroTac 15 x 15 cm	3		109173		
4133985	HydroTac 15 x 20 cm	10		109175		
4034496	HydroTac 20 x 20 cm	3		109176		
4134105	HydroTac concave 18 x 18,5 cm	10		109181		
3042631	Polymem Max 11 x 11 cm	10		30552		
3595324	Polymem Max 20 x 20 cm	5		30551		
Schaumstoffe feuchtend mit Silber – keimzahlreduzierend – nicht kompatibel mit anderen Produkten!					CH	
gering bis mäßig exudierende infizierte Wunden						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas; keimzahlreduzierende Wirkung – Silber wird nicht an die Wunde abgegeben						
Hydropolymerer Verband mit Polyurethanfolie; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur – nicht klebend – zusätzlich mit Silber – wird nicht in die Wunde abgegeben						
3042602	Polymem non adhäsiv Silber 10,8 x 10,8 cm	15	CH	30548		
3595301	Polymem Max non adhäsiv Silber 10 x 10 cm	8	CH	30550		
Schaumstoffe sakral						
Mäßig bis stark exsudierende Wunden						
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend oder mit Kleberand						
2394747	Allevyn Sacrum 17 x 17cm	10		62322		
2620994	Biatain Sacrum 17 x 17 cm	5		16461		
3063202	Suprasorb P Sacrum	5		20415		
2203730	Allevyn Sacrum 22 x 22 cm	10		62310		
2399940	Biatain Sacrum 23 x 23 cm	5		62319		
Schaumstoffe stark saugend - sakral						
Mäßig bis stark exsudierende Wunden						
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend oder mit Kleberand						
5306910	PermaFoam Classic sacral 18 x 18 cm	10		181713		
5306927	PermaFoam Classic sacral 22,5 x 22,5 cm	10		181714		
Schaumstoffe feuchtend mäßig saugend - Sonderformen - nicht kompatibel mit anderen Produkten!						
gering bis mäßig exudierende Wunden						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Hydropolymerer Verband mit Polyurethanfolie; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur – mit Kleberand						
4134068	HydroTac sacral 18 x 18 cm	3		109250		
4134074	HydroTac sacral 18 x 18 cm	10		109251		
4134080	HydroTac sacral 22 x 22 cm	3		109252		

Schaumstoffe sakral mit Silber - antimikrobiell			CH		
Mäßig bis stark exsudierende kritisch kolonisierte Wunden. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen.					
antimikrobielle Wirkung; gibt Silber in die Wunde ab					
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend; zusätzlich mit Silber					
3847760	Mepilex Border Sacrum Ag 18 x 18 cm	5	CH	31847	
3847777	Mepilex Border Sacrum Ag 23 x 23 cm	5	CH	31848	
Schaumstoffe mäßig saugend - Ferse					
Mäßig bis stark exsudierende Wunden					
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend oder mit Kleberand					
2203724	Allevyn Heel 10,5 x 13,5 cm	5		62303	
3155772	Askina Heel	5		31879	
5306896	PermaFoam Classic Concave 16,5 x 18 cm	10		181712	
5559634	Suprasorb P heel	5		180040	
5837702	Hyalo4 Non Adhesive Foam Heel	5		163508	
Schaumstoffe feuchtend mit Silber - sakral - keimzahlreduzierend - nicht kompatibel mit anderen Produkten!			CH		
gering bis mäßig exudierende infizierte Wunden					
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas; keimzahlreduzierende Wirkung – Silber wird nicht an die Wunde abgegeben					
Hydropolymerer Verband mit Polyurethanfolie; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; Wundseitig mittelporige offene Struktur – mit Kleberand – zusätzlich mit Silber – wird nicht in die Wunde abgegeben					
Schaumstoffe mit Silber - Ferse - antimikrobiell			CH		
Mäßig bis stark exsudierende kritisch kolonisierte Wunden. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen.					
antimikrobielle Wirkung; gibt Silber in die Wunde ab					
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend oder mit Kleberand; zusätzlich mit Silber					
Schaumstoffe - Tracheo					
Mäßig bis stark exsudierende Wunden					
gering bis stark saugend; Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Polyurethan-Weichschaum mit keimdichter Abdeckung, saugend mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein. Nicht klebend oder mit Kleberand					
5306933	PermaFoam Classic Tracheostomy 8 x 8 cm	10		181715	
5683280	Suprasorb P sensitive tracheo 10 x 9 cm	10		146244	
Schaumstoffe feuchtend stark saugend - Cavity - nicht kompatibel mit anderen Produkten!					
zum Auffüllen tiefer Wunden. Die zusätzliche Verwendung von Schaumstoffen zur Abdeckung ist unökonomisch. Bei starker Sekretion ist als Sekundärverband eine Saugkompressen zu verwenden.					
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas					
Hydropolymerer Wundfüller; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur					

3042648	Polymem Wic Cavity 8 x 8 cm	10		30556		
Schaumstoffe feuchtend mit Silber - Cavity – keimzahlreduzierend – nicht kompatibel mit anderen Produkten!			CH			
zum Auffüllen tiefer Wunden. Die zusätzliche Verwendung von Schaumstoffen zur Abdeckung ist unökonomisch. Bei starker Sekretion ist als Sekundärverband eine Saugkomresse zu verwenden.						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas; keimzahlreduzierende Wirkung – Silber wird nicht an die Wunde abgegeben						
Hydropolymerer Wundfüller; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur – zusätzlich mit Silber – wird nicht in die Wunde abgegeben						
3042619	Polymem Wic Cavity Silber 8 x 8 cm	10	CH	30553		
Schaumstoffe feuchtend – Tracheo - nicht kompatibel mit anderen Produkten!						
gering bis mäßig exudierende Wunden						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen, Alginaten, Hydrofaser etc.) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen und hat somit keinen Vorteil gegenüber kostengünstigeren Schaumstoffen. Aufrechterhalten eines ideal feuchten Wundklimas						
Hydropolymerer Verband mit Polyurethanfolie; zusätzlich integrierte Wirksubstanzen; wundseitig mittelporige offene Struktur – nicht klebend						
Schaumstoffe feuchtend Tamponade mit Silber - keimzahlreduzierend - nicht kompatibel mit anderen Produkten			CH			
(infizierte) Fistelgänge und unterminierende Wunden						
ACHTUNG: in Verbindung mit anderen Produkten (z.B. Gelen) kommt die feuchtende Wirkung nicht zum Tragen; keimzahlreduzierende Wirkung - Silber wird nicht an die Wunde abgegeben.						
Hydropolymerer Wundfüller, mittelporige offene Struktur, kann zusätzlich vollständig aus der Wunde entfernt werden.						
3374221	Polymem WIC Silver Rope 1 x 35 cm	6	CH	30557		
Schaumstoffe mit Beschichtung gering saugend						
Schaumverband für nicht bis leicht exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut.						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, gering saugend						
dünner, beschichteter Schaumverband						
2829889	Mepilex lite 6 x 8,5 cm	5		19408		
2829903	Mepilex lite 10 x 10 cm	5		19409		
2829932	Mepilex lite 15 x 15 cm	5		19415		
4747167	Cutimed Siltec L 5 x 6 cm	10		137231		
4747173	Cutimed Siltec L 10 x 10 cm	10		137232		
5136187	Suprasorb P Sensitiv non-border 5 x 5 cm	10		139350		
5136230	Suprasorb P Sensitiv non-border 7,5 x 7,5 cm	10		139455		
5136193	Suprasorb P Sensitiv non-border 10 x 10 cm	10		139351		
5136201	Suprasorb P Sensitiv non-border 10 x 20 cm	10		139352		
5136218	Suprasorb P Sensitiv non-border 15 x 15 cm	10		139353		
5136247	Suprasorb P Sensitiv non-border 15 x 20 cm	10		139456		
5136224	Suprasorb P Sensitiv non-border 20 x 20 cm	10		139354		
5837820	Hyalo4 Adhesive Foam Lite 7,5 x 7,5 cm	10		163523		
5837837	Hyalo4 Adhesive Foam Lite 10 x 10 cm	10		163524		
5837843	Hyalo4 Adhesive Foam Lite 10 x 20 cm	10		163525		
Schaumstoffe mit Beschichtung mäßig bis stark saugend						
Schaumverband für mäßig bis stark exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut.						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig bis stark saugend						

beschichteter, absorbierender Schaumverband						
2211801	Mepilex Silikonverband 10 x 10 cm	5		62167		
2211818	Mepilex Silikonverband 10 x 20 cm	5		62170		
2211824	Mepilex Silikonverband 15 x 15 cm	5		62166		
2211830	Mepilex Silikonverband 20 x 20 cm	5		24369		
3837112	Askina DresSil 10 x 10 cm	10		184501		
3837164	Askina DresSil 20 x 20 cm	5		183094		
4012017	Mepilex Silikonverband 5 x 5 cm	5		31846		
5290497	Biatain Silicone Non-Border 5 x 7,5 cm	10		163934		
5290505	Biatain Silicone Non-Border 7,5 x 7,5 cm	10		163936		
5290511	Biatain Silicone Non-Border 10 x 10 cm	10		163937		
5290534	Biatain Silicone Non-Border 10 x 20 cm	5		163940		
5290528	Biatain Silicone Non-Border 12,5 x 12,5 cm	10		163939		
5290540	Biatain Silicone Non-Border 15 x 15 cm	5		163941		
5290557	Biatain Silicone Non-Border 20 x 20 cm	5		163942		
5837760	Hyalo4 Adhesive Foam 5 x 5 cm	10		163518		
5837777	Hyalo4 Adhesive Foam 7,5 x 7,5 cm	10		163519		
5837783	Hyalo4 Adhesive Foam 10 x 10 cm	10		163520		
5837808	Hyalo4 Adhesive Foam 10 x 20 cm	10		163521		
5837814	Hyalo4 Adhesive Foam 20 x 20 cm	10		163522		
5895579	Mepilex Up 5 x 5 cm	5		181700		
5900122	Mepilex Up 10 x 10 cm	10		181701		
5900599	Mepilex Up 10 x 20 cm	10		181702		
5900607	Mepilex Up 15 x 15 cm	10		181703		
5900613	Mepilex Up 20 x 20 cm	10		181704		
5900636	Mepilex Up 20 x 50 cm	2		181705		
Schaumstoffe mit Beschichtung gering saugend- adhäsiv						
Schaumverband für nicht bis leicht exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut.						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, gering saugend, selbsthaftend						
Selbsthaftender dünner beschichteter Schaumverband						
3946485	Allevyn Gentle Border Lite 5 x 5 cm	10		39707		
3946539	Allevyn Gentle Border Lite 5,5 x 12 cm	10		137252		
3946491	Allevyn Gentle Border Lite 7,5 x 7,5 cm	10		106164		
3946545	Allevyn Gentle Border Lite 8 x 15 cm	10		137253		
3946516	Allevyn Gentle Border Lite 10 x 10 cm	10		39708		
4020465	Allevyn Gentle Border Lite 10 x 20 cm	10		39709		
3946568	Allevyn Gentle Border Lite 15 x 15 cm	10		106165		
4020442	Allevyn Gentle Border Lite oval 8,6 x 7,7 cm	10		137254		
4020459	Allevyn Gentle Border Lite oval 13,1 x 15,2 cm	10		137255		
4020471	Allevyn Gentle Border Lite Multisite 8 x 8,4 cm	10		137256		
3954266	Biatain Silicone Lite 7,5 x 7,5 cm	10		33702		
3954272	Biatain Silicone Lite 10 x 10 cm	10		33703		
3954289	Biatain Silicone Lite 12,5 x 12,5 cm	10		33704		
4371526	Biatain Silicone Lite 5 x 5 cm	5		109998		
4371532	Biatain Silicone Lite 5 x 12,5 cm	5		109999		
3067795	Mepilex Border Flex Lite 4 x 5 cm	10		157210		
3067826	Mepilex Border Flex Lite 5 x 12,5 cm	5		157211		
3067849	Mepilex Border Flex Lite 7,5 x 7,5 cm	5		157212		
3067861	Mepilex Border Flex Lite 10 x 10 cm	5		157213		
3067884	Mepilex Border Flex Lite 15 x 15 cm	5		157214		
5837926	Hyalo4 Adhesive Foam Border Lite 5 x 5 cm	10		163531		
5837932	Hyalo4 Adhesive Foam Border Lite 7,5 x 7,5 cm	10		163532		
5837949	Hyalo4 Adhesive Foam Border Lite 10 x 10 cm	10		163533		
5837955	Hyalo4 Adhesive Foam Border Lite 15 x 15 cm	10		163534		
5973486	Suprasorb P SensiFlex border lite 5 x 5 cm	10		401102		
5973492	Suprasorb P SensiFlex border lite 5 x 10 cm	10		401103		
5973517	Suprasorb P SensiFlex border lite 7,5 x 8,5 cm	10		401105		
5973575	Suprasorb P SensiFlex border lite 9 x 15 cm	10		401110		
5973500	Suprasorb P SensiFlex border lite 10 x 10 cm	10		401104		
5907182	Suprasorb P SensiFlex border lite 10 x 20 cm	10		400203		
5907153	Suprasorb P SensiFlex border lite 15 x 15 cm	10		400201		
5907213	Suprasorb P SensiFlex border lite 15 x 20 cm	10		400205		
5907265	Suprasorb P SensiFlex Multisite border lite 7,5 x 9,5 cm	10		400209		
Schaumstoffe mit Beschichtung mäßig bis stark saugend- adhäsiv						

Schaumverband für mäßig bis stark exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut.						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig bis stark saugend, selbsthaftend						
Selbsthaftender beschichteter Schaumverband						
3748070	Allevyn Gentle Border 7,5 x 7,5 cm	10		31896		
3748087	Allevyn Gentle Border 12,5 x 12,5 cm	10		31897		
3748093	Allevyn Gentle Border 17,5 x 17,5 cm	10		137257		
3858901	Askina DresSil Border 10 x 10 cm	10		184505		
3967406	Allevyn Gentle Border 10 x 20 cm	10		137258		
3971773	Allevyn Gentle Border Multisite	10		137259		
4039223	AQUACEL Foam adhäsiv 10 x 10 cm	10		31863		
4039246	AQUACEL Foam adhäsiv 12,5 x 12,5 cm	10		31864		
4039252	AQUACEL Foam adhäsiv 17,5 x 17,5 cm	10		31865		
4039269	AQUACEL Foam adhäsiv 21 x 21 cm	5		31866		
4039298	AQUACEL Foam adhäsiv 25 x 30 cm	5		31867		
4153947	AQUACEL Foam adhäsiv 8 x 8 cm	10		32729		
3813407	Biatain Silicone 7,5 x 7,5 cm	10		31499		
3813666	Biatain Silicone 10 x 10 cm	10		31526		
4249535	Biatain Silicone 12,5 x 12,5 cm	10		34625		
3813672	Biatain Silicone 15 x 15 cm	5		31527		
4249541	Biatain Silicone 17,5 x 17,5 cm	5		34626		
4252282	Mepilex Border Flex 13 x 16 cm	5		137115		
4252299	Mepilex Border Flex 15 x 19 cm	5		137116		
4062386	Allevyn Life 12,9 x 12,9 cm	10		39703		
4062392	Allevyn Life 15,4 x 15,4 cm	10		106166		
4062400	Allevyn Life 21 x 21 cm	10		39704		
4350139	AQUACEL Foam adhäsiv 8 x 13 cm	10		34679		
4349857	AQUACEL Foam adhäsiv 10 x 20 cm	5		34680		
4350010	AQUACEL Foam adhäsiv 10 x 25 cm	5		34681		
4350027	AQUACEL Foam adhäsiv 10 x 30 cm	5		34682		
4494921	Biatain Silicone 10 x 20 cm	5		137263		
4494938	Biatain Silicone 10 x 30 cm	5		137265		
4494973	Biatain Silicone Multishape 14 x 19,5 cm	5		137264		
4802268	Mepilex Border Flex 7,5 x 7,5 cm	10		152637		
4802274	Mepilex Border Flex 10 x 10 cm	10		152638		
4802280	Mepilex Border Flex 15 x 15 cm	10		155169		
4802297	Mepilex Border Flex 15 x 20 cm	10		155204		
4871996	Cutimed Siltec B 10 x 10 cm	10		183136		
4872056	Cutimed Siltec B 10 x 22,5 cm	10		183137		
4872004	Cutimed Siltec B 12,5 x 12,5 cm	10		183138		
4872010	Cutimed Siltec B 15 x 15 cm	10		183139		
4872027	Cutimed Siltec B 17,5 x 17,5 cm	5		183140		
4872033	Cutimed Siltec B 22,5 x 22,5 cm	5		183141		
4872062	Cutimed Siltec B oval 10 x 7cm	10		183142		
5175477	Cutimed Siltec B oval 13 x 16cm	5		183143		
5136081	Suprasorb P Sensitive border 12,5 x 12,5 cm	10		168062		
5683274	Suprasorb P sensitive border 30 x 10 cm	5		146240		
5837866	Hyalo4 Adhesive Foam Border 7,5 x 7,5 cm	10		163526		
5837872	Hyalo4 Adhesive Foam Border 10 x 10 cm	10		163527		
5837889	Hyalo4 Adhesive Foam Border 15 x 15 cm	10		163528		
5837895	Hyalo4 Adhesive Foam Border 10 x 20 cm	10		163530		
5837903	Hyalo4 Adhesive Foam Border 20 x 20 cm	10		163529		
5361091	Cutimed Siltec Sorbact B 7,5 x 7,5 cm	10		169949		
5361116	Cutimed Siltec Sorbact B 10 x 10 cm	10		182432		
5361139	Cutimed Siltec Sorbact B 12,5 x 12,5 cm	10		169950		
5361145	Cutimed Siltec Sorbact B 15 x 15 cm	10		169951		
5361151	Cutimed Siltec Sorbact B 17,5 x 17,5 cm	5		169952		
5361168	Cutimed Siltec Sorbact B 22,5 x 22,5 cm	5		169953		
5361174	Cutimed Siltec Sorbact B 7 x 10 cm oval	10		182433		
5361180	Cutimed Siltec Sorbact Sacrum B 17,5 x 17,5 cm	5		183027		
5361197	Cutimed Siltec Sorbact Sacrum B 23 x 23 cm	5		183031		
5973523	Suprasorb P SensiFlex border 5 x 5 cm	10		401106		
5973463	Suprasorb P SensiFlex border 7,5 x 8,5 cm	10		401101		
5973457	Suprasorb P SensiFlex border 10 x 10 cm	10		401100		
5973569	Suprasorb P SensiFlex border 12,5 x 12,5 cm	10		401109		
5907130	Suprasorb P SensiFlex border 15 x 15 cm	10		400200		
5907199	Suprasorb P SensiFlex border 15 x 20 cm	10		400204		
5907176	Suprasorb P SensiFlex border 20 x 20 cm	10		400202		

5907236	Suprasorb P SensiFlex border 30 x 10 cm	5		400206		
5907242	Suprasorb P SensiFlex Multisite border 7,5 x 9,5 cm	10		400207		
5907271	Suprasorb P SensiFlex Multisite border 12 x 15 cm	10		400210		
5907259	Suprasorb P SensiFlex Multisite border 16 x 20 cm	10		400208		
Schaumstoffe mit Beschichtung mit Silber - antimikrobiell - adhäsiv			CH			
Schaumverband für mäßig exudierende kritisch kolonisierte Wunden. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen.						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig saugend, antimikrobielle Wirkung; gibt Silber in die Wunde ab						
beschichteter, absorbierender Schaumverband; zusätzlich mit Silber, mit Hafrand						
3847719	Mepilex Border Ag 7,5 x 7,5 cm	5	CH	31633		
3847725	Mepilex Border Ag 10 x 10 cm	5	CH	31634		
3847731	Mepilex Border Ag 15 x 15 cm	5	CH	31635		
3847748	Mepilex Border Ag 15 x 20 cm	5	CH	31636		
Schaumstoffe haftend d. Beschichtung mäßig saugend - Cavity						
Zur Abdeckung großer (tiefer) Wunddefekte (Sekundärverband erforderlich)						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig saugend und Exudat an einen Sekundärverband abgebend						
dünner, durchlässiger beschichteter Schaumverband						
Schaumstoffe haftend d. Beschichtung mäßig saugend - sakral						
Schaumverband für mäßig exudierende Wunden zur Versorgung am Sacrum						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig saugend						
beschichteter, absorbierender Schaumverband						
4039281	AQUACEL Foam sacral adhäsiv 20 x 16,9 cm	5		31869		
4137115	Allevyn Life Sacrum 17,2 x 17,5 cm	10		39705		
4137121	Allevyn Life Sacrum 21,6 x 23 cm	10		39706		
4350151	AQUACEL Foam adhäsiv sacral 24 x 21,5 cm	5		34683		
4870956	Mepilex Border Sacrum 16 x 20 cm	5		152639		
4870962	Mepilex Border Sacrum 22 x 25 cm	5		152640		
5136253	Suprasorb P Sensitiv Sacrum 17 x 17,5 cm	10		139355		
5136299	Suprasorb P Sensitiv Sacrum 23 x 23 cm	10		139556		
5838009	Hyalo4 Adhesive Foam Sacral 18 x 18,5 cm	10		163507		
Schaumstoffe haftend d. Beschichtung mäßig saugend - Ferse						
Schaumverband für die Ferse; für mäßig exudierende Wunden, geeignet für empfindliche vorgeschädigte Haut						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig saugend						
beschichteter, absorbierender Schaumverband						
3136680	Mepilex Heel 13 x 20 cm	5		30597		
4039275	AQUACEL Foam Heel adhäsiv 19,8 x 14 cm	5		31868		
4871967	Cutimed Siltec Plus Heel 16 x 24 cm	5		183144		
5136276	Suprasorb P Sensitiv Heel 23,5 x 25 cm	10		139356		
Schaumstoffe mit Ibuprofen			CH			
Mäßig bis stark exsudierende schmerzhafte Wunden						
schmerzlindernde Wirkung						
Polyurethan-Weichschaum mit Polyurethanfolie, saugen mittels Kapillarkraft ohne Formveränderung (geben Flüssigkeit unter Druck wieder ab) oder expandieren (Hydropolymere); zusätzlich kann ein Superabsorber eingelagert sein; Wundseitig sehr feinporig oder thermisch geglättet; nicht klebend, selbsthaftend oder mit Kleberand; zusätzlich mit Ibuprofen;						
3151805	Biatain Ibu non adhäsiv 10 x 10 cm	5	CH	23733		
3150102	Biatain Ibu non adhäsiv 10 x 20 cm	5	CH	137266		
3150148	Biatain Ibu soft hold 10 x 20 cm	5	CH	137270		
3150119	Biatain Ibu non adhäsiv 15 x 15 cm	5	CH	137267		
3150125	Biatain Ibu non adhäsiv 20 x 20 cm	5	CH	137268		
3731649	Biatain Ibu non adhäsiv 5 x 7cm	5	CH	137269		
Schaumstoffe offenporig						
Konditionierung von Wundflächen vor Hauttransplantation; zur Wundreinigung und Granulationsanregung						

Haftet in der Granulationsphase am Wundgrund (bis hin zum Einwachsen von Kapillaren); beim Entfernen wird Granulationsgewebe mitgerissen und es bleibt eine stark blutender Granulationsrasen erhalten						
Polyurethan- oder Polyvinylalkohol-Schaumstoff mit offenerporiger Oberfläche						
3145213	Ligasano steril weiß 15 x 10 x 1 cm	10		12979		
1699462	Ligasano steril weiß 24 x 16 x 1 cm	10		12980		
2605747	Ligasano steril weiß 15 x 10 x 1 cm	140	CH	183145		
2605753	Ligasano steril weiß 24 x 16 x 1 cm	70	CH	183146		
3619036	Ligasano steril weiß 5 x 5 x 1 cm	10		183147		
3619042	Ligasano steril weiß 10 x 10 x 1 cm	10		31857		
5620055	Ligasano steril weiß 5 x 5 x 1 cm	40		183148		
5620948	Ligasano steril weiß 10 x 10 x 1 cm	20		183149		
5620032	Ligasano steril weiß 1 m x 1,5 x 0,4 cm	28		183150		
Schaumstoffe haftend d. Beschichtung mit Silber - antimikrobiell			CH			
Schaumverband für mäßig exudierende kritisch kolonisierte Wunden. Eine Anwendung als Prophylaxe und im Rahmen von infizierten Wunden ist aus ökonomischen Gründen nicht vorgesehen.						
atraumatisch durch Anti-Haftbeschichtung, mäßig saugend, antimikrobielle Wirkung; gibt Silber in die Wunde ab						
beschichteter, absorbierender Schaumverband; zusätzlich mit Silber						
3627254	Mepilex Ag 10 x 10 cm	5	CH	30421		
3627260	Mepilex Ag 10 x 20 cm	5	CH	30422		
3627277	Mepilex Ag 15 x 15 cm	5	CH	30423		
3627283	Mepilex Ag 20 x 20	5	CH	30424		
Kollagen - neutral			CH			
stagnierende chronische Wunden						
vollständige Resorption; soll die Synthese von körpereigenem Kollagen im Wundgebiet stimulieren; Granulation und Epithelialisierung sollen beschleunigt werden						
Schwammartige Wundauflage aus tierischem Kollagen, mit/ohne ORC						
2609231	Promogran 28 cm ²	10	CH	16790		
2609248	Promogran 123 cm ²	10	CH	16791		
3087533	Promogran Prisma mit Silber 28 cm ²	10	CH	20880		
3087556	Promogran Prisma mit Silber 123 cm ²	10	CH	21938		
4872079	Cutimed Epiona 5 x 5 cm	10	CH	152681		
4872085	Cutimed Epiona 10 x 10 cm	10	CH	152682		
antimikrobielle Produkte mit Jod			CH			
kritisch kolonisierte und infizierte Wunden						
empfohlene Anwendungsdauer maximal 14 Tage						
keimzahlreduzierend, mikrobizid						
flüssige Hyaluronsäure mit Trijodid, Salbenverband mit Polyvidon-Iod, Wundsalbe mit Cadexomer-Jod						
3706829	Hyiodine 50 g	1	CH	31220		
1861164	Inadine 5 x 5 cm	25	CH	62377		
1861187	Inadine 9,5 x 9,5 cm	10	CH	62376		
saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit Zellulose verpresst, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm² Saugkern						
stark exudierende Wunden						
die aufgenommene Flüssigkeit wandelt den Superabsorber in ein Gel um, wird somit gebunden und wird auch unter Druck nicht freigegeben						
Saugmedium 50% Zellulose, 50% Superabsorber +/- 10%						
3467980	Curea P1 7,5 x 7,5 cm	25		31203		
3468005	Curea P1 10 x 10 cm	25		31204		
3468028	Curea P1 10 x 20 cm	25		31205		
3468057	Curea P1 10 x 30 cm	25		31206		
3468092	Curea P1 20 x 20 cm	25		31207		
3468123	Curea P1 20 x 30 cm	25		31208		
2608444	Cutimed Sorbion Sachet S 7,5 x 7,5 cm	50	CH	31290		
2949808	Cutimed Sorbion Sachet S 7,5 x 7,5 cm	25		61136		
2949783	Cutimed Sorbion Sachet S 12 x 5 cm	50	CH	137271		
2949777	Cutimed Sorbion Sachet S 12 x 5 cm	25		137272		
2949820	Cutimed Sorbion Sachet S 10 x 10 cm	50	CH	31291		
2949814	Cutimed Sorbion Sachet S 10 x 10 cm	25		13627		

2949702	Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 10 cm	50	CH	137273		
2949694	Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 10 cm	25		108697		
3995644	Cutimed Sorbion Sachet S 15 x 15 cm	25		137274		
3995650	Cutimed Sorbion Sachet S 15 x 15 cm	50	CH	137275		
2949748	Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 20 cm	50	CH	31293		
2949731	Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 20 cm	25		13628		
2949760	Cutimed Sorbion Sachet S 30 x 20 cm	50	CH	31876		
2949754	Cutimed Sorbion Sachet S 30 x 20 cm	25	CH	31875		
2608438	Cutimed Sorbion Sachet S 18 x 10 cm	50	CH	31292		
2949688	Cutimed Sorbion Sachet S 18 x 10 cm	25		61138		
2949671	Cutimed Sorbion Sachet S Drainage 10 x 10 cm	50	CH	31289		
2949665	Cutimed Sorbion Sachet S Drainage 10 x 10 cm	25		13632		
4050058	Cutimed Sorbion Sachet Multi Star 8 cm	10		137276		
4050064	Cutimed Sorbion Sachet Multi Star 14 cm	10		137286		
4550743	Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25 cm	10	CH	136978		
4600441	Resposorb Super 10 x 10 cm	10		109154		
4600458	Resposorb Super 10 x 20 cm	10		109156		
4600464	Resposorb Super 15 x 20 cm	10		109157		
4600470	Resposorb Super 20 x 25 cm	10	CH	109158		
4600487	Resposorb Super 20 x 40 cm	10	CH	109159		
4805999	Vliwazell Pro 10 x 10 cm	10		109460		
4828026	Vliwazell Pro 10 x 20 cm	10		109461		
4828032	Vliwazell Pro 15 x 20 cm	10		109462		
4828049	Vliwazell Pro 20 x 25 cm	10		109463		
4828055	Vliwazell Pro 20 x 40 cm	10		109464		
4600441	RespoSorb Super 10 x 10 cm	10		109154		
4600458	RespoSorb Super 10 x 20 cm	10		109156		
4600464	RespoSorb Super 15 x 20 cm	10		109157		
4600470	RespoSorb Super 20 x 25 cm	10	CH	109158		
5891334	RespoSorb Super 20 x 60 cm	10	CH	183152		
Superabsorbierende Wundauflagen adhäsiv						
stark exudierende Wunden						
stark absorbierend						
Wundauflage bestehend aus superabsorbierenden Partikeln oder Fasern mit Zellulose und/oder stark absorbierenden Stoffen - auch beschichtet - adhäsiv						
5682300	Cutimed Sorbion Border 10 x 10 cm	10		163943		
5682317	Cutimed Sorbion Border oval 9 x 11 cm	10		163947		
5682292	Cutimed Sorbion Border 10 x 23 cm	10		163946		
5682286	Cutimed Sorbion Border 15 x 15 cm	10		163944		
5682257	Cutimed Sorbion Border 20 x 20 cm	10		163945		
5682263	Cutimed Sorbion Border Sacrum 19,5 x 22 cm	10		163948		
5891185	RespoSorb Silicone Border 8 x 8cm, P 10	10		182890		
5891156	RespoSorb Silicone Border 10 x 10 cm, P 10	10		183287		
5891162	RespoSorb Silicone Border 12,5 x 12,5 cm, P 10	10		183288		
5891191	RespoSorb Silicone Border 15 x 15 cm, P 10	10		182891		
5891179	RespoSorb Silicone Border 17,5 x 17,5 cm, P 10	10		183289		
5891216	RespoSorb Silicone Border 20 x 20 cm, P 10	10		182892		
5891222	RespoSorb Silicone Border 16 x 26 cm, P 10	10		182893		
5891268	RespoSorb Silicone Border Sacrum 18 x 18 cm, P 10	10		182894		
5891274	RespoSorb Silicone Border Sacrum 23 x 23 cm, P 10	10		182895		
5891297	RespoSorb Silicone Border Oval 13 x 15,5 cm, P 10	10		182896		
5891311	RespoSorb Silicone Border oval 23 x 13 cm, P 10	10		182897		
5891328	RespoSorb Silicone Border Heel 25 x 25 cm, P 10	10		182898		
saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit geringem Zelluloseanteil, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm² Saugkern						
stark exudierende Wunden						
die aufgenommene Flüssigkeit wandelt den Superabsorber in ein Gel um, wird somit gebunden und wird auch unter Druck nicht freigegeben						
Saugmedium Superabsorber mit max. 40% Zelluloseanteil						
4801547	Drymax Extra soft 10 x 10 cm	25		30540		
4801553	Drymax Extra soft 10 x 20 cm	25		153438		
4801576	Drymax Extra soft 20 x 20 cm	25		153578		
4801582	Drymax Extra soft 20 x 30 cm	25	CH	152579		
4003952	Eclipse 10 x 10 cm	20		137239		
4003946	Eclipse 15 x 15 cm	20		137240		

4003923	Eclipse 20 x 30 cm	20	CH	137241		
4801151	Eclipse Contour 51 x 30 cm	10	CH	137242		
4802452	Mextra Superabsorbent 10 x 10 cm	10		137013		
4802469	Mextra Superabsorbent 10 x 15 cm	10		137014		
4802475	Mextra Superabsorbent 10 x 20 cm	10		137015		
4802481	Mextra Superabsorbent 15 x 20 cm	10		137016		
4802498	Mextra Superabsorbent 20 x 25 cm	10	CH	137017		
4802506	Mextra Superabsorbent 20 x 30 cm	10	CH	137018		
4802512	Mextra Superabsorbent 20 x 40 cm	10	CH	137130		
saugstarke Wundauflage, Superabsorber mit Zellulose verpresst, mit nicht verklebender Wundkontaktschichte, Absorption mehr als 150g genormte Prüflösung/100cm² Saugkern						
stark exudierende Wunden						
die aufgenommene Flüssigkeit wandelt den Superabsorber in ein Gel um, wird somit gebunden und wird auch unter Druck nicht freigegeben						
Saugmedium 50% Zellulose, 50% Superabsorber +/- 10% mit nicht verklebender Wundkontaktschicht						
4375151	Vliwasorb Pro 12,5 x 12,5 cm	10		32641		
4375168	Vliwasorb Pro 12,5 x 22,5 cm	10		32642		
4375174	Vliwasorb Pro 22 x 22 cm	10	CH	32643		
4375180	Vliwasorb Pro 22 x 32 cm	10	CH	32644		
5398094	Vliwasorb sensitive 7,5 x 7,5 cm	10		141820		
5398102	Vliwasorb sensitive 12,5 x 12,5 cm	10		141821		
5398119	Vliwasorb sensitive 10 x 20 cm	10		141822		
5398125	Vliwasorb sensitive 15 x 25 cm	10		141823		
5398131	Vliwasorb sensitive 20 x 20 cm	10		141824		
5398148	Vliwasorb sensitive 20 x 30 cm	10	CH	141825		
4750212	Cutimed Sorbion Sorbact 10 x 10 cm	10		164789		
4750229	Cutimed Sorbion Sorbact 10 x 20 cm	10		183101		
4750235	Cutimed Sorbion Sorbact 20 x 20 cm	10		183108		
4750241	Cutimed Sorbion Sorbact 20 x 30 cm	10	CH	183109		
4352687	Cutimed Sorbion Sana Gentle 8,5 x 8,5 cm	10		157234		
4352693	Cutimed Sorbion Sana Gentle 12 x 12cm	10		157235		
4352718	Cutimed Sorbion Sana Gentle 22 x 12cm	10		157236		
4352701	Cutimed Sorbion Sana Gentle 22 x 22cm	10	CH	157237		
5891073	RespoSorb Silicone 8 x 8 cm, P 10	10		181855		
5891096	RespoSorb Silicone 12,5 x 12,5 cm, P 10	10		181856		
5891104	RespoSorb Silicone 10 x 20 cm, P 10	10		181857		
5891110	RespoSorb Silicone 20 x 20 cm, P 10	10		181858		
5891127	RespoSorb Silicone 20 x 25 cm, P 10	10		181859		
Mullkompressen Baumwolle steril - 8fach						
Besteht aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
2309233	Gazin Mullkompressen steril 8-fach, á 2, 5 x 5 cm	100		13620		
2309256	Gazin Mullkompressen steril 8-fach, á 2, 7,5 x 7,5 cm	100		13621		
2309262	Gazin Mullkompressen steril 8-fach, á 2, 9 x 7,5 cm	50		13615		
2309279	Gazin Mullkompressen steril 8-fach, á 2, 10 x 10 cm	100		13622		
2309285	Gazin Mullkompressen steril 8-fach, á 2, 10 x 20 cm	100		13623		
Mullkompressen Baumwolle steril - 12fach						
Besteht aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
Mullkompressen Baumwolle steril - 16fach						
Besteht aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
2570109	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 5 x 5 cm	10		13680		
2384714	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 5 x 5 cm	60		13660		
2384789	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 5, 5 x 5 cm	250	CH	13670		
2384855	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 5 x 5 cm	300	CH	13680		
2570115	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 7,5 x 7,5 cm	10		13681		
2575213	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 7,5 x 7,5 cm	10		13661		
2384720	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 7,5 x 7,5 cm	60		13661		
2575087	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 9 x 7,5 cm	10		13662		
2384737	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 9 x 7,5 cm	50		13662		
2575130	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 10 x 10 cm	10		13683		

2575118	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 10 x 10 cm	10		13663		
2384743	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 10 x 10 cm	60		13663		
2384884	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 10 x 10 cm	100		13683		
2575153	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 12,5 x 10 cm	10		13684		
2575147	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 12,5 x 10 cm	10		13664		
2384766	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 12,5 x 10 cm	60		13664		
2570204	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 18 x 8 cm	10		13685		
2384772	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 2, 18 x 8 cm	100		13665		
2384861	Gazin Mullkompressen steril 16-fach, á 10, 7,5 x 7,5 cm	100		13681		
Mullkompressen Baumwolle unsteril - 8fach						
Besteht aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
2386883	Gazin Mullkompressen unsteril 8-fach 5 x 5 cm	100		18500		
2386908	Gazin Mullkompressen unsteril 8-fach 7,5 x 7,5 cm	100		18503		
2386914	Gazin Mullkompressen unsteril 8-fach 9 x 7,5 cm	100		18522		
2386920	Gazin Mullkompressen unsteril 8-fach 10 x 10 cm	100		18506		
2386937	Gazin Mullkompressen unsteril 8-fach 18 x 8 cm	100		18524		
Mullkompressen Baumwolle unsteril - 12fach						
Besteht aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
2386943	Gazin Mullkompressen unsteril 12-fach 5 x 5 cm	100		18501		
2386966	Gazin Mullkompressen unsteril 12-fach 7,5 x 7,5 cm	100		18504		
2386972	Gazin Mullkompressen unsteril 12-fach 10 x 10 cm	100		18507		
2386989	Gazin Mullkompressen unsteril 12-fach 12,5 x 10 cm	100		18509		
Mullkompressen Baumwolle unsteril - 16fach						
Besteht aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
2384915	Gazin Mullkompressen unsteril 16-fach 5 x 5 cm	100		18502		
2384921	Gazin Mullkompressen unsteril 16-fach 7,5 x 7,5 cm	100		18505		
2384938	Gazin Mullkompressen unsteril 16-fach 9 x 7,5 cm	100		18525		
2384944	Gazin Mullkompressen unsteril 16-fach 10 x 10 cm	100		18508		
2384950	Gazin Mullkompressen unsteril 16-fach 10 x 12,5 cm	100		10956		
2384967	Gazin Mullkompressen unsteril 16-fach 18 x 8 cm	100		18526		
Vliesstoffkompressen steril - 4fach						
Besteht aus Non woven Material mit und ohne Polyester-Anteil						
1651981	Medicomp steril 4-fach, á 2, 5 x 5 cm	50		60848		
3073235	Mesoft Vlieskompressen Set, á 2, 5 x 5 cm	150	CH	18159		
1647933	Vliwasoft Vlieskompressen steril 4-fach 5 x 5 cm	150	CH	12076		
1651998	Medicomp steril 4-fach, á 2, 7,5 x 7,5 cm	50		60851		
1647956	Vliwasoft Vlieskompressen steril 4-fach 7,5 x 7,5 cm	150	CH	12082		
3073258	Mesoft Vlieskompressen Set, á 2, 7,5 x 7,5 cm	150	CH	18160		
1652006	Medicomp steril 4-fach, á 2, 10 x 10 cm	50		60866		
1647962	Vliwasoft Vlieskompressen steril 4-fach 10 x 10 cm	150	CH	12065		
3069593	Mesoft Vlieskompressen Set, á 2, 10 x 10 cm	150	CH	18161		
1652012	Medicomp steril 4-fach, á 2, 10 x 20 cm	50		60884		
3073270	Mesoft Vlieskompressen Set, á 2, 10 x 20 cm	120	CH	18162		
1647979	Vliwasoft Vlieskompressen steril 4-fach 10 x 20 cm	150	CH	12071		
Vliesstoffkompressen steril - 6fach						
Besteht aus Non woven Material mit und ohne Polyester-Anteil						
2198118	Topper 12 Komresse, steril, á 2, 5 x 5 cm	90		18167		
1372726	Vliwasoft Vlieskompressen steril 6-fach 5 x 5 cm	100		12079		
2198124	Topper 12 Komresse, steril, á 2, 7,5 x 7,5 cm	80		18168		
1372749	Vliwasoft Vlieskompressen steril 6-fach 7,5 x 7,5 cm	100		12085		
1372761	Vliwasoft Vlieskompressen steril 6-fach 10 x 10 cm	100		12068		
2198130	Topper 12 Komresse steril, á 2, 10 x 10 cm	140		18169		
2198147	Topper 12 Komresse, steril, á 2, 10 x 20 cm	70		18170		
1372784	Vliwasoft Vlieskompressen steril 6-fach 10 x 20 cm	100		12073		
Vliesstoffkompressen unsteril - 4fach						
Besteht aus Non woven Material mit und ohne Polyester-Anteil						
1652199	Mesoft Vlieskompressen unsteril 5 x 5 cm	100		18163		
1016983	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 4-fach 5 x 5 cm	100		12075		
1652207	Mesoft Vlieskompressen unsteril 7,5 x 7,5 cm	100		18146		

1017008	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 4-fach 7,5 x 7,5 cm	100		12081		
1652213	Mesoft Vlieskompressen unsteril 10 x 10 cm	100		18149		
1017014	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 4-fach 10 x 10 cm	100		12064		
1652236	Mesoft Vlieskompressen unsteril 10 x 20 cm	100		18150		
1017020	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 4-fach 10 x 20 cm	100		12070		
Vliesstoffkompressen unsteril - 6fach						
Besteht aus Non woven Material mit und ohne Polyester-Anteil						
1372790	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 6-fach 5 x 5 cm	100		12078		
1372809	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 6-fach 7,5 x 7,5 cm	100		12084		
1372815	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 6-fach 10 x 10 cm	100		12067		
1372821	Vliwasoft Vlieskompressen unsteril 6-fach 10 x 20 cm	100		12072		
Schlitzkompressen aus Verbandmull						
Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt, aus BW-Verbandmull 17 fädig mit eingelegten Schnittkanten, gelegt, nach EN 61630 bzw. EN 14079						
2404405	Gazin Schlitzkompressen steril 8-fach, á 2, 7,5 x 7,5 cm	100		13521		
2404411	Gazin Schlitzkompressen steril 8-fach, á 2, 10 x 10 cm	100		13522		
Schlitzkompressen aus Vliesstoff steril						
Schlitzkompressen mit Y-Einschnitt, aus Non woven Material mit und ohne Polyester-Anteil Mindestgewicht: 30 g cm2 nach EN 1644						
2554530	Vliwasoft Schlitzkompressen steril 4-fach 7,5 x 7,5 cm	100		12099		
940938	Topper Schlitzkompresse, steril, á 2, 7,5 x 7,5 cm	100		18154		
1518791	Vliwasoft Schlitzkompressen steril 4-fach 10 x 10 cm	100		12098		
940944	Topper Schlitzkompresse, steril, á 2, 10 x 10 cm	100		18165		
1652124	Medicomp Drain steril 6-fach, á 2, 7,5 x 7,5 cm	50		152460		
1652130	Medicomp Drain steril 6-fach, á 2, 10 x 10 cm	50		152461		
Tracheokompressen metallisiert						
Komresse mit seitlichem Schlitz und zentraler Öffnung, Öffnung 12-19 mm, für Char. 31-50						
644370	Metalline Drain-Komresse 6 x 7 cm	50		23093		
514957	Metalline Tracheo-Komresse steril 8 x 9 cm	50		23094		
Salbentüll - neutral						
gebrauchsfertiger nicht haftender Gittertüll						
2029054	Lomatüll-H Salbenverband 5 x 5 cm	10		23314		
1165080	Cuticerin Salbengaze 7,5 x 7,5 cm	50	CH	18096		
1520084	Atrauman Salbenvlies 7,5 x 10 cm	10		25781		
1002886	Lomatüll-H Salbenverband 10 x 10 cm	10		23315		
1002892	Lomatüll-H Salbenverband 10 x 10 cm	50	CH	23318		
1391824	Adaptic non adhäsiv 7,6 x 20,3 cm	24		62397		
1165105	Cuticerin Salbengaze 7,5 x 20 cm	50	CH	62374		
1727997	Adaptic non adhäsiv, á 3, 7,5 x 20 cm	108	CH	62398		
1520115	Atrauman Salbenvlies 10 x 20 cm	30		25782		
1002900	Lomatüll-H Salbenverband 10 x 20 cm	10		23316		
1002917	Lomatüll-H Salbenverband 10 x 30 cm	10		23317		
4257718	Lomatüll Pro 10 x 10 cm	10		30871		
4257701	Lomatüll Pro 10 x 10 cm	50	CH	30874		
4257724	Lomatüll Pro 10 x 20 cm	10		30872		
4257730	Lomatüll Pro 10 x 30 cm	10		30873		
247746	Jelonet Gazeverband Tupfer steril 10 x 10 cm	10		62403		
467844	Jelonet Gazeverband Tupfer steril 10 x 40 cm	10		62381		
Salbentüll antimikrobiell						
gebrauchsfertiger nicht haftender Gittertüll antiseptisch imprägniert (Chlorhexidinacetat oder PVP-Jod)						
1599387	Bactigras Gazeverband Tupfer steril 5 x 5 cm	50	CH	62368		
1599393	Bactigras Gazeverband Tupfer steril 10 x 10 cm	10		62367		

1599401	Bactigras Gazeverband Tupfer steril 15 x 20 cm	10		62404		
Salbentüll keimzahlreduzierend Silber			CH			
2991822	Atrauman Ag Wundauflage 5 x 5 cm	10	CH	18396		
2991845	Atrauman Ag Wundauflage 10 x 10 cm	10	CH	18399		
2991868	Atrauman Ag Wundauflage 10 x 20 cm	10	CH	18406		
Wunddistanzgitter mit und ohne Beschichtung						
1519514	Mepitel Netzauflagen 5 x 7,5 cm	10		62384		
1519520	Mepitel Netzauflagen 7,5 x 10 cm	10		62393		
1519537	Mepitel Netzauflagen 10 x 18 cm	10		62387		
1519543	Mepitel Netzauflagen 20 x 30 cm	5	CH	62392		
3856090	Askina SilNet 5 x 7,5 cm	10		184419		
3856109	Askina SilNet 10 x 7,5 cm	10		184420		
3856115	Askina SilNet 10 x 20 cm	10		184421		
3856121	Askina SilNet 20 x 30 cm	5	CH	31536		
3126865	Cutimed Sorbion Plus 7,5 x 7,5 cm	25		23646		
3126871	Cutimed Sorbion Plus 7,5 x 7,5 cm	50	CH	23654		
3126888	Cutimed Sorbion Plus 10 x 10 cm	25		23647		
3126894	Cutimed Sorbion Plus 10 x 10 cm	50	CH	23655		
3126902	Cutimed Sorbion Plus 20 x 10 cm	25		23648		
3126919	Cutimed Sorbion Plus 20 x 10 cm	50	CH	23656		
3126925	Cutimed Sorbion Plus 20 x 20 cm	25		23649		
3126931	Cutimed Sorbion Plus 20 x 20 cm	50	CH	23657		
3414110	Cutimed Sorbion Plus 30 x 20 cm	50	CH	31878		
3414104	Cutimed Sorbion Plus 30 x 20 cm	25	CH	31877		
4522103	Atrauman silicone 10 x 7,5 cm	10		137960		
4522126	Atrauman silicone 20 x 10 cm	10		137961		
4522095	Atrauman silicone 7 x 5 cm	10		137959		
3309761	Cutimed Sorbact Komresse/Contact 4 x 6 cm	5		182070		
2996050	Cutimed Sorbact Komresse/Contact 4 x 6 cm	40	CH	182071		
3309778	Cutimed Sorbact Komresse/Contact 7 x 9 cm	5		182072		
2996067	Cutimed Sorbact Komresse/Contact 7 x 9 cm	40	CH	182073		
2996073	Cutimed Sorbact Tamponade/Ribbon 2 x 50 cm	20		182076		
2996096	Cutimed Sorbact Tamponade/Ribbon 5 x 200 cm	10	CH	183100		
2996073	Cutimed Sorbact Tamponade/Ribbon 2 x 50 cm	20		182076		
2996096	Cutimed Sorbact Tamponade/Ribbon 5 x 200 cm	10	CH	183100		
nichtverklebende			CH			
100% Baumwollpad – ummantelt mit perforierter Polyesterfolie als Wundkontaktschicht: Enthält den antimikrobiellen Wirkstoff PHMB (Polyhexamethylen-Biguanid), verhindert die bakterielle Kolonisation im Verband, verhindert die bakterielle Durchdringung						
4799589	Sorelex 10x10 cm	10	CH	183264		
Saugkompressen mit Vliesstoffauflage - steril						
Saugkomresse mit hochsaugfähiger Pulpe, wundfreundlicher Vliesumhüllung und Wäscheschutz						
3707450	Vliwazell steril 10 x 20 cm	30		30451		
3588927	Vliwazell steril 15 x 20 cm	30		30452		
3588956	Vliwazell steril 15 x 25 cm	30		30453		
3707467	Vliwazell steril 20 x 20 cm	30		30454		
3707473	Vliwazell steril 20 x 40 cm	30	CH	30456		
666035	Vliwazell steril 10 x 10 cm	25		20320		
3707444	Vliwazell steril 10 x 10 cm	60		30450		
3588962	Vliwazell steril 20 x 25 cm	25	CH	30455		
Saugkompressen mit Vliesstoffauflage - unsteril						
Saugkomresse mit hochsaugfähiger Pulpe, wundfreundlicher Vliesumhüllung und Wäscheschutz						
2595492	Vliwazell unsteril 10 x 10 cm	25		30430		
3588896	Vliwazell unsteril 15 x 20 cm	25		30432		
3588904	Vliwazell unsteril 15 x 25 cm	25		30433		
3588910	Vliwazell unsteril 20 x 25 cm	25	CH	30435		
Saugkomresse mit Superabsorber - steril						
3617416	Vliwasorb 10 x 10 cm	10		24501		

3617422	Vliwasorb 10 x 20 cm	10		24502		
3617439	Vliwasorb 20 x 20 cm	10		24503		
4132856	Relevo 10 x 10 cm	50	CH	32951		
3821080	Vliwasorb 20 x 30 cm	10	CH	26904		
4012655	Vliwasorb 7,5 x 7,5 cm	10		34500		
4132879	Relevo 20 x 10 cm	50	CH	32952		
4132885	Relevo 20 x 20 cm	50	CH	32953		
Saugkompressen mit nicht verklebender perforierter Polyesterfolie - steril						
beidseitig verwendbare, nicht verklebende Wundkomresse aus Baumwollwatte und beidseitiger feinporig gelochter Folie, hohe Saugfähigkeit und Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit						
1519738	Solvaline N steril 5 x 5 cm	100	CH	280004		
1519744	Solvaline N steril 10 x 10 cm	100	CH	280005		
259376	Melolin steril 10 x 10 cm	100	CH	62409		
1519750	Solvaline N steril 10 x 20 cm	50		280006		
1519767	Solvaline N steril 20 x 30 cm	25	CH	280007		
3309749	Cutimed Sorbact Saugkomresse/Pad 7 x 9 cm	5		183102		
2996015	Cutimed Sorbact Saugkomresse/Pad 7 x 9 cm	40	CH	183103		
2996021	Cutimed Sorbact Saugkomresse/Pad 10 x 10 cm	5		183104		
2996038	Cutimed Sorbact Saugkomresse/Pad 10 x 10 cm	40	CH	183105		
2996044	Cutimed Sorbact Saugkomresse/Pad 10 x 20 cm	20		183106		
Saugkompressen mit nicht verklebender perforierter Polyesterfolie - unsteril						
beidseitig verwendbare, nicht verklebende Wundkomresse aus Baumwollwatte und beidseitiger feinporig gelochter Folie, hohe Saugfähigkeit und Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit						
Aktivkohleauflage						
2229913	Carboflex 10 x 10 cm	10		62327		
2229907	Carboflex 8 x 15 cm	5		62328		
2229936	Carboflex 15 x 20 cm	5		62329		
4526176	Zorflex Dressing 10 x 10 cm	10		152622		
4526182	Zorflex Dressing 10 x 20 cm	10		152623		
Aktivkohle Saugkomresse						
Aktivkohle-Wundverband nicht verklebend, mit saugfähigem Kern und Wäscheschutz						
1367613	Vliwaktiv Saugkompressen 10 x 10 cm	20		20254		
1367636	Vliwaktiv Saugkompressen 10 x 20 cm	20		20255		
5861712	Cutimed Sorbion Carbon 15 x 15 cm	10		163949		
5842778	Cutimed Sorbion Carbon 15 x 25 cm	10		163950		
5842784	Cutimed Sorbion Carbon 25 x 25 cm	10	CH	163951		
5861729	Cutimed Sorbion Carbon 25 x 35 cm	10	CH	163952		
5842790	Cutimed Sorbion Carbon 28 x 48 cm	10	CH	163953		
Aktivkohle Saugkomresse Silber - keimzahlreduzierend					CH	
Aktivkohle Wundverband mit Silber, nicht verklebend mit saugfähigem Kern und Wäscheschutz						
3073399	Vliwaktiv Ag Saugkompressen 10 x 10 cm	10	CH	20705		
3073407	Vliwaktiv Ag Saugkompressen 10 x 20 cm	10	CH	20706		
3073413	Vliwaktiv Ag Saugkompressen 20 x 20 cm	10	CH	20707		
Aktivkohleauflagen Silber - keimzahlreduzierend					CH	
3073353	Vliwaktiv Ag Tamponade 6,5 x 10 cm	10	CH	20700		
3073376	Vliwaktiv Ag Tamponade 10 x 10 cm	10	CH	20701		
3073382	Vliwaktiv Ag Tamponade 10 x 15 cm	10	CH	20702		
Aktivkohleauflagen Silber - antimikrobiell					CH	
im Palliativbereich						
2380596	Actisorb Silver 220 9,5 x 6,5 cm	10	CH	62380		
2380610	Actisorb Silver 220 10,5 x 10,5 cm	10	CH	62379		
2380633	Actisorb Silver 220 19 x 10,5 cm	10	CH	62378		
4261795	Actisorb Plus 25 mit Silber 6,5 x 9,5 cm	10	CH	33859		
4261884	Actisorb Plus 25 mit Silber 10,5 x 10,5 cm	10	CH	33860		
4261890	Actisorb Plus 25 mit Silber 10,5 x 19 cm	10	CH	33862		
Wundschnellverband steril						
4041711	Curapor 7 x 5 cm	5		32902		
4041728	Curapor 10 x 8 cm	5		32903		

3627337	Mepore steril 9 x 20 cm	5		26793		
Zellstoffmullkompressen steril						
986515	Stepcel steril 15 cm 1/1	1		23482		
986509	Stepcel steril 15 cm 1/2	1		23481		
986490	Stepcel steril 15 cm 1/4	1		23480		
986538	Stepcel steril GR I	25		23483		
986550	Stepcel steril GR II	25		23485		
986573	Stepcel steril GR III	25		23487		
Zellstoffmullkompressen unsteril						
986596	Stepcel unsteril GR I	100		23484		
986604	Stepcel unsteril GR II	100		23486		
986610	Stepcel unsteril GR III	100		23488		
3854116	Stepcel unsteril GR IV	100		23489		
986633	Stepcel unsteril Rolle 25 m x 15 cm	1		23490		
Verbandmull steril						
aus 100% Baumwolle nach EN 61630/EN 14079						
Verbandmull unsteril						
aus 100% Baumwolle nach EN 61630/EN 14079						
Verbandwatte Baumwolle						
100% Baumwolle, chemisch rein nach EN 61639						
691932	Hartmann Verbandwatte Baumwolle 100 g	1		16822		
Verbandwatte Zellwolle						
chemisch rein						
Augenkompressen steril						
1164815	Eyco steril 5,6 x 7 cm	25		16773		
5460226	Pro-Ophta steril 5,3 x 6,6 cm	5		142020		
5460261	Pro-Ophta steril 5,3 x 6,6 cm	50		142024		
Augenkompressen unsteril						
5460232	Pro-Ophta unsteril 5,3 x 6,6 cm	5		142021		
5460249	Pro-Ophta unsteril 5,3 x 6,6 cm	50		142022		
Augenkompressen - adhäsiv						
1753167	Pro-Ophta K	1		34104		
1753173	Pro-Ophta K	50	CH	34104		
Augenokklusionspflaster						
2723197	Pro-Ophta Maxi	5		16840		
2723234	Pro-Ophta Maxi	50		16845		
2723257	Pro-Ophta Maxi	100		16842		
2723180	Pro-Ophta Mini	5		16841		
2723228	Pro-Ophta Mini	50		16846		
2723240	Pro-Ophta Mini	100		16843		
Uhrglasverbände						
1753196	Pro-Ophta S klein	1		34227		
1753144	Pro-Ophta D	1		34225		
1753210	Pro-Ophta S klein	50	CH	34228		
1753150	Pro-Ophta D	50	CH	34226		
1753227	Pro-Ophta S groß	1		34229		
1753256	Pro-Ophta S groß	50	CH	34230		
metallisierte Verbandstoffe steril						
191193	Metalline Kompresse 10 x 8 cm	10		23083		
704422	Metalline Kompresse 10 x 8 cm	50	CH	23081		
191477	Metalline Kompresse 10 x 12 cm	10		23084		
704439	Metalline Kompresse 10 x 12 cm	50	CH	23082		
1133565	Metalline Kompresse 10 x 20 cm	50	CH	23087		
1104977	Metalline Verbandtuch 40 x 60 cm	1	CH	23012		
259749	Metalline Verbandtuch 60 x 80 cm	1	CH	23010		
259755	Metalline Verbandtuch 80 x 120 cm	1	CH	23011		
259726	Metalline Tuch 10 m x 73 cm	1	CH	23070		
Wundreinigungslösung neutral						
3016786	Ecolav Spüllösung NaCl 0,9 % 1000 ml	10	CH	102168		
Wundreinigung Spüllösung keimreduzierend						
2652758	Prontosan Wundspüllösung 350 ml	1	CH	66111		
3753496	Lavasorb Wundspüllösung 250 ml	1	CH	153271		
3407831	Actimaris Sensitiv-Wundspüllösung 300 ml	1	CH	108667		
Wundreinigung physikalisch osmotisch - süß						

3858516	Medihoney Apinate Alginatverband 5 x 5 cm	10	CH	33870		
4023038	Vivamel Alginat steril 5 x 5 cm	10	CH	108990		
4023050	Vivamel Alginat steril 10 x 10 cm	10	CH	108991		
4023015	Vivamel Contact steril 5 x 5 cm	10	CH	108992		
4023021	Vivamel Contact steril 10 x 10 cm	10	CH	108993		
4023009	Vivamel medizinischer Honig steril 20 g	5	CH	32730		
4018095	Revamil Gel 18 g	4	CH	32379		
Wundreinigung physikalisch osmotisch - salzig						
Wundreinigung mechanisch Wischdebridement						
Ulcus cruris ven. und art. größer als Durchm. von 5 cm, Dekubitus ab Grad 2, Wundschmerz über Grad 4 Indikationseingrenzung: Große Volumina von leicht löslichen Debris sollten mit gewöhnlichen Mullkompressen entfernt werden. Mittel der 2. Wahl, wenn nekrotische Belege durch herkömmliche Mull-, Vlieskompressen oder Gazetupfern nicht gelöst werden können. Pro Verbandwechsel nur 1 Stück, maximal 2 Packungen zu 5 Stück reichen aus. Die Verwendung wird in Kombination mit chirurgischen Debridement empfohlen.						
4352003	Debrisoft Lolly	5	CH	33224		
5885173	Debrisoft Duo	5	CH	159990		
Mullbinde gewebte Kante 20-fädig						
aus BW oder BW/ZW ohne elastische Fäden						
4341413	Geka Mullbinde einzeln 4 m x 4 cm	20		14390		
4341436	Geka Mullbinde einzeln 4 m x 6 cm	20		14391		
4341442	Geka Mullbinde einzeln 4 m x 8 cm	20		14392		
4341459	Geka Mullbinde einzeln 4 m x 10 cm	20		14393		
4341376	Geka Mullbinde 4 m x 4 cm	20		19160		
4341382	Geka Mullbinde 4 m x 6 cm	20		19161		
4341399	Geka Mullbinde 4 m x 8 cm	20		19162		
4341407	Geka Mullbinde 4 m x 10 cm	20		19163		
4341465	Geka Mullbinde 4 m x 12 cm	20		19164		
elastische Fixierbinde						
aus BW oder BW/ZW mit eingewebten elastischen Fäden						
4902857	Peha-Fix Fixierbinde 4 m x 6 cm	20		152533		
4902863	Peha-Fix Fixierbinde 4 m x 8 cm	20		152524		
4902886	Peha-Fix Fixierbinde 4 m x 10 cm	20		152563		
4902892	Peha-Fix Fixierbinde 4 m x 12 cm	20		152565		
3136875	Mollelast einzeln 4 m x 4 cm	1		14410		
3275045	Mollelast einzeln eingesiegelt 4 m x 4 cm	20		14410		
3127327	Mollelast lose im Karton 4 m x 4 cm	20		19410		
3274821	Mollelast einzeln eingesiegelt 4 m x 6 cm	20		14411		
3288591	Mollelast lose im Karton 4 m x 6 cm	20		19411		
3274844	Mollelast einzeln eingesiegelt 4 m x 8 cm	20		14412		
3288616	Mollelast lose im Karton 4 m x 8 cm	20		19412		
3274867	Mollelast einzeln eingesiegelt 4 m x 10 cm	20		14413		
3288622	Mollelast lose im Karton 4 m x 10 cm	20		19413		
3274896	Mollelast einzeln eingesiegelt 4 m x 12 cm	20		14414		
3288639	Mollelast lose im Karton 4 m x 12 cm	20		19414		
elastische Fixierbinde längs- und querelastisch						
5026814	Raucolast 4 m x 6 cm	1		11495		
904138	Raucolast 4 m x 6 cm	20		11495		
5026820	Raucolast 4 m x 8 cm	1		11498		
1131661	Raucolast 4 m x 8 cm	5		11498		
904144	Raucolast 4 m x 8 cm	20		11498		
5026837	Raucolast 4 m x 10 cm	1		11484		
1131678	Raucolast 4 m x 10 cm	5		11484		
904150	Raucolast 4 m x 10 cm	20		11484		
5026843	Raucolast 4 m x 12 cm	1		11487		
1131684	Raucolast 4 m x 12 cm	5		11487		
904167	Raucolast 4 m x 12 cm	20		11487		
elastische Fixierbinde mit Hafteffekt						
1767637	Mollelast Haft weiß 4 m x 4 cm	1		30063		
1767643	Mollelast Haft weiß 4 m x 6 cm	1		30064		
1767666	Mollelast Haft weiß 4 m x 8 cm	1		30065		
1767672	Mollelast Haft weiß 4 m x 10 cm	1		30066		
1767689	Mollelast Haft weiß 4 m x 12 cm	1		30067		
2490646	Mollelast Haft weiß 20 m x 4 cm	1		30068		

1767695	Mollelast Haft weiß 20 m x 6 cm	1		30069		
3011903	Mollelast Haft blau 20 m x 6 cm	1		30076		
1767703	Mollelast Haft weiß 20 m x 8 cm	1		30070		
3011926	Mollelast Haft blau 20 m x 8 cm	1		30077		
1767726	Mollelast Haft weiß 20 m x 10 cm	1		30071		
3011932	Mollelast Haft blau 20 m x 10 cm	1		30078		
1767732	Mollelast Haft weiß 20 m x 12 cm	1		30072		
3328221	Peha-haft 4 m x 6 cm, P1	1		31241		
3328296	Peha-haft 20 m x 6 cm, P1	1		181864		
3328304	Peha-haft 20 m x 8 cm, P1	1		181865		
3328310	Peha-haft 20 m x 10 cm, P1	1		181866		
Schlauchverband ohne elast. Faden vorgefertigt einzeln verpackt						
BW- oder BW/ZW- Gemisch						
2364829	TG Fingerling	1		24080		
2364870	TG Hand/Fuß	10		24085		
2364858	TG Kopfverband	10		24083		
2364835	TG Fingerling	50	CH	24081		
Schlauchverband elastisch						
BW/- oder BW/ZW-Gemisch						
1105600	TG-Grip J 10 m x 17,5 cm	1		24127		
1105617	TG-Grip K 10 m x 21,5 cm	1		24128		
1105646	TG-Grip M 10 m x 37,5 cm	1		24130		
1105528	TG-Grip A 10 m x 4,6 cm	1		24120		
1105534	TG-Grip B 10 m x 6 cm	1		24121		
1105540	TG-Grip C 10 m x 6,5 cm	1		24122		
1105557	TG-Grip D 10 m x 7,5 cm	1		24123		
1105563	TG-Grip E 10 m x 8,75 cm	1		24124		
1105586	TG-Grip F 10 m x 10 cm	1		24125		
1105592	TG-Grip G 10 m x 12,5 cm	1		24126		
1105623	TG-Grip L 10 m x 32,5 cm	1		24129		
2364752	TG 1 5 m x 1,4 cm	1		24020		
2364769	TG 2 5 m x 2,3 cm	1		24021		
2364775	TG 3 5 m x 3 cm	1		24022		
2364781	TG 5 5 m x 5,5 cm	1		24023		
2364798	TG 6 5 m x 6,5 cm	1		24024		
2364806	TG 7 5 m x 7 cm	1		24025		
1243905	TG K1 10 m x 16 cm	1		24030		
1243911	TG K2 10 m x 21 cm	1		24031		
1243839	TG 1 20 m x 1,4 cm	1		24000		
1243845	TG 2 20 m x 2,3 cm	1		24001		
1243851	TG 3 20 m x 3 cm	1		24002		
1243868	TG 5 20 m x 5,5 cm	1		24003		
1243874	TG 6 20 m x 6,5 cm	1		24004		
1243880	TG 7 20 m x 7 cm	1		24005		
1243897	TG 9 20 m x 8,5 cm	1		24006		
2364812	TG 12 20 m x 12 cm	1		24007		
Netzschlauchverband						
2249531	TG-Fix A Finger 4 m	1		24240		
2249548	TG-Fix B Finger Hand Fuß 4 m	1		24241		
2249554	TG-Fix C Kopf klein, Arm 4 m	1		24242		
2249560	TG-Fix D Kopf groß 4 m	1		24243		
2249577	TG-Fix E Rumpf groß 4 m	1		24244		
2245929	TG-Fix A Finger 25 m	1		24250		
2245935	TG-Fix B Finger Hand Fuß 25 m	1		24251		
2245941	TG-Fix C Kopf klein, Arm 25 m	1		24252		
2245958	TG-Fix D Kopf groß 25 m	1		24253		
2245964	TG-Fix E Rumpf groß 25 m	1		24254		
Trikotschlauchverband textilelastisch						
100% Baumwolle						
1500029	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 4 cm	1		14799		
1500035	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 6 cm	1		14800		
1500041	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 8 cm	1		14801		
1500058	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 10 cm	1		14802		
1500064	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 12 cm	1		14803		
1500070	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 15 cm	1		14804		
1500087	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 20 cm	1		14805		

2323428	Rauscher Trikotschlauchbinde 4 m x 25 cm	1		14806		
Heftpflaster Gewebe						
ohne Wundauflage, Rollenware						
1565997	Omnoplast 5 m x 2,5 cm	1		61857		
1566005	Omnoplast 5 m x 5 cm	1		61858		
1218362	Leukoplast-S 5 m x 5 cm	1		86185		
5026464	Porofix 5 m x 5 cm	1		143872		
Heftpflaster Vlies						
5021946	Micropore 5 m x 2,5 cm	1		61981		
Heftpflaster Folie						
201253	Transpore 5 m x 2,5 cm	1		62027		
Heftpflaster Kunstseide						
473193	Silkafix 5 m x 1,25 cm	1		143853		
5020562	Leukosilk 5 m x 1,25 cm	1		61898		
473201	Silkafix 5 m x 2,5 cm	1		143854		
5020579	Leukosilk 5 m x 2,5 cm	1		61919		
1041805	Silkafix 5 m x 5 cm	1		143855		
Klebevlies starr						
672923	Mefix 10 m x 5 cm	1		61835		
672917	Mefix 10 m x 10 cm	1		61836		
587979	Mefix 10 m x 15 cm	1		61837		
690447	Mefix 10 m x 20 cm	1		61838		
3322661	Mefix 5 m x 5 cm	1		30414		
3322690	Mefix 5 m x 15 cm	1		30416		
3322715	Mefix 5 m x 20 cm	1		30417		
3322721	Mefix 5 m x 30 cm	1		30418		
Klebevlies elastisch						
2250008	Omnifix 10 m x 10 cm	1		16802		
2254845	Omnifix 10 m x 15 cm	1		16803		
4260838	Hypafix 10 m x 5 cm	1		137234		
4260844	Hypafix 10 m x 10 cm	1		137236		
4260850	Hypafix 10 m x 15 cm	1		137237		
4260867	Hypafix 10 m x 20 cm	1		137238		
Kompression						
Kompressionssystem rundgestrickt - mehrlagig						
Indikation:	Einsatz nur bei bereits entstaute Bein auch zur Therapie des Ulcus cruris venosum bzw. chronisch venöser Ulzera					
Wirkungsw:	Kompression nach Entstauung					
Ausführung:	Rundgestrickt. Mind. 40 mm Hg im Fesselbereich, stufenlos abfallend von Fessel zu Knie. Verbandteile welche mit					
Material	Materialkurztext	SC	Abrechnung	Chefarzt-pflicht	Selbst-behalte	
39710	Actico UlcerSys black/sand S standard	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39711	Actico UlcerSys black/sand S lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39712	Actico UlcerSys black/sand M standard	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39713	Actico UlcerSys black/sand M lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39714	Actico UlcerSys black/sand L standard	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39715	Actico UlcerSys black/sand L lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39716	Actico UlcerSys black/sand XL standard	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39717	Actico UlcerSys black/sand XL lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39718	Actico UlcerSys black/sand XXL standard	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
39719	Actico UlcerSys black/sand XXL lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32510	Actico UlcerSys B/W S normal	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32511	Actico UlcerSys B/W S lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32512	Actico UlcerSys B/W M normal	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32513	Actico UlcerSys B/W M lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32514	Actico UlcerSys B/W L normal	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32515	Actico UlcerSys B/W L lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32516	Actico UlcerSys B/W XL normal	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32517	Actico UlcerSys B/W XL lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32518	Actico UlcerSys B/W XXL normal	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
32519	Actico UlcerSys B/W XXL lang	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20	

Kompressionssystem rundgestrickt - mehrlagig - UNTERSTRUMPF					
39740	Actico UlcerSys Liner sand S standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39741	Actico UlcerSys Liner sand S lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39742	Actico UlcerSys Liner sand M standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39743	Actico UlcerSys Liner sand M lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39744	Actico UlcerSys Liner sand L standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39745	Actico UlcerSys Liner sand L lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39746	Actico UlcerSys Liner sand XL standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39747	Actico UlcerSys Liner sand XL lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39748	Actico UlcerSys Liner sand XXL standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
39749	Actico UlcerSys Liner sand XXL lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32530	Actico UlcerSys Liner, white S standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32531	Actico UlcerSys Liner, white S lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32532	Actico UlcerSys Liner, white M standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32533	Actico UlcerSys Liner, white M lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32534	Actico UlcerSys Liner, white L standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32535	Actico UlcerSys Liner, white L lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32536	Actico UlcerSys Liner, white XL standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32537	Actico UlcerSys Liner, white XL lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32538	Actico UlcerSys Liner, white XXL standard	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
32539	Actico UlcerSys Liner, white XXL lang	3 Stück	im Tarif	NEIN	Tarifpreis
Beschichtete Bandagen Alginatbeschichtung - textilelastisch					
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn.	Chefarzt-pflicht	Kosten
152340	Alegro biel Alginatleimbinde, 5 m x 10 cm	5	im Tarif	NEIN	10%
152341	Alegro biel Alginatleimbinde, 7 m x 8 cm	5	im Tarif	NEIN	10%
152342	Alegro biel Alginatleimbinde, 7 m x 10 cm	5	im Tarif	NEIN	10%
152343	Alegro biel Alginatleimbinde, 10 m x 10 cm	5	im Tarif	NEIN	10%
152485	Varolast Plus 8cm x 500cm	1	im Tarif	NEIN	10% neu
152486	Varolast Plus 10cm x 700cm	1	im Tarif	NEIN	10% neu
152512	Varolast Plus 10cm x 1000cm	1	im Tarif	NEIN	10% neu
Synthetische Polsterbinden					
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn.	Chefarzt-pflicht	Kosten
10687	Cellona Synwa 10 cm x 3 m 4Stk	4	im Tarif	NEIN	10%
10686	Cellona Synwa 6 cm x 3 m 6Stk	6	im Tarif	NEIN	10%
Schaumstoffbinden					
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn.	Chefarzt-pflicht	Kosten
22317	Haftan 10 cm x 27,5 m	1	im Tarif	NEIN	10%
22316	Haftan 10 cm x 27,5 m 6Stk	6	im Tarif	NEIN	10%
22315	Haftan 7cm x 27,5 m 6Stk	6	im Tarif	NEIN	10%
Schaumgummibinden					
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn.	Chefarzt-pflicht	Kosten
22310	Komprex-Binde Sgb 8x0,5/1 ep	1	im Tarif	NEIN	10%
22313	Komprex-Binde Sgb 8x0,5/2 ep	1	im Tarif	NEIN	10%
Mehrlagen Bandagenverband - Mehrweg					
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn.	Chefarzt-pflicht	Kosten
24623	Lymphset 1 - Bein, Ö	1	im Tarif	NEIN	10%
24624	Lymphset 2 - Ergänzungsset Bein, Ö	1	im Tarif	NEIN	10%
24625	Lymphset 3 - Arm, Ö	1	im Tarif	NEIN	10%
33523	Rosidal Lymph Arm gr	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20
33522	Rosidal Lymph Arm kl	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20
33521	Rosidal Lymph Bein gr	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20
33520	Rosidal Lymph Bein kl	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20
16984	Rosidal sys Kb UCV Kompressionssystem	1	im Tarif	NEIN	€ 46,20
26484	Rosidal TCS	1	im Tarif	NEIN	10% Einweg

34684	Rosidal TCS 6 Stk	6	im Tarif	NEIN	10%	Einweg
Langzugbinden						
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn	Chefarzt-pflicht	Kosten	
105923	Perfekta Kräftig Langzugbinde 10 cm x 10 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105919	Perfekta Kräftig Langzugbinde 10 cm x 7 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105924	Perfekta Kräftig Langzugbinde 12 cm x 10 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105925	Perfekta Kräftig Langzugbinde 12 cm x 7 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105922	Perfekta Kräftig Langzugbinde 8 cm x 7 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105934	Perfekta Super Langzugbinde 10 cm x 10 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105932	Perfekta Super Langzugbinde 10 cm x 5 m	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105926	Perfekta Super Lb 10/7 ep	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105935	Perfekta Super Lb 12/10 ep	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105933	Perfekta Super Lb 12/5 ep	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105930	Perfekta Super Lb 6/5 ep	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
105931	Perfekta Super Lb 8/5 ep	1 Stk	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
Kompressionsbekleidung zur Entstauungstherapie						
Material	Materialkurztext	SC	Abrechn	Chefarzt-pflicht	Kosten	
104514	ReadyWrap Arm S 43cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104515	ReadyWrap Arm S 43cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104516	ReadyWrap Arm S 46cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104517	ReadyWrap Arm S 46cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104518	ReadyWrap Arm S 49cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104519	ReadyWrap Arm S 49cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104508	ReadyWrap Arm M 43cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104509	ReadyWrap Arm M 43cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104510	ReadyWrap Arm M 46cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104511	ReadyWrap Arm M 46cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104512	ReadyWrap Arm M 49cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104513	ReadyWrap Arm M 49cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104502	ReadyWrap Arm L 43cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104503	ReadyWrap Arm L 43cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104504	ReadyWrap Arm L 46cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104505	ReadyWrap Arm L 46cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104506	ReadyWrap Arm L 49cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104507	ReadyWrap Arm L 49cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104520	ReadyWrap Arm XL 43cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104521	ReadyWrap Arm XL 43cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104522	ReadyWrap Arm XL 46cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104523	ReadyWrap Arm XL 46cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104524	ReadyWrap Arm XL 49cm Length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104525	ReadyWrap Arm XL 49cm Length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104450	ReadyWrap Calf Unit S 30cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104451	ReadyWrap Calf Unit S 30cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104452	ReadyWrap Calf Unit S 35cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104453	ReadyWrap Calf Unit S 35cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104446	ReadyWrap Calf Unit M 30cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104447	ReadyWrap Calf Unit M 30cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104448	ReadyWrap Calf Unit M 35cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104449	ReadyWrap Calf Unit M 35cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104442	ReadyWrap Calf Unit L 30cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104443	ReadyWrap Calf Unit L 30cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104444	ReadyWrap Calf Unit L 35cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104445	ReadyWrap Calf Unit L 35cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104454	ReadyWrap Calf Unit XL 30cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104455	ReadyWrap Calf Unit XL 30cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	

104456	ReadyWrap Calf Unit XL 35cm length Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104457	ReadyWrap Calf Unit XL 35cm length Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104784	ReadyWrap Calf Unit XXL 30cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104785	ReadyWrap Calf Unit XXL 30cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104786	ReadyWrap Calf Unit XXL 35cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104787	ReadyWrap Calf Unit XXL 35cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141746	ReadyWrap Foot CT S Long Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141748	ReadyWrap Foot CT S Long Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141747	ReadyWrap Foot CT S Long Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141749	ReadyWrap Foot CT S Long Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141726	ReadyWrap Foot CT S Reg Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141727	ReadyWrap Foot CT S Reg Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141728	ReadyWrap Foot CT S Reg Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141729	ReadyWrap Foot CT S Reg Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141750	ReadyWrap Foot CT M Long Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141751	ReadyWrap Foot CT M Long Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141752	ReadyWrap Foot CT M Long Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
Material	Materialkurztext	SC	Abrech	Chefarzt- pflicht	Kosten	
141753	ReadyWrap Foot CT M Long Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141730	ReadyWrap Foot CT M Reg Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141731	ReadyWrap Foot CT M Reg Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141732	ReadyWrap Foot CT M Reg Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141733	ReadyWrap Foot CT M Reg Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141754	ReadyWrap Foot CT L Long Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141755	ReadyWrap Foot CT L Long Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141756	ReadyWrap Foot CT L Long Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141757	ReadyWrap Foot CT L Long Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141734	ReadyWrap Foot CT L Reg Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141735	ReadyWrap Foot CT L Reg Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141736	ReadyWrap Foot CT L Reg Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141737	ReadyWrap Foot CT L Reg Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141758	ReadyWrap Foot CT XL Long Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141759	ReadyWrap Foot CT XL Long Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141760	ReadyWrap Foot CT XL Long Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141761	ReadyWrap Foot CT XL Long Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141738	ReadyWrap Foot CT XL Reg Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141739	ReadyWrap Foot CT XL Reg Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141740	ReadyWrap Foot CT XL Reg Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141741	ReadyWrap Foot CT XL Reg Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141762	ReadyWrap Foot CT XXL Long Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141763	ReadyWrap Foot CT XXL Long Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141764	ReadyWrap Foot CT XXL Long Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141765	ReadyWrap Foot CT XXL Long Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141742	ReadyWrap Foot CT XXL Reg Beige Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141743	ReadyWrap Foot CT XXL Reg Beige Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141744	ReadyWrap Foot CT XXL Reg Black Left	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
141745	ReadyWrap Foot CT XXL Reg Black Right	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104428	ReadyWrap Foot Unit Left S Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104429	ReadyWrap Foot Unit Left S Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104426	ReadyWrap Foot Unit Left M Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104427	ReadyWrap Foot Unit Left M Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104424	ReadyWrap Foot Unit Left L Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104425	ReadyWrap Foot Unit Left L Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104430	ReadyWrap Foot Unit Left XL Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104431	ReadyWrap Foot Unit Left XL Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104436	ReadyWrap Foot Unit Right S Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104437	ReadyWrap Foot Unit Right S Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104434	ReadyWrap Foot Unit Right M Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	

104435	ReadyWrap Foot Unit Right M Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104432	ReadyWrap Foot Unit Right L Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104433	ReadyWrap Foot Unit Right L Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104438	ReadyWrap Foot Unit Right XL Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104439	ReadyWrap Foot Unit Right XL Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104490	ReadyWrap Gauntlet S 12.5cm, Left Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104491	ReadyWrap Gauntlet S 12.5cm, Left Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104498	ReadyWrap Gauntlet S 12.5cm, Right Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104499	ReadyWrap Gauntlet S 12.5cm, Right Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104488	ReadyWrap Gauntlet M 13.5cm, Left Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104489	ReadyWrap Gauntlet M 13.5cm, Left Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104496	ReadyWrap Gauntlet M 13.5cm, Right Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104497	ReadyWrap Gauntlet M 13.5cm, Right Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104486	ReadyWrap Gauntlet L 14.5cm Left Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104487	ReadyWrap Gauntlet L 14.5cm Left Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104494	ReadyWrap Gauntlet L 14.5cm, Right Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
Material	Materialkurztext	SC	Abrech	Chefarzt- pflicht	Kosten	
104495	ReadyWrap Gauntlet L 14.5cm, Right Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104500	ReadyWrap Gauntlet XL 15.5cm Right Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104501	ReadyWrap Gauntlet XL 15.5cm Right Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104492	ReadyWrap Gauntlet XL 15.5cm, Left Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104493	ReadyWrap Gauntlet XL 15.5cm, Left Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
Achtung: im Tarif Oberschenkel mit Knieteil gelistet, keine separate Listung						
104464	ReadyWrap Knee Unit S Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104465	ReadyWrap Knee Unit S Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104462	ReadyWrap Knee Unit M Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104463	ReadyWrap Knee Unit M Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104460	ReadyWrap Knee Unit L Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104461	ReadyWrap Knee Unit L Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104466	ReadyWrap Knee Unit XL Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104467	ReadyWrap Knee Unit XL Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104788	ReadyWrap Knee Unit XXL Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104789	ReadyWrap Knee Unit XXL Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104478	ReadyWrap Thigh Unit S 25cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104479	ReadyWrap Thigh Unit S 25cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104480	ReadyWrap Thigh Unit S 30cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104481	ReadyWrap Thigh Unit S 30cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104474	ReadyWrap Thigh Unit M 25cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104475	ReadyWrap Thigh Unit M 25cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104476	ReadyWrap Thigh Unit M 30cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104477	ReadyWrap Thigh Unit M 30cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104470	ReadyWrap Thigh Unit L 25cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104471	ReadyWrap Thigh Unit L 25cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104472	ReadyWrap Thigh Unit L 30cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104473	ReadyWrap Thigh Unit L 30cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104482	ReadyWrap Thigh Unit XL 25cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104483	ReadyWrap Thigh Unit XL 25cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104484	ReadyWrap Thigh Unit XL 30cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104485	ReadyWrap Thigh Unit XL 30cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104790	ReadyWrap Thigh Unit XXL 25cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104791	ReadyWrap Thigh Unit XXL 25cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104792	ReadyWrap Thigh Unit XXL 30cm Beige	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104793	ReadyWrap Thigh Unit XXL 30cm Black	1 Stk	im Tarif	NEIN	€ 46,20	
104406	ReadyWrap Toe Unit Left S Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104407	ReadyWrap Toe Unit Left S Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104404	ReadyWrap Toe Unit Left M Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104405	ReadyWrap Toe Unit Left M Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104402	ReadyWrap Toe Unit Left L Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	

104403	ReadyWrap Toe Unit Left L Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104408	ReadyWrap Toe Unit Left XL Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104409	ReadyWrap Toe Unit Left XL Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104410	ReadyWrap Toe Unit Left XXL Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104411	ReadyWrap Toe Unit Left XXL Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104416	ReadyWrap Toe Unit Right S Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104417	ReadyWrap Toe Unit Right S Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104414	ReadyWrap Toe Unit Right M Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104415	ReadyWrap Toe Unit Right M Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104412	ReadyWrap Toe Unit Right L Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104413	ReadyWrap Toe Unit Right L Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104418	ReadyWrap Toe Unit Right XL Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104419	ReadyWrap Toe Unit Right XL Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104420	ReadyWrap Toe Unit Right XXL Beige	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
104421	ReadyWrap Toe Unit Right XXL Black	1 Stk	KV	NEIN	€ 46,20	
synthetische Polsterbinden						
Material	Materialkurztext	SC	Abrech	Chefarzt- pflicht	Kosten	
19644	Rolta Soft 25cm, 9320511	10	im Tarif	NEIN	10%	
19642	Rolta Soft, 10cm, 9320491	30	im Tarif	NEIN	10%	
19643	Rolta Soft, 15cm, 9320501	20	im Tarif	NEIN	10%	
19641	Rolta Soft, 6cm, 9320481	50	im Tarif	NEIN	10%	
Kompressionsbandagen						
Material	Materialkurztext	SC	Abrech	Chefarzt- pflicht	Kosten	
162157	Rosidal 1C 10/6 6Stk	6	im Tarif	NEIN	10%	
162156	Rosidal 1C 10/6 EP	1	im Tarif	NEIN	10%	
162155	Rosidal 1C 8/6 6Stk	6	im Tarif	NEIN	10%	
162154	Rosidal 1C 8/6 EP	1	im Tarif	NEIN	10%	
31975	Rosidal haft Koh Kb 10/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
31976	Rosidal haft Koh Kb 12/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
31973	Rosidal haft Koh Kb 6/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
31974	Rosidal haft Koh Kb 8/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22206	Rosidal K Kb 10/10 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22202	Rosidal K Kb 10/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22205	Rosidal K Kb 12/10 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22203	Rosidal K Kb 12/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22199	Rosidal K Kb 4/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22200	Rosidal K Kb 6/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
22201	Rosidal K Kb 8/5 ep	1	im Tarif	NEIN	Tarifpreis	
Schaumgummibinden						
Material	Materialkurztext	SC	Abrech	Chefarzt- pflicht	Kosten	
13016	Rosidal soft Sstb 10x0,2/2 2 Stk	1	im Tarif	NEIN	10%	
23110	Rosidal soft Sstb 10x0,3/2,5 ep	1	im Tarif	NEIN	10%	
23111	Rosidal soft Sstb 10x0,4/2,5 ep	1	im Tarif	NEIN	10%	
23112	Rosidal soft Sstb 12x0,4/2,5 ep	1	im Tarif	NEIN	10%	
23113	Rosidal soft Sstb 15x0,4/2,5 ep	1	im Tarif	NEIN	10%	