



Wunden professionell versorgen

Sterile Spezialkompressen

	Superabsorbierender Wundverband		Saugkomresse	Aktivkohle-wundverband	Antimikrobieller Aktivkohlewundverband	Verklebungsarme Wundkomresse	Mehrschichtige Spezialkomresse	Gelbildendes Kontaktnetz	Salbentüll
	Vliwasorb Pro®	Vliwazell Pro®	Vliwazell®	Vliwaktiv®	Vliwaktiv® Ag	Solvaline® N	Metalline®	Lomatuell® Pro	Lomatuell® H
 Zuschneidbar						 zuschneidbar		 zuschneidbar	 zuschneidbar
Eigenschaften	sehr hohe Aufnahme- und Bindungskapazität, mit breitem Rand und ergonomischer Form, mit Wäscheschutz	schnelle Aufnahme und gleichmässige Verteilung von Exsudat mit einem hochabsorbierenden Saugkörper mit Superabsorber	hoch saugfähig, polsternd, mit Wäscheschutz	geruchsbindend, polsternd, mit Wäscheschutz	antimikrobiell, geruchsbindend, polsternd, mit Wäscheschutz	mit beidseitig perforierter Folieneinlage, beidseitig verwendbar	aluminiumbedampft	geliert in Verbindung mit Exsudat und bildet eine Wundkontaktschicht aus Vaseline und Hydrokolloid, beidseitig verwendbar	imprägniert mit weisser Vaseline
Empfohlen bei Exsudationsgrad 									
Anwendungsbereich	Mittel bis sehr stark exsudierende Wunden (sehr gut einsetzbar unter Kompression)		Mittel bis sehr stark exsudierende Wunden	Mittel bis stark exsudierende oberflächliche Wunden (bindet Wundgerüche, Bakterien und Endotoxine, z.B. bei Ulcera, Dekubitus, Analfisteln)	Mittel bis stark exsudierende oberflächliche Wunden (Saugkomresse) Tiefe und oberflächliche Wunden aller Exsudationsgrade, infektgefährdete oder infizierte Wunden (Tamponade)	Oberflächliche Wunden im postoperativen Bereich (zur Erstversorgung, z.B. von Schnitt- und Schürfwunden, Verbrennungen 2. Grades)	Zur Abdeckung von Wunden aller Art (insbesondere empfohlen für: Schürfwunden, Verbrennungen, Verätzungen und Operationswunden im Rahmen der Erstversorgung)	Oberflächliche, akute, chronische und postchirurgische Wunden (z.B. Ulcus cruris, diabetische Fussulcera, Dekubitus, Riss-, Schnitt- und Schürfwunden, Verbrennungen 2. Grades, Spalthautentnahme und Empfängerstellen)	Begünstigt den Exsudatabfluss (zur Versorgung von Hautentnahmestellen, Ulcus cruris, Dekubitus, Verbrennungen, Schnitt- und Schürfwunden)
Empfohlene Kombinationen	Suprasorb  Suprasorb  +Ag Lomatuell Pro Lomatuell H Suprasorb Liquacel Suprasorb Liquacel Ag Vliwaktiv Ag Tamponade	Suprasorb  Suprasorb  +Ag Suprasorb Liquacel Suprasorb Liquacel Ag	Suprasorb  Lomatuell Pro Lomatuell H Suprasorb Liquacel Vliwaktiv Ag Tamponade	Suprasorb  Suprasorb Liquacel Lomatuell Pro Lomatuell H Vliwaktiv Ag Tamponade	Vliwaktiv Ag Komresse: Suprasorb  Suprasorb Liquacel Lomatuell Pro Lomatuell H Vliwaktiv Ag Tamponade: Vliwazell Vliwaktiv	Suprasorb  Lomatuell Pro Lomatuell H		Suprasorb  Solvaline N Vliwazell Vliwaktiv Vliwaktiv Ag Saugkomresse	Suprasorb  Solvaline N Vliwazell Vliwaktiv Vliwaktiv Ag Saugkomresse
MiGeL Position exakte Position nach REF siehe Rückseite	35.05.05 Superabsorber, steril	35.05.05 Superabsorber, steril	35.01.04 Absorptionsverbände	35.03 Verband mit Aktivkohle ohne wundwirksame oder antibakterielle Inhaltsstoffe	Nicht MiGeL vergütet	35.01.02 Imprägnierte / beschichtete Wundkompressen mit/ohne Saugkörper, nichtklebend, steril, ohne wundwirksame oder antibakterielle Inhaltsstoffe	31.10 Tracheostomaversorgung für Tracheotomierte 35.01.02 Imprägnierte / beschichtete Wundkompressen mit/ohne Saugkörper, nichtklebend, steril, ohne wundwirksame oder antibakterielle Inhaltsstoffe	35.05.08 Wunddistanzgitter, steril	35.01.02 Imprägnierte / beschichtete Wundkompressen mit/ohne Saugkörper, nichtklebend, steril, ohne wundwirksame oder antibakterielle Inhaltsstoffe

Hinweis bei Infektion: okklusiver Sekundärverband nur nach Entscheidung des Arztes, abhängig von der Gesamtsituation

Sterile Spezialkompressen

Superabsorbierender Wundverband

Vliwasorb® Pro

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	Wundkissen-grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
10 x 10	6 x 6	32 640	6682265	35.05.05.03.1	10/300
12.5 x 12.5	8.5 x 8.5	32 641	6682271	35.05.05.03.1	10/300
12.5 x 22.5	8.5 x 18.5	32 642	6682288	35.05.05.04.1	10/350
22 x 22	18 x 18	32 643	6682294	35.05.05.05.1	10/260
22 x 32	18 x 28	32 644	6682302	35.05.05.06.1	10/90

Vliwazell® Pro

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
10 x 10	109 460	7779566	35.05.05.03.1	10/240
10 x 20	109 461	7779567	35.05.05.04.1	10/120
15 x 20	109 462	7779568	35.05.05.04.1	10/80
20 x 25	109 463	7779569	35.05.05.05.1	10/100
20 x 40	109 464	7779560	35.05.05.06.1	10/100

Saugkompresse

Vliwazell®

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
steril, einzeln eingeschiegelt, Kartoninhalt: 30 Kompressen				
10 x 20	30 451	3903688	35.01.04.02.1	30/300
15 x 20	30 452	3903702	35.01.04.03.1	30/180
15 x 25	30 453	3903694	35.01.04.03.1	30/240
20 x 20	30 454	3903719	35.01.04.04.1	30/120
20 x 25	30 455	3903725	35.01.04.04.1	30/150
20 x 40	30 456	3903731	35.01.04.05.1	30/180
steril, einzeln eingeschiegelt				
10 x 10	30 450	3903671	35.01.04.01.1	60/360

Vliwazell®

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
unsteril, 25 Stück im Folienbeutel				
10 x 10	30 430	3903748	–	25/900
10 x 20	30 431	3903754	–	25/450
15 x 20	30 432	3903760	–	25/200
15 x 25	30 433	3903777	–	25/200
20 x 20	30 434	3903808	–	25/200
20 x 25	30 435	3903783	–	25/150
20 x 40	30 436	3903814	–	25/200

Aktivkohlewundverband

Vliwaktiv® Aktivkohle-Saugkompresse

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
10 x 10	20 254	1824246	35.03.01.03.1	20/400
10 x 20	20 255	1824252	35.03.01.04.1	20/200

Antibakterieller Aktivkohlewundverband

Vliwaktiv® Ag

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
Aktivkohle-Tamponade mit Silber				
6.5 x 10	20 700	3288177	–	10/300
10 x 10	20 701	3288183	–	10/300
10 x 15	20 702	3288208	–	10/340
Aktivkohle-Saugkompresse mit Silber				
10 x 10	20 705	3288119	–	10/150
10 x 20	20 706	3288148	–	10/110
20 x 20	20 707	3288154	–	10/130

Verklebungsarme Wundkompresse

Solvaline® N

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
steril, einzeln eingeschiegelt				
5 x 5	28 0004	7777595	35.01.02.01.1	100/2700
10 x 10	28 0005	7777596	35.01.02.03.1	100/1200
10 x 20	28 0006	7777597	35.01.02.04.1	50/600

Mehrschichtige Spezialkompresse

Metalline® Kompressen

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
steril, einzeln eingeschiegelt, für Verordnung und OTC				
8 x 10	23 083	0278540	35.01.02.03.1	10/560
10 x 12	23 084	0278557	35.01.02.03.1	10/300
steril, einzeln eingeschiegelt, für OP, Ambulanz und Praxis, im Spenderkarton				
8 x 10	23 081	1085955	35.01.02.03.1	50/600
10 x 12	23 082	1085961	35.01.02.03.1	50/300
10 x 20	23 087	1242863	35.01.02.04.1	50/300

Metalline® Drain-Kompresse

steril, einzeln eingeschiegelt, im Spenderkarton; Lochdurchmesser: von 4.5-11 mm variabel; für Charrière 9-30

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
6 x 7	23 093	1085926	35.01.02.02.1	50/600

Metalline® Tracheo-Kompresse

steril, einzeln eingeschiegelt, im Spenderkarton

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
8 x 9	23 094	1086653	31.10.00.01.1	50/600

Gelbildendes Kontaktnetz

Lomatuell® Pro

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
5 x 5	30 870	6143031	35.05.08.01.1	10/360
10 x 10	30 871	6143048	35.05.08.02.1	10/120
10 x 20	30 872	6143060	35.05.08.03.1	10/120
10 x 30	30 873	6143077	35.05.08.04.1	10/80
10 x 10	30 874	6143054	35.05.08.02.1	50/450

Salbentüll

Lomatuell® H

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
5 x 5	23 314	1988663	35.01.02.01.1	10/360
10 x 10	23 315	1413419	35.01.02.03.1	10/120
10 x 20	23 316	1413431	35.01.02.04.1	10/120
10 x 30	23 317	1413448	35.01.02.04.1	10/80
10 x 10	23 318	1413425	35.01.02.03.1	50/450

Debrisoft® Duo

Lernen Sie Debrisoft® von einer neuen Seite kennen.



Debrisoft Duo eignet sich zum Debridement von fibrinösem Schorf und herausfordernden Wunden mit der rauen beigen Seite lässt sich fest anhaftender fibrinöser Schorf einfach lösen. Die weiche, weisse Seite entfernt Debris, Exsudat und Biofilm aus der Wunde.

Sie können flexibel entscheiden, welche Seite des Pads Sie verwenden, basierend auf dem Wundzustand und den Patientenbedürfnissen.

Mit Debrisoft schonen Sie neu gebildetes Granulationsgewebe sowie eingewachsene Epithelzellen und stimulieren damit die Wundheilung. Lassen Sie sich durch schnell sichtbare Ergebnisse überzeugen!

Debridement

Debrisoft® Duo Der Goldstandard im mechanischen Debridement

steril, einzeln eingeschiegelt

Grösse (cm)	REF	Pharma-code	MiGeL	VE (Stk.)
Pad				
10 x 10	15 9990	1129723	–	5/50
13 x 20	15 9991	1129724	–	5/50
Lolly				
-	33 224	6392082	–	5/50



Vor der Anwendung: Beide Produkte gemäss Anwendungshinweisen gut befeuchten.

Ein Anwendungsvideo finden Sie unter diesem Code:

