

Suprasorb®

Für jede Wunde den richtigen Wundverband

Wundfüller																Auch als Wundfüller geeignet				Weitere Wundauflagen											
Hydroaktiver Faserverband				Calciumalginat-Verband				HydroBalance-Wundverband				Silikonschaumverband			PU-Schaumverband			Hydrokolloid-Verband		Folien-Verband											
Suprasorb® Liquacel Pro		Suprasorb® Liquacel Ag		Suprasorb® A Pro		Suprasorb® A + Ag Pro		Suprasorb® X		Suprasorb® X + PHMB		Suprasorb® P sensitive			Suprasorb® P + PHMB		Suprasorb® P		Suprasorb® H		Suprasorb® F		Suprasorb® F protect								
Tamponade		Komprese		Tamponade		Komprese		Tamponade		Komprese		Tamponade		Komprese		border	border lite	non border	nicht klebend		nicht klebend	klebend	non border	dünn	gerollt, unsteril	einzelns eingeseigelt, steril					
Zuschneidbar ✂		✂		✂		✂		✂		✂		✂		✂		✂ es wird abgeraten			✂			✂ es wird abgeraten		✂		✂					
Wundstadium nekrotische Wunde belegte Wunde granulierende Wunde epithelisierende Wunde																															
Wundtiefe tief oberflächlich																															
Empfohlener Primärverband bei Wundinfektion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓						
Empfohlen bei Exsudationsgrad schwach mittel stark																															
Sekundärverband erforderlich		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		✓						
Empfohlene Kombinationen		H* F protect** P sensitive P + PHMB P Vliwasorb® Pro Vliwazell® Vliwazell® Pro		P sensitive P Vliwasorb® Pro Vliwazell® Vliwazell® Pro		H F protect P sensitive P + PHMB P Vliwaktiv® Vliwasorb® Pro Vliwazell® Vliwazell® Pro		P sensitive P Vliwaktiv® Vliwasorb® Pro Vliwazell® Vliwazell® Pro		F protect Lomatuell® H P Solvaline N		Fixierung mit geeigneten Sekundärabdeckungen		A + Ag Pro Liquacel Pro Liquacel Ag			Liquacel Pro A Pro		A Pro A + Ag Pro Liquacel Pro Liquacel Ag X		A Pro Liquacel Pro		A Pro Liquacel Pro X		A Pro Liquacel Pro X						
MiGeL Position exakte Position nach REF siehe Rückseite		35.05.07 Gelierende Faserverbände, steril		35.06.07a Gelierende Faserverbände mit Silber, steril		35.05.06 Alginate, steril		35.06.06a Alginate mit Silber, steril		Nicht MiGeL vergütet		Nicht MiGeL vergütet		35.05.03 Hydropolymere, steril, neutral			Nicht MiGeL vergütet		35.05.03 Hydropolymere, steril, neutral		35.05.02 Hydrokolloide, steril		35.05.10 Folienverbände		35.05.10 Folienverbände						

* Sekundärverband bei schwach bis mittel exsudierenden Wunden
** Sekundärverband bei schwach exsudierenden Wunden



WICHTIGE HINWEISE

Debridement (Wundreinigung) ist die Basis für die Wundheilung:

Wundbettvorbereitung: Debrisoft Duo bei oberflächlichen Wunden anwenden.

Bei tieferen Wunden: Wunde spülen und mit Debrisoft Lolly reinigen, ggf. mechan./chirurg. Debridement.

